



Brugermanual

Fingerspidspulsoximeter

XM-113



Dokumentnr.:JDXM-0304-055
Version: D
Udstedelsesdato: 2025.04.21

Generel beskrivelse

It binder sig til hæmoglobin i røde blodlegemer, når det bevæger sig gennem lugnerne. Det transporteres gennem kroppen som arterielt blod.

Pulsoximeteret bruger to lyskæbener (rød og infrarød) til at bestemme procentdelen (%) af hæmoglobin i blodet, der er mættet med it. Denne procentet kaldes blodets tilmetning eller SpO2.



Pulsoximeteret måler og viser også puls-frekvens, samtidig med at det måler SpO2-niveauet. Denne enhed overholder IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, ISO 80601-2-61.

Måleprincip

PRINCIPET for oximeteret er som følger: Pulsoximeteret fungerer ved at anvende et pulsierende arterielt lyskæbe sensor. Sensoren indeholder en dobbelt lyskilde og fotodetektor. Den ene bølge længde for lyskilden er 660 nm, hvilket er rødt lys, den anden er 905 nm, hvilket er infrarødt rødt lys. Hvid, knogler, væv og venose kar absorberer normalt en konstant mængde lys over tid. Fotodetektoren i fingersensoren indsamler og konverterer lyset til et elektrisk signal, der er proportionelt med lysintensiteten. Fingerspidens arterielle leje pulsere og absorberer variable mængder lys under systoliske og diastoliske, efterhånden som blodvolumen stiger og falder.

Førholdet mellem lys absorberet ved systole og diastole omsættes til en iltmætningsmåling. Denne måling kaldes SpO2.

- Rødt og infrarødt stråleremissionar
- Rødt og infrarødt stråleretceptør
1. Rødt og infrarødt stråleremissionar
- Rødt og infrarødt stråleretceptør



Dokumentnummer:JDXM-0304-055
Version: D
Utgivningsdato: 2025.04.21

Brugsanvisning

Fingertoppspulsoximeter

XM-113



Syre binder til hæmoglobin i røde blodkropper når det rør sig genom lugnerne. Det transporteres gennem kroppen som arterielt blod. Pulsoximeteret anvender två lyskæbener (rødt og infrarødt) for at beståma procentandelen (%) av hæmoglobin i blodet som är mättat med syre. Procentandelen kallas blodets syremättad, eller SpO2. En pulsoximeter mäter och visar även puls-frekvens samtidigt som den mäter SpO2-nivån.

Denna enhed överensstämmer med IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, ISO 80601-2-61.

- Om enheten har förvarats vid temperatur över 0 °C bör den förvaras på en sval plats i cirka två timmar före användning.
- Varken pulsvågdisplayen eller pulsoximeterdisplayen möjliggör utvärdering av pulsvolymen eller blodkvaliteten på målstedet. De används enbart för att visa den aktuella visuella signalvariationen på målstedet och möjliggör inte diagnos av pulsen.

PRINCIPEN för oximetern är följande: Pulsoximeteret fungerar med hjälp av en pulsierende arteriell kärlekslinje. Sensorn innehåller en dubbel ljuskälla och fotodetektor. En våglängd för ljuskällan är 660 nm, vilket är rött ljus, den andra är 905 nm, vilket är infrarött ljus. Hud, ben, vävnad och venskä får absorbera normalt en konstant mängd lys över tid. Fotodetektoren i

fingertoppssensorn samlar in och omvandlar ljuset till en elektronisk signal som är proportionell med lysintensiteten. Arteriellblodet pulsere normalt och absorberar varierande mængder ljus under systole och diastole när blodvolyen ökar och minskar.

Förhållandet mellan ljus som absorberas under systole och diastole omvandlas till ett syremättadsmått. Detta mått kallas SpO2.

Funktionsdiagram

- Rör för rött och infrarødt strålningsstøp
- Rør for rødt og infrarødt strålningsmottagning



1. Rør for rødt og infrarødt strålningsstøp
2. Rør for rødt og infrarødt strålningsmottagning



Sikkerhedsmeddelelse

- Læs manualen omhyggeligt før brug.
- Brug ikke pulsoximeteret:
 - hvis du er allergisk over for gummiprodukter.
 - hvis apparatet eller fingeren er fugtig.
 - under MR- eller CT-scanning.
 - med nagelak og kunstige negle
 - mens du holder blodtrykket på armen.
 - med nagelak eller kunstige negle
 - fingre med anatomiske forlængere, ødemer, ar eller forbrændinger.
 - For store fingre: fingerbredden er over 20 mm, og fingertykkelsen er over 15 mm.
- For lille finger: fingerbredden er mindre end 10 mm, og fingertykkelsen er mindre end 5 mm.
- Minderigtige under 18 år.
- Omgevselstyset ændrer sig kraftigt.
- i nærheden af brandfarlige eller eksplosive gasblandinger.
- Længevarer skal kun forlænges smertefri for personer med kredsløbsforstyrrelser. Brug ikke pulsoximeteret i mere end 10 timer på én finger.
- Målingerne er kun til orientering - de erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis der opstår en uventet aflesning, kan brugeren foretage flere målinger og konsultere en læge.
- Kontroller pulsoximeteret regelmæssigt før brug for at sikre, at der ikke er synlige skader og at batterierne har tilstrækkelig spænding. I visse tilfælde bør apparatet ikke anvendes og kundeservice eller forhandler bør kontaktes

Brug ikke yderligere tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.

7. Du må under ingen omstændigheder åbne eller reparere apparatet selv. Manglende overholdelse vil medføre ugyldighed af garantien. Ved reparationer bedes du kontakte kundeservice eller en autoriseret forhandler.

8. Se ikke direkte ind i oximeteret under måling. Det røde lys og det usynlige infrarøde lys i pulsoximeteret er skadelige for dine øjne.

9. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med begrænset fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de modtager instruktioner fra denne person om, hvordan enheden bruges. Børn bør overvåges i nærheden af enheden for at sikre, at de ikke leger med den.

10. Hvis enheden har været opbevaret ved temperatur under 0 °C, skal den opbevares et varmt sted i cirka to timer, før den tages i brug.

11. Hvis enheden har været opbevaret ved temperatur over 40 °C, skal den opbevares et køligt sted i cirka to timer, før den tages i brug.

12. Ingen af displayene for pulsølgen eller pulsbejlgten udelukkende af pulsens styrke eller blodkvaliteten på målstedet. De bruges til at vise den aktuelle visuelle signalvariation på målstedet og muliggør ikke diagnosticering af pulsen.

13. Funktionen af fingerspidspulsoximeteret kan påvirkes af brugen af en elektroskiringskæde (ESU).

14. Følg lokale bestemmelser og genbrugsinstruktioner vedrørende bortskaflelse eller genbrug af enheden og enhedens komponenter, inklusive batterier.

15. Dette usynlige overholdelse IEC 60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet for medicinsk elektrisk udstyr og systemer i sundhedscentre eller andre miljøer kan radiotransmissionsudstyr og elektromagnetisk interferens påvirke oximeterets ydeevne.

16. Dette usynlige er ikke beregnet til brug under patienttransport uden for sundhedsinstitutioner.

17. Når signalet ikke er stabilt, kan aflesningen være unøjagtig. Referer venligst ikke.

18. Berør og mobil RF-kommunikationsudrustning kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr.

19. ADVARSEL: Brug af dette udstyr ved siden af eller samtidig med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i forkeret drift.

Hvis sådan brug er nødvendigt, skal dette udstyr og andet udstyr observeres for at kontrollere, at de fungerer normalt.

20. ADVARSEL: Berørbar RF-kommunikationsudrustning (inklusive periferitødsr system antennekabler og ekstern antenner) bør ikke anvendes tættere end 30 cm (12 tommer) på nogen del af fingerspidspulsoximeteret, inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan det resultere i forringede af udstyrets ydeevne.

21. Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er.

Sikkerhetsmeddelelse

- Læs brugsanvisningen nøgrant før anvendning.
- Anvnd inte pulsoximeteret:
 - om du är allergisk mod gummiprodukter.
 - om enheten eller fingeret är fuktigt.
 - under MR- eller CT-skanning.
 - vid måling av blodtryck på armen.
 - med nagelack och konstnaglar.
 - mensig eller med avlångnar på fingrarna
 - fingrar med anatomiska förörlångare, ödem, är eller förbrändskar.
 - För store fingrar: fingerbredden är mer än 20 mm och fingerjokleken är mer än 15 mm.
 - För litet fingrar: fingerbredden är mindre än 10 mm och fingerjokleken är mindre än 5 mm.
 - Minderigtiga under 18 år.
 - Det omgivande värdet förändras kraftigt.
 - nära brandfarliga eller explosiva gasblandningar.
 - Långvarig användning kan orsaka smärta för personer med cirkulationsstörningar. Använd inte pulsoximeteret i mer än två timmar på ett finger.
 - Målmåingarna är endast i informationsytelse - de ersätter inte en läkarundersökning. Om ett oväntat värde inträffar kan användaren göra flera mätningar och rådgöra en läkare.
 - Kontrollera pulsoximeteret regelbundet före användning för att säkerställa att det inte finns några synliga skador och att batterierna har tillräcklig spänning. Vid rekombinera, använd inte enheten och kontakta kundservice eller en auktoriserad återförsäljare.
- Använd inte ytterligare tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Da bör under inga omständigheter öppna eller reparera enheten själv. Underlåtenhet att följa användningsanvisningen kan resultera i personlig skada eller skadning av apparatet. Vid reparationer, vänligen kontakta kundtjänsten eller en auktoriserad återförsäljare.
- Titta inte direkt in i oximeteret under måltning. Det røda ljuset och det usynliga infrarøda ljuset i pulsoximeteret är skadliga för ögonen.
- Denna enhed är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller förståelse erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av enheten av en person som ansvarar för deras sikkerhed. Børn bør overvåges i nærheden av enheten for at sikre, at de ikke leger med den.
- Om enheten har förvarats vid temperatur under 0 °C bör den förvaras på en sval plats i cirka två timmar före användning.
- Om enheten har förvarats vid temperatur över 40 °C bör den förvaras på en sval plats i cirka två timmar före användning.
- Varken pulsvågdisplayen eller pulsoximeterdisplayen möjliggör utvärdering av pulsvolymen eller blodkvaliteten på målstedet. De används enbart för att visa den aktuella visuella signalvariationen på målstedet och möjliggör inte diagnos av pulsen.

PRINCIPEN för oximetern är följande: Pulsoximeteret fungerar med hjälp av en pulsierende arteriell kärlekslinje. Sensorn innehåller en dubbel ljuskälla och fotodetektor. En våglängd för ljuskällan är 660 nm, vilket är rött ljus, den andra är 905 nm, vilket är infrarött ljus. Hud, ben, vävnad och venskä får absorbera normalt en konstant mängd lys över tid. Fotodetektoren i

fingertoppssensorn samlar in och omvandlar ljuset till en elektronisk signal som är proportionell med lysintensiteten. Arteriellblodet pulsere normalt och absorberar varierande mængder ljus under systole och diastole när blodvolyen ökar och minskar.

Förhållandet mellan ljus som absorberas under systole och diastole omvandlas till ett syremättadsmått. Detta mått kallas SpO2.

- Underlåtenhet att följa följande instruktioner kan leda till felaktiga eller misslyckade mätningar.
- Det får inte finnas nagelack, konstnaglar eller annan kosmetika på fingret som ska mätas.
- Se till att fingernageln på fingret som ska mätas är tillräckligt kort så att fingertoppen täcker sensorelementet i höjlet.
- Håll handen, fingret och kroppen stramt under mätningen.
- Vid kolmonoxidgiftning kommer pulsoximeteret att visa ett för högt mätvärde.
- För att undvika felaktiga resultat bör det inte finnas några starka ljuskällor (t.ex. lysrør eller direkt sollys) i pulsoximeterens omedelbara närhet.
- Skydda pulsoximeteret från damm, stöt, fukt och explosiva material.
- Undvik överdriven patientrörelse.
- Följande situationer kan orsaka felaktiga mätningar:
 - 2. Bredgående svårare av dysfunktionell hæmoglobin (såsom karbonylhæmoglobin eller metnehämoglobin).
 - Venösa pulsationer.
 - Placering av en sensor på en extremitet med en blodtrycksmanschett, arteriell kateter eller intravaskulär kateter.
 - Patienten har hypotoni, svar vasostraktion, svar anemi eller hypotermi.
 - Patienten har hjärtstopp eller är i chock.
 - Svag pulsvåg/ligt (låg perfusion).
 - Låg hæmoglobin.

Avsedd användning/Indikatorer/Kontraindikationer

1. Indikationer för användning:Avsedd användning: Fingerspidspulsoximeteret är en bärbar, icke-invasiv mätare för skidspox-nivån av syresättad av arteriellt hæmoglobin och puls-frekvens hos vuxna i hemmet och på sjukhus (inklusive klinisk användning inom intensivvård, anestesi etc.).

2. Medicinska indikatorer: Normal symtålning och hypoxemi.

3. Namn på sjukdom eller tillstånd: Välbefinnande och sjukdom som kan leda till hypoxemi.

4. Patientpopulation: Vuxna.

5. Avsedd användare: Erhverskamma och lekmän.


6. Kontraindikationer: Inget av dem är avsedd för kontinuerlig övervakning.

Enhedsillustration

Förpackningens innehåll

- 1 x XM113 Pulsoximeter
- 1 x Användarmanual
- 1 x Sikkerhetsrem

Montorenhet



Strömledare
Remhål
Fingerringning

Display

Settings
+ On
- Off
Beep
Language
Default
EN
Settings
SpO2 Typ: Lo + 90
PR Typ: Lo 100
PR Typ: Lo 50
E:Ut

97 88 88 16
97 88 88 16
97 88 88 16
97 88 88 16

21. Alla alvorlige hendelser som inträffar med enheten bør rapporteres til tilberedaren og den berøgtige myndigheten i den medlemsstat der anvendelsen eller patienten befinner sig.

Vigtige trestretningslinjer

- Manglende overholdelse af følgende instruktioner kan føre til forøret eller misslykkede målinger.
 - Der må ikke være nagelak, kunstige negle eller anden kosmetik på den finger, der skal måles.
 - Sørg for, at neglen på den finger, der skal måles, er kort nok til, at fingerspidens dækker sensorelementet i huset.
 - Hold din hånd, finger og krop stabil under målingen.
 - I tilfælde af kullforgiftning vil pulsoximeteret vise en for høj mælværdi.
 - For at undgå forkerte resultater bør der ikke være stærke lyskilder (f.eks. lysstoffer eller direkte sollys) i umiddelbar nærhed af pulsoximeteret.
 - Beskyt pulsoximeteret mod støv, støv, fugt og eksplosive materialer.
 - Undgå overdreven patientbevægelse.
 - Følgende situationer kan forlange unøjagtige målinger:
 - Signifikante niveauer af dysfunktionell hæmoglobin (såsom carbonylhæmoglobin eller methæmoglobin).
 - Venøse pulsationer.
 - Placering af sensoren på en ekstremitet med en blodtryksmanschet, arteriekateter eller intravaskulær kateter.
 - Patienten har hypotension, svar vasostraktion, svar anemi eller hypotermi.
 - Patienten har hjertestop eller er i chock.
 - Svag pulsvåg/ligt (lav perfusion).
 - Lavt hæmoglobin.

Tilsliget formal/indikatorer/kontraindikationer

1. Indikationer for brug:Tilsliget anvendelse: Fingerspidspulsoximeteret er et bærbart, icke-invasiv målingssystem til skidpoxkontroll af ilmetning af arteriell hæmoglobin og puls hos voksne i hjemmet og på hospitalet (inklusive klinisk brug hos voksne patienter i intensivvård, anestesi osv.).

2. Medicinske indikatorer: Normal ilmetning og hypoxæmi.

3. Navn på sygdom eller tilstand: Velvære og den sygdom, der kan resultere i hypoxæmi.

4. Patientgruppe: Voksne.

5. Tilsliget bruger: Fagfolk og lægkø.


6. Kontraindikationer: Apparatet er ikke til kontinuerlig overvågning.

Enhedsillustration


Pakkens indhold

- 1 x XM113 Pulsoximeter
- 1 x Brugermanual
- 1 x Sikkeringsrem

Montorenhed



Display



Settings
+ On
- Off
Beep
Language
Default
EN
Settings
SpO2 Typ: + 90
PR Typ: Lo 100
PR Typ: Lo 50
E:Ut

Sikkerhedsmeddelelse

- Underlåtenhet att följa följande instruktioner kan leda till felaktiga eller misslyckade mätningar.
- Det får inte finnas nagelack, konstnaglar eller annan kosmetika på fingret som ska mätas.
- Se till att fingernageln på fingret som ska mätas är tillräckligt kort så att fingertoppen täcker sensorelementet i höjlet.
- Håll handen, fingret och kroppen stramt under mätningen.
- Vid kolmonoxidgiftning kommer pulsoximeteret att visa ett för högt mätvärde.
- För att undvika felaktiga resultat bör det inte finnas några starka ljuskällor (t.ex. lysrør eller direkt sollys) i pulsoximeterens omedelbara närhet.
- Skydda pulsoximeteret från damm, stöt, fukt och explosiva material.
- Undvik överdriven patientrørelse.
- Följande situationer kan orsaka felaktiga mätningar:
 - 2. Bredgående svårare av dysfunktionell hæmoglobin (såsom karbonylhæmoglobin eller methæmoglobin).
 - Venösa pulsationer.
 - Placering av en sensor på en extremitet med en blodtrycksmanschett, arteriell kateter eller intravaskulär kateter.
 - Patienten har hypotoni, svar vasostraktion, svar anemi eller hypotermi.
 - Patienten har hjärtstøllstånd eller är i chock.
 - Svag pulsvåg/ligt (låg perfusion).
 - Låg hæmoglobin.

Avsedd användning/Indikatorer/Kontraindikationer

1. Indikationer för användning:Avsedd användning: Fingerspidspulsoximeteret är en bärbar, icke-invasiv mätare för skidpox-nivån av syresättad av arteriellt hæmoglobin och puls-frekvens hos vuxna i hemmet och på sjukhus (inklusive klinisk användning inom intensivvård, anestesi etc.).

2. Medicinska indikatorer: Normal symtålning och hypoxemi.

3. Namn på sjukdom eller tillstånd: Välbefinnande och sjukdom som kan leda till hypoxemi.

4. Patientpopulation: Vuxna.

5. Avsedd användare: Erhverskamma och lekmän.


6. Kontraindikationer: Inget av dem är avsedd för kontinuerlig övervakning.

Enhedsillustration

Förpackningens innehåll

- 1 x XM113 Pulsoximeter
- 1 x Användarmanual
- 1 x Sikkerhetsrem



Montorenhet



Förpackningens innehåll

- 1 x XM113 Pulsoximeter
- 1 x Användarmanual
- 1 x Sikkerhetsrem

Montorenhet



Display



Settings
+ On
- Off
Beep
Language
Default
EN
Settings
SpO2 Typ: Lo + 90
PR Typ: Lo 100
PR Typ: Lo 50
E:Ut



Funktioner

- Nem at betjene og praktisk at bære.
- Føldev og vjer led og har lavt strømforbrug.
- Viser SpO2, PR, puls vist som bjelke og i talformat.
- Justerbar lysstyrke på niveau 1-5.
- 5 forskellige lyslængder, der kan justeres i displayen, når batterispændingen er så lav, at oximeterets normale drift kan blive påvirket.
- En advarsel om lav spænding vises i displayen, når batterispændingen er 10 sekunder.
- Når der vises "Finger out", slukker pulsoximeteret automatisk efter 10 sekunder.
- 8 Biplyd.
- Når summen og påmindelsefunktionen er aktiveret, blinker talhøje på skærmen, når påmindelsen udløses, og buzzeren bipper.
- Perfusionsindeks (værdi i procent).

Betjening af enheden

Installation af batterier

Skub batteridekset af som angivet med pilen. Løst 2 nye AAA alkaliske batterier og vend dem rigtigt i forhold til polariteten. Luk batteridekset.



Bemærk:
1) Sørg for at vende batterierne korrekt, når du sætter dem i.
Omvendt batterier kan forårsage skade på enheden.

2) Brug kun den angivne størrelse og type batterier.

3) Bland ikke forskellige typer batterier sammen eller gamle batterier med nye. Udskift altid batterierne samtidig.

4) Udskift batterierne i god tid, når lavspændingslampen lyser.

5) Hørd eller sprøj ikke væske på oximeteret, og lad ikke væske trænge ind i åbninger i enheden. Lad oximeteret tørre grundigt, før det bruges igen.

3. Fingerspidspulsoximeter kræver ingen rutinemæssig kalibrering eller vedligeholdelse udover udskfiftning af batterier.

4. Enhedens forventede levetid er 3 år, når den bruges til 10 målinger hver dag og 10 minutter pr. måling. Stop brug, og kontakt det lokale servicecenter, hvis et følgende tilfælde opstår:

- Der vises en fejl på skærmen.
- Oximeteret skak under ingen omstændigheder tændes, og det skyldes ikke batterier.
- Der er en revne på oximeteret, eller displayet er beskadiget, hvilket resulterer i, at aflesningerne ikke kan identificeres
- Fjederen virker ikke.
- Kappen reagerer ikke eller er utillægelig.

5. Rengøring
Rengøringsprocedurer:
a) Placer oximeteret på et rent bord.

b) Anvend en ren, fugtfri, blødt oprødet klud til at rengøre overfladen af oximeteret og de ovre og nedre fingerpuder.

c) Hvis der er tydelige flekker, skal du bruge et neutralt rengøringsmiddel til at tørre og rengøre. Når pletterne er fjernet, skal du tørre efter med en oprødet blød klud.


d) Tør oximeteret helt på et ventileret sted.

Systemindstillinger

Sørg for at enheden er slukket og tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sekunder for at aktivere systemindstillingerne.

Indstillinger tilgængelige for Bip, Sprog, grundindstillinger, SpO2 lav, PR høj og lav samt AFSLŪT.

Anvend langt tryk for at gå ind i den specifikke værdiindstilling og kort tryk for at skifte mellem indstillingspunkterne.



Systemindstillinger

Sørg for at enheden er slukket og tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sekunder for at aktivere systemindstillingerne.

Anvend langt tryk for at gå ind i den specifikke værdiindstilling og kort tryk for at skifte mellem indstillingspunkterne.

- Lätt att använda och békväm att bära.
- Føldev og vjer led og har lavt strømforbrug.
- Viser SpO2, PR og puls som stapel og vågform.
- Justerbar lysstyrke 1-5.
- 5 olika visningslängder.
- En advarsel för låg spænding vises på displayen når batterispændingen är så låg att oximeterets normala funktion kan påverkas.
- När "Finger out" visas stängs pulsoximetern av automatiskt efter 10 sekunder.
- 8 Pipsignål.
- När summen og påmindelsefunktionen aktiveras blinker talhøje på skærmen når påmindelsen udløses og summen pipper.
- Perfusionsindeks (værdie i procent).

1. Nem at anvånda och békväm att bära.
2. Føldev og vjer led og har lavt strømforbrug.
3. Viser SpO2, PR og puls som stapel og vågform.
4. Justerbar lysstyrke 1-5.
5. 5 olika visningslängder.
6. En varning för låg spænding vises på displayen når batterispændingen är så låg att oximeterets normala funktion kan påverkas.
7. När "Finger out" visas stängs pulsoximetern av automatiskt efter 10 sekunder.
8. 8 Pipsignål.
9. När summen og påmindelsefunktionen aktiveras blinker talhøje på skærmen når påmindelsen udløses og summen pipper.
1