


Surgical Face Mask


EN 14683:2019+AC:2019 **TYPE IIR**



PRODUCT INFO



- SE** Kirurgiskt Munskydd
- FR** Masque Chirurgical
- DE** Chirurgische Maske
- ES** Màscara Quirùrgica
- IT** Maschera Chirurgica
- NO** Kirurgisk Munnbind
- DK** Kirurgisk Mundbind
- FI** Kirurginen Suusuoja
- NL** Chirurgisch Masker



GIBSONMEDICAL.SE

Imported by Gibson Medical AB
Ideon Science Park SE-223 70 Lund



EN Manufacturer **SV** Tillverkare **FR** Fabricant
DE Hersteller **ES** Fabricante **IT** Produttore **NO**
Produsent **DK** Producent **FI** Valmistaja **NL** Fabrikant

EN Date of manufacture **SV** Tillverkningsdatum
FR Date de fabrication **DE** Herstellungsdatum
ES Fecha de fabricación **IT** Data di produzione
NO Produksjonsdato **DK** Fremstillingsdato **FI**
Valmistuspäivä **NL** Productiedatum

EN Use-before date **SV** Sista förbrukningsdag
FR Date limite d'utilisation **DE** Verfallsdatum
ES Fecha de caducidad **IT** Data di scadenza
NO Utløpsdato **DK** Sidste anvendelsesdato **FI**
Viimeinen käyttöpäivä **NL** Houdbaarheidsdatum

EN Batch code **SV** Batchkod **FR** Code de lot
DE Chargennummer **ES** Número de lote
IT Codice lotto **NO** Batch-kode **DK** Batchkode
FI Eräkoodi **NL** Partijcode

EN Article number **SV** Artikelnummer **FR**
Numéro d'article **DE** Artikelnummer **ES** Número
de arti- culo **IT** Codice articolo **NO** Artikkelnum-
mer **DK** Artikelnummer **FI** Tuotenumero **NL**
Artikelnummer

EN Keep away from sunlight **SV** Förvaras ej i solljus
FR Conserver à l'abri de la lumière du soleil **DE** Vor
Sonnenlicht schützen **ES** Mantener alejado de la luz
solar directa **IT** Conservare al riparo dalla luce del
sole **NO** Oppbevar utenfor direkte sollys **DK** Skal
holdes væk fra sollys **FI** Suojaa auringonvalolta **NL**
Beschermen tegen zonlicht

EN Do not reuse **SV** Återanvänd ej **FR** Ne pas
réutiliser **DE** Nicht wiederverwenden **ES** No
reutilizar **IT** Non riutilizzare **NO** Engangsbruk
DK Må ikke genbruges **FI** Älä käyttää uudelleen
NL Niet hergebruiken

Surgical Face Mask

EN

REF: 1091 **Model:** Ear Loops **Size:** 17,5 x 9,5 cm

Regulation and standard: Medical Device Regulation, MDR (EU) 2017/745 Class I. Standard EN 14683:2019+AC:2019 Type IIR.

Range of application: A fluid resistant disposable face mask that creates a physical barrier between the mouth and nose of the wearer and the immediate environment. Designed to prevent spreading of infections by catching pathogens shed in liquid droplets and particles from the wearer's mouth and nose. Also protects the wearer from potentially contaminated fluid splash.

Structure and composition: Mask body made of three layers; spunbond and melt-blown polypropylene and silk-like ES-fiber. Nose strip made of aluminium. Ear loops made of spandex polyurethane and nylon. Product is free from latex, PVC and nickel.

Storage requirements: Store in a clean, dry and well-ventilated environment in original packaging, away from contaminated areas, dust, sunlight and damaging chemicals.

Recycling: Packaging is sorted as paper. The product as general waste.

Caution: Make sure the product is intact before use. Confirm the label, production date and use-before-date. Use the product within the validity period and do not re-use.

Instructions: Clean and disinfect hands before use. The coloured side is the external side. Avoid touching the internal side of the mask. With the nose strip facing upwards, attach the elastic cords around your ears. Hold the mask to your nose and stretch the mask around your chin. Use the index finger of both hands to pinch the nose strip so it takes the shape of your nose bridge. Make sure the mask fits your face shape and that it is comfortable. Do not touch the mask when in use. Only touch the elastic cords when removing it. Discard into a waste container with a lid or according to medical waste regulations in medical environments. Clean and disinfect hands after use.

Masque Chirurgical

FR

REF: 1091 **Modèle:** Contours d'oreilles **Taille:** 17,5 x 9,5 cm

Règlement et norme: Règlement sur les dispositifs médicaux, MDR (UE) 2017/745 Classe I, EN 14683:2019+AC:2019 Type IIR.

Champ d'application: Résistant aux liquides, ce masque facial jetable crée une barrière physique entre la bouche et le nez de son porteur et l'environnement immédiat. Conçu pour éviter la propagation des infections en retenant la transmission des agents pathogènes par gouttelettes liquides et particules émises par la bouche et le nez du porteur. Il protège également le porteur des éclaboussures liquides potentiellement contaminées.

Structure et composition: Corps de masque composé de trois couches ; polypropylène filé-lié et de fusion-soufflage et fibre ES de type soie. Barrette nasale fabriquée en aluminium. Contours d'oreilles fabriqués en spandex de polyuréthane et nylon. Le produit ne contient pas de latex, PVC et nickel.

Consignes de stockage: Stocker dans l'emballage d'origine dans un environnement propre, sec et bien ventilé, à l'écart des zones contaminées, de la poussière, de la lumière du soleil et de produits chimiques néfastes.

Recyclage: L'emballage est trié comme du papier. Le produit en tant que déchet ordinaire.

Avertissement: Vérifiez que le produit est intact avant utilisation. Vérifiez l'étiquette, la date de production et la date limite d'utilisation. Utilisez le produit avant la date de fin de validité et ne le réutilisez pas.

Consignes: Lavez et désinfectez-vous les mains avant utilisation. La partie colorée se porte à l'extérieur. Évitez de toucher la face interne du masque. Avec la barrette nasale orientée vers le haut, attachez les cordons élastiques autour de vos oreilles. Appliquez le masque sur votre nez et dépliez le masque pour qu'il couvre votre menton. Utilisez vos deux index pour pincer la barrette nasale afin qu'elle prenne la forme de votre arête nasale. Assurez-vous que le masque est adapté à la forme de votre visage et qu'il est agréable à porter. Ne touchez pas le masque lorsque vous l'utilisez. Touchez uniquement les cordons élastiques lorsque vous retirez le masque. Jetez-le dans un conteneur de déchets équipé d'un couvercle, ou conformément aux règlements sur les déchets médicaux si vous êtes dans un environnement médical. Lavez et désinfectez-vous les mains après utilisation.

Kirurgiskt Munskydd

SV

REF: 1091 **Modell:** Öronband **Storlek:** 17,5 x 9,5 cm

Förordning och standard: Förordningen om medicintekniska produkter, MDR (EU) 2017/745 Klass I. Standard EN 14683:2019+AC:2019 Typ IIR.

Tillämpningsområde: Ett vätskebeständigt medicinskt munskydd för engångsbruk som skapar en fysisk barriär mellan bärarens mun/näsa och omgivningen. Utformad för att förebygga spridande av infektioner genom att fånga upp patogener som utsöndras som flytande droppar och partiklar från bärarens utandningsluft. Skyddar även bäraren från stänk av potentiellt kontaminerad vätska.

Material och sammansättning: Munskyddet består av tre lager: spunbond polypropen, melt-blown polypropen samt ES-fiber. Näsbygel av aluminium och elastiska öronband av spandex polyuretan och nylontråd. Fri från latex, PVC och nickel.

Förvaring: I originalförpackning i en torr, ren och välventilerad miljö. Skyddat från föroreningar, damm, solljus och skadliga kemikalier.

Källsortering: Förpackning sorteras som papper. Munskyddet som restavfall.

Varning: Kontrollera att produkten är intakt före användning. Kontrollera märkning, tillverkningsdatum och bäst-före-datum. Använd inom giltighetstiden. För engångsbruk och ska inte återanvändas.

Instruktioner: Rengör och desinficera händerna före användning. Den färgade sidan är utsidan. Undvik att vidröra insidan av munskyddet. Med näsklämman riktad uppåt, fäst de elastiska öronbanden runt öronen. Håll munskyddet mot näsan och dra ut det runt hakan. Använd pekfin-gret på båda händerna för att forma näsklämman efter näsryggen. Se till att munskyddet passar din ansiktsform och att det sitter bekvämt. Undvik att vidröra munskyddet medan det används. Vidrör endast öronbanden när du tar av munskyddet. Kassera i en avfallsbehållare med lock. I sjukvårdsmiljö ska det kasseras i enlighet med regler om medicinskt avfall. Rengör och desinfi-cera händerna efter användning.

Chirurgische Maske

DE

REF: 1091 **Modell:** Ohrenschlaufen **Größe:** 17,5 x 9,5 cm

Verordnungen und Normen: Die Verordnung über Medizinprodukte, MDR (EU) 2017/745 Klasse I. Norm EN 14683:2019+AC:2019 Typ IIR.

Anwendungsbereich: Ein Flüssigkeitsresistenter Einwegmundschutz, der eine physische Barriere zwischen Mund und Nase des Trägers und der unmittelbaren Umgebung bildet. Das Produkt wurde entwickelt, um der Ausbreitung von Infektionen entgegenzuwirken, indem Krankheitserreger, die in Flüssigkeitströpfchen und Partikeln aus Mund und Nase des Trägers austreten, aufgefangen werden. Die Maske dient auch zum Eigenschutz des Trägers vor kontaminierten Tröpfchen.

Struktur und Aufbau: Dreilagige Maske; Spunbond und schmelzgeblasenes Polypropylen und seidenähnliche ES-Faser. Nasenbügel aus Aluminium. Ohrenschlaufen bestehen aus Elasthan-Polyurethan und Nylon. Das Produkt ist frei von Latex, PVC und Nickel.

Lagerung: Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung in einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung, die nicht kontaminiert und staubfrei ist, geschützt vor Sonnenlicht und schädlichen Chemikalien.

Entsorgung: Die Verpackung wird als Papier sortiert. Das Produkt im Hausmüll entsorgen.

Achtung: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Etikett, Herstellungsdatum und Verfallsdatum prüfen. Das Produkt nur innerhalb der Gültigkeitsdauer verwenden und nicht wiederverwenden.

Anleitung: Hände vor Gebrauch des Produkts reinigen und desinfizieren. Die farbige Seite ist die Außenseite. Die Innenseite der Maske nicht berühren. Die Maske, den Nasenbügel nach oben gerichtet, mit den elastischen Bändern hinter den Ohren befestigen. Legen Sie die Maske an Ihre Nase und ziehen Sie sie über Ihr Kinn. Den Nasenbügel mit beiden Zeigefingern seitlich andrücken, damit er dicht am Nasenrücken anliegt. Achten Sie darauf, dass sich die Maske bequem Ihrer Gesichtsform anpasst. Die Schutzmaske während des Gebrauchs nicht berühren. Bei der Abnahme ausschließlich die elastischen Bänder berühren. Nach Gebrauch in einem Abfallbehälter mit Deckel oder gemäß den Vorschriften für medizinischen Abfall in medizinischen Einrichtungen entsorgen. Hände nach dem Gebrauch des Produkts reinigen und desinfizieren.

Màscara Quirùrgica

ES

REF: 1091 **Modelo:** Orejeras **Tamaño:** 17,5 x 9,5 cm

Reglamento y norma: Reglamento sobre los productos sanitarios, MDR (UE) 2017/745 Clase I. Norma EN 14683:2019 + AC:2019 Tipo IIR.

Ámbito de aplicación: Mascarilla desechable resistente a los fluidos que crea una barrera física entre la boca y la nariz del usuario y el entorno inmediato. Diseñada para prevenir la propa-gación de infecciones al atrapar patógenos arrojados en gotitas y partículas de líquido por la boca y la nariz del usuario. También protege al usuario contra salpicaduras de líquidos poten-cialmente contaminados.

Estructura y composición: El cuerpo de la mascarilla está hecho de tres capas de propileno «spunbond» y «melt-blown», y fibra ES similar a la seda. Clip nasal de aluminio. Orejeras fabrica-das con elastano, poliuretano y nailon. El producto no contiene látex, PVC ni níquel.

Requisitos de almacenamiento: Almacene el producto en un lugar limpio, seco y bien ventilado, dentro del envase original, alejado de zonas contaminadas, del polvo, de la luz solar y de productos químicos nocivos.

Reciclaje: El embalaje se recicla como papel y el producto como residuo general.

Precaución: Asegúrese de que el producto esté intacto antes del uso. Confirme la etiqueta, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Utilice el producto dentro del período de validez y no lo reutilice.

Instrucciones: Lávese y desinféctese las manos antes de utilizar el producto. El lado coloreado es el lado externo. Evite tocar el lado interno de la mascarilla. Con el clip nasal hacia arriba, colóquese los cordones elásticos alrededor de las orejas. Sostenga la mascarilla contra la nariz y estírela alrededor de la barbilla. Use los dos dedos índices para pellizcar el clip nasal, de manera que adopte la forma de su puente nasal. Asegúrese de que la mascarilla se adapte a la forma de su rostro y de que le resulte cómoda. No toque la mascarilla mientras la esté utilizan-do. Solo debe tocar las cintas elásticas cuando vaya a quitársela. Deséchela en un contenedor de residuos con tapadera o según la normativa sobre residuos médicos en un recinto sanitario. Lávese y desinféctese las manos después de su uso.

Kirurgisk Mundbind

DK

REF: 1091 **Model:** Øreelastikker **Størrelse:** 17,5 x 9,5 cm

Forordning og standard: Forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr, klasse I. Standard EN 14683:2019+AC:2019, type IIR.

Anvendelsesområde: Et væskebestandigt mundbind til engangsbrug, der danner en fysisk barriere mellem bærerens mund og næse og de umiddelbare omgivelser. Udviklet til at forhindre smittespredning ved at opfange patogene væskedråber og partikler fra bærerens mund og næse. Beskytter desuden bæreren mod stænk fra potentielt kontamineret væske.

Struktur og sammensætning: Maskestykket består af tre lag: spunbond og smelteblæst polypropylen og silkeagtig ES-fiber. Næseklemme fremstillet i aluminium. Øreelastikker fremstillet af spandex-polyurethan og nylon. Produktet er uden latex, PVC og nikkel.

Opbevaring: Opbevares et rent, tørt og velventileret sted i den originale emballage og væk fra kontaminerede områder, støv, sollys og skadelige kemikalier.

Genvinding: Emballagen skal sorteres som papir. Produktet er almindeligt affald.

Advarsel: Kontrollér, at emballagen er intakt, før produktet tages i brug. Kontrollér etiketten, produktionsdatoen og udløbsdatoen. Produktet skal anvendes inden udløbsdatoen og må ikke genbruges.

Anvisninger: Vask og desinficer hænderne, inden produktet tages i brug. Den farvede side skal vende udad. Undgå at berøre den indvendige side af masken. Næseklemmen skal vende opad, og elastikkerne sættes rundt om ørerne. Hold mundbindet over næsen, og fold det ud, så det dækker hagen. Klem næseklemmen fast omkring næsen med pegefingrene, så den følger næseryggens form. Kontrollér, at mundbindet slutter tæt til ansigtet, og at det er behageligt. Mundbindet må ikke berøres, når det er i brug. Rør kun ved de elastiske stropper, når det tages af. Skal bortskaffes i en affaldsspand med låg eller i henhold til reglerne for bortskaffelse af medicinsk affald i et medicinsk miljø. Vask og desinficer hænderne efter brug.

Maschera Chirurgica

IT

REF: 1091 **Modello:** Lacci per orecchie **Dimensioni:** 17,5 x 9,5 cm

Regolamenti e normative: Regolamento Dispositivi Medici, MDR (UE) 2017/745 Classe I. Normativa EN 14683:2019+AC:2019 Tipo IIR.

Ambito di applicazione: Mascherina monouso resistente ai liquidi che crea una barriera fisica tra la bocca e il naso dell'utente e rispetto all'ambiente circostante. Progettata per prevenire la diffusione delle infezioni attraverso la cattura di agenti patogeni sparsi in goccioline di liquido e particelle dalla bocca e dal naso dell'utente. Protegge anche da schizzi di liquidi potenzialmente contaminati.

Struttura e composizione: Mascherina in tre strati; poliestere da filo continuo e termosaldato, fibra ES simile alla seta. Nasello realizzato in alluminio. Lacci per orecchie in poliuretano spandex e nylon. Prodotto privo di lattice, PVC e nichel.

Istruzioni per la conservazione: Conservare in un ambiente pulito, asciutto e ben ventilato all'interno della confezione originale, al riparo da aree contaminate, polveri, luce del sole e prodotti chimici dannosi.

Riciclo: L'imballaggio deve essere differenziato come carta. Il prodotto è un rifiuto indifferenziato.

Attenzione: Accertarsi che il prodotto sia integro prima dell'uso. Verificare l'etichetta, la data di produzione e la data di scadenza. Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza; non riutilizzarlo.

Istruzioni: Pulire e disinfettare le mani prima dell'uso. Il lato colorato deve essere rivolto verso l'esterno. Evitare di toccare il lato interno della mascherina. Tenendo il nasello in alto, inserire i lacci elastici dietro le orecchie. Indossare la mascherina sul naso e tenderla fino a coprire il mento. Stringere il nasello con l'indice di entrambe le mani in modo che assuma la forma del naso. Accertarsi che la mascherina si adatti alla perfezione alla forma del viso e che sia comoda. Non toccare la mascherina durante l'uso. Toccare solamente i lacci elastici per rimuoverla. Gettare in un contenitore per rifiuti munito di coperchio oppure secondo le normative in materia di rifiuti in ambito medico. Pulire e disinfettare le mani dopo l'uso.

Kirurginen Suusouja

FI

REF: 1091 **Malli:** Korvalenkit **Koko:** 17,5 x 9,5 cm

Asetus ja standardi: Lääkinnällisistä laitteista annettu asetus MDR (EU) 2017/745 luokka I. Standardi EN 14683:2019+AC:2019 tyyppi IIR.

Käyttökohteet: Nestettä kestävä, kertakäyttöinen kasvomaski, joka luo fyysisen esteen käyttäjän suun ja nenän sekä välittömän ympäristön välille. Suunniteltu estämään infektioiden leviäminen pysäyttämällä käyttäjän suusta ja nenästä leviävissä nestepisaroissa ja hiukkasissa olevat taudinaiheuttajat. Suojaa käyttäjää myös mahdollisesti kontaminoituneilta nesteroiskeilta.

Rakenne ja koostumus: Maskin suojaosa on kolmikerroksinen; kehrätty ja sulapuhallettu polypropeeni ja silkkinäinen ES-kuitu. Alumiinista valmistettu nenäklipsi. Spandex-polyuretaan-ista ja nailonista valmistetut korvalenkit. Tuote ei sisällä lateksia, PVC:tä eikä nikkeliä.

Varastointi: Säilytä puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä alkuperäispakkauksessa. Säilytä etäällä saastuneilta alueilta, pölyltä, auringonvalolta ja vaurioittavilta kemikaaleilta.

Kierrätys: Pakkaus lajitellaan papereihin. Tuote lajitellaan yleisjätteisiin.

Varoitus: Varmista ennen käyttöä, että tuote on ehjä. Tarkista etiketti, valmistuspäivä ja viimein-en käyttöpäivä. Käytä tuote ennen viimeistä käyttöpäivää ja älä käytä sitä uudelleen.

Käyttöohjeet: Pese ja desinfioi kädet ennen käyttöä. Värillinen puoli on ulkopuoli. Vältä maskin sisäpuolen koskettamista. Pidä maskia niin, että nenäklipsi on ylöspäin, ja pujota korvalenkit korvien ympärille. Pidä maskia nenää vasten ja venytä maski leuan yli. Paina nenäklipsiä etusormilla niin, että se muotoutuu nenänvarren muotoiseksi. Varmista, että maski istuu hyvin kasvoillesi ja tuntuu mukavalta. Älä kosketa maskia käytön aikana. Kosketa vain korvalenkkejä poistaessasi maskin. Hävitä kannelliseen jäteastiaan tai noudattaen säädöksiä, jotka koskevat lääketieteellistä jätettä lääketieteellisissä ympäristöissä. Pese ja desinfioi kädet käytön jälkeen.

Kirurgisk Munnbind

NO

REF: 1091 **Modell:** Ørehemper **Størrelse:** 17,5 x 9,5 cm

Forskrift og standard: Forskrift om medisinsk utstyr, MDR (EU) 2017/745 Klasse I, EN 14683:2019+AC:2019 Type IIR.

Bruksområde: Et væskeavvisende munnbind for engangsbruk, som skaper en fysisk barriere mellom brukerens munn og nese og det direkte området rundt personen. Utformet for å forhindre spredning av infeksjoner gjennom å fange opp patogener i flytende dråper og partikler fra brukerens munn og nese. Beskytter også brukeren mot potensielt smittebærende dråper i luft.

Materiale og sammensetning: Munnbindet har tre lag, spunnet og smelteblåst polypropylen og silkelignende ES-fiber. Neseklype laget av aluminium. Ørehemper laget av spandeks-polyuretan og nylon. Produktet er fri for lateks, PVC og nikkel.

Krav til oppbevaring: Oppbevar i et rent, tørt og godt ventilert miljø i opprinnelig emballasje, borte fra forurensede områder, støv, sollys og skadelige kjemikalier.

Resirkulering: Emballasjen sorteres som papir. Produktet som vanlig avfall.

Advarsel: Forsikre deg om at produktet er intakt før bruk. Kontroller etikett, produksjonsdato og utløpsdato. Bruk produktet innen utløpsdato, og det er ikke egnet for gjenbruk.

Instruksjer: Rengjør og desinfiser hendene før bruk. Den fargede siden skal vende utover. Unngå å berøre innsiden av munnbindet. Fest de elastiske båndene rundt ørene. Neseklypen skal vende oppover. Hold munnbindet mot nesen, og strekk munnbindet ned over haken. Bruk pekefinger-en på begge hender til å forme neseklypen etter neseryggen din. Pass på at munnbindet passer med ansiktsformen din og at det føles komfortabelt. Ikke berør munnbindet under bruk. Bare berør de elastiske hodebåndene når munnbindet skal fjernes. Kast munnbindet i en søppelbøtte med lokk, eller i henhold til reguleringer om medisinsk avfall i medisinske miljøer. Rengjør og desinfiser hendene etter bruk.

Chirurgisch Masker

NL

REF: 1091 **Model:** Oorlussen **Maat:** 17,5 x 9,5 cm

Regelgeving en norm: Verordening medische hulpmiddelen, MDR (EU) 2017/745 klasse I. Norm EN 14683:2019+AC:2019 Type IIR.

Toepassing: Een vloeistofbestendig mondkapje voor eenmalig gebruik dat een fysieke barrière vormt tussen de mond en neus van de drager en de directe omgeving. Ontworpen om verspreiding van besmettingen tegen te gaan door vloeibare druppeltjes en deeltjes met pathogenen uit de mond en neus op te vangen. Beschermt de drager ook tegen potentieel besmette druppeltjes.

Structuur en samenstelling: Het kapje bestaat uit drie lagen; spingebonden en smeltgeblazen polypropyleen en op zijde lijkend ES-vezel. Neusclip gemaakt van aluminium. Oorlussen gemaakt van spandex polyurethaan en nylon. Product is vrij van latex, pvc en nikkel.

Bewaren: Bewaren in een schone, droge en goed geventileerde omgeving in de originele verpakking, uit de buurt van besmette gebieden, stof, zonlicht en schadelijke chemicaliën.

Recyclen: De verpakking wordt ingezameld als papier. Het product als huishoudelijk afval.

Let op: Controleer vóór gebruik of het product intact is. Controleer het label, de productiedatum en de houdbaarheidsdatum. Gebruik het product binnen de geldigheidsperiode en hergebruik het niet.

Instructies: Reinig en desinfecteer de handen vóór gebruik. De gekleurde zijde is de buitenzijde. Raak de binnenzijde van het kapje niet aan. Laat de neusclip naar boven wijzen en plaats de elastieken om uw oren. Houd het kapje bij uw neus vast en rek het kapje uit tot onder uw kin. Knijp met beide wijsvingers in de neusclip zodat deze de vorm van uw neusbrug aanneemt. Zorg ervoor dat het kapje bij de vorm van uw gezicht aansluit en comfortabel zit. Raak het kapje tijdens gebruik niet aan. Raak bij het verwijderen alleen de elastieken aan. Verwijder het product in een afgesloten afvalbak of volgens de regelgeving betreffende medisch afval in medische omgevingen. Reinig en desinfecteer de handen na gebruik.