



DSI Denture Cream

Denture Adhesive Cream (for full and partial dentures)

Directions for Use:

- Cleaning and Drying:** Before applying, thoroughly clean the dentures to remove food debris and any remaining adhesive, then dry them.
- Application:** Apply the cream in thin strips or small dots, avoiding placement too close to the edges. For best results, use the cream sparingly – adjust the exact amount through trial if necessary.
- Placement:** Insert the dentures into your mouth, press firmly, and bite down for a few seconds to ensure secure fixation. For maximum effectiveness, wait about 15 minutes before eating or drinking.
- Removal:** Rinse your mouth with warm water, gently move it back and forth to remove the dentures. Then, remove any remaining cream with a soft brush and warm water.

Important Information:

- Use only a small amount of cream as shown in the diagram – excess may ooze out and reduce effectiveness.
- Apply no more than once per day.
- When used correctly, a 40 g tube may last for 4-5 weeks.
- When opening and closing the tube, make sure no moisture gets into the cream. If the tube's opening becomes blocked, carefully clear it with a needle.
- The cream is not a solution for ill-fitting dentures; in such cases, consult a dentist.

Precautions: Keep out of reach of children. Do not use if you are hypersensitive to any of the ingredients. In the unlikely event of serious reactions, seek medical advice and inform the manufacturer.

Active ingredients: Calcium Sodium PVM/MA Copolymer, Carboxymethyl Cellulose.

Contains menthol.

Packaging: Tube 40g.



Anhui Greenland Biotech Co., Ltd., PRC

Importer/Registration holder: Roman-Royal Dent Ltd. Tel.: +972-8-931-72-35

AMAR Medical Device Registration Number: 27220068



DSI Denture Cream

מחשת הצמדה לשיניים תותבות חלקיות ושלמות

הוראות שימוש:

1. **ניקוי וייבוש:** לפני המריחה, יש לנקות היטב את התותבות משאריות מזון ודבק ישן, ולאחר מכן לייבש אותן.
2. **מריחה:** יש למרוח את המשחה בפסים דקים או בנקודות קטנות, ולהימנע ממריחה קרוב מדי לשוליים. לתוצאה מיטבית, השתמשו בכמות מדודה – ניתן להתאים את הכמות המדויקת על בסיס ניסיון.
3. **הצבה:** הכניסו את התותבות לפה, לחצו היטב ונשכו למספר שניות להבטחת קיבוע יציב. ליעילות מרבית, המתינו כ-15 דקות לפני אכילה או שתייה.
4. **הסרה:** שטפו את הפה במים חמימים, הזיזו בעדינות והסירו את התותבות. לאחר מכן, הסירו את שאריות המשחה בעזרת מברשת רכה ומים חמימים.

מידע חשוב:



- אין להשתמש בכמות גדולה יותר של משחת ההצמדה מהמתואר באיור.
 - אין להשתמש יותר מפעם אחת ביום. בשימוש נאות צריכה תכולת שפופרת של 40 ג' להספיק ל-4-5 שבועות.
 - אין למרוח כמות מוגזמת של משחת הצמדה אם התותבת איננה מותאמת נכון.
 - התותבת שלכם אינה יושבת היטב?
 - אין להשתמש במשחה כתחליף להתאמה לקויה של התותבות; במקרה כזה יש לפנות לרופא שיניים.
 - אין להשתמש במקרה של רגישות יתר לאחד מהמרכיבים.
- אזהרות:** יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים. במקרה הבלתי סביר של הופעת בעיה רצינית בעקבות השימוש במוצר, יש ליצור קשר עם רופא או עם רופא השיניים ולהודיע ליצרן או גורם אחראי.

מרכיבים פעילים: Calcium Sodium PVM/MA Copolymer, Carboxymethyl

Cellulose. מכיל מנטול.

אריזה: שפופרת 40 גרם.

© Anhui Greenland Biotech Co., Ltd סין

יבואן ובעל הרישום: רומן-רויאל דנט בע"מ.

כתובת: רחוב העבודה 59, אשדוד, ישראל. טלפון: 08-931-72-35

מספר אמ"ר: 27220068



DSI Denture Cream

معجون تثبيت أطقم الأسنان (الكاملة والجزئية)

طريقة الاستعمال:

1. التنظيف والتجفيف: قبل وضع المعجون، نظف أطقم الأسنان جيدًا لإزالة بقايا الطعام أو المادة اللاصقة القديمة، ثم جففها تمامًا.
2. التطبيق: ضع المعجون على شكل خطوط رقيقة أو نقاط صغيرة، مع تجنب وضعه قريبًا جدًا من الحواف. للحصول على أفضل النتائج، استخدم كمية مناسبة - يمكن تحديد الكمية المثالية بالتجربة.
3. التركيب: ضع الطقم في الفم، واضغط عليه بإحكام، ثم أطقم الأسنان لبضع ثوانٍ لضمان ثباته. للحصول على أفضل أداء، انتظر حوالي 15 دقيقة قبل الأكل أو الشرب.
4. الإزالة: اشطف فمك بالماء الدافئ، ثم حرك الطقم بلطف وأزله. بعد ذلك، أزل بقايا المعجون بفرشاة ناعمة وماء دافئ.

معلومات هامة:



- استخدم كمية صغيرة فقط كما هو موضح في الرسم - الكمية الزائدة قد تتسرب وتقلل من الفعالية.
 - لا تستخدم المعجون أكثر من مرة واحدة في اليوم.
 - عند الاستخدام الصحيح، يمكن أن تكفي أنبوبة بحجم 40 جرام لمدة 4-5 أسابيع.
 - عند فتح الأنبوبة وإغلاقها، تأكد من عدم دخول الرطوبة إلى المعجون - هذا يساعد على منع الالتصاق. إذا انسدت الفتحة، قم بتنظيفها بعناية باستخدام إبرة.
 - لا تستخدم المعجون كبديل لطقم أسنان غير مناسب - في هذه الحالة، استشر طبيب الأسنان.
 - التحذيرات: احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تستخدمه إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات. في حالة حدوث رد فعل خطير - وهو أمر غير محتمل - استشر الطبيب وأبلغ الشركة المصنعة.
- المكونات الفعالة: Calcium Sodium PVM/MA Copolymer, Carboxymethyl Cellulose.
- يحتوي على المنثول.
- العبوة: أنبوب 40 جم.

الصين، Anhui Greenland Biotech Co., Ltd



المستورد: شركة رويال دنت المحدودة. العنوان: شارع هاعفودا 59، أشدود، إسرائيل. هاتف: 35-72-931-08
رقم تسجيل الجهاز الطبي: 27220068



DSI Denture Cream

Паста для фиксации зубных протезов (полных и частичных)

Инструкция по применению:

- 1. Очистка и сушка:** Перед нанесением тщательно очистите зубные протезы от остатков пищи и старого клея, а затем высушите их.
- 2. Нанесение:** Нанесите пасту тонкими полосками или в виде капель, избегая нанесения слишком близко к краям. Для лучшего результата используйте пасту дозированно – при необходимости подберите точное количество методом проб.
- 3. Установка:** Поместите протезы в рот, плотно прижмите или прикусите на несколько секунд, чтобы обеспечить надёжную фиксацию. Для максимальной эффективности дождитесь около 15 минут, прежде чем принимать пищу или напитки.
- 4. Снятие:** Пролощите рот тёплой водой, аккуратно раскачайте и снимите протезы. Затем удалите остатки пасты мягкой щёткой и тёплой водой.



Важная информация:

- Используйте только небольшое количество пасты, как показано на рисунке – избыток может вытекать и снижать эффективность.
- Применяйте не более одного раза в день.
- При корректном использовании тюбика объёмом 40 г может хватить примерно на 4-5 недель.
- При открытии и закрытии тюбика следите, чтобы на пасту не попадала влага. Если отверстие засорилось, аккуратно прочистите его иголкой.
- Паста не является решением для плохо подогнанного протеза; в таких случаях обратитесь к стоматологу.

Меры предосторожности: Храните в недоступном для детей месте. Не используйте при повышенной чувствительности к компонентам. При возможных серьёзных реакциях – обратитесь к врачу и уведомьте производителя.

Активные ингредиенты: Calcium Sodium PVM/MA Copolymer, Carboxymethyl Cellulose.

Содержит ментол.

Упаковка: тюбик 40 г.



Anhui Greenland Biotech Co., Ltd., KHP

Импортер/владелец лицензии: ООО Роман-Роял Дент. Тел.: 08-931-72-35

Регистрационный номер продукта медицинского назначения 27220068