



DSI Plaque Highlight

Tablets for revealing dental plaque



Who can use: Plaque-disclosing tablets are suitable for everyone. They are especially effective for children who are still developing good brushing and flossing habits, and for people prone to plaque build-up due to conditions such as receding gums or orthodontic appliances (braces, bridges).

Dosage: One tablet one time, for direct chewing. Children under 6 years of age should use under adult supervision.

Directions for Use:

1. Brush and floss your teeth as usual.
2. Chew one tablet and let it mix with the saliva in your mouth. Swish the liquid around for about 30 seconds, then spit it out and rinse with fresh water.
3. Look in the mirror: purple or red stains reveal the plaque missed during brushing or flossing. Your gums may also be stained – this is normal. Brush and floss again, more thoroughly.

Storage: This product is stored in a ventilated and dry place at room temperature.

Precautions: This product is not recommended for people allergic to any of the ingredients listed. This product is not intended for direct swallowing.

Ingredients: Dextrose monohydrate, PEG-150, Blackcurrant flavour, Silica, Magnesium stearate, Brilliant Blue FCF (CI 42090), Erythrosine (CI 45430), Citric acid, Sodium benzoate.

Packaging: 12 Chews.



Anhui Greenland Biotech Co., Ltd., PRC

Importer/Registration holder: Roman-Royal Dent Ltd. Tel.: +972-8-931-72-35



DSI Plaque Highlight

טבליות לעיסה לגילוי פלאק



טבליות חשיפת פלאק מסייעות לזהות אזורי הצטברות פלאק שאינו נראה בעין. מתאימות במיוחד לילדים הלומדים הרגלי צחצוח נכונים ולכל מי שרוצה לשפר את היגיינת הפה.

הוראות שימוש:

1. **לפני השימוש:** צחצחו את השיניים והשתמשו בחוט דנטלי כרגיל. שטפו היטב את הפה במים נקיים להסרת שאריות.
 2. **לעיסת הטבלייה:** לעסו טבלייה אחת ותנו לה להתערבב עם הרוק עד להמסה מלאה.
 3. **שטיפה בפה:** לפיזור אחיד של התמיסה, קחו מעט מים לפה ושטפו במשך כ-30 שניות, כך שהתמיסה תגיע לכל שטחי השיניים.
 4. **אין לבלוע:** פלטו את התמיסה ושטפו את הפה במים נקיים.
 5. **בדיקה במראה:** הביטו בשיניים באור חזק. האזורים שיצבעו, כתמים סגולים או אדומים מצביעים על רובד פלאק שלא הוסר. ייתכן שגם החניכיים ייצבעו – זה תקין.
 6. **ניקוי חוזר:** צחצחו והשתמשו בחוט דנטלי שוב, בצורה יסודית יותר.
- אזהרות:** אין לבלוע. במקרה של בליעה מרובה – לפנות לרופא/מוקד רפואי. ילדים עד גיל 6 שימוש בהשגחת מבוגר. אין להשתמש במקרה של רגישות לאחד המרכיבים.

רכיבים: דקסטרז מונוהידרט, PEG-150, טעם פירות יער, סיליקה, מגנזיום סטיארט, FCF כחול מבריק (CI 42090), אריתרוזין (CI 45430), חומצת לימון, נתרן בנזואט.

אריזה: 12 טבליות.

Anhui Greenland Biotech Co., Ltd , סין



יבואן ובעל הרישום: רומן-רויאל דנט בע"מ.

כתובת: רחוב העבודה 59, אשדוד, ישראל. טלפון: 08-931-72-35



DSI Plaque Highlight

أقراص لكشف لويحة الأسنان



من يمكنه الاستخدام: أقراص الكشف عن اللويحة السنية مناسبة للجميع. وهي فعّالة بشكل خاص للأطفال الذين ما زالوا يطورون عادات تنظيف الأسنان بالخيوط والفرشاة، وللأشخاص المعرضين لتراكم اللويحة بسبب حالات مثل انحسار اللثة أو استخدام أجهزة تقويم الأسنان (التقويم، الجسور).
الجرعة: قرص واحد في كل مرة، للمضغ المباشر. يجب أن يستخدم الأطفال دون سن 6 سنوات تحت إشراف الكبار.
طريقة الاستخدام:

1. نظّف أسنانك بالفرشاة والخيوط كالمعتاد.
 2. امضغ قرصاً واحداً ودعه يختلط باللعاب في فمك. حرّك السائل في الفم لمدة 30 ثانية تقريباً، ثم ابصقه واشطف فمك بالماء النظيف.
 3. انظر في المرآة: البقع البنفسجية أو الحمراء تكشف اللويحة التي لم تتم إزالتها بالفرشاة أو الخيط. قد تُصبغ لثتك أيضاً — وهذا أمر طبيعي. نظّف أسنانك بالخيوط والفرشاة مرة أخرى بشكل أدق.
- التخزين: يُحفظ هذا المنتج في مكان جيد التهوية وجاف في درجة حرارة الغرفة.
الاحتياطات: هذا المنتج غير موصى به للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه أي من المكونات المذكورة. هذا المنتج غير مخصص للبلع المباشر.
المكونات: ديكستروز مونوهيدرات، PEG-150، نكهة الكشمش الأسود، السيليكا، ستيرات المغنيسيوم، اللون الأزرق اللامع (CFI 42090)، الإريثروسين (CFI 40543)، حمض الستريك، بنزوات الصوديوم.
التعبئة: 12 قرصاً للمضغ.

Anhui Greenland Biotech Co., Ltd. الصين

المستورد: شركة رويال دنت المحدودة. العنوان: شارع هاعفودا 09، أشدود، إسرائيل. هاتف: 08-931-72-35



DSI Plaque Highlight

Таблетки для выявления зубного налета



Кому подходит: Подходит детям и взрослым. Особенно полезно детям, осваивающим правильную чистку, и людям, склонным к образованию налета (например, при брекетах, мостах, оголенных деснах).

Дозировка: По одной таблетке за раз, для разжевывания. Детям до 6 лет применять только под присмотром взрослых.

Инструкция по применению:

1. Почистите зубы и воспользуйтесь зубной нитью, как обычно.
2. Разжуйте одну таблетку и дайте ей смешаться со слюной. Прополощите жидкость во рту около 30 секунд, затем выплюньте и прополощите рот чистой водой.
3. Посмотрите в зеркало: фиолетовые или красные пятна показывают налет, пропущенный при чистке. Десны тоже могут окраситься – это нормально. Повторите чистку более тщательно.

Хранение: Хранить в сухом и проветриваемом месте при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Не рекомендуется людям с аллергией на указанные ингредиенты. Продукт не предназначен для проглатывания.

Состав: Моногидрат декстрозы, PEG-150, ароматизатор «Черная смородина», кремнезем, стеарат магния, краситель «Бриллиантовый синий FCF» (CI 42090), эритрозин (CI 45430), лимонная кислота, бензоат натрия.

Упаковка: 12 таблеток для разжевывания.



Anhui Greenland Biotech Co., Ltd., КНР

Импортер/владелец лицензии: ООО Роман-Роял Дент. Тел.: 08-931-72-35