



Smilecloud Blueprint

Instructions d'utilisation

V1.1

27.05.2026





Table des matières

Présentation des instructions d'utilisation	4
Identification du fabricant et du dispositif	4
Symboles et marquages utilisés dans l'IFU	5
Informations réglementaires	5
Informations sur le dispositif	6
Risques résiduels et avertissements	8
Sécurité et confidentialité	10
Signaler un incident	10
1. Démarrer un Blueprint	10
1.1. Depuis les projets :	10
1.2. Depuis une conception de sourire existante :	11
1.3. Depuis +Nouveau projet :	11
2. Stack (Empilement)	12
3. Structure	17
4. Design (Conception)	18
4.1 Outils de visualisation	18
4.2. Calques	19
4.3. Menu de contrôle 3D	20
4.4. Contrôles de conception	23
4.5. Outils d'alignement	25
4.6 Outils de mouvement	27
4.7 Exporter le Blueprint au format STL sur votre ordinateur	31
4.8 Sauvegarder le Blueprint	31



Présentation des instructions d'utilisation

Ces instructions d'utilisation (IFU) fournissent des conseils complets sur l'utilisation du module logiciel Smilecloud Blueprint. Elles sont conçues pour aider les professionnels dentaires à comprendre, accéder et utiliser le produit de manière efficace et sûre. L'IFU comprend des instructions détaillées sur les fonctionnalités du système, l'utilisation prévue, les limitations et les responsabilités liées à la sécurité et à la protection des données.

Avis juridique et droit d'auteur. Tous les contenus de ce document sont la propriété exclusive de Smilecloud SRL. Toute reproduction, distribution ou utilisation non autorisée de ce document ou de toute partie de celui-ci est strictement interdite sans consentement écrit préalable.

Tous droits réservés.
© 2026 Smilecloud SRL. Tous droits réservés.
Smilecloud® est une marque déposée de Smilecloud SRL.

Clause de non-responsabilité sur la reproduction et la modification. Ces instructions d'utilisation sont fournies à titre informatif uniquement. Elles ne peuvent être reproduites, copiées, stockées ou transmises sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Smilecloud SRL. Smilecloud se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier le contenu de ces instructions d'utilisation sans préavis. Les utilisateurs doivent s'assurer de se référer à la version la plus récente du document, accessible selon les instructions ci-dessous.

Accès à l'IFU et langue. Les instructions d'utilisation sont disponibles sous forme numérique et peuvent être consultées directement depuis la plateforme Smilecloud ou via le site Web smilecloud.com. Les utilisateurs peuvent télécharger une copie pour référence hors ligne. Une copie papier de l'IFU peut être demandée sans frais supplémentaires conformément aux exigences réglementaires applicables.

Identification du fabricant et du dispositif

Pour toute assistance technique, demande de produit ou de documentation, veuillez contacter :



Smilecloud SRL

Adresse : 8 Calea Aradului, étage 5, Timisoara, Timis, Roumanie

Email: contact@smilecloud.com

Site Web : <https://www.smilecloud.com>






MD Nom du dispositif : Smilecloud Blueprint

Version du logiciel : 1.1

UDI-DI: (01)5940805430013

Symboles et marquages utilisés dans l'IFU

Les symboles suivants peuvent apparaître dans ces instructions d'utilisation, sur l'interface Smilecloud ou dans la documentation et l'étiquetage associés, le cas échéant :

Symbol e	Signification
	Fabricant
	Suivre les instructions d'utilisation
	Mise en garde
MD	Dispositif médical

Informations réglementaires

Déclarations de conformité

Smilecloud Blueprint est développé et maintenu conformément aux réglementations et normes nationales et internationales telles que :

- ISO 13485:2016 – Système de management de la qualité pour les dispositifs médicaux
- Règlement (UE) 2017/745 (MDR) – tel qu'applicable aux logiciels classés comme dispositifs médicaux

La documentation de conformité et les déclarations de conformité sont disponibles sur demande pour les utilisateurs et institutions autorisés.

Classification réglementaire et régions de marché visées

Smilecloud Blueprint est destiné à être utilisé au sein de l'Union européenne et d'autres territoires où l'approbation réglementaire ou l'exemption permet son utilisation.

Considérations relatives à la CEM et à la sécurité électrique



Smilecloud Blueprint est un service logiciel Web (hébergé dans le cloud) et ne s'interface pas directement avec le matériel médical électrique et ne nécessite pas d'installation locale.

Informations sur le dispositif

Objectif prévu

Smilecloud Blueprint est un module uniquement logiciel permettant aux professionnels dentaires de visualiser l'imagerie fournie par l'utilisateur et les données de conception de la région bucco-maxillo-faciale à des fins de communication et d'illustration. Il permet d'importer et d'aligner des entrées (par exemple, des images de portrait, des scans intra-oraux, CBCT), fournit une segmentation et permet un ajustement interactif des représentations anatomiques/de conception 3D illustratives. Blueprint n'effectue pas de diagnostic, de prédiction, de surveillance ou de planification de traitement et ne doit pas être utilisé pour des décisions cliniques.

Indications d'utilisation

Utilisation par des professionnels dentaires, dans des cadres professionnels, sur des patients ayant une dentition mixte ou permanente, pour créer et examiner des visualisations illustratives des résultats esthétiques potentiels et du contexte anatomique pour la communication avec les patients et les équipes interdisciplinaires. Pas pour le diagnostic, l'évaluation clinique ou la planification de traitement.

Caractérisation du profil de l'utilisateur. Smilecloud Blueprint est destiné à être utilisé exclusivement par des professionnels dentaires, y compris des dentistes et des spécialistes dentaires, formés à l'acquisition, à l'interprétation et à l'utilisation clinique de l'imagerie dentaire et maxillo-faciale.

Les utilisateurs doivent posséder :

- Une formation formelle et un permis d'exercice professionnel en dentisterie ou dans une spécialité dentaire.
- Une familiarité avec les systèmes d'imagerie numérique tels que la CT, la CBCT et les scanners intra-oraux.
- Une compétence dans l'interprétation de l'imagerie dentaire et l'intégration des sorties de visualisation dans les flux de travail cliniques.

Le fabricant ne fournit pas de formation spécifique à l'utilisateur avant de donner accès au logiciel.

Caractérisation de la population de patients. Smilecloud Blueprint est destiné aux patients ayant une dentition mixte ou permanente de la région bucco-maxillo-faciale. Le logiciel n'est pas indiqué pour les patients n'ayant que des dents de lait.

Contre-indications

- Patients sans dents permanentes : Contre-indiqué pour une utilisation chez les patients qui n'ont que des dents de lait et aucune dentition permanente sortie. L'utilisation chez les patients ayant une dentition mixte ou permanente est à la discrétion du professionnel dentaire.



- Utilisation non professionnelle : Contre-indiqué pour une utilisation par des profanes ou pour des applications directes au consommateur. L'utilisation est réservée uniquement aux professionnels dentaires.
- Décisions cliniques sur base exclusive : Contre-indiqué pour établir ou confirmer des diagnostics ou des décisions de traitement basés uniquement sur les visualisations du logiciel. Les sorties doivent toujours être interprétées dans le contexte d'autres informations cliniques et du jugement professionnel.

Caractérisation de l'environnement d'utilisation, y compris logiciel / matériel. Smilecloud Blueprint est un module logiciel de la plateforme Smilecloud, destiné à être utilisé dans un environnement dentaire professionnel tel qu'une clinique dentaire, une institution académique ou un centre de soins ambulatoires.

Le logiciel est accessible via une connexion Internet sécurisée et un appareil compatible (PC ou Mac) et nécessite un navigateur Web conforme.

Les exigences minimales suivantes doivent être respectées :

	Exigences minimales		Exigences recommandées	
	Windows	Mac	Windows	Mac
Appareil		iMac®, Mac® Mini (*), Mac Pro®, MacBook Pro®, MacBook Air® (*). Tous les modèles sortis depuis 2020 sont pris en charge. (* La carte graphique de certaines configurations de MacBook Air® et Mac® Mini présente des restrictions concernant le rendu volumique. Envisagez de sélectionner un rendu volumique basse résolution.	-	iMac®, Mac® Mini (*), Mac Pro®, MacBook Pro®, MacBook Air® (*). Tous les modèles sortis depuis 2022 sont pris en charge. (* La carte graphique de certaines configurations de MacBook Air® et Mac® Mini présente des restrictions concernant le rendu volumique. Envisagez de sélectionner un rendu volumique basse résolution.
Système d'exploitation (OS)	MS Windows 10 (build 18362+)	macOS 11.0 or later	MS Windows 10 (build 18362+)	macOS 11.0 or later
	MS Windows 11 - 64 bit		MS Windows 11 - 64 bit	
Processeur (CPU)	Intel Core i5-12500	Apple M1 chip or later	Intel Core i7-13700	Apple M2 Pro chip or later
	(e.g.) AMD Ryzen 5 5600X		(e.g.) AMD Ryzen 7 6800H	



Mémoire (RAM)	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Modèle de carte graphique	NVIDIA RTX 2060		NVIDIA RTX 4070	
Pilotes de carte graphique	Mettre à jour vers la dernière version disponible sur le site Web du fabricant.		Mettre à jour vers la dernière version disponible sur le site Web du fabricant.	
Navigateur Internet	Dernier navigateur Chrome			
Moniteur	Recommandé 1920 / 1080 px			
Connexion Internet	Recommandé +50Mbit/s			
Espace disque	Minimum 5 Go de libre sur le disque avec le navigateur			







Il est recommandé d'utiliser Smilecloud Blueprint exclusivement dans un environnement clinique professionnel, où une sécurité, une confidentialité et une concentration suffisantes des données sont maintenues.

Risques résiduels et avertissements

Notre gestion des risques conclut que Smilecloud Blueprint est conçu de telle manière que, lorsqu'il est utilisé dans les conditions et aux fins prévues, tous les risques constituent des risques acceptables lorsqu'ils sont pesés par rapport aux avantages pour le patient.

	Smilecloud Blueprint n'est pas destiné à détecter, mesurer ou diagnostiquer une pathologie. Il fournit des visualisations esthétiques et anatomiques illustratives des résultats potentiels d'un traitement dentaire à des fins de communication. Utiliser uniquement comme décrit dans la section Utilisation prévue de ces instructions d'utilisation ; le logiciel ne fournit pas de diagnostic, de prédiction, de mesures ou de recommandations de traitement automatisées.
	La fidélité et la représentativité des visualisations dépendent de la qualité, de l'exhaustivité et de la pertinence des données d'entrée (par exemple, précision du scan, qualité photographique, visibilité des structures



	anatomiques). Des entrées sous-optimales ou incomplètes peuvent produire des visualisations moins représentatives.
	Smilecloud Blueprint doit être utilisé conformément à ces instructions d'utilisation et à l'objectif prévu. Une utilisation en dehors de ces instructions peut entraîner des visualisations trompeuses ou incorrectes ou un comportement inattendu.
	Smilecloud Blueprint n'est pas conçu pour des tâches de détection et ne revendique aucune sensibilité ou spécificité. Les visualisations peuvent ne pas représenter tous les détails anatomiques ou prothétiques ; les utilisateurs doivent vérifier les caractéristiques pertinentes par rapport aux données cliniques originales.
	Les cliniciens doivent toujours examiner les données cliniques originales. Toutes les visualisations et maquettes générées par Smilecloud Blueprint doivent être examinées conjointement avec les scans et images originaux. Le logiciel est un outil auxiliaire et ne remplace pas le rôle ou l'expertise du clinicien.
	Smilecloud ne garantit pas les temps de réponse ou la disponibilité de services spécifiques. Le logiciel n'est pas destiné à être utilisé dans des situations d'urgence. En cas d'urgence médicale, les utilisateurs doivent demander une assistance médicale professionnelle immédiate.
	Smilecloud Blueprint nécessite une connexion Internet active pour l'accès, le téléchargement des données, le traitement et le stockage via la plateforme Smilecloud. Les interruptions de connectivité peuvent affecter l'accès, les téléchargements/exportations ou la sauvegarde du travail en cours. Assurez une connectivité fiable et maintenez l'accès aux données sources originales conformément aux politiques de votre clinique et à la loi applicable.
	<p>Conduite interdite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les utilisateurs ne peuvent pas télécharger, générer ou transmettre de contenu qui viole les droits de propriété intellectuelle, les droits à la vie privée ou les lois applicables. • La plateforme ne peut pas être utilisée pour partager ou diffuser tout matériel illégal, obscène, diffamatoire, menaçant ou autrement préjudiciable. • L'utilisation de Smilecloud Blueprint en violation des réglementations locales, nationales ou internationales est strictement interdite.



Sécurité et confidentialité

Smilecloud Blueprint est conçu avec un accent particulier sur la sécurité des données, la confidentialité et la conformité réglementaire. L'appareil peut traiter des données de santé sensibles et fonctionne selon un modèle de responsabilité partagée pour garantir que Smilecloud et ses utilisateurs respectent les meilleures pratiques en matière de protection des données.

Protection des données. Tout traitement d'informations de santé personnelles (PHI) est soumis aux normes juridiques applicables et aux politiques internes de protection des données. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre [politique de confidentialité](#) accessible au public et visiter notre [centre juridique et de conformité](#) pour la documentation réglementaire, les addendas sur le traitement des données et les ressources de conformité.

Veuillez noter que l'utilisation réelle de Smilecloud Blueprint est soumise à votre respect de nos [conditions générales de service](#).

Signaler un incident


Tout incident grave survenant en relation avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.


1. Démarrer un Blueprint

Il existe 3 options pour démarrer un Blueprint :

- Depuis les projets
- Depuis une conception de sourire existante
- Depuis + Nouveau projet


1.1. Depuis les projets :





Lorsqu'aucun autre projet n'est créé, cliquez sur l'onglet Projets, puis sélectionnez Blueprint.

1.2. Depuis une conception de sourire existante :




Si une conception de sourire a été créée précédemment, ouvrez la conception de sourire en mode édition -> cliquez sur le bouton direct pour démarrer un Blueprint

1.3. Depuis +Nouveau projet :




Sur l'onglet Projets -> Cliquez sur +Nouveau projet -> Sélectionnez Blueprint

Lors de la création d'un Blueprint pour la première fois, lisez les **instructions d'utilisation** et confirmez les informations requises.



2. Stack (Empilement)


Stack est la première étape du Blueprint.




Si le Blueprint a démarré à partir d'une conception de sourire -> le portrait est déjà présent dans le stack -> vous serez invité à télécharger au moins un scan intra-oral supérieur.

En option, vous pouvez ajouter :



- Scan inférieur
- CBCT
- Fichier de mouvement Modjaw .xml




Lors de l'utilisation de la segmentation, n'oubliez pas que les résultats doivent toujours être examinés et confirmés avant toute utilisation ou exportation.




Une fois accepté, vous pouvez sélectionner le scan supérieur, que vous serez invité à aligner avec l'image du portrait.



Vérifiez toujours que l'alignement correspond à vos besoins avant d'accepter les résultats.




Charger le mouvement :




Si vous démarrez un Blueprint directement depuis les projets, vous devez également télécharger une image de portrait.



Le portrait peut être remplacé, ou, à partir du bouton +, vous pouvez ajouter des photos de visage supplémentaires sous plusieurs angles :



Vous pouvez également ajouter des scans supérieurs, des scans inférieurs ou des CBCT supplémentaires à partir du bouton +.



Alignement manuel : lors de l'ajout de scans ou de CBCT supplémentaires, vous utiliserez l'outil d'alignement manuel. Pour aligner deux fichiers, placez au moins 3 points correspondants avec des clics de souris.




3. Structure

À l'étape Structure, vous créez une commande en définissant les dents que vous prévoyez de modifier dans votre simulation Blueprint. Cliquez sur une dent et choisissez parmi les options :

- Remodeler
- Aligner
- Supprimer
- Réétiqueter

Pour sélectionner plusieurs dents, maintenez la touche COMMAND ou CTRL de votre clavier et effectuez une sélection par clics.




Vous pouvez effectuer ces actions aussi bien sur la mâchoire supérieure qu'inférieure.


N'oubliez pas qu'en passant à Design, vous déclarez avoir examiné la segmentation et en accepter les résultats.

4. Design (Conception)


4.1 Outils de visualisation



Mode Présentation -> vous amène à une vue avant-après du projet sur le portrait.
Mode Vue




4.2. Calques




Choisissez d'afficher ou de masquer différents objets/structures dans la section Calques.

Sur les calques Design et Initial : Affichez / Masquez en faisant glisser avec la souris
Sur le calque Bibliothèques - parcourez différentes morphologies




4.3. Menu de contrôle 3D

Coupe transversale



Cliquez sur le bouton de coupe transversale -> puis placez 2 points pour créer la coupe
 Sur la fenêtre de coupe transversale, double-cliquez pour placer des points et mesurer




N'oubliez pas que Blueprint affiche uniquement des distances indicatives - pas pour des mesures cliniques.




Heatmap - Activez la carte de chaleur pour afficher les contacts ou les interférences


Outil de sculpture - Sélectionnez le type d'action, la taille et l'intensité de la brosse



Cliquez sur une structure et faites glisser avec la souris pour sculpter. Si vous utilisez la brosse Drag, maintenez la touche Y pour limiter votre action par les dents antagonistes. L'action s'arrêtera au premier contact obtenu dans la zone de votre brosse.




Pendant que vous faites glisser la brosse sur une dent, une fenêtre contextuelle appelée Fenêtre Compagnon s'affiche, montrant les contacts sur les dents antagonistes, que l'outil Heatmap soit activé ou non.



4.4. Contrôles de conception

Cliquez sur une forme de dent du design pour la déplacer avec la souris
 Maintenez la touche COMMAND ou CTRL de votre clavier pour faire pivoter la dent sur son axe
 Faites glisser le cercle extérieur pour redimensionner




Faites glisser le cercle intérieur pour vous déplacer sur l'axe horizontal
 D'autres outils sont disponibles dans le menu de conception :


- Rechercher différentes formes
- Mettre la forme en miroir
- Retourner la forme




- Exporter
- Afficher / masquer
- Afficher / masquer le fil de fer
- Réinitialiser les changements de position et de forme




Pour rechercher des formes pour des dents individuelles - cliquez sur la forme de la bibliothèque et modifiez les paramètres pour obtenir différentes suggestions.





Pour ajuster la couleur de la simulation sur le portrait, accédez au menu des couleurs



4.5. Outils d'alignement






Lorsque la fonction d'alignement est sélectionnée sur Structure, le menu de l'outil d'alignement se trouve sur le côté droit. Affichez ou masquez les dents sélectionnées à partir du curseur.

Contrôles d'alignement des dents : Cliquez sur une dent marquée pour l'alignement pour la déplacer. Faites glisser depuis la flèche ou le cercle.


Des outils supplémentaires se trouvent sur le côté droit pour réinitialiser la position, la forme et afficher/masquer le fil de fer.

4.6 Outils de mouvement

L'accès aux outils de mouvement se fait via le bouton Mouvement dans le coin supérieur droit de la fenêtre 3D. Pour avoir accès aux outils de mouvement, le projet doit contenir à la fois un scan segmenté supérieur et inférieur.




Cliquer sur le bouton de l'outil Mouvement ouvre le lecteur vidéo Mouvement en bas de la fenêtre 3D comme on le voit dans l'image ci-dessous :



Le lecteur vidéo se compose des éléments suivants :



The video player consists of the following elements:




Le lecteur vidéo regroupe les animations en deux ensembles qui peuvent être joués séparément.


Les ensembles sont : Mouvement biométrique et Mouvement enregistré.
Ces ensembles sont représentés par les deux boutons situés en haut à gauche du lecteur vidéo.

Si l'utilisateur a téléchargé un mouvement enregistré dans l'onglet Stack et n'a pas d'animations dans l'ensemble Mouvement biométrique, l'ouverture de l'outil de mouvement affichera par défaut l'ensemble Mouvement enregistré. Sinon, il affichera l'ensemble Mouvement biométrique.

L'ensemble Mouvement biométrique sera vide par défaut, mais cliquer sur l'icône fait apparaître le menu contextuel suivant comprenant la description de l'ensemble avec deux boutons en dessous : Bouton Ajuster et Bouton Démarrer.



Le bouton *Ajuster* permet à l'utilisateur de définir des données personnalisées propres au patient : angle condylien, angle de Bennett et positions des condyles si le Blueprint contient un CBCT.




Pour accéder à l'ensemble de mouvements biométriques, l'utilisateur doit appuyer sur Démarrer. Si aucun réglage personnalisé n'est défini, le mouvement biométrique utilisera les valeurs par défaut des paramètres de réglage. S'il y a des interférences entre les deux scans, l'utilisateur est notifié via un message dans la fenêtre contextuelle Mouvement biométrique.

⚠ Interferences detected

Continuing will auto-open the bite during motion generation. Show interferences to adjust manually.

Show interferences


Continue



Le bouton de réinitialisation devient disponible.


La première animation des deux ensembles s'appelle "Tous", permettant une lecture rapide de l'ensemble combiné. Pour sélectionner un mouvement spécifique et le jouer seul, l'utilisateur doit cliquer sur le menu déroulant, affichant toutes les animations contenues dans l'ensemble, et cliquer sur celle souhaitée.

Le nom du menu déroulant passe à l'animation sélectionnée.




L'icône en forme d'étoile suit l'indicateur de cadre sur la barre de recherche de chaque animation. Appuyer dessus ajoute une icône d'étoile pleine tandis que le contour continue de suivre l'indicateur de cadre.

Marquer un cadre avec une étoile maintient la position de la mâchoire inférieure même après avoir fermé l'outil de mouvement. Un indicateur du cadre étoilé apparaît sur l'icône des outils de mouvement, sur l'icône de l'ensemble de mouvements et sur l'animation contenant l'étoile sous la forme d'un petit point bleu.




Il ne peut y avoir qu'un seul cadre étoilé marqué à la fois. Appuyer sur Démarrer tout en ayant un cadre étoilé simulera à nouveau l'ensemble de mouvements biométriques à partir des positions étoilées des deux mâchoires.

Le bouton de comparaison n'est disponible que si l'utilisateur dispose de deux ensembles de mouvements dans le projet. S'il est disponible et pressé, la fenêtre de comparaison s'affiche, permettant à l'utilisateur de visualiser les mouvements comparativement en 3D et en coupe transversale.



Le bouton de réinitialisation supprime l'ensemble de mouvements biométriques et réinitialise éventuellement les paramètres personnalisés du menu Ajuster. En appuyant dessus, l'utilisateur obtient une fenêtre contextuelle pour confirmer l'action irréversible.





⚠ N'oubliez pas que le mouvement biométrique est une animation illustrative générée mécaniquement – il ne s'agit pas d'un enregistrement ou d'une prédiction du mouvement réel de la mâchoire du patient. Ce n'est pas une mesure de la fonction mandibulaire et il ne doit pas être utilisé pour des décisions de diagnostic, de planification de traitement ou d'autres décisions cliniques.




4.7 Exporter le Blueprint au format STL sur votre ordinateur

Exporter sous forme de fichiers combinés ou séparés.
Choisissez les objets que vous souhaitez exporter



4.8 Sauvegarder le Blueprint

Cliquez sur le X pour sauvegarder et fermer le Blueprint



4.8. Options de projet Blueprint



Depuis la section Projet, vous disposez de différentes options pour gérer le Blueprint :

- Renommer
- Partager avec le patient
- Dupliquer (créé une copie)
- Verrouiller (empêche d'autres membres d'apporter des modifications)
- Définir comme couverture du dossier
- Supprimer

