

ACTHRD™

帕癌檢® + 癌症基因檢測

PARPi

精準檢測

找出適合PARP抑制劑的病患



ACT
GENOMICS®

ACTHRD™ 檢測規格

檢測基因	24 基因
檢測項目 ^{1,2}	<ul style="list-style-type: none"> • HRD Status (由LOH Status是否陽性、BRCA1/2是否有致病性突變判定) • 單核苷酸變異、小片段插入缺失、拷貝數變異及BRCA1/2大片段基因重組
靈敏度 ³	100.00% [95% CI: 85.69%, 100.00%]
特异性 ³	90.91% [95% CI: 62.26%, 99.53%]
準確率 ³	97.06% [95% CI: 85.08%, 99.85%]
精準度 ³	95.83% [95% CI: 79.76%, 99.79%]
NGS平均定序深度	≥1000X
推薦適用癌種	卵巢癌、前列腺癌、乳癌...等
使用檢體	石蠟包埋檢體 (FFPE) · 5-20片未染色切片 (5 μm / 片) · 組織總表面積 ≥ 125 mm ² · 1片H&E染色玻片 (5 μm)
檢測時間	10個工作天 (以認證實驗室收到合格檢體始算)


註：1. 檢測會因生物資訊判定之檢體腫瘤含量(Tumor Purity)之差異而可能無法提供完整資訊。(LOH status需腫瘤含量大於40%CNV, LGR 資訊需腫瘤含量大於30%才能提供)
 2. 由於檢測技術限制及個體腫瘤基因差異等因素，即使檢測人員已確實執行標準操作程序，仍可能發生無法提供檢測特定基因或特定生物標記之情形或未發現任何異常。
 3. 與美國FDA核准之檢測平台相比HRD Status分析的一致性。

ACTHRD™ 檢測基因

BRCA1	BRCA2	ARID1A	ATM	ATR	ATRX	BARD1	BRIP1
CDK12	CHEK1	CHEK2	FANCA	FANCL	FANCM	HDAC2	NBN
PALB2	PPP2R2A	PTEN	RAD51	RAD51B	RAD51C	RAD51D	RAD54L

* 藍色標籤標記之基因額外檢測LGR

ACTHRD™ 檢測優勢



ACTHRD™ 帕癌檢® + 癌症基因檢測

提供病患PARP抑制劑用藥資訊

PARP抑制劑(PARP Inhibitor)在過去幾年的癌症臨床研究中，陸續取得了重大突破。隨著FDA的核准，罹患卵巢癌、乳癌、前列腺癌、胰臟癌等的病患能藉由基因檢測得知自身是否適合使用PARP抑制劑作為治療方式。


HRR基因異常導致HRD

若細胞屬於同源重組修復缺失(Homologous Recombination Deficiency, HRD)，其DNA無法正常修復，對細胞會產生嚴重的影響。因為細胞中的DNA在自然情況下可能受到許多因素影響而造成損傷，這些損傷累積後可能造成雙股DNA破損(DNA Double-strand Break, DSB)。當雙股DNA破損發生時，細胞需透過同源重組修復機制(Homologous Recombination Repair, HRR)才能將雙股DNA正確無誤的修復^{1,2,3}。整個同源重組修復機制中有許多基因參與，除了常被提及的BRCA1和BRCA2外，ATM、CHEK2、PALB2、RAD51等基因也參與在其中；當這些同源重組修復基因發生變異或表現量的調控異常而失去正常功能時，會導致異質性缺失(Loss of Heterozygosity, LOH)，造成基因體的異常或不穩定。因此利用檢測同源重組修復基因變異或是LOH，可做為評估癌細胞是否帶有HRD的現象⁴。

PARP抑制劑能用於治療HRD癌症

PARP為一種DNA修復酶，負責DNA雙股螺旋中的單股DNA斷裂修復(Single Strand Break Repair, SSBR)，在DNA受損的早期，即會啟動細胞中對DNA受損的修補反應。

一般情況下，癌細胞單股DNA斷裂，可經由PARP進行修復；但在具有BRCA基因或HRR基因變異的病患，在PARP抑制劑作用下，單股DNA斷裂會因為無法修復而進一步造成雙股DNA斷裂，並且也無法修復，最後造成癌細胞死亡。實驗室數據與臨床試驗結果指出，在這一類型病患中使用PARP抑制劑可有效達到疾病控制⁵。



圖一：BRCA/HRR基因異常導致細胞合成致死^{7,8,9,10}


1.Venkitaraman AR. Annu Rev Pathol 2009; 4: 461-487.
2.Li X, Hoyer WD. Cell Res. 2008;18:99-113.
3.Lord CJ, Ashworth A. Nat Rev Cancer. 2016;16:110-120.
4.Watkins JA, Irshad S, Grigoriadis A, Tutt AN. Breast Cancer Res. 2014;16:211
5.Hartwell LH, Szankasi P, Roberts CJ, et al. Science 1997; 278: 1064-1068.

6.Turner, N., Tutt, A. & Ashworth, A. Nat. Rev. Cancer 4, 814-819 (2004).
7.Venkitaraman AR, . Science 2014; 343: 1470-1475
8.Livraghi L, Garber JE. BMC Med 2015; 13:188.
9.Farmer H, McCabe N, Lord CJ, et al.Nature 2005; 434: 917-921
10.Bryant HE, Schultz N, Thomas HD, et al. Nature 2005; 434: 913-917.


HRD與癌症有高度關連性

目前針對相關生物標記中，研究最為透徹的為BRCA相關基因突變，但因HRR修復機制相關的基因至少有數十個，因此僅針對BRCA進行檢測是不夠的。後續於臨床研究中，在沒有BRCA基因突變的腫瘤中，亦發現具有和BRCA基因變異相似的表現型(Phenotype)，因此PARP抑制劑於這類型癌症治療當中，重要性日漸提升。


卵巢癌




乳癌



前列腺癌



胰臟癌



■ non-BRCA HRR Genes Mutation
 ■ unknown n BRCA Mutation
 ■ No HRR Mutation
 ■ sBRCA Mutation
 ■ gBRCA Mutation

ACTHRD™ 報告

ACTHRD™ Report

Identifier
Project ID:
Report No.:
Report Date:

Subject		
Identifier:	Subject ID:	
Date of Birth:	Gender:	
Diagnosis: Ovarian Cancer		
Ordering Physician		
Referral Doctor:	Tel:	
Referral Institution:		
Address:		
Specimen		
Specimen ID:	Collection Site:	Specimen Type:
Date Received:	Sample ID:	D/ID:

ABOUT ACTHRD™

The test is a next-generation sequencing (NGS) based assay to detect single nucleotide variants (SNVs), small insertions and deletions (InDels), copy number alterations (loss) (CNA-loss), large genomic rearrangements (LGRs) in the *BRCA1* and *BRCA2* genes, and analyze the genomic loss of heterozygosity (LOH) status using DNA isolated from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tumor tissue specimens. Results of the test are used as an aid in identifying cancer patients with positive homologous recombination deficiency (HRD) status for treatment with PARP inhibitors. Additionally, the test is intended to provide tumor profiling on SNVs, InDels, and CNA-loss of 22 homologous recombination repair (HRR) genes for use by qualified health care professionals in accordance with professional guidelines, and is not conclusive or prescriptive for labeled use of any specific therapeutic products.

Report Summary for Actionable Variants/Biomarkers

Homologous Recombination Deficiency (HRD) Status		
HRD Status	Gene/Biomarker	Result
Positive	<i>BRCA1</i>	Negative
	<i>BRCA2</i>	Positive
	Loss of heterozygosity (LOH)	Positive (0.57)

* Homologous Recombination Deficiency (HRD) Positive= Either *BRCA1/2* mutant or LOH positive

S Sensitive A Resistant

Variants/Biomarkers with Clinical Significance (Target Therapy)

Genomic Alterations	Evidence Level 1, 2 (FDA-approved, NCCN guideline)	Evidence Level 3A, 3B, 4 (Others)
LOH positive	S Niraparib, Olaparib	S Rucaparib
<i>BRCA2</i> Y1655*	S Niraparib, Olaparib, Rucaparib	S Talazoparib
<i>BRCA2</i> Heterozygous deletion	S Niraparib, Olaparib, Rucaparib	S Talazoparib

Note:

- The therapeutic agents and possible effects to a given drug are based on mapping the variants/biomarkers with ACT Genomics clinical knowledge database. The mapping results only provide information for reference, but not a medical recommendation.
- Please refer to the corresponding sections for more detailed information about genomic alteration and clinical relevance listed above.



ACT Genomics' laboratory is accredited by CAP (CAP number: 9228096).
ACT Genomics only provides a technical report of the test; please consult a specialist physician to determine the appropriate clinical solution and follow the instructions of the physician. *The results are only valid for the tested sample(s).
ACT Genomics Laboratory (HQ): 3F, No. 346, Xinyi 2nd Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan 10646.
Email: service@actgenomics.com | T: +886-2-2795-3660 | F: +886-2-2795-5036

HRD Status

透過判別 *BRCA1*、*BRCA2*、及 LOH Status (Loss of Heterozygosity Status)，即能判別腫瘤 HRD 之情形，提供進一步用藥資訊。

單核苷酸變異&小片段插入缺失

小範圍的基因突變如核苷酸(Nucleotide)單一點突變或小片段插入缺失所導致 HRR 基因喪失 DNA 修復功能。並依照國際準則給予不同等級之判別。

拷貝數變異

分析拷貝數變異，辨別導致基因功能缺失的基因異型/同型合子缺失(Heterozygous/Homozygous Deletion)。

ACTHRD™ Report

Identifier
Project ID:
Report No.:
Report Date:

Testing Results of Variants/Biomarkers with Clinical Relevance

Homologous Recombination Deficiency (HRD) Status		
Positive		

* Homologous Recombination Deficiency (HRD) Positive= Either *BRCA1/2* mutant or LOH positive

Single Nucleotide and Small InDel Variants		
Gene Alterations	Allele Frequency	Classification
<i>BRCA2</i> c.4965del (Y1655*)	68.7%	Deleterious

Copy Number Alterations			
Gene	Chromosome	Variation	Copy Number
<i>BRCA2</i>	Chr13	Heterozygous deletion	1

Large Genomic Rearrangements	
Gene	Alteration
Not detected	

Loss of Heterozygosity Status	
LOH Status	LOH Score
Positive	0.57

Note:

- CNA, LGR, and LOH status in the tumor were determined based on $\geq 30\%$ tumor purity (calculated by NGS/estimated by the pathologist).
- Samples with tumor purity lower than 40% are unable to be analyzed for the LOH status.
- Samples with tumor purity lower than 30% are unable to be analyzed for CNA and LGR.
- The homologous recombination deficiency (HRD) status is defined as deleterious or suspected deleterious alterations of *BRCA1* and *BRCA2*, and/or LOH status positive. The threshold for LOH status positive is set at a score ≥ 0.4 . Of note, the HRD definition is in accordance to the approved therapeutic product labeling in ovarian cancer and not in other cancer types.
- Only deleterious or suspected deleterious variants are listed in this section. For variants of unknown significance (VUS), please refer to Supplementary Information on Testing Results. Variants classified as benign, likely benign, and synonymous variants are not reported.

Supplementary Information for Therapeutic Implications

Targeted Therapies		
Genomic Alterations	Therapies	Evidence Level
LOH positive	S Niraparib, Olaparib	1
<i>BRCA2</i> Y1655*	S Niraparib, Olaparib, Rucaparib	1
<i>BRCA2</i> Heterozygous deletion	S Niraparib, Olaparib, Rucaparib	1
<i>BRCA2</i> Y1655*	S Talazoparib	3A
<i>BRCA2</i> Heterozygous deletion	S Talazoparib	3A
LOH positive	S Rucaparib	3B

Therapies associated with benefit or lack of benefit are based on biomarkers detected in this tumor and published evidence in professional guidelines or peer-reviewed journals.

Level	Description
1	FDA-recognized biomarkers predictive of response or resistance to FDA-approved drugs in this indication
2	Standard care biomarkers (recommended by the NCCN guideline) are predictive of response or resistance to FDA-approved drugs in this indication
3A	Biomarkers predictive of response or resistance to therapies approved by the FDA or NCCN guideline in a different cancer type
3B	Biomarkers that serve as inclusion criteria for clinical trials (minimal supportive data required)
4	Biomarkers that show plausible therapeutic significance based on small studies, few case reports, or preclinical studies

BRCA大片段基因重組

除小範圍的基因突變外，*BRCA1/2* 基因由於外顯子缺失或重複所形成的大片段基因重組 (Large Genomic Rearrangement, LGR) 於基因突變佔有相當比例。

LOH Status

專利運算法分析近九千個 SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) 得知腫瘤組織中 LOH 程度，用來判斷腫瘤組織的 HRD 狀態。

治療建議

根據國際資料庫及臨床文獻，給予後續用藥治療等級建議。

註：行動基因所有檢測皆於 CAP 合格認證實驗室進行檢測，並依結果出具技術檢測報告。關於報告的臨床解釋及相關醫療問題，請向專業醫師諮詢相關建議。以上圖像皆為說明用途，實際圖像可能與上述有所不同。



ACT Genomics' laboratory is accredited by CAP (CAP number: 9228096).
ACT Genomics only provides a technical report of the test; please consult a specialist physician to determine the appropriate clinical solution and follow the instructions of the physician. *The results are only valid for the tested sample(s).
ACT Genomics Laboratory (HQ): 3F, No. 346, Xinyi 2nd Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan 10646.
Email: service@actgenomics.com | T: +886-2-2795-3660 | F: +886-2-2795-5036



ACTHRD™




ACT Genomics Co., Ltd.

Member of Delta Group




 www.actgenomics.com

 service@actgenomics.com

 +886-2-2795-3660



©2026 ACT Genomics Co., LTD. All Rights Reserved. It is possible that the test may return with no abnormal mutation identified for certain genes or part of the test results may not be available due to the technical limitations of the test itself and/or an individual's genetic differences and/or intra- or inter-tumoral heterogeneity even the test has been conducted under standard process. This material (including the test and the results) therefrom are intended for educational purposes only for the use of healthcare professionals and do not replace independent professional judgement. This material (including the test and the results) shall at no time be deemed a diagnostic or medical treatment recommendation to any individual. No representation, warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or opinions which may be contained herein. The test takers shall always consult their healthcare professionals for any enquiries of clinical interpretation of the test results.

 ACT GENOMICS® and 帕癌檢® are registered trademarks of ACT Genomics Co., LTD.

TW_DM_20260420_ACTHRD_Brochure_V01