



WÄRME-AUFLAGE PRO XXL

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

SOS Wärme-Auflage PRO XXL wurde speziell für Schmerzen im Nacken-, Schulter- und Brustbereich entwickelt. Die XXL-Wärmefläche aus 13 Wärmekammern bestehend, arbeitet wie ein großer Wärmespeicher, der in der Tiefe wirkt und Verspannungen löst sowie Muskel- & Gelenkschmerzen lindert. Die wohltuende, gleichmäßige therapeutische Tiefenwärme von 12 Stunden hilft auch bei einem steifen Nacken und lindert daraus bedingte Schmerzen bis zu 16 Stunden. Die Auflage wird im vorderen Bereich mittels Klettverschlusses fixiert, enthält keine Klebestreifen und leistet damit maximale Bewegungsfreiheit. Aufgrund der hohen Wärmeleistung darf die Wärme-Auflage nur indirekt auf der Kleidung bspw. T-Shirt getragen werden und ist damit auch für sensible und empfindliche Haut geeignet.

Verwendungszweck:

Liefert therapeutische Tiefenwärme für vorübergehende Linderung leichter Muskel- und Gelenksbeschwerden und Schmerzen in Verbindung mit Überanstrengung, Zerrungen, Verstauchungen sowie Nackenschmerzen und sonstigen Krämpfen oder Verspannungen.

Modell:

12 Stunden Tiefenwärme

Hauptmaterialien und Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung der Wärme-Auflage: Eisen, Wasser, Kieselsgur, Aktivkohle, Natriumchlorid.

Gebrauchsanweisungen:

1. Öffnen Sie das Sacht, wenn Sie zur Verwendung des Produkts bereit sind. Platzieren Sie die Wärme-Auflage auf den Schultern und dem Nacken und befestigen Sie den Klettverschlusshaken anschließend am weichen Material an der Außenseite der Schlaufe, um die Wärme-Auflage auf Ihren Schultern zu halten. Tragen Sie die Auflage auf dünner Kleidung.
2. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die Auflage ihre therapeutische Temperatur erreicht.
3. Für maximale Wirksamkeit empfehlen wir, die Auflage bis zu 12 Stunden zu tragen. Tragen Sie die Auflage nicht mehr als 12 Stunden über einen Zeitraum von 24 Stunden.
4. Falten Sie die Auflage nicht und drücken Sie diese nicht zusammen, da sich hierdurch die Gefahr von Verbrennungen erhöht.
5. Nur zum Einmalgebrauch. Nach Gebrauch entsorgen.

Indikation:

Wärme-Auflagen wurden speziell für die Linderung von Schmerzen im Zusammenhang mit Muskelschmerzen, Steifheit, Verspannungen, Muskelzuckungen oder -krämpfen sowie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen oder Krämpfen und Zerrungen sonstiger Körperteile entwickelt.

Klinischer Nutzen:

Dieses Modell liefert bis zu 12 Stunden gleichmäßige Tiefenwärme und nach dem Entfernen bis zu weiteren 4 Stunden Schmerzlinderung.

Gegenanzeigen:

Wärme-Auflagen sollten nicht von Personen verwendet werden, die extremen Temperaturen gegenüber unempfindlich sind, wie etwa Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmung oder empfindlicher Haut. Die Behandlung von Kindern darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Kleinkindern und Tieren aufbewahren. Nicht in der Mikrowelle erwärmen. Dies ist ein Einwegprodukt.

Dieses Produkt kann bei Personen mit empfindlicher Haut oder bei unsachgemäßem Gebrauch Hautreizungen, Rötungen oder leichte Verbrennungen der Haut verursachen.

Nicht während des Schlafens tragen.

Überprüfen Sie Ihre Haut während der Verwendung regelmäßig (etwa stündlich).

Wenden Sie sich vor der Verwendung an einen Arzt, wenn Sie unter Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen oder rheumatoider Arthritis leiden oder wenn Sie schwanger sind.

Falls Sie Reizungen oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt unverzüglich.

Jede Wärmekammer enthält Eisen, das bei Verschlucken schädlich sein kann. Spülen Sie im Falle von Verschlucken Ihren Rachen mit Wasser aus und wenden Sie sich an eine Giftnotrufzentrale.

Wenn die Inhalte einer Wärme-Auflage mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommen, spülen Sie diese sofort mit Wasser ab. Erhitzen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie niemals, es erneut zu erwärmen, da die Wärme-Auflagen sich entzünden können.

Befolgen Sie Ihre örtlichen Vorschriften zur Abfallsorgung.

Die Temperatur und Dauer der Wärmeabgabe des



Produkts variiert je nach Umgebung der Anwendung. Der Erwärmungseffekt kann durch eine niedrige Umgebungstemperatur beeinträchtigt werden.

Während der Verwendung dieses Produkts:

Wenn Sie die Temperatur als unangenehm empfinden oder Reizungen, Ausschläge oder Verbrennungen bemerken, entfernen Sie das Produkt unverzüglich.

Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enge Kleidung über dem Produkt. Achten Sie darauf, dass jederzeit Luft an die Wärme-Auflagen gelangen kann.

Entfernen Sie das Produkt vor MRT-Untersuchungen.

Verwenden Sie das Produkt nicht:

Wenn eine Wärmekammer leckt bzw. die Auflage beschädigt oder gerissen ist.

Länger als 12 Stunden über einen Zeitraum von 24 Stunden.

Zusammen mit Schmerzgeles, arzneimittelhaltigen Lotionen, Cremes oder Salben.

Auf erkrankter, geschädigter oder rissiger Haut.

In Bereichen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb der letzten 48 Stunden aufgetreten sind.

An Körperstellen, an denen Sie keine Wärme spüren.

Mit anderen Formen von Hitze.

An Personen, die das Produkt nicht entfernen können, unter anderem Kinder, Säuglinge und gewisse ältere Personen.

An Personen, die nicht alle Gebrauchsanweisungen befolgen können.

Wann Sie die Verwendung beenden und einen Arzt fragen sollten:

Bei Schmerzen, die sich verschlimmern oder für mehr als 7 Tage anhalten.

Bei Unwohlsein, Verbrennungen, Schwellungen, Ausschlägen oder sonstigen anhaltenden Hautveränderungen an der Tragestelle.

Transport und Aufbewahrung:

Das Produkt kann bei Raumtemperatur in trockener und gut gelüfteter Umgebung gelagert und transportiert werden.

Verfallsdatum: 3 Jahre



Halten Sie sich bei der Verwendung an die Gebrauchsanweisungen.



Autorisierter Vertreter in Europa:

Prolinx GmbH
Brehmerstraße 56
40239 Düsseldorf



Hersteller:

Koolcare Technology Co., Ltd
No.6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, 276017 Shandong,
P.R. China

Werk: Wenlv Healthcare Park, No.18, Zhenbei Road,
Xinyi city, 221400. Jiangsu P.R. China

CE 0197



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
Ein Unternehmen der
Merz Lifecare Holding



MERZ
LIFECARE

Stand der Information: 2026.03

Bedeutung der Symbole auf Packung:



Eindeutige Produktidentität



Medizinprodukt



Autorisierter Vertreter in Europa



Herstellungsdatum



Trocken lagern



Produkt nicht wiederverwenden



Vor Sonnenlicht schützen



Achtung, halten Sie sich bei der Verwendung an die Gebrauchsanweisungen



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Haltbarkeitsdatum



Chargenbezeichnung



Lagertemperatur

MN 180005090

707_REV02/G02