

multistATION™ CLICK RELEASE™ miniARM™

UDELLENKÄSTITELY

- Pura laite osiin ja puhdista ne välittömästi käytön jälkeen. Älä päästä likaanuntua laitteita koskettamaan.
- Laiteita ei ole valittu puhdistusasteita ja sterilointia varten ja läikekaupustien ollessa kinnittyneinä.
- Puhdistuksen valdoinnissa käytetty pesuaine: Steris Polystyria 2X (ensyntammiten, neutraali pH).
- Tee lopullinen huuhdus kääntämällä valmiissa puhdistus- /syyspuhdistus vettä.
- Älä koskaan käytä puhdistukseen metalliharjoja tai teräsvillaa.
- Valmistele ja käsittele uudeelleen käsiteltä sovitimet ja läikekaupustimet kunkin laitteiden huoltokäytöiden mukaisesti.
- Uudeleenkästityksen liittyvät painumukset eivät vaikuta täysin laitteeseen.
- Steriloitintarjonta E) ole tarkoitettu laitteiden puhdistamiseen. Se on käsiteltävä erikseen. Tarjotin on tarkoitettu ainoastaan uudeleenkästityksen instrumenttien sterilointiin, kuljetukseen ja säilytykseen. Katso sterilointitarjottimen lisäohjeita sen käyttöohjeista.

KÄYTTÖPAIKALLA

- Pura laite ja puhdista välittömästi käytön jälkeen.
- Älä päästä likaanuntua laitteita koskettamaan.

VALMISTUS

- Poista *CLICK RELEASE™ miniARM* -laite käsiteltämisestä käänntämällä lukituksen avaatit siveltäke pois säilytysasennosta ja kääntämällä näihin kinnitysmuotoja vastapäivään (KUVA 6).
- Poista mahdolliset sovitimet *CLICK RELEASE™ miniARM* -laitteesta kiertämällä soviteluvain vipua ja liu'uttamalla sovitin pois pikaliittimangosta (KUVA 3).

HUOMAUTUS: KUVASSA 3 NÄYTÄTTÄIN KANNYLSOVIITTIMEN POISTO; MUUTKIN SOVIITTIMET POISTETAAN SAMALLA TAVALLA.

- Jos *CLICK RELEASE™ miniARM* -vipu on lukitusasennossa (KUVA 4), vapauta lukko purkamalla vipua loppuun asti (KUVA 5), kunnes kuuluu napahdus mekaanisista, ääni vapautuu ja instrumentit lukustussalasta. *Click CLICK RELEASE™* -vipu tarvitteessa manuaalisesti iri yläväntä.
- Nosta *CLICK RELEASE™* -vipu kokonaan ylös varmistaaksesi, että *CLICK RELEASE™ miniARM* -laite on kokonaan aukki ja uudeleenkästityksen asennossa (KUVA 6).
- Käännä lukituksen ja lukituksen avaamisen väliseisäkkeen molemmat sarjat pois säilytysasennosta avoimen asentoihinsa (KUVA 7).
- Jos käytät multistATION™-steriloitintarjontia (osanuumero 100034), puhdista tarjotin erikseen sterilointitarjottimen käyttöohjeita noudattaen.

MANUAALINEN ESIPUHDISTUS

- Lisää neutraalia pesuainetta entsyymiliuoksesta vähintään 5 minuutin ajan. Noudata pesuaineen valmistajan antamia lämpötiloja ja pitouksia koskevia ohjeita.
- Harjaa laitteiden ulkopinnat perusteellisesti muharjajaksella harjalla; kinnittä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:
 - Pidäntengon ja klempi pallonnielu (KUVA 8)
 - CLICK RELEASE™* -vipupätsä (KUVA 9) ja lukitusallpa (KUVA 10)
- CLICK RELEASE™* -vipun kääntöpiete (KUVA 11)
- DOC-pallo, kinnitysnäyttimet ja sisäiset nitit (KUVA 12)
- Huuhdtele lämpimällä vedellä (38–45 °C [100–113 °F]) vähintään 2 minuuttia.
- Käytä jatkain töitä seuraavista pesuvaihtoehdoista: ultraäänii tai automaattipuhdistus.

ULTRAÄÄNIPUHDISTUS

- Puhdista ultraääniliuoksyssä vähintään 15 minuutin ajan käyttäen neutraalia pH:n entsyymipesuainetta. Noudata pesuaineen valmistajan antamia lämpötiloja ja pitouksia koskevia ohjeita.
- Huuhdtele pinnat lämpimällä vedellä (38–45 °C [100–113 °F]) vähintään 2 minuuttia. Varmista täydellinen huuhdtele käyttämällä puhdista muharjajaksella harjaa ja kääntämällä hankaimeksi.

TAI

AUTOMAATTIINEN PUHDISTUS

- Tarvitaaan pesukone-desinfiointilaiteita, jolla on olennaisesti hyväksytty tehokkuus (esim. EN ISO 15883 -standardin mukainen), ja se on asennettava asianmukaisesti, sen toiminta on sertifioitava ja se on huollettava ja testattava säännöllisesti.
- Aseta laitteet pesukone-desinfiointilaiteeseen. Huohdella siitä, etteivät laitteet kosketa toisiaan. Muuten veden valuminen laitteiden pinnolta saattaa estää.
- Käytä pesuohjelman jatkossa huoltokäytöiden huuhdeltajaksi.
- Suoraavaihtamissparametrit valdottiin tehokkaiksi tämän laitteen puhdistamiseen automaattisessa pesukoneessa:

Hoito	Aika (m:sss)	Lämpötila (°C/°F)	Lisäaine
Esipesu (kylmä hanavesi)	2:00	17 (63)	Ei koske
Peusi (kuuma hanavesi)	2:00	40 (104)	Steris Polystyria® 2X
Huuhdtele	2:00	70 (158)	Ei koske
Huuhdtele	2:00	70 (158)	Valinnainen voiteluaine
Kuivaus	15:00	80 (176)	Ei koske

VOITELU

- Lisää valmistajan suositusten mukaisesti asennettua instrumentin voiteluainetta instrumentin käyttöäin pidäntienäköisä uputtamalla koko laite voiteluaineeseen vähintään 30 sekunniksi. Jos sairaalan pesukone-desinfiointilaiteessa on voiteluohjelma, sitä voidaan käyttää manuaalisen voitelun sijasta.

HUOMAUTUS: LSI ON VAHVISTANUT MicroLube™ C

–INSTRUMENTTIVOITELUAINEEN KÄYTTÖN TÄHÄN LAITTEESEEN, MIKÄ INSTRUMENTTIEN VOITELUAINEMERKKEJÄ EI OLE TESTATTU, EIKÄ NIIDEN SUORITUSKYKYÄ JA TULOKSIA VOIDA TAOATA.

TARKASTUS

- Tarkasta laite huolellisesti varmistaa, että kaikki näkivät aukit on poistettu. Nöivärantien tarkastus hyvssä valossa ilman suuren voimaa tai yleensä rittävää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä KUVIEN 5–7-kohtien. Toista pesu, jos liake vaietaan.
- Tarkasta laite lievästi tai laillisen korjotuksen varalta. Jos havaitset korroosiota, tee uudeleenkästityksen puhdus, mutta poista kaikki korroosio pois.
- Tarkasta laite silmämääräisesti vaurioituneiden salpojen ja niiden vaurioituneiden osien varalta. Katso esimerkiksi murteenusta vipupätsästä (KUVA 13) ja väilynteenusta vipupätsästä (KUVA 14). Jos osat ovat vaurioituneet, tee uudeleenkästityksen puhdus, mutta laitea jatkalla käyttöleikkauksessa.
- Tee toiminnallinen tarkastus laitteiden asianmukaisella laittumistella ja vapautumisella.

PAKKAUS

- Varmista, että multistATION™ *CLICK RELEASE™ miniARM™* -laite on täysin avoimessa uudeleenkästityksenasennossa (katso KUVIA 6).
- Jos käytät sterilointipussia, aeta jokainen instrumentti erikseen omaan pussiinsa. Jos käytät sterilointitarjontia, lue sterilointitarjottimen käyttöohjeet ensiksi tarkasti. Varmista, että sterilointitarjotin on puhdistettu sterilointitarjottimen käyttöohjeiden mukaisesti, ja lataa tarjottimen pohjaosa KUVASSA 15 esitellyllä tavalla.
- Pakkaa laite silmämääräisesti vaurioituneiden salpojen ja niiden vaurioituneiden osien varalta. Katso esimerkiksi murteenusta vipupätsästä (KUVA 13) ja väilynteenusta vipupätsästä (KUVA 14). Jos osat ovat vaurioituneet, tee uudeleenkästityksen puhdus, mutta laitea jatkalla käyttöleikkauksessa.
- Tee toiminnallinen tarkastus laitteiden asianmukaisella laittumistella ja vapautumisella.

STERILOINTI

- Laita täydyt puhdistusta aiemmukaisesti ennen sterilointia.
- Käytä TAUUKOSSA 1 mainittua sterilointiohjelman:

TAULUKKO 1: multistATION™ <i>CLICK RELEASE™ miniARM™</i> -laitteen sterililppakkaus ja -käsitely			
Menetelmä	ANSI/AMI S779 -standardin mukainen hyösterilointi	ANSI/AMI S779 -standardin mukainen hyösterilointi välittömä käyttöä varten	ANSI/AMI S779 -standardin mukainen hyösterilointi välittömä käyttöä varten
Säilio	multistATION™-steriloitintarjotin, osanro 100034	Ei tarjontia	Ei tarjontia
Ohjelma	Eistyhjö	Eistyhjö	Eistyhjö
Pakkauus	Käsitelöimöinen polypropylenikäre	Pussi	Ei pakkausta
Lämpötila	132–137 °C (270–279 °F)	4–18 minuuttia	4–18 minuuttia
Käsitelyaika	–	4–18 minuuttia	4–18 minuuttia
Kuivausaiaksa	Vähintään 65 minuuttia	Vähintään 25 minuuttia	Ei koske

Valittuista käytöstä varten tarkoitettua sterilointilaiteita käytetä laite (laitteet) on siirrettävä välittömästi aseista teknikkia käyttäen sterilointilaiteesta käyttöpaikkaan.

Katso ANSI/AMI S779 -standardia (Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities).

CLICK RELEASE™ miniARM™ -laite on valittu 100 uudeleenkästitysohjelmalle. Kirurgisten instrumenttien käyttöä riippu suurimmissä osissa niiden hoidosta ja huollosta. Instrumenttien käyttöäin päättymisen määrätelly perustuu niiden huoleelliseen tarkastukseen ja toiminnan testaukseen.

SÄILYTYKSET

- Älä käytä muiden kuin LSI SOLUTIONS® -yhitiön toimittamia lisälaiteiden kanssa.
- Näitä laitteita saa käyttää vain käyttöohjeiden sallimien tarkoituksien.

VAROITUKSET

- Yhdysvaltojen liittovaltio sallii tämän laitteen myynnin, jakeleen ja käytön vain lääkärien toimesta tai määräyksellä.
- Lue kaikki ohjeet, varoitukset ja varoiteimerit ennen tämän laitteen käyttöä.
- CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitteen käyttöä ei saa käyttää muuhun kuin tarkoitettuun.

- CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitteen vierheellisen käytön voi aiheuttaa vaurioita vamaan. Sen lisäksi laitteiden epäasianmukainen hoito ja huolto voi johtaa laitteiden kontaminoitumiseen epästabiilisti ennen poliasykäyttöä ja aiheuttaa vaurioita vamaan terveydenhuoltohenkilöstölle tai potilaalle.
- CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitteen käyttöä aikana perälaide on oltava immobiliisoitu ja lukutettu.
- Lopeta *CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitteen käyttö, kun potilaasta siirretään tai potilas itse liikkuu.

- Kirurgisia tai endoskooppisia toimenpiteitä saatavat suorittaa vain lääkärit, jolla on riittävät koulutus ja kokemus potilasmuokista tekniikoista ja kykyäsiesteistä anatomista. Ennen käyttöä on perhättävä tekniikoita, komplikatioita ja vaaroja koskevia lääketieteellisen kirjallisuuteen.

VAROTOIMET

- CLICK RELEASE™ miniARM™* on pakattu sterilointiomana. Puhdista ja steriioi ennen käyttöä.
- Jos näiden käyttöohjeiden ja joko sairaalan käytäntöjen tai pesu-/sterilointilaitteiden valmistajien ohjeiden välillä havaitaan mitään ristiriitaisuutta, näitä on ilmoitettava sairaalan asianmukaisille vastuuhenkilöille, jotka tekivät asiasta päätöksen, ennen kuin jatkat laitteiden puhdistusta ja sterilointia.
- Jos *CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitetta käytetään muihin kuin käyttöohjeiden mukaisiin tarkoituksiin, laite voi vaurioitua tai rikkoouta.
- Tarkasta ennen käyttöä, että *CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitteet oikein ja on hyvässä kunnossa. Laitetta ei saa käyttää, jos ne eivät toimi hyväksyttävillä tarkoituksella toimenpiteissä tai jos niissä on vaurioita.
- Eri valmistajien kirurgiset instrumentit ovat keskenään erilaisia. Ennen kuin eri valmistajien instrumentteja ja lisävarusteita käytetään samassa toimenpiteessä yhdessä, varmista yhteensopivuus ja, että sähköinen eristys tai maadoitus ei ole vaurioitunut.
- Vältä *CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitteeseen kohdistuvaa mekaanista iskua tai liiallista rasitusta.
- Vain näissä käyttöohjeissa määrätellyt puhdistus- ja sterilointitoimenpiteet on valittu.
- Tarkista leikkauksien jälkeen suositusten mukaisesti valmiissa puhdistus- /syyspuhdistus *CLICK RELEASE™ miniARM™* -laitteen. Kinnittä vain kääntäen lukkauppyntiä ja hyvin kinnitettynä vakaatonta pöytäkalusteita; vältä läikekaupustimien kinnittämistä rakenteisiin, jotka ovat työssä tai eivät ole kunnolla kinni.
- Kun käännät *CLICK RELEASE™* -vipua lukituksen asennosta lukitusasentomaan asentoma, muuta teka *miniARM* -laitetta. Lukitusmaton ja tukematon *miniARM™* -laite voi pudota ja aiheuttaa haaitta, laitevaurion, kinnittymisen multistATION™-sovittimeen vaurioitumisen tai potilaan tai käyttäjän vaurioita.
- Säilytä huoneenlämmössä.

HAITTAVAUVAUTUKSET

Ei dokumentoituja haittavaikutuksia.

TILAISTIEDOT

Katso uudeleenkästitykset *CLICK RELEASE™ miniARM™* -tekniikkaoppaan TAUUKOSTA 2.

Suoraavaihtamaukset liittyvät TAUUKOLUKUUN 2: ”multistATION™-steriloitintarjottimen valmistajata on Summit Medical, 815 Vikings Parkway, Suite 100, St. Paul, MN 55121 USA.

Tämän laitteen yksilöllinen UDI-D:tunniste on 0850200006multistationDf.

Postup	čas (m:sss)	Teplota °C (°F)	Aditivum
Predumývanie (studená voda z vodovodu)	2:00	17 (63)	–
Umyvanie (teplá voda z vodovodu)	2:00	40 (104)	Steris Polystyria® 2X
Oplachovanie	2:00	70 (158)	–
Oplachovanie	2:00	70 (158)	Voliteľný lubrikant
Schnutie	15:00	80 (176)	–

PREKLADY TECHNOLOGICKÉ PRÍRUČKY K POMÓCKE multistATION™ CLICK RELEASE™ miniARM™

POZNÁMKA: SCHÉMY A SPÔSOB OBJEDNÁVANIA VÝROBKU NÁDETE V TECHNOLOGICKÉJ PRÍRUČKE K POMÓCKE CLICK RELEASE™ miniARM™

▣ PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO PRÍBALOVÝ LETÁK

POPIS POMÓCKY multistATION™ CLICK RELEASE™ miniARM™:

Pomôcka *CLICK RELEASE™ miniARM™* (OBR. 1) je prísľušenstvo v systéme multistATION™. Je to opakovane použiteľná, sterilizovateľná, polkovnefarebná podporná pomôcka poskytúja výnimočne stabilnú základňu, keď sa používa so samostatne dodávanou kolajnicovou svorkou multistATION™, na ktorú si pripojené vymeniteľné adaptéry. Adaptéry a pomôcky možno pripojiť na rýchlupínací stĺpik ① podľa potreby na chirurgický zákrok. Horný klob ② umožňuje presné umiestnenie rýchlupínacieho stĺpika voči hornému ramenu ③. Pri prvom manúálnom stlačení páky na hornom ramene *CLICK RELEASE™* ④ sa integrovaná západka páky ⑤ (neozobraznená) spojí so záisťovacou západkou ⑥ a zaisťuje pomôcku *miniARM™* v zvolenej orientácii. Ďalším stlačením páky *CLICK RELEASE™ miniARM™* na opačnú pochyľku ⑦, ktorá je v dráhu, pomôcka sa otočí späť. Tento zariadenie odosťaví svorku a stáa pri každom stlačení páky. Stredný klob ⑧ umožňuje vyhýbanie hornému ramenu vzhľadom k dolnému ramenu ⑨. Dolný klob ⑩ umožňuje vyhýbanie dolného ramena vzhľadom k zahnutému konektoru ⑪, ktorý končí v guči DOC ⑫ so sférickou kolajnicou pohodu, ktorá sa upevňuje do priamice závisky kolajnicovej svorky multistATION™.

Upevňovacia matica ⑬ stláča hornú hemisféru guče DOC do priamice závisky, keď sa upevňovacia matica a jej umotné zvisťy ⑭ nie sú zobrazené ručnými, pričom sa prevlekajú do priamice závisky. Pri uťahovaní do závisky sú guča DOC a zahnutý konektor stlačené, aby sa už nemohli pohybovať. Dve zaisťovacie kridlá ⑮ s výrvmým symbolem zámku sa môžu otáčať približne 90° ok ich úchopných polí na upevňovacej matici, aby sa uholičie prevlekli v smere hodinových ručičiek. Po dotiahnutí upevňovacej matice je možná zaisťovacia kridlá natočiť späť do ich úchopných polí. Ak chete uvoľniť upevňovaciu maticu, obe odomykacie kridlá ⑮ označené symbolom odemknutia sa môžu otáčať z ich úchopných polí, aby sa uholičie prevlekli proti smeru hodinových ručičiek.

INDIKÁCIE POUŽITIA:

CLICK RELEASE™ miniARM™ je indikovaná na použitie zo strany chirurgov na držanie nástrojov v pevnej polohe počas požadovanej doby.

NÁVOD NA POUŽITIE

ZAISTENIE, UVOĽNENIE A UMISTENIE POMÓCKY multistATION™ CLICK RELEASE™ miniARM™

Pred každým použitím pomôcky *CLICK RELEASE™ miniARM™* ju otestujte tak, že ju zaistíte a skontrolujete, či bola vyvinutá dostatočná upínacia sila. Ak táto sila nie je dostatočná, nepokračujte v používaní. Tento návod na pripojenie pomôcky *CLICK RELEASE™ miniARM™* k prijímateľu DOC sa vzťahuje na všetky nástroje DOC, ako aj na kolajnicovú svorku multistATION™. Katso ako jednotlivé nástroje DOC a kolajnicovú svorku multistATION™, ktoré je už pripojené k zakrytej kolajnici stola.

- Zaistite *miniARM™* stlačením páky *CLICK RELEASE™* nadol smerom k západke páky. Panty páky *CLICK RELEASE™* sa nachádzajú v strede páky *CLICK RELEASE™* so zaistením nebezpečného odosťavovania s horným ramenom. Počutelné cvaknutie znamená, že západka páky a zaisťovacia západka sú zaistené.
- Uvoľnite *miniARM™* úplným stlačením páky *CLICK RELEASE™* nadol smerom k zaisťovacej západke. Počutelné cvaknutie znamená, že západka páky je teraz otvorená, čo umožní, aby sa páka *CLICK RELEASE™* vohľadom v strede páky otočila späť do svojej polohy. V prípade potreby manuaľne zdvihnite páku *CLICK RELEASE™* smerom od horného ramena do ostennej polohy.

POZNÁMKA: PRI OTÁČANÍ PÁKY CLICK RELEASE™ ZO ZAISTENE POLOHY SA USTIITE, ŽE PODPÍERAJE miniARM™.

- Umistnite upevňovaciu maticu a guču DOC na prijímač DOC kolajnicovej svorky, aby sa *miniARM™* pripojil k DOC.
- Otočte upevňovaciu maticu a guču DOC pomocou obou protismerných zaisťovacích kridiel, aby ste otočili upevňovaciu maticu v smere hodinových ručičiek, čím ju prevlečiete na DOC kolajnicovej svorky.

POZNÁMKA: AK JE PREVLEKANIJE ŤAŽKÉ, ODSKRUTKUJTE UPEVNŮVACIU MATICU PROTÍ SMERU HODINOVÝCH RUČÍČIEK, POTOM JU OPATRNE ZAROVNAJTE S DOC A ZOPAKUJTE OTÁČANIE V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK POMOCU ZAJISŤOVACÍCH KRÍDEĽ. NEOTÁČAJTE UPEVNŮVACIU MATICU NASILU, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ SPOJENIE miniARM™ A KOLAJNICOVEJ SVORKY.

- Umistnite *miniARM™* kým je v ostennej strane, zatlačteim, potiahnuhale alebo otočením rýchlupínacieho stĺpika, ramena, dolného ramena a zahnutého konektora okolo troch kľobov a guče DOC, aby sa tak nastavil vo všetkých smeroch. Keď je *miniARM™* umiestnený v požadovanej polohe, zaistite system stlačením páky *CLICK RELEASE™* na zaisťovacej západke.

PRÍPOJENIE ADAPTERŤA K multistATION™ CLICK RELEASE™ miniARM™

- Kroky 1–3 zobrazujú jeden príklad toho, jak sa adaptéry multistATION™ (dostupné samostatne) pripojene a upravre k pomôcke *CLICK RELEASE™ miniARM™*. Adaptér možno pripojiť k pomôcke *CLICK RELEASE™ miniARM™* buď pred pripviením alebo po pripviení *miniARM™* ku kolajnicovej svorke multistATION™.
- Nasúťte adapter na rýchlupínací stĺpik, kým je zaisťovacia páka zapojená otočená do ostennej polohy.
- Otočte zaisťovaciu páku adaptéra do zaistenej polohy na zaistenie adaptéra na *miniARM™*.
- Upravte horný klob pomôcky *CLICK RELEASE™ miniARM™* manuaľne, aby sa dosiahol menšie premiestnenie bez odstienia *miniARM™*.

DEMONTÁŽ A ČISTENIE

Demontáž pomôcky *CLICK RELEASE™ miniARM™* možno uholičť tak, že *miniARM™* ponecháte v zaistenej polohe.

- Otočte zaisťovaciu páku pripojeného adaptéra do ostennej polohy.
- Odstaňte adapter vysunutím z rýchlupínacieho stĺpika.
- Otočte upevňovaciu maticu a guču DOC kolajnicovej svorky pomocou obou protismerných zaisťovacích kridiel. Otočte upevňovaciu maticu proti smeru hodinových ručičiek a odskrutkujte ju z DOC.
- Demontujte pomôcku *CLICK RELEASE™ miniARM™* z kolajnicovej svorky doc.

multistATION™ CLICK RELEASE™ miniARM™

OPAKOVANÉ POUŽITIE

- Pomôcka bezprostredne po použití demontujte a vyčistite. Nenechajte znečistenú pomôcku vyschnúť.
- Pomôcka nie je schválená na čistenie ani sterilizáciu s pripojeným adaptérom a/alebo kolajnicovou svorkou.
- Čistiaci prostriedky použijte pri overení: Steris Polystyria 2X (enzymatický, neutrálny pH).
- Vykonať konečné oplachovanie len pomocou čerstvo pripravenej purifikovanej vody/vysokú purifikovanej vody.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte tekutiny alebo kefky ani kovové huby.
- Príprave a opakovane použite všetky adaptéry alebo kolajnicové svorky podľa návodu na použitie káždého pomôcky.
- Táto pomôcka nie je ovplyvnená zmenami taku spojovými s prípravou na opakované použitie.
- Sterilizčný podnos JE už určený na čistenie pomôcky. Musí sa spracovať samostatne. Podnos je určený len na sterilizáciu, prípravu a udržiavanie opakovane použiteľných nástrojov. Ďalšie informácie o podnose nájdete v návode na použitie pomôcky multistATION™.

BOD POUŽITIA

- Pomôcka bezprostredne po použití demontuje a vyčistíte.
- Nenechajte znečistenú pomôcku vyschnúť.

PRÍPRAVA

- Demontujte *CLICK RELEASE™ miniARM™* a kolajnicovej svorky otočením odosťavovacích kridiel smerom od ich úchopných polí a potom otočením upevňovacej matice proti smeru hodinových ručičiek (OBR. 2).
- Demontujte akýkoľvek adapter z pomôcky *CLICK RELEASE™ miniARM™* otočením zaisťovacej páky adaptéra a vysunutím adaptéra z rýchlupínacieho stĺpika (OBR. 3).

POZNÁMKA: OBR. 3 ZNÁZORŇUJE DEMONTÁŽ KANYLOVHO ADAPTERŤA, AĽ ROVNAKÝM SPÔSOBOM MÔŽNO DEMONTOVAŤ AJ INÉ ADAPTERY.

- Ak je páka *CLICK RELEASE™* v zaistenej polohe (OBR. 4), uvoľnite postiku úplným stlačením a uvoľním páky (OBR. 5), kým nezačne cvaknúť, ktorá znamená, že západka páky je teraz otvorená. Ak treba, manuaľne zdvihnite páku *CLICK RELEASE™* smerom od horného ramena.
- Úplne zdvihnite páku *CLICK RELEASE™* na zaistenie úplného uvoľnenia pomôcky *CLICK RELEASE™ miniARM™* do polohy na prípravu na opakované použitie.
- Otočte obe svorky zaisťovacích a odosťavovacích kridiel mimo ich úchopných polí do ich otvorených polí (OBR. 7).
- Ak používate sterilizčný podnos multistATION™ (č. dielu 100034), vyčistite podnos samostatne podľa návodu na použitie sterilizčného podnosu.

MANUÁLNE PREDČISTENIE

- Namáčte v enzymatickom čistiacom roztoku s neutrálnym pH minimálne 5 minút. Informácie o teplote a koncentrácii nájdete v pokynoch od výrobcu čistiaceho prostriedku.
- Pomocou kefky s plastovými štetinami dôkladne vyhrdňte povrchy pomôcky, pričom venujte mimoriadnu pozornosť:
 - a. pridržkovému prstenu a hornému guľovému kľbu (OBR. 8),
 - b. západke páky *CLICK RELEASE™* (OBR. 9) a zaisťovacej západke (OBR. 10),
 - c. otočným čapom páky *CLICK RELEASE™* (OBR. 11),
 - d. guľu DOC, upevňovacej matici a vnútorným zámkom (OBR. 12),
 - e. Oplachujte teplou vodou (38 – 45 °C [100 – 113 °F]) minimálne 2 minúty.
 - f. Pokračujte jednou z dvoch možností povinného čistenia: ultrazvukové alebo automatické.

ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE

- Čistite v ultrazvukovom kúpeľi pomocou enzymatického čistiaceho roztoku s neutrálnym pH minimálne 15 minút. Informácie o teplote a koncentrácii nájdete v pokynoch od výrobcu čistiaceho prostriedku.
- Oplachujte teplou vodou (38 – 45 °C [100 – 113 °F]) minimálne 4 minúty. Na zabezpečenie úplného oplachúvania, použite na čistenie pomôcky čistou kľu s plastovými štetinami.

ALEBO

AUTOMATICKÉ ČISTENIE

- Must sa použiť umývacia a dezinfekčná zariadenie so schválenou účinnosťou (napríklad v súlade s normou EN ISO 15883) a toto zariadenie musí byť správne nainštalované, overené a pravidelne udržiavané a testované.
- Voľte pomôcku do umývacej a dezinfekčnej zariadenia. Pomôcky uolčte tak, aby sa nedotýkali a aby sa zabezpečilo správne otáčanie.
- Použite cyklus umývacieho a dezinfekčného zariadenia s dostatočným cyklus oplachovania.
- Nasledujúce minimálne parametre bô schválené ako účinné na čistenie tejto pomôcky a automatickom umývanom zariadení:

Postup	čas (m:sss)	Teplota °C (°F)	Aditivum
Predumývanie (studená voda z vodovodu)	2:00	17 (63)	–
Umyvanie (teplá voda z vodovodu)	2:00	40 (104)	Steris Polystyria® 2X
Oplachovanie	2:00	70 (158)	–
Oplachovanie	2:00	70 (158)	Voliteľný lubrikant
Schnutie	15:00	80 (176)	–

LUBRIKÁCIA

УПРАЗДОВАНО ПОЧИСТАВАНЕ

- Почистете в упу̀тковава вана с енанџим почиставащ препарат с неутрален pH за минимум 15 минути.
- Нарушаване стабилности на производствения процес при добри условия на поддръжка и концентрация.
- Използване с топла вода (38 – 45 °C (100 – 113°F)) за най-малко 4 минути. За да осигурите пълно изплакване, използвайте чиста чешма с пластмасови коски, за да изтъркаете изделето.

ИЛИ

АВТОМАТИЗИРАНО ПОЧИСТАВАНЕ

- Използвайте ушор-дезинфектор с фундаментално одобрена ефективност (напр. съгласно EN ISO 15883) и трябва да бъде правилно инсталиран, окомплектован и редовно поддържан на поддръжка и китепане.
- Заредете изделето в ушор-дезинфектор. Избягвайте контакт между изделата и ил подпоредете така, че да се познавава правилно оттичане.
- Пуснете цикъла на ушор-дезинфектор с допълнителен цикъл на изплакване.
- Следете минимални параметри за валидирани като ефективни за почистване на това изделе в автоматизирана миелна машина:

Третирване	Време (mm:ss)	Температура °C (°F)	Добавка
Предварително измиване (студена чешма вода)	2:00	17 (63)	Не е приложимо
Измиване (гореща чешма вода)	2:00	40 (104)	Steris Prolystica® 2X
Изплакване	2:00	70 (158)	Не е приложимо
Изплакване	2:00	70 (158)	Незадължителен лубрикант
Сушене	15:00	80 (176)	Не е приложимо

ЛУБРИКАЦИЯ

- Нанесете лубрикант за инструменти, смесен суров, препоръчителен на производителя, за да удължите живота на инструментите, като попълните чиста изделето в лубриканта за най-малко 30 секунди.
- Ако болничния ушор-дезинфектор има щипка на смазване, тои може да се използва вместо ръчно смазване.

ЗАБЕЛЕЖКА: LSI Е ВАЛИДИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛУБРИКАНТА ИЛИ В ИНСТРУМЕНТА MicroLube® С ЗА ТОВА ИЗДЕЛИЕ. ДРУГИ МАРКИ ЛУБРИКАНТИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ НЕ СА ТЕСТВАНИ И ДЕЙСТВИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ.

ПРОВЕРКА

- Внимателно проверете изделето, за да се гарантира, че всички видими замърсявания са били отстранени. Обезопасете визуална проверка при добри условия на осветеност е достъпна. Трябва да се обрне особено внимание на местата на фиг. 8 – 12. Повторете процеса на почистване, ако се открие замърсяване.
- Визуално проверете изделето за лека или прекомерна корозия. При наличие корозии преустановете използването на изделето в хирургични операции, но изплътете повторна обработка.
- Визуално проверявайте изделето за повреди на клонки или други части. Например, виек, отчегнатото на счупената клонка на лоста на фиг. 13 и отгнатыа клонка на лоста на фиг. 14. Ако има повреди на части, преустановете използването на изделето в хирургични операции, но изплътете повторна обработка.
- Изпълнете функционална проверка за адекватно заключване и освобождаване на изделето.

ОПАКОВКА

- Уверете се, че multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM® е напълно отворена позиция за повторна обработка (виекът фиг. 6).
- Ако използвате торбичка за стерилизация, поставете всеки инструмент в неговата индивидуална торбичка. Ако използвате тавичка за стерилизация, прочетете нейните инструкции за употреба, преди да продължите. Уверете се, че тавичката за стерилизация е почистена според нейните инструкции за употреба и заредете джото на тавичката съгласно фиг. 15.
- Опаковайте изделето съгласно ТАБЛИЦА 1. Барьерната система за стерилизираните инструменти за микроанатомия използва трябва да отговаря на следните изисквания:
 - ISO 11607-1
 - Подходящи за предакумация парно-стерилизиране
 - Подходящи за медицинска употреба
 - Клас, подходящ за текста на заредената тавичка според инструкциите за употреба на тавичката за стерилизация и процедурите на зареданото замърсене

СТЕРИЛИЗИРАНЕ

- Използването на тавичка трябва да бъде правилно комбинирено преди стерилизиране.
- Изпълнете щипка на стерилизиране съгласно ТАБЛИЦА 1:

ТАБЛИЦА 1: Стерилна опаковка и обработка на multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®			
Метод	Влажно топлинно (парно) стерилиране по ANSI/AAMI ST79	Влажно топлинно (парно) стерилиране по ANSI/AAMI ST79	Парно стерилизиране (парно) стерилиране по ANSI/AAMI ST79
Контейнер	Тавичка за стерилизация multiSTATION® P/N 100034	Без тавичка	Без тавичка
Цикъл	Предварително вакуумиране (предакум.)	Предварително вакуумиране (предакум.)	Предварително вакуумиране (предакум.)
Опаковка	2-слойна полипропиленова торбичка	Торбичка	Без опаковка
Температура	132 – 137 °C (270 – 279 °F)	132 – 137 °C (270 – 279 °F)	132 – 137 °C (270 – 279 °F)
Време на експозиция	4 – 18 минути	4 – 18 минути	4 – 18 минути
Време на сушене	65 минути (минимум)	25 минути (минимум)	Не е приложимо

Използването на опаковки чрез стерилизиране за незабавна употреба, трябва да се превърнат незабавно, като се използва адекватна техника от стерилизатора до момента на употреба.

Нарушаване справка ANSI/AAMI ST79 Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities (Импонатено ръководство за парна стерилизация и осигуряване на стериност в здравни заведения).

CLICK RELEASE™ miniARM® е валидиран за 100 цикъла на повторна обработка. Поленаян живот на хирургически инструмент зависи до голяма степен от горното и бороване с него. За да се отбегнат краят на експлоатация на срока на инструментите, трябва да се извърши внимателна проверка и функционално изпитване.

СЪХРАНЕНИЕ

- По време на съхранение се уверете, че изделето остава в стерилно състояние, готово за повторна употреба.
- Срокът на годност зависи от използваната стерилна барьера, начина на съхранение и условията на околна среда и концентрация.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не използвайте с прибори, различни от аксесоари, предоставени от LSI SOLUTIONS®.
- Тези изделия не са предвидени за употреба извън показаната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Федералното законодателство налага ограничението продавката, дистрибуцията и употребата на това изделие да се извършват само от или на наречдане на лекар.
- Прочетете и се запознайте с всички инструкции, предупреждения и сигнали за внимание, преди да използвате този продукт.
- CLICK RELEASE™ miniARM® трябва да се използва в съответствие с настоящите инструкции за употреба.
- Неправилната употреба на CLICK RELEASE™ miniARM® може да причини сериозно нараняване. В допълнение, неправилната грижа и поддръжка на изделето може да го направи нестерилно преди употреба за пациент и може да причини сериозно увреждане на достъпна на здравия грижи или на пациента.
- Когато се използва CLICK RELEASE™ miniARM®, пациентите трябва да бъдат обезвредени или нестерилизирани.
- Преустановете използването на CLICK RELEASE™ miniARM®, когато месите пациент или когато пациентът се движи.
- Хирургични или ендоскопски процедури трябва да се извършват само от лекари, които имат подходящо обучение и се запознаят със съответните техники и анатомии. Преди употреба е необходимо да се правят справки в медицинската литература относно техниките, усложненията и рисковете.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- CLICK RELEASE™ miniARM® е опакован като нестерилен. Почистете и стерилизирайте преди употреба.
- Ако има микробна вариац и/или други инструкции за употреба и използване на Вашето здравно заведение и/или инструкции на произведителя на оборудването за почистване/стерилизация, тези вариации трябва да бъдат одобрени на вниманието на уполномощен болничен персонал за разсъждаване, преди да се споразуми с почистване и стерилизиране на Вашето изделие.
- Използването на CLICK RELEASE™ miniARM® за здравя, различни от предизначеното му, може да доведе до повреди или до сериозно изделие.
- Преди употреба проверете CLICK RELEASE™ miniARM®, за да се уверите в правилното функциониране и състояние. Не използвайте изделие, ако не ви изглежда употребително-сполно своата функция по предназначение или ако имат физическа повреда.
- Хирургичните инструменти варират между производителите. Преди да използвате инструменти и аксесоари от различни производители в една и съща процедура, проверете съвместимостта им и се уверете, че електрическата изолация или замърсяването не са нарушени.
- Избягвайте механичен удар или прегнатоване на CLICK RELEASE™ miniARM®.
- Валидирането са само процедуре за почистване и стерилизиране, които са дефинирани в рамките на тези инструкции за употреба.
- Проверете стабилността на спонгемателните репси на хирургическата маса или на адаптерите за репси, преди да монтирате на масата CLICK RELEASE™ miniARM®. Монтирайте само за закрепване хирургични маси и добре фиксирани хоризонтални репси на масата; избягвайте закрепването на обекти на репси или структури, които са разхлабени или не са закрепени.
- Когато загварите лоста CLICK RELEASE™ от заключена до отключена позиция, уверете се, че поддържащия механизъм на miniARM® може да пада и може да извърши маневри преди употреба. Провера на изделето, поведра на заредения адаптер multiSTATION® или нарязване на пациента или потребителя.
- Съхранявайте при стабилна температура.

НЕЖЕЛНИ РЕАКЦИИ

Няма документирани нежелани реакции.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧВАНЕ

Викнете ТАБЛИЦА 2 за Технологичното ръководство на CLICK RELEASE™ miniARM® за информация за

- Нарушаване стабилности на производствения процес при добри условия на поддръжка и концентрация.
- Използване с топла вода (38 – 45 °C (100 – 113°F)) за най-малко 4 минути. За да осигурите пълно изплакване, използвайте чиста чешма с пластмасови коски, за да изтъркаете изделето.

Следните забележки са приложими за ТАБЛИЦА 2:

- * Тавичката за стерилизация multiSTATION® е произведена от Summit Medical, 815 Vikings Parkway, Suite 100, ST. Paul, MN 55121 САЩ.

Основен UID-DI за това изделие е 0850200006multiStationDF.

ПОЛСКИ

TLUMACZENIA PODRZĘCNIKÓW TECHNICZNYCH WYROBU multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®

UWAGA: WIDOKI SCHEMATYCZNE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA PRODUKTÓW MOŻNA ZNALEZĆ W PODRZĘCNIKU TECHNICZNYM WYROBU CLICK RELEASE™ miniARM®

PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ ULOTKĘ PRODUKTU

OPIS WYROBU multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®:

Wyrób **multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®** (RYS. 1.) to akcesorium systemu **multiSTATION®**. Jest to wielokrotnego użytku, nadający się do sterylizacji, z możliwością zmiany położenia elementów przyciskowy, zapewniający wyjątkowo stabilną postawę, używany z oddzielnym zestawieniem zaciskiem znowym **multiSTATION®**, którego do podłączenia są wymagane adaptery. Adaptery i wtryski można przymocować za pomocą trzpienia sztyłkozłazkiego (1) w miarę potrzeby podczas przygotowywania. Przechub ob górną (2) umożliwia dokładne ułożenie trzpienia sztyłkozłazkiego względem ramienia głównego (3). Po pierwotnym wczym nacisnięciu dźwigni **CLICK RELEASE™** ramienia głównego (3) zintegrowany zatrzask dźwigni (4) (nie pokazano) jest już z zaczeppem blokującym (5) blokując wtryski miniARM® w wybranej orientacji. Następne nacisnięcie dźwigni **CLICK RELEASE™** zwalnia wtryski miniARM® w celu zmiany położenia. Kolejne nacisnięcie dźwigni ponownie blokuje wtryski miniARM®, każde kolejne nacisnięcie dźwigni powoduje odpowiednio albo odblockowanie, albo zablokowanie. Przechub środkowy (7) umożliwia zgięcie ramienia głównego w stosunku do ramienia dolnego (8). Przechub dolny (9) umożliwia zgięcie ramienia dolnego względem złącza kątownego (10), które łączy się z kulka DOC (11) za steryczną powierzchnią przegubową, która łączy się z zgięciem odbiorczym zacisku znowym **multiSTATION®**.

Nakrętkę mocującą (9) dociska dółka półkulki kulki DOC w gniazdo odbiorcze, gdy nakrętkę mocującą i jej gwint wewnętrzny (9) nie powierają się obracane w prawo, wkręcając ją w gniazdo odbiorcze. Po dokręceniu do gniazda kulka DOC i złącze kulki są ściśnięte, aby nie mogły się już poruszać. Dwa skrzydła blokujące (12) w wygrubowanym symbolu zablokowania mogą obracać się o około 90° od swego położenia przechowywania w kierunku otwarcia, aby ułatwić wkręcenie w prawo. Po dokręceniu nakrętki mocującej można obrócić skrzydła blokujące z powrotem do położenia zablokowania. Aby poluzować nakrętkę mocującą, oba skrzydła odblokowujące (13) oznaczone symbolem odblokowania mogą obracać się z położenia przechowywania, aby ułatwić wykręcenie w lewo.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

Wyrób **multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®** jest wskazany do stosowania przez chirurgów w celu mocowania narzędzi w stałym położeniu przez określony czas.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

BLOCKOWANIE, ZWALNIANIE I UMIESZCZANIE WYROBU multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®

Przed każdym użyciem należy sprawdzić wyrób **multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®**, upewniając się, że siła mocowania jest odpowiednia. Jeśli siła mocowania jest niewystarczająca, wyrób należy ponownie zamocować. Należy zwrócić uwagę na instrukcje mocowania wyróbu **CLICK RELEASE™ miniARM®** do gniazda odbiorczego DOC na zastosowanie do gniazda odbiorczego DOC dowolnego dostępnego oddzielnie zacisku znowym **multiSTATION®** przy przymocowanego do obłożonej sztyki.

- 1. Zablokowanie wyróbu miniARM®: naciskając dźwignię **CLICK RELEASE™** w dół w kierunku zaczepu dźwigni. Dźwignia **CLICK RELEASE™** zgina się na przegubie środkowym, aż dźwignia **CLICK RELEASE™** znajdzie się w położeniu zablokowania, równoległe do górnego ramienia. Szybkane kliknięcie wskazuje, że zatrzask dźwigni i zatrzask blokujący są zablokowane.
- 2. Zwolnienie wyróbu miniARM®: całkowicie naciskając dźwignię **CLICK RELEASE™** w dół w kierunku zacisku blokującego. Szybkane kliknięcie wskazuje, że zatrzask dźwigni jest teraz odblokowany, umożliwiając zgięcie dźwigni **CLICK RELEASE™** na środkowym przegubie i osiągnięcie położenia odblokowania. W razie potrzeby ręcznie przesuń dźwignię **CLICK RELEASE™** w kierunku przeciwnym do ramienia głównego do położenia odblokowania.

UWAGA: PODCZAS OBRACANIA DŹWIGNI CLICK RELEASE™ OD POŁOŻENIA ZABLOKOWANIA DO ODBLOKOWANIA NALEŻY PODTRZYMAĆ WYRÓB miniARM®.

- Umieścić nakrętkę mocującą i kulkę DOC w gnieździe odbiorczym DOC zacisku znowym.
- Aby przymocować wyrób miniARM® do DOC, należy użyć następującej metody.
- Nakręcić nakrętkę mocującą na gniazdo DOC, używając obu przeciwnych skrzydełek blokujących, aby obrócić nakrętkę mocującą w prawo, nakręcając ją na gniazdo DOC zacisku znowym.

UWAGA: JEŚLI NAKRĘCANIE JEST UTWARDNIENIE, OBRÓĆĆ NAKRĘTKĘ MOCUJĄCĄ W LEWO, ABY ODKRĘCIĆ, A NASTĘPNIE OSTROŻNIE PONOWNIE WYRÓWNAĆ NAKRĘTKĘ MOCUJĄCĄ Z GNIAZDEM CIKI POWTÓRZYĆ OBRACANIE W PRAWO ZA POMOCĄ SKRZYDEŁEK BLOKUJĄCYCH. NIE NALEŻY OBRACAĆ NAKRĘTKI MOCUJĄCEJ NA SIŁĘ, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZABLOKOWANIE WYROBU miniARM® I ZACISKU ZNOWYM.

- Ustawić odblokowany wyrób miniARM®, pochylając, podciągając lub obracając trzpień sztyłkozłazki, ramię główne, ramię dolne i złącze kulowe wokół trzpieli przegubów i kulki DOC w celu regulacji we wszystkich kierunkach. Po ustawieniu wyróbu miniARM® w zdanym położeniu zablokować system, naciskając dźwignię **CLICK RELEASE™** na zatrzask blokujący.

ZAMOCOWANIE ADAPTERA DO WYROBU multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®

W krokach 1–3 przedstawiono jeden przykład podłączenia i dostosowania adapterów **multiSTATION®** (dotyczy to wszystkich adapterów **multiSTATION® miniARM®**). Adapter można przymocować do wyróbu **CLICK RELEASE™ miniARM®** przed zamocowaniem lub po zamocowaniu wyróbu miniARM® do zacisku znowym **multiSTATION®**.

- Nasnąć żądany adapter na trzpień sztyłkozłazki przy dźwigni blokującej adaptera obróconej do położenia odblokowania.
- Obrócić dźwignię blokującą adaptera do położenia zablokowania w celu przymocowania adaptera do wyróbu miniARM®.
- Dostosować ręcznie przechub dźwigni wyróbu **CLICK RELEASE™ miniARM®**, aby uzyskać niezaczną zmianę położenia bez odblokowywania wyróbu miniARM®.

- Obrócić dźwignię blokującą podłączonego adaptera do położenia odblokowania.
- Odczekać adapter, zsuwając go z trzpienia sztyłkozłazki.
- Odkręcić nakrętkę mocującą z zacisku znowym **multiSTATION®**, używając obu przeciwnych skrzydełek odblokowujących. Obrócić nakrętkę mocującą w lewo, aby odkręcić ją od gniazda DOC.
- Zdjąć wyrób **CLICK RELEASE™ miniARM®** z gniazda DOC zacisku znowym.

multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®

REGENERACJA

- Zdemontować i wyczyścić wyrób niezwłocznie po użyciu. Nie dopuścić do zaschnięcia zanieczyszczeń na wyrób.
- Wyrób **CLICK RELEASE™ miniARM®** należy stosować zgodnie z zaleceniami instrukcji użytkowania.
- Nieprawidłowe użycie wyróbu **CLICK RELEASE™ miniARM®** może spowodować poważne obrażenia ciała. Ponadto niewłaściwa pielęgnacja i konserwacja mogą może spowodować utratę sterylności wyróbu przed jego użyciem podczas zabiegu oraz prowadzić do poważnych obrażeń ciała pacjenta/na szpitalu zdrowia lub pacjenta.
- Do czyszczenia należy nie używać szczotek drucianych ani wetnych łotów.
- Przygotować i zregenerować wszystkie adaptery lub zaciski zgodnie z instrukcją używania każdego wyróbu.
- Używanie wyróbu **CLICK RELEASE™ miniARM®** należy przerwać w przypadku przenoszenia pacjenta lub gdy pacjent się porusza.
- Taca do sterylizacji **NIJ** jest przeznaczona do czyszczenia wyróbu. **Należy ją regenerować oddzielnie**. Taca jest przeznaczona do czyszczenia, transportu i przechowywania narzędzi zalegowanego użytku. Więcej informacji na temat tacy można znaleźć w instrukcji użytkowania tacy do sterylizacji.

MIĘDZIE UŻYCIA

- Zdemontować i wyczyścić wyrób niezwłocznie po użyciu.
- Nie dopuścić do zaschnięcia zanieczyszczeń na wyróbach.

PRZYGOTOWANIE

- Wyrób **CLICK RELEASE™ miniARM®** z zacisku znowym, obracając skrzydła odblokowujące w kierunku przeciwnym do ich położenia przechowywania, a następnie obracając nakrętkę mocującą w lewo (RYS. 2).
- Użyć wszelkie adaptery z wyróbu **CLICK RELEASE™ miniARM®**, obracając dźwignię blokującą adaptera i zsuwając adapter z trzpienia sztyłkozłazki (RYS. 3).

UWAGA: RYS. 3 PREZYSTAWIA WYJUMOWANIE ADAPTERA KANIULI, INNE ADAPTERY WYJUMIJE SIĘ W TEN SAM SPOSÓB.

- Jedli dźwignia **CLICK RELEASE™ miniARM®** jest w położeniu zablokowania (RYS. 4), zwolnić blokującą dźwignię (5) do momentu, aż dźwignię kliknięcia potwierdzi odblokowanie zatrzasku dźwigni z zaczepu blokującego. W razie potrzeby ręcznie przesuń dźwignię **CLICK RELEASE™** w kierunku przeciwnym do górnego złącza ramienia.
- Całkowicie podnieść dźwignię **CLICK RELEASE™** aby upewnić, że wyrób **CLICK RELEASE™ miniARM®** jest całkowicie otwarty i w położeniu odpowiednim do regeneracji (RYS. 6).
- Obrócić oba zestawy skrzydełek blokujących i odblokowujących z położenia przechowywania do położenia odblokowania (RYS. 7).
- W przypadku stosowania tacy do sterylizacji **multiSTATION®** (numer katalogowy 100034) wyczyścić tacę oddzielnie zgodnie z instrukcją używania tacy do sterylizacji.

RZĘCNE CZYSZCZENIE WTRZĘPNE

- Zanurzyć w enzymatycznym roztworze do czyszczenia o neutralnym pH na co najmniej 5 minut. Informacje o temperaturze i stopniu można znaleźć w instrukcji producenta detergentu.
- Szczegółą z wosiem: tworzywa sztuczne dokładnie wyczyścić powierzchnię zewnętrzną wyróbu, zwracając szczególną uwagę na wymienne poniżej miejsca:

- a. Pierścień mocujący i przechub górny kulowy (RYS. 8)
- b. Zatrzask dźwigni **CLICK RELEASE™** (RYS. 9) i zatrzask blokujący (RYS. 10)
- c. Punkt obrotu dźwigni **CLICK RELEASE™** (RYS. 11)
- d. Kulka dociskająca zatrzask (4) i gwint wewnętrzny (RYS. 12)
- e. Kulka ciepła wody (38–45 °C (100–113 °F)) przez co najmniej 2 minuty.
- f. Wybrać jedną z dwóch wymagalnych opcji czyszczenia: czyszczenie ultradźwiękowe lub automatyczne.

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIKOWE

- Czystość i ciepła woda ultradźwiękowy enzymatycznym roztworem do czyszczenia o neutralnym pH przez co najmniej 15 minut. Informacje o temperaturze i stopniu można znaleźć w instrukcji producenta detergentu.
- Plukac ciepłą wodą (38–45 °C (100–113°F)) przez co najmniej 4 minuty. Aby zapewnić pełne płukanie, do czyszczenia wyróbu należy użyć czystej szczotki z włosiem z tworzywa sztucznego.

LUB

CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

- Wymagane jest użyczenie myjko-dezynfekcyjnej z zaświadczonej skuteczności (np. zgodnie z normą EN ISO 15883), które musi być odpowiednio zainstalowane, kwalifikowane oraz regularnie poddawane konserwacji i testom.
- Założować wódek do urządzenia myjko-dezynfekującego. Unikać kontaktu między urządzeniami i ułożyć je w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni odpływ.
- Uruchomić cykl urządzenia myjko-dezynfekującego z dodatkowym cyklem płukania.
- Następujące minimalne parametry zostały zalecowane jako skuteczne w czyszczeniu tego urządzenia w myjni automatycznej:

Czynność	Czas (mm:ss)	Temperatura °C (°F)	Dodawany środek
Mycie wewnętrzne (zimna woda z kranu)	2:00	17 (63)	Nd.
Mycie (gorąca woda z kranu)	2:00	40 (104)	Steris Prolystica® 2X
Płukanie	2:00	70 (158)	Nd.
Płukanie	2:00	70 (158)	Opcjonalny środek smarujący
Suszenie	15:00	80 (176)	Nd.

SMAROWANIE

- Nakładzj środek smarujący do narzędzi wymienianych zgodnie z zaleceniami producenta, aby przedłużyć okres eksploatacji smarują, znanurując każdy wyrób w środku smarując na co najmniej 30 sekund. Jeśli szpitalne urządzenie myjko-dezynfekujące ma cały smarowania, można go użyć zamiast smarowania ręcznego.

UWAGA: FIRMA LSI ZATWIERDZIŁA STOSOWANIE ŚRODKA SMARNEGO DO NARZĘDZI MicroLube® C DO TEGO WYROBU. INNYCH MAREK ŚRODKÓW SMARNYCH DO NARZĘDZI NIE BADANO I NIE MOŻE NIE ZAGWARANTOWAĆ DZIAŁANIA I WYNIKÓW.

KONTROLA

- Starannie sprawdzić urządzenie pod kątem usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń. Ogólne kontrola wzrokowa w dobrym oświetleniu bez użycia powiększania jest wystarczająca. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przedstawione na RYS. 8–12. W przypadku wykrycia zanieczyszczeń powtórzyć proces czyszczenia.
- Zróżkowo sprawdzić urządzenie pod kątem umiarkowanej lub nadmiernej korozji. W przypadku wykrycia korozji konieczną regenerację, ale wycofać wyrób z użyciu podczas zabiegów chirurgicznych.
- Wzrokowo sprawdzić wyrób pod kątem uszkodzonych zatrzasków lub innych elementów. Przygotować odlamanego zatrzasku dźwigni przy pomocy narzędzi RYS. 13, w przypadku uszkodzonego zatrzasku dźwigni, 14. W przypadku uszkodzenia elementów dokonajć regenerację, ale wycofać wyrób z użyciu podczas zabiegów chirurgicznych.
- Sprawdzić działanie pod kątem prawidłowego blokowania i zwalniania wyróbu.

PAKOWANIE

- Upewnić się, że wyrób **multiSTATION® CLICK RELEASE™ miniARM®** jest w położeniu całkowitego otwarcia do regeneracji (patrz RYS. 6).
- Zablokować wyrób miniARM® do DOC, używając dźwignię **CLICK RELEASE™** w dół w kierunku zaczepu dźwigni. Dźwignia **CLICK RELEASE™** zgina się na przegubie środkowym, aż dźwignia **CLICK RELEASE™** znajdzie się w położeniu zablokowania, równoległe do górnego ramienia. Szybkane kliknięcie wskazuje, że zatrzask dźwigni i zatrzask blokujący są zablokowane.
- Zapakować wyrób zgodnie z TABELE 1. System bariery sterylnej dla sterylizowanych narzędzi wielozłożowego użytku powinien spełniać następujące wymagania:
 - ISO 11607-1
 - Odpowiedni do sterylizacji parowej z prężną wstępną
 - Odpowiedni do zastosowań medycznych
 - Klasa odpowiednia do maszyn zaladowanej tacy zgodnie z instrukcją używania tacy do sterylizacji i przepisami obowiązującymi w placówce

STERYLIZACJA

- Przed sterylizacją urządzenie należy odpowiednio wyczyścić.
- Wykonaj cykl sterylizacji zgodnie z TABELE 1.

Metoda	Sterylizacja wilgotnym gorącym parą (parow) zgodnie z normą ANSI/AAMI ST79	Sterylizacja wilgotnym gorącym parą (parow) zgodnie z normą ANSI/AAMI ST79	Sterylizacja parowa do bezpośredniego użytku (parow) zgodnie z normą ANSI/AAMI ST79
Pojemnik	Taca do sterylizacji multiSTATION® nr kat. 100034	Bez tacy	Bez tacy
Cykl	Przewodna wstępna (Pre-vac)	Próżnia wstępna (Pre-vac)	Przewodna wstępna (Pre-vac)
Opakowanie	2-warstwowe opakowanie z poliopropylenu	Worek	Bez opakowania
Temperatura	132–137 °C (270–279 °F)	132–137 °C (270–279 °F)	132–137 °C (270–279 °F)
Czas ekspozycji	4–18 min	4–18 min	4–18 min
Czas suszenia	65 min (co najmniej)	25 min (co najmniej)	Nd.

Wyróby regenerowane z zastosowaniem sterylizacji do bezpośredniego użycia należy natychmiast przenieść ze steryl

