

БЪЛГАРСКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: За диаграми и поръчка на продукта разгледайте **Ръководството за технологията на УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™**

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА НА ПРОДУКТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

ФИГ. 1
ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™
УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™ временно задържа хирургичния конец, за да улесни определеното на дължината и да стабилизира хирургичния конец по време на поставянето на титанови фиксатори или болтове. **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™** включва регулируемата прима със зъбен полиестерен конец с размер 2-0 (1), двукратно светлиплава пластмасова мишена (2). Примата се простира от ливана накрайник с двои лумен (3) през прозрачна гъвкава тръбичка (4) и достига до скобата за конеца (5), която може да се заключва и отключва, за да се регулира обтягането на примката. След отстраняването на светлиплавата мишена двета края на хирургичния конец, излизащи от цетевата тъкан, се прекъсват през примката. Докато държите накрайника с двои лумен, хирургичният конец може да се издърпа, за да се регулират дължината и обтягането. След като се определят желаната дължина и обтягане на хирургичния конец, при издърпване на копчето на примката (6) примката се тегне плътно около хирургичния конец при накрайника с двоим лумен. Примката може да се фиксира чрез натискане на задната зона за затваряне (7) на скобата за конеца, като по този начин временно се запазват дължината и обтягането на хирургичния конец за наблюдение и оценка. Натискането на двете езичета (8) напред и назаднието надолу върху зоната за осакосбавяване (9) осакосбавява примката, която позволява регулиране на хирургичния конец според нуждите. След като се установи определената дължина и обтягане на хирургичния конец, той може да бъде трайно фиксиран с титанова фиксатор или ръчно завързан възел. След като конецът бъде фиксиран, примката може да бъде освободена, а **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™** да бъде отстранено от хирургичното поле.

ПОКАЗАНИЯ
УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™ е показано за временно фиксиране на конци LSI SOLUTIONS™ 2-0 от полипропилен, 2-0 от полиестер или LS-5™ от ePTFE по време на хирургична операция.

ЗАРЕЖАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато вече не се използват, отстранете опаковката и компонентите на устройството от хирургичното поле и ги изхвърлете съгласно правилата на болницата.

1 ИЗБУВТАТЕ НАВЪН и извадете светлиплавата пластмасова мишена от примката на **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™**. **(текст от лявата страна на 1-то изображение на страницата 2)**
2 СПУСНЕТЕ примката близо до стерилния повърхност в непосредствена близост до цетевата тъкан, за да се избегне изхвърлянето на хирургичния конец от примката. **(текст от лявата страна на 2-то изображение на страницата 2)**

3 ПРЕКАРИЯТЕ и двата края на хирургичния конец през примката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че иглите или капачетата на иглите са отстранени от хирургичния конец и са изхвърлени по подходящ начин, преди да прекратите конеца през примката.

Премахване и изхвърляне

(текст от лявата страна на 3-то изображение на страницата 2)

4 ДРЪПНЕТЕ копчето на примката встрани от скобата за конеца, като едновременно спуснете леко накрайника с двоим лумен, за да обтегнете частично примката около хирургичния конец. **(текст от лявата страна на 4-то изображение на страницата 2)**

ЗАТВАРЯНЕ/ОТВАРЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™

ЗАТВАРЯНЕ 

5 ПЪЗНЕТЕ накрайника с двоим лумен над хирургичния конец, докато установите подходящо обтягане на хирургичния конец и контакт с тъканта, след което издърпайте копчето на примката, за да затегнете примката около хирургичния конец.

ЗАБЕЛЕЖКА: За напращяване на накрайника с двоим лумен към цетевата тъкан могат да се използват стандартни хирургични инструменти, като форцепс или захващащ инструмент. **(текст от лявата страна на 1-то изображение на страницата 3)**

6 ЗАТВОРЕТЕ скобата за конеца, като натиснете надолу върху рефлексната зона за затваряне на гърба, за да фиксирате вътрешните елементи в зоната за захващане на конца и да поставите скобата за конеца в затворено положение, като фиксирате хирургичния конц при накрайника с двоим лумен. **(текст от лявата страна на 2-то изображение на страницата 3)**

ИЗДЪРПВАНЕ НАДОЛУ  **ЗАХВАЩАНЕ СЪС СКОБА**

ОТВАРЯНЕ 

7 ОТВОРЕТЕ скобата за конеца, като избузате и двете бие езичета напред и натиснете надолу върху рефлексната зона за осакосбавяване напред, за да преместите скобата за конеца в отворено положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: При желане обтягането на хирургичния конец може да се корририра чрез повторение на стъпки 5 и 6. **(текст от лявата страна на 3-то изображение на страницата 3)**

8 ИЗВАДЪТЕ **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™**, като разхлабите примката и в прекратете около титановия фиксатор или ръчно завързания възел, след което издърпайте устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: За разхлабване и прекъсване на примката около титановия фиксатор или ръчно завързания възел могат да се използват стандартни хирургични инструменти, като форцепс или захващащ инструмент. **(текст от лявата страна на 4-то изображение на страницата 3)**

ИЗДЪРПВАНЕ НАГОРЕ  **ОТВАРЯНЕ**

ФИГ. 2

ОТВАРЯНЕ

Изрязните части на скобата (показани по-горе и по-долу) служат за илюстриране на механизма за заключване на двете езичета и на вътрешната зона за захващане на конца.

ФИГ. 3
ЗАТВОРЕНО

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ТЕХНИКАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™

ИЗДЪРПВАНЕ НАГОРЕ  **ОТВАРЯНЕ** **(текст върху фиг. 4)**

ФИГ. 4

ИЗДЪРПВАНЕ НАДОЛУ  **ЗАХВАЩАНЕ СЪС СКОБА** **(текст върху фиг. 5)**

ФИГ. 5

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Няма известни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Федералното законодателство налага ограничението продажбата, дистрибуцията и употребата на това устройство да се извършват само от или по нареждане на лекар.

• Хирургичните процедури трябва да се извършват само от лекари, които имат подходящо обучение и са запознати с таква техника. В допълнение, преди извършване на отворена или минимално инвазивна процедура е необходимо да се правят справки в медицинската литература относно техниките, усложненията и рисковете.

• Прочетете и се запознайте с всички инструкции, предупреждения и сигнали за внимание, преди да използвате този продукт.

• Не обтягайте прекомерно хирургичния конец. Прекомерното обтягане на конца може да повреди или разкъса тъканта, да предизвика съвене, да наруши структури, намазираще се в близост до цетевото поле, или да доведе до съсване на конца.

• Съхранявайте при стайна температура. Избягвайте продължително излагане на замръзване и екстремни температури.

• Да не се стерилизира повторно. **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™** е проектирано и предвидено за ползване само при едни пациенти. Този продукт не трябва да се използва, заежда, обработва или стерилизира повторно. Работата на **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™** след почистане или друга обработка не е потвърдена и не се поддържа от LSI SOLUTIONS™. Повторната употреба, повторната обработка или повторната стерилизация могат да компрометират структурната цялост на устройството или да създадат риск от замърсяване на устройството, който може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента.

• Да не се използват, ако опаковката или продуктът са повредени. Изхвърляйте всеки отворен (незапечатан), неизползван, с изтекъл срок на годност или повреден продукт.

• Приемат контакт с чувствителни тъканни структури и чужди материали може да доведе до нараняване или увреждане на тъкани.

• Дълготрайното напрежение върху тъканите може да доведе до исхемия или увреждане на тъканите. Това устройство е предназначено за временно използване по време на хирургична процедура от оператора, който се подготвя за обучение и прихващат необходимите умения за съответните техники.

• Преди да прекратите хирургичния конец през примката на **BOBSnare™**, се уверете, че от краищата на конца са премахнати всички игли или капачки за игли.

• Потребителят носи отговорност за изхвърляти устройството и опаковката в съответствие с приложимите правилници и болнични процедури.

• Примката на **BOBSnare™** трябва да бъде затегната около хирургичния конец, за да се осигури обтягане и стабилно състояние и примката на хирургичния конец трябва да бъде обтягана на конца може да доведе до загуба на контрол в областта на тъканта и до кървене.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

• Не използвайте **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™**, ако то не изпълнява удовлетворително своята функция по предназначению или ако има физическа повреда. Избягвайте механичен удар или прекалено напрежение върху устройството.

• При работа с **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™** е необходимо да се положат грижи за избягване на повреди на устройството.

• Уверете се, че се прилагат правилни хирургични техники, включително подходящо захващане на тъканите, като е необходимо за работата с тъкани и хирургични конци при използването на устройствта **BOBSnare™**.

• Потребителят трябва да се увери, че силата на задържане на хирургичния конец е достатъчна.

• Проверете и се уверете, че е постигната хемостата или е осигурен адекватен контрол върху тъканите при фиксиране на хирургичния конец и след това според необходимостта.

• Преди да използвате инструменти и допълнителни принадлежности от различни производители в една и съща процедура, проверете съвместимостта им и се уверете, че функцията не е компрометирана. Също така се уверете, че електрическата изолация или заземяването не са нарушени.

• Използвайте само конци LSI SOLUTIONS™ 2-0 от полипропилен, 2-0 от полиестер или LS-5™ от ePTFE.

• Избягвайте да упражнявате прекомерно обтягане върху хирургичния конец, тъй като това може да доведе до съсване на конца или до порязване на тъканта, а с течение на времето – до исхемия или струпация на тъканта от обтеганата хирургичен конец.

• Недостатъчното обтягане на конца може да доведе до затруднен изглед към хирургичното поле, неправилно подготвене на хирургичното поле, загуба на контрол върху тъканите, кървене или изтежване на течности.

• Накрайникът с двоим лумен на **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™** заема малко място между цетевата тъкан и долната част на ръчно захващане възел или титановия фиксатор. При регулирането на **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™** върху хирургичния конц се уверете, че дължината на примката компенсира отстраняването на устройството. Уверете се, че хирургичният конец е с подходяща дължина след отстраняването на **УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да се съобщат на производителите и на компетентните органи в страната.

ФИГ. 6
Накрайник с двоим лумен BOBSnare™ (текст отдолу на фиг. 6) Епълз краищ на УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™, показващи A: накрайник с двоим лумен BOBSnare™; B: LS-5™ от ePTFE, фиксиран с ръчно завързан възел; C: LSI SOLUTIONS™ 2-0 от полиестер, фиксиран с ръчно завързан възел; D: LS-5™ от ePTFE, фиксиран с титанов фиксатор.

Хирургът трябва да прецени и да компенсира дебелината на накрайника на УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™ при определяне на подходящата дължина на примката преди отстраняването на устройството.
ФИГ. 7

УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™ Приблизителна сила на задържане на примката LSI SOLUTIONS®	
Размери и вид на конца	Средна сила на задържане (kgf)
LSI SOLUTIONS™ 2-0 от полипропилен	0,217
LSI SOLUTIONS™ 2-0 от полиестер	0,318
LS-5™ от ePTFE	0,338

ПОРЪЧКА НА УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™		ДОСТАВЯ СЕ: СТЕРИЛНО	
ПОПРАВНА ПОРЪЧКА	ПРОДУКТ	ОПИСАНИЕ	
Изображение X12	REF 082000	УСТРОЙСТВО BOBSnare™, 30 cm	(1) Кутия с (12) УСТРОЙСТВА BOBSnare™

Основният UDI-DI за УСТРОЙСТВОТО BOBSnare™ е 0850200006BOBSnareVV.

HRVATSKI

NAPOMENA: за shematske prikaze i naručivanje proizvoda pogledajte Tehnološki vodič za **BOBSnare™ DEVICE**

 PRIJE UPORABE TEMELJITO PROČITAJTE UPUTE ISPORUČENE UZ PROIZVOD

SL. 1

OPIS BOBSnare™ DEVICE

BOBSnare™ DEVICE privremeno drži kirurški konac kako bi se olakšala procjena duljine i stabilizirao kirurški konac tijekom postavljanja titanjskog zatvarača ili ručnog vezivanja čvora. **BOBSnare™ DEVICE** uključuje podvezicu zeleno poliestersku petlju za konac veličine 2-0 (1) koja drži ljubčasti plastični kčip (2). Petlja se proteže od ljubčastog lumena (3) kroz proznu savitljivu cijev (4) i ulazi u stezaljku za konac (5), koja se može zaključiti i otključati radi reguliranja napetosti petlje. Oba kraja kirurškog konca koji izlaze iz cijelne tiva provlače se kroz petlju nakon uklanjanja ljubčastog kčipa. Dok se drži vrh s dvostrukim lumenom, kirurški konac može se povlačiti radi prilagodbe duljine i napetosti. Kada se posliju željena duljina i napetost kirurškog konca, povlačenjem kotačića petlje (6) petlja se čvrsto zaleže oko kirurškog konca na vrhu s dvostrukim lumenom. Petlja se može zaključiti pritiskom na stražnju zonu za zatvaranje (7) na stezaljci za konac, čime se omogućuje ponovno podvешavanje kirurškog konca prema potrebi. Kada se potvrdi odgovarajuća duljina i napetost kirurškog konca, kirurški konac može se trajno učvrstit titanjskim zatvaračem ili ručno vezanim čvornom. Nakon što je konac učvršćen, petlja se može otpustiti i **BOBSnare™ DEVICE** ukloniti iz kirurškog polja.

INDIKACIJE

BOBSnare™ DEVICE indiciran je za uporabu radi privremenog držanja konca LSI SOLUTIONS™ 2-0 od polipropilena, 2-0 od poliestera ili LS-5™ ePTFE tijekom kirurškog zahvata.

UMETANJE

NAPOMENA: kada se više ne upotrebljavaju, uklonite pakiranje proizvoda i njegove sastavne dijelove iz kirurškog polja te ih odložite u skladu s bolničkim pravilima.

1 ISTISNITE kotačić ljubčasti plastični kčip iz petlje **BOBSnare™ DEVICE**. **(tekst na lijevoj strani 1. slike na stranici 3)**

2 SPUSTITE petlju blizu sterilne površine uz ciljano mjesto na tkivu kako kirurški konac ne bi ispao iz petlje. **(tekst na lijevoj strani 2. slike na stranici 3)**

3 PROVUCITE oba kraja kirurškog konca kroz omču petlje.

NAPOMENA: provjerite jesu li igle ili zaštitne kapice igala uklonjene s kirurškim koncem i pravilno zbrinite prije povlačenja konca kroz omču petlje.

Uklonite i odložite

(tekst na lijevoj strani 3. slike na stranici 2)

4 PROVUCITE kotačić omče od stezaljke za konac, pritom lagano spuštajući vrh s dvostrukim lumenom kako biste djelomično zategnuli omču petlje oko kirurškog konca. **(tekst na lijevoj strani 4. slike na stranici 2)**

ZATVARANJE/OTVARANJE BOBSnare™ DEVICE

ZATVARANJE 

5 NAVUCITE petlju s dvostrukim lumenom preko kirurškog konca dok se ne postignu odgovarajuća napetost konca i kontakt s tkivom, a zatim povucite kotačić petlje kako bi se petlja čvrsto zategnula oko kirurškog konca.

NAPOMENA: za usmjeravanje vrha s dvostrukim lumenom prema ciljanom tkivu mogu se upotrijebiti standardni kirurški instrumenti, kao što su stezaljke ili instrument grasper. **(tekst na lijevoj strani 1. slike na stranici 3)**

6 ZATVORITE stezaljku za konac pritiskom na teksturni stražnji zonu za zatvaranje kako biste ugnijali unutarnje elemente u području privlača konca i postavili stezaljku za konac u njegov iznjetni, zatvoreni položaj. čime se kirurški konac učvršćuje na vrhu s dvostrukim lumenom. **(tekst na lijevoj strani 2. slike na stranici 3)**

SPUSTITE PREMA DOLJE  **SPUSTITE STEZALJKU**

OTVARANJE 

7 OTVORITE stezaljku za konac tako da gurnete oba bijela dvostruka jezičica prema naprijed i pritisnete teksturnu prednju zonu za otpuštanje kako biste stezaljku za konac postavili u njegov otpušteni, otvoreni položaj. **NAPOMENA:** ako je potrebno, napetost kirurškog konca može se ponovno prilagoditi ponavljanjem 5. i 6. koraka. **(tekst na lijevoj strani 3. slike na stranici 3)**

8 UKLONITE BOBSnare™ DEVICE tako da otpustite petlju i provедете je oko titanjskog zatvarača ili ručno vezanog čvora, a zatim izvučete proizvod.

NAPOMENA: standardni kirurški instrumenti, kao što su stezaljke ili instrument grasper, mogu se upotrijebiti za otpuštanje petlje i njegino provođenje oko titanjskog zatvarača ili ručno vezanog čvora. **(tekst na lijevoj strani 4. slike na stranici 3)**

POVUCITE NATRAG  **OTVORITE PREMA GORE**

SL. 2

OTVORENO

Izreznati dijelovi stezaljke za konac (prikazani iznad i ispod) služe za ilustraciju mehanizma zaključavanja dvostrukih jezičica i unutarnjeg područja privlača konca.

SL. 3

ZATVORENO

KORISNI TEHNIČKI SAVJETI ZA UPORABU BOBSnare™ DEVICE

POVUCITE NATRAG  OTVORITE PREMA GORE **(tekst iznad sl. 4)**

SL. 4
POVUCITE NATRAG  SPUSTITE STEZALJKU **(tekst iznad sl. 5)**

SL. 5

KONTRAINDIKACIJE

• Nema poznatih kontraindikacija.

UPOZORENJA

Savazni zakon nalaže da ovaj uređaj smije prodavati, distribuirati i upotrebljavati isključivo liječnici ili osoba po nalogu liječnika.

Minimally invazivne kirurške zahvate smije obavljati samo liječnici s odgovarajućom obukom koji su upoznati s endoskopskim tehnikama. Pored toga, prije obavljavanja minimalno invazivnih zahvata treba konzultirati medicinsku literaturu vezanu uz tehniku, komplikacije i opasnosti.

Pročitajte i upoznajte se sa svim uputama, upozorenjima i mjerama opreza prije uporabe ovog proizvoda.

Nemojte preopteretiti zatezajući kirurški konac. Prekomjerno zatezanje konca može oštetiti ili rastrgnuti tkivo, uzrokovati krvarenje, ozlijediti strukturu u blizini ciljanog mjesta ili dovesti do pucanja konca.

Čuvajte na sobnoj temperaturi. Izbjegavajte dugotrajno izlaganje povišenim temperaturama.

Nemojte ponovno sterilizirati **BOBSnare™ DEVICE** osmišljen je i namijenjen za uporabu samo na jednom pacijentu. Nemojte ponovno upotrebljavati, puniti, prepraviti ili ponovno sterilizirati ovaj proizvod.

Učinkovitost **BOBSnare™ DEVICE** nakon čišćenja ili drugih oblika reprocesiranja nije provjerena. **DEVICE** tvrtka LSI Solutions® ne podržava. Ponovna upotreba, reprocesiranje ili ponovna sterilizacija mogu ugroziti cjelovitost uređaja ili stvoriti opasnost od kontaminacije uređaja. Što više dovede do ozljede bolesnika, oboljela ili smrti.

Nemojte upotrebljavati ako su ambalaza ili proizvod oštećeni. Odložite u otpad svakog otvorenog (nezapечатан), неизползван, isekli ili oštećen proizvod.

Izrazan kontakt između osjetljivih tkivnih struktura i stranih materijala može dovesti do ozljede ili oštećenja tkiva.

Dugotrajno ostavljanje tkiva pod napetošću može uzrokovati ishemiju ili oštećenje tkiva. Ovaj je uređaj namijenjen privremenoj uporabi tijekom kirurškog zahvata od strane rukovatelja osposobljenih i kompetentnih za povezane tehnike.

• Prije provlačenja kirurškog konca kroz petlju proizvoda **BOBSnare™**, provjerite jesu li sve igle ili zaštitne kapice igala uklonjene s krajnja konca.

• Korisnikovica je odgovornost odrediti uređaj u otpad u skladu s lokalnim i bolničkim propisima.

• Nemojte upotrebljavati **BOBSnare™ DEVICE** mora se čvrsto zategnuti oko kirurškog konca kako bi se osigurala odgovarajuća napetost i pouzdano zahvaćanje konca petljom. Gubitak napetosti konca može dovesti do gubitka kontrole na mjestu tkiva i krvarenja.

MJERE OPREZA

Nemojte upotrebljavati **BOBSnare™ DEVICE** ako ne služi svojoj namjeni na zadovoljavajući način ili ako ima fizička oštećenja. Izbjegavajte mehaniche udare i prekomjerno opterećenje uređaja.

• Pri rukovanju **BOBSnare™ DEVICE** treba paziti da se ne ošteti oštećenje.

• Osigurajte pravilnu kiruršku tehniku, uključujući odgovarajuće zahvaćanje tkiva, prema potrebi za rukovanje tkivom i kirurškim koncem pri uporabi **BOBSnare™ DEVICE**.

• Korisnik treba potvrditi odgovarajuću silu držanja kirurškog konca.

• Nakon učvršćivanja kirurškog konca i potom prema potrebi provjerite i osigurajte hemostazu i/ili odgovarajuću kontrolu tkiva.

• Prije nego što u istom zahvatu upotrijebite instrumente i dodatke različitih proizvođača, provjerite njihovu kompatibilnost i uvjerite se da njihova funkcija nije narušena. Također provjerite da električna izolacija ili uzemljenje nisu ugroženi.

• Upotrebljavajte samo s koncem LSI SOLUTIONS™ 2-0 od polipropilena, 2-0 od poliestera ili LS-5™ ePTFE.

• Izbjegavajte održavanje prekomjerne napetosti kirurškog konca jer to može uzrokovati pucanje konca ili njegovo prorciziranje kroz tkivo ili, s vremenom, izazvati ishemiju ili strangulaciju tkiva zategnutim kirurškim koncem.

• Nedovoljna napetost kirurškog konca može dovesti do ometanja kirurškog prikaza, nepravilnog postavljanja kirurškog polja, gubitka kontrole nad lumenom, krvarenja ili curenja.

- Mantar o tecido sob tensão por um período prolongado pode causar isquemia ou danos tecidurais. Este dispositivo destina-se ao uso temporário durante um procedimento cirúrgico por operadores treinados e competentes nas técnicas relacionadas.
- Antes de passar a sutura cirúrgica pela lacada de captura do BOBSnare™, certifique-se de que todas as agulhas ou tampas de agulha são removidas das extremidades da sutura.
- É da responsabilidade do utilizador eliminar o dispositivo e a embalagem em conformidade com os regulamentos aplicáveis e os procedimentos hospitalares.
- A lacagem de captura do BOBSnare™ deve ser aplicada firmemente em torno da sutura cirúrgica para garantir a tensão e o engate consistente entre a sutura cirúrgica e a lacagem de captura. A perda de tensão da sutura pode resultar em perda de controlo no local do tecido e hemorragia.

PRECAUÇÕES

- Não utilize o DISPOSITIVO BOBSnare™ se não funcionar de forma satisfatória na sua função pretendida ou se apresentar danos físicos. Evite aplicar métodos ou sobrecargas nos dispositivos.
- Ao manusear o DISPOSITIVO BOBSnare™, deve ter-se cuidado para evitar danos no dispositivo.
- Garanta técnicas cirúrgicas adequadas, incluindo mordeduras tecidurais apropriadas, conforme necessário para o manuseamento de tecidos e da sutura cirúrgica durante a utilização dos dispositivos BOBSnare™.
- A adequação da força de fixação da sutura cirúrgica deve ser confirmada pelo utilizador.
- Verifique e assegure a hemostasia e/ou o controlo adequado do tecido após a fixação da sutura cirúrgica e posteriormente, quando apropriado.
- Antes de utilizar conjuntamente instrumentos e acessórios de diferentes fabricantes num procedimento, verifique a compatibilidade e assegure que a funcionalidade não fica comprometida. Certifique-se igualmente de que o isolamento elétrico ou a ligação à terra não ficam comprometidos.
- Utilize apenas com sutura LSI SOLUTIONS® 2-0 políester 2-0, políéster 2-0 ou ePTFE LS-5™.
- Evite manter tensão excessiva na sutura cirúrgica, uma vez que isso pode provocar a ruptura da sutura ou o corte do tecido ou, ao longo do tempo, causar isquemia ou estrangulamento tecidual devido à tensão aplicada pela sutura cirúrgica.
- Uma tensão inadequada da sutura pode causar obstrução da visualização do campo cirúrgico, preparação incorreta do campo cirúrgico, perda de controlo do tecido, hemorragia ou fugas.
- A ponta de duplo lúmen do DISPOSITIVO BOBSnare™ ocupa uma pequena quantidade de espaço entre o local do tecido-alvo e a parte inferior de um nó manual ou fixador de titânio. Ao ajustar o DISPOSITIVO BOBSnare™ na sutura cirúrgica, certifique-se de que o comprimento da lacagem da sutura compensa a remoção do dispositivo. Verifique se a sutura cirúrgica apresenta um comprimento adequado após a remoção do DISPOSITIVO BOBSnare™.

- NOTA:**
- Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país.

Fig. 6
Ponta de duplo lúmen BOBSnare™ (texto na parte inferior da Fig. 6) Ampliação do DISPOSITIVO BOBSnare™ mostrando A: ponta de duplo lúmen do BOBSnare™; B: ePTFE LS-5™ fixado com um nó manual; C: políéster LSI SOLUTIONS™ 2-0 fixado com um nó manual; D: ePTFE LS-5™ fixado com um fixador de titânio.

O cirurgião deve planejar e considerar a espessura da ponta do DISPOSITIVO BOBSnare™ ao determinar o comprimento adequado da lacagem da sutura antes da remoção do dispositivo.
Fig. 7

DISPOSITIVO BOBSnare™		
Força aproximada de fixação da lacagem de captura LSI SOLUTIONS®		
Tamanho e tipo de sutura	Força média de retenção (kgf)	
LSI SOLUTIONS™ 2-0 Polipropileno	0,217	
LSI SOLUTIONS™ 2-0 Políéster	0,318	
LS-5™ ePTFE	0,338	

ENCOMENDA DE PRODUTOS BOBSnare™		FORNECIDO: ESTÉRIL
REENCOMENDA	PRODUTO	DESCRIÇÃO
Imagem X12	REF 082000	BOBSnare™ DISPOSITIVO, 30 cm (1) Caixa com (12) DISPOSITIVOS BOBSnare™
O UDI-DI básico para o DISPOSITIVO BOBSnare™ é 0850200006BOBSnareVV.		

ROMANĂ

NOTĂ: Consultați Ghidul tehnologiei DISPOZITIVULUI BOBSnare™ pentru imagini schematice și comandarea produsului

❗ CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE

FIG. 1
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI BOBSnare™
DISPOZITIVUL BOBSnare™ reține temporar firul de sutură chirurgical pentru a facilita evaluarea lungimii și pentru a stabiliza firul de sutură chirurgical în timpul aplicării elementului de fixare din titan sau ePTFE LS-5™ la țesuturile manuale a nodului. DISPOZITIVUL BOBSnare™ include o buclă de ansă din fir de sutură de políester verde, de dimensiune reglabilă 2-0 (1), care susține o țintă din plastic de culoare transparentă (2). Bucla ansă se întinde de la vârful violet cu lumen dublu (3) prin intermediul unui fir flexibil transparent (4) până la clema de sutură (5), care poate fi blocată și deblocată pentru a controla tensiunea pe bucla ansă. Ambele capete ale firului de sutură chirurgical care ies din țesutul vizat sunt trecute prin bucla ansă după îndepărtarea țintei de culoare lavandă. Ținând vârful cu lumen dublu, firul de sutură chirurgical poate fi tras pentru a regla lungimea și tensiunea. Odată stabilă lungimea și tensiunea dorite ale firului de sutură chirurgical, tragerea de buclă de tensiune bucla ansă înfățișează un nod în jurul firului de sutură chirurgical la vârful cu lumen dublu. Bucla ansă poate fi blocată prin apăsarea zonei de închidere din spate (6) a clemei de sutură, menținând temporar lungimea și tensiunea firului chirurgical în vederea observării și evaluării. Apăsarea cotelă două cleme (6) spre față și apăsarea zonei de eliberare din față (7) eliberează bucla ansă, permițând reajustarea firului de sutură chirurgical, dacă este necesar. După ce s-a stabilit lungimea și tensiunea adecvate ale firului de sutură chirurgical, acesta poate fi fixat definitiv cu ajutorul unui element de fixare din titan sau printr-un nod realizat manual. După ce firul de sutură este fixat, bucla ansă poate fi eliberată, iar DISPOZITIVUL BOBSnare™ poate fi îndepărtat de la locul intervenției chirurgicale.

INDICAȚII
DISPOZITIVUL BOBSnare™ este indicat pentru fixarea temporară a firilor de sutură LSI SOLUTIONS® din polipropilenă 2-0, políester 2-0 sau LS-5™ ePTFE în timpul intervențiilor chirurgicale.

ÎNCĂRCAREA

NOTĂ: Îndepărtați ambalajul și componentele dispozitivului din câmpul operator atunci când nu mai sunt utilizate și eliminați-le conform procedurilor spităliului.

1 ÎMPINGEȚI ÎN AFARĂ și scoateți ținta din plastic de culoare lavandă din bucla ansă DISPOZITIVULUI BOBSnare™. **(text pe partea stângă a primei imagini de la pagina 2)**

2 COBORĂȚI bucla ansă în apropierea unei suprafețe netede, lângă locul vizat al țesutului, pentru a evita ca firul de sutură chirurgical să cadă din bucla ansă. **(text pe partea stângă a celei de-a-2-a imagini de la pagina 2)**

3 TRECETI ambele capete ale firului de sutură chirurgical prin bucla ansă.

NOTĂ: Asigurați-vă că acele sau capacele acestora sunt îndepărtate de pe firul chirurgical și eliminate corespunzător înainte de a trece firul prin bucla ansă.

Scoaterea și eliminarea

(text pe partea stângă a celei de-a-3-a imagini de la pagina 2)

4 TRAGEȚI butonul de tensiune a ansei în direcția opusă clemei de sutură, coborând ușor vârful cu lumen dublu pentru a tensiona parțial bucla ansă în jurul firului de sutură chirurgical. **(text pe partea stângă a celei de-a-4-a imagini de la pagina 2)**

ÎNCHIDERE/DESCHIDERE DISPOZITIVULUI BOBSnare™

ÎNCHIDERE

5 GLISAȚI vârful cu lumen dublu peste firul de sutură chirurgical până când se obține o tensiune adecvată a firului de sutură și se asigură contactul cu țesutul, apoi glisați de butonul de tensiune a ansei pentru a stănga bine bucla ansă în jurul firului de sutură chirurgical.

NOTĂ: Se pot utiliza instrumente chirurgicale standard, precum pensa sau penseta, pentru a ghida vârful cu lumen dublu către țesutul vizat. **(text pe partea stângă a primei imagini de la pagina 3)**

6 ÎNCHIDEȚI clema firului de sutură apăsând pe zona texturată de închidere din spate pentru a fixa elementele interne din zona de prindere a firului de sutură și a fixa clema de sutură în poziția de prindere și închidere, asigurând sutura chirurgicală la vârful cu lumen dublu. **(text pe partea stângă a celei de-a-2-a imagini de la pagina 3)**

RETRAGERE ȚĂ STRĂNGERE

DESDCHIDERE

7 DESCHIDEȚI clema firului de sutură apăsând ambele clipele albe în față și apăsând în jos pe zona texturată de eliberare din față pentru a fixa clema firului de sutură în poziția deschisă, fără prindere.

NOTĂ: Dacă se dorește, tensiunea firului de sutură chirurgical poate fi reglată din nou repetând pașii 5 și 6. **(text pe partea stângă a celei de-a-3-a imagini de la pagina 3)**

8 SCOATEȚI DISPOZITIVUL BOBSnare™ slăbind bucla ansei și trecând-o peste elementul de fixare din titan sau peste nodul legat manual, apoi scoțând dispozitivul.

NOTĂ: Se pot folosi instrumente chirurgicale standard, precum pensa sau penseta, pentru a slăbi și a trece bucla ansă în jurul elementului de fixare din titan sau al nodului legat manual. **(text pe partea stângă a celei de-a-4-a imagini de la pagina 3)**

RETRAGERE ȚĂ DESCHIDERE

FIG. 2

DESCHIS

Sunt prezentate secțiuni decupate ale clemei de sutură (prezentate mai sus și mai jos) pentru a ilustra mecanismul de blocare cu două cleme și zona internă de prindere a firului de sutură.

FIG. 3

ÎNCHIS

SFATURI UTILE PRIVIND TEHNICA DISPOZITIVULUI BOBSnare™

RETRAGEREA ȚĂ DESCHIDERE*a (textul de deasupra Fig. 4)*

FIG. 4

RETRAGEREA ȚĂ STRĂNGEREA*(textul de deasupra Fig. 5)*

FIG. 5

CONTRAINDICAȚII

- Nu se cunosc.

AVERTISMENTE

- Legislația federală permite comercializarea, distribuția și utilizarea acestui dispozitiv doar de către sau la comanda unui medic.

- Procedurile chirurgicale trebuie efectuate numai de către medici instruiți și familiarizați corespunzător cu astfel de tehnici. În plus, înainte de efectuarea unor proceduri chirurgicale descrie sau minim invazive, trebuie consultată literatura de specialitate cu privire la tehnici, complicații și pericole.
- Citii și familiarizați-vă cu toate instrucțiunile, avertismentele și măsurile de precauție înainte de a utiliza acest produs.

- Nu exercitați o tensiune excesivă asupra firului de sutură chirurgical. O tensiune excesivă a firului de sutură chirurgical poate deteriora sau rupe țesutul, poate provoca sângerări, poate leza structurile adiacente zonei țintă și/sau poate duce la ruperea firului de sutură.

- Depozitați la temperatura camerei. Evitați expunerea prelungită la temperaturi ridicate.
- Nu se steriliză. DISPOZITIVUL BOBSnare™ este conceput și destinat exclusiv pentru utilizare la un singur pacient. Nu reutilizați, reîncărcați, reprocesați sau sterilizați acest produs. Performanța DISPOZITIVULUI BOBSnare™ după curățare sau altă reprocesare nu a fost verificată și nu este susținută de către LSI SOLUTIONS®. Reutilizarea, reprocesarea sau sterilizarea pot compromite integritatea structurală a dispozitivului și/sau crea riscul de contaminare a dispozitivului, care poate duce la vătămare, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
- Nu se utilizează dacă ambalajul sau produsul prezintă deteriorări. Eliminați orice produs defectat (desiglat), nefolosit, expirat sau deteriorat.
- Contactul direct între structurile tisulare sensibile și materialele straine poate duce la leziuni sau deteriorarea țesuturilor.
- Menținerea țesutului sub tensiune pentru o perioadă îndelungată poate provoca ischemie sau leziuni ale țesutului. Acest dispozitiv este destinat utilizării temporare în timpul unei intervenții chirurgicale de către personal medical instruit și calificat în tehnicile respective.
- Înainte de a trece firul de sutură chirurgical prin bucla ansei BOBSnare™, asigurați-vă că ați îndepărtat toate acele sau capacele acestor de la capetele firului de sutură.
- Utilizatorul este responsabil pentru eliminarea la deșeu a dispozitivului și ambalajului în conformitate cu reglementările aplicabile și procedurile spitalicești.
- Bucla ansă trebuie strâns bine în jurul firului de sutură chirurgical pentru a asigura tensiunea și prinderea fermă a firului de sutură chirurgical de bucla ansă. Pierderea tensiunii firului de sutură poate duce la pierderea controlului la nivelul țesutului afectat și la sângerare.

PRECAUȚII

- Nu utilizați DISPOZITIVUL BOBSnare™ dacă acesta nu își efectuează în mod satisfăcător sarcina pentru care este destinat sau dacă prezintă deteriorări fizice. Evitați impact mecanic sau expunerea dispozitivului la tensiuni extreme.
- Atunci când manipulați DISPOZITIVUL BOBSnare™, trebuie să aveți grijă să nu îl deteriorați.
- Asigurați-vă că se utilizează tehnici chirurgicale corespunzătoare, inclusiv prinderea adecvată a țesuturilor, după cum este necesar pentru manipularea țesutului și a firului de sutură chirurgical. În cazul utilizării dispozitivelor BOBSnare™, trebuie să se verifice dacă forța de fixare a firului de sutură chirurgical este adecvată.
- Utilizatorul trebuie să verifice dacă forța de fixare a firului de sutură chirurgical este adecvată.
- Verificați și asigurați hemostaza și/sau controlul adecvat al țesuturilor în momentul fixării firului de sutură chirurgical și, ulterior, atunci când este necesar.
- Înainte de a utiliza împreună într-o procedură instrumente și accesorii de la producători diferiți, verificați compatibilitatea acestora și asigurați-vă că funcția acestora nu este afectată. De asemenea, asigurați-vă că izolarea electrică sau împănătarea nu este afectată.
- A se utiliza numai cu fire de sutură din polipropilenă LSI SOLUTIONS® 2-0, políester 2-0 sau ePTFE LS-5™. Evitați să aplicați o tensiune excesivă asupra firului de sutură chirurgical, deoarece aceasta poate duce la ruperea firului de sutură sau la secționarea țesutului sau, în timp, la apariția ischemiei sau a strângutului la țesutul din cauza tensiunii exercitate de firul de sutură chirurgical.
- O tensiune necorespunzătoare a firului de sutură poate duce la obstrucționarea vizualizării câmpului operator, configurarea necorespunzătoare a câmpului operator, pierderea controlului asupra țesutului, sângerare sau scurgeri.
- Vârful cu dublu lumen al DISPOZITIVULUI BOBSnare™ ocupă un spațiu redus într-o locație țintă al țesutului și baza unui nod realizat manual sau a unui element de fixare din titan. Atunci când fixați DISPOZITIVUL BOBSnare™ pe firul de sutură chirurgical, asigurați-vă că lungimea buclei firului de sutură compensează îndepărtarea dispozitivului. Asigurați-vă că firul chirurgical are lungimea corespunzătoare după îndepărtarea DISPOZITIVULUI BOBSnare™.

NOTĂ:

- Orice incident grav care apare în asociere cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorităților competente din țara respectivă.

FIG. 6

Vârful cu lumen dublu BOBSnare™ (textul din partea de jos a Fig. 6) Detaliu al DISPOZITIVULUI BOBSnare™ care prezintă A: vârful cu lumen dublu BOBSnare™; B: LS-5™ ePTFE fixat cu un nod legat manual; C: LSI SOLUTIONS™ 2-0 políester, fixat cu un nod legat manual; D: LS-5™ ePTFE fixat cu un element de prindere din titan.

Cirurgical trebuie să ia în calcul și să compenseze grosimea vârfului DISPOZITIVULUI BOBSnare™ atunci când stabilește lungimea adecvată a buclei firului de sutură înainte de îndepărtarea dispozitivului.
FIG. 7

DISPOZITIV BOBSnare™		
Forța aproximativă de fixare a buclei ansei LSI SOLUTIONS®		
Dimensiunea și tipul firului de sutură	Forța medie de fixare (kgf)	
LSI SOLUTIONS™ 2-0 polipropilenă	0,217	
LSI SOLUTIONS™ 2-0 políester	0,318	
LS-5™ ePTFE	0,338	

COMANDAREA PRODUSULUI DISPOZITIV BOBSnare™ FURNIZAT: STERIL			
	RELUARE COMANDĂ	PRODUS	DESCRIERE
Imagine X12	REF 082000	DISPOSITIV BOBSnare™, 30 cm (1) Cutie cu (12) DISPOZITIVE BOBSnare™	
UDI-DI de bază pentru DISPOZITIVUL BOBSnare™ este 0850200006BOBSnareVV.			

FIG. 1

COMANDAREA PRODUSULUI DISPOZITIV BOBSnare™ reține temporar firul de sutură chirurgical pentru a facilita evaluarea lungimii și pentru a stabiliza firul de sutură chirurgical în timpul aplicării elementului de fixare din titan sau ePTFE LS-5™ la țesuturile manuale a nodului. DISPOZITIVUL BOBSnare™ include o buclă de ansă din fir de sutură de políester verde, de dimensiune reglabilă 2-0 (1), care susține o țintă din plastic de culoare transparentă (2). Bucla ansă se întinde de la vârful violet cu lumen dublu (3) prin intermediul unui fir flexibil transparent (4) până la clema de sutură (5), care poate fi blocată și deblocată pentru a controla tensiunea pe bucla ansă. Ambele capete ale firului de sutură chirurgical care ies din țesutul vizat sunt trecute prin bucla ansă după îndepărtarea țintei de culoare lavandă. Ținând vârful cu lumen dublu, firul de sutură chirurgical poate fi tras pentru a regla lungimea și tensiunea. Odată stabilă lungimea și tensiunea dorite ale firului de sutură chirurgical, tragerea de buclă de tensiune bucla ansă înfățișează un nod în jurul firului de sutură chirurgical la vârful cu lumen dublu. Bucla ansă poate fi blocată prin apăsarea zonei de închidere din spate (6) a clemei de sutură, menținând temporar lungimea și tensiunea firului chirurgical în vederea observării și evaluării. Apăsarea cotelă două cleme (6) spre față și apăsarea zonei de eliberare din față (7) eliberează bucla ansă, permițând reajustarea firului de sutură chirurgical, dacă este necesar. După ce s-a stabilit lungimea și tensiunea adecvate ale firului de sutură chirurgical, acesta poate fi fixat definitiv cu ajutorul unui element de fixare din titan sau printr-un nod realizat manual. După ce firul de sutură este fixat, bucla ansă poate fi eliberată, iar DISPOZITIVUL BOBSnare™ poate fi îndepărtat de la locul intervenției chirurgicale.

FIG. 2

NOTĂ: Îndepărtați ambalajul și componentele dispozitivului din câmpul operator atunci când nu mai sunt utilizate și eliminați-le conform procedurilor spităliului.

1 ÎMPINGEȚI ÎN AFARĂ și scoateți ținta din plastic de culoare lavandă din bucla ansă DISPOZITIVULUI BOBSnare™. **(text pe partea stângă a primei imagini de la pagina 2)**

2 COBORĂȚI bucla ansă în apropierea unei suprafețe netede, lângă locul vizat al țesutului, pentru a evita ca firul de sutură chirurgical să cadă din bucla ansă. **(text pe partea stângă a celei de-a-2-a imagini de la pagina 2)**

SLOVENČINA

POZNÁMKA: Schémy a spôsob objednávania výrobku sú uvedené v technologickej príručke k pomôcke BOBSnare™ DEVICE

❗ PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE PRÍBALOVÝ LETÁK

OBR. 1

POPIS POMÔCKY BOBSnare™ DEVICE

Pomôcka BOBSnare™ DEVICE dočasne drží chirurgický steh, čím uľahčuje posúdenie jeho dĺžky a stabilizuje ho počas nasadzovania titánových spon alebo ručného viazania uzlov. Pomôcka BOBSnare™ DEVICE obsahuje nastaviteľnú slučku zo zeleného polyesterového šijacieho materiálu veľkosti 2-0 (1), ktorá drží levanďového plastového cieviku (2). Držiteľná slučka vyznieva z fialového dvojluménového hrotu (3) cez prieľadňovú tyčinku trubici (4) a do svorky na stehy (5), ktorú možno zaisťiť a odistiť s cieľom regulovať napätie na drôtenej slučke. Oba konce chirurgického stehu, ktoré vychádzajú z ošetrovateľného miesta, sa po odstránení levanďového hrotka prevlečú cez slučku slučky. Počas priťahovania dvojluménovej špičky je možné potiahnuť chirurgickou sponu a prispôbiť tak jej dĺžku a napätie. Po nastavení požadovanej dĺžky a napätia chirurgickej nitie sa potiahnuť gombíka slučky (6) slučka pevne utiahne okolo chirurgického stehu na konci s dvojným lúmenom. Slučku je možné zaisťiť stlačením zadnej uzatváracíj zóny (7) na svorku na šitie, čím sa dočasne zachová dĺžka a napätie chirurgického stehu na účely pozorovania a vyhodnotenia. Zafixovanie zdvojnásobných uzlových (8) dopredu a zafixovanie prednej uzatváracíj zóny nodu (9) sa s drôtená slučka uvoľní, čo umožňuje úpravu polohy chirurgického stehu podľa potreby. Po overení správnej dĺžky a napätia chirurgického stehu je možné tento steh trvalo zaisťiť pomocou titánovej spony alebo ručne viazaného uzla. Po pevnom uzavzatí stehu je možné slučku uvoľniť a pomôcku BOBSnare™ DEVICE vybrať z operačného poľa.

INDIKÁCIE

Pomôcka BOBSnare™ DEVICE je určená na dočasné uchytenie polypropylénových šijacích materiálov LSI SOLUTIONS® 2-0, polyesterových šijacích materiálov 2-0 alebo ePTFE šijacích materiálov LS-5™ počas chirurgického zákroku.

ZAVEDENIE

POZNÁMKA: Ak pomôcka a jej súčasť už nepoužívate, odstráňte ich z operačného poľa a zlikvidujte v súlade s nemočníčnými predpismi.

1 VYTAHNITE a vyberte levanďovú plastovú tyčink z slučky pomôcky BOBSnare™ DEVICE. **(text na ľavej strane 1. obrázku na strane 2)**

2 SPUSŤTE drôtenú slučku v blízkosti stierneho povrchu susediaceho s cieľovým miestom tkaniva, aby sa zabránilo vypadnutiu chirurgického stehu z drôtenej slučky. **(text na ľavej strane 2. obrázku na strane 2)**

3 PRETAHNITE oba konce chirurgického šitia cez drôtenú slučku.

POZNÁMKA: Pred prevlečením chirurgického stehu cez drôtenú slučku sa uistite, či sú z nŕo odstránené ihly alebo kryty ihiel, a či sú správne zlikvidované.

Odstránenie a likvidácia

(text na ľavej strane 3. obrázku na strane 2)

4 POTIAHNITE gombík slučky smerom do svorky na šijací materiál a zároveň miene sklopte dvojluménovú špičku, aby sa slučka čiastočne napla okolo chirurgického šijacieho materiálu. **(text na ľavej strane 4. obrázku na strane 2)**

OTVORENIE/ZATVORENIE POMÔCKY BOBSnare™ DEVICE

ZATVORENIE

5 POSUNTE drôtenú slučku na chirurgický steh, až kým nedosiahnete primerané napätie stehu a kontakt s tkanivom, a potom potiahnite za gombík slučky, aby sa slučka pevne utiahla okolo chirurgického stehu.

POZNÁMKA: Na nasmerovanie dvojluménovej špičky k cieľovému tkanivu možno použiť bežné chirurgické nástroje, napríklad kliešte alebo uchopevač. **(text na ľavej strane 1. obrázku na strane 3)**

6 ZATVORTE svorku na stehy zafixovaním textúrovanej zadnej uzatváracíj zóny nodu, čím dôjde k zvacuknutiu vnútorných prvkov v oblasti uchytenia stehu a k nastaveniu svorky na stehy do zaistení, uzavretí polohy, ktoré zaisťuje chirurgický steh na dvojluménovom hrote. **(text na ľavej strane 2. obrázku na strane 3)**

ZADNOU ČASŤOU NADOL **OTVORIET**

OTVORENIE

7 OTVORTE svorku na šijací materiál tak, že stlačíte textúrovanú prednú uvoľňovaciu zónu a zároveň posuniete oba biele dvojitý jazýčky dopredu, čím prepnete svorku do otvorenej polohy bez vpenjania.

POZNÁMKA: V prípade potreby je možné napätie chirurgického stehu opäť nastaviť opakovaním krokov 5 a 6. **(text na ľavej strane 3. obrázku na strane 3)**

8 ODSTRÁNITE pomôcku BOBSnare™ DEVICE tak, že uvoľníte slučku a pretiahnete ju cez titánovú sponu alebo ručne viazaný uzol, a potom pomôcku vytiahnete.

POZNÁMKA: Na uvoľnenie a prevlečenie slučky okolo titánového spojačovacieho prvku alebo ručne viazaného uzla možno použiť bežné chirurgické nástroje, napríklad kliešte alebo uchopevač. **(text na ľavej strane 4. obrázku na strane 3)**

ZADNOU ČASŤOU NAHOR **OTVORIET**

OBR. 2

OTVORENIE

Na obrázku hore a dole sú zmkonené výzvy na svorku na šitie, ktoré služia na ilustráciu mechanizmu uzamknutia pomocou dvoch jazýčkov a vnútornej časti na uchytenie šijacieho materiálu.

OBR. 3

ZATVORENÁ

TECHNICKÉ TYPY A TRIKY PRE POMÔCKY BOBSnare™ DEVICE

ZADNOU ČASŤOU NAHOR **OTVORIET (text nad obr. 4)**

OBR. 4

ZADNOU ČASŤOU NADOL **OTVORIET (text nad obr. 5)**

OBR. 5

KONTRAINDIKÁCIE

- Nie sú známe.

UPOZORNENIA

FIG. 6

***Punta con doble luz BOBsnare®** (texto en la parte inferior de la Figura 6). Detalle ampliado del dispositivo **BOBsnare®** donde se muestran: **A:** punta con luz del **BOBsnare®**; **B:** sutura de ePTFE LS-5® fijada con un nudo manual; **C:** sutura de poliéster 2-0 de LSI SOLUTIONS® fijada con un nudo manual; **D:** sutura de ePTFE LS-5® fijada con un fijador de titanio.*

*El cirujano debe prever y compensar el grosor de la punta del dispositivo **BOBsnare®** al determinar la longitud adecuada del lazo de sutura antes de retirar el dispositivo.*

FIG. 7

DISPOSITIVO BOBsnare™	
Fuerza de sujeción aproximada del lazo de captura de LSI SOLUTIONS®	
Tamaño y tipo de sutura	Fuerza media de sujeción (kgf)
Polipropileno 2-0 LSI SOLUTIONS®	0,217
Poliéster 2-0 LSI SOLUTIONS®	0,318
ePTFE LS-5®	0,338

INFORMACIÓN DE PEDIDO DEL DISPOSITIVO BOBsnare™			SUMINISTRADO ESTÉRIL
	REFERENCIA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Imagen X12	REF 082000	<i>DISPOSITIVO BOBsnare®, 30 cm</i>	<i>(1) Caja con (12) DISPOSITIVOS BOBsnare®</i>
El UDI-DI básico del DISPOSITIVO BOBsnare™ es 0850200006BOBsnareVV.			
SVENSKA			

OBS! Se Teknisk handlingning **BOBsnare™-enhet** för schematiska vyer och information om produktbeställning

☐ LAS NÅGÅ IGENOM PRODUKTBPÅKSEDELNING FÖRE ANVÄNDNING

FIG. 1
BESKRIVNING av BOBsnare™-enhet
BOBsnare™-enheten håller temporärt den kirurgiska suturen för att underlätta längdutvärdering och för att stabilisera den kirurgiska suturen under utpackning av titanklämman eller manuell knyting. **BOBsnare™-enheten** har en justerbar grön polyestersuturlänga ① i storlek 2-0 som håller en lavendelfärgad plastmarkör ②. Öglen sträcker sig från den lila dubbel-lumenspetsen ③ genom ett genomsnittligt flexibelt rör ④ och i en suturlänkarna ⑤, som kan låsas och låsas upp för att kontrollera suturlängans spänning. Båda ändarna av en kirurgisk sutur som kommer från målvävnaden förs igenom öglen efter att den lavendelfärgade markören har avlägsnats. Medan man håller i dubbel-lumenspetsen kan den kirurgiska suturen dras ut för att justera längd och spänning. När önskad kirurgisk suturlängd och spänning har fastställts, dras den och om man drar i öglans vrid ⑥ dras öglen rätt runt den kirurgiska suturen vid dubbel-lumenspetsen. Öglen kan låsas genom att man trycker ner den bakre stängningsknappen ⑦ på suturlänkarna, vilket tillfälligt bibehåller den kirurgiska suturens längd och spänning för observation och utvärdering. Genom att trycka de dubbla filikarna ⑧ lossas öglen, vilket möjliggör kirurgisk suturstyring enligt behov. När lämplig kirurgisk suturlängd och spänning har säkerställts kan den kirurgiska suturen säkras permanent med en titanklämma eller en handknuten knut. När suturen är säkrad kan öglen lossas och **BOBsnare™-enheten** tas bort från operationsområdet.

INDIKATIONER
BOBsnare™-enheten är indikerad för användning för att tillfälligt hålla fast LSI SOLUTIONS® 2-0 polypropen-, 2-0 polyester- eller LS-5® ePTFE-sutur under kirurgi.

LADDNING
OBS! Ta bort enhetens förpackning och komponenter från operationsområdet när de inte längre används och kassera dem enligt sjukhusets procedurer.

1 TRYCK UT och ta bort den lavendelfärgade plastmarkören från öglen på **BOBsnare™-enheten**. *(texten till vänster om den första bilden på sida 2)*

2 SÄNK öglen nära i sterilt yta intill målvävnadsområdet för att undvika att den kirurgiska suturen faller ut ur öglen. *(texten till vänster om den andra bilden på sida 2)*

3 FÖR båda ändarna av den kirurgiska suturen igenom öglen.

OBS! Se till att nålar eller nålskydd tas bort från den kirurgiska suturen och kasseras korrekt innan suturen förs igenom öglen.

Avlägsna och kassera

(text till vänster om den tredje bilden på sida 2)

4 DRA bort öglans vrid från suturlänkarna samtidigt som du sänker dubbel-lumenspetsen något för att delvis spärra öglan runt den kirurgiska suturen. *(text till vänster om den fjärde bilden på sida 2)*

STÄNGNING/ÖPPNING av BOBsnare™-enheten
STÄNGNING ☐
5 SKJUT dubbel-lumenspetsen över den kirurgiska suturen tills lämplig suturspänning och vävnadskontakt har upprättats. Dra sedan i öglans vrid för att dra öglen rätt runt den kirurgiska suturen.
OBS! Standard kirurgiska instrument verktyg, såsom pinocett eller griptång, kan användas för att stjära dubbel-lumenspetsen mot målvävnaden. *(text till vänster om den första bilden på sida 3)*

6 STÅNG suturlänkarna genom att trycka ned den texturerade bakre stängningszonen för att snäppa igen de inre delarna i suturgreppområdet och försätta suturlänkarna i dess fastskåmda, stängda position som säkrar den kirurgiska suturen vid dubbel-lumenspetsen. *(text till vänster om den andra bilden på sida 3)*

BAKRE ÄNDE NED ☐ KLÄM NED
ÖPPNING ☐
7 ÖPPNA suturlänkarna genom att trycka båda de vita dubbla filikarna framåt och trycka ned den texturerade främre frigöringszonen för att försätta suturlänkarna i dess öppnade, öppna position.

OBS! Om så önskas kan den kirurgiska suturspänningen justeras genom att upprepa steg 5 och steg 6. *(text till vänster om den tredje bilden på sida 3)*

8 TA BORT **BOBsnare™-enheten** genom att lossa öglen och föra öglen runt titanklämman eller den handknutna knuten, och sedan dra tillbaka enheten.

OBS! Standardkirurgiska verktyg, såsom pinocett eller griptång, kan användas för att lossa och föra öglen runt titanklämman eller den handknutna knuten. *(text till vänster om den fjärde bilden på sida 3)*

BAKRE ÄNDE UPP ☐ ÖPPNA UPP
FIG. 2
ÖPPNA
Utskurna sektioner av suturlänkarna (visas ovan och nedan) illustrerar den dubbla filikämekanismen och det inre suturgreppområdet.

FIG. 3
STÄNGD
PRAKTISKA RÅD BOBsnare™-enhet
BAKRE ÄNDE UPP ☐ ÖPPNA UPP *(text ovanför fig. 4)*

FIG. 4
BAKRE ÄNDE NER ☐ KLÄM NER *(text ovanför fig. 5)*

FIG. 5
KONTRAIKDATIONER
• Inga kända.

VARNINGAR
• Enligt federal lagstiftning i USA får denna enhet endast säljas, distribueras och användas av eller på ordination av en läkare.
• Kirurgiska ingrepp ska endast utföras av läkare som har tillräfflig utbildning i och är förtrogena med sådana tekniker. Dessutom bör medicinsk litteratur läsas beträffande tekniker, komplikationer och faror innan öppna eller minimalt invasiva ingrepp utförs.

• Läs och läs känna alla instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder före användning av denna produkt.
• Uöbva inte överdriven spänning på den kirurgiska suturen. Överdriven suturspänning kan skada eller riva vävnader vävnad, orsaka blödning, skada strukturer intill målområdet och/eller orsaka suturbrott.
• Förvara vid rumstemperatur. Undvik förlängd exponering för höga temperaturer.
• Får inte omstalleras. **BOBsnare™-enheten** är endast utformad och avsedd för epnatisbrust. Denna produkt får inte återanvändas, laddas om, ombearbetas eller omställas/ersätts. Prestandan av **BOBsnare™-enheten** har inte verifierats efter rengöring eller annan ombehandling och stöds inte av LSI SOLUTIONS®. Återanvändning, ombehandling eller omställning/ersättning kan försämrta enhetens strukturella integritet och/eller skapa en kontaminationsrisk från enheten, som kan leda till patientkåska, sjukdom, eller dödsfall.
• Får inte användas om förpackningen eller produkten är skadad. Kassera alla öppnade (oförseglade), oanvända, utgående eller skadade produkter.
• Direkt kontakt mellan känsliga vävnadsstrukturer och främmande material kan ge upphov till vävnadsskada. Allt ämne vävnad under spänning under en längre tid kan orsaka vävnadschikade eller skada. Denna enhet är avsedd för tillfällig användning under kirurgisk ingrepp av operatörern som är utbildade och kompetenta inom relaterade tekniker.
• Innan kirurgisk sutur förs genom **BOBsnare™-öglen**, se till att alla nålar eller nålskydd är borttagna från suturländarna.
• Det allgiger användaren att kassera enheten och förpackningen i enlighet med tillämpliga bestämmelser och sjukhusets procedur.
• **BOBsnare™-öglen** måste dras åt tätt runt den kirurgiska suturen för att säkerställa spänning och jämnt fäste mellan den kirurgiska suturen och öglen. Förlost av suturspänning kan leda till förlust av kontroll över vävnadstättel och blödning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Använd inte **BOBsnare™-enheten** om den inte tillförseddästande genomför sin avsedda funktion eller om den har yttre skador. Undvik mekanisk påverkan eller skad beaktning på enheterna.
• Var försiktig för att undvika produktkada vid hantering av **BOBsnare™-enheten**.
• Säkterställ korrekt kirurgiska tekniker, inklusive adekvata vävnadsbett, efter behov för hantering av vävnad och kirurgisk sutur vid användning av **BOBsnare™-enheter**.
• Användaren ska bekräfta att den kirurgiska suturens hållkraft är tillräcklig.
• Kontrollera och säkerställ hemostas och/eller korrekt vävnadskontakt vid säkring av den kirurgiska suturen och därefter vid behov.
• Innan instrument och tillbehör från olika tillverkare används tillsammans vid ett ingrepp ska du kontrollera kompatibilitet för att se till att funktionerna inte försämras. Säkterställ också att den elektriska isoleringen eller jordingen inte kan komprometteras.
• Använd endast med LSI SOLUTIONS® 2-0 polypropen-, 2-0 polyester eller LS-5® ePTFE-sutur.
• Undvik att utsätta den kirurgiska suturen för överdriven spänning, vilket kan leda till att suturen river sönder eller skär igenom vävnad, med tiden, orsakar ischemi eller vävnadsstyrning till följd av den spädda suturen.
• Överdräckt suturspänning kan leda till obstruktion av synfältet, felaktig uppställning av operationsfältet, förlust av vävnadskontakt, blödning eller läckage.
• **BOBsnare™-enhetens** dubbel-lumenspets upptår ett litet utrymme mellan målvävnadsområdet och botten av en handknuten knut eller en titanklämna. När du justerar **BOBsnare™-enheten** på kirurgisk sutur, se till att öglans längd kompenseras för borttagningen av enheten. Kontrollera att den kirurgiska suturen har lämplig längd efter att **BOBsnare™-enheten** tagits bort.

OBS!

• Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och landets behöriga myndighet.

FIG. 6

BOBsnare™ dubbel-lumenspets (text längst ner i fig. 6) Närbild av **BOBsnare™-enhet** som visar **BOBsnare™-dubbel-lumenspets**. **B:** LS-5® ePTFE säkrad med en handknuten knut; **C:** LSI SOLUTIONS® 2-0 polyester säkrad med en handknuten knut; **D:** LS-5® ePTFE säkrad med en titanklämna.

Kirurgen måste förutse och kompensera för tjockleken av BOBsnare™-enhetens spets vid bestämning av lämplig suturlängelängd innan enheten tas bort.

FIG. 7

BOBsnare™-enhet		
Uppskattad-LSI SOLUTIONS® öglehållkraft		
Suturstorlek och typ	Genomsnittlig hållkraft (kgf)	
LSI SOLUTIONS® 2-0 polypropen	0,217	
LSI SOLUTIONS® 2-0 polyester	0,318	
LS-5® ePTFE	0,338	

PRODUKTBESTÄLLNING BOBsnare™-ENHET			LEVERERAS STERIL
OMBESTÄLLNING	PRODUKT	BESKRIVNING	
Bild X12	REF 082000	<i>BOBsnare™ enhet, 30cm</i>	<i>(1) Låda med (12) BOBsnare™-enheter</i>

Grundläggande UDI-DI för BOBsnare™-enheten är 0850200006BOBsnareVV.

TÜRKÇE

NOT: Şematik görünümler ve ürün siparişi için **BOBsnare™ CİHAZ** Teknoloji Kilavuzuna bakınız

☐ KULLANMADAN ÖNCE BROŞÜRÜ TAMAMEN OKUYUN

ŞEKİL 1

BOBsnare™ CİHAZ AÇIKLAMASI

BOBsnare™ CİHAZI, cerrahi sütürü geçici olarak tutarak uzunluk değerlendirmesini kolaylaştıran ve titanyum bağlı elemanın yerleştirilmesini veya manuel düğüm atılması sırasında cerrahi sütürü sabitleir. **BOBsnare™ CİHAZI**, ayarlanabilir boyutta 2-0 yeşil polipropilen sütür ilmek halkası ① tutan lavanta rengi plastik bir hedef ② içerir. İmek halkası mor çift lümenli uçtan ③ şeffaf esnek bir tüpün içinde ④ sütür kısıcına ⑤ uzanır; bu kelepçe, kanca halkasındaki gerginlik kontrol etmek için kullanılabilir ve açılabilir. Hedef dokudan gelen cerrahi sütür her iki ucu, lavanta rengi hedef çıkartıldktan sonra ilmek halkasından geçirilir. Çift lümenli ucu tutarken, cerrahi sütür çekilecek uzunluk ve gerginlik ayarlanabilir. İstenilen cerrahi sütür uzunluğu ve gerginliği sağlandırdıca, ilmek tüpünü çekerek ⑥ çift lümenli uçları cerrahi sütürün etrafındaki ilmek halkası sıkıca çekilir. İmek halkası, sütür çekilmesinin arka kapama bölgesi ⑦ üzerine basılarak kullanılabilir; böylece cerrahi düğüm uzunluğu ve gerginliği, gözlem ve değerlendirme amacıyla geçici olarak konur. Her iki kızıldız ⑧ ileti düğüm itili on serbest bırakma bölgesine beslidığında ⑨ kılt halkası serbest kalır ve cerrahi sütürün istenildiği gibi yeniden ayarlanmasına olanak tanır. Uygun cerrahi sütür uzunluğu ve gerginliği sağlandıktan sonra, cerrahi sütür titanyum bir bağlantı elemanı veya atılan bir düğüm kullanılarak kalıcı olarak sabitlenebilir. Sütür sağlağılaştıktan sonra, ilmek serbest bırakılabilir ve **BOBsnare™ CİHAZI** ameliyat bölgesinden çıkarılabilir.

ENDİKASYONLAR		
BOBsnare™ CİHAZI , ameliyat sırasında LSI SOLUTIONS® 2-0 polipropilen, 2-0 polyester veya LS-5® ePTFE sütürü geçici olarak tutmak için kullanılır.		

HAZIRLAMA

NOT: Cihaz kullanılmadığında ambalajını ve bileşenlerini ameliyat alanından çıkarmı ve hastane politikasına uygun olarak bertaraf edin.

1 BOBsnare™ CİHAZINI ilmek halkasından lavanta rengi plastik hedefi **DIŞARI İTİN** ve çıkarmı. *(2. sayfada 1. resminin sol tarafındaki metin)*

2 Cerrahi sütürün her iki ucunu da ilmekten **ÇEKİRİN.**

NOT: Sütürü ilmekten geçirmeden önce, iğnelerin veya iğne kapaklarının cerrahi sütürden çıkarıldığını ve uygun şekilde bertaraf edildiğini emin olun.

Çıkarma ve Bertaraf

(2. sayfada 3. resminin sol tarafındaki metin)

4 Çift lümenli ucu hafifçe aşağı indirir, ilmekli cerrahi sütürün etrafında kısmen gerekerek, ilmek topuzunu sütür kısıcından uzağa doğru **ÇEKİN**. *(2. sayfada 4. resminin sol tarafındaki metin)*

BOBsnare™ CİHAZI KAPATMA/AÇMA

KAPATMA

5 Uygun cerrahi sütürü gerginliği ve doku teması sağlanana kadar çift lümenli ucu cerrahi sütürünü üzerine **KAYDIRIN**, ardından ilmek halkasını cerrahi sütürün etrafına sıkıca çekiniz için ilmek düğmesini çekin. **NOT:** Çift lümenli ucu hedef dokuya yönlendirmek için forsep veya tutucu gibi standart cerrahi aletler kullanılır. *(2. sayfada 1. resmin sol tarafındaki metin)*

6 Sütür kısıcının iç kısmındaki sütür tutma alanını kapatmak ve sütür kısıcının kapalı konumuna gelmisini sağlamak için, dokulu arka kapama bölgesine basılarak sütür kısıcının **KAPATIN** ve cerrahi sütürü çift lümenli ucuyla sabitleyin. *(2. sayfada 2. resmin sol tarafındaki metin)*

GERİ İNDİRME

KELEPÇELEME

AÇMA

7 Sütür kısıcının **ÇIKARMAK** için, her iki beyaz iğiz tımağı öne doğru itin ve dokulu on serbest bırakma bölgesine basılarak sütür kısıcının serbest, açık konumuna getirin.

NOT: İstenirse, 5. ve 6. adımlar tekrarlanaarak cerrahi sütürü gerginliği yeniden ayarlanabilir. *(2. sayfada 3. resminin sol tarafındaki metin)*

8 BOBsnare™ CİHAZINI ÇIKARMAK için, ilmek halkasını gevşetin ve halkayı titanyum bağlantı elemanın veya elle bağlanmış düğümün etrafından geçirin, ardından cihazı geri çekin.

NOT: Titanyum bağlantı elemanının veya elle bağlanmış düğümün düğümün etrafındaki halkayı gevşetmek ve geçirmek için forsep veya tutucu gibi standart cerrahi aletler kullanılabilir. *(2. sayfada 4. resminin sol tarafındaki metin)*

GERİ KALDIRMA

ŞEKİL 2

AÇIK

Sütür kısıcının kesilmiş bölümleri (yükarıda ve aşağıda gösterilmiştir), çift tımallı kilit mekanizmasını ve iç sütür kavrama alanını göstermek amacıyla verilmiştir.

ŞEKİL 3

KAPALI

BOBsnare™ CİHAZ TEKNİKİ İPUÇLARI

GERİ KALDIRMA **ÇAĞMA** *(Şekil 4'ün üstündeki metin)*

ŞEKİL 4

GERİ İNDİRME **KELEPÇELEME** *(Şekil 5'in üstündeki metin)*

ŞEKİL 5

KONTRENDİKASYONLAR

BİLYEN

UYARILAR

• Federal yasalar uyarınca bu cihaz yalnızca bir hekim tarafından veya bir hekimin siparişiyi satılabilir, dağıtılabilir ve kullanılabilir.
• Cerrahi işlemler, yalnızca yeterli eğitimle sahip ve bu tekniklere aşina hekimlerce gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, açık veya minimal invaziv işlemler yapıldıktan önce teknikler, komplikasyonlar ve tehlikeler spesifik olarak itiraf edilmelidir.
• Bu ürünü kullanıldığında önce tüm talimatı, uyarıları ve önlemleri okuyun ve aşına olun.
• Cerrahi sütürlerle aşırı gerilim uygulaymamız. Aşırı sütür gerginliği dokuya zarar verebilir veya yırtılmaya, kanamaya, hedef bölgeye biltişç yapılarla zarar verebilir veya südürün kompasına neden olabilir.
• Oda sıcaklığında saklayın. Yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz bırakmaktan kaçının.
• Tekrar sterilize etmeyin. **BOBsnare™ CİHAZI** yalnızca tek bir hastada kullanılım için tasarlanmıştır ve irtedilmez. Bu ürünü tekrar kullanılmayın, tekrar yüklemeyin, tekrar işlemleri veya tekrar sterilize etmeyin. **BOBsnare™ CİHAZINI** temizlik veya diğer tıbbi işlemlerden sonra perferanslı duğulanmamız ve LSI SOLUTIONS® tarafından desteklennmemektir. Tekrar kullanım, tekrar işleme veya tekrar sterilizasyon, cihazın yapısını bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve/veya cihazın kirlenmesi riskini oluşturmabilir ve bu da hastanın yaralanmasına, hastalığa veya ölümüne neden olabilir.
• Paket veya ürünü hasar görmüşse kullanılmayın. Herhangi bir açık (mühür açılmış), kullanılmamış, son kullanma süresi geçmiş veya hasarlı ürünü alın.
• Hassas dokı yapıları ile yabancı maddeler arasındakı doğrudan temas, dokı yaralanmasına veya hasarına yol açabilir.
• Dokunun uzun süre gerilim altında bırakılması doku iskemisine veya hasarına neden olabilir. Bu cihaz, ilgili tekniklere eğitimli ve yeterli operatörler tarafından cerrahi bir işlem sırasında geçici olarak kullanılmalıdır (uzare tasarlanmamıştır).
• Cerrahi sütür **BOBsnare™** ilmek halkasından geçirmeden önce, südürün uçlarındın iğne veya iğne kapaklarının çıkarıldığını emin olun.
• Cihazı ve paketiñi ilgili düzenlemelere ve hastane prosedürlerine uygun olarak bertaraf etmek kullancının sorumluluğundadır.
• **BOBsnare™** ilmek halkası, cerrahi sütürün gerginliğini ve ilmek halkasının tutarı bir şekilde birbirine geçmesini sağladığı için cerrahi sütürün etrafına sıkıca çekilmelidir. Sütür gerginliğini kaybedilmeden, dokı bölgesinde kontrolün kaybedilmesine ve kanamaya yol açabilir.

ÖNLEMLER

BOBsnare™ CİHAZI, amacına uygun şekilde çalışması veya fiziksel hasar görmüşse kullanılmayın. Cihazlara mekanik darbe uygulamaktan veya aşırı zorlanmaktan kaçının.
• **BOBsnare™ CİHAZINI** kullanırken, cihazı zarar vermek için dikkatli olunmalıdır.
• **BOBsnare™** cihazının kullanımı için doku ve cerrahi sütürlerin işlenmesinde gerekeği gibi yeterli doku sırtıkda da dahil olmak üzere uygun cerrahi tekniklerin uygulanmasını sağlayın.
• Cerrahi sütürün tutma kuvvetinin yeterliğiki kullanıcı tarafından teyit edilmelidir.
• Cerrahi sütür sabitlendikten sonra ve sonrasında gerektiğinde kanamanın durmasını ve/veya uygun doku kontrolünü gerektirebilir ve bunları sağlandığından emin olun.
• Farklı üretilenler aletler ve aksesuarlar bir işlemden birlikte kullanıldandan önce uyumluluğu doğrulayın ve forskondasyon öden vermediginde emin olun. Ayrıca, elektriksiz izolasyonu veya topaklanmanın tehlikeye atılmadığınından emin olun.
• Yalnızca LSI SOLUTIONS® 2-0 polipropilen, 2-0 polyester veya LS-5® ePTFE iğne birliktle kullanın.
• Cerrahi sütüre aşırı gerilim uygulamaktan kaçının; bu durum sütürün yırtılmasına veya dokuyu kesmesine, zamanla ise gergin sütürü nedeniyle iskemiyi veya doku boğulmasına yol açabilir.
• Yetersez sütür gerginliği, cerrahi görüşün engellenmesine, cerrahi alanın yanlış yapılandırılmasına, doku kontrolünün kaybına, kanamaya veya sızıntıya yol açabilir.
• **BOBsnare™ CİHAZINI** çift lümenli ucu, hedef doku bölgesi ile elle bağlanmış bir düğümün veya titanyum bağlantı elemanının alt kısmı arasında az miktarda yer kaplar. **BOBsnare™ CİHAZINI** cerrahi sütüre takarken, sütür ilmeği uzulmduğun cihazın kırılması tehli edecek şekilde oldugundan emin olun. **BOBsnare™ CİHAZI** çıkarıldıktan sonra cerrahi sütürün uygun uzunluktla oldugundan emin olun.

NOT:

ŞEKİL 6
BOBsnare™ Çift Lümenli Ucu (Şekil 6'nın altındaki metin) **BOBsnare™ CİHAZINI** yukarı **çekim görünüldü: A: BOBsnare™ Çift Lümenli uç; B: Elle düğümlenmiş LS-5® ePTFE; C: Elle düğümlenmiş LSI SOLUTIONS® 2-0 polipropilen; D: Titanyum bağlantı elemanı ile sabitlenmiş LS-5® ePTFE.**
Cerrah, cihaz çıkarıldandan önce uygun sütür ilmeği uzunluğuna belirlerken BOBsnare™ CİHAZI ucunun kalınlığını öngörmeli ve buna göre ayarlamaya ymalıdır.

BOBsnare™ CİHAZI		
Yaklaşık LSI SOLUTIONS® İmek Halkası Tutma Kuvveti		
Sütür Boyutu ve Tipi	Ortalama Tutma Kuvveti (kgf)	
LSI SOLUTIONS® 2-0 Polipropilen	0.217	
LSI SOLUTIONS® 2-0 Polyester	0.318	
LS-5® ePTFE	0.338	

BOBsnare™ CİHAZI ÜRÜN SİPARİŞİ			STERİL OLARAK TEDARİK EDİLİR
	TEKRAR SİPARİŞİ	ÜRÜN	TANIM
Görüntü X12	REF 082000	<i>BOBsnare™ CİHAZI, 30 cm</i>	<i>1 Kutu (12 adet BOBsnare™ Cihazı iğeri)</i>

BOBsnare™ CİHAZI için Geni UDI-DI kodu 0850200006BOBsnareVVdir.

日本語

BOBsnare™デバイス技術ガイド翻訳に関する

注記：概略図および製品の発注については、BOBsnare™**デバイス技術ガイドを参照してください。**

☐ 使用前に説明書をよくお読みください

図1

BOBsnare™ デバイスの概要
BOBsnare™ デバイスにより、チタン製固定具の屠術時または用手的結紮時において、外科用縫合糸を一時的に保持することにより、縫合糸の長さや剛性をチェックし、縫合糸を安定させることができます。

BOBsnare™ デバイスには、調整可能なサイズの0.2ミリ（0.2）ポリエチレン縫合糸スネアリング①が組み込まれており、ラベンダー色のプラスチックターゲット②を含みます。スネアリングは、パルプ色のデュラルーメンチップ③から透明のフレキシブルチューブ④の端を通して縫合糸クランプ⑤に伸びています。このクランプは、スネアリングの端を制御するためにロックまたはロック解除できます。組織損傷から避けるために外科用縫合糸の両端は、スネアリングのターゲットを乗り越えた後にスネアリングを通過します。デュラルーメンチップを保持しながら、外科用縫合糸を引くことにより、縫合糸の長さおよび張力を調整できます。望ましい外科用縫合糸の長さおよび張力が得られれば、スネアリングをロックすることにより、デュラルーメンチップの外科用縫合糸の両端はスネアリングのターゲットを乗り越え、縫合糸のスネアリングを保持し、スネアリングの長さを調整し、縫合糸の長さをチェックします。ツインタブ⑥を前方に押し（前方リリースゾーン⑦を押し下げる）と、スネアリングを解除することができます。必要に応じて外科用縫合糸の両端を同時に解放します。適切な外科用縫合糸の長さおよび張力が得られれば、チタン製固定具または用手的結紮によって外科用縫合糸を恒久的に固定できます。縫合糸を固定した後、スネアリングを開放すると、手術部位から**BOBsnare™** デバイスを取り外すことができます。

適用

BOBsnare™ デバイスは、手術中にLSI SOLUTIONS® 2-0ポリプロピレン、2-0ポリエステル、またはLS-5® ePTFE縫合糸を一時的に保持するために使用します。

装填

注記：使用が終わり、手術野からデバイスのパッケージとコンポーネントを取り出し、病院の方針に従って廃棄してください。

1 BOBsnare™ デバイスのスネアリングから、ラベンダー色のプラスチック製ターゲットを押し出して取り外します。（**2ページの3番目の画像の左側にテキスト表示**）

2 外科用縫合

ĐÓNG/MỞ DỤNG CỤ *BOBSnare*™

ĐÓNG 🔒

5 Trước đầu lumen kẹp lên chi khâu phẫu thuật cho đến khi có được độ căng thích hợp và tiếp xúc được với mô, sau đó kéo nùm snare để kéo chặt vòng snare quanh chi khâu phẫu thuật. ***LƯU Ý:*** Có thể sử dụng các dụng cụ phẫu thuật tiêu chuẩn như kẹp forceps hoặc kẹp grasper để định hướng đầu lumen kẹp về phía mô mục tiêu. *(**vấn bản ở bên trái của ảnh thứ 1 ở trang 3**)*

6 Đóng kẹp chi khâu bằng cách ấn vùng đầu về phía sau có bề mặt ráp để đồng khớp các chi tiết bên trong ở trong vùng kẹp chi khâu và đặt kẹp chi khâu vào vị trí đóng, kẹp có định chi khâu phẫu thuật tại đầu lumen kẹp. *(**vấn bản ở bên trái của ảnh thứ 2 ở trang 3**)*

ẤN VÙNG ĐỒNG XUỐNG 🔒 **ĐÓNG KÉP**

MỞ 🔓

7 Mở kẹp chi khâu bằng cách đẩy cả hai vôi đầu mài trổng về phía trước và ấn vùng nhả về phía trước có bề mặt ráp xuống để đặt kẹp chi khâu vào vị trí mở, không bị kẹt.

LƯU Ý: Nếu muốn, điều chỉnh lại độ căng của chi khâu phẫu thuật bằng cách lặp lại bước 5 và bước 6. *(**vấn bản ở bên trái của ảnh thứ 3 ở trang 3**)*

8 Lấy dụng cụ *BOBSnare*™ ra bằng cách nối vòng lònng snare và luồn vòng này quanh chốt titan hoặc nút buộc bằng tay, sau đó rút dụng cụ ra.

LƯU Ý: Có thể sử dụng các dụng cụ phẫu thuật tiêu chuẩn như kẹp forceps hoặc kẹp grasper để rời lòng và luồn vòng snare quanh chốt titan hoặc nút buộc bằng tay. *(**vấn bản ở bên trái của ảnh thứ 4 ở trang 3**)*

ẤN VÙNG NHẢ XUỐNG 🔓 **MỞ KÉP**

HÌNH 2

KÉP ĐANG Ở VỊ TRÍ MỞ

Hình ảnh mặt cắt của kẹp chi khâu (trình bày ở trên và ở dưới) được cung cấp để minh họa cơ chế khóa vấu đối và vấu kẹp chi khâu khi nằm trong.

HÌNH 3

KÉP ĐANG Ở VỊ TRÍ ĐÓNG

HÌNH 4

ĐIỀU NÊN LÀM VÀ ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI THAO TÁC DỤNG CỤ *BOBSnare*™

ẤN VÙNG NHẢ XUỐNG 🔒 **MỞ KÉP** *(vấn bản ở đầu Hình 4)*

HÌNH 4

ẤN VÙNG ĐỒNG XUỐNG 🔓 **ĐÓNG KÉP** *(vấn bản ở đầu Hình 5)*

HÌNH 5

CHỖNG CHỈ ĐỊNH

• Không có.

CẢNH BÁO

- Luật liên bang hạn chế dụng cụ này chỉ được bán, phân phối và sử dụng bởi, hoặc theo yêu cầu của bác sĩ. Các quy trình phẫu thuật chỉ nên được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo đầy đủ và thành thạo về các kỹ thuật đó. Ngoài ra, nên tham khảo các tài liệu y khoa liên quan đến các kỹ thuật, biến chứng và nguy hiểm trước khi thực hiện các phẫu thuật mô hoặc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.
- Đọc và làm quen với các hướng dẫn, cảnh báo và thận trọng trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Không kéo căng quá mức chi khâu phẫu thuật. Căng chi khâu quá mức có thể làm rách hoặc tổn thương mô, gây chảy máu, làm tổn thương các cấu trúc lân cận và/hoặc làm đứt chi khâu.
- Bảo quản nhiệt độ phòng. Tránh tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ tăng cao.
- Không tiết khuôn lại. Dụng cụ *BOBSnare*™ chỉ được thiết kế và dành cho một bệnh nhân sử dụng. Không tái sử dụng, nạp lại, tái xử lý, hoặc tiết khuôn lại sản phẩm này. Hiệu năng của dụng cụ *BOBSnare*™ sau khi làm sạch hoặc áp dụng cách tái xử lý khác chưa được LSI SOLUTIONS® kiểm chứng và khuyến khích. Việc tái sử dụng tái xử lý hoặc khử trùng lại có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn về mặt kết cấu của thiết bị và/hoặc tạo ra nguy cơ nhiễm bẩn thiết bị, có thể dẫn đến thường tích, bệnh tật hoặc tử vong cho bệnh nhân.
- Không sử dụng nếu bao bì hoặc sản phẩm bị hư hỏng. Vứt bỏ hết các sản phẩm đã mở (không còn gói kín), không sử dụng, hết hạn hoặc hư hại.
- Tiếp xúc trực tiếp giữa các cấu trúc mô nhạy cảm và vật liệu ngoại lai có thể dẫn đến tổn thương hoặc tổn hại mô.
- Để mô bị căng trong thời gian dài có thể gây thiếu máu cục bộ hoặc tổn thương mô. Dụng cụ này được thiết kế để sử dụng tạm thời trong quy trình phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật đã qua đào tạo và có năng lực chuyên môn về các kỹ thuật liên quan.
- Trước khi luồn chi khâu phẫu thuật qua vòng snare *BOBSnare*™, đảm bảo rằng kim khâu hoặc mũi chụp kim khâu đã được lấy ra khỏi các đầu chi khâu.
- Người dùng có trách nhiệm thái độ dụng cụ và bao bì phù hợp với các quy định hiện hành và quy trình của bệnh viện.
- Vòng snare *BOBSnare*™ phải được kéo chặt xung quanh chi khâu phẫu thuật để đảm bảo độ căng và khả năng gài khớp nhất quán của chi khâu phẫu thuật và vòng snare. Chi khâu không căng có thể dẫn đến mất khả năng kiểm soát tại vị trí mô và chảy máu.

THẬN TRỌNG

- Không sử dụng dụng cụ *BOBSnare*™ nếu dụng cụ không thực hiện tốt chức năng được thiết kế hoặc bị hư hỏng. Trình tác động cơ học hoặc ứng suất quá mức làm tổn dụng cụ.
- Khi thao tác dụng cụ *BOBSnare*™, cần cẩn thận để tránh làm hỏng dụng cụ.
- Đảm bảo thực hiện đúng các kỹ thuật phẫu thuật, bao gồm tạo ra vết cắt mô thích hợp, cẩn thiết xử lý mô và chi khâu phẫu thuật cho việc sử dụng dụng cụ *BOBSnare*™.
- Người dùng cần xác nhận mức độ phù hợp của lực giữ chi khâu phẫu thuật.
- Kiểm tra và đảm bảo cầm máu và/hoặc kiểm soát mô đúng cách khi có định chi khâu phẫu thuật và sau đó khi thích hợp.
- Trước khi các dụng cụ và phụ kiện từ các nhà sản xuất khác nhau được dùng cùng nhau trong một quy trình, xác nhận tính tương thích và bảo đảm rằng chức năng không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, cần đảm bảo rằng việc cách ly điện hoặc nối đất không bị ảnh hưởng.
- Chỉ sử dụng với chi khâu polypropylene 2-0, polyester 2-0 LSI SOLUTIONS® hoặc LS-5™ ePTFE. Tránh giữ chi khâu phẫu thuật ở mức căng quá mức vì làm vậy có thể khiến chi khâu bị đứt hoặc cắt qua mô hoặc gây thiếu máu cục bộ hoặc nghẹt mô theo thời gian do chi khâu phẫu thuật bị căng.
- Độ căng của chi khâu không đủ có thể làm cản trở gốc nhai phẫu thuật, khiến việc thiết lập trường phẫu thuật không được đúng cách, mất kiểm soát mô, chảy máu hoặc rò rỉ.
- Đầu lumen kẹp của dụng cụ *BOBSnare*™ chiếm một khoảng nhỏ giữa vị trí mô đích và dây của nút buộc bằng tay hoặc chốt titan. Khi điều chỉnh dụng cụ *BOBSnare*™ trên chi khâu phẫu thuật, đảm bảo rằng chiều dài vấu chi khâu đủ để bù trừ khi lấy dụng cụ ra. Xác minh rằng chi khâu phẫu thuật có chiều dài thích hợp sau khi thao dụng cụ *BOBSnare*™.

HÌNH 6

Lực lumen kẹp *BOBSnare*™ *(vấn bản ở chẵn Hình 6)*

*Cần cảnh dục cu *BOBSnare*™ cho Thuyết A: Đầu lumen kẹp *BOBSnare*™; B: LS-5™ ePTFE được có định bằng nút buộc bằng tay; C: LSI SOLUTIONS® 2-0 polyester được có định bằng nút buộc bằng tay; D: LS-5™ ePTFE được có định bằng chốt titan.*

*Bác sĩ phẫu thuật phải dự đoán và tính đến độ dày của phần đầu dụng cụ *BOBSnare*™ khi xác định chiều dài vòng chi khâu thích hợp trước khi thao dụng cụ.*

HÌNH 7

	Lực giữ vòng snare gắn đúng đối với dụng cụ <i>BOBSnare</i>™ của LSI SOLUTIONS®	
Kích cỡ và loại chi khâu		Lực giữ trung bình (kgf)
LSI SOLUTIONS® Polypropylene 2-0		0,217
LSI SOLUTIONS® Polyester 2-0		0,381
LS-5™ ePTFE		0,338

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG DỤNG CỤ <i>BOBSnare</i> ™	CUNG CẤP: VÔ TRÙNG		
	ĐẶT HÀNG LAI	SẢN PHẨM	MÔ TẢ
Hình ảnh X 12	Số tham chiếu 082000	Dụng cụ <i>BOBSnare</i>™ , 30 cm	<i>(1) Hộp (12) dụng cụ <i>BOBSnare</i>™</i>

简体中文

***BOBSnare*™ 装置技术指南译文**

注：请参阅 *BOBSnare*™ 装置技术指南，以获取示意图及产品订购信息

🔒 1 在使用前请仔细阅读产品说明书

图1

***BOBSnare*™ 装置说明**

BOBSnare™ 装置临时固定手术缝合线，以便于评估长度，并在部署钛紧固件或手工打结期间稳定手术缝合线。*BOBSnare*™ 装置包含一个可调节尺寸的 2-0 绿色聚酯缝合线圈套环 ①，用于固定淡紫色塑料目标 ②。圈套环从紫色双腔尖端 ③ 延伸出去，并通过透明柔性管 ④ 进入缝合线夹 ⑤。锁定和解锁缝合线夹可调节圈套环上的张力，在移除淡紫色目标后，从目标组织引出的手术缝合线的两端穿过圈套环。在置入双腔尖端的同时，可调节手术缝合线以调整张力和张力，当确定所需的手术缝合线长度和张力时，拉动圈套按钮 ⑥，即可将圈套环收紧在双腔尖端处的手术缝合线上。可按下缝合线夹上的背部闭合区 ⑦ 以锁定圈套环，暂时保持手术缝合线的长度和张力，以便观察和评估。向前按压双翼片 ⑧ 并向下按压前向释放区 ⑨ 可释放圈套环，以便根据需要进行重新调整手术缝合线。当确认手术缝合线长度和张力适当时，可使用钛紧固件或通过手工打结永久固定手术缝合线。缝合线固定后，可释放圈套环，从手术部位取下 *BOBSnare*™ 装置。

适应症

BOBSnare™ 装置适用于在手术期间临时固定 LSI SOLUTIONS® 2-0 聚丙烯、2-0 聚酯或 LS-5™ 膨体聚四氟乙烯缝合线。

装載

注：不再使用时，从手术区域移除装置包装和组件，并按照医院政策进行处置。

1 从 *BOBSnare*™ 装置的圈套环中推出并取下淡紫色塑料目标。（**文本位于第 2 页第 1 张图像的左侧**）

2 将圈套环下放到目标组织部位附近的无菌表面附近，以避免手术缝合线从圈套环中脱出。（**文本位于第 2 页第 2 张图像的左侧**）

3 将手术缝合线的两端穿过圈套环。

注：在将缝合线穿过圈套环之前，确保从手术缝合线中取出针或计帽并妥善处置。

取出和处置

（**文本位于第 2 页第 3 张图像的左侧**）

4 将圈套按钮拉离缝合线夹，同时稍微降低双腔尖端，以便将圈套环部分收紧在手术缝合线上。（**文本位于第 2 页第 4 张图像的左侧**）

***BOBSnare*™ 装置闭合/打开**

闭合 🔒

5 将双腔尖端滑过手术缝合线，直至形成适当的手术缝合线张力和组织接触。然后拉动圈套按钮，将圈套环收紧在手术缝合线上。

注：可使用手术钳或抓钳等标准手术工具将双腔尖端引导至目标组织。（**文本位于第 3 页第 1 张图像的左侧**）

6 按下带纹理的背部闭合区以闭合缝合线夹，将缝合线夹持区的内部结构扣合其中，并使缝合线夹处于夹束的闭合位置，从而将手术缝合线固定在双腔尖端处。（**文本位于第 3 页第 2 张图像的左侧**）

解锁 🔓 **夹束**

打开 🔓

7 向前拉动两个白色双翼片并向下按压带纹理的前向释放区，使缝合线夹处于未夹束的打开位置，打开缝合线夹。

注：如需要，可重复步骤 5 和步骤 6，重新调整手术缝合线张力。（**文本位于第 3 页第 3 张图像的左侧**）

8 通过松开圈套环并使其绕过钛紧固件或手工打结，然后回到 *BOBSnare*™ 装置将其取下。

注：可使用手术钳或抓钳等标准手术工具，松开圈套环并使其绕过钛紧固件或手工打结。（**文本位于第 3 页第 4 张图像的左侧**）

解锁 🔓 **打开**

图2

打开

缝合线夹的剖面图（如上图和下图所示）旨在展示双翼片锁定机构和内部缝合线夹持区域。

图3

闭合

图4

图5

图6

***BOBSnare*™ 装置技术提示**

解锁 🔓 **打开**（**文本位于图 4 顶部**）

图4

锁定 🔒 **夹束**（**文本位于图 5 顶部**）

图5

禁忌症

• 无已知禁忌症。

警告

- 联邦法律限制本装置由医生销售、分销和使用，或遭医商销售、分销和使用。
- 手术只能在受过足够训练并熟悉此技术资质的医生进行。此外，在进行开放或微创手术之前，应参阅医学文献中有关技术、开发及危害的信息。
- 使用本产品前，请阅读并熟悉所有说明、警告和注意事项。
- 请勿对手术缝合线施加过大的张力。过度张紧缝合线可损坏或撕裂组织，导致出血、损伤目标部位附近的结构和/或导致缝合线断裂。
- 在室温下存放。避免长时间暴露于高温下。
- 请勿重复灭菌。*BOBSnare*™ 装置的设计仅供单个患者使用。请勿重复使用、重新加载、重复处理或重新灭菌此产品。*BOBSnare*™ 装置在清洗或其他重复处理后的性能尚未经过验证，并且 LSI SOLUTIONS® 不支持此类操作。重复使用、重复处理或重新灭菌可能损害装置的结构完整性和/或产生装置污染的风险。这可能导致患者受伤、患病或死亡。
- 如包装或产品损坏，请勿使用。丢弃任何打开的（非密封）、未使用的、过期的或损坏的产品。
- 敏感组织结构直接接触异物可能导致组织损伤或损害。
- 组织长时间保持紧张状态可能导致组织缺血或损伤。本装置供受过相关技术培训并具有相关能力的操作人员在手术过程中临时使用。
- 在将手术缝合线穿过 *BOBSnare*™ 圈套环之前，确保从缝合线末端取下任何针或计帽。
- 使用者有责任按照适用法规和医院程序处理装置和包装。
- 必须将 *BOBSnare*™ 圈套环收紧在手术缝合线上，以确保手术缝合线和圈套环张紧并一致接触。缝合线失去张力可能导致组织部位失去控制并出血。

注意事项

- 如果 *BOBSnare*™ 装置无法正常发挥其预期功能或出现物理性损坏，请勿使用。避免机械冲击或装置过载。
- 操作 *BOBSnare*™ 装置时，应小心避免损坏装置。
- 确保根据要求采用适当的手术技法，包括进行适当的组织咬合，以便操作组织和手术缝合线供 *BOBSnare*™ 装置使用。
- 使用者应确认手术缝合线夹持力是否足够。
- 在固定手术缝合线之后，适当时，检查并确保止血和/或适当的组织控制。
- 在手术中合并使用不同制造商生产的器械及配件之前，先验证兼容性并确保功能未受到损坏。此外，确保电气隔离或接地不会受到影响。
- 只能与 LSI SOLUTIONS® 2-0 聚丙烯、2-0 聚酯或 LS-5™ 膨体聚四氟乙烯缝合线配合使用。
- 避免对手术缝合线施加过大的张力，这可能导致缝合线撕裂或切开组织，或随着时间推移，因张紧的手术缝合线而导致缺血或组织损伤。
- 缝合线张力不足会导致手术视野观察受阻、手术区域设置不当、组织失去控制、出血或渗漏。
- BOBSnare*™ 装置双腔尖端在目标组织部位和手工打结或钛紧固件底部之间占有一小部分空间。在手术缝合线上调整 *BOBSnare*™ 装置时，确保缝合线长度为移除装置作出补偿。取出 *BOBSnare*™ 装置后，确认手术缝合线长度合适。

图6

***BOBSnare*™ 双腔尖端**（**文本位于图 6 底部**）

BOBSnare™ 装置特写图示，**A**: *BOBSnare*™ 双腔尖端；**B**: 手工打结固定的 *LS-5™* 膨体聚四氟乙烯；**C**: 手工打结固定的 *LSI SOLUTIONS®* 2-0 聚酯；**D**: 钛紧固件固定的 *LS-5™* 膨体聚四氟乙烯。

在取出装置前确定适当的缝合线圈套环长度时，外科医生必须预期到 *BOBSnare*™ 装置尖端的厚度并进行补偿。

图7

<i>BOBSnare</i> ™ 装置 LSI SOLUTIONS® 近似圈套环夹持力	
缝合线尺寸和类型	平均 夹持力 (kgf)
LSI SOLUTIONS® 2-0 聚丙烯	0.217
LSI SOLUTIONS® 2-0 聚酯	0.381
LS-5™ 膨体聚四氟乙烯	0.338

图8

图9

<i>BOBSnare</i> ™ 装置产品订购		供货方式：无菌	
	再次订购	产品	说明
图像 X 12	货号 082000	<i>BOBSnare</i> ™ 装置，30 cm	(1) 盒 (12) 件 <i>BOBSnare</i> ™ 装置

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17

图18

图19

图20

图21

图22

图23

图24

图25

图26

图27

图28

图29

图30

图31

图32

图33

图34

图35

图36

图37

图38

图39

图40

图41

图42

图43

图44

图45

图46

图47

图48

图49

图50

图51

图52

图53

图54

图55

图56

图57

图58

图59

图60

图61

图62

图63

图64

图65

图66

图67

图68

图69

图70

图71

图72

图73

图74

图75

图76

图77

图78

图79

图80

图81

图82

图83

图84

图85

图86

图87

图88

图89

图90

图91

图92

图93

图94

图95

图96

图97

图98

图99

图100

图101

图102

图103

图104

图105

图106

图107

图108

图109

图110

图111

图112

图113

图114

图115

图116

图1