

COACAL

Reactivo calibrador

Cat. No.	Presentación
GN 1115	3x 1.0 mL

Agente de diagnóstico para uso in Vitro

USO PREVISTO:

El calibrador COACAL de RAL se utiliza para calibrar las pruebas de coagulación de tiempo de protrombina (PT) y de coagulación de Fibrinógeno.

REACTIVO:

El calibrador COACAL de RAL es una preparación liofilizada de plasma humano que contiene solución tampón de fosfatos (100 mmol) y conservantes (azida de sodio 0.1 %).

PRECAUCIONES EN EL MANEJO:

No ingerir. Evitar contacto con piel, ojos o ropa.

El material de origen de este producto se ha analizado y comprobado que es negativo para anticuerpos de HIV y HCV y para antígenos de superficie de la Hepatitis B mediante métodos analíticos aprobados.

Sin embargo, no se conoce ningún método de prueba que cuenta garantizar que productos derivados de la sangre humana estén libres de agentes infecciosos. Por lo que se debe manipular este material con las mismas precauciones de seguridad empleadas al manipular material biológico potencialmente infeccioso.

No emplear si el calibrador ha caducado.

Evitar la contaminación de calibrador.

REPARACIÓN DE REACTIVO:

Reconstituir el calibrador COACAL con 1.0 mL de agua destilada de grado reactivo.

Agitar suavemente el vial para mezclar el contenido sin invertirlo. Dejarlo reposar a temperatura ambiente durante un mínimo de 60 minutos antes de usar para asegurar una completa rehidratación de contenido.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD:

Conservar a 2 – 8°C.

El calibrador reconstituido es estable durante 4 horas cuando se conserva cerrado a 20 °C.

PROCEDIMIENTO:

El calibrador COACAL es analizado del mismo modo que el plasma fresco sea citratado extraído del paciente para determinar el tiempo de la protrombina y la concentración de Fibrinógeno. Consultar las instrucciones de cada prueba.

RESULTADOS:

Influencias como el tipo de reactivo, valor del ISI del reactivo PT, metodología, instrumentación y técnica pueden afectar a los resultados de la prueba.

Ver los valores de calibración en la etiqueta del vial.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Miale, JB, Laboratory Medicine, Hematology, CN Mosbey Co., St Louis (1997)
2. Sirridge MS, Laboratory Evaluation of Hemostasis, Lea & Febiger, Philadelphia (1967)
3. Loeliger EA, Hemker HA, Thromb Diathes Haemo 40 p359 (1969)

	Fabricante: RAL TECNICA PARA EL LABORATORIO, S.A. Av. Mare de Déu de Montserrat 51 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - España
	PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO
	CONSERVAR A 2 - 8° C
	LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO