

APPLICATION



viXion connect



アプリダウンロードはこちら

専用スマートフォンアプリ「ViXion Connect」をインストールし、ViXion2 ProをBluetooth®接続することで初期設定やより詳細な製品カスタマイズが簡単に行えます。

By installing the dedicated smartphone app “ViXion Connect” and connecting ViXion2 Pro via Bluetooth®, you can easily perform initial setup and more detailed product customization.

安装专用智能手机应用程序“ViXion Connect”，并通过 Bluetooth(R) 连接 ViXion2 Pro，即可轻松完成初始设置和更详细的产品自定义。

安裝專用智慧型手機應用程式「ViXion Connect」，並透過 Bluetooth (R) 連接 ViXion2 Pro，即可輕鬆完成初始設定與更詳細的產品客製化。

2026年4月現在、ViXion Connectは日本国内にてご利用いただけます。

As of April, 2026, ViXion Connect is available for use within Japan. For other countries and regions, we will consider potential future launch.

截至2026年4月，ViXion Connect仅限在日本国内使用。关于日本以外的国家和地区，我们将在未来予以探讨。

截至2026年4月，ViXion Connect僅限於日本國內使用。至於日本以外的國家及地區，我們將會在未來進一步探討。

ViXion2

PRO

スタートアップガイド

STARTUP GUIDE


启动指南／啟動指南

ViXion _

同梱物

In The Box

包装内容 / 包裝內容



① ViXion2 Pro

② アウターフレーム(本体に装着)
Outer frame (attached to the main unit)
外框(已安装在主机上) / 外框(已安装於主机上)

③ 専用ケース
Carrying case
专用收纳盒 / 專用收納盒

④ 充電用USB Type-C ケーブル
USB Type-C charging cable
USB Type-C 充电线 / USB Type-C 充電線

⑤ レンズクロス
Lens cleaning cloth
镜头清洁布 / 鏡頭清潔布

⑥ フレームバンド
Frame Band
镜架绑带 / 鏡架綁帶


⑦ 交換用鼻パッド
Replacement Nose Pads
更换用鼻托 / 更換用鼻托

⑧ スタートアップガイド(本書)
Startup Guide (this guide)
快速入门指南(本指南) / 快速入門指南(本指南)

⑨ 製品保証書
Product Warranty
产品保修卡 / 產品保證書

充電

Charging
充电 / 充電



本体の充電端子(A)に付属品のUSB Type-C ケーブルをさし、電源ランプが青に点灯したら充電完了です。

Insert the included USB Type-C cable into the main unit's charging port (A). Charging is complete when the power indicator lights up blue.

將隨附的 USB Type-C 線纜插入主機的充電接口 (A)，當電源指示燈亮起藍色時，即表示充電完成。

將隨附的 USB Type-C 纜線插入主機的充電端口 (A)，當電源指示燈亮起藍色時，即表示充電完成。


残量 LEVEL 电量 / 電量	使用中 IN USE 使用中 / 使用中	充電中 CHARGING 充电中 / 充電中
 100%	緑点灯 Solid green 绿色常亮 / 綠色常亮	青点灯 Solid blue 蓝色常亮 / 藍色常亮
 51 - 99%	緑点灯 Solid green 绿色常亮 / 綠色常亮	緑点滅 Flashing green 绿色闪烁 / 綠色閃爍
 21 - 50%	燈点灯 Solid orange 橙色常亮 / 橙色常亮	燈点滅 Flashing orange 橙色闪烁 / 橙色閃爍
 0 - 20%	燈点滅(高速) Fast-flashing orange 橙色快速闪烁 / 橙色快速閃爍	燈点滅 Flashing orange 橙色闪烁 / 橙色閃爍

ご使用の準備

Getting Started

使用前準備 / 使用前準備

①




- ① かけ心地に合わせて鼻パッドを前後・左右に優しく折り曲げ、幅を調整してください。

Gently bend the nose pads forward/backward and left/right to adjust the width for a comfortable fit.

请根据佩戴舒适度，轻轻向前 / 后、向左 / 右弯曲鼻托，以调整宽度。

請依照配戴舒適度，輕輕向前 / 後、向左 / 右彎曲鼻墊，以調整寬度。

②




- ② 耳の形に合うよう、つるを少しずつ曲げてください。形状記憶性能を損なう恐れがあるため過度に折り曲げないようご注意ください。

Gradually bend the temples to fit the shape of your ears. Do not bend them excessively, as this may impair the shape-memory properties.

请根据耳朵的形状逐步弯曲镜腿。请勿过度弯折，以免影响其记忆形状性能。

請依照耳朵的形狀逐步彎曲鏡腿。請勿過度彎折，以免影響其形狀記憶性能。

③



- ③ ViXion2 Proを装着し、片目を閉じます。1mほど離れた目標物を見ながらフォーカスレンズを左右にスライドし、黒い枠の中心に目標物が見えるようにしてください。もう片方のレンズも同様に調整してください。左図のように両目の視野の円が一つに重なって見えたら位置調整は完了です。

Put on ViXion2 Pro and close one eye. While looking at a target object about 1 meter away, slide the focus lens left and right until the target appears centered within the black frame. Adjust the other lens in the same way. When the circular fields of view from both eyes overlap into one, as shown in the illustration on the left, the position adjustment is complete.



佩戴 ViXion2 Pro，并闭上一只眼睛。注视约 1 米远的目标物体，同时左右滑动对焦镜片，使目标物体位于黑色框的中心。另一侧镜片请以同样方式进行调整。如左图所示，当双眼的圆形视野重合为一个时，即表示位置调整完成。

配戴 ViXion2 Pro，並閉上一隻眼睛。注視約 1 公尺遠的目標物，同時左右滑動對焦鏡片，使目標物位於黑色框的中心。另一側鏡片請以相同方式進行調整。如左圖所示，當雙眼的圓形視野重疊為一個時，即表示位置調整完成。

度数の調整

Lens Power Adjustment

度数调节 / 度数調整



片方の目を閉じて、開いている方の目で1mほど離れた目標物を見てください。視界がはっきり合うところまでレンズを前後どちらかの方向に倒し続けてください。レバーを動かしている間は通知音が鳴ります。同様の調整を反対の目でも行くと、度数の調節は完了です。レバーを離すとオートフォーカスモードになり、設定が記憶されるので次回以降は設定は不要です。

Close one eye and look at a target about 1m away. Keep tilting the lever forward or backward until the image is in clear focus. You will hear a beep while the lever is in use. Repeat for the other eye to complete the adjustment. Releasing the lever activates auto-focus mode and saves your settings for future use.


閉上一只眼睛，用睁开的那只眼睛注视约 1 米远的目标物体。将调节杆向前或向后倾斜，直到视野清晰为止。在操作调节杆的过程中会发出提示音。以同样方式对另一只眼睛进行调整，即可完成度数调节。松开调节杆后，将切换至自动对焦模式，并记忆设置，之后无需再次调整。

閉上一隻眼睛，用睜開的那隻眼睛注視約 1 公尺遠的目標物。將調整桿向前或向後傾斜，直到視野清晰為止。在操作調整桿的過程中會發出提示音。以相同方式對另一隻眼睛進行調整，即可完成度數調整。鬆開調整桿後，將切換為自動對焦模式，並記憶設定，日後無需再次調整。

つるの チルト機構の調整

Temple Tilt Adjustment

鏡腿傾斜機構調節 / 鏡腳傾斜機構調節




最大30°まで、つるのチルトパーツの角度を調整することができます。


下方を長時間見る場合などで首や肩への負担を軽減することができます。

The temple tilt is adjustable up to 30°. This helps reduce strain on the neck and shoulders when looking downward for long periods.

鏡腿の傾斜角度最大可調節30°。
在長時間低頭注視等情況下，有助於減輕頸部和肩部的負擔。





鏡腳的傾斜角度最大可調節30°。
在長時間低頭注視等情況下，有助於減輕頸部和肩部的負擔。



アウターフレームの 着脱方法

Attach and Detach the Outer Frame

外框的安装与拆卸方法 / 外框的安裝與拆卸方法



取りはずし方 Detach

- ① つるをたたんだ状態でアウターフレームの端を指でつまみ、本体から離します。反対側も同様にはずしてください。

Fold the temples, then pinch the edge of the outer frame and pull it away from the main unit. Repeat on the other side.

在镜腿折叠的状态下，用手指扣住外框的边缘，将其从主机上取下。另一侧也请以同样方式拆卸。

在鏡腳折疊的狀態下，用手指扣住外框的邊緣，將其從主機上取下。另一側也請以相同方式拆卸。

- ② 左図のようにアウターフレームを下に向かって傾けると簡単に取りはずすことができます。

Tilting the outer frame downward, as shown in the illustration, makes it easier to remove.

如左图所示，将外框向下倾斜即可轻松取下。

如左圖所示，將外框向下傾斜即可輕鬆取下。

取り付け方 Attach

- ① 鼻パッド下の凹みにアウターフレームの突起を合わせて中心を揃えたら、まっすぐ押し込んでください。

Align the protrusion at the bottom of the outer frame with the recess below the nose pads. Once centered, press the top of the outer frame straight into the main unit.

将外框的凸起对准鼻托下方的凹槽并对齐中心，然后垂直按入。

將外框的凸起對準鼻墊下方的凹槽並對齊中心，然後垂直按入。

- ② アウターフレームの端部をカチッと音が鳴るまで本体に押し込んでください。

Press each edge of the outer frame into the main unit until it clicks into place.

将外框的端部按入主机，直到听到“咔哒”一声。

將外框的端部按入主機，直到聽到「喀噠」一聲。

安全上のご注意

- ・ 本製品をかけた状態で車や自転車等の運転はしないでください。
- ・ 早い動作をするときやスポーツ等では使用しないでください。
- ・ 充電中は使用しないでください。
- ・ 本製品は防水ではありません。水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。
- ・ 50℃以上の高温環境でのご使用・保管はお控えください。
- ・ 本製品に異常を感じたときは直ちに顔からはずしてください。
- ・ 使用中気分が悪くなった場合には直ちに使用を中止してください。
- ・ 本製品は医療機器ではありません。

Cautions

- ・ Do not drive a car, ride a bicycle, or operate any vehicle while wearing this product.
- ・ Do not use in situations involving fast movement or sports.
- ・ Do not use the product while it is charging.
- ・ Not waterproof. Do not splash with water or immerse in liquid.
- ・ Avoid using or storing in environments exceeding 50°C (122°F).
- ・ Remove immediately if you notice any abnormality with the product.
- ・ Stop use immediately if you feel unwell.
- ・ This product is not a medical device.

安全注意事項

- ・ 佩戴本产品时，请勿驾驶汽车、自行车等交通工具。
- ・ 请勿在快速动作或进行运动时使用本产品。
- ・ 充电过程中请勿使用本产品。
- ・ 本产品不具备防水性能。请勿泼水或将其浸入水中。
- ・ 请避免在 50℃ 以上的高温环境中使用或存放本产品。
- ・ 如发现产品异常，请立即将其从脸上取下。
- ・ 使用过程中如感到身体不适，请立即停止使用。
- ・ 本产品不是医疗器械。

安全注意事項

- ・ 配戴本產品時，請勿駕駛汽車、自行車等交通工具。
- ・ 請勿在快速動作或進行運動時使用本產品。
- ・ 充電期間請勿使用本產品。
- ・ 本產品不具備防水性能。請勿潑水或將其浸入水中。
- ・ 請避免在 50℃ 以上的高溫環境中使用或存放本產品。
- ・ 如發現產品異常，請立即將其從臉上取下。
- ・ 使用過程中如感到身體不適，請立即停止使用。
- ・ 本產品非醫療器材。

取り扱い説明書や
よくある質問はこちら

User Manual & FAQ

使用说明书与常见问题 / 使用說明書與常見問題

