




Full Face Mask (F3) User Manual

CE0123

Components of Full Face Mask (F3)



A. Frame	H. Oxygen / Pressure Port Connector
B. Forehead pad	I. Anti-asphyxiation valve
C. Cushion	J. Exhaust holes
D. Headgear	K. Elbow "V" (transparent)
E. Connector	L. Elbow "NV1" (milky)
F. Stoppie	M. Elbow "NV2" (blue)
G. Swivel	N. Elbow "NV3" (green)

Full Face Mask (F3)

Thank you for choosing BMC's Full Face Mask (F3). F3 series have a standard 22 mm tapered that fit external connection to ventilator. This user manual provides you with complete the information you need for the proper use of Full Face Mask (F3). The Full Face Mask (F3) and accessories are not made with natural rubber latex or DEHP.

Intended Use

The Full Face Mask (F3) is intended to provide an interface for patients who have been prescribed CPAP or bi-level therapy.

The Full Face Mask (F3) is:

- to be used by adult patients (>66 lb / >30 kg) requiring non-life-support ventilator assistance.
- intended for single-patient use, for a maximum of seven days, in the hospital or institutional environment.

CAUTION: In the US, Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Contraindications





This mask should be used with caution for patients with following conditions:

- Facial deformity.
- Injured facial skin which will contact with the mask during use.

Before Using the Mask

Full Face Mask (F3) can be matched with four different elbows, leading four different uses situation. See the pictures for details.

CAUTION: It is important to use the correct elbow that matches the respiratory aid system. Please select the correct elbow before using it.

Elbow	V	NV1	NV2	NV3
Picture				
The ventilator systems can be used with	No separate exhalation device is required	Require separate exhalation device	Require separate exhalation device	Require separate exhalation device
Color	Transparent	Milky	Blue	Green
Whether have anti-asphyxiation valve (I)	Yes	Yes	No	No
Other feature (s)	/	/	/	Can be used to insert medical pipelines, such as endoscopic ducts (Tracheal intubation with an external diameter less than 8.0 mm)

WARNINGS


- This mask should only be used with CPAP or bi-level devices recommended by a physician or respiratory therapist.
- The mask should not be used unless the device is turned on. Once the mask is fitted, ensure the device is blowing air.
- Explanation of warning:** CPAP and bi-level devices are intended to be used with special masks (or connectors) which have vent holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the device is turned on and operating properly, the fresh air from the device flushes the exhaled air out through the attached mask exhalation port. However, when the device is not operating, the fresh air supplied through the mask is insufficient, and exhaled air may be re-inhaled. Rebreathing of exhaled air for more than several minutes may, in some circumstances, lead to suffocation. This applies to most models of CPAP or bi-level devices.
- At low CPAP pressures the flow through the exhaled port may be inadequate to clear all exhaled gas from the tube. Some rebreathing may occur.
- To minimize the risk of vomiting during sleep, the patient should avoid eating or drinking three hours before using the mask. This mask is not recommended if the patient is taking a prescription drug that may cause vomiting.
- F3 masks, used with elbow "NV1" (milky), elbow "NV2" (blue), elbow "NV3" (green), must be accompanied by a qualified caregiver. Because in extreme hypoxia and high carbon dioxide conditions, patients are either unable to wake up, or awake but unable to take off the mask.
- F3 masks, used with elbow "NV1" (milky), elbow "NV2" (blue), elbow "NV3" (green), can only be used with breathing equipment with alarm function, preventing problems such as low pressure, pipeline shedding, power

English / العربية

supply interruption, insufficient gas sources.

- The Exhaust holes (J) of elbow "V" (transparent) must be kept clear. Occlusion of the exhaust needs to be prevented to avoid having an adverse effect on the safety and quality of the therapy.
- Do not block or seal off the anti-asphyxiation valve when using with elbow "NV1" (milky) or elbow "NV2" (blue). Verify that the anti-asphyxiation valve is open when the airflow turned off, the anti-asphyxiation valve is closed when the airflow turned on.
- Not applicable for silicone-allergy user.
- This mask should not be used on patients who are uncooperative, unconscious, unresponsive, or unable to remove the mask.
- Using the mask may cause pain in the teeth, gums or jaw or aggravate existing dental conditions. If these conditions occur, consult your health care professional.
- When the patient is unable to remove the mask himself, the mask must be used under qualified supervision.
- Follow all precautions when using supplemental oxygen.
- Oxygen flow must be turned off when the CPAP or bi-level device is not operating, so that unused oxygen does not accumulate within the device enclosure and create a risk of fire.
- Oxygen supports combustion. Oxygen must not be used while smoking or in the presence of an open flame. Only use oxygen in a well-ventilated room.
- At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration varies, depending on the pressure settings, patient breathing pattern, mask, point of application and leak rate.
- The technical specifications of the mask are provided for your clinician to check if it is compatible with the CPAP or bi-level device. If used outside specification or if used with incompatible devices, the seal and comfort of the mask may not be effective, optimum therapy may not be achieved, and leak, or variation in the rate of leak, may affect the CPAP or bi-level device function.
- Stop using the Full Face Mask (F3) and consult your physician or sleep therapist, if you have ANY adverse reaction to the use of the mask.
- Refer to your CPAP or bi-level device manual for details on settings and operational information.
- Remove all packaging before using the mask.
- Images shown here are indicative only. If there is inconsistency between the image and actual product, the latter shall govern.
- Any serious incidents relating to the product should be reported to BMC and the competent authorities in your country.

Fitting the Mask



Note:
Taking F3 with elbow "NV1" as an example to show the wearing process.

Fitting the mask tips:

- Check and make sure that the elbow on the mask is the one that the patient needs. Then, pass the upper straps of the headgear through the installation hole of the mask as shown in the figure and secure it, repeat the process with the lower straps. (Fig.1)*
- Place the mask on the face and extend the headgear to the back of the head. Please confirm that the label on the back of the headgear faces outward when the headgear is worn. (Fig.2)*
- Bring the lower-half straps beneath the ear and encircle the face and then insert it into the fixed hook on the lower-half part of the mask frame. (Fig.3)*
- Extend the upper-half straps of the headgear as shown in the above figure until the mask is fixed properly. (Fig.4)*
- Repeat the process for the lower-half headgear as shown in the above figure until the mask is fixed properly. (Fig.5)*
- Turn on the device for the air supply. Attach the respiratory hose with the connector on the base of the mask. Adjust the position of the mask to confirm a tight seal. (Fig.6)*

CAUTIONS

- The elbow assembly can be disassembled from the frame assembly and changed, but only under the guidance of doctors.
- The elbow assembly of F3 series cannot be disassembled.
- The valve of elbow "V" and "NV1" cannot be disassembled, or damage may be incurred and the re-installation will become more difficult.
- Visual criteria for product inspection: If there is any visible deterioration of a mask component (cracking, crazing, tears, etc.), the component should be discarded and replaced.

Oxygen/Pressure Port Connector

There are two ports on the base of the mask for taking pressure readings and/or adding additional oxygen.

- Open the Stoppie (F).*
- Place the Oxygen and/or Pressure Tube firmly over the port(S).*

Note: The two ports are identical; either port may be used for oxygen or pressure measurement. Only remove the Stoppie from ports that are being used.

Cleaning the Mask

This mask is disposable and should be discarded if heavily soiled. If lightly soiled, the mask may be cleaned by wiping with a 70% v/v isopropyl alcohol swab. Do not disassemble any part of the mask except the elbow assembly.

Intended Clinical Benefit

- Improve patients’ quality of sleep.
- Improve patients’ compliance with therapy.

Storage


Ensure that the mask is thoroughly clean and dry before storing it for any length of time. Store the mask in a dry place out of direct sunlight.

Disposal

The mask does not contain any hazardous substances and may be disposed of with your normal household waste. For patients with transmissible diseases, the product shall be discarded as medical waste, otherwise it may cause the spread of disease.

English / العربية

Technical Specifications



Dead Space Information	Dead space is the empty volume of the mask up to the swivel. The dead space of the mask varies with cushion sizes but is less than 218 mL.
Therapy Pressure	4 to 30 cmH ₂ O
Resistance	Drop in Pressure measured (average for 3 sizes) at 50 L/min: 0.5 cmH ₂ O at 100 L/min: 1.0 cmH ₂ O
Anti-asphyxia tion valve (I) closed-to-atm osphere pressure (F3 with elbow "V" and "NV1")	≤ 2.8 cmH ₂ O
Anti-asphyxia tion valve(I) open-to-atmo sphere pressure (F3 with elbow "V" and "NV1")	≤ 2.8 cmH ₂ O
















Sound (Take the maximum noise of elbow "V")	DECLARED DUAL-NUMBER NOISE EMISSION VALUES in accordance with ISO 4871. The A-weighted sound power level of the mask is no more than 36 dBA. The A-weighted sound pressure level of the mask at a distance of 1 m is no more than 28 dBA.
Environmental Conditions	Operating temperature: +5°C to +40°C (41°F to 104°F) <p>Operating humidity: 0% to 93% relative humidity non-condensing</p> <p>Storage and transport temperature: -20°C to +55°C (-4°F to 131°F)</p> <p>Storage and transport humidity: 0% to 93% relative humidity non-condensing</p>
Date of Manufacture	See product label

Notes:

- F3 with elbow "NV2" and "NV3" do not have anti-asphyxiation valve.*
- This product is not made with natural rubber latex, PVC or phthalates such as DEHP, DBP or BBP.*

Symbols

System and Packaging

	Caution		Use-by date
	Authorized representative in the European Community		Not made with natural rubber latex
	Batch code		Importer
	Catalogue number		Model number
	Temperature limit		Made in China
	Humidity limitation		Medical device
	Manufacturer		Unique device identifier
	Do not re-use		

MANUFACTURER:
BMC MEDICAL CO., LTD.
Room 110 Tower A Fengyu Building, No. 115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
URL: en.bmc-medical.com
E-mail: intl@bmc-medical.com
Tel: +86-10-51663880

EU AUTHORISED REPRESENTATIVE:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726


English / العربية



Full Face Mask (F3) دليل المستخدم

CE0123

مكونات Full Face Mask (F3)



.A إطار	.H موصل منفذ الأكسجين/ الضغط
.B وسادة الجبهة	.I صمام مضاد للاختناق
.C وسادة القناع	.J فتحات العادم
.D حزام للرأس	.K كوع "V" (لون شفاف)
.E موصل	.L كوع "NV1" (لون لبني)
.F سدادة	.M كوع "NV2" (لون أزرق)
.G مفصل دوّار	.N كوع "NV3" (لون أخضر)

Full Face Mask (F3)

شكراً لك على اختيار Full Face Mask (F3) من شركة BMC، تتميز سلسلة أقبعة F3 بقطر مخروطي قياسي 22 مم يناسب التوصيل الخارجي بجهاز التنفس الصناعي، يوفر لك دليل المستخدم هذا المعلومات الكاملة التي تحتاجها للاستخدام الصحيح لقناع الوجه الكامل (F3).

لا تُصنع Full Face Mask (F3) والملحقات من مادة مطاط اللاتكس الطبيعي أو مادة ثنائي (2-إيثيلهكسيل) الفثالات

الاستخدام المقصود

Full Face Mask (F3) يهدف إلى توفير وسيلة إنصال للمرضى الذين تم وصف جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر لهم أو العلاج ثنائي المستوى.

يُستخدم Full Face Mask (F3) فيما يلي:

- يمكن أن يستخدمه المرضى البالغين (>66 رطل / >30 كجم) الذين يحتاجون إلى مساعدة جهاز التنفس الصناعي غير الداعم للإنفاس.
- مخصص للاستخدام من قبل مريض واحد، لمدة أقصاها سبعة أيام، في المستشفى أو البيئة المؤسسية.

تنبيه: يقتصر القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة، على بيع هذا الجهاز من قبل طبيب أو بناءً على أمره.

موانع الاستعمال

- يجب استخدام هذا القناع بحذر للمرضى الذين يعانون من الحالات التالية.
- وجود تشوهات في الوجه.
- وجود إصابة في بشرة الوجه قد تتلامس مع القناع أثناء الاستخدام.

قبل استخدام القناع

يمكن مطابقة قناع الوجه الكامل (F3) مع أربعة وصلات أنواع مختلفة، مما يوضح وجود أربعة حالات باستخدامات مختلفة، راجع الصور للحصول على مزيد من التفاصيل.

تنبيه: من المهم استخدام الكوع المناسب الذي يتوافق مع نظام المساعدة التنفسية، يرجى تحديد الكوع المناسب قبل استخدامها.

كوع	V	NV1	NV2	NV3
الصورة				
يمكن استخدام القناع الصناعي مع	لا يلزم وجود جهاز رفير منفصل	يتطلب وجود جهاز رفير منفصل	يتطلب وجود جهاز رفير منفصل	يتطلب وجود جهاز رفير منفصل
اللون	شفاف	لبني	أزرق	أخضر
هل يوجد صمام مضاد للاختناق (I)	نعم	نعم	لا	لا
ميزات أخرى	/	/	/	يمكن استخدامه لإدخال الأنابيب الطبية، مثل القنوات التنظيرية (التنبيب الرغامي بقطر خارجي أقل من 8.0 مم)


التحذيرات

- يجب استخدام هذا القناع فقط مع جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، أو الأجهزة ثنائية المستوى التي يوصي بها الطبيب أو المعالج.
- لا ينبغي استخدام القناع إلا إذا تم تشغيل الجهاز، وبمجرد تركيب القناع، تأكد من أن الجهاز ينفث الهواء.
- تنويه التحذيرات:** صُممت أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر والأجهزة ثنائية المستوى للاستخدام مع أقبعة خاصة (أو موصلات) بها فتحات تهوية للسماح بتدفق مستمر للهواء خارج القناع، عندما يتم تشغيل الجهاز بشكل ملائم، يقوم الهواء البقي من الجهاز بطرد الهواء الزفير من خلال منفذ الزفير الموجود في القناع، ومع ذلك، عندما لا يعمل الجهاز، يكون الهواء البقي المروود من خلال القناع غير كافي، وقد يتم إعادة استنشاق الهواء الزفير، مما قد يؤدي إلى إعادة تنفس الهواء الزفير لأكثر من عدة دقائق، وينتج عن ذلك في بعض الحالات، حدوث الاختناق، ينطبق هذا الأمر على معظم طرازات أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الأجهزة ثنائية المستوى.
- عند انخفاض ضغط جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، قد يكون التدفق عبر منفذ الزفير غير كافي لإزالة كل الغاز الزفير من الأنوب، وقد يحدث إعادة التنفس.
- لتقليل خطر حدوث الفقي أثناء النوم، يجب على المريض تجنب تناول المأكولات أو المشروبات لمدة ثلاث ساعات قبل استخدام القناع؛ لا ينصح باستخدام هذا القناع إذا كان المريض يتناول دواءً موصوفاً قد يسبب الفقي.
- يجب أن يرافق أقبعة F3، المستخدمة مع الكوع "NV1" (ذو اللون الحليبي) والكوع "NV2" (ذو اللون الأزرق)، والكوع "NV3" (ذو اللون الأخضر)، مقدم رعاية مؤهل، لأنه في ظروف نقص الأكسجين الشديد وارتفاع ثاني أكسيد الكربون، يكون المرضى إما غير قادرين على الاستيقاظ، أو مستيقظين ولكن غير قادرين على نزع القناع.
- لا يمكن استخدام أقبعة F3، مع الكوع "NV1" (ذو اللون اللبني)، والكوع "NV2" (ذو اللون الأزرق)، والكوع "NV3" (ذو اللون الأخضر)، إلا مع وجود معدات التنفس المزودة بوظيفة الإنذار، مما يمنع حدوث مشاكل مثل انخفاض الضغط، وتسرب خط الأنابيب، وانقطاع التيار الكهربائي، ومضاد الغاز غير الكافية.
- يجب أن تظل فتحات العادم (3) الخاصة بالكوع "V" (ذو اللون الشفاف) واضحة، ويجب منع انسداد العادم لتجنب التأثير سلّتا على سلامة وجودة العلاج.
- لا تقم بتجيب أو إغلاق صمام مضاد للاختناق عند استخدامه مع الكوع "NV1" (ذو اللون الحليبي) أو الكوع "NV2" (ذو اللون الأزرق)، وتأكد من أن صمام مضاد للاختناق مفتوح عند إيقاف تدفق الهواء، وتأكد من إغلاقه عند تشغيل لدفق الهواء.

English / العربية

- لا يستخدمه المرضى الذين يعانون من حساسية السيليكون.
- لا ينبغي استخدام هذا القناع على المرضى غير المتعاونين أو فاقدى الوعي أو غير المستجيبين أو غير القادرين على إزالته.
- قد يؤدي استخدام القناع إلى حدوث ألم في الأسنان أو اللثة أو الفك أو تفاقم مشاكل الأسنان الموجودة حالياً، وفي حالة حدوث هذه الحالات، استشر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
- عندما لا يتمكن المريض من إزالة القناع بنفسه، يجب استخدام القناع تحت إشراف مؤهل.
- اتب كافة الاحتياطات عند استخدام الأكسجين التكميلي.
- يجب إيقاف تدفق الأكسجين في حالة عدم عمل جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى، حتى لا يتراكم الأكسجين غير المستخدم داخل حاوية الجهاز ويتسبب في خطر نشوب حريق.
- يساعدالأكسجين على عملية الاحتراق، ولا يجب استخدامه عند التدخين أو في وجود لهب مكشوف، استخدم الأكسجين فقط في غرفة جيدة التهوية.
- يتمعد تدفق ثابت فيما يتعلق بالأكسجين الإضافي، يتخلف تركيز الأكسجين والمستنشق اعتماداً على إعدادات الضغط ونمط تنفس المريض والقناع ونمط التطبيق ومعدل التسرب.
- تتوفر المواصفات الفنية للقناع ليتمكن طبيبك من التحقق من توافق مع جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى، وفي حالة استخدامه خارج المواصفات أو إذا تم استخدامه مع أجهزة غير متوافقة، فقد لا يوفر إغلاقاً محكماً وراحة عند ارتدائه، وقد لا يتم تحقيق العلاج الأمثل، وقد يؤثر التسرب أو الاختلاف في معدل التسرب على وظيفة جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى.
- توقف عن استخدام Full Face Mask (F3)، واستشر طبيبك أو خبير تقنيات النوم إذا كان لديك أي رد فعل سلبي نتيجة استخدام القناع. راجع دليل جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى للحصول على تفاصيل حول الإعدادات ومعلومات حول التشغيل.
- قم بإزالة جميع التطبيقات قبل استخدام القناع.
- الصور المعروضة هنا هي إرشادية فقط، في حالة وجود تناقض بين الصورة والمنتج الفعلي، فسيتم اعتماد الأخير.
- يجب الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تتعلق بالمنتج إلى شركة BMC والسلطات المختصة في بلدك.

تركيب القناع



ملاحظات:

ُرجى أخذ أقبعة F3 مع الكوع "NV1" كتمثال توضيحي لعملية الارتداء.

خطوات تركيب القناع:

- تأكد من أن الكوع الموجود على القناع هو الذي يحتاجه المريض، تم من الأشرطة العلوية لحزام الرأس من خلال فتحة تركيب القناع كما هو موضح في الشكل رقم بنسبة، كر العملية مع الأشرطة السفلية. (الشكل رقم 1)*
- ضع القناع على الوجه ومد حزام الرأس إلى الجزء الخلفي من الرأس، يرجى التأكد من أن الملتصق الموجود على الجزء الخلفي من حزام الرأس يواجه الجزء الخارجي عند ارتدائه. (الشكل 2)*
- قم بإدخال الأشرطة في النصف السفلي أسفل الأذن ولفها حول الوجه ثم ادخلها في الخطاق الثابت في الجزء السفلي من إطار القناع. (الشكل 3)*
- قم بتعديل الأشرطة الموجودة في النصف العلوي من حزام الرأس كما هو موضح في الشكل أعلاه حتى يتم تثبيت القناع بشكل صحيح. (الشكل 4)*
- كر العملية بالنسبة للجزء السفلي من حزام الرأس كما هو موضح في الشكل أعلاه حتى يتم تثبيت القناع بشكل صحيح. (الشكل 5)*
- قم بتشغيل جهاز إمداد الهواء، تم قم بتوصيل خطوط الجهاز بالتنفس بالموصل الموجود على قاعدة القناع، تم اضبط موضع القناع للتأكد من إحكام القلق. (الشكل 6)*

تحذيرات

- يمكن تفكيك مجموعة الكوع من مجموعة الإطار وتغييرها، ولكن لا يتم ذلك إلا تحت إشراف الأطباء.
- لا يمكن تفكيك مجموعة الكوع لسلسلة أقبعة F3.
- لا يمكن تفكيك صمام الكوع "V" و"NV1"، أو قد يحدث ذلك ضرر وسيصبح إعادة التركيب أكثر صعوبة.
- المعايير الصرية لفحص المنتج: في حالة وجود أي تلف مرئي في أحد مكونات القناع (تنشق، تمزق، وما إلى ذلك)، فيجب التخلص من المكوك واستبداله.

موصل منفذ الأكسجين/الضغط

يوجد منفذين في قاعدة القناع لقراءة الضغط وأو إضافة المزيد من الأكسجين.

- افتح السدادة (F).*
- ضع أنبوب الأكسجين أو الضغط بقوة فوق المنفذ (المنافذ).*

ملاحظة:

المعدان متماثلان؛ يمكن استخدام أي من المنفذين لقياس الأكسجين أو الضغط، قم بإزالة السدادة فقط من المنافذ التي يتم استخدامها.

تنظيف القناع

القناع قابل للاستخدام مرة واحدة ويجب التخلص منه إذا كان متسخًا بشدة، وإذا كان متسخًا قليلاً، فيمكن تنظيفه عن طريق المسح بقطعة قماش مبللة بالكحول الأيزوبروبيل بنسبة 70%. لا تقم بتفكيك أي جزء من القناع باستثناء مجموعة الكوع.

المزايا العلاجية المقصودة

- تحسين جودة نوم المرضى.
- تحسين مدى التزام المرضى بالعلاج.

التخزين


تأكد من أن القناع نظيف وجاف تمامًا قبل تخزينه لأي مدة زمنية، وقم بتخزينه في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

طرق التخلص من القناع

لا يحتوي القناع على أي مواد خطرة ويمكن التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية.

بالنسبة للمرضى الصغارين بأمراض معدية، يجب التخلص من المنتج باعتباره من النفايات طبية، وإلا فإنه قد يتسبب في انتشار المرض.

المواصفات الفنية



الجهاز الميت هو الحجم الفارغ للقناع حتى المفصل الدوراني. يختلف الجحر الميت للقناع حسب حجم الوسادة ولكنها المعلومات عن أقل من 218 مل.

4 إلى 30 سم ماء
انخفاض الضغط المقاس (متوسط لثلاثة أحجام عند 50 لتر/دقيقة: 0.5 سم ماء عند 100 لتر/دقيقة: 1.0 سم ماء

صمام مضاد للاختناق (I)
مفصل عند ضغط الغلاف الجوي
مع كوع "V" و "NV1")
≥ 2.8 سم ماء
















<p>English/ العربية</p>	
صمام مضاد للاختناق (I) مفتوح عند ضغط التفاف الجوى "F3 مع كوع "V" و "NV1"	≥ 2.8 سم ماء
قيم انبعاث الضوضاء ثنائية الرقم المطبلة وفقاً لمعيار ISO 4871، لا يزيد مستوى شدة الصوت المرجح أ الفناع عن 36 ديسيبل، ولا يزيد مستوى ضغط الصوت المرجح أ الفناع عن مسافة 1 متر عن 28 ديسيبل.	
درجة حرارة التشغيل: من 5+ درجة مئوية إلى 40+ درجة مئوية (من 41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة أثناء التشغيل: من ٥0 إلى 93% رطوبة نسبية غير متكثفة درجة حرارة التخزين والنقل: من 20- درجة مئوية إلى 55+ درجة مئوية (من 4- درجة فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت) الرطوبة أثناء التخزين والنقل: من ٥0 إلى 93% رطوبة نسبية غير متكثفة	
تاريخ التصنع	انظر ملصق المنتج

ملاحظات:

1. لا تتضمن الفناع *F3 المزود بالكوع "NV2"* و*الكوع "NV3"* صمام مضاد للاختناق.

2. لا تُصنع هذا المنتج باستخدام *اللايكس المطاطي الطبيعي أو كلوريد البوليفينيل أو الفثالات مثل فثالات ثنائي (2-إيثيل هكسيل) أو فثالات ثنائي بوتيل أو فثالات بنزيل بوتيل.*

الرموز

	تحذير		تاريخ الإستخدام
	الممثل المعتمد لدى الأيحاد الأوروبي		غير مصنوع من المطاط الطبيعي
	كود الدفعة		المستورد
	رقم الكتالوج		رقم الموديل
	حد درجة الحرارة		صنع في الصين
	حد الرطوبة		جهاز طبي
	الشركة المصنعة		معرف الجهاز الفريد
	يُرجى عدم إعادة استخدام المنتج		

الشركة المُصنعة:

BMC MEDICAL CO., LTD.

الفرقة 110، برج أ، مبنى فيغ يو، 115 طريق فو تشنغ، هايديان، 100036 بكين، جمهورية الصين الشعبية
الرابط: en.bmc-medical.com
البريد الإلكتروني: intl@bmc-medical.com
هاتف: 51663880-10-86+

الممثل المعتمد للاتحاد الأوروبي:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

إيفسنتراي 80، 20537 هامبورغ، ألمانيا

هاتف: 2513175-40-0049

فاكس: 255726-40-0049