




P2 Nasal Pillows Interface User Manual




CE 0123

COMPONENTS OF THE MASK




- | | |
|------------|--|
| 1 Headgear | 2 Nasal Pillows (available in S, M, L) |
| 3 Panel | 4 Soft sleeves |
| 5 Clip | 6 Elbow |
| 7 Frame | 8 Short tube |
| 9 Swivel | |


Fitting



Disassembly



Reassembly



P2 Nasal Pillows Interface

Thank you for choosing BMC's P2 Nasal Pillows Interface. The nasal pillows interface is light, flexible and quiet. It is designed to minimize contact with your face, thus ensuring that you feel comfortable during therapy. This user manual provides you with the information you need for the correct use of your mask. The P2 Nasal Pillows Interface and accessories are not made with natural rubber latex or DEHP.

Intended use

The P2 Mask is intended to provide an interface for patients who have been prescribed CPAP or bi-level therapy.

- To be used by adult patients (>66 lb / 30 kg) for whom positive airway pressure therapy has been prescribed.
- Intended for single-patient re-use in the home environment and multi-patient re-use in the hospital/institutional environment.

CAUTION: In the US, Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Contraindications

- This mask should be used with caution for patients with following conditions:
- Facial deformity.
 - Injured facial skin which will contact with the mask during use.

Before using the mask

⚠️ WARNINGS

- The vent holes must be kept undamaged and free of blockages.
- The mask is not suitable for patients who need ventilation to support life.
- This mask should only be used with CPAP or bi-level devices recommended by a physician or respiratory therapist.
- The mask should not be used unless the device is turned on. Once the mask is fitted, ensure the device is blowing air.
- Explanation of the warning:** CPAP and bi-level devices are intended to be used with special masks (or connectors) which have vent holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the device is turned on and operating properly, the fresh air from the device flushes the exhaled air out through the attached mask exhalation port. However, when the device is not operating, the fresh air supplied through the mask is insufficient, and exhaled air may be re-inhaled. Rebreathing of exhaled air for more than several minutes may, in some circumstances, lead to suffocation. This applies to most models of CPAP or bi-level devices.

- At low CPAP pressures the flow through the exhaled port may be inadequate to clear all exhaled gas from the tube. Some rebreathing may occur.
- To minimize the risk of vomiting during sleep, the patient should avoid eating or drinking three hours before using the mask. This mask is not recommended if the patient is taking a prescription drug that may cause vomiting.
- Not applicable for silicone-allergy user.

- This mask should not be used on patients who are uncooperative, unconscious, unresponsive, or unable to remove the mask.
- Using the mask may cause pain in the teeth, gums or jaw or aggravate existing dental conditions. If these conditions occur, consult your health care professional.
- When the patient is unable to remove the mask himself, the mask must be used under qualified supervision.
- Follow all precautions when using supplemental oxygen.
- Oxygen flow must be turned off when the CPAP or bi-level device is not operating, so that unused oxygen does not accumulate within the device enclosure and create a risk of fire.

- Oxygen supports combustion. Oxygen must not be used when smoking or in the presence of an open flame. Only use oxygen in a well-ventilated room.
- At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration varies, depending on the pressure settings, patient breathing pattern, mask, point of application and leak rate.

- The technical specifications of the mask are provided for your clinician to check if it is compatible with the CPAP or bi-level device. If used outside specification or if used with incompatible devices, the seal and comfort of the mask may not be effective, optimum therapy may not be achieved, and leak, or variation in the rate of leak, may affect the CPAP or bi-level device function.
- Stop using the mask and consult your physician or sleep therapist, if you have ANY adverse reaction to the use of the mask.
- Refer to your CPAP or bi-level device manual for details on settings and operational information.
- Remove all packaging before using the mask.
- Images shown here are indicative only. If there is inconsistency between the image and actual product, the actual product shall govern.
- Any serious incidents relating to the product should be reported to BMC and to the competent authorities in your country.
- Frequency of cleaning, methods of cleaning or the use of cleaning agents, other than those specified in the accompanying documents, or exceeding the number of processing cycles can have an adverse effect on the mask and consequently the safety or the quality of the therapy.

Fitting

- Thread the two side straps of the headgear through the gaps in panels separately, then fold back over to secure.
- Put the headgear over your head by holding the back strap and stretching it around the back of your head. The top strap should sit comfortably on top of your head.
- Adjust each end of the side strap evenly until the mask sits comfortably just under the nose. Reattach the fastening tabs.
- Move the mask away from your face then place it back to get a comfortable fit. Ensure the nasal pillows fit securely into your nostrils with both pillows positioned upright.
- Finally connect the end of the mask tubing into your device air tubing. Your mask is now fitted and ready to use.

Notes:

- Refer to your CPAP or bi-level device manual for details on setting and operational information.
- Three nasal pillows sizes (S, M, L) are available, hold the pillows on your nostrils ensuring that the pillows size (e.g. M) correctly fits for you.
- If you feel air leak, readjust the angle of the nasal pillows to get a better seal. If you are unable to resolve any leaks, you may need an alternative nasal pillows size.

Removal

To remove the P2, pull the nasal pillows assembly away from your nose and lift the headgear off your head. You do not need to loosen the headgear straps.

Disassembly

- Holding the short tube on the mask, squeeze and pull the nasal pillows away from the clip in the mask frame.
- Remove the headgear from the mask.

Notes:

- The short tube assembly cannot be taken apart.
- Do not pull on the short tube or the device air tubing as they may get damaged.

Reassembly

- Attach the nasal pillows to the clip in the mask frame. Make sure the Nasal Pillows triangular opening and the frame platform opening is to point down.
- The Nasal Pillows is in the correct position. Make sure the frame and Nasal Pillows will fit tightly together without any gaps.
- Thread the two side straps of the headgear through the gaps in panels separately, then fold back over to secure.

Cleaning the mask at home

Notes:

- Wash your hands before cleaning the mask.
- Wash the headgear before first time use. The headgear may fade slightly that is normal. It is important to always handwash the headgear.

⚠️ CAUTIONS

- Do not use solutions containing bleach, chlorine, alcohol, aromatics, moisturizers, antibacterial agents, or scented oils to clean any part of the mask. These solutions may cause damage and reduce the life of the product.
- Exposing any part of the mask to direct sunlight or heat may cause deterioration.
- Visual criteria for product inspection: If there is any visible deterioration of a mask component (cracking, crazing, tears, etc.), the component should be discarded and replaced.
- Replacement of parts must be carried out by professional service personnel.

Preparation before cleaning

- Prepare tools: soft bristle brush, drinking quality water (10 litres per mask), mild liquid detergent (e.g. Alconox diluted to 1%).
- Disassemble the mask components according to the disassembly instructions.

Daily / After each use

- Soak the components in a solution of mild liquid detergent (e.g. Alconox diluted to 1%) with drinking quality water (25°C to 35°C) for 10 minutes.
- While soaking, clean each component with a soft bristle brush for 1 minute. Pay special attention to all crevices and cavities.
- Agitate the components vigorously twice in drinking quality water. 5 litres of water per mask at a time.
- Allow the components to air dry and do not allow direct sunlight.
- When all components are dry, reassemble the mask according to the reassembly instructions.

Note:

- Cleaned once a day or after each use, the mask can be washed up to 365 times.

Weekly

Handwash the headgear and its components in a solution of mild liquid detergent (e.g. Alconox diluted to 1%) with drinking quality water (25°C to 35°C) for 10 minutes. Rinse the headgear and its components well with drinking quality water and allow them to air dry out of direct sunlight.

Note:

- Cleaned once a week, the headgear can be washed up to 52 times.

Reprocessing the mask between patients

This mask should be reprocessed when used between patients. Cleaning and disinfection instructions are available from the BMC website, www.bmc-medical.com. If you do not have internet access, please contact your BMC representative.

Note:

- The maximum number of disinfection cycles is 20.

Intended clinical benefits

- Improve patients' quality of sleep.
- Improve patients' compliance with therapy.

Storage

Ensure that the mask is thoroughly clean before storing it for any length of time. Store the mask in a dry place out of direct sunlight.


Disposal

The mask does not contain any hazardous substances and may be disposed of with your normal household waste. For patients with transmissible diseases, the product shall be discarded as medical waste, otherwise it may cause the spread of disease.

Service life

The service life of the P2 Nasal Pillows Interface depends on the intensity of usage, maintenance, and environmental conditions to which the mask is used or stored. As this mask system and its components are modular in nature, it is recommended that the user maintain and inspect it on a regular basis, and replace the mask system or any components if deemed necessary or according to the "Visual criteria for product inspection" in the "Cleaning the mask at home" section of this manual. The mask should be replaced within 12 months from the date of first use.

Technical specifications



Pressure (cmH ₂ O)	4	8	12	16	20
Flow rate (L/min)	20	29	38	45	50

Dead space information	Dead space is the empty volume of the nasal pillows and short tube assembly up to the swivel. The dead space of the P2 for Large pillows is 92 mL.	
Therapy pressure	4 to 20 cmH ₂ O	
Resistance	Drop in pressure measured (average for three nasal pillows sizes) at 50 L/min: 0.5 cmH ₂ O; at 100 L/min: 1.6 cmH ₂ O	
Sound	DECLARED DUAL-NUMBER NOISE EMISSION VALUES in accordance with ISO 4871. The A-weighted sound power level of the mask is 26 dBA, with an uncertainty of 3 dBA. The A-weighted sound pressure level of the mask at a distance of 1 m is 18 dBA, with an uncertainty of 3 dBA.	
Environmental conditions	Operating temperature: +5°C to +40°C (41°F to 104°F) Operating humidity: 0% to 93% relative humidity non-condensing Storage and transport temperature: -20°C to +55°C (-4°F to 131°F) Storage and transport humidity: 0% to 93% relative humidity non-condensing	
Date of manufacture	See product label	

Symbols

	Caution		Use-by date
	Authorized Representative in the European Community		Not made with natural rubber latex
	Batch code		Importer
	Catalogue number		Model number
	Temperature limit		Made in China
	Humidity limitation		Medical device
	Manufacturer		Unique device identifier

Limited warranty

It is warranted that P2 Nasal Pillows Interface, including its components, frame, nasal pillows, headgear, short tube and other accessories shall be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of purchase by the initial consumer. To exercise the rights under this warranty, contact the local authorized dealers.

MANUFACTURER:
BMC MEDICAL CO., LTD.
 Room 110 Tower A Fengyu Building, No. 115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
 URL: en.bmc-medical.com
 E-mail: intl@bmc-medical.com
 Tel: +86-10-51663880

EU AUTHORISED REPRESENTATIVE:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Effestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
 Tel: 0049-40-2513175
 Fax: 0049-40-255726




P2 Nasal Pillows Interface دليل المستخدم





CE 0123

مكونات القناع




- | | |
|---------------|---|
| 1 حزام للرأس | 2 وسائد أنفية (متوفرة بمقاسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة) |
| 3 مسطح القناع | 4 أكمام ناعمة |
| 5 المشبك | 6 كوع |
| 7 إطار | 8 أنبوب قصير |
| 9 مفصل دوّار | |

التركيب



التفكيك



إعادة التجميع



- لا يمكن تفكيك مجموعة الأنابيب القصير.
- لا تسحب الأنابيب القصير أو أنبوب هواء الجهاز، حيث قد يتعرض للتلف.

تُرجى مراعاة ما يلي قبل الاستخدام

⚠️ التحذيرات

- يجب الحفاظ على فتحات التهوية سليمة وخالية من التلف والأسدادات.
- القناع غير مناسب للمرضى الذين يحتاجون إلى التهوية للحفاظ على حياتهم.
- يجب استخدام هذا القناع فقط مع جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الأجهزة ثنائية المستوى التي يوصي بها الطبيب أو المعالج.
- لا ينبغي استخدام القناع إلا إذا تم تشغيل الجهاز، وبمجرد تركيب القناع، تأكد من أن الجهاز ينفث الهواء.
- توضيح التحذيرات:** صُممت أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر والأجهزة ثنائية المستوى للاستخدام مع أغطية خاصة (أو موصلات) بها فتحات تهوية للسماح بتدفق مستمر للهواء خارج القناع، عندما يتم تشغيل الجهاز بشكل ملائم، يقوم الهواء النقي من الجهاز بتبرد الهواء الزفير من خلال منفذ الزفير الموجود في القناع، ومع ذلك، عندما لا يعمل الجهاز، يكون الهواء النقي المرود من خلال القناع غير كافي، وقد يتم إعادة استنشاق الهواء الزفير، مما قد يؤدي إلى إعادة تنفس الهواء الزفير لأكثر من عدة دقائق، وينتج عن ذلك في بعض الحالات، حدوث الاختناق، ينطبق هذا الأمر على معظم طرازات أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الأجهزة ثنائية المستوى.

- عند انخفاض ضغط جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، قد يكون التدفق عبر منفذ الزفير غير كافي لإزالة كل الغاز الزفير من الأنابيب، وقد يحدث إعادة التنفس.
- لتقليل خطر حدوث الغي، أثناء النوم، يجب على المريض تجنب تناول المأكولات والمشروبات لمدة ثلاث ساعات قبل استخدام القناع، لا ينصح باستخدام هذا القناع إذا كان المريض يتناول دواءً موصوفًا قد يسبب الغي.

- لا يستخدمه المرضى الذين يعانون من حساسية السيليكون.
- لا ينبغي استخدام هذا القناع على المرضى غير المتعاونين أو فاقد الوعي أو غير المستجيبين أو غير القادرين على إزالته.
- قد يؤدي استخدام القناع إلى حدوث ألم في الأسنان أو اللثة أو الفك أو تقادم مشاكل الأسنان الموجودة حاليًا، وفي حالة حدوث هذه الحالات، استشر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
- عندما لا يتمكن المريض من إزالة القناع بنفسه، يجب استخدام القناع تحت إشراف مهمل.
- اتب كافة الاحتياطات عند استخدام الأكسجين التكميلي.
- يجب إيقاف تدفق الأكسجين في حالة عدم عمل جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى، حتى لا يتراكم الأكسجين غير المستخدم داخل حاوية الجهاز ويتسبب في خطر نشوب حريق.
- يساعد الأكسجين على عملية الاحتراق، ولا يجب استخدامه عند التدخين أو في وجود لهب مكتشف، استخدم الأكسجين فقط في غرفة جيدة التهوية.
- يعدل تدفق ثابت فيما يتعلق بالأكسجين الإضافي، يختلف تركيز الأكسجين المستنشَق اعتمادًا على إعدادات الضغط ونمط تنفس المريض والقناع ونقطة التطبيق ومعدل التسرب.
- توفر المواصفات الفنية للقناع إتي يمكن طبيك من التحقق من توافقه مع جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى، وفي حالة استخدامه خارج المواصفات أو إذا تم استخدامه مع أجهزة غير متوافقة، فقد لا يوفر إغلاقًا محكمًا وراحة عند ارتدائه، وقد لا يتم تحقيق العلاج الأمثل، وقد يؤثر التسرب والاختلاف في معدل التسرب على وظيفة جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى.

- توقف عن استخدام القناع واستشر طبيك أو معالج النوم إذا كان لديك أي رد فعل سلبي عند استخدامه.
- راجع دليل جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو الجهاز ثنائي المستوى للحصول على تفاصيل حول الإعدادات ومعلومات حول التشغيل.
- قم بإزالة جميع التغطيات قبل استخدام القناع.
- الصور المعروضة هنا هي إرشادية فقط، في حالة وجود تناقض بين الصورة والمنتج الفعلي، فسيتم اعتماد الأخير.
- يجب الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تتعلق بالمنتج إلى شركة BMC والسلطات المختصة في بلدك.
- إن تكرار التنظيف أو استخدام طرق تنظيف أو مواد تنظيف، بخلاف تلك المحددة في الوثائق المرفقة، أو تجاوز عدد دورات المعالجة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على القناع وبالتالي سلامة أو جودة العلاج.

التركيب

- قم بتعمير الأشرطة الجانبية لحزام الرأس من خلال الفتحات الموجودة في الألواح بشكل منفصل، ثم اطوهم للخلف لتأمينهما.
- ضع حزام الرأس فوق رأسك عن طريق تثبيت الحزام الخلفي ومدّه حول الجزء الخلفي من رأسك، ويجب أن يكون الحزام العلوي مريحًا فوق رأسك.
- قم بتعديل كل طرف من طرفي الحزام الجانبي بالتساوي حتى يستقر القناع بشكل مريح أسفل الأنف مباشرة، وأعد ربط إبزيم الربط.
- حرك القناع بعيدًا عن وجهك ثم ضعه مرة أخرى للحصول على ملاءمة مريحة، وتأكد من أن الوسائد الأنفية تتناسب بشكل آمن مع فتحتي الأنف مع وضع كلنا الوسادتين في وضع مستقيم.
- أخيرًا قم بتوصيل نهاية أنبوب القناع بأنبوب الهواء الخاص بجهازك، والان أصبح قناعك مناسبًا وجاهزًا للاستخدام.

ملاحظات:

- راجع دليل جهاز الضغط الهوائي الإيجابي أو الجهاز ثنائي المستوى للحصول على تفاصيل حول معلومات الإعداد والتشغيل.
- توفر ثلاثة مقاسات للوسائد الأنفية (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، أمسك الوسائد على أنفك وتأكد من أن مقاسها (على سبيل المثال متوسط) يناسب بشكل صحيح.
- إذا شعرت بتسرب الهواء، قم بإعادة ضبط زاوية الوسائد الأنفية للحصول على إحكام أفضل، إذا كنت غير قادر على حل لأي تسربات، فقد تحتاج إلى مقاس وسادة أنف بديل.

الإزالة

لإزالة قناع P2، اسحب مجموعة الوسائد الأنفية بعيدًا عن أنفك وإرفع حزام الرأس عن رأسك، ولا تحتاج إلى فك أشرطة حزام الرأس.

التفكيك

- أمسك الأنبوب القصير الموجود على القناع، ثم اضغط على الوسائد الأنفية واسحبها بعيدًا عن المشبك الموجود في إطار القناع.
- قم بإزالة حزام الرأس من القناع.

ملاحظات:

- لا يمكن تفكيك مجموعة الأنابيب القصير.
- لا تسحب الأنابيب القصير أو أنبوب هواء الجهاز، حيث قد يتعرض للتلف.

إعادة التجميع

- قم بربط الوسائد الأنفية بالمشبك الموجود في إطار القناع، وتأكد من أن فتحة الوسائد الأنفية المثلثة وفتحة منصة الإطار تشيران إلى الأسفل.
- تم وضع الوسائد الأنفية في الوضع الصحيح، وتأكد من أن الإطار والوسائد الأنفية سوف يتناسبان معًا بشكل محكم دون وجود أي فجوات.
- قم بتعمير أشرطة الجانبين لحزام الرأس من خلال الفتحات الموجودة في الألواح بشكل منفصل، ثم قم بطيها للخلف لتأمينهما.

تنظيف القناع في المنزل

ملاحظات:

- اغسل يديك قبل تنظيف القناع.
- اغسل حزام الرأس قبل الاستخدام لأول مرة، قد يهت لون حزام الرأس قليلًا وهذا أمر طبيعي، من المهم دائمًا غسله يدويًا.

⚠️ تحذيرات

- لا تستخدم المحاليل التي تحتوي على المبيضات، أو الكحول، أو المواد العظرية، أو المرطبات، أو العوامل المضادة للبكتيريا، أو الزيوت العطرية لتنظيف أي جزء من القناع، فقد تسبب هذه المحاليل الضرر وتقلل من عمر المنتج.
- قد يؤدي تعريض أي جزء من القناع لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة إلى تلفه.
- المعايير البصرية لفحص المنتج: في حالة وجود أي تلف مرئي في أحد مكونات القناع (تشقق، كسر، تمزق، إلخ)، ينبغي التخلص منه واستبداله.
- يجب استبدال الأجزاء بواسطة موظفي الخدمة المتحرفين.

التحضير قبل التنظف

- تحضير الأدوات: فرشاة ذات شعيرات ناعمة، مياه صالحة للشرب (10 لترات لكل قناع)، منظف سائل خفيف (مثل منظف الكونوكس مخفف إلى 10%).
- قم بتفكيك مكونات القناع وفقًا لتعليمات التفكيك.

يوميًا / بعد كل استخدام

- انقع المكونات في محلول منظف سائل خفيف (مثل منظف الكونوكس المخفف إلى 1%) مع مياه صالحة للشرب (25 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية) لمدة 10 دقائق.
- أثناء النقع، قم بتنظيف كل مكون بفرشاة ناعمة لمدة دقيقة واحدة، مع الاهتمام بشكل خاص بجمع الشقوق والتجاويف.
- قم بخلط المكونات بقوة مرتين في ماء صالح للشرب، 5 لترات من الماء لكل قناع في المرة الواحدة.
- أترك المكونات لتجف في الهواء ولا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
- عندما تجف جميع المكونات، قم بإعادة تجميع القناع وفقًا لإرشادات إعادة التجميع.

ملاحظات:

- يتم تنظيف القناع مرة واحدة يوميًا أو بعد كل استخدام، ويمكن غسله حتى 365 مرة.

أسبوعيًا

قم بغسل حزام الرأس ومكوناته يدويًا في محلول من منطف سائل خفيف (على سبيل المثال منطف الكوتوكس المخفف إلى 1%) مع إضافة مياه صالحة للشرب (25 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية) لمدة 10 دقائق، ثم اشطف حزام الرأس ومكوناته جيدًا بمياه صالحة للشرب واتركه ليجف في الهواء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

ملاحظات:

- يمكن غسل حزام الرأس ما يصل إلى 52 مرة، في حالة تنظيفه مرة واحدة في الأسبوع.

إعادة تعقيم القناع بين المرضى

يجب إعادة تعقيم هذا القناع عند استخدامه بين المرضى، وتوفر تعليمات التنظيف والتطهير من موقع BMC الإلكتروني،www.bmc-medical.com، إذا لم يكن لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، يرجى التواصل مع ممثل BMC الخاص بك.

ملاحظات:

- الحد الأقصى لعدد دورات التطهير هو 20مرة.

المزايا العلاجية المقصودة

- تحسين جودة نوم المرضى.
- تحسين مدى التزام المرضى بالعلاج.

التخزين

تأكد من أن القناع نظيف وجاف تمامًا قبل تخزينه لأي مدة زمنية، وقم بتخزينه في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.


طرق التخلص من القناع

لا يحتوي القناع على أي مواد خطيرة ويمكن التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية.

بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض معدية، يجب التخلص من المنتج باعتباره من النفايات طبية، وإلا فإنه قد يتسبب في انتشار المرض.















العمر الافتراضي للقناع

يعتمد العمر الافتراضي لقناع P2 Nasal Pillows Interface على كثافة الاستخدام والصيانة والطرف البينية التي يُستخدم أو تُخزن فيها، ونظرًا لأن نظام القناع هذا ومكوناته ذات طبيعة معيارية، فمن المستحسن أن يقوم المستخدم بصيانته وفحصه بشكل منتظم، واستبدال نظام القناع أو أي مكونات إذا لزم الأمر أو وفقًا لـ "المعايير المرئية لفحص المنتج" في قسم "تنظيف القناع في المنزل" من هذا الدليل، وينبغي استبدال القناع في غضون 12 شهرًا من تاريخ الاستخدام الأول.

المواصفات الفنية													
													
<table border="1"> <tbody><tr> <td>الضغط (سنتيمتر من الماء)</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>معدل التدفق (لتر/دقيقة)</td> <td>20</td> <td>29</td> <td>38</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> </tbody></table>	الضغط (سنتيمتر من الماء)	4	8	12	16	20	معدل التدفق (لتر/دقيقة)	20	29	38	45	50	
الضغط (سنتيمتر من الماء)	4	8	12	16	20								
معدل التدفق (لتر/دقيقة)	20	29	38	45	50								
معلومات عن الخبز الميت	الجزر الميت هو المساحة الفارغة للوسائد الأنفية ومجموعة الأنابيب القصير حتى المفصل الدوار، ويبلغ الجزر الميت لقناع P2 للوسائد الكبيرة 92 مل.												
الضغط العلاجي	4 إلى 20 سم ماء												
المقاومة	قياس انخفاض الضغط (متوسط أحجام الوسائد الأنفية الثلاثة) عند 50 لتر/دقيقة: 0.5 سم ماء؛ عند 100 لتر/دقيقة: 1.6 سم ماء												
الصوت	قيم أبحاث الضوضاء ذات الرقمين المعطى عنها وفقًا للمعيار 4871 ISO، مستوى شدة الصوت المرجح أ للقناع هو 26 ديسيبل، مع عدم يقين 3 ديسيبل، ومستوى ضغط الصوت المرجح أ للقناع على مسافة 1 متر هو 18 ديسيبل، مع عدم يقين 3 ديسيبل.												
الظروف البيئية	درجة حرارة التشغيل: من 5+ درجة مئوية إلى 40+ درجة مئوية (من 41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة أثناء التشغيل: من 60% إلى 93% رطوبة نسبية غير متكثفة درجة حرارة التخزين والنقل: من 20+ درجة مئوية إلى 55+ درجة مئوية (من 4- درجة فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت) الرطوبة أثناء التخزين والنقل: من 60% إلى 93% رطوبة نسبية غير متكثفة												
تاريخ التصنيع	انظر ملصق المنتج												

الرموز

النظام والتعبئة والتغليف

	تاريخ الاستخدام		تحذير
	غير مصنوع من المطاط الطبيعي		الممثل المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي
	المستورد		كود الدفعة
	رقم النموذج		رقم الكatalog
	صنع في الصين		حد درجة الحرارة
	جهاز طبي		حد الرطوبة
	معرف الجهاز الفريد		الشركة المصنعة

الضمان المحدود

نضمن أن قناع P2 Nasal Pillows Interface بما في ذلك مكوناتها والإطار والوسائد الأنفية وحزام الرأس والأنبوب القصير والملحقات الأخرى، ستكون خالية من عيوب المواد والصناعة لمدة تسعين (90) يومًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك الأولي.

لممارسة الحقوق بموجب هذا الضمان، تواصل مع الموزعين المعتمدين المحليين.

الشركة المُصنّعة:

BMC MEDICAL CO., LTD.

الفرقة 110، برج أ، مبنى فرع يو، 115 طريق فو تشنغ، هايديان، 100036

بكين، جمهورية الصين الشعبية

الرابط: en.bmc-medical.com

البريد الإلكتروني: inti@bmc-medical.com

هاتف: +86-10-3880-5166

الممثل المعتمد للاتحاد الأوروبي:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

إيفستراي 80، 20537 هامبورغ، ألمانيا

هاتف: +49-40-2513175

فاكس: +49-40-255726