

e-ASPECTS®

Llawlyfr Defnyddiwr

Fersiwn 14.3

e-ASPECTS-MAN-14.3 - 2026-04-30

Mae e-ASPECTS yn rhan o Brainomix 360

Patent yr Unol Daleithiau Rhif 10,902,596

Patent yr UE Rhif 3701495

Adolygiadau hanesyddol (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Cyflwyniad
 - 1.1 Trosolwg
 - 1.2 ASPECTS
- 2 Defnydd arfaethedig
 - 2.1 Dangosyddion
 - 2.2 Gwrtharwyddion
 - 2.3 Rhybuddion
 - 2.4 Rhagofalon
 - 2.5 Manteision Clinigol
 - 2.6 Amgylchedd Defnydd
- 3 Gosod a Hyfforddiant
 - 3.1 Gosod
 - 3.2 Hyfforddiant
- 4 Manylebau System
 - 4.1 Gweinydd
 - 4.2 Cleientiaid
 - 4.3 Ieithoedd
 - 4.4 Perfformiad ac Oes
- 5 Cyfaddasrwydd Sganiwr a Delwedd
- 6 Seiberddiogelwch
- 7 Rheoli Mynediad a Hysbysiadau
 - 7.1 Mewngofnodi
 - 7.2 Allgofnodi
 - 7.3 Newid Eich Cyfrinair
 - 7.4 Gwiriad dau ffactor
 - 7.5 Llyfr Cyfeiriadau
 - 7.6 Statws Ar-Alwad
 - 7.7 Hysbysiadau Ap
- 8 Rhyngwyneb Bwrdd Gwaith

- 8.1 Rhestr Cleifion
- 8.2 Dod o Hyd i Gleifion
- 8.3 Allgludo Canlyniadau
- 8.4 Gwyliwr Cleifion
- 8.5 e-ASPECTS Arddangos
- 8.6 Canlyniadau â Llaw
- 9 Arddangoswr Symudol
 - 9.1 Rhestr Cleifion
 - 9.2 Gwyliwr Cleifion
 - 9.3 Negeseuon
 - 9.4 Marcio claf ar gyfer ymyrraeth
 - 9.5 Data Clinigol
- 10 Allbynnau Canlyniad
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Cysoni'r Cwmwl
 - 10.3 Hysbysiadau Ap Symudol
 - 10.4 Adroddiadau Cleifion
 - 10.5 Allbynnau HL7
- 11 Yn lanlwytho ac yn Prosesu
 - 11.1 Yn Prosesu Sganiau
 - 11.2 Y log DICOM
- 12 Gweinyddiaeth
- 13 Datrys Problemau
- 14 Cynnal a Chadw a Gwelliannau Gwasanaeth
- 15 Adrodd am Ddigwyddiadau
- 16 Dadgomisiynu
- 17 Symbolau
- 18 Gofyn am Gopi Papur

Gwybodaeth Rheoleiddio

	Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Y Deyrnas Unedig	 0197			
		UE/AEE/Türkiye			
		<table><tr><td>EU</td><td>REP</td><td>Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Iseldiroedd</td></tr></table>	EU	REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Iseldiroedd
EU	REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Iseldiroedd			
		<table><tr><td></td><td>Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Iwerddon</td></tr></table>		Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Iwerddon	
	Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Iwerddon				
		Y Swistir			
		<table><tr><td>CH</td><td>REP</td><td>Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Y Swistir</td></tr></table>	CH	REP	Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Y Swistir
CH	REP	Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Y Swistir			
	+44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)				
	LinguaVox, S.L. Pl. Portal de Elche, 6 03001 Alicante Sbaen				

1 Cyflwyniad

1.1 Trosolwg

Mae Brainomix 360 e-ASPECTS (y cyfeirir ato drwyddi draw fel 'Brainomix 360 e-ASPECTS' a 'e-ASPECTS') yn ddyfais feddygol feddalwedd ar gyfer prosesu sganiau Tomograffeg Gyfrifedig (CT) yr ymennydd ar gyfer cleifion strôc. Fe'i cyflenwir fel gwasanaeth gwe, gyda defnyddwyr yn cyrchu'r system trwy borwr gwe ar unrhyw beiriant sydd â chysylltiad â meddalwedd Brainomix 360 (e.e. cysylltiad LAN neu Rhyngrwyd) a gall gysylltu â dyfeisiau eraill sy'n cydymffurfio â DICOM dros gysylltiad rhwydwaith lleol, gan gynnwys sganwyr CT a systemau PACS.

Fel arfer, dylid anfon sganiau CT ymennydd heb gyferbynnedd cleifion strôc trwy weithrediad DICOM C-STORE o sganiwr CT i feddalwedd Brainomix 360. Gellir ffurfwedu Brainomix 360 i drosglwyddo'r gyfres canlyniadau a gynhyrchwyd yn awtomatig i PACS trwy weithrediad DICOM C-STORE. Gellir ffurfwedu Brainomix 360 hefyd i anfon canlyniadau ac adroddiadau cleifion i gyrchfannau ychwanegol, pryd bynnag y bydd sgan yn cael ei brosesu gan y feddalwedd. Gall y gyrchfannau hyn gynnwys Brainomix 360 Cloud neu achosion Brainomix 360 eraill, a hysbysiadau ap Brainomix 360 Mobile.

1.2 ASPECTS

System sgorio topograffig yw ASPECTS (Sgôr CT Cynnar Rhaglen Strôc Alberta) sy'n rhannu ardal yr ymennydd y mae'r strôc yn effeithio arni yn 10 ardal o ddiddordeb. Mae chwe ardal cortigol (M1-M6), a phedair ardal ganglia gwaelodol (cynffonnog, lentiform, inswla, a chapsiwl mewnol). Ar gyfer pob un o'r pwyntiau diffiniedig, mae un pwynt yn cael ei dynnu ar gyfer maes o newid isgemia cynnar, megis teneuad parencymal. Mae sgôr o sero yn nodi difrod isgemia gwasgaredig drwy'r hemisffer yr effeithir arno, tra bod gan sgan CT ymennydd arferol ASPECTS o 10 pwynt.

Sylwer nad yw newidiadau isgemia sydd ddim yn aciwt yn cael eu cynnwys wrth gyfrifo sgôr ASPECTS.

pc-ASPECTS

System sgorio ychwanegol i'w defnyddio mewn strôc cylchrediad ôl yw pc-ASPECTS (ASPECTS cylchrediad ôl) fel y'i diffinnir yn Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>). Mae'n rhannu'n 8 maes o ddiddordeb: thalami (1 pwynt yr un), llabed y gwegil (1 pwynt yr un), craidd yr ymennydd (2 bwynt), pons (2 bwynt), hemisffer serebelaidd (1 pwynt yr un). Rhoddir pc-ASPECTS o 10 pwynt i sgan CT ymennydd arferol.

Sylwer nad yw sgôr pc-ASPECTS, newidiadau isgemia aciwt a heb fod yn aciwt yn yr ardaloedd pc-ASPECTS yn cael eu cyfrifo gan e-ASPECTS.

2 Defnydd arfaethedig

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig am ddiogelwch ynghylch defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS

Mae Brainomix 360 e-ASPECTS yn becyn meddalwedd prosesu delweddau i'w ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig, gan gynnwys meddygon strôc a radiolegwyr. Mae'r feddalwedd yn rhedeg ar galedwedd safonol 'oddi ar y silff' (ffisegol neu rithwir). Mae data a delweddau'n cael eu caffael drwy ddyfeisiau delweddu sy'n cydymffurfio â DICOM. Mae hyn yn cynnwys ffeiliau DICOM a uwchlwythwyd drwy ryngwyneb gwe.

Mae Brainomix 360 e-ASPECTS yn darparu galluedd dadansoddi a gweld ar gyfer setiau data CT ymennydd cleifion strôc. Mae'r galluedd dadansoddi ar gyfer canfod newidiadau yn y ddelwedd sy'n gysylltiedig â strôc, cyfrifo maint y newidiadau hyn (megis ASPECTS, Sgôr CT Cynnar Rhaglen Strôc Alberta), a delweddu'r newidiadau hyn.

2.1 Dangosyddion

1. Mae Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i nodi fel cymorth i ddiagnosio a thrin strôc hemorrhagic neu isgemig aciwt. Ar gyfer strôc isgemig, mae hyn yn cynnwys cleifion ag achludiad MCA (rhydveli ymennydd canol) neu achludiad ICA mewngreuanol (rhydveli carotid mewanol).
2. Mae Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i nodi i'w ddefnyddio ar sganiau CT ymennydd heb gyferbynnedd ar gyfer y cleifion hyn fel offeryn cefnogi penderfyniadau, gan ddarparu dadansoddiad delwedd awtomataidd a sgôr ASPECTS.
3. Mae Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i nodi i'w ddefnyddio ar sganiau CT yr ymennydd heb gyferbynnedd i amlygu gorddwyseddau annormal a amheuir yn y parenchyma trwy ddadansoddi delweddau awtomataidd.
4. Nodir Brainomix 360 e-ASPECTS i'w ddefnyddio ar sganiau CT ymennydd heb gyferbyniad ar gyfer nodi achludiadau a amheuir o fewn cangen MCA M1 a ICA mewngreuanol trwy ddadansoddi delweddau awtomataidd.

2.2 Gwrtharwyddion

Nid yw Brainomix 360 e-ASPECTS yn addas i'w ddefnyddio gyda data sgan sy'n cynnwys nodweddion delwedd sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

- tiwmorau neu absesau
- coiliau, siyntiau, emboleiddio neu arteffactau symud
- patholegau fasgwlaidd mewngreuanol megis ymledadau rhydweiol, camffurfiadau rhydweili-wythiennol neu thrombosis gwythiennol

Ni ddylid defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS gan unrhyw un sydd â nam corfforol neu nam arall a fyddai'n rhwystro eu gallu i ganfod a dehongli allbwn y feddalwedd neu'n eu gwneud yn analluog i ddehongli delweddau heb gymorth e-ASPECTS i gadarnhau unrhyw allbynnau.

2.3 Rhybuddion

	Ni ddylid defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS fel yr unig sail ar gyfer diagnosis. Ni ddylid ystyried yr allbwn fel diagnosis pendant. Dim ond gweithiwr proffesiynol hyfforddedig sydd â dealltwriaeth o ddehongli delweddau CT ddylai ddefnyddio Brainomix 360, fel cymorth i ddehongli delweddau.
	Dim ond gweithwyr proffesiynol sydd wedi derbyn hyfforddiant digonol ar ddefnyddio'r feddalwedd gan hyfforddwyr cymwys Brainomix neu drydydd partïon awdurdodedig ddylai ddefnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Efallai na fydd Brainomix 360 e-ASPECTS yn canfod pob cnawdnychiant cronig (hen), neu efallai eu dosbarthu'n anghywir fel difrod isgemig ffres.
	Ni fydd Brainomix 360 e-ASPECTS yn nodi newidiadau isgemig cynnar yn gywir ym mhob sgan a gallant gynhyrchu canlyniadau positif ffug neu ganlyniadau negatif ffug mewn unrhyw ardal. Dylai'r defnyddiwr ddefnyddio ei arbenigedd ei hun mewn dadansoddi delweddau CT i wirio bod allbwn y feddalwedd yn gywir.
	Efallai na fydd Brainomix 360 e-ASPECTS yn dangos/canfod pob gorddwysedd annormal, gan gynnwys pan dderbynnir hysbysiad ICH amheus, neu gallant amlygu rhannau o'r ddelwedd yn anghywir hyd yn oed yn absenoldeb hysbysiad ICH amheus.
	Nid yw Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i fwriadu ar gyfer dehongliad cynradd o ddelweddau CT. Fe'i defnyddir i gynorthwyo gwerthusiad meddygon.
	Ni ddylid defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS mewn achosion o strôc isgemig y tu allan i ardal yr ICA/MCA.
	Gall achosion ag annormaleddau strwythurol fel tiwmorau neu arteffactau delweddu eraill efelychu symptomau strôc isgemig a gallant effeithio ar berfformiad Brainomix 360 e-ASPECTS. Ni ddylid defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS yn yr achosion hyn. Gall achosion eraill gyda chyflyrau strôc nad ydynt yn isgemig a sganiau sydd â strwythur arferol hefyd efelychu symptomau strôc isgemig ac ni ddylid eu prosesu gan ddefnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Dim ond o fewn rhwydwaith diogel sy'n destun mesurau amddiffynnol priodol gan gynnwys amddiffyniad gwrthfeirws, gwrth-faleiswedd a wal dân y dylid gosod Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Er mwyn lleihau'r risg o ddefnydd heb awdurdod o Brainomix 360 e-ASPECTS, ni ddylai defnyddwyr rannu manylion mewngofnodi a dylent allgofnodi pan nad ydynt yn defnyddio'r system.
	Rhaid i ddefnyddwyr sy'n cyrchu rhyngwyneb defnyddiwr gwe Brainomix 360 e-ASPECTS sicrhau eu bod yn cynnal unrhyw ddadansoddiad neu adolygiad delwedd diagnostig gan ddefnyddio arddangosfa gwyllo radioleg gymeradwy.
	Nid yw Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i fwriadu ar gyfer adolygu delweddau diagnostig pan gaiff ei gyrchu o ddyfeisiau symudol.

	Cyn gwerthuso'r canlyniadau prosesu, dylid adolygu cywirdeb y ardaloedd ASPECTS sydd wedi'u segmentu'n awtomatig. Os oes unrhyw anghytundeb neu bryder ynghylch ansawdd segmentu rhanbarth ASPECTS, dylai defnyddwyr naill ai olygu'r canlyniadau â llaw neu eu hanwybyddu.
	Nid yw Brainomix 360 e-ASPECTS yn disodli'r angen am angiograffeg wrth ymchwilio i strôc isgemig - mae'n darparu blaenoriaethu llif gwaith a hysbysiad.
	Os bydd Brainomix 360 e-ASPECTS yn dod yn rhannol neu'n gyfan gwbl ar gael, neu os na ellir adfer sganiau wedi'u prosesu, dylai defnyddwyr ddibynnu ar ddulliau safonol o ddehongli delweddau yn unol â'r safon gofal.
	Dylai defnyddwyr sicrhau bod hysbysiadau wedi'u galluogi ar eu dyfeisiau symudol Android neu iOS er mwyn derbyn hysbysiad gwthio.
	Efallai na fydd hysbysiad yn cael ei gynhyrchu neu efallai y bydd yn cael ei ohirio am sawl rheswm, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol: ▪ Problemau data algorithmig neu wallau prosesu wrth ddadansoddi sganiau (gweler Rhagofalon am ragor o wybodaeth) ▪ Arteffactau, symudiad neu ffactorau eraill sy'n lleihau ansawdd cofrestru Diffyg lle ar y ddisg i brosesu sganiau newydd ▪ Methiant sylfaenol platfform gweinydd ▪ Cysylltedd rhwydwaith araf ▪ Cysylltedd araf o'r sganiwr/PACS i'r gweinydd Brainomix 360 ▪ Cysylltedd araf i'r gwasanaeth Brainomix 360 Cloud dros y rhyngrwyd ▪ Oedi yng ngwasanaethau hysbysu symudol Apple neu Google ▪ Signal gwael ar y ddyfais symudol sy'n derbyn ▪ Gall moddau arbed pŵer rhai dyfeisiau symudol oedi hysbysiadau

2.4 Rhagofalon

	Mae perfformiad Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i gyfyngu gan ansawdd y ddelwedd CT mewnbwn. Os yw Brainomix 360 e-ASPECTS yn derbyn data o ansawdd gwael, annilys neu lygredig, gall effeithio ar allu'r system i brosesu canlyniadau'n effeithiol. Felly, dylai'r defnyddiwr archwilio'r ddelwedd â llaw am arteffactau sganiwr a delweddau o ansawdd gwael er mwyn osgoi canlyniadau anghywir.
	Mae Brainomix 360 e-ASPECTS yn dibynnu ar weithrediad cywir y platfform gweinydd sylfaenol y mae wedi'i osod arno ac nid yw wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio fel storfa ddata. Dylid storio canlyniadau a data gwreiddiol mewn system PACS a gwneud copi wrth gefn ohonynt yn briodol.
	Dylai pob claf gael gofal digonol ar gyfer eu symptomau, gan gynnwys angiograffeg a/neu ofal priodol arall yn unol â'r arfer clinigol safonol, waeth beth fo allbwn Brainomix 360 e-ASPECTS.

	Nid yw Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i fwriadu i fod yn ddyfais diystyru ac ar gyfer achosion sydd wedi'u prosesu gan y ddyfais heb hysbysiad am amheuaeth o LVO ni ddylid ei ystyried yn arwydd bod LVO wedi'i eithrio. Dylai pob achos gael angiograffeg, yn unol â'r archwiliad strôc safonol.
	Dylid bod yn ofalus wrth adolygu sganiau gan y gall Brainomix 360 e-ASPECTS gynhyrchu hysbysiad LVO amheus heb adnabod Arwydd Pibell Hyperddwys ar sgan ac efallai na fydd yn cynhyrchu hysbysiad LVO amheus er gwaethaf adnabod Arwydd Pibell Hyperddwys.
	Dim ond mewn poblogaethau cleifion sy'n oedolion y mae Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i ddilysu. Nid yw diogelwch ac effeithiolrwydd mewn achosion pediatrig wedi'i sefydlu.

2.5 Manteision Clinigol

Mae manteision Brainomix 360 e-ASPECTS fel a ganlyn:

- I ddarparu sgôr ASPECTS cyfeiriol i'r defnyddiwr bwriedig gyda'r sensitifrwydd a'r benodoldeb ar lefel arbenigwr.
- I ddarparu triag a blaenoriaethu hysbysiadau ar gyfer amheuaeth o LVO neu ICH.
- I ddarparu labelu, delweddu a chyfaintoli awtomatig o hyperddwyseddau annormal.

2.6 Amgylchedd Defnydd

Bwriedir defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS ar ddyfeisiau bwrdd gwaith neu symudol sydd wedi'u cymeradwyo gan y sefydliad gofal iechyd ar gyfer defnydd clinigol. Mae'r wedd bwrdd gwaith a symudol ill dau yn cynnig manteision i'r ddyfais; fodd bynnag, ni ddylid defnyddio delweddau rhagolwg symudol fel cymorth ar gyfer darlleniadau diagnostig.

3 Gosod a Hyfforddiant

Cyn defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS am y tro cyntaf, mae angen gosod y feddalwedd a hyfforddi ei defnyddiwr/defnyddwyr.

3.1 Gosod

Gellir defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS o fewn eich sefydliad drwy ddyfais sy'n seiliedig ar y cwmwl neu amgylchedd rhithwir neu ffisegol lleol yn ôl yr angen. Cyn y gosodiad, mae Brainomix (neu ddosbarthwr awdurdodedig) yn casglu'r holl wybodaeth angenrheidiol am y gosodiad, gan gynnwys lleoliad, gofynion pŵer a rhwydweithio ac unrhyw systemau trydydd parti a allai ryngweithio â'r feddalwedd Brainomix 360 e-ASPECTS. Cysylltu â Brainomix neu ddosbarthwr awdurdodedig ynghylch y dull a'r gofynion ar gyfer gosod.

Er mwyn defnyddio'r feddalwedd ar ddyfeisiau symudol (ffôn clyfar a thabled), lawrlwythwch yr ap Brainomix 360 Mobile ar eich dyfais:

- App Store (ar gyfer dyfeisiau iOS) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (ar gyfer dyfeisiau Android) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Dilynwch gyfarwyddiadau eich dyfais symudol i gwblhau'r broses osod.

3.2 Hyfforddiant

Mae defnyddio Brainomix 360 e-ASPECTS yn gofyn am gymhwysedd wrth ddehongli sganiau CT heb gyferbynnedd ar gyfer rheoli cleifion â strôc isgemig aciwt. Mae angen hyfforddiant cyn defnyddio'r feddalwedd am y tro cyntaf. Trefnir yr hyfforddiant ymlaen llaw a'i gyflwyno gan hyfforddwyr cymwys Brainomix (neu hyfforddwyr trydydd parti a benodir gan Brainomix) ar adeg y gosodiad cychwynnol i gynrychiolydd(ion) clinigol a/neu TG eich sefydliad. Wedi hynny, gellir hyfforddi defnyddwyr newydd i ddefnyddio'r feddalwedd gan yr hyfforddwr/hyfforddwyr arweiniol dynodedig yn eich sefydliad. Bydd Brainomix yn cyfathrebu a oes angen unrhyw hyfforddiant newydd yn dilyn y defnydd cychwynnol. Am unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â hyfforddiant, cysylltwch â phrif hyfforddwr/hyfforddwyr eich sefydliad neu cysylltwch â Brainomix yn support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>)

4 Manylebau System

4.1 Gweinydd

Dylid ystyried y canlynol yn fanylebau gofynnol ar gyfer defnydd dibynadwy o'r rhaglen.

Prosesydd	Prosesydd cydnaws â x86-64 gyda 4 craidd ar 3.5+ GHz yn cefnogi cyfarwyddiadau AVX (e.e. Intel Xeon, AMD EPYC)
Cof	16GB RAM
Disg	500GB SSD
Rhwydwaith	1Gb Ethernet
System Weithredu	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Cleientiaid

Dylid ystyried y porwyr gwe a'r llwyfannau canlynol yn ofynion sylfaenol ar gyfer gweithrediad dibynadwy rhyngwyneb defnyddiwr y we.

Porwr Gwe	Fersiwn wedi'i Gefnogi
Google Chrome	Fersiwn ddiweddaraf
Mozilla Firefox	Fersiwn ddiweddaraf
Microsoft Edge	Fersiwn ddiweddaraf
Mobile Safari (iOS)	Fersiwn ddiweddaraf

Platfform	Isafswm Manylebau
Cyfrifiadur Personol (desg neu liniadur)	Cof: 4GB RAM Maint y sgrin: 13.3 modfedd ac uwch Cydraniad y sgrin: 1024 x 768 Prosesyddr: Intel neu AMD CPU
Tabled	Cof: 2GB RAM Maint y sgrin: 9.4 modfedd ac uwch Cydraniad y sgrin: 2048 x 1536
Ffôn symudol (iPhone neu Android)	Cof: 2GB RAM Maint y sgrin: 4.7 modfedd ac uwch Cydraniad y sgrin: 1334 x 750

4.3 Ieithoedd

Cefnogir yr ieithoedd canlynol yn y fersiwn gyfredol o'r feddalwedd.

- Bwlgareg (bg)
- Tsieceg (cs)
- Cymraeg (cy)
- Almaeneg (de)
- Groeg (el)
- Saesneg (en)
- Sbaeneg (es)
- Ffineg (fi)
- Ffrangeg (fr)
- Croateg (hr)
- Hwngareg (hu)
- Eidaleg (it)
- Llatfieg (lv)
- Lithwaneg (lt)
- Iseldireg (nl)
- Pwyleg (pl)
- Portiwgaleg (pt)
- Portiwgaleg (Brasil) (pt-br)
- Rwmaneg (ro)
- Serbeg (sr)
- Slofaceg (sk)
- Slofeneg (sl)
- Swedeg (sv)
- Twrceg (tr)

4.4 Perfformiad ac Oes

Mae'r manylebau perfformiad canlynol yn berthnasol i'r fersiwn gyfredol o'r feddalwedd.

Amser prosesu (fesul sgan CT)	≤ 1 munud (ar ôl ei adalw o'r PCS neu ar ôl cwblhau'r uwchlwythiad)
Sensitifrwydd ar gyfer adnabod rhanbarthau isgemig ASPECTS	min. 50%
Penodoldeb ar gyfer adnabod rhanbarthau isgemig ASPECTS	min. 94%
Sensitifrwydd ar gyfer canfod LVO	lleiaf. 60%
Penodoldeb ar gyfer canfod LVO	lleiaf. terfyn isaf y CI 80%
Sensitifrwydd ar gyfer canfod ICH	o leiaf. 91%
Penodolrwydd ar gyfer canfod ICH	min. 94%

Darperir taflen ddata dechnegol ar wahân ar gyfer platform Brainomix 360 gyda gwybodaeth sy'n berthnasol i adran TG eich sefydliad ar adeg y gosodiad cyntaf ac mae ar gael ar gais.

Mae oes cynnyrch Brainomix 360 e-ASPECTS yn amhenodol ar gyfer y fersiwn feddalwedd gyfredol ac am hyd y ddarpariaeth gwasanaeth dan gontract pan gaiff ei ddefnyddio ar beiriant rhithwir sy'n derbyn diweddariadau meddalwedd rheolaidd gan Brainomix.

5 Cyfaddasrwydd Sganiwr a Delwedd

Mae meddalwedd Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i gynllunio i weithio gyda sganiau CT heb gyferbynnedd a anfonir trwy'r protocol DICOM. Dylai fod gan y sganiau hyn y nodweddion canlynol:

Trwch y darn	Trwch darn uchafswm o 2mm
Cyfaint derbyn	Dilyniant serebrwm unigol o gylch lefel Willis neu is, hyd at y corun
Dull adlunio	Cnewyllyn meinwe meddal (dim llyfnhau gormodol). Gellir defnyddio dysgu ailadroddus, dysgu dwfn neu ailadeiladu FBP cyn belled nad yw maint y cnewyllyn yn rhy fawr.
Ffenestr	Ffenestr ymennydd (nid ffenestr asgwrn)

Gall defnyddio darnau mwy trwchus neu ddos rhy isel arwain at gyflwyno arteffactau delwedd, ac o ganlyniad perfformiad sgorio is. Bydd defnyddio'r ffenestr anghywir fel arfer yn arwain at Brainomix 360 e-ASPECTS yn methu â phrosesu'r sgan.

6 Seiberddiogelwch

Mae Brainomix 360 fel arfer wedi'i osod ar weinydd (naill ai'n gorfforol neu'n rhithwir) o fewn rhwydwaith yr ysbyty ac felly mae'n agored i unrhyw ddrwgwedd neu firsau sy'n treiddio i rwydwaith yr ysbyty lle mae Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i fewnosod, neu i unrhyw fath arall o fynediad heb awdurdod.

Nid yw Brainomix 360 e-ASPECTS yn cyflwyno bregusrwydd penodol i rwydwaith yr ysbyty lle mae wedi'i fewnosod ac mae'n annhebygol y caiff ei gamfanteisio'n fwriadol. Fodd bynnag, pe bai risgiau o'r fath yn digwydd, gallent arwain at lygru neu golli data prosesu sy'n cael ei dderbyn, ei storio neu ei anfon, llygru, colli neu ddifrodi data ffurfweddu sydd wedi'i storio neu ymyrryd neu atal gweithrediad arferol.

Mae Brainomix 360 wedi'i gynllunio a'i ddatblygu gyda nodweddion a gofynion i liniaru'r risgiau seiberddiogelwch hyn. Yn benodol, mae'r system wedi'i chynllunio fel bod:

- Mynediad defnyddwyr yn cael ei gyfyngu a'i reoli
- Nid oes mynediad i gydrannau storio data dros rwydwaith ac eithrio trwy gydrannau gwasanaeth gwe Brainomix
- Dim ond y nifer lleiaf o borthladdoedd sy'n ofynnol ar gyfer yr holl swyddogaeth sydd ar agor
- Trosglwyddo data ar draws cysylltiadau di-ymddiried yn cael ei ddiogelu a'i amgryptio
- Gall Brainomix fonitro'r system o bell a gosod diweddariadau diogelwch yn ddiogel yn ôl yr angen

Mae Brainomix 360 e-ASPECTS wedi'i gynllunio i ddefnyddio model awdurdodi haenog yn seiliedig ar rolau defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys defnyddwyr safonol sy'n cyrchu ac yn defnyddio'r system a Gweinyddwyr sydd â breintiau ychwanegol i'w galluogi i wneud y canlynol:

- Cael mynediad at ddata cleifion neu gyfluniad system
- Gosod a rheoli opsiynau diogelwch
- Dileu data/sganiau cleifion
- Addasu neu ddileu defnyddwyr

Mae'r pecyn gosod ar gyfer Brainomix 360 e-ASPECTS yn cynnwys wal dân leol, amddiffyniad gwrthfeirws a gwrthfaleiswedd ar gyfer y gweinydd. Gellir newid neu ddiwygio'r rhain i gyd-fynd â pholisïau diogelwch lleol; fodd bynnag, mae'n bwysig bod Gweinyddwyr yn cysylltu â chymorth Brainomix cyn tynnu neu ail-gyflunio'r amddiffyniadau diodyn hyn er mwyn osgoi peryglu diogelwch y system.

Er mwyn atal mynediad heb awdurdod, mae Brainomix 360 e-ASPECTS yn cynnwys enw defnyddiwr/cyfrinair a mecanweithiau dilysu dau ffactor a ddisgrifir yn adran Rheoli Mynediad y llawlyfr defnyddiwr hwn.

Os yw defnyddwyr neu weinyddwyr yn amau bod manylion mewngofnodi defnyddiwr wedi'u peryglu, dylid newid y cyfrinair ar unwaith, neu analluogi'r cyfrif.

Gellir gosod ac ailosod cyfrineiriau gan ddefnyddwyr a/neu weinyddwyr ond rhaid iddynt fodloni'r gofynion cymhlethdod cyfrinair lleiaf. Mae gofynion cymhlethdod cyfrinair lleiaf wedi'u gosod yn ddiodyn ond gellir eu ffurfweddu gan Weinyddwyr i hwyluso opsiynau ar gyfer mwy o gymhlethdod lle mae hyn yn ofynnol neu'n cael ei orfodi gan bolisïau diogelwch lleol.

Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys gosod y defnydd gorfodol o nodau arbennig, creu rhestrau du o gyfrineiriau na ellir eu defnyddio a gosod yr oedran uchaf ar gyfer ailosod cyfrineiriau. Mae dilysu dau ffactor yn ddewisol yn ddiodyn ond gall Gweinyddwyr ei orfodi hefyd.

Gellir gosod Brainomix 360 e-ASPECTS i analluogi cyfrifon defnyddwyr yn awtomatig nad ydynt wedi bod yn weithgar am gyfnod penodol ac, ar gyfer defnyddwyr gweithredol, mae hefyd yn cynnwys nodwedd terfyn amser awtomatig a fydd yn allgofnodi defnyddwyr ar ôl cyfnod o anweithgarwch.

Er mwyn lleihau'r risg o ddefnydd heb awdurdod o Brainomix 360 e-ASPECTS, ni ddylai defnyddwyr rannu manylion mewngofnodi mynediad a dylent allgofnodi ar unwaith pan nad ydynt yn defnyddio'r system.

Gall gweinyddwyr hefyd ddewis defnyddio cyfrifon defnyddwyr Active Directory (trwy LDAP) neu SSO gydag integreiddio darparwyr cwmwl yn lle'r system ddilysu Brainomix ddiofyn.

Er bod amryw o fesurau seiberddiogelwch wedi'u cynllunio a'u gweithredu, mae'r lliniaru llwyddiannus yn erbyn gwendidau diogelwch ar gyfer Brainomix 360 e-ASPECTS yn dibynnu ar seilwaith diogelwch amgylchedd rhwydwaith yr ysbyty, arfer gorau gan ddefnyddwyr a rheolaeth gan Weinyddwyr.

Dim ond o fewn rhwydwaith ysbyty diogel sydd wedi'i amddiffyn gan wal dân lefel rhwydwaith, meddalwedd gwrthfeirws a gwrth-faleiswedd ac, yn ddelfrydol, Meddalwedd Canfod Ymyrraeth (IDS) y dylid gosod Brainomix 360.


Dylai peiriannau cleient a ddefnyddir i gael mynediad i'r gweinydd sy'n cynnal Brainomix 360 e-ASPECTS hefyd gael eu hamddiffyn gan feddalwedd gwrthfeirws/gwrth-faleiswedd ac IDS a dylid eu cadw'n gyfredol gyda patshys a diweddariadau diogelwch.

7 Rheoli Mynediad a Hysbysiadau

7.1 Mewngofnodi


1. Ewch i'r Brainomix 360 neu gyfeiriad gweinydd Brainomix 360 Cloud yn eich porwr gwe.
2. Gofynnir i chi fewngofnodi os nad ydych wedi defnyddio'r rhaglen yn ddiweddar o'ch porwr gwe presennol. Gall gweinyddwr eich system ddarparu manylion mewngofnodi.

Brainomix 360:



The screenshot shows a dark-themed login page for Brainomix 360. At the top, the text 'LOG IN' is displayed in white. Below it, there are two input fields: 'Username' and 'Password', each with a placeholder text of the same name. To the right of the password field is a link that says 'Forgot password?'. Below the password field is a checkbox labeled 'Keep me signed in'. A 'LOGIN' button is positioned to the right of the 'Keep me signed in' checkbox. At the bottom of the form, there is a message: 'Your organisation has enabled Single-Sign On with Microsoft Entra ID' followed by a question mark icon. Below this message is a button labeled 'CONTINUE WITH MICROSOFT ENTRA ID'.

Brainomix 360 Cloud:



The screenshot shows a dark-themed 'SELECT ORGANISATION' page for Brainomix 360 Cloud. At the top, the text 'SELECT ORGANISATION' is displayed in white. Below it, there is a prompt: 'Please enter your organisation code' followed by a question mark icon. Below this prompt is a single-line input field with the placeholder text 'Organisation'. A 'NEXT' button is located at the bottom right of the form.

1. Os ydych chi'n mewngofnodi i Brainomix 360 Cloud, nodwch ID eich sefydliad
 2. Os yw eich sefydliad wedi galluogi Mewngofnodi Untro, pwyswch 'Parhau gydag ID Entra Microsoft' a dilynwch y broses mewngofnodi safonol. Fel arall:
 3. Rhewch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
 4. Gadewch y blwch heb ei dicio os ydych chi am gael eich allgofnodi'n awtomatig ar ôl 1 awr, neu pan fyddwch chi'n gadael y porwr. Ticiwch y blwch os ydych chi am aros wedi mewngofnodi ar y cyfrifiadur hwn nes i chi allgofnodi.
 5. Cliciwch y botwm Mewngofnodi
3. Os ydych chi wedi anghofio'ch cyfrinair, gallwch ofyn am e-bost ailosod cyfrinair drwy glicio ar y testun 'Wedi anghofio cyfrinair?'.

PASSWORD RESET

Please enter your email

If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password.

SEND RESET EMAIL

4. Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer dilysu dau ffactor, efallai y gofynnir i chi nodi cod tocyn o'ch ap dilysu.

TWO-FACTOR VERIFICATION

Enter code from Google Authenticator ?

☒ Trust this client

VERIFY

- Dewiswch 'Ymddiried yn y cleient hwn' i osgoi cael eich gofyn am god tocyn eto ar y ddyfais neu'r porwr hwn. Peidiwch â defnyddio'r opsiwn hwn ar ddyfeisiau a rennir.
- Os na allwch gael cod tocyn o'ch ap dilysu, gallwch nodi cod adfer nas defnyddiwyd o'r rhestr a roddir wrth gofrestru ar gyfer dilysu dau ffactor.

7.2 Allgofnodi

1. Agorwch y Ddewislenn a sgroliwch i'r gwaelod.


Your profile

Logout

2. Cliciwch **Allgofnodi**

7.3 Newid Eich Cyfrinair


1. Agorwch y Ddewislen a sgroliwch i'r gwaelod.



2. Cliciwch **Eich proffil**
3. Cliciwch ar y tab wedi'i labelu **Newid cyfrinair**
4. Rhowch eich hen gyfrineiriau a'ch rhai newydd (Rhaid i gyfrineiriau fodloni'r gofynion cymhlethdod gofynnol: 8 nod gydag o leiaf un rhif ac un llythyren.)
5. Cliciwch **Cadw** neu pwyswch enter

7.4 Gwiriad dau ffactor

1. Agorwch y Ddewislen a sgroliwch i'r gwaelod.




2. Cliciwch **Eich proffil**
3. Cliciwch ar y tab wedi'i labelu **Dilysu dau ffactor**
4. Cliciwch y botwm **cofrestru**.
5. Dilynwch y cyfarwyddiadau cofrestru ar y sgrin.

7.5 Llyfr Cyfeiriadau


Mynediad

1. Gellir cael mynediad at y llyfr cyfeiriadau bob amser o'r Ddewislen yn y rhaglen a'r rhyngwyneb defnyddiwr bwrdd gwaith os oes gan ddefnyddwyr yn eich sefydliad rifau ffôn wedi'u cadw. .



Defnydd


1. Mae pob defnyddiwr a chofnod sydd â rhif ffôn a neilltuwyd iddynt yn cael eu harddangos a gellir eu ffonio.
2. Bydd defnyddwyr sy'n gosod eu statws i "ar alwad" yn cael eu nodi'n glir, a gellir defnyddio'r statws hwn fel hidlydd.
3. Gall defnyddwyr chwilio am ddefnyddiwr arall yn ôl enw drwy fewnbynnu testun i'r blwch chwilio.
4. Wrth gychwyn galwad i ddefnyddiwr arall, caiff y galwad ei chofnodi a gellir ei gweld yn hanes galwadau'r ddau ddefnyddiwr.



7.6 Statws Ar-Alwad

Ffurfweddu


1. Gellir ffurfweddu eich statws ar-alwad trwy'r ap. Gallwch ddewis bod ar alwad neu beidio, a pha sefydliadau y byddwch ar alwad ar eu cyfer.



7.7 Hysbysiadau Ap

1. Gallwch ddewis derbyn hysbysiadau bob amser, dim ond eu derbyn pan fyddwch ar alwad i sefydliad, neu beidio byth â'u derbyn.

2. Gellir ffurfweddu'r gosodiadau hyn trwy dapio 'Hysbysiadau' yn newislen yr ap ar gyfer sefydliad.



Er mwyn derbyn hysbysiadau o'r ap Brainomix 360 Mobile, rhaid i chi sicrhau bod hysbysiadau wedi'u galluogi ar eich dyfais symudol. Gellir gwneud hyn wrth osod yr ap Brainomix 360 Mobile ar eich dyfais symudol neu gellir ei osod yn ddiweddarach gan ddilyn y camau isod.

iOS

- Lansiwch yr ap Gosodiadau.
- Tapiwch Hysbysiadau.
- Scroliwch i Brainomix 360 Mobile > Tapiwch.
- Toglwch y switsh **Caniatáu Hysbysiadau** i **Ymlaen** i alluogi hysbysiadau.
- Toglwch y switsh **Hysbysiadau Sensitif i Amser** i **Ymlaen** (mae hysbysiadau bob amser yn cael eu danfon ar unwaith ac yn aros ar y Sgrin Gloi am awr).
- Dewiswch eich dewisiadau rhybuddio - argymhellir dewis popeth (Sgrin Gloi, Canolfan Hysbysiadau a Baneri) a gosod yr **Arddull Baner** i **Parhaus**.
- Toglwch y switshys **Seiniau a Bathodynnau** i **Ymlaen** (argymhellir).

Android

- Lansiwch yr ap Gosodiadau.
- Tapiwch Hysbysiadau.
- Scrolwch i Brainomix 360 Mobile > Tapiwch.
- Tapiwch Hysbysiadau.
- Toglwch y switsh **Caniatáu Hysbysiadau** i **Ymlaen** er mwyn galluogi hysbysiadau, gan gynnwys negeseuon, synau a dirgryniad.
- Toglwch y switsh **Dangos yn ddistaw** i **Diffodd** (argymhellir).
- Toglwch y switsh **Gosod fel blaenoriaeth** i **Ymlaen** i droi'r sgrin ymlaen tra bod 'Peidiwch â tharfu' wedi'i droi ymlaen (argymhellir).

8 Rhyngwyneb Bwrdd Gwaith

8.1 Rhestr Cleifion

The screenshot displays the BRAINOMIX patient list interface. At the top, there is a 'Menu' button and the BRAINOMIX logo. Below the header, a search bar and sort options are visible. The main content area lists six patients, each with a checkbox, a star icon, and a list of scans. The patients are: William Parry (Svalbard Hospital), Mary Malone (Mulefa Hospital), Roger Parslow (Jordan University Hospital), Lee Scoresby (Cittagazze Hospital), Oliver Payne (Brainomix), and Marisa Coulter (Brainomix). Each patient entry includes their name, hospital, age, sex, patient ID, ACC, and BX ID. The scans listed for each patient include NOCT, CTA, and CTP, with their completion status and timestamps. The interface also features a 'Show 20 per page' dropdown and a 'Showing 1-6 of 6 results' indicator.

Patient Name	Hospital	Age	Sex	Patient ID	ACC	BX ID	Scans
William Parry	Svalbard Hospital	64Y	M	1746127	564EX127	cfed8b	NOCT (2018-12-27 09:01:27, Completed), CTA (2018-12-27 09:03:07, Completed), CTP (2018-12-27 09:09:36, Completed)
Mary Malone	Mulefa Hospital	75Y	F	273802	45MRIT02	2a0b48	
Roger Parslow	Jordan University Hospital	78Y	M	1524011	638ICH011	ea0966	
Lee Scoresby	Cittagazze Hospital	70Y	M	1952-09-09	4580060	658BMC002	
Oliver Payne	Brainomix	M		041004	428TES67	962837	
Marisa Coulter	Brainomix						

- Mae tudalen rhestr y cleifion yn dangos yr holl gleifion sydd ar gael i chi. Yn ddiiofyn, fe'u rhestrir yn nhrefn y claf diwethaf a ddiweddarwyd.
- Symudwch drwy dudalennau cleifion drwy glicio ar rifau'r tudalennau o dan y rhestr.
- Cliciwch ar glaf i'w agor yn y Gwylwr Cleifion (gweler yr adran Gwylwr Cleifion).
- Cliciwch ar yr eicon  i ehangu manylion y claf i weld manylion y sgan a rhagolwg mân-lun o bob sgan.

8.2 Dod o Hyd i Gleifion

Didoli

Trefnwch y rhestr cleifion drwy glicio'r botwm Trefnu yn ôl.

Sort by: Last updated (newest first) ▼

Dewiswch drefn a ffefrir o'r rhestr ostwng.

Sort by: Last updated (newest first) ▲

Last updated (newest first) ✓

Last updated (oldest first)

Patient name (ascending)

Patient name (descending)

Patient ID (ascending)

Patient ID (descending)

Chwilio

Chwiliwch am glaf yn ôl enw, rhif derbyn neu ID trwy nodi testun yn y blwch chwilio uwchben rhestr y cleifion.

🔍 Search

Hidlo

Hidlo'r cleifion trwy wasgu'r botwm Hidlyddion.

🔗 Filters: 0 applied

Dewiswch yr opsiynau yr hoffech hidlo yn ôl. Dim ond y cleifion hynny sydd â chyfresi neu ganlyniadau sy'n cyfateb i'r hidlyddion a ddewiswyd fydd yn cael eu dangos yn y rhestr cleifion.

FILTERS

FAVORITES

☐ Show Favorites

LABELS

☐ Suspected ICH

Suspected ICH

☐ Suspected LVO - NCCT

Suspected LVO NCCT

☒ Suspected LVO - CTA

Suspected LVO CTA

☐ Flagged for intervention

Intervention

DELETED SERIES

LAST UPDATED

INSTITUTION NAME

STATE

WORKFLOW

SCANNER

ORIGINAL ORGANISATION

Clear Filters

8.3 Allgludo Canlyniadau

- Dewiswch yr holl gleifion rydych chi am eu cynnwys drwy glicio ar y blychau ticio cysylltiedig. Ailadroddwch ar gyfer holl dudalennau perthnasol rhestr y Cleifion.

Menu

BRAINOMIX®

☒ Select all on page

Search

Sort by: Last updated (newest first)

Export

Series tools

Filters: 0 applied

☒ William Parry

Suspected LVO

Intervention

Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y | M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfd8b

Last Updated: 2026-03-13 16:52:56 GMT

Show 3 Scans

☒ Mary Malone

Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y | F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48

Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT

Show 3 Scans

☒ Roger Parslow

Suspected ICH

Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y | M • Patient ID: 1524011 • ACC: 638ICH011 • BX ID: ea0966

Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT

Show 1 Scan

☒ Lee Scoresby

Suspected ICH

Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y | M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9

Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT

Show 1 Scan

Awgrym: I ddewis yr holl gleifion ar dudalen, cliciwch y blwch ticio yn y rhes bennawd.

Awgrym: Gallwch newid y gosodiad "Dangos X fesul tudalen" ar waelod rhestr y cleifion i weld mwy o gleifion ar bob tudalen.

Awgrym: Gallwch ehangu manylion claf a dewis sganiau o fewn adran y claf i'w hallforio.

- Cliciwch ar y botwm Allforio, a dewiswch allforio'r sganiau a ddewiswyd yn unig, neu'r holl sganiau ar bob tudalen.
- Bydd taenlen (fformat XLSX) yn cael ei lawrlwytho.
 - Gellir agor y math hwn o ffeil mewn amrywiaeth o raglenni, gan gynnwys Microsoft Excel.
 - Mae'r ffeil sydd wedi'i lawrlwytho yn cynnwys sawl taflen gyda rhes ar gyfer pob claf, gyda gwybodaeth adnabod, canlyniadau, a chyfarwyddiadau ar sut i ddehongli'r wybodaeth a

allforiwyd.

8.4 Gwyliwr Cleifion

Trosolwg

Wrth agor claf o'r rhestr cleifion, byddwch yn cyrraedd y Gwyliwr Cleifion.

Mae gwybodaeth benodol i'r claf yn y bar ochr chwith:

- Gweld: gweld yr holl fanylion sgan sydd ar gael ar gyfer y claf a ddewiswyd
- Cyfres: gweld y metadata llawn ar gyfer y sgan hwn, ynghyd ag unrhyw rybuddion prosesu
- Negeseuon: gweld ac anfon negeseuon ar gyfer y claf hwn

Uwchben y Gwyliwr Cleifion a'r bar ochr mae'r cerdyn gwybodaeth am y claf. Mae hwn yn dangos manylion y claf ac yn darparu'r opsiwn 'seren' i farcio claf fel ffefryn. Nodwch y gallai'r wybodaeth hon fod wedi'i dileu os yw'r claf wedi'i ffug-enwi, e.e. os yw wedi'i dderbyn trwy gysoni rhwng cyfoedion neu os ydych chi'n gweld y claf ar Brainomix 360 Cloud.



Gweld sganiau

O dan y cerdyn gwybodaeth claf, ac uwchben y ddelwedd, mae rhes o reolyddion gweld delwedd. Y rhain yw, o'r chwith i'r dde:

- Y dewisydd gwyliwr ('Ffynhonnell' yn cael ei ddangos). Mae hyn yn caniatáu newidiadau gwyliwr cyflym.
- Y rheolydd Trwch Slab. Os yw ar gael, mae hyn yn caniatáu addasu trwch y slab trwy gyfuno darnau cyfagos â hidlyddion cymedrig, MIP neu MinIP.
- Y rheolydd ffenestri. Mae hyn yn darparu addasiad lled/lefel ffenestr a sawl rhagosodiad. Gellir addasu'r ffenestri hefyd drwy glicio ar y botwm dde a llusgo'r llygoden.
- Y togl troshaen. Bydd pwysu'r botwm hwn yn toglo troshaenau i ffwrdd neu ymlaen.
- Y rheolydd MPR. Os yw ar gael, bydd pwysu'r botwm hwn yn rhoi opsiynau ar gyfer newid i olygfeydd echelinol, saethol neu gorunol.
- Y botwm Mwyhau. Bydd pwysu hwn yn ehangu'r gwyliwr delwedd i gymryd cymaint o le â phosibl.

Prif gydran y gwyliwr cleifion yw'r gwyliwr delwedd. Mae hyn yn dangos y darn cyfredol o'r olwg a ddewiswyd, gyda'r hidlyddion ffenestr, darn a MPR priodol wedi'u cymhwyso. Gellir arddangos troshaenau ar gyfer gwybodaeth, ac o ganlyniadau algorithm, dros y ddelwedd sylfaenol.

Yng nghornel dde uchaf y ddelwedd, dangosir dangosyddion o ganlyniadau'r algorithm, ynghyd ag unrhyw wylwyr neu faneri ymyrraeth gan ddefnyddwyr.

O dan y ddelwedd mae'r rheolydd darn. Gallwch sgrolio trwy'r holl ddarnau trwy lusgo'r llithrydd.

Ffenestri

Mae picseli mewn sgan CT yn cael eu mesur mewn Unedau Hounsfield (HU), y mae'n rhaid eu trosi i lefelau llwyd i'w harddangos. Mae'r rheolyddion lefel a lled ffenestri yn y ddewislen **Ffenestri** yn caniatáu ichi addasu'r ystod o werthoedd HU sy'n cael eu harddangos.

Darperir y ffenestri rhagosodedig hyn i'ch helpu i asesu'r sgan â llaw:

- **Meinwe:** Provides a good ar y cyfan gweld of ymennydd meinwe.
- **Pibellau:** Yn darparu cyferbyniad gwell i wneud pibellau gwaed sydd wedi'u hamlygu yn haws i'w gweld.
- **Asgwrn:** Da ar gyfer gweld strwythurau esgyrn.
- **Cyferbyniad uchel:** Yn darparu golwg cyferbyniad uchel i wneud newidiadau hypoddwysedd (hypodense) cynnar yn haws i'w gweld.

Gellir addasu lled a lefel y ffenestr hefyd drwy glicio ar y botwm dde a llusgo'r llygoden dros y gwyliwr, gan symud i fyny/i lawr (i newid lefel) neu i'r chwith/dde (i newid lled).

Manylion Cyfres

Cyflwynir dyddiad/amser y gyfres yng nghornel chwith uchaf y ddelwedd, ynghyd â pharmedrau gwylio fel trwch y darn a rhif y darn. Mae manylion ychwanegol i'w cael yn y tab Cyfres. Mae rhai manylion wedi'u cymryd o dagiau cyfres DICOM gwreiddiol (e.e. disgrifiad o'r astudiaeth) tra bod eraill wedi'u deillio o'r feddalwedd ei hun (e.e. fersiwn yr algorithm).

Wrthi'n allforio canlyniadau

O dan y Crynodeb Canlyniadau yn y tab Gweld, mae botymau i lawrlwytho'r delweddau ffynhonnell a chanlyniad gwreiddiol ar ffurf DICOM ar gyfer yr holl gyfresi sydd ar gael.

8.5 e-ASPECTS Arddangos




Crynodeb o'r Canlyniadau

Mae'r sgôr ASPECTS a'r wybodaeth gysylltiedig yn cael eu harddangos ar y golwg Crynodeb o'r Canlyniadau. Mae hyn yn cynnwys y wybodaeth ganlynol.

ASPECTS

Mae'r adran hon yn dangos y sgôr ASPECTS a gyfrifwyd gan e-ASPECTS a rhestr o ranbarthau sydd wedi'u sgorio fel rhai sy'n cynnwys hypoddwysedd aciwt ac felly wedi lleihau'r sgôr ASPECTS.

Cyfeintiau - Gorddwysedd



Bydd Brainomix 360 e-ASPECTS yn ceisio canfod gor-ddwyseddau annormal o fewn sgan CT heb gyferbynnedd. Mae gor-ddwyseddau annormal yn cyfeirio at ranbarthau o werthoedd HU uchel yn yr ymennydd, o'i gymharu â'r hyn a ddisgwyllir fel arfer ar gyfer sgan CT ymennydd iach. Achosion cyffredin gor-ddwyseddau o'r fath mewn clefion yr amheuir eu bod wedi cael strôc yw gwaedu aciwt, gan fod gwaed ffres fel arfer yn fwy gor-ddwys na mater llwyd neu wyn, neu ollyngiad cyferbyniad, er na ddylid gweld hyn mewn sgan CT heb gyferbynnedd os na weinyddwyd asiant cyferbyniad yn ddiweddar.

Os canfyddir ardal orddwys o fewn y sgan CT, bydd yr ardal yn cael ei segmentu a'i harddangos fel troshaen, a bydd cyfaint yr ardal segmentiedig yn cael ei adrodd (mewn mililitrau). Er dylai'r mesuriad cyfaint hwn gyfateb yn gywir i'r rhanbarth segmentiedig, mae'n rhaid i'r defnyddiwr wirio'n weledol bod yr ardal segmentiedig yn gywir mewn perthynas â'r gorddwyseddau sylfaenol yn y ddelwedd.

Noder bod y nodwedd hon ar wahân i nodwedd gorddwysedd pibell, a fydd yn ceisio nodi achludiadau neu galcheiddiadau mewn pibelli.

Pan ganfyddir cyfaint gorddwys mawr, bydd cyfaint y gorddwysedd, sgôr ASPECTS, a chanlyniadau pibelli gorddwys yn cael eu hatal. Os bydd gweinyddwr wedi galluogi golygu â llaw, gellir defnyddio'r nodwedd hon i adfer y canlyniadau a ataliwyd.

Cyfeintiau - Hypoddwysedd aciwt / nad yw'n aciwt

Cyfaint yr arwyddion hypodense mewn ml, fel y'i cyfrifwyd gan Brainomix 360 e-ASPECTS. Dyma fesur o'r 'map gwres'. Bydd cywirdeb y cyfrifiad cyfaint yn dibynnu ar ansawdd y 'map gwres', y dylid ei wirio â llaw.

Gall gweinyddwyr hefyd alluogi cyfrifo Cymeriant Dŵr Net, yn seiliedig ar ddifrifoldeb yr hypoddwysedd o fewn y rhanbarth hypoddwysedd aciwt. Os yw wedi'i alluogi, bydd y gwerth hwn yn cael ei arddangos fel canran islaw'r gyfaint hypoddwysedd aciwt pan ganfyddir hypoddwysedd digonol.

Pibelli Gorddwys



Mae e-ASPECTS yn ceisio dod o hyd i orddwysedd pibell leol ar sganiau CT heb gyferbynnedd, sy'n nodweddiadol yn arwydd o achludiadau (clotiau) neu galcheiddiadau. Ystyrir priodweddau delwedd megis siâp gorddwysedd a gwerthoedd HU o fewn pibell orddwys wrth ddosbarthu'r nodweddion hyn, gyda chalchiadau fel arfer â gwerthoedd HU uwch a mwy diffiniedig o'u cymharu â cheuladau. Bydd yr ardal orddwys yn cael ei segmentu a'i hamlygu mewn allbwn canlyniadau delwedd.

Os canfyddir un neu fwy o achosion, bydd hyd yr achludiad yn cael ei nodi ar sail mesuriad o echelin hiraf yr ardal segmentiedig sy'n gysylltiedig â'r achludiad. Mewn achos lle canfyddir achludiadau ar ddau hemisffer sgan CT yr ymennydd, rhoddir y mesuriadau hyd fesul hemisffer.

Noder efallai na chanfyddir rhai gorddwyseddau gan y feddalwedd, ac efallai y bydd positifau ffug hefyd yn cael eu nodi. Mae hefyd yn bosibl yr amlygir y nodweddion hyn y tu allan i bibelli, ac os felly ni fyddai'r gorddwysedd o ganlyniad i achludiad, hyd yn oed os bydd yn cael ei ganfod yn anghywir felly.

Proseswyd

Mae'r gwyliwr Proseswyd yn dangos y ddelwedd CT ar ôl ei phrosesu a'i dadansoddi gydag e-ASPECTS. Mae'r darnau wedi'u hanodio i ddangos segmentu ardaloedd ASPECTS ac arwyddion hypoddwysedd neu hyperddwysedd wedi'u nodi.

Troshaenau

Mae troshaenau unigol a ddangosir ar y wedd Proseswyd fel a ganlyn:


- **Ardaloedd ASPECTS:** Yn dangos segmentu ardaloedd ASPECTS.
- **Ardaloedd yr effeithir arnynt:** Yn tynnu sylw at yr ardaloedd ASPECTS a sgoriwyd fel rhai sy'n cynnwys newidiadau hypoddwysedd aciwt.
- **Hypoddwysedd aciwt:** Yn tynnu sylw at ardaloedd gyda newidiadau hypoddwysedd aciwt.
- **Hypoddwysedd nad yw'n aciwt:** Yn tynnu sylw at ardaloedd gyda newidiadau hypoddwysedd hŷn sydd wedi'u heithrio gan algorithm e-ASPECTS.
- **Hyperddwysedd:** Yn tynnu sylw at ardaloedd gydag arwyddion hyperddwysedd annormal.
- **Pibell hyperddwys:** Yn tynnu sylw at bibellau gwaed hyperddwys a ganfuwyd fel rhwystrau.
- **Calcheiddiad:** Yn tynnu sylw at bibellau gwaed hyperddwys a ganfuwyd fel calcheiddiadau.
- **Ardaloedd pc-ASPECTS:** Yn dangos segmentu rhanbarthau pc-ASPECTS.
- **Arwyneb canol-saethol:** Yn dangos llinell dangosydd y plân canol-saethol.
- **Anodiadau testun:** Yn dangos y dangosyddion ochr a throshaenau testun gwybodaeth eraill.

Rhybuddion

Os oes eicon ebychnod yn y botwm Gwybodaeth neu Gyfres, mae rhybuddion gan e-ASPECTS a all effeithio ar gywirdeb y sgôr.

8.6 Canlyniadau â llaw

Os yw wedi'i alluogi gan eich gweinyddwr, gallwch olygu'r canlyniad awtomatig a chadw eich canlyniad â llaw eich hun ar Brainomix 360. Nid yw'r nodwedd hon ar gael wrth edrych ar sganiau ar Brainomix 360 cloud.



Gallwch olygu'r canlyniad awtomatig drwy gadw eich sgôr eich hun. Cliciwch ar eicon pensil 'Golygu' yng ngwaelod ochr dde'r gwylwr delwedd i agor y ffenestr golygu.

Cliciwch enwau'r rhanbarthau a ddylai gyfrannu at y sgôr ASPECTS i gyfrifo'ch sgôr ASPECTS â llaw.

Yna gallwch ddewis cadw neu daflu eich canlyniad.

9 Arddangoswr Symudol

9.1 Rhestr Cleifion

Os ydych chi'n cyrchu Brainomix 360 neu Brainomix 360 Cloud gan ddefnyddio'ch ffôn, gallwch weld rhestr o'r holl gleifion. Tapiwch glaf i agor y Gwylwr Cleifion. Bydd sweipio i lawr yn adnewyddu'r rhestr cleifion.

Pwyswch ar yr eicon ☆ i farcio claf fel ffefryn, neu ar yr eicon ★ i ddad-farcio ffefryn.

Patient list

Q

Search

Patient Filters

(0 applied) >

William Parry

Suspected LVO

MOCT CIA

Intervention

☆

Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y | M

Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfed8b

⋮

Last Updated: 2026-03-13 16:53:56 GMT

Show 3 Scans ▾

Mary Malone

☆

Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y | F

Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48

⋮

Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT

Show 3 Scans ▾

Roger Parslow

Suspected ICH

⚠ 3 warnings

☆

Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y | M

Patient ID: 1524011 • ACC: 638ICH011 • BX ID: ea0966

⋮

Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT

Show 1 Scan ▾

Lee Scoresby

Suspected ICH

⚠ 1 warning

☆

Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y | M • 1952-09-09

Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9

⋮

Last Updated: 2026-03-13 16:40:22 GMT

Show 1 Scan ▾

Oliver Payne

☆

Brainomix • M

Patient ID: 941004 • ACC: 498TES67 • BX ID: 969837

⋮

9.2 Gwyliwr Cleifion


Pob cyfres

Wrth agor claf o'r rhestr cleifion, byddwch yn cyrraedd y golwg Pob Cyfres. Fel arall, os ydych eisoes yn y gwyliwr, tapiwch y botwm POB CYFRES yn y gornel chwith isaf. Gallwch weld yr holl gyfresi a chanlyniadau ar gyfer y claf hwn, a llywio i unrhyw wylwr sydd ar gael trwy dapio'r mân-lun.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r botymau penodol i'r modd ar y gwaelod i fynd yn syth i wylwr canlyniadau sgan:

- NCCT: os yw ar gael, gweld y sgan CT heb gyferbyniad ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig
- CTA: os yw ar gael, gweld yr Angiogram CT ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig
- CTP: os yw ar gael, gweld y sgan CT Darlifiad ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig
- MRI: os yw ar gael, gweld sganiau MRI ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig

Noder y bydd platform Brainomix 360 yn dangos canlyniadau o bob cynnyrch trwyddedig. Mae'r sgrinlun hwn yn dangos canlyniadau o gynhyrchion eraill yn ogystal â e-ASPECTS.



Gweld sganiau

Mae cynllun y gwyliwr yn dangos rhai rheolyddion penodol i'r claf ar y brig, gyda mynediad i:

- Gwybodaeth: gweld y metadata llawn ar gyfer y sgan hwn, ynghyd ag unrhyw rybuddion prosesu
- Negeseuon: gweld ac anfon negeseuon ar gyfer y claf hwn
- GO: fflagio'r claf hwn ar gyfer ymyrraeth
- Data clinigol trwy'r gwymplen: nodwch fanylion clinigol perthnasol ar gyfer y claf hwn

Gan ddefnyddio pinsio-i-chwyddo, gallwch chi chwyddo'r sgan i'w weld yn fanylach a gallwch chi ei symud o gwmpas trwy ei lusgo â dau fys.





9.3 Negeseuon

Os yw wedi'i alluogi gan weinyddwr eich system, gellir gweld ac anfon negeseuon ar ran claf. Wrth i negeseuon newydd gyrraedd, gellir eu gweld yn yr ardal sgwrsio ac os cânt eu ffurfweddu, anfonir hysbysiad ap symudol at bob defnyddiwr cofrestredig.

Bydd negeseuon newydd yn ymddangos ar waelod yr ardal sgwrsio wrth iddynt gael eu derbyn.

I anfon neges, teipiwch yn y blwch ar y gwaelod, a chliciwch ar y botwm anfon i'r dde.

I weld pwy sydd wedi darllen neges, cliciwch ar yr eicon gwybodaeth. I gau'r rhestr 'Darllenwyd Gan', cliciwch ar yr eicon cau.



9.4 Marcio claf ar gyfer ymyrraeth


Os yw'r swyddogaeth hon wedi'i galluogi gan weinyddwr eich system, gallwch chi nodi claf â llaw ar gyfer ymyrraeth o'r gwyliwr cleifion.

Pwyswch y botwm 'GO' a llithro i gadarnhau. Bydd unrhyw ddefnyddwyr sydd â hysbysiadau ymyrraeth wedi'u galluogi yn cael gwybod bod y claf wedi'i nodi.

Gellir canslo'r nodi os oes angen, a bydd defnyddwyr sydd â hysbysiadau ymyrraeth wedi'u galluogi yn cael gwybod ei fod wedi'i ganslo.

Mae hefyd yn bosibl marcio ymyrraeth fel Cwblhawyd ar gyfer claf sydd eisoes wedi'i nodi.

Sylwch mai offeryn cyfathrebu â llaw yn unig yw hwn, ac ni ellir sbarduno'r nodwedd hon gan ddefnyddio canlyniadau awtomataidd.



9.5 Data Clinigol

Os yw wedi'i alluogi gan weinyddwr eich system, bydd yr adran data clinigol ar gael mewn tab ar wahân. Gellir defnyddio hwn i gadw data clinigol ychwanegol ar gyfer y claf. Gellir gweld yr holl ddata clinigol a gadwyd yn flaenorol drwy glicio ar "Gweld hanes".

Gellir mewnbynnu sgôr NIHSS cyfanswm a gyfrifwyd ymlaen llaw yn uniongyrchol, neu gallwch ei gyfrifo'n rhyngweithiol drwy glicio ar "Cyfrifo'r sgôr" a mewnbynnu'r sgôr ar gyfer pob eitem yn y ffurflen. Gellir ychwanegu'r sgôr NIHSS ar ôl 24 awr yn yr un ffordd.

Gellir golygu'r holl feysydd data clinigol eraill i ychwanegu'r wybodaeth glinigol neu eu gadael yn wag os nad ydynt yn berthnasol.

Bydd y data clinigol a gofnodir yma yn cael ei gynnwys yn adroddiad cleifion PDF a thablau XLSX a allforiwyd.

The screenshot shows a mobile application interface for clinical data entry. At the top, there are two tabs: 'Assessment' (selected) and 'Intervention'. The form is divided into several sections:

- Premorbid mRS:** A grid of buttons for values: Unknown, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- Affected hemisphere:** Buttons for Unknown, Left, Right, and Both.
- NIHSS:** A text input field for the score and a 'Calculate score' button.
- Affected hemisphere:** A section header for the following time-based fields.
- Last known well (GMT):** A date and time picker button.
- Symptoms discovered (GMT):** A date and time picker button.
- Door in (GMT):** A date and time picker button.
- Door out (GMT):** A date and time picker button.
- CSC door in (GMT):** A date and time picker button.
- Save changes:** A button at the bottom of the form.

10 Allbynnau Canlyniad

10.1 DICOM

Os cafodd ei ffurfweddu ar eich safle, bydd canlyniad cyfres DICOM yn cael ei drosglwyddo i PACS dros gysylltiad rhwydwaith DICOM unwaith y bydd y prosesu wedi dod i ben.

10.2 Cysoni'r Cwmwl

Os cawsant eu ffurfweddu ar eich safle, bydd canlyniadau llawn yn cael eu cysoni i'r gwasanaeth Brainomix 360 Cloudgyda ffugenw dewisol. Gellir gweld y canlyniadau ar Brainomix 360 Cloud fel pe bai'r sgan wedi'i brosesu yno.

10.3 Hysbysiadau Ap Symudol

Os bydd cysoni â Brainomix 360 Cloud wedi'i alluogi, gellir ffurfweddu hysbysiadau gwthio i hysbysu defnyddwyr yr ap Brainomix 360 Mobile bod canlyniad ar gael.

10.4 Adroddiadau Cleifion

Os yw wedi'i ffurfweddu ar eich safle, anfonir adroddiad claf (PDF a/neu ddelweddu) sy'n cynnwys trosolwg o'r holl ddulliau delweddu a chanlyniadau ar gyfer claf i PACS wedi'i ffurfweddu dros gysylltiad rhwydwaith DICOM.

10.5 Allbynnau HL7

Os yw wedi'i ffurfweddu ar eich safle, bydd negeseuon HL7 yn cael eu hanfon i gyrchfan benodol unwaith y bydd y prosesu wedi gorffen.

11 Yn Ianlwytho ac yn Prosesu

Mae'r adran hon yn berthnasol i Brainomix 360 yn unig. Nid yw'n bosibl ianlwytho na phrosesu sganiau'n uniongyrchol ar Brainomix 360 Cloud.

11.1 Yn Prosesu Sganiau

Llifoedd gwaith

Gellir ffurfweddu Brainomix 360 i ddarparu llifau gwaith gwahanol i'w defnyddio yn y llwybr clinigol aciwt neu ar gyfer astudiaethau clinigol. Gellir ffurfweddu pob llif gwaith i anfon canlyniadau i wahanol ddyfeisiau DICOM targed.

Cyflenwir dau set ddiodyn o lifau gwaith, 'Aciwt' ac 'Astudiaeth'. Bwriedir i'r llifau gwaith aciwt brosesu nifer fach o sganiau â blaenoriaeth uchel, tra bod y llifau gwaith astudio yn addas ar gyfer prosesu nifer fawr o sganiau â blaenoriaeth is. Os yw sgan yn cael ei brosesu gan lif gwaith astudiaeth pan dderbynnir sgan aciwt, bydd Brainomix 360 yn ei oedi ac yn prosesu'r sgan aciwt cyn parhau.

I gael cymorth i ffurfweddu eich llifau gwaith ac integreiddio â systemau allanol (PACS, sganwyr CT, e-bost ac ati), cysylltwch â'ch dosbarthwr lleol neu gymorth Brainomix.

Trosglwyddo DICOM â Llaw

1. Gwnewch yn siŵr bod y ddyfais DICOM ffynhonnell (e.e. sganiwr PACS neu CT) a'r rhaglen reoli (e.e. gwyliwr PACS) wedi'u ffurfweddu gyda chyfeiriad gweinydd Brainomix 360 a Theitl Endid y Rhaglen ar gyfer y ciw sganio mewnol Brainomix 360 priodol sy'n gysylltiedig â'r llif gwaith a ddymunir (gweler uchod). Dylai eich gweinyddwr system allu eich helpu i ffurfweddu'r rhain.
2. Defnyddiwch y rhaglen DICOM rheoli i drosglwyddo cyfres sgan i'r gweinydd Brainomix 360. Cyfeiriwch at gyfarwyddiadau'r rhaglen am ragor o wybodaeth.
3. Bydd gweinydd Brainomix 360 yn dechrau prosesu'r gyfres yn awtomatig.
4. I fonitro prosesu yn eich porwr gwe:
 1. Ewch i gyfeiriad gweinydd Brainomix 360 yn eich porwr
 2. Bydd gofyn i chi fewngofnodi os nad ydych wedi defnyddio'r rhaglen yn ddiweddar o'ch porwr gwe cyfredol. Mewngofnodwch fel y disgrifiwyd yn yr adran flaenorol.
 3. Dewiswch **Rhestr Cleifion** o'r bar dewislen ar frig y dudalen.
 4. Dylai'r sgan newydd ymddangos yn y Rhestr Cleifion. Os nad yw'n gwneud hynny, ymgynghorwch â log DICOM i wirio am wallau.
5. Os yw wedi'i ffurfweddu, anfonir canlyniadau DICOM i PACS yn awtomatig pan fydd y prosesu wedi'i gwblhau. Defnyddiwch eich gwyliwr PACS i weld y canlyniadau hyn.
6. Fel arall, cliciwch ar y claf yn y Rhestr Cleifion i weld y canlyniadau yn eich porwr gwe.

Trosglwyddo DICOM Awtomatig


Gellir ffurfweddu rhaglen allanol i drosglwyddo cyfres sganiau yn awtomatig i'r gweinydd Brainomix 360.

Os yw wedi'i ffurfweddu, anfonir canlyniadau DICOM i PACS yn awtomatig pan fydd y prosesu wedi'i gwblhau. Defnyddiwch eich gwyliwr PACS i weld y canlyniadau hyn. Yn y ffurfweddiad hwn nid oes angen i chi ddefnyddio rhyngwyneb gwe Brainomix 360 o gwbl.

Fel arall, mewngofnodwch a bydd y sganiau'n ymddangos yn y Rhestr Cleifion cyn gynted ag y byddant wedi'u rhoi mewn ciw i'w prosesu. Gellir gweld canlyniadau drwy glicio ar glaf. Gellir monitro gweithgaredd rhwydwaith DICOM drwy edrych ar log DICOM.

Lanlwytho â Llaw trwy Ryngwyneb Gwe

1. Mewngofnodwch i Brainomix 360
2. Agorwch y ddewislen gan ddefnyddio'r eicon dewislen ar frig y dudalen.
3. Dewiswch **Uwchlwytho cyfres** o'r ddewislen.



4. Dewiswch y ciw sgan sy'n dod i mewn priodol o'r cwympen islaw'r ardal uwchlwytho. Bydd y gosodiad hwn wedi'i osod i ddefnyddio ciw sganiau sy'n dod i mewn yr astudiaeth yn ddiofyn.
5. Cliciwch **Dewis ffeiliau** i ddewis ffeiliau delwedd DICOM neu ffeiliau zip cywasgedig sy'n cynnwys delweddau DICOM.
Awgrym: Gallwch lusgo a gollwng ffeiliau yn uniongyrchol i'r ardal uwchlwytho os yw'r porwr yn cefnogi llusgo a gollwngp.
Nodyn: Os byddwch chi'n dewis gormod o ffeiliau, bydd y porwr yn eu gwrthod. Os bydd hyn yn digwydd, dylech chi gywasgu'r delweddau DICOM i mewn i un ffeil zip a'i lanlwytho yn lle.
6. Bydd eich ffeiliau'n cael eu lanlwytho a'u mynegeiod. Os oes nifer fawr iawn o ffeiliau, gall hyn gymryd sawl munud.
7. Bydd sganiau'n cael eu llwybro i lif gwaith yn awtomatig. Pan fydd y llwytho i fyny wedi'i gwblhau, cliciwch **lawn**.
8. Pan fydd y prosesu wedi'i gwblhau, anfonir e-byst canlyniadau a chanlyniadau DICOM yn awtomatig fel y'u ffurfiwyd ar gyfer y llif gwaith.
9. Cliciwch ar y claf yn y Rhestr Cleifion i weld y canlyniadau yn eich porwr gwe.

11.2 Y log DICOM

Cliciwch ar y ddolen 'log DICOM' i weld log o gyfresi DICOM y gwnaethpwyd cais amdanynt, a dderbyniwyd ac a anfonwyd gan y gweinydd Brainomix 360.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

- ☒ Select all

☒ Series requested

☒ Series received

☒ At least one workflow can process the series

☒ No workflows can process the series

☒ Upload failed

☒ Transfer failed

☒ Series sent to external system

☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View
Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613			
Description	Transfer failed			
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host			
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b			

12 Gweinyddiaeth

Mae gan ddefnyddwyr gweinyddwyr nodweddion ychwanegol ar gael iddynt ar gyfer rheoli defnyddwyr, dileu sganiau a ffurfweddu integreiddiad y system Brainomix 360 i'r llif gwaith clinigol. Yn gyffredinol, ni fydd angen newid y gosodiadau hyn a gall gosodiadau anghywir arwain at golli data, gweithredu anghywir neu beryglu diogelwch. Os bydd angen cymorth arnoch i integreiddio'ch system Brainomix 360 i'ch llif gwaith clinigol, cysylltwch â'ch dosbarthwr lleol neu gymorth Brainomix.

13 Datrys Problemau

Os bydd unrhyw broblemau'n codi yn ystod y defnydd neu os cyflwynir unrhyw negeseuon gwall, cysylltwch â'ch gweinyddwr lleol neu gymorth Brainomix yn un o'r opsiynau cyswllt a nodir yn yr adran Gwybodaeth Reoleiddio.

14 Cynnal a Chadw a Gwelliannau Gwasanaeth

Os bydd gwaith cynnal a chadw wedi'i gynllunio, bydd Brainomix yn hysbysu'r defnyddwyr yr effeithir arnynt ymlaen llaw bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud a pha lefel o ymyrraeth i'r gwasanaeth a ddisgwylir. Efallai y bydd mynediad i ddefnyddwyr yn cael ei wrthod yn ystod y cyfnod cynnal a chadw. Os yw'r ap Brainomix 360 Mobile wedi'i osod ar ddyfais symudol, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddarau i'r fersiwn ddiweddaraf pan ofynnir amdano neu pan gaiff ei ddarparu ar Google Play neu'r Apple App Store.

15 Adrodd am Ddigwyddiadau

Cysylltwch â ni drwy support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) os ydych chi wedi darganfod problem bosibl gydag unrhyw un o'n gwasanaethau pecyn Brainomix 360. Noder y bydd unrhyw wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei llywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd (<https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support>). Os bydd digwyddiad difrifol wedi digwydd mewn perthynas ag unrhyw un o'n cynhyrchion, rhwch wybod amdano hefyd i'r awdurdod cymwys lleol yn eich gwlad:

- Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Y Swistir (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents--fscas/users---operators.html>)
- Türkiye (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Dadgomisiynu

Os bydd y gwasanaeth yn cael ei derfynu a'i dynnu, bydd Brainomix yn cydlynu'r broses gyda'r rhanddeiliaid perthnasol yn eich sefydliad i sicrhau bod y system Brainomix 360 yn cael ei dileu'n llyfn ac yn gyflawn, gan gynnwys unrhyw asedau a data. Bydd effaith y tynnu yn cael ei hasesu i benderfynu a fydd yn arwain at newidiadau i'ch llif gwaith clinigol a/neu gyfluniad systemau eraill. Bydd unrhyw asedau sy'n eiddo i Brainomix yn cael eu hadennill a bydd integreiddiadau'n cael eu tynnu o'r system i sicrhau nad oes mwy o drosglwyddo data yn digwydd i'r/oddi'r ased(au) sydd i'w datgomisiynu. Am ragor o wybodaeth am y broses o ddadgomisiynu eich system Brainomix 360, cysylltwch â'ch dosbarthwr lleol neu gymorth Brainomix.

17 Symbolau

Symbol	Disgrifiad o'r symbol
	Yn dynodi enw a chyfeiriad gwneuthurwr y ddyfais feddygol.
	Yn dynodi'r dyddiad y cynhyrchwyd y ddyfais feddygol.
	Yn dynodi'r cludwr sy'n cynnwys gwybodaeth adnabod unigryw am y ddyfais.
	Yn dynodi'r cynrychiolydd awdurdodedig yn y Gymuned Ewropeaidd.
	Yn dynodi'r cynrychiolydd awdurdodedig yn y Swistir.
	Yn dynodi'r endid sy'n mewnfario'r ddyfais feddygol i'r lleoliad.
	Yn dynodi'r angen i'r defnyddiwr ymgynghori â'r cyfarwyddiadau defnyddio.
	Yn dynodi bod angen gofal wrth weithredu'r ddyfais neu'r rheolydd yn agos at y man lle mae'r symbol wedi'i osod, neu fod angen ymwybyddiaeth gweithredwr neu weithredu gweithredwr yn y sefyllfa bresennol er mwyn osgoi canlyniadau annymunol.
	Yn dynodi mai dyfais feddygol yw'r eitem.
	Mae marc CE yn nodi bod cynnyrch yn cydymffurfio â rheoliadau cymwys yr Undeb Ewropeaidd.

18 Gofyn am Gopi Papur

Os oes angen copi caled printiedig arnoch o'r diwygiad hwn o lawlyfr defnyddiwr Brainomix 360 e-ASPECTS, ystyriwch argraffu'r dudalen we hon (cliciwch ar y dde + Argraffu neu lawrlwythwch y diwygiad diweddaraf o'n gwefan (<https://www.brainomix.com/docs/>)). Os nad yw'r opsiwn hwn ar gael i chi, cysylltwch â ni drwy support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) gyda'ch cais a bydd copi printiedig yn cael ei anfon atoch o fewn 7 diwrnod calendr i dderbyn y cais. Darperir y gwasanaeth hwn yn ddi-dâl.