

Llawlyfr Defnyddiwr

Fersiwn 14.4

e-CTA-MAN-14.4 - 2026-09-16

Mae e-CTA yn rhan o Brainomix 360

Patent yr Unol Daleithiau Rhif 11,481,896

Patent yr UE Rhif 3983995

Adolygiadau hanesyddol (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Cyflwyniad
 - 1.1 Trosolwg
 - 1.2 CTA-CS
 - 1.3 Sgorio cyfystlysol aml-gam (mCTA-CS)
 - 1.4 Canfod achludiad pibell fawr (LVO)
- 2 Defnydd arfaethedig
 - 2.1 Dangosyddion
 - 2.2 Gwrtharwyddion
 - 2.3 Rhybuddion
 - 2.4 Rhagofalon
 - 2.5 Manteision Clinigol
 - 2.6 Amgylchedd Defnydd
- 3 Gosod a Hyfforddiant
 - 3.1 Gosod
 - 3.2 Hyfforddiant
- 4 Manylebau System
 - 4.1 Gweinydd
 - 4.2 Cleientiaid
 - 4.3 Ieithoedd
 - 4.4 Perfformiad ac Oes
- 5 Cyfaddasrwydd Sganiwr a Delwedd
- 6 Seiberddiogelwch
- 7 Rheoli Mynediad a Hysbysiadau
 - 7.1 Mewngofnodi
 - 7.2 Allgofnodi
 - 7.3 Newid Eich Cyfrinair
 - 7.4 Gwiriad dau ffactor
 - 7.5 Llyfr Cyfeiriadau
 - 7.6 Statws Ar-Alwad

- 7.7 Hysbysiadau Ap
- 8 Rhyngwyneb Bwrdd Gwaith
 - 8.1 Rhestr Cleifion
 - 8.2 Dod o Hyd i Gleifion
 - 8.3 Allgludo Canlyniadau
 - 8.4 Gwyliwr Cleifion
 - 8.5 e-CTA Arddangos
- 9 Arddangoswr Symudol
 - 9.1 Rhestr Cleifion
 - 9.2 Gwyliwr Cleifion
 - 9.3 Negeseuon
 - 9.4 Marcio claf ar gyfer ymyrraeth
 - 9.5 Data Clinigol
 - 9.6 Gwirio Cymhwysedd
 - 9.7 Rhannu Cleifion
- 10 Allbynnau Canlyniad
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Cysoni'r Cwmwl
 - 10.3 Hysbysiadau Ap Symudol
 - 10.4 Adroddiadau Cleifion
 - 10.5 Allbynnau HL7
- 11 Yn Ianlwytho ac yn Prosesu
 - 11.1 Yn Prosesu Sganiau
 - 11.2 Y log DICOM
- 12 Gweinyddiaeth
- 13 Datrys Problemau
- 14 Cynnal a Chadw a Gwelliannau Gwasanaeth
- 15 Adrodd am Ddigwyddiadau
- 16 Dadgomisiynu
- 17 Symbolau
- 18 Gofyn am Gopi Papur

Gwybodaeth Rheoleiddio

	Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Y Deyrnas Unedig	 0197	
		UE/AEE/Türkiye	
		EU REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Iseldiroedd
			Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Iwerddon
	+44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)	Y Swistir	
		CH REP	Taevas Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Y Swistir

1 Cyflwyniad

1.1 Trosolwg

Mae Brainomix 360 e-CTA (y cyfeirir ato drwyddo draw fel 'Brainomix 360 e-CTA' ac 'e-CTA') yn ddyfais feddygol feddalwedd ar gyfer prosesu sganiau Tomograffeg Gyfrifedig (CT) ar gyfer cleifion strôc. Fe'i darperir fel gwasanaeth gwe, gyda defnyddwyr yn cyrchu'r system trwy borwr gwe ar unrhyw beiriant sydd â chysylltiad â meddalwedd Brainomix 360 (e.e. cysylltiad LAN neu Rhyngrwyd), a gall gysylltu â dyfeisiau eraill sy'n cydymffurfio â DICOM dros gysylltiad rhwydwaith lleol, gan gynnwys sganwyr CT a systemau PACS.

Fel arfer, dylid anfon sganiau CTA ymennydd cleifion strôc trwy weithrediad DICOM C-STORE o sganiwr CT i feddalwedd Brainomix 360. Gellir ffurfwedu Brainomix 360 i drosglwyddo'r gyfres canlyniadau a gynhyrchwyd yn awtomatig i PACS trwy weithrediad DICOM C-STORE. Gellir ffurfwedu Brainomix 360 hefyd i anfon canlyniadau ac adroddiadau cleifion i gyrchfannau ychwanegol, pryd bynnag y bydd sgan yn cael ei brosesu gan y feddalwedd. Gall y gyrchfannau hyn gynnwys Brainomix 360 Cloud neu achosion Brainomix 360 eraill, a hysbysiadau ap Brainomix 360 Mobile.

1.2 CTA-CS

Mae sgôr CTA-CS (Tan et al., AJNR, 2009) (<http://www.ajnr.org/content/30/3/525>) yn raddfa o 0 i 3, lle mae 0 yn cynrychioli dim cyfystlysau yn yr ardal yr effeithiwyd arni gan y strôc, ac mae 3 yn dynodi cyfystlysau rhagorol.

CTA-CS	Disgrifiad
0	Dim cyfystlysau (llenwad cyflenwad cyfystlys yn llai na 10% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)
1	Cyfystlysau gwael (llenwad cyflenwad cyfystlys rhwng 10% a 50% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)
2	Cyfystlysau da (llenwad cyflenwad cyfystlys rhwng 50% a 90% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)
3	Cyfystlysau ardderchog (llenwad cyflenwad cyfystlys yn fwy na 90% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)

Noder bod rhai o'r trothwyon hyn, yn enwedig y trothwyon 10% a 90%, yn wahanol i'r rhai a ddisgrifiwyd yn wreiddiol yn y papur Tan et al., lle defnyddiwyd trothwyon cyfatebol o 0% a 100% yn lle hynny. Fodd bynnag, mae'r trothwyon sydd wedi'u haddasu yn fwy ymarferol i alluogi'r defnydd o'r sgorau CTA-CS 0 a 3 ar sganiau CTA go iawn.

Asesir cam derbyn delwedd CTA ar CTA sylfaenol un cam yn unol â'r fethodoleg a ddefnyddwyd gan Rodriguez-Luna et al. (<http://stroke.ahajournals.org/content/45/3/734.long>), a ddisgrifir yn y tabl isod. Mae'r cam (rhydweliol cynnar, pen rhydweliol, ecwilibriwm, pen wythiennol, a gwythiennol hwyr) yn

cael ei bennu trwy werthuso unedau Hounsfield (HU) ar y fasgwleiddiad gwrthystlysol (heb ei effeithio) yn y gangen MCA M1 a'r wythïen sinws sigmoid syth. Dewiswyd y fasgwleiddiad gwrthystlysol i fesur yr HU er mwyn lleihau'r effaith bosibl gan unrhyw achludiad procsimol ar yr ochr unystlysol.

Cam Derbyn CTA	HU rhydweliol	HU gwythiennol
Rhydweliol cynnar	Uwch na gwaedlestriad gwythiennol	Llai na neu'n hafal i 190
Pen rydweliol	O leiaf 100 yn uwch na gwaedlestriad gwythiennol	Mwy na 190
Cydbwysedd	Llai na 100 yn uwch na, neu'n hafal i, waedlestriad gwythiennol	Mwy na 190
Pen wythiennol	Mwy na 190	Uwch na gwaedlestriad rhydweliol
Gwythiennol hwyr	Llai na neu'n hafal i 190	Uwch na gwaedlestriad rhydweliol

Mae sganiau CTA aml-gam, pan fyddant yn cael eu prosesu ar lif gwaith CTA aml-gam, yn defnyddio gwybodaeth o bob cam sydd ar gael i ddarparu un canlyniad ar gyfer y gwaedlestriad cyfan gyda darlun amser cyrraedd bolws brig.

1.3 Sgorio cyfystlysol aml-gam (mCTA-CS)

Pan wneir sgan CTA aml-gam, gellir cyfrif sgôr gyfystlysol fwy manwl. Mae'r sgôr mCTA-CS yn raddfa o 0 i 5 sy'n ystyried maint ac oediad cyfystlysau. Mae'r mCTA-CS yn deillio o Menon et al., Radioleg 2015 (<https://doi.org/10.1148/radiol.15142256>). Diffinnir y sgôr uwch ar gyfer graddau cynnar a chyflawn neu bron yn gyflawn ($\geq 90\%$) gwella pibelli. Mynegir y raddfa fel canran o diriogaeth MCA a affeithir o'i gymharu â'r hemisffer gwrthystlysol.

mCTA-CS	Hyd y pibelli				
Oedi cam	<15%	<30%	<75%	<90%	$\geq 90\%$
0	0	1	3	4	5
1	0	1	2	3	4
2	0	1	2	2	3

1.4 Canfod achludiad pibell fawr (LVO)

Bydd Brainomix 360 e-CTA yn ceisio canfod achludiad pibellau gwaed mawr mewn delweddau CTA o'r ymennydd. Bydd y feddalwedd yn ceisio dod o hyd i achludiad yn rhydweliâu ICA-T, MCA M1 ac MCA M2 procsimol. Noder na fydd y feddalwedd yn ceisio canfod achludiad mewn pibellau gwaed eraill, fel yr ACA neu'r rhydweliâu posterior. Bydd canfyddiadau positif yn cael eu hamlygu ar y gwyliwr delweddau (gweler arddangosfa e-CTA display am fanylion).

Mae'n bwysig nodi y gall y feddalwedd gynhyrchu positifau ffug (gan amlygu achludiad lle nad oes un yn bodoli) a negyddion ffug (methu ag amlygu achludiad sy'n bresennol yn y ddelwedd), ac mae'n rhaid gwirio'r canlyniadau â llaw.

2 Defnydd arfaethedig

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig am ddiogelwch ynghylch defnyddio Brainomix 360 e-CTA

Mae Brainomix 360 e-CTA yn becyn meddalwedd prosesu delweddau i'w ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig, gan gynnwys meddygon strôc, niwrolegwyr a radiolegwyr, ar gyfer cefnogi penderfyniadau. Mae'r feddalwedd yn rhedeg ar galedwedd safonol 'oddi ar y silff' (ffisegol neu rithwir). Mae data a delweddau'n cael eu caffael drwy ddyfeisiau delweddu sy'n cydymffurfio â DICOM. Mae hyn yn cynnwys ffeiliau DICOM a uwchlwythwyd trwy ryngwyneb porwr gwe.

Mae Brainomix 360 e-CTA yn darparu galluoedd dadansoddi a gwylio ar gyfer setiau data Angiograffeg CT ymennydd cleifion strôc. Mae'r galluoedd dadansoddi ar gyfer canfod newidiadau yn y ddelwedd sy'n gysylltiedig â strôc aciwt, gan gynnwys asesu statws cyfochrog, a delweddu'r newidiadau hyn.

2.1 Dangosyddion

1. Mae Brainomix 360 e-CTA wedi'i nodi fel cymorth i asesu presenoldeb neu absenoldeb achludiad rhydweli mewngreuanol.
2. Mae Brainomix 360 wedi'i nodi i'w ddefnyddio ar sganiau Angiograffeg CT wedi'u gwella â chyferbyniad ar gyfer y cleifion hyn fel offeryn cefnogi penderfyniadau, gan ddarparu dadansoddiad delwedd awtomataidd, sgorio graddfa'r cyfochrogion ac adnabod achludiad pibellau gwaed mawr.

2.2 Gwrtharwyddion

- Nid yw Brainomix 360 e-CTA yn addas i'w ddefnyddio ar sganiau ymennydd sy'n cynnwys tystiolaeth o waedlif (mewngreuanol, is-arachnoid, ac ati).
- Nid yw Brainomix 360 e-CTA yn addas i'w ddefnyddio ar gleifion sydd â strôc cylchrediad posterior.
- Nid yw Brainomix 360 e-CTA yn addas i'w ddefnyddio ar ddelweddau sy'n cynnwys coiliau, siyntiau, emboleiddio neu arteffactau symud.
- Nid yw Brainomix 360 e-CTA yn addas i'w ddefnyddio ar sganiau ymennydd sy'n arddangos patholegau niwrolegol heblaw strôc isgemig aciwt, fel tiwmorau neu absesau.
- Ni fwriedir defnyddio Brainomix 360 e-CTA ar gyfer dadansoddi delweddau CTA mewn patholegau fasgwlaidd mewngreuanol fel aneurismau rhydweliol, camffurfiadau rhydweliol-wythiennol neu thrombosis gwythiennol.

2.3 Rhybuddion



Ni ddylid defnyddio Brainomix 360 e-CTA fel yr unig sail ar gyfer diagnosis. Ni ddylid ystyried yr allbwn fel diagnosis pendant. Dim ond gan weithiwr proffesiynol hyfforddedig sydd â dealltwriaeth o ddehongli delweddau CT y dylid defnyddio Brainomix 360 e-CTA, fel cymorth i ddehongli delweddau ar gyfer amcangyfrif statws y deunydd ychwanegol.

	Dim ond gweithwyr proffesiynol sydd wedi derbyn hyfforddiant digonol ar ddefnyddio'r feddalwedd gan hyfforddwyr cymwys Brainomix neu drydydd partion awdurdodedig ddylai ddefnyddio Brainomix 360 e-CTA.
	Cyn gwerthuso'r canlyniadau prosesu, dylid adolygu cywirdeb statws y deunydd ychwanegol. Os oes unrhyw anghytundeb neu bryder ynghylch ansawdd y sgôr cyfochrog, dylai defnyddwyr anwybyddu'r canlyniadau.
	Efallai na fydd Brainomix 360 e-CTA yn adnabod elfennau cyfochrog yn gywir ym mhob sgan, a gallant gynhyrchu canlyniadau positif ffug neu ganlyniadau negatif ffug. Dylai'r defnyddwyr ddefnyddio eu harbenigedd eu hunain mewn dadansoddi delweddau CTA i wirio bod allbwn y feddalwedd yn gywir.
	Nid yw Brainomix 360 e-CTA wedi'i fwriadu ar gyfer dehongliad cynradd o ddelweddau CT. Fe'i defnyddir i gynorthwyo asesiad meddygon.
	Dim ond o fewn rhwydwaith diogel sy'n destun mesurau amddiffynnol priodol gan gynnwys amddiffyniad gwrthfeirws, gwrth-faleiswedd a wal dân y dylid gosod Brainomix 360 e-CTA.
	Er mwyn lleihau'r risg o ddefnydd heb awdurdod o Brainomix 360 e-CTA, ni ddylai defnyddwyr rannu manylion mewngofnodi a dylent allgofnodi pan nad ydynt yn defnyddio'r system.
	Rhaid i ddefnyddwyr sy'n cyrchu rhyngwyneb defnyddiwr gwe Brainomix 360 e-CTA sicrhau eu bod yn cynnal unrhyw ddadansoddiad neu adolygiad delwedd diagnostig gan ddefnyddio arddangosfa gwylio radioleg gymeradwy.
	Nid yw Brainomix 360 e-CTA wedi'i fwriadu ar gyfer adolygu delweddau diagnostig pan gaiff ei gyrchu o ddyfeisiau symudol.
	Os na fydd Brainomix 360 e-CTA ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl, neu os nad oes modd adfer sganiau wedi'u prosesu, dylai defnyddwyr ddiybnnu ar ddulliau safonol o ddehongli delwedd yn unol â safon y gofal.
	Dylai defnyddwyr sicrhau bod hysbysiadau wedi'u galluogi ar eu dyfeisiau symudol Android neu iOS er mwyn derbyn hysbysiad gwthio.
	Efallai na fydd hysbysiad yn cael ei gynhyrchu neu efallai y bydd yn cael ei ohirio am sawl rheswm, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol: ▪ Problemau data algorithmig neu wallau prosesu wrth ddadansoddi sganiau (gweler Rhagofalon am ragor o wybodaeth) ▪ Arteffactau, symudiad neu ffactorau eraill sy'n lleihau ansawdd cofrestru ▪ Diffyg lle ar y ddisg i brosesu sgan newydd ▪ Methiant sylfaenol plattform gweinydd ▪ Cysylltedd rhwydwaith araf ▪ Cysylltedd araf o'r sganiwr/PACS i'r gweinydd Brainomix 360 ▪ Cysylltedd araf i'r gwasanaeth Brainomix 360 Cloud dros y rhyngwyd ▪ Oedi yng ngwasanaethau hysbysu symudol Apple neu Google ▪ Signal gwael ar y ddyfais symudol sy'n derbyn ▪ Gall moddau arbed pŵer rhai dyfeisiau symudol ohirio hysbysiadau

2.4 Rhagofalon

	Mae perfformiad Brainomix 360 e-CTA wedi'i gyfyngu gan ansawdd y ddelwedd CT fewnbwn. Os yw Brainomix 360 e-CTA yn derbyn data o ansawdd gwael, annilys neu lygredig, gall effeithio ar allu'r system i brosesu canlyniadau'n effeithiol. Felly, dylai'r defnyddiwr archwilio'r ddelwedd â llaw am arteffactau sganiwr a delweddau o ansawdd gwael er mwyn osgoi canlyniadau anghywir. Dylai defnyddiwr e-CTA hefyd fonitro ansawdd y ddelwedd a ddefnyddir ar gyfer dadansoddi awtomataidd yn gyffredinol, e.e. ynghylch arteffactau symud.
	Mae Brainomix 360 e-CTA yn dibynnu ar weithrediad cywir y platfform gweinydd sylfaenol y mae wedi'i osod arno ac nid yw wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio fel storfa ddata. Dylid storio canlyniadau a data gwreiddiol mewn system PACS a'u copïo'n briodol.
	Dylai'r defnyddiwr fonitro amgylchiadau chwistrelliad cyferbyniad, sydd hefyd yn orfodol am resymau meddygol.
	Dim ond mewn poblogaethau cleifion sy'n oedolion y mae Brainomix 360 e-CTA wedi'i ddilysu. Nid yw diogelwch ac effeithiolrwydd mewn achosion pediatrig wedi'i sefydlu.

2.5 Manteision Clinigol

Mae manteision clinigol e-CTA, fel a ganlyn:

- Darparu sgôr gyfochrog CTA cyfeirio gyda sensitifrwydd a manylder ar lefel arbenigwr.
- Cefnogi penderfyniadau clinigol gwybodus trwy ddarparu adnabod a lleoli achludiad pibellau gwaed mawr yn gyflym ac yn gywir.

2.6 Amgylchedd Defnydd

Bwriedir defnyddio Brainomix 360 e-CTA ar ddyfeisiau bwrdd gwaith neu symudol sydd wedi'u cymeradwyo gan y sefydliad gofal iechyd ar gyfer defnydd clinigol. Mae'r wedd bwrdd gwaith a symudol ill dau yn cynnig manteision i'r ddyfais; fodd bynnag, ni ddylid defnyddio delweddau rhagolwg symudol fel cymorth ar gyfer darlleniadau diagnostig.

3 Gosod a Hyfforddiant

Cyn defnyddio Brainomix 360 e-CTA am y tro cyntaf, mae angen gosod y feddalwedd a hyfforddi ei defnyddiwr/defnyddwyr.

3.1 Gosod

Gellir defnyddio Brainomix 360 e-CTA o fewn eich sefydliad drwy ddyfais sy'n seiliedig ar y cwmwl neu amgylchedd rhithwir neu ffisegol lleol yn ôl yr angen. Cyn y gosodiad, mae Brainomix (neu ddosbarthwr awdurdodedig) yn casglu'r holl wybodaeth angenrheidiol am y gosodiad, gan gynnwys lleoliad, gofynion pŵer a rhwydweithio ac unrhyw systemau trydydd parti a allai ryngweithio â'r feddalwedd Brainomix 360 e-CTA. Cysylltwch â Brainomix neu ddosbarthwr awdurdodedig ynghylch y dull a'r gofynion ar gyfer gosod.

Er mwyn defnyddio'r feddalwedd ar ddyfeisiau symudol (ffôn clyfar a thabled), lawrlwythwch yr ap Brainomix 360 Mobile ar eich dyfais:

- App Store (ar gyfer dyfeisiau iOS) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (ar gyfer dyfeisiau Android) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Dilynwch gyfarwyddiadau eich dyfais symudol i gwblhau'r broses osod.

3.2 Hyfforddiant

Mae defnyddio Brainomix 360 e-CTA yn gofyn am gymhwysedd wrth ddadansoddi a dehongli sganiau CTA ymennydd cleifion â strôc isgemig aciwt. Mae angen hyfforddiant ar ddefnyddio'r feddalwedd cyn ei defnyddio am y tro cyntaf. Trefnir yr hyfforddiant ymlaen llaw a'i gyflwyno gan hyfforddwyr cymwysedig Brainomix (neu hyfforddwyr trydydd parti a benodir gan Brainomix) ar adeg y gosodiad cychwynnol i gynrychiolydd/gynrychiolwyr clinigol a/neu TG eich sefydliad. Wedi hynny, gellir hyfforddi defnyddwyr newydd i ddefnyddio'r feddalwedd gan yr hyfforddwr/hyfforddwyr arweiniol dynodedig yn eich sefydliad. Bydd Brainomix yn cyfathrebu a oes angen unrhyw hyfforddiant newydd yn dilyn y defnydd cychwynnol. Am unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â hyfforddiant, cysylltwch â'r prif hyfforddwr/hyfforddwyr yn eich sefydliad neu cysylltwch â Brainomix yn support@brainomix.com (mailto:support@brainomix.com).

4 Manylebau System

4.1 Gweinydd

Dylid ystyried y canlynol yn fanylebau gofynnol ar gyfer defnydd dibynadwy o'r rhaglen:

Prosesydd	Prosesydd cydnaws â x86-64 gyda 4 craidd ar 3.5+ GHz yn cefnogi cyfarwyddiadau AVX (e.e. Intel Xeon, AMD EPYC)
Cof	16GB RAM
Disg	500GB SSD
Rhwydwaith	1Gb Ethernet
System Weithredu	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Cleientiaid

Dylid ystyried y porwyr gwe a'r llwyfannau canlynol yn ofynion sylfaenol ar gyfer gweithrediad dibynadwy rhyngwyneb defnyddiwr y we:

Porwr Gwe	Fersiwn wedi'i Gefnogi
Google Chrome	Fersiwn ddiweddaraf
Mozilla Firefox	Fersiwn ddiweddaraf
Microsoft Edge	Fersiwn ddiweddaraf
Mobile Safari (iOS)	Fersiwn ddiweddaraf

Platfform	Isafswm Manylebau
Cyfrifiadur Personol (desg neu liniadur)	Cof: 4GB RAM Maint y sgrin: 13.3 modfedd ac uwch Cydraniad y sgrin: 1024 x 768 Prosesyddr: Intel neu AMD CPU
Tabled	Cof: 2GB RAM Maint y sgrin: 9.4 modfedd ac uwch Cydraniad y sgrin: 2048 x 1536
Ffôn symudol (iPhone neu Android)	Cof: 2GB RAM Maint y sgrin: 4.7 modfedd ac uwch Cydraniad y sgrin: 1334 x 750

4.3 Ieithoedd

Cefnogir yr ieithoedd canlynol yn y fersiwn gyfredol o'r feddalwedd:

- Bwlgareg (bg)
- Tsieceg (cs)
- Cymraeg (cy)
- Almaeneg (de)
- Groeg (el)
- Saesneg (en)
- Sbaeneg (es)
- Ffineg (fi)
- Ffrangeg (fr)
- Croateg (hr)
- Hwngareg (hu)
- Eidaleg (it)
- Llatfieg (lv)
- Lithwaneg (lt)
- Iseldireg (nl)
- Pwyleg (pl)
- Portiwgaleg (pt)
- Portiwgaleg (Brasil) (pt-br)
- Rwmaneg (ro)
- Serbeg (sr)
- Slofaceg (sk)
- Slofeneg (sl)
- Swedeg (sv)
- Twrceg (tr)

4.4 Perfformiad ac Oes

Mae'r manylebau perfformiad canlynol yn berthnasol i'r fersiwn gyfredol o'r feddalwedd:

Amser prosesu (fesul sgan CT)	≤ 2 funud (ar ôl adfer o'r PACS neu ar ôl cwblhau uwchlwytho)
Sensitifrwydd Canfod LVO	Achludiad procsimol (ICA-T/M1) $> 85\%$
Penodolrwydd Canfod LVO	Achludiad procsimol (ICA-T/M1) $> 90\%$
Cytundeb Sgôr Cyfochrog gydag arbenigwyr	Cyfernod cydberthynas mewndosbarth $> 70\%$
Sensitifrwydd ar gyfer canfod llif cyfochrog ffafriol (CS 2-3)	$> 65\%$
Penodolrwydd ar gyfer canfod llif cyfochrog ffafriol (CS 2-3)	$> 90\%$

Darperir taflen ddata dechnegol ar wahân ar gyfer platfform Brainomix 360 gyda gwybodaeth sy'n berthnasol i adran TG eich sefydliad ar adeg y gosodiad cyntaf ac mae ar gael ar gais.

Mae oes cynnyrch Brainomix 360 e-CTA yn amhenodol ar gyfer y fersiwn feddalwedd gyfredol ac am hyd y ddarpariaeth gwasanaeth dan gontract pan gaiff ei ddefnyddio ar beiriant rhithwir sy'n derbyn diweddariadau meddalwedd rheolaidd gan Brainomix.

5 Cyfaddasrwydd Sganiwr a Delwedd

Mae meddalwedd Brainomix 360 e-CTA wedi'i gynllunio i weithio gyda sganiau CT wedi'u gwella â chyferbyniad a anfonir trwy'r protocol DICOM. Dylai'r sganiau hyn fod â'r nodweddion canlynol:

Trwch y darn	Trwch darn uchafswm o 1mm
Cyfaint derbyn	Derbyniad llawn yr ymennydd (e.e. bwa-i-gorun mewn dilyniant unigol, neu ddilyniant serebrwm)
Dull adlunio	Cnewyllyn meinwe meddal (dim llyfnhau gormodol). Gellir defnyddio dysgu ailadroddus, dysgu dwfn neu ailadeiladu FBP cyn belled nad yw maint y cnewyllyn yn rhy fawr.
Amseru bolws	Ffafir cam rhydweliol neu ecwilibriwm brig (amseru derbyn da)

Gall defnyddio darnau mwy trwchus neu ddulliau adlunio eraill (e.e. adluniad iteraidd) arwain at gyflwyno arteffactau delwedd, ac o ganlyniad yn lleihau perfformiad sgorio.

Gall derbyniadau sydd wedi'u tocio (e.e. rhan uchaf y benglog ar goll) leihau perfformiad sgorio.

Os bydd y cam derbyn yn rhy gynnar, ni fydd y cyferbynedd wedi cael amser i gyrraedd pob rhan o feinwe'r ymennydd ac efallai y bydd y canlyniadau'n cael eu cyfrifo'n anghywir. Yn yr un modd, os bydd y cam derbyn yn rhy hwyr, gall y cyferbynnedd mewn rhydweliâu fod yn rhy isel i'r feddalwedd gyfrifo canlyniadau'n gywir.

6 Seiberddiogelwch

Mae Brainomix 360 fel arfer wedi'i osod ar weinydd (naill ai'n gorfforol neu'n rhithwir) o fewn rhydwaiht yr ysbyty ac felly mae'n agored i unrhyw ddrwgwedd neu firsau sy'n treiddio i rhydwaiht yr ysbyty lle mae Brainomix 360 e-CTA wedi'i fewnosod, neu i unrhyw fath arall o fynediad heb awdurdod.

Nid yw Brainomix 360 e-CTA yn cyflwyno bregusrwydd penodol i rhydwaiht yr ysbyty lle mae wedi'i fewnosod ac mae'n annhebygol y caiff ei gamfanteisio'n fwriadol. Fodd bynnag, pe bai risgiau o'r fath yn digwydd, gallent arwain at lygru neu golli data prosesu sy'n cael ei dderbyn, ei storio neu ei anfon, llygru, colli neu ddifrodi data ffurfweddu sydd wedi'i storio neu ymyrryd neu atal gweithrediad arferol.

Mae Brainomix 360 wedi'i gynllunio a'i ddatblygu gyda nodweddion a gofynion i liniaru'r risgiau seiberddiogelwch hyn. Yn benodol, mae'r system wedi'i chynllunio fel bod:

- Mynediad defnyddwyr yn cael ei gyfyngu a'i reoli
- Nid oes mynediad i gydrannau storio data dros rhydwaiht ac eithrio trwy gydrannau gwasanaeth gwe Brainomix
- Dim ond y nifer lleiaf o borthladdoedd sy'n ofynnol ar gyfer yr holl swyddogaeth sydd ar agor
- Trosglwyddo data ar draws cysylltiadau di-ymddiried yn cael ei ddiogelu a'i amgryptio
- Gall Brainomix fonitro'r system o bell a gosod diweddariadau diogelwch yn ddiogel yn ôl yr angen

Mae Brainomix 360 e-CTA wedi'i gynllunio i ddefnyddio model awdurdodi haenog yn seiliedig ar rolau defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys defnyddwyr safonol sy'n cyrchu ac yn defnyddio'r system a Gweinyddwyr sydd â breintiau ychwanegol i'w galluogi i wneud y canlynol:

- Cael mynediad at ddata cleifion neu gyfluniad system
- Gosod a rheoli opsiynau diogelwch
- Dileu data/sganiau cleifion
- Addasu neu ddileu defnyddwyr

Mae'r pecyn gosod ar gyfer Brainomix 360 e-CTA yn cynnwys wal dân leol, amddiffyniad gwrthfeirws a gwrthfaleiswedd ar gyfer y gweinydd. Gellir newid neu ddiwygio'r rhain i gyd-fynd â pholisïau diogelwch lleol; fodd bynnag, mae'n bwysig bod Gweinyddwyr yn cysylltu â chymorth Brainomix cyn tynnu neu ail-gyflunio'r amddiffyniadau diodyn hyn er mwyn osgoi peryglu diogelwch y system.

Er mwyn atal mynediad heb awdurdod, mae Brainomix 360 e-CTA yn cynnwys enw defnyddiwr/cyfrinair a mecanweithiau dilysu dau ffactor a ddisgrifir yn adran Rheoli Mynediad y llawlyfr defnyddiwr hwn.

Os yw defnyddwyr neu weinyddwyr yn amau bod manylion mewngofnodi defnyddiwr wedi'u peryglu, dylid newid y cyfrinair ar unwaith, neu analluogi'r cyfrif.

Gellir gosod ac ailosod cyfrineiriau gan ddefnyddwyr a/neu weinyddwyr ond rhaid iddynt fodloni'r gofynion cymhlethdod cyfrinair lleiaf. Mae gofynion cymhlethdod cyfrinair lleiaf wedi'u gosod yn ddiodyn ond gellir eu ffurfweddu gan Weinyddwyr i hwyluso opsiynau ar gyfer mwy o gymhlethdod lle mae hyn yn ofynnol neu'n cael ei orfodi gan bolisïau diogelwch lleol.

Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys gosod y defnydd gorfodol o nodau arbennig, creu rhestrau du o gyfrineiriau na ellir eu defnyddio a gosod yr oedran uchaf ar gyfer ailosod cyfrineiriau. Mae dilysu dau ffactor yn ddewisol yn ddiodyn ond gall Gweinyddwyr ei orfodi hefyd.

Gellir gosod Brainomix 360 e-CTA i analluogi cyfrifon defnyddwyr yn awtomatig nad ydynt wedi bod yn weithgar am gyfnod penodol ac, ar gyfer defnyddwyr gweithredol, mae hefyd yn cynnwys nodwedd terfyn amser awtomatig a fydd yn allgofnodi defnyddwyr ar ôl cyfnod o anweithgarwch.

Er mwyn lleihau'r risg o ddefnydd heb awdurdod o Brainomix 360 e-CTA, ni ddylai defnyddwyr rannu manylion mewngofnodi mynediad a dylent allgofnodi ar unwaith pan nad ydynt yn defnyddio'r system.

Gall gweinyddwyr hefyd ddewis defnyddio cyfrifon defnyddwyr Active Directory (trwy LDAP) neu SSO gydag integreiddio darparwyr cwmwl yn lle'r system ddilysu Brainomix ddiofyn.

Er bod amryw o fesurau seiberddiogelwch wedi'u cynllunio a'u gweithredu, mae'r lliniaru llwyddiannus yn erbyn gwendidau diogelwch ar gyfer Brainomix 360 e-CTA yn dibynnu ar seilwaith diogelwch amgylchedd rhwydwaith yr ysbyty, arfer gorau gan ddefnyddwyr a rheolaeth gan Weinyddwyr.

Dim ond o fewn rhwydwaith ysbyty diogel sydd wedi'i amddiffyn gan wal dân lefel rhwydwaith, meddalwedd gwrthfeirws a gwrth-faleiswedd ac, yn ddelfrydol, Meddalwedd Canfod Ymyrraeth (IDS) y dylid gosod Brainomix 360.


Dylai peiriannau cleient a ddefnyddir i gael mynediad i'r gweinydd sy'n cynnal Brainomix 360 e-CTA hefyd gael eu hamddiffyn gan feddalwedd gwrthfeirws/gwrth-faleiswedd ac IDS a dylid eu cadw'n gyfredol gyda patshys a diweddariadau diogelwch.

7 Rheoli Mynediad a Hysbysiadau

7.1 Mewngofnodi


1. Ewch i'r Brainomix 360 neu gyfeiriad gweinydd Brainomix 360 Cloud yn eich porwr gwe.
2. Gofynnir i chi fewngofnodi os nad ydych wedi defnyddio'r rhaglen yn ddiweddar o'ch porwr gwe presennol. Gall gweinyddwr eich system ddarparu manylion mewngofnodi.

Brainomix 360:



The screenshot shows a dark-themed login page for Brainomix 360. At the top, the text 'LOG IN' is displayed in white. Below it, there are two input fields: 'Username' and 'Password', each with a placeholder text of the same name. To the right of the password field is a link that says 'Forgot password?'. Below these fields is a checkbox labeled 'Keep me signed in'. A 'LOGIN' button is positioned to the right of the checkbox. At the bottom of the form, a message states 'Your organisation has enabled Single-Sign On with Microsoft Entra ID' with a question mark icon to its right. Below this message is a button labeled 'CONTINUE WITH MICROSOFT ENTRA ID'.

Brainomix 360 Cloud:



The screenshot shows a dark-themed 'SELECT ORGANISATION' page for Brainomix 360 Cloud. The title 'SELECT ORGANISATION' is at the top in white. Below it, a prompt says 'Please enter your organisation code' with a question mark icon to its right. There is a single input field with the placeholder text 'Organisation'. A 'NEXT' button is located at the bottom right of the form.

1. Os ydych chi'n mewngofnodi i Brainomix 360 Cloud, nodwch ID eich sefydliad
 2. Os yw eich sefydliad wedi galluogi Mewngofnodi Untro, pwyswch 'Parhau gydag ID Entra Microsoft' a dilynwch y broses mewngofnodi safonol. Fel arall:
 3. Rhewch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
 4. Gadewch y blwch heb ei dicio os ydych chi am gael eich allgofnodi'n awtomatig ar ôl 1 awr, neu pan fyddwch chi'n gadael y porwr. Ticiwch y blwch os ydych chi am aros wedi mewngofnodi ar y cyfrifiadur hwn nes i chi allgofnodi.
 5. Cliciwch y botwm Mewngofnodi
3. Os ydych chi wedi anghofio'ch cyfrinair, gallwch ofyn am e-bost ailosod cyfrinair drwy glicio ar y testun 'Wedi anghofio cyfrinair?'.

PASSWORD RESET

Please enter your email

If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password.

SEND RESET EMAIL

4. Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer dilysu dau ffactor, efallai y gofynnir i chi nodi cod tocyn o'ch ap dilysu.

TWO-FACTOR VERIFICATION

Enter code from Google Authenticator ?

☒ Trust this client

VERIFY

- Dewiswch 'Ymddiried yn y cleient hwn' i osgoi cael eich gofyn am god tocyn eto ar y ddyfais neu'r porwr hwn. Peidiwch â defnyddio'r opsiwn hwn ar ddyfeisiau a rennir.
- Os na allwch gael cod tocyn o'ch ap dilysu, gallwch nodi cod adfer nas defnyddiwyd o'r rhestr a roddir wrth gofrestru ar gyfer dilysu dau ffactor.

7.2 Allgofnodi

1. Agorwch y Ddewislenn a sgroliwch i'r gwaelod.


Your profile

Logout

2. Cliciwch **Allgofnodi**

7.3 Newid Eich Cyfrinair


1. Agorwch y Ddewislen a sgroliwch i'r gwaelod.



2. Cliciwch **Eich proffil**
3. Cliciwch ar y tab wedi'i labelu **Newid cyfrinair**
4. Rhowch eich hen gyfrineiriau a'ch rhai newydd (Rhaid i gyfrineiriau fodloni'r gofynion cymhlethdod gofynnol: 8 nod gydag o leiaf un rhif ac un llythyren.)
5. Cliciwch **Cadw** neu pwyswch enter

7.4 Gwiriad dau ffactor

1. Agorwch y Ddewislen a sgroliwch i'r gwaelod.




2. Cliciwch **Eich proffil**
3. Cliciwch ar y tab wedi'i labelu **Dilysu dau ffactor**
4. Cliciwch y botwm **cofrestru**.
5. Dilynwch y cyfarwyddiadau cofrestru ar y sgrin.

7.5 Llyfr Cyfeiriadau


Mynediad

1. Gellir cael mynediad at y llyfr cyfeiriadau bob amser o'r Ddewislen yn y rhaglen a'r rhyngwyneb defnyddiwr bwrdd gwaith os oes gan ddefnyddwyr yn eich sefydliad rifau ffôn wedi'u cadw. .



Defnydd


1. Mae pob defnyddiwr a chofnod sydd â rhif ffôn a neilltuwyd iddynt yn cael eu harddangos a gellir eu ffonio.
2. Bydd defnyddwyr sy'n gosod eu statws i "ar alwad" yn cael eu nodi'n glir, a gellir defnyddio'r statws hwn fel hidlydd.
3. Gall defnyddwyr chwilio am ddefnyddiwr arall yn ôl enw drwy fewnbynnu testun i'r blwch chwilio.
4. Wrth gychwyn galwad i ddefnyddiwr arall, caiff y galwad ei chofnodi a gellir ei gweld yn hanes galwadau'r ddau ddefnyddiwr.



7.6 Statws Ar-Alwad

Ffurfweddu


1. Gellir ffurfweddu eich statws ar-alwad trwy'r ap. Gallwch ddewis bod ar alwad neu beidio, a pha sefydliadau y byddwch ar alwad ar eu cyfer.



7.7 Hysbysiadau Ap

1. Gallwch ddewis derbyn hysbysiadau bob amser, dim ond eu derbyn pan fyddwch ar alwad i sefydliad, neu beidio byth â'u derbyn.

2. Gellir ffurfweddu'r gosodiadau hyn trwy dapio 'Hysbysiadau' yn newislen yr ap ar gyfer sefydliad.



Er mwyn derbyn hysbysiadau o'r ap Brainomix 360 Mobile, rhaid i chi sicrhau bod hysbysiadau wedi'u galluogi ar eich dyfais symudol. Gellir gwneud hyn wrth osod yr ap Brainomix 360 Mobile ar eich dyfais symudol neu gellir ei osod yn ddiweddarach gan ddilyn y camau isod.

iOS

- Lansiwch yr ap Gosodiadau.
- Tapiwch Hysbysiadau.
- Scroliwch i Brainomix 360 Mobile > Tapiwch.
- Toglwch y switsh **Caniatáu Hysbysiadau** i **Ymlaen** i alluogi hysbysiadau.
- Toglwch y switsh **Hysbysiadau Sensitif i Amser** i **Ymlaen** (mae hysbysiadau bob amser yn cael eu danfon ar unwaith ac yn aros ar y Sgrin Gloi am awr).
- Dewiswch eich dewisiadau rhybuddio - argymhellir dewis popeth (Sgrin Gloi, Canolfan Hysbysiadau a Baneri) a gosod yr **Arddull Baner** i **Parhaus**.
- Toglwch y switshys **Seiniau a Bathodynnau** i **Ymlaen** (argymhellir).

Android

- Lansiwch yr ap Gosodiadau.
- Tapiwch Hysbysiadau.
- Scrolwch i Brainomix 360 Mobile > Tapiwch.
- Tapiwch Hysbysiadau.
- Toglwch y switsh **Caniatáu Hysbysiadau** i **Ymlaen** er mwyn galluogi hysbysiadau, gan gynnwys negeseuon, synau a dirgryniad.
- Toglwch y switsh **Dangos yn ddistaw** i **Diffodd** (argymhellir).
- Toglwch y switsh **Gosod fel blaenoriaeth** i **Ymlaen** i droi'r sgrin ymlaen tra bod 'Peidiwch â tharfu' wedi'i droi ymlaen (argymhellir).

8 Rhyngwyneb Bwrdd Gwaith

8.1 Rhestr Cleifion

Menu															
BRAINOMIX®															
☐	Select all on page		Search	Sort by: Last updated (newest first)		Export	Series tools	Filters: 0 applied							
☐	William Parry		Suspected LVO	CTA	Intervention										
Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfed8b															
	NCCT	☐		CTA	Suspected LVO	☐		CTP	☐						
2018-12-27 09:01:27		2018-12-27 09:03:07		2018-12-27 09:09:36											
Completed		Completed		Completed											
Last Updated: 2026-03-13 16:42:06 GMT								Hide 3 Scans							
☐	Mary Malone														
Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48															
Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT								Show 3 Scans							
☐	Roger Parslow		Suspected ICH					3 warnings							
Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y M • Patient ID: 1524011 • ACC: 638ICH011 • BX ID: ea0966															
Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT								Show 1 Scan							
☐	Lee Scoresby		Suspected ICH					1 warning							
Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9															
Last Updated: 2026-03-13 16:40:22 GMT								Show 1 Scan							
☐	Oliver Payne														
Brainomix • M • Patient ID: 041004 • ACC: 428TES67 • BX ID: 962837															
Last Updated: 2026-03-13 16:39:41 GMT								Show 1 Scan							
☐	Marisa Coulter		Suspected ICH					1 warning							
Showing 1-6 of 6 results															
				1					Show 20 per page						

- Mae tudalen rhestr y cleifion yn dangos yr holl gleifion sydd ar gael i chi. Yn ddiofyn, fe'u rhestrir yn nhrefn y claf diwethaf a ddiweddarwyd.
- Symudwch drwy dudalennau cleifion drwy glicio ar rifau'r tudalennau o dan y rhestr.
- Cliciwch ar glaf i'w agor yn y Gwyliwr Cleifion (gweler yr adran Gwyliwr Cleifion).
- Cliciwch ar yr eicon  i ehangu manylion y claf i weld manylion y sgan a rhagolwg mân-lun o bob sgan.

8.2 Dod o Hyd i Gleifion

Didoli

Trefnwch y rhestr cleifion drwy glicio'r botwm Trefnu yn ôl.

Sort by: Last updated (newest first) ▼

Dewiswch drefn a ffefrir o'r rhestr ostwng.

Sort by: Last updated (newest first) ▲

Last updated (newest first) ✓

Last updated (oldest first)

Patient name (ascending)

Patient name (descending)

Patient ID (ascending)

Patient ID (descending)

Chwilio

Chwiliwch am glaf yn ôl enw, rhif derbyn neu ID trwy nodi testun yn y blwch chwilio uwchben rhestr y cleifion.

🔍 Search

Hidlo

Hidlo'r cleifion trwy wasgu'r botwm Hidlyddion.

🔗 Filters: 0 applied

Dewiswch yr opsiynau yr hoffech hidlo yn ôl. Dim ond y cleifion hynny sydd â chyfresi neu ganlyniadau sy'n cyfateb i'r hidlyddion a ddewiswyd fydd yn cael eu dangos yn y rhestr cleifion.

FILTERS

FAVORITES

☐ Show Favorites

LABELS

☐ Suspected ICH

Suspected ICH

☐ Suspected LVO - NCCT

Suspected LVO NCCT

☒ Suspected LVO - CTA

Suspected LVO CTA

☐ Flagged for intervention

Intervention

DELETED SERIES

LAST UPDATED

INSTITUTION NAME

STATE

WORKFLOW

SCANNER

ORIGINAL ORGANISATION

Clear Filters

8.3 Allgludo Canlyniadau

1. Dewiswch yr holl gleifion rydych chi am eu cynnwys drwy glicio ar y blychau ticio cysylltiedig. Ailadroddwch ar gyfer holl dudalennau perthnasol rhestr y Cleifion.

Menu

BRAINOMIX®

☒ Select all on page

Search

Sort by: Last updated (newest first)

Export

Series tools

Filters: 0 applied

☒ William Parry

Suspected LVO

NCCT CTA

Intervention

Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y | M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfd8b

Last Updated: 2026-03-13 16:53:56 GMT

Show 3 Scans

☒ Mary Malone

Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y | F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48

Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT

Show 3 Scans

☒ Roger Parslow

Suspected ICH

Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y | M • Patient ID: 1524011 • ACC: 63BICH011 • BX ID: ea0966

Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT

Show 1 Scan

3 warnings

☒ Lee Scoresby

Suspected ICH

Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y | M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9

1 warning

Awgrym: I ddewis yr holl gleifion ar dudalen, cliciwch y blwch ticio yn y rhes bennawd.

Awgrym: Gallwch newid y gosodiad "Dangos X fesul tudalen" ar waelod rhestr y cleifion i weld mwy o gleifion ar bob tudalen.

Awgrym: Gallwch ehangu manylion claf a dewis sganiau o fewn adran y claf i'w hallforio.

2. Cliciwch ar y botwm Allforio, a dewiswch allforio'r sganiau a ddewiswyd yn unig, neu'r holl sganiau ar bob tudalen.
3. Bydd taenlen (fformat XLSX) yn cael ei lawrlwytho.
 - Gellir agor y math hwn o ffeil mewn amrywiaeth o raglenni, gan gynnwys Microsoft Excel.
 - Mae'r ffeil sydd wedi'i lawrlwytho yn cynnwys sawl taflen gyda rhes ar gyfer pob claf, gyda gwybodaeth adnabod, canlyniadau, a chyfarwyddiadau ar sut i ddehongli'r wybodaeth a

allforiwyd.

8.4 Gwyliwr Cleifion

Trosolwg

Wrth agor claf o'r rhestr cleifion, byddwch yn cyrraedd y Gwyliwr Cleifion.

Mae gwybodaeth benodol i'r claf yn y bar ochr chwith:

- Gweld: gweld yr holl fanylion sgan sydd ar gael ar gyfer y claf a ddewiswyd
- Cyfres: gweld y metadata llawn ar gyfer y sgan hwn, ynghyd ag unrhyw rybuddion prosesu
- Negeseuon: gweld ac anfon negeseuon ar gyfer y claf hwn

Uwchben y Gwyliwr Cleifion a'r bar ochr mae'r cerdyn gwybodaeth am y claf. Mae hwn yn dangos manylion y claf ac yn darparu'r opsiwn 'seren' i farcio claf fel ffefryn. Nodwch y gallai'r wybodaeth hon fod wedi'i dileu os yw'r claf wedi'i ffug-enwi, e.e. os yw wedi'i dderbyn trwy gysoni rhwng cyfoedion neu os ydych chi'n gweld y claf ar Brainomix 360 Cloud.



Gweld sganiau

O dan y cerdyn gwybodaeth claf, ac uwchben y ddelwedd, mae rhes o reolyddion gweld delwedd. Y rhain yw, o'r chwith i'r dde:

- Y dewisydd gwyliwr ('Ffynhonnell' yn cael ei ddangos). Mae hyn yn caniatáu newidiadau gwyliwr cyflym.
- Y rheolydd Trwch Slab. Os yw ar gael, mae hyn yn caniatáu addasu trwch y slab trwy gyfuno darnau cyfagos â hidlyddion cymedrig, MIP neu MinIP.
- Y rheolydd ffenestri. Mae hyn yn darparu addasiad lled/lefel ffenestr a sawl rhagosodiad. Gellir addasu'r ffenestri hefyd drwy glicio ar y botwm dde a llusgo'r llygoden.
- Y togl troshaen. Mae hyn yn caniatáu i droshaenau unigol neu bob un gael eu toglo ymlaen neu i ffwrdd.
- Y rheolydd MPR. Os yw ar gael, bydd pwysu'r botwm hwn yn rhoi opsiynau ar gyfer newid i olygfeydd echelinol, saethol neu gorunol.
- Y botwm Mwyhau. Bydd pwysu hwn yn ehangu'r gwyliwr delwedd i gymryd cymaint o le â phosibl.

Prif gydran y gwyliwr cleifion yw'r gwyliwr delwedd. Mae hyn yn dangos y darn cyfredol o'r olwg a ddewiswyd, gyda'r hidlyddion ffenestr, darn a MPR priodol wedi'u cymhwyso. Gellir arddangos troshaenau ar gyfer gwybodaeth, ac o ganlyniadau algorithm, dros y ddelwedd sylfaenol.

Yng nghornel dde uchaf y ddelwedd, dangosir dangosyddion o ganlyniadau'r algorithm, ynghyd ag unrhyw wylwyr neu faneri ymyrraeth gan ddefnyddwyr.

O dan y ddelwedd mae'r rheolydd darn. Gallwch sgorlio trwy'r holl ddarnau trwy lusgo'r llithrydd.

Ffenestri

Mae picseli mewn sgan CT yn cael eu mesur mewn Unedau Hounsfield (HU), y mae'n rhaid eu trosi i lefelau llwyd i'w harddangos. Mae'r rheolyddion lefel a lled ffenestri yn y ddewislen **Ffenestri** yn caniatáu ichi addasu'r ystod o werthoedd HU sy'n cael eu harddangos.

Darperir y ffenestri rhagosodedig hyn i'ch helpu i asesu'r sgan â llaw:

- **Meinwe:** Provides a good ar y cyfan gweld of ymennydd meinwe.
- **Pibellau:** Yn darparu cyferbyniad gwell i wneud pibellau gwaed sydd wedi'u hamlygu yn haws i'w gweld.
- **Asgwrn:** Da ar gyfer gweld strwythurau esgyrn.
- **Cyferbyniad uchel:** Yn darparu golwg gyferbyniad uchel i wneud newidiadau hypoddwysedd (hypodense) cynnar yn haws i'w gweld.

Gellir addasu lled a lefel y ffenestr hefyd drwy glicio ar y botwm dde a llusgo'r llygoden dros y gwyliwr, gan symud i fyny/i lawr (i newid lefel) neu i'r chwith/dde (i newid lled).


Manylion Cyfres

Cyflwynir dyddiad/amser y gyfres yng nghornel chwith uchaf y ddelwedd, ynghyd â pharamedrau gwylio fel trwch y darn a rhif y darn. Mae manylion ychwanegol i'w cael yn y tab Cyfres. Mae rhai manylion wedi'u cymryd o dagiau cyfres DICOM gwreiddiol (e.e. disgrifiad o'r astudiaeth) tra bod eraill wedi'u deillio o'r feddalwedd ei hun (e.e. fersiwn yr algorithm).

Wrthi'n allforio canlyniadau

O dan y Crynodeb Canlyniadau yn y tab Gweld, mae botymau i lawrlwytho'r delweddau ffynhonnell a chanlyniad gwreiddiol ar ffurf DICOM ar gyfer yr holl gyfresi sydd ar gael.

8.5 e-CTA Arddangos



Crynodeb Canlyniadau

Mae canlyniadau'r dadansoddiad e-CTA yn cael eu harddangos yn y golwg Crynodeb Canlyniadau. Mae hyn yn cynnwys y wybodaeth ganlynol.

Dwysedd y Bibell

Defnyddir y gymhareb dwysedd pibellau gwaed ar yr ochr yr effeithir arni i gyfrifo'r Sgôr Cyfochrog CTA, fel a ganlyn:

CTA Collateral Score	Disgrifiad
0	Dim cyfystlysau (llenwad cyflenwad cyfystlys yn llai na 10% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)
1	Cyfystlysau gwael (llenwad cyflenwad cyfystlys rhwng 10% a 50% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)
2	Cyfystlysau da (llenwad cyflenwad cyfystlys rhwng 50% a 90% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)
3	Cyfystlysau ardderchog (llenwad cyflenwad cyfystlys yn fwy na 90% o ardal MCA a effeithir o gymharu â hemisffer cydgyferbynnol)

Achludiad

Mae'r adran hon yn dangos ochr yr ymennydd a ganfuwyd lle mae'r Sgôr Cyfochrog CTA yn dynodi diffyg cyfochrogon. Os canfuwyd LVO, bydd manylion y bibell a'r lleoliad yn cael eu harddangos yma.

Derbyniad

Mae'r adran hon yn dangos y cam derbyn CTA cyfrifedig ar gyfer sganiau CTA un cam. Mae cyfnodau posibl (o'r cynharaf i'r hwyr) yn cynnwys: rhydweliol cynnar, rhydweliol brig, cydbwysedd, gwythiennol brig, a gwythiennol hwyr. Am ddiffiniad llawn, gweler adran cam derbyn CTA. Mae'n bosibl gallai sganiau a dderbyniwyd mewn camau cynnar neu hwyr arwain at asesiad cyflin anghywir. Mae gwerthoedd mesur AIF a VOF hefyd yn cael eu harddangos.

Delweddau MIP y Bibell

Mae rhagamcanion dwyster uchaf y system fasgwlaidd a ganfuwyd mewn golygfeydd saethol echelinol, gorunol a hemisffer chwith a dde ar gael i'w gweld, gyda chod lliw i nodi amser cyrraedd bolws brig os oedd y ffynhonnell yn sgan CTA aml-gam. Newid rhyngddynt drwy sgrolio drwy'r delweddau MIP statig. Mae MIPs cylchdroi sy'n troelli ac yn gogwyddo o amgylch dwy echel gan ddarparu golygfa 3 dimensiwn o'r fasgwleiddiad mewngreuanol hefyd ar gael i'w gweld. Os yw gweinyddwr eich system wedi'i alluogi, gellir arddangos delweddau MIP ar gyfer y cylchrediad ôl. Defnyddiwch y ddewislen teitl i gael mynediad at yr holl ddelweddau MIP, y sgan canlyniadau a'r sgan heb ei anodi.

Bydd map dwysedd pibellau gwaed wedi'i liwio'n oren yn cael ei arddangos fel gorchudd ar y ddelwedd MIP statig lle mae cymhareb dwysedd y pibellau gwaed yn is na'r ochr cydgyferbyniol. Mae cysgodi oren cryfach yn cyfateb i ostyngiad lleol mwy mewn dwysedd pibellau gwaed. Yn achos delwedd CTA aml-gam, caiff y map dwysedd pibell ei arddangos ar ddelweddau MIP y cyfnod unigol.

Os canfuwyd LVO, bydd ei leoliad yn cael ei arddangos ar y delweddau hyn fel cylch coch.

Graff Asesu Cam


Gweld camau derbyn y CTA yn seiliedig ar fesuriadau'r AIF a'r VOF. Diffinnir trothwyon y cam derbyn yn yr adran cam derbyn CTA.

Ar gyfer perfformiad algorithm gorau, ffeirir mesuriadau AIF a VOF rhwng 400-700 HU, gyda gwerthoedd uwch yn gyffredinol yn well. Mae'n bosibl gall lefelau cyferbynnedd y tu allan i'r ystod hon effeithio perfformiad algorithm yn wael.

Cam Sengl

Mewn derbyniad un cam, y camau gorau ar gyfer canfod achludiad yw'r rhydweliol cynnar neu ben rydweliol. Gellir asesu dwysedd pibelli orau o'r camau pen rydweliol ac ecwilibriwm. Os bydd y sgan mewn cam rhydweliol neu os na chanfyddir cyferbynnedd, yna ni fydd y dadansoddiad yn gywir.

Isod ceir enghraifft o dderbyniad un cam hwyr sy'n debygol o roi canlyniadau anghywir:





Aml-gam

Bydd y derbyniad aml-gam tri cham delfrydol yn cynnwys cam rhydweliol cynnar neu ben rydweliol ar gyfer y sgan cyntaf, a ddilynir gan ecwilibriwm neu gam pen wythiennol yn yr ail sgan, a cham gwythiennol hwyr ar gyfer y trydydd sgan.

Isod ceir enghraifft o dderbyniad aml-gam gyda lefelau cyferbynnedd cyffredinol isel a derbyniad hwyr o gamau 2 a 3:


Isod ceir enghraifft o dderbyniad aml-gam da:



Sganiau CTA Aml-gam

Os bydd delweddau CTA aml-gam ar gael, bydd pob cam yn cael eu cyd-gofrestru a'u prosesu fel un set ddata unigol. Cynhyrchir delweddau MIP pibelli cod lliw, gyda graddfa lliw yn nodi amser cyrraedd y pen cyferbynnedd. Mae'r raddfa hon hefyd yn nodi pa ystod amser y mae'r camau unigol yn ei chynnwys.

Yn nodweddiadol, os bydd y bolws cyferbynnedd yn cyrraedd uchafbwynt mewn cam cynharach, bydd yn cael ei liwio'n felyn, ac os bydd y pen bolws yn cyrraedd mewn cam hwyrach, bydd yn cael ei liwio'n las. O ganlyniad, i glaf strôc gydag LVO, mae'n bosibl bydd cyfystlysau sy'n cyrraedd yn hwyr y tu hwnt i bibell achludedig yn fwy glas eu lliw, tra ar ochr iach yr ymennydd, byddai'r pibelli fel arfer yn fwy melyn eu lliw.



Proseswyd

Mae'r gwyliwr Wedi Prosesu yn dangos y ddelwedd CT ar ôl ei phrosesu a'i dadansoddi gyda e-CTA. Mae'r darnau wedi'u hanodi i ddangos dwysedd y pibellau gwaed, lleoliad mewnbyn rhydweliol a lleoliad allbwn gwythiennol, ac unrhyw LVO sydd wedi'i ganfod.

Troshaenau

Mae troshaenau unigol a ddangosir ar y wedd Proseswyd fel a ganlyn:

- **Dwysedd y pibell gwaed:** Yn tynnu sylw at ardaloedd lle mae diffyg cyferbyniad wedi'i ganfod.
- **Lleoliad yr achludiad:** Yn dangos y pwynt lle mae pibell sydd ag achludiad wedi'i chanfod.
- **Lleoliad y swyddogaeth mewnbwn rhydweliol:** Yn dangos y focselau a ddefnyddir i gyfrifo'r cyferbynnedd mewnbwn rhydweliol
- **Lleoliad swyddogaeth allbwn gwythiennol:** Yn dangos y focselau a ddefnyddir i gyfrifo'r cyferbynnedd mewnbwn rhydweliol.
- **Ardaloedd ASPECTS:** Yn dangos segmentiad ardaloedd ASPECTS.
- **Ardaloedd pc-ASPECTS:** Yn dangos segmentu rhanbarthau pc-ASPECTS.
- **Arwyneb canol-saethol:** Yn dangos llinell dangosydd y plân canol-saethol.
- **Anodiadau testun:** Yn dangos y dangosyddion ochr a throshaenau testun gwybodaeth eraill.

ASPECTS

System sgorio topograffig yw ASPECTS (Sgôr CT Cynnar Rhaglen Strôc Alberta) sy'n rhannu ardal yr ymennydd y mae'r strôc yn effeithio arni yn 10 ardal o ddiddordeb. Mae chwe ardal cortigol (M1-M6), a phedair ardal ganglia gwaelodol (cynffonnog, lentiform, inswla, a chapsiwl mewnol). Ar gyfer pob un o'r pwyntiau diffiniedig, mae un pwynt yn cael ei dynnu ar gyfer maes o newid isgemia cynnar, megis teneuad parencymal. Mae sgôr o sero yn nodi difrod isgemia gwasgaredig drwy'r hemisffer yr effeithir arno, tra bod gan sgan CT ymennydd arferol ASPECTS o 10 pwynt.

Sylwch nad yw sgôr ASPECTS, newidiadau isgemig aciwt a di-aciwt yn ardaloedd ASPECTS yn cael eu cyfrifo gan e-CTA.

pc-ASPECTS

System sgorio ychwanegol i'w defnyddio mewn strôc cylchrediad ôl yw pc-ASPECTS (ASPECTS cylchrediad ôl) fel y'i diffinnir yn Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>). Mae'n rhannu'n 8 maes o ddiddordeb: thalami (1 pwynt yr un), llabed y gwegil (1 pwynt yr un), craidd yr ymennydd (2 bwynt), pons (2 bwynt), hemisffer serebelaidd (1 pwynt yr un). Rhoddir pc-ASPECTS o 10 pwynt i sgan CT ymennydd arferol.

Sylwer nad yw sgôr pc-ASPECTS, newidiadau isgemia aciwt a heb fod yn aciwt yn yr ardaloedd pc-ASPECTS yn cael eu cyfrifo gan e-CTA.

Rhybuddion

Os oes eicon ebychnod yn y botwm Gwybodaeth neu Gyfres, mae rhybuddion gan e-CTA a all effeithio ar gywirdeb y sgôr.

9 Arddangoswr Symudol

9.1 Rhestr Cleifion

Os ydych chi'n cyrchu Brainomix 360 neu Brainomix 360 Cloud gan ddefnyddio'ch ffôn, gallwch weld rhestr o'r holl gleifion. Tapiwch glaf i agor y Gwylwr Cleifion. Bydd sweipio i lawr yn adnewyddu'r rhestr cleifion.

Pwyswch ar yr eicon ☆ i farcio claf fel ffefryn, neu ar yr eicon ★ i ddad-farcio ffefryn.

Pwyswch yr eicon 📄 i gopïo ID y Claf neu'r BX i'ch clipfwrdd.

🔍 Search

Patient Filters

(0 applied) >

William Parry

Suspected LVO

CTA NCCT

Intervention

☆

Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y | M

Patient ID: 1746127 📄 • ACC: 564EX127 • BX ID: 806a10 📄

🗨️

Last Updated: 2026-07-17 10:32:58 GMT+1

Show 3 Scans ▾

Mary Malone

☆

Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y | F

Patient ID: 273802 📄 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 8f7769 📄

🗨️

Last Updated: 2026-07-17 10:31:01 GMT+1

Show 3 Scans ▾

Roger Parslow

Suspected ICH

⚠️ 3 warnings

☆

Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y | M

Patient ID: 1524011 📄 • ACC: 638ICH011 • BX ID: e87911 📄

🗨️

Last Updated: 2026-07-17 10:27:03 GMT+1

Show 1 Scan ▾

Lee Scoresby

Suspected ICH

⚠️ 1 warning

☆

Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y | M • 1952-09-09

Patient ID: 4580060 📄 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 4aabb6 📄

🗨️

Last Updated: 2026-07-17 10:18:42 GMT+1

Show 1 Scan ▾

Oliver Payne

Suspected LVO

NCCT

☆

Brainomix • M

Patient ID: 011004 📄 • ACC: 100TFC67 • BX ID: 414011 📄

🗨️

9.2 Gwyliwr Cleifion


Pob cyfres

Wrth agor claf o'r rhestr cleifion, byddwch yn cyrraedd y golwg Pob Cyfres. Fel arall, os ydych eisoes yn y gwyliwr, tapiwch y botwm POB CYFRES yn y gornel chwith isaf. Gallwch weld yr holl gyfresi a chanlyniadau ar gyfer y claf hwn, a llywio i unrhyw wyliwr sydd ar gael trwy dapio'r mân-lun.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r botymau penodol i'r modd ar y gwaelod i fynd yn syth i wyliwr canlyniadau sgan:

- NCCT: os yw ar gael, gweld y sgan CT heb gyferbyniad ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig
- CTA: os yw ar gael, gweld yr Angiogram CT ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig
- CTP: os yw ar gael, gweld y sgan CT Darlifiad ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig
- MRI: os yw ar gael, gweld sganiau MRI ar gyfer y claf hwn ac unrhyw ganlyniadau cysylltiedig

Noder y bydd platform Brainomix 360 yn dangos canlyniadau o bob cynnyrch trwyddedig. Mae'r sgrinlun hwn yn dangos canlyniadau o gynhyrchion eraill yn ogystal â e-CTA.




Gweld sganiau

Mae'r cynllun gwyliwr yn dangos rhai rheolyddion penodol i'r claf ar y brig, gyda mynediad i:

- Gwybodaeth: gweld y metadata llawn ar gyfer y sgan hwn, ynghyd ag unrhyw rybuddion prosesu
- Negeseuon: gweld ac anfon negeseuon ar gyfer y claf hwn
- GO: fflagio'r claf hwn ar gyfer ymyrraeth
- Rhannu a chefnogi trwy'r gwymplen: mynediad i Anfon at Gymorth a rhannu cleifion
- Data clinigol trwy'r gwymplen: nodi manylion clinigol perthnasol ar gyfer y claf hwn
- Gwirio cymhwysedd: asesu cymhwysedd y claf yn erbyn canllawiau clinigol a/ neu dreial

Gan ddefnyddio pinsio-i-chwyddo, gallwch chi chwyddo'r sgan i'w weld yn fanylach a gallwch chi ei symud o gwmpas trwy ei lusgo â dau fys.





9.3 Negeseuon

Os yw wedi'i alluogi gan weinyddwr eich system, gellir gweld ac anfon negeseuon ar ran claf. Wrth i negeseuon newydd gyrraedd, gellir eu gweld yn yr ardal sgwrsio ac os cânt eu ffurfweddu, anfonir hysbysiad ap symudol at bob defnyddiwr cofrestredig.

Bydd negeseuon newydd yn ymddangos ar waelod yr ardal sgwrsio wrth iddynt gael eu derbyn.

I anfon neges, teipiwch yn y blwch ar y gwaelod, a chliciwch ar y botwm anfon i'r dde.

I weld pwy sydd wedi darllen neges, cliciwch ar yr eicon gwybodaeth. I gau'r rhestr 'Darllenwyd Gan', cliciwch ar yr eicon cau.



9.4 Marcio claf ar gyfer ymyrraeth


Os yw'r swyddogaeth hon wedi'i galluogi gan weinyddwr eich system, gallwch chi nodi claf â llaw ar gyfer ymyrraeth o'r gwyliwr cleifion.

Pwyswch y botwm 'GO' a llithro i gadarnhau. Bydd unrhyw ddefnyddwyr sydd â hysbysiadau ymyrraeth wedi'u galluogi yn cael gwybod bod y claf wedi'i nodi.

Gellir canslo'r nodi os oes angen, a bydd defnyddwyr sydd â hysbysiadau ymyrraeth wedi'u galluogi yn cael gwybod ei fod wedi'i ganslo.

Mae hefyd yn bosibl marcio ymyrraeth fel Cwblhawyd ar gyfer claf sydd eisoes wedi'i nodi.

Sylwch mai offeryn cyfathrebu â llaw yn unig yw hwn, ac ni ellir sbarduno'r nodwedd hon gan ddefnyddio canlyniadau awtomataidd.



9.5 Data Clinigol

Os yw wedi'i alluogi gan weinyddwr eich system, bydd yr adran data clinigol ar gael mewn tab ar wahân. Gellir defnyddio hwn i gadw data clinigol ychwanegol ar gyfer y claf. Gellir gweld yr holl ddata clinigol a gadwyd yn flaenorol drwy glicio ar "Gweld hanes".

Gellir mewnbynnu sgôr NIHSS cyfanswm a gyfrifwyd ymlaen llaw yn uniongyrchol, neu gallwch ei gyfrifo'n rhyngweithiol drwy glicio ar "Cyfrifo'r sgôr" a mewnbynnu'r sgôr ar gyfer pob eitem yn y ffurflen. Gellir ychwanegu'r sgôr NIHSS ar ôl 24 awr yn yr un ffordd.

Gellir golygu'r holl feysydd data clinigol eraill i ychwanegu'r wybodaeth glinigol neu eu gadael yn wag os nad ydynt yn berthnasol.

Bydd y data clinigol a gofnodir yma yn cael ei gynnwys yn adroddiad cleifion PDF a thablau XLSX a allforiwyd.

Assessment

Intervention

Premorbid mRS

Unknown

0

1

2

3

4

5

Affected hemisphere

Unknown

Left

Right

Both

NIHSS

Calculate score

Affected hemisphere

Last known well (GMT)

Symptoms discovered (GMT)

Tap to select date and time

Tap to select date and time

Door in (GMT)

Door out (GMT)

Tap to select date and time

Tap to select date and time

CSC door in (GMT)

Tap to select date and time

Save changes

9.6 Gwirio Cymhwysedd

Os yw wedi'i alluogi gan weinyddwr eich system, caiff cymhwysedd y claf yn erbyn canllawiau clinigol a/neu dreial ei asesu o fewn y tab "Gwirio cymhwysedd".

Yn ddiofyn, mae meini prawf ar gyfer canllawiau clinigol ESO ac AHA a threialon TRACE-III, EXTEND a WAKE-UP ar gael i weinyddwyr system eu galluogi.

Mae crynodeb o gymhwysedd y claf ar gyfer y canllawiau wedi'u ffurfweddu yn cael ei arddangos o fewn y tab gwirio cymhwysedd ac adroddiad y claf.

Pennir cymhwysedd ar gyfer pob maen prawf gan ganlyniadau delweddu awtomatig ar gyfer pob sgan a data clinigol os darperir. Ar gyfer asesiad craidd darlifiad, defnyddir cyfaint y map craidd. Mae dadansoddiad o gymhwysedd y claf ar gyfer pob maen prawf o fewn pob canllaw ar gael o fewn y tab gwirio cymhwysedd.

Info

GO

☆ William Parry

64Y | M

Svalbard Hospital

Patient ID: 1746127

BX ID: 806a10

ESO Thrombectomy Guideline (<6 hours)

Data missing

NCCT

CTA

CTP

MRI DWI

MRI DSC

Clinical data

NIHSS >= 6

Missing

Information missing ▶

0-6 hours from last known well

Missing

Information missing ▶

Any occlusion

Match

2018-12-27 09:03:07 • Occlusion: ICA / Proximal MCA

ASPECTS >= 6

Match

2018-12-27 09:01:27 • ASPECTS: 7

Hide Criteria

^

ALL

NCCT

CTA

CTP

MR

9.7 Rhannu Cleifion

Os yw eich gweinyddwr wedi'i alluogi, gallwch rannu claf wedi'i ffug-enwi gyda rhywun y tu mewn neu'r tu allan i'ch sefydliad gyda dolen rannu.

I greu dolen rhannu:

- Cliciwch ar y botwm "Rhannu a chefnogi" yn y Gwyliwr Cleifion.
- O fewn y tab "Claf", pwyswch "Rhannu URL" neu "Copïo URL i'r clipfwrdd". Noder bod y botwm hwn wedi'i analluogi os nad yw rhannu wedi'i alluogi.
- Dewiswch o'r opsiynau rhannu sydd ar gael, neu gludwch y ddolen i mewn i ap e-bost neu negeseuon.

Nodiadau pwysig ar Rannu Dolenni

- Bydd agor y ddolen a rennir yn rhoi mynediad i bob sgan ar gyfer un claf yn unig.
- Bydd y ddolen wedi'i ffug-enwi felly ni fydd y derbynnydd yn gallu gweld unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy yn y Gwyliwr Cleifion.
- Rhaid i'r derbynnydd gael mynediad rhwydwaith i'r gweinydd os yw ar fewnwyd.
- Gall unrhyw un sydd â'r ddolen gael mynediad at y claf wedi'i ffug-enwi nes bod y ddolen yn dod i ben. Mae'r amser dod i ben yn ffurfweddadwy gan eich gweinyddwr.

10 Allbynnau Canlyniad

10.1 DICOM

Os cafodd ei ffurfweddu ar eich safle, bydd canlyniad cyfres DICOM yn cael ei drosglwyddo i PACS dros gysylltiad rhwydwaith DICOM unwaith y bydd y prosesu wedi dod i ben.

10.2 Cysoni'r Cwmwl

Os cawsant eu ffurfweddu ar eich safle, bydd canlyniadau llawn yn cael eu cysoni i'r gwasanaeth Brainomix 360 Cloudgyda ffugenw dewisol. Gellir gweld y canlyniadau ar Brainomix 360 Cloud fel pe bai'r sgan wedi'i brosesu yno.

10.3 Hysbysiadau Ap Symudol

Os bydd cysoni â Brainomix 360 Cloud wedi'i alluogi, gellir ffurfweddu hysbysiadau gwthio i hysbysu defnyddwyr yr ap Brainomix 360 Mobile bod canlyniad ar gael.

10.4 Adroddiadau Cleifion

Os yw wedi'i ffurfweddu ar eich safle, anfonir adroddiad claf (PDF a/neu ddelweddu) sy'n cynnwys trosolwg o'r holl ddulliau delweddu a chanlyniadau ar gyfer claf i PACS wedi'i ffurfweddu dros gysylltiad rhwydwaith DICOM.

10.5 Allbynnau HL7

Os yw wedi'i ffurfweddu ar eich safle, bydd negeseuon HL7 yn cael eu hanfon i gyrchfan benodol unwaith y bydd y prosesu wedi gorffen.

11 Yn Ianlwytho ac yn Prosesu

Mae'r adran hon yn berthnasol i Brainomix 360 yn unig. Nid yw'n bosibl ianlwytho na phrosesu sganiau'n uniongyrchol ar Brainomix 360 Cloud.

11.1 Yn Prosesu Sganiau

Llifoedd gwaith

Gellir ffurfweddu Brainomix 360 i ddarparu llifau gwaith gwahanol i'w defnyddio yn y llwybr clinigol aciwt neu ar gyfer astudiaethau clinigol. Gellir ffurfweddu pob llif gwaith i anfon canlyniadau i wahanol ddyfeisiau DICOM targed.

Cyflenwir dau set ddiodyn o lifau gwaith, 'Aciwt' ac 'Astudiaeth'. Bwriedir i'r llifau gwaith aciwt brosesu nifer fach o sganiau â blaenoriaeth uchel, tra bod y llifau gwaith astudio yn addas ar gyfer prosesu nifer fawr o sganiau â blaenoriaeth is. Os yw sgan yn cael ei brosesu gan lif gwaith astudiaeth pan dderbynnir sgan aciwt, bydd Brainomix 360 yn ei oedi ac yn prosesu'r sgan aciwt cyn parhau.

I gael cymorth i ffurfweddu eich llifau gwaith ac integreiddio â systemau allanol (PACS, sganwyr CT, e-bost ac ati), cysylltwch â'ch dosbarthwr lleol neu gymorth Brainomix.

Trosglwyddo DICOM â Llaw

1. Gwnewch yn siŵr bod y ddyfais DICOM ffynhonnell (e.e. sganiwr PACS neu CT) a'r rhaglen reoli (e.e. gwyliwr PACS) wedi'u ffurfweddu gyda chyfeiriad gweinydd Brainomix 360 a Theitl Endid y Rhaglen ar gyfer y ciw sganio mewnol Brainomix 360 priodol sy'n gysylltiedig â'r llif gwaith a ddymunir (gweler uchod). Dylai eich gweinyddwr system allu eich helpu i ffurfweddu'r rhain.
2. Defnyddiwch y rhaglen DICOM rheoli i drosglwyddo cyfres sgan i'r gweinydd Brainomix 360. Cyfeiriwch at gyfarwyddiadau'r rhaglen am ragor o wybodaeth.
3. Bydd gweinydd Brainomix 360 yn dechrau prosesu'r gyfres yn awtomatig.
4. I fonitro prosesu yn eich porwr gwe:
 1. Ewch i gyfeiriad gweinydd Brainomix 360 yn eich porwr
 2. Bydd gofyn i chi fewngofnodi os nad ydych wedi defnyddio'r rhaglen yn ddiweddar o'ch porwr gwe cyfredol. Mewngofnodwch fel y disgrifiwyd yn yr adran flaenorol.
 3. Dewiswch **Rhestr Cleifion** o'r bar dewislen ar frig y dudalen.
 4. Dylai'r sgan newydd ymddangos yn y Rhestr Cleifion. Os nad yw'n gwneud hynny, ymgynghorwch â log DICOM i wirio am wallau.
5. Os yw wedi'i ffurfweddu, anfonir canlyniadau DICOM i PACS yn awtomatig pan fydd y prosesu wedi'i gwblhau. Defnyddiwch eich gwyliwr PACS i weld y canlyniadau hyn.
6. Fel arall, cliciwch ar y claf yn y Rhestr Cleifion i weld y canlyniadau yn eich porwr gwe.

Trosglwyddo DICOM Awtomatig


Gellir ffurfweddu rhaglen allanol i drosglwyddo cyfres sganiau yn awtomatig i'r gweinydd Brainomix 360.

Os yw wedi'i ffurfweddu, anfonir canlyniadau DICOM i PACS yn awtomatig pan fydd y prosesu wedi'i gwblhau. Defnyddiwch eich gwyliwr PACS i weld y canlyniadau hyn. Yn y ffurfweddiad hwn nid oes angen i chi ddefnyddio rhyngwyneb gwe Brainomix 360 o gwbl.

Fel arall, mewngofnodwch a bydd y sganiau'n ymddangos yn y Rhestr Cleifion cyn gynted ag y byddant wedi'u rhoi mewn ciw i'w prosesu. Gellir gweld canlyniadau drwy glicio ar glaf. Gellir monitro gweithgaredd rhwydwaith DICOM drwy edrych ar log DICOM.

Lanlwytho â Llaw trwy Ryngwyneb Gwe

1. Mewngofnodwch i Brainomix 360
2. Agorwch y ddewislen gan ddefnyddio'r eicon dewislen ar frig y dudalen.
3. Dewiswch **Uwchlwytho cyfres** o'r ddewislen.



4. Dewiswch y ciw sgan sy'n dod i mewn priodol o'r cwympfen islaw'r ardal uwchlwytho. Bydd y gosodiad hwn wedi'i osod i ddefnyddio ciw sganiau sy'n dod i mewn yr astudiaeth yn ddiofyn.
5. Cliciwch **Dewis ffeiliau** i ddewis ffeiliau delwedd DICOM neu ffeiliau zip cywasgedig sy'n cynnwys delweddau DICOM.
Awgrym: Gallwch lusgo a gollwng ffeiliau yn uniongyrchol i'r ardal uwchlwytho os yw'r porwr yn cefnogi llusgo a gollwngp.
Nodyn: Os byddwch chi'n dewis gormod o ffeiliau, bydd y porwr yn eu gwrthod. Os bydd hyn yn digwydd, dylech chi gywasgu'r delweddau DICOM i mewn i un ffeil zip a'i lanlwytho yn lle.
6. Bydd eich ffeiliau'n cael eu lanlwytho a'u mynegeiod. Os oes nifer fawr iawn o ffeiliau, gall hyn gymryd sawl munud.
7. Bydd sganiau'n cael eu llwybro i lif gwaith yn awtomatig. Pan fydd y llwytho i fyny wedi'i gwblhau, cliciwch **lawn**.
8. Pan fydd y prosesu wedi'i gwblhau, anfonir e-byst canlyniadau a chanlyniadau DICOM yn awtomatig fel y'u ffurfiwyd ar gyfer y llif gwaith.
9. Cliciwch ar y claf yn y Rhestr Cleifion i weld y canlyniadau yn eich porwr gwe.

11.2 Y log DICOM

Cliciwch ar y ddolen 'log DICOM' i weld log o gyfresi DICOM y gwnaethpwyd cais amdanynt, a dderbyniwyd ac a anfonwyd gan y gweinydd Brainomix 360.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

- ☒ Select all
-
- ☒ Series requested
- ☒ Series received
- ☒ At least one workflow can process the series
- ☒ No workflows can process the series
- ☒ Upload failed
- ☒ Transfer failed
- ☒ Series sent to external system
- ☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View
Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613			
Description	Transfer failed			
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host			
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b			

12 Gweinyddiaeth

Mae gan ddefnyddwyr gweinyddwyr nodweddion ychwanegol ar gael iddynt ar gyfer rheoli defnyddwyr, dileu sganiau a ffurfweddu integreiddiad y system Brainomix 360 i'r llif gwaith clinigol. Yn gyffredinol, ni fydd angen newid y gosodiadau hyn a gall gosodiadau anghywir arwain at golli data, gweithredu anghywir neu beryglu diogelwch. Os bydd angen cymorth arnoch i integreiddio'ch system Brainomix 360 i'ch llif gwaith clinigol, cysylltwch â'ch dosbarthwr lleol neu gymorth Brainomix.

13 Datrys Problemau

Os bydd unrhyw broblemau'n codi yn ystod y defnydd neu os cyflwynir unrhyw negeseuon gwall, cysylltwch â'ch gweinyddwr lleol neu gymorth Brainomix yn un o'r opsiynau cyswllt a nodir yn yr adran Gwybodaeth Reoleiddio.

14 Cynnal a Chadw a Gwelliannau Gwasanaeth

Os bydd gwaith cynnal a chadw wedi'i gynllunio, bydd Brainomix yn hysbysu'r defnyddwyr yr effeithir arnynt ymlaen llaw bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud a pha lefel o ymyrraeth i'r gwasanaeth a ddisgwylir. Efallai y bydd mynediad i ddefnyddwyr yn cael ei wrthod yn ystod y cyfnod cynnal a chadw. Os yw'r ap Brainomix 360 Mobile wedi'i osod ar ddyfais symudol, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddarau i'r fersiwn ddiweddaraf pan ofynnir amdano neu pan gaiff ei ddarparu ar Google Play neu'r Apple App Store.

15 Adrodd am Ddigwyddiadau

Cysylltwch â ni drwy support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) os ydych chi wedi darganfod problem bosibl gydag unrhyw un o'n gwasanaethau pecyn Brainomix 360. Noder y bydd unrhyw wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei llywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd (<https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support>). Os bydd digwyddiad difrifol wedi digwydd mewn perthynas ag unrhyw un o'n cynhyrchion, rhwch wybod amdano hefyd i'r awdurdod cymwys lleol yn eich gwlad:

- Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Y Swistir (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents--fscas/users---operators.html>)
- Türkiye (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Dadgomisiynu

Os bydd y gwasanaeth yn cael ei derfynu a'i dynnu, bydd Brainomix yn cydlynu'r broses gyda'r rhanddeiliaid perthnasol yn eich sefydliad i sicrhau bod y system Brainomix 360 yn cael ei dileu'n llyfn ac yn gyflawn, gan gynnwys unrhyw asedau a data. Bydd effaith y tynnu yn cael ei hasesu i benderfynu a fydd yn arwain at newidiadau i'ch llif gwaith clinigol a/neu gyfluniad systemau eraill. Bydd unrhyw asedau sy'n eiddo i Brainomix yn cael eu hadennill a bydd integreiddiadau'n cael eu tynnu o'r system i sicrhau nad oes mwy o drosglwyddo data yn digwydd i'r/oddi'r ased(au) sydd i'w datgomisiynu. Am ragor o wybodaeth am y broses o ddadgomisiynu eich system Brainomix 360, cysylltwch â'ch dosbarthwr lleol neu gymorth Brainomix.

17 Symbolau

Symbol	Disgrifiad o'r symbol
	Yn dynodi enw a chyfeiriad gwneuthurwr y ddyfais feddygol.
	Yn dynodi'r dyddiad y cynhyrchwyd y ddyfais feddygol.
	Yn dynodi'r cludwr sy'n cynnwys gwybodaeth adnabod unigryw am y ddyfais.
	Yn dynodi'r cynrychiolydd awdurdodedig yn y Gymuned Ewropeaidd.
	Yn dynodi'r cynrychiolydd awdurdodedig yn y Swistir.
	Yn dynodi'r endid sy'n mewnforio'r ddyfais feddygol i'r lleoliad.
	Yn dynodi'r angen i'r defnyddiwr ymgynghori â'r cyfarwyddiadau defnyddio.
	Yn dynodi bod angen gofal wrth weithredu'r ddyfais neu'r rheolydd yn agos at y man lle mae'r symbol wedi'i osod, neu fod angen ymwybyddiaeth gweithredwr neu weithredu gweithredwr yn y sefyllfa bresennol er mwyn osgoi canlyniadau annymunol.
	Yn dynodi mai dyfais feddygol yw'r eitem.
	Mae marc CE yn nodi bod cynnyrch yn cydymffurfio â rheoliadau cymwys yr Undeb Ewropeaidd.

18 Gofyn am Gopi Papur

Os oes angen copi caled printiedig arnoch o'r diwygiad hwn o lawlyfr defnyddiwr Brainomix 360 e-CTA, ystyriwch argraffu'r dudalen we hon (cliciwch ar y dde + Argraffu neu lawrlwythwch y diwygiad diweddaraf o'n gwefan (<https://www.brainomix.com/docs/>)). Os nad yw'r opsiwn hwn ar gael i chi, cysylltwch â ni drwy support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) gyda'ch cais a bydd copi printiedig yn cael ei anfon atoch o fewn 7 diwrnod calendr i dderbyn y cais. Darperir y gwasanaeth hwn yn ddi-dâl.