

PT

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NOME DO PRODUTO:

Erland Care - Protective Skin

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Protective Skin é um penso impermeável superabsorvente de silicone. O Protective Skin consegue absorver todos os fluidos de feridas com exsudação moderada a forte. O penso é adequado para utilizadores com pele fina e utilizadores que estejam facilmente expostos a danos na pele. O Protective Skin é fino e flexível e pode ser facilmente aplicado em articulações onde, de outra forma, poderia ser difícil encontrar pensos funcionais que se adaptassem bem à pele. O Protective Skin pode ser facilmente colocado e removido da pele sem qualquer remoção de pele.

Na presença de fluidos de feridas, as fibras superabsorventes do penso formam um gel húmido que ajuda a manter um ambiente húmido que favorece as condições naturais de cicatrização.

Os produtos Protective Skin também podem ser utilizados como pensos para feridas peristomais, como proteção e cobertura de ostomia e como placa de proteção da pele do estoma.

O Protective Skin é constituído por:

- Uma camada de contacto em silicone perfurado e macio
- Uma almofada interior com fortes propriedades de retenção de fluidos.
- Uma película de poliuretano respirável

Atenção:

- O Protective Skin é apenas para uso externo
- O Protective Skin não para sangramentos

### 2. INDICAÇÕES:

Os produtos Protective Skin podem ser aplicados a feridas secas e com exsudação moderada a forte, tais como: Escaras, úlceras de ostomia, cobertura de ostomia, úlceras venosas e arteriais nas pernas, úlceras de diabetes, queimaduras de primeiro e segundo grau e feridas traumáticas.

Os produtos também podem ser utilizados sobre outros produtos. Poderão ser colocados vários pensos em camadas em cima uns dos outros em casos de feridas com quantidades de fluido consideráveis.

### 3. CONTRAINDICAÇÕES

O Protective Skin está contraindicado no caso de:

- Úlceras resultantes de infeções como tuberculose ou sífilis
- Queimaduras de terceiro grau
- Doentes alérgicos a materiais superabsorventes e/ou silicone

Se ocorrer algum sinal de irritação ou infeção, ou se o estado da ferida piorar, contacte a autoridade médica adequada. Retomar a utilização quando estiverem presentes condições normais de cicatrização.

### 4. PRECAUÇÕES

O produto não é hemostático e não deve ser usado em feridas com sangramento.

### 5. INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

#### 5.a Para uso em feridas:

1. Limpe cuidadosamente a área da ferida com desinfetante/líquido neutro.
2. Retire o Protective Skin da embalagem.
3. Em seguida, puxe suavemente uma parte do plástico de duas peças e coloque o penso na pele. Em seguida, fazer o mesmo com a outra metade.
4. É importante evitar a formação de rugas. Tente que a superfície do penso fique o mais lisa possível.

#### 5.b Para uso como Placa de Proteção da pele - veja as ilustrações

#### 5.c Remoção/troca de curativo

O volume de exsudado determina a frequência da mudança de Protective Skin. Deve ser mudado imediatamente quando ficar saturado. A capacidade superabsorvente permite um menor número de mudanças de penso.

### 6. NOTAS ESPECIAIS

O Protective Skin é um produto de utilização única. Uma vez removido o produto do saco, este é classificado como utilizado. O penso não deverá ser reutilizado.

## 7. INCIDENTES GRAVES

No caso de ocorrer um incidente grave como resultado do uso do produto, deve ser informado imediatamente o fabricante e a autoridade sanitária do país em que reside.

## 8. CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar em local seco

Vida útil do produto: 3 anos

Fabricado por:  
Global Health Technology AS,  
Løkkeveien 107-111  
4007 Stavanger, Noruega