

ES

INSTRUCCIONES DE USO

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Erland Care - Protective Skin

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protective Skin es un vendaje superabsorbente de silicona impermeable. Protective Skin puede absorber cualquier tipo de heridas, con exudado de moderado a alto. El vendaje es adecuado para usuarios con piel fina y para usuarios fácilmente expuestos a lesiones cutáneas. Protective Skin es fino y flexible y puede aplicarse fácilmente en las articulaciones, donde de otro modo sería difícil encontrar vendajes funcionales que se adapten bien a la piel. Protective Skin se puede pegar y retirar fácilmente de la piel sin que esta se desprenda.

En presencia de fluidos de la herida, las fibras superabsorbentes de la almohadilla formarán un gel húmedo que ayudará a mantener un ambiente húmedo propicio para las condiciones naturales de curación.

Los productos Protective Skin también se pueden utilizar como vendaje para las heridas periestomales, como protección y funda de ostomía y como placa de protección de la piel del estoma.

Protective Skin consta de:

- Una capa de contacto de silicona suave y perforada
- Una almohadilla interior con fuertes propiedades de retención de líquidos.
- Una película transpirable de poliuretano

Téngase en cuenta:

- Protective Skin está indicado exclusivamente para uso externo
- Protective Skin no detiene las hemorragias

2. INDICACIONES:

Los productos Protective Skin se pueden aplicar a heridas secas y con exudado de moderado a alto, como por ejemplo: Escaras, úlceras de ostomía, fundas de ostomía, úlceras venosas y arteriales en las piernas, úlceras diabéticas, quemaduras de primer y segundo grado y heridas traumáticas.

Estos productos también se pueden utilizar encima de otros productos. Pueden superponerse varios vendajes en los casos en los que haya una cantidad considerable de fluidos en la herida.

3. CONTRAINDICACIONES

Protective Skin está contraindicado para:

- Úlceras resultantes de infecciones como tuberculosis o sífilis
- Quemaduras de tercer grado
- Pacientes alérgicos a materiales superabsorbentes y/o a la silicona

Si aparece cualquier signo de irritación o infección o si el estado de la herida empeora, póngase en contacto con la autoridad sanitaria correspondiente. Puede reanudar el uso cuando presente un estado de curación normal.

4. PRECAUCIONES

El producto no es hemostático y no debe usarse en heridas sangrantes.

5. INSTRUCCIONES DEL USUARIO

5.a Para uso en heridas:

1. Limpie con cuidado la zona de la herida con un líquido desinfectante/neutro.
2. Extraiga Protective Skin de su empaque.
3. Tire suavemente de una parte del plástico de dos piezas y adhiera el vendaje a la piel. A continuación, haga lo mismo con la otra mitad.
4. Es importante evitar las arrugas. Intente que la superficie del vendaje quede lo más lisa posible.

5b. Para uso como Placa Protectora de la piel - Ver ilustraciones

5c. RETIRO/CAMBIO DE VENDAJE

El volumen de exudado determina el intervalo entre los cambios de vendaje de Protective Skin. Debe cambiarse inmediatamente cuando esté saturado. La capacidad del superabsorbente para absorber los fluidos conlleva menos cambios del vendaje.

6. OBSERVACIONES

Protective Skin es un artículo de un solo uso. Una vez que el producto se retira de la bolsa, se considera como usado. No debe reutilizarse.

7. INCIDENTES GRAVES

En el caso de que ocurra un incidente grave como consecuencia del uso del producto, se debe informar de inmediato al fabricante y a la autoridad sanitaria del país en el que resida.

8. ESTADO DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en un lugar seco

Vida útil del producto: 3 años.

Fabricado por:
Global Health Technology AS,
Løkkeveien 107-111
4007 Stavanger, Noruega