

IT

## ISTRUZIONI PER L'USO

### NOME DEL PRODOTTO:

Erland Care - Protective Skin

### 1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protective Skin è una medicazione superassorbente in silicone impermeabile. Protective Skin può essere utilizzata per il trattamento di ferite da moderatamente a fortemente essudanti. La medicazione è adatta a utenti con pelle sottile e agli utenti facilmente esposti a danni alla pelle. Protective Skin è sottile e flessibile e può essere facilmente applicata anche sulle articolazioni, per le quali sarebbe altrimenti difficile trovare medicazioni funzionali in grado di aderire bene alla pelle. Protective Skin può essere facilmente attaccata e rimossa dalla pelle senza danneggiarla.

In presenza di fluidi provenienti dalla ferita, le fibre superassorbenti del cuscinetto formeranno un gel che aiuterà a mantenere un ambiente umido per favorire le naturali condizioni di guarigione.

I prodotti Protective Skin possono essere utilizzati anche come medicazione per ferite peristomali, come protezione e copertura per stomia e come piastra protettiva per la pelle dello stoma.

Protective Skin è composta da:

- Uno strato di contatto in silicone morbido traforato
- Un cuscinetto interno con forti proprietà di ritenzione dei fluidi.
- Una pellicola in poliuretano traspirante

Nota:

- Protective Skin è solo per uso esterno
- Protective Skin non arresta le emorragie

### 2. INDICAZIONI:

I prodotti Protective Skin possono essere applicati su ferite asciutte e da moderatamente a fortemente essudanti come: Piaghe da decubito, ulcere da stomia, coperture per stomia, ulcere venose e arteriose delle gambe, ulcere da diabete, ustioni di primo e secondo grado e ferite traumatiche.

I prodotti possono essere utilizzati anche sopra altri prodotti. È possibile stratificare diverse medicazioni l'una sull'altra nei casi in cui vi sia una notevole fuoriuscita di fluidi dalla ferita.

### 3. CONTROINDICAZIONI

Protective Skin è controindicata in caso di:

- Ulcere derivanti da infezioni come la tubercolosi o la sifilide
- Ustioni di terzo grado
- Pazienti allergici a materiali superassorbenti e/o al silicone

In presenza di qualsiasi segno di irritazione o infezione o se le condizioni della ferita peggiorano, contattare l'autorità medica competente. Riprendere l'uso quando vengono ripristinate le normali condizioni di guarigione.

### 4. PRECAUZIONI

Il prodotto non è emostatico e non deve essere utilizzato su ferite sanguinanti.

### 5. ISTRUZIONI DI UTILIZZO

#### 5.a Per l'uso sulle ferite:

1. Pulire accuratamente l'area della ferita con un liquido disinfettante/neutro.
2. Rimuovere Protective Skin dalla confezione.
3. Tirare delicatamente una delle due parti in plastica e attaccare la medicazione alla pelle. Ripetere l'operazione con l'altra metà.
4. È importante evitare la formazione di grinze. Cercare di rendere la superficie della medicazione il più liscia possibile.

#### 5.b Per l'uso come Piastra Protettiva per la pelle – Vedere le illustrazioni

#### 5.c RIMOZIONE/CAMBIO DELLA MEDICAZIONE

L'intervallo di sostituzione della medicazione Protective Skin è determinato dal volume dell'essudato. Sostituire immediatamente la medicazione quando diventa satura. La capacità del superassorbente di assorbire i fluidi determina una minore frequenza di sostituzione della medicazione.

### 6. NOTE SPECIALI

Protective Skin è un articolo monouso. Una volta rimosso dal sacchetto, il prodotto viene classificato come usato. Non deve pertanto essere riutilizzato.

## **7. INCIDENTI GRAVI**

In caso di incidente grave verificatosi a seguito dell'utilizzo del prodotto, il produttore e l'autorità sanitaria del paese di residenza devono essere informati immediatamente.

## **8. STATO DI CONSERVAZIONE E DURATA DI SCADENZA**

Conservare in un luogo asciutto

Scadenza del prodotto: 3 anni.

### **Fabbricato da:**

Global Health Technology AS,  
Løkkeveien 107-111  
4007 Stavanger, Norway