

DK

## BRUGSANVISNING

### PRODUKTNAVN:

Erland Care - Protective Skin

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Protective Skin er en vandtæt forbindelse af superabsorberende silicium. Protective Skin kan absorbere alt fra moderat til svært væskende sår. Forbindingen er velegnet til brugere med tynd hud og brugere, der let får hudskader. Protective Skin er tynd og fleksibel og kan nemt påføres led, hvor det ellers kan være vanskeligt at finde funktionelle forbindinger, der sidder godt på huden. Protective Skin kan let fastgøres på og fjernes fra huden uden, at huden følger med.

Hvis der er sårvesker, danner pudens superabsorberende fibre en fugtig gel, som er medvirkende til at opretholde et fugtigt miljø, der fremmer naturligt helbredende forhold.

Produkter fra Protective Skin kan også bruges som forbindelse på peristomale sår som beskyttelse og dækning af stomi og som en hudbeskyttelsesplade til stomi.

Protective Skin består af:

- Et perforeret blødt kontaktag fremstillet af silicium
- En indvendig pude med stærke egenskaber til at holde på væsker.
- En åndbar polyurethanfilm

Bemærk:

- Protective Skin er kun til udvendig brug
- Protective Skin standser ikke blødninger

### 2. INDIKATIONER:

Produkterne fra Protective Skin kan anvendes til tørre og moderat til kraftligt væskende sår såsom: Liggesår, åbne sår ved stomi, dækning af stomi, venøse og arterielle bensår, diabetessår, første- og andengradsforbrændinger og traumatiske sår.

Produkterne kan også anvendes oven på andre produkter. Mange forbindinger kan lægges i lag oven på hinanden i tilfælde, hvor der er betydelige mængder af sårveske.

### 3. KONTRAINDIKATIONER

Protective Skin er kontraindikeret for:

- Sår som følge af infektion såsom tuberkulose eller syfilis
- Tredjegradsforbrændinger
- Patienter, der er allergiske over for superabsorberende materialer og/eller silicium

Hvis der opstår tegn på irritation eller infektion, eller hvis såret bliver værre, skal du kontakte sundhedsvæsenet. Genoptag brug, når der er normal heling.

### 4. FORHOLDSREGLER

Produktet er ikke hæmostatisk og må ikke bruges på blødende sår.

### 5. BRUGERANVISNING

#### 5.a Ved anvendelse på sår

1. Rens sårområdet omhyggeligt ved brug af et desinfektionsmiddel/neutral væske.
2. Tag Protective Skin ud af pakken.
3. Træk forsigtigt den ene del af den todelte plast og fastgør forbindingen på huden. Gør så det samme med den anden halvdel.
4. Det er vigtigt at undgå folder. Prøv at få forbindingsens overflade så glat som muligt.

#### 5.b Ved anvendelse som hudplade til peristomal sår - Se illustration

#### 5.c Fjernelse/skift af forbindelse

Mængden af afsondringer afgør intervallet mellem, hvornår Protective Skin-forbindingen skal skiftes. Den skal skiftes, så snart den mættes. Det superabsorberende materiales evne til at opsuge væsker medfører færre skift af forbindinger.

### 6. SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

Protective Skin er til engangsbrug. Når produktet fjernes fra posen, klassificeres det som brugt. Det må ikke genbruges.

### 7. Alvorlige hændelser

Skulle der opstå en alvorlig situation som følge af brugen af produktet, skal dette straks rapporteres til producenten og sundhedsmyndighederne i det land, hvor du bor.

## 8. OPBEVARING OG PRODUKTLIV

Produktet skal opbevares tørt.

Produktlevetid: 3 år

Fremstillet af:  
Global Health Technology AS,  
Løkkeveien 107-111  
4007 Stavanger, Norge