

NL

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

PRODUCTNAAM:

Erland Care - Protective Skin

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Protective Skin is een waterdicht superabsorberendsiliconenverband. De Protective Skin kan alles absorberen, van matige tot zwaar exsuderende wonden. Het verband is geschikt voor gebruikers met een dunne huid en gebruikers die gevoelig zijn voor huidbeschadiging. De Protective Skin is dun en flexibel en kan gemakkelijk worden aangebracht op gewrichten waar het anders moeilijk zou kunnen zijn om functionele verbanden te vinden die goed op de huid zitten. Protective Skin kan gemakkelijk worden bevestigd aan en verwijderd van de huid zonder de huid te strippen.

In aanwezigheid van wondvocht zullen de superabsorberende vezels aan de binnenkant van de pleister een vochtige gel vormen, dat helpt een vochtig milieu te handhaven die de natuurlijke genezing kan bevorderen.

Protective Skin-producten kunnen ook worden gebruikt als verband voor peristomale wonden, als bescherming en stomabedekking en als een stomahuidbeschermingsplaat.

De Protective Skin bestaat uit:

- Een geperforeerde zachte siliconen contactlaag
- Een wondkussen met sterke absorberende eigenschappen.
- Een ademende polyurethaanlaag

Let op:

- Protective Skin is alleen geschikt voor extern gebruik
- Protective Skin stopt bloedingen niet

2. AANWIJZINGEN:

De Protective Skin-producten kunnen worden aangebracht op droge en matige tot zwaar exsuderende wonden zoals: doorligwonden, stomaulcera, stoma-afdekking, veneuze en arteriële beenulcera, diabetes ulcera, eerste- en tweedegraads brandwonden en traumatische wonden.

De producten mogen ook bovenop andere producten worden gebruikt. Verschillende verbanden kunnen op elkaar worden gelaagd in gevallen waarin er aanzienlijke wondvloeistoffen zijn.

3. CONTRA-INDICATIES

Protective Skin is niet geschikt in geval van:

- Ulcera als gevolg van infectie zoals tuberculose of syfilis
- Derdegraads brandwonden
- Patiënten die allergisch zijn voor superabsorberende materialen en/of siliconen

Als er tekenen van irritatie of infectie optreden of als de wondaandoening verergert, neem dan contact op met de juiste medische autoriteit. Het gebruik pas hervatten na herstel.

4. VOORZORGSMaatregelen

Het product is niet hemostatisch en mag niet worden gebruikt op bloedende wonden.

5. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

5.a Bij gebruik op wonden:

1. Reinig het wondgebied zorgvuldig met ontsmettingsmiddel/neutrale vloeistof.
2. Haal de Protective Skin uit de verpakking.
3. Haal vervolgens voorzichtig de ene helft van het tweedelige plastic af en bevestig het verband op de huid. Doe dan hetzelfde met de andere helft.
4. Het is belangrijk om rimpels te voorkomen. Probeer het verbandoppervlak zo glad mogelijk te krijgen.

5.b Bij gebruik als huidplaat - Zie afbeelding.

5.c Verwuderen/Verwisselen van verband

De hoeveelheid exsudaat bepaalt de frequentie voor het vervangen van het Protective Skin-verband. Onmiddellijk vervangen bij verzadiging. Het vermogen van het superabsorberende verband om vloeistoffen te absorberen resulteert in minder verbandwisselingen.

6. BIJZONDERE OPMERKINGEN

Protective Skin is een product voor eenmalig gebruik. Zodra het product uit de zak is verwijderd, wordt het geclassificeerd als gebruikt. Het mag niet opnieuw worden gebruikt.

7. ERNSTIGE INCIDENTEN

Mocht er een ernstig incident ontstaan als gevolg van het gebruik van het hulpmiddel, meld dit dan alstublieft onmiddellijk aan de fabrikant en de bevoegde instantie in het land waar u woont.

8. BEWAARCONDITIES EN HOUDBAARHEID

Bewaar op een droge plaats.

Houdbaarheid van het product: 3 jaar

Geproduceerd door:
Global Health Technology AS,
Løkkeveien 107-111
4007 Stavanger, Noorwegen