

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKTNAME:

Erland Care - Protective Skin

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Protective Skin ist ein wasserdichter, super-absorbierender Silikonverband. Es kann alles von mäßig bis stark ausstrahlenden Wunden aufnehmen. Der Verband eignet sich für Benutzer mit dünner Haut und die leicht zu Hautschäden neigen. Das dünne, flexible Protective Skin kann leicht auf Gelenken aufgetragen werden, wo es sonst schwierig sein könnte, funktionelle Verbände zu finden, die gut auf der Haut sitzen. Das Protective Skin lässt sich leicht auf der Haut befestigen und abnehmen, ohne die Haut zu entfernen.

Bei Wundflüssigkeiten bilden die superabsorbierenden Fasern des Pads ein feuchtes Gel, das die feuchte Umgebung erhält und die natürlichen Heilungsbedingungen fördert.

Die Protective Skin Produkte können auch als Verband für peristomale Wunden, als Schutz und Abdeckung für Darmöffnungen und als Stoma-Hautschutzplatte verwendet werden.

Das Protective Skin besteht aus:

- Einer perforierten, weichen und hautschonenden Silikon-Hautkontaktschicht
- Einem inneren Pad mit starken Flüssigkeitsrückhalteeigenschaften.
- Einer atmungsaktiven Polyurethan-Folie

Bitte beachten Sie:

- Protective Skin ist nur für den externen Gebrauch bestimmt
- Das Protective Skin stoppt keine Blutungen

2. HINWEISE:

Die Protective Skin Produkte können auf trockenen, mittelschweren bis stark ausstrahlenden Wunden aufgetragen werden, wie z.B.: Druckgeschwüre, Stomageschwüre, Ostomie-Abdeckung, venöse und arterielle Beingeschwüre, Diabetesgeschwüre, Verbrennungen ersten und zweiten Grades und traumatische Wunden.

Die Produkte können auch über anderen Produkten verwendet werden. Bei erheblichen Wundflüssigkeiten können mehrere Verbände übereinandergeschichtet werden.

3. GEGENANZEIGEN

Protective Skin ist kontraindiziert bei:

- Geschwüren als Folge einer Infektion wie Tuberkulose oder Syphilis
- Verbrennungen dritten Grades
- Allergischen Reaktionen gegen die superabsorbierenden Materialien und/oder Silikon

Wenn Anzeichen einer Reizung oder Infektion auftreten oder sich der Wundzustand verschlechtert, wenden Sie sich an die zuständige Gesundheitsbehörde. Die Anwendung kann nach Erreichen eines normalen Heilungszustandes fortgesetzt werden.

4. VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Produkt ist nicht hemostatisch und darf nicht bei blutenden Wunden verwendet werden.

5. BENUTZERANWEISUNGEN

5.a *Bei Anwendung auf Wunden:*

1. Reinigen Sie den Wundbereich sorgfältig mit Desinfektionsmittel/neutraler Flüssigkeit.
2. Nehmen Sie das Protective Skin aus der Verpackung.
3. Ziehen Sie vorsichtig einen Teil des zweiteiligen Kunststoffes ab und befestigen Sie den Verband auf der Haut. Wiederholen Sie dann das gleiche mit der anderen Hälfte.
4. Es ist wichtig, dass sich keine Falten bilden. Versuchen Sie eine möglichst glatte Verbandsoberfläche zu erhalten.

5.b *Bei Verwendung als Basisplatten – Siehe Abbildungen*

5.c *Entfernung/Wechsel des Verbands*

Wie oft das Protective Skin erneuert werden muss, hängt von der Menge des Exsudats ab. Es sollte auf jeden Fall sofort gewechselt werden, wenn es vollgesogen ist. Durch die Fähigkeit des Superabsorbers, Flüssigkeiten aufzunehmen, sind weniger Verbandswechsel notwendig.

6. BESONDERE HINWEISE

Das Protective Skin ist ein Einwegartikel. Sobald das Produkt aus dem Beutel entfernt wird, gilt es als benutzt. Es darf nicht wiederverwendet werden.

7. SCHWERE VORFÄLLE

Sollte sich ein schwerwiegender Zwischenfall als Folge der Verwendung des Produkts ereignen, muss dieser unverzüglich dem Hersteller und der Gesundheitsbehörde des Landes, in dem Sie wohnen, gemeldet werden.

8. LAGERBEDINGUNG UND HALTBARKEIT

An einem trockenen Ort lagern

Produkthaltbarkeit: 3 Jahre

Hergestellt von:
Global Health Technology AS,
Løkkeveien 107-111
4007 Stavanger, Norwegen