PRIZMA LAB / PRO ORDINACE

Jak poslat případ přes DS Core

Otevřít pozvánku PRIZMA Lab

1 Otevřete pozvánku a přidejte si laboratoř

Přes QR nebo odkaz se přihlaste do DS Core. Pokud účet ještě nemáte, zaregistrujte svou ordinaci a pozvánku přijměte. PRIZMA LAB se zobrazí mezi preferovanými laboratořemi.

2 Připravte oba podklady

V DS Core otevřete případ a nahrajte intraorální sken (např. STL nebo PLY) a CBCT jako kompletní sérii DICOM. Podklady přiložte ke stejné objednávce.

3 Vyberte PRIZMA LAB a popište zadání

V objednávce zvolte PRIZMA LAB (lab@prizma.cz). Uveďte požadovanou práci, oblast nebo číslo zubu a případný termín. Zkontrolujte přílohy a objednávku odešlete.

Příklad zadání

Prosím o naplánování pozice implantátu v oblasti 36 a zhotovení tištěné chirurgické šablony. Pozici bych rád/a doladil/a společně na dálku.

Kontakt k postupu lab@prizma.cz

Klinické podklady přikládejte k objednávce v DS Core.