Liberty® Leg Bag Sleeve

EN INSTRUCTIONS FOR USE





Description
The **Liberty® Leg Bag Sleeve** is a medical device designed to provide comfortable and discreet support for urine collection bags.
It is made from a soft, skin-friendly, breathable fabric consisting of:
- **Polyamide (92%)**
- **Elastane (7%)**
- **Viscose (1%)**

The sleeve helps reduce sweating, provides a secure fit, and allows discreet wearing under clothing.

Intended Use
The **Liberty® Leg Bag Sleeve** is intended to comfortably secure a urine collection device (urine leg bag) to the calf or thigh. It prevents "drag" on the catheter tubing, improving comfort and discretion for the user.

Product Features
- Compatible with **Prosys®, Libra® and Urilite® Leg Bags**
- Made of comfortable and skin-friendly material that allows the skin to breathe
- Cut-out at the bottom to accommodate the drainage tap
- Washable and reusable
- Available in **Small, Medium, Large** sizes

Selecting the Correct Size
To select the correct size of **Liberty® Leg Bag Sleeve**:
- Measure the **circumference (Ø) of your thigh or calf** (depending on where you intend to wear the sleeve).
- Select the appropriate size according to the product size table.

* All sizes are approximate and may vary dependent on user.

Fitting Instructions
1. Pull the **Liberty® Leg Bag Sleeve** over the foot like a sock.
2. Slide it up onto the **thigh or calf**, ensuring the **large slit at the top faces outwards.**
3. Insert your **Leg Bag** through the top slit.
4. Push the **drainage tap** through the pre-cut hole at the bottom of the sleeve.
5. Adjust the sleeve until it feels secure and comfortable.

Warnings & Precautions
- **Do not use** if the packaging or product is damaged. Inspect carefully before use.
- **Check the expiration date** on the product packaging. Do not use beyond this date.
- Follow local infection control procedures if the sleeve comes into contact with contaminated material.
- If you experience discomfort, skin irritation, or poor circulation, discontinue use and consult a healthcare professional.
- **Any serious incident** related to this device must be reported to the manufacturer and the competent authority.

Cleaning & Maintenance
- The **Liberty® Leg Bag Sleeve** is **machine washable.**
- Follow washing instructions provided on the care label.
- Ensure the sleeve is completely dry before reuse.

WASHING INSTRUCTIONS

Disposal
- Dispose of used or contaminated sleeves according to **local general waste regulations.**
- Devices contaminated with potentially infectious substances must be handled in accordance with infection control guidance.

REF	SIZE	Ø	QTY
PLS3881	Small/Klein/Petite	24-40cm	4
PLS3904	Medium/ Mittelgroß/Moyenne	36-50cm	4
PLS3928	Large/Groß/Grande	40-65cm	4

Non-sterile	Keep dry	Batch code	Catalogue number
Consult instructions for use	Keep away from sunlight	Date of manufacture	Medical device
Caution		Use by date	Unique device identifier
Not made with natural rubber latex	Do not use if package is damaged	Manufacturer	UK conformity mark
Authorized representative in the European community/European Union		European conformity mark	

Clinisupplies

Clinisupplies Ltd, 1 Blackmoor Lane, Croxley Park, Watford, Hertfordshire WD18 8GA, UK
Tel: +44 (0)20 8863 4168 Email: info@clinisupplies.co.uk **www.clinisupplies.co.uk**

EU REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013. Malta.

CSF00875_4_v2 01/26

Liberty® Fixierstrumpf für Beinbeutel

DE GEBRAUCHSANWEISUNG





Beschreibung

Der **Liberty® Fixierstrumpf für Beinbeutel** ist ein Medizinprodukt, das entwickelt wurde, um Urinsammelbeutel komfortabel und diskret zu fixieren. Er besteht aus einem weichen, hautfreundlichen und atmungsaktiven Material mit folgender Zusammensetzung:

• Polyamid (92%) • Elastan (7%) • Viskose (1%)

Der Fixierstrumpf hilft, Schwitzen zu reduzieren, sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht ein diskretes Tragen unter der Kleidung.

Zweckbestimmung

Der **Liberty® Fixierstrumpf** dient der komfortablen Fixierung eines Urinsammelsystems (Beinbeutel) am Unterschenkel oder Oberschenkel.
Er verhindert ein Ziehen („Zug“) am Katheterschlauch und erhöht dadurch den Tragekomfort sowie die Diskretion für die Anwenderin bzw. den Anwender.

Produkteigenschaften

- Kompatibel mit **Prosys®**-, **Libra®**- und **Urilite®-Beinbeuteln**
- Hergestellt aus komfortablem, hautfreundlichem und atmungsaktivem Material
- Aussparung an der Unterseite zur Durchführung des Ablassventils
- Waschbar und wiederverwendbar
- Erhältlich in den Größen **Small, Medium** und **Large**

Auswahl der richtigen Größe

Zur Auswahl der passenden Größe des **Liberty® Fixierstrumpfs**:

- Messen Sie den **Umfang (Ø) Ihres Oberschenkels oder** Unterschenkels (je nachdem, wo der Strumpf getragen werden soll).
- Wählen Sie anhand der Größentabelle die entsprechende Größe aus.

*Alle Größenangaben sind Richtwerte und können je nach Anwender:in variieren

Anlegeanleitung

1. Ziehen Sie den **Liberty® Fixierstrumpf** wie eine Socke über den Fuß.
2. Ziehen Sie den Strumpf bis **zum Oberschenkel oder Unterschenkel** hoch und achten **Sie darauf, dass der große Schlitz oben nach außen zeigt**.
3. Führen Sie **den Beinbeutel** durch den oberen Schlitz in den Strumpf ein.
4. Führen Sie **das Ablassventil** durch die vorgesehene Öffnung an der Unterseite des Strumpfs.
5. Positionieren Sie den Strumpf so, dass er sicher sitzt und sich angenehm anfühlt.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- **Verwenden Sie das Produkt nicht**, wenn Verpackung oder Produkt beschädigt sind. Prüfen Sie es vor der Anwendung sorgfältig.
- **Beachten Sie das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum**. Verwenden Sie das Produkt nicht über dieses Datum hinaus.
- Befolgen Sie die lokalen Hygienerichtlinien, wenn der Fixierstrumpf mit kontaminiertem Material in Kontakt gekommen ist.
- Bei Beschwerden, Hautreizungen oder Durchblutungsstörungen ist die Anwendung zu beenden und eine medizinische Fachperson zu konsultieren.
- **Schwerwiegende Vorkommnisse** im Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Reinigung und Pflege

- Der **Liberty® Fixierstrumpf** ist **maschinenwaschbar**.
- Beachten Sie die Waschanleitung auf dem Pflegeetikett.
- Stellen Sie sicher, dass der Fixierstrumpf vor der erneuten Verwendung vollständig getrocknet ist.

WASCHANLEITUNG 

Entsorgung

- Entsorgen Sie gebrauchte oder kontaminierte Fixierstrümpfe gemäß den lokalen Vorschriften für den Hausmüll.
- Produkte, die mit potenziell infektiösem Material kontaminiert sind, sind entsprechend den geltenden Hygienerichtlinien zu entsorgen.

UK CA CE

REF	Größe	Umfang Ø	Menge
PLS3881	Small/Klein/Petite	24-40cm	4
PLS3904	Medium/ Mittelgroß/Moyenne	36-50cm	4
PLS3928	Large/Groß/Grande	40-65cm	4

NON STERILE	Unsteril		Trocken aufbewahren	LOT	Chargennummer	REF	Katalognummer (REF)
	Gebrauchsanweisung beachten		Vor Sonnenlicht schützen		Herstellungsdatum	MD	Medizinprodukt
	Achtung		Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist		Verfallsdatum	UDI	Eindeutige Produktkennung (UDI)
LATEX	Frei von Naturkautschuklatex				Hersteller	UK CA	UK-Konformitätskennzeichen
EU REP	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union			CE	CE-Kennzeichnung		