

callegari

qLabs Q3

L'analisi della coagulazione del sangue a portata di mano

Con il coagulometro qLabs Q3 potrai misurare il tempo di protrombina grazie a un test affidabile, rapido ed intuitivo.

È sufficiente effettuare la misurazione su un campione di sangue capillare prelevato dal polpastrello e in meno di 100 secondi i risultati saranno disponibili.

Il menù del dispositivo, accessibile tramite lo schermo touchscreen, è estremamente user friendly e consente anche di vedere lo storico dei risultati dei test.



I test dei fattori della coagulazione sono ampiamente utilizzati in ambito clinico, in particolare il PT.

I test di coagulazione non solo sono obbligatori per giudicare lo stato della funzione emostatica del paziente prima di un intervento chirurgico, ma svolgono anche un ruolo importante nella prevenzione dell'ictus, nell'esame delle malattie emorragiche e trombotiche, nel monitoraggio della funzione coagulativa nei pazienti che assumono farmaci anticoagulanti e nel rilevamento della CID.



Specifiche Tecniche

qLabs Q3
cod. Q-3

Interfaccia	3.5" 320×480 Color LCD
Software (lingua)	Menu multi lingue
Capacità memoria	Archivio fino a 2.000 risultati e 500 dati da elaborare
Performance	INR intervallo 0.5 a 8.0
Dimensioni	148 (w) x 70 (d) x 26 (h) mm
Peso	199g
Condizioni di lavoro	Temperatura: 10 °C - 35 °C Umidità relativa: 10 % - 90 %
Alimentazione	100V-240V AC 2.500mAh batteria a litio integrata