

Utiliser l'inhalateur ULTIBRO BREEZHALER - Fiche conseil

Une bonne compréhension du mode d'utilisation de votre inhalateur est indispensable à l'efficacité de votre traitement.

Concernant votre inhalateur ULTIBRO BREEZHALER :

- **n'avalez pas la gélule !**
- insérez la gélule : retirez le capuchon, ouvrez l'inhalateur, sortez une gélule de la plaquette, insérez-la dans l'emplacement prévu à cet effet, refermez l'inhalateur,
- percez la gélule : tenez l'inhalateur en position verticale, appuyez fermement sur les deux boutons latéraux en même temps (un bruit doit être entendu lorsque la gélule est percée), relâchez les boutons latéraux,
- expirez profondément en dehors du dispositif,
- placez l'embout buccal dans la bouche et serrez fermement les lèvres sur l'embout,
- inspirez rapidement et aussi profondément que possible : pendant l'inhalation, vous entendrez un bourdonnement et vous sentirez un goût,
- retenez votre respiration pendant au moins 5 secondes,
- ouvrez l'inhalateur pour vérifier que la gélule est vide (s'il reste de la poudre dans la gélule, répétez l'inhalation),
- retirez la gélule vide, jetez-la avec vos ordures ménagères,
- fermez l'inhalateur et replacez le capuchon,
- nettoyez l'embout buccal avec un chiffon sec (n'utilisez pas d'eau),
- veuillez rapporter l'inhalateur à la pharmacie une fois vide.

Pour en savoir plus, **cliquez ou scannez le QR code** pour accéder à une vidéo vous expliquant comment utiliser votre inhalateur ULTIBRO BREEZHALER correctement.



L'utilisation d'ULTIBRO®

SPLF
Vidéo