

Utiliser l'inhalateur DUORESP SPIROMAX - Fiche conseil

Une bonne compréhension du mode d'utilisation de votre inhalateur est indispensable à l'efficacité de votre traitement.

Concernant votre inhalateur DUORESP SPIROMAX :

- tenez l'inhalateur avec le capuchon de l'embout buccal vers le bas et ouvrez le capuchon en le dépliant jusqu'à entendre un clic,
- ne l'agitez pas avant utilisation,
- expirez profondément en dehors du dispositif,
- placez l'embout buccal entre les dents et placez les lèvres autour de l'embout buccal, ne mordez pas l'embout buccal de l'inhalateur et n'obstruez pas les aérations du dispositif,
- inspirez profondément à travers l'embout buccal,
- retirez l'inhalateur de la bouche en bloquant l'inspiration pendant 10 secondes ou aussi longtemps que cela est possible sans gêne,
- expirez doucement,
- fermez le capuchon de l'embout buccal,
- rincez-vous la bouche à l'eau après l'inhalation,
- nettoyez l'embout buccal avec un chiffon sec (n'utilisez pas d'eau),
- veuillez rapporter l'inhalateur à la pharmacie une fois vide.

Pour en savoir plus, **cliquez ou scannez le QR code** pour accéder à une vidéo vous expliquant comment utiliser votre inhalateur DUORESP SPIROMAX correctement.



L'utilisation de DUORESP®

SPLF

Vidéo