

Instrucciones para la recolección de muestras hisopo rosa

Instrucciones para la auto-recolección

1. Abrir: Abra el envase del hisopo sin tocar la punta.
2. Toma de muestra: Use el hisopo para recoger la muestra en el lugar indicado (por ejemplo, área genital, garganta, nariz, ojo o herida), girando el hisopo varias veces.
3. Colocar: Introduzca el hisopo en el tubo rosa, rompa el tallo del hisopo y cierre bien el tubo.
4. Etiquetar: Escriba claramente su nombre y fecha de nacimiento en el tubo.
5. Entregar: Entregue el tubo en un plazo de 24 horas. Se puede conservar a temperatura ambiente (15–25 °C).

(+297) 527 4000
(+297) 527 4901



www.arubahospital.com
www.labhoh.org



Dr. Horacio E. Oduber Boulevard #1



NOS SEMPER T'EY!



PAP ENG NED ESP

LABHOH

SWAB

Roos/Pink/Roze/Rosa

- Instrucción pa colecta muestra
- Instructions for sample collection
- Instructies voor uitstrijk afnemen
- Instrucciones para la auto-recolección



Horacio Oduber
HOSPITAL
LABHOH

Instruccion pa colecta muestra swab roos

Instruccion pa coleccion personal

- 1.Habri: Habri e paki di swab sin mishi cu e punta.
- 2.Tuma muestra: Uza e swab pa colecta muestra for di e luga indica (por ehempel, area genital, garganta, nanishi, wowo of herida), draai e swab algun biaha.
- 3.Pone: Pone e swab den e tubo roos, kibra e palo di swab y cera e tubo bon.
- 4.Label: Skirbi bo nomber y fecha di nacemento riba e tubo roos.
- 5.Entrega: Entrega e tubo den 24 ora. Por warda na temperatura di kamber (15–25 °C) tambe.

Instructions for sample collection pink swab

Self-collection Instructions

- 1.Open: Open the swab packaging without touching the tip.
- 2.Collect: Use the swab to collect a sample from the specified site (e.g., genital area, throat, nose, eye, or wound), rotating the swab several times.
- 3.Place: Insert the swab into the pink tube, break off the swab stick, and close the tube tightly.
- 4.Label: Clearly write your name and date of birth on the tube.
- 5.Submit: Deliver the tube within 24 hours. Storage at room temperature (15–25 °C) is allowed.

Instructies voor uitstrijk afnemen met roze swab

Zelfafname-instructies

- 1.Openen: Open de swabverpakking zonder de punt aan te raken.
- 2.Afname: Maak met de swab een uitstrijk op de aangegeven locatie (bijvoorbeeld genitaal, keel, neus, oog of wond) en draai de swab hierbij enkele keren.
- 3.Plaatsen: Plaats de swab in het roze buisje, breek de swab af en sluit het buisje goed.
- 4.Labelen: Noteer uw naam en geboortedatum duidelijk op het buisje.
- 5.Inleveren: Lever het buisje binnen 24 uur in. Bewaren kan bij kamertemperatuur (15–25 °C).

Tiempo de entrega · Orario di entrega · Delivery time · Leveringstijd

Horacio Oduber Hospital

Dr. Horacio E. Oduber Blvd #1
7:00 AM - 4:00 PM

San Nicolas

B. v/d Veen Zeppenfeldstraat #26-C
6:30 AM - 11:00 AM

Oranjestad (SABA)

Ing. Roland H Laclestraat 5
7:00 AM - 12:00 PM

Piedra Plat

Piedra Plat #72-A
6:00 AM - 12:00 AM
1:00-PM - 3:00 PM

Ponton

Caya Ernesto Petronia #74
7:00 AM - 12:00 PM