

**BELANGRIJK:** Breng dit vervolgens zo snel mogelijk naar het LABHOH samen met het aanvraag formulier.

## Leveringstijd

### Horacio Oduber Hospital

Dr. Horacio E. Oduber Blvd #1  
13:00 - 15:45 u

### San Nicolas


B. v/d Veen Zeppenfeldstraat #26-C  
9:30 - 10:45 u

### Piedra Plat

Piedra Plat #72-A  
13:00 - 14:45 u

### SABA Oranjestad

10:00 - 11:45 u

(+297) 527 4000   
(+297) 527 4901

[www.arubahospital.com](http://www.arubahospital.com)   
[www.labhoh.org](http://www.labhoh.org)

Dr. Horacio E. Oduber Boulevard #1 



NOS SEMPER T'EY!



NED

# LABHOH

## Instructie afname FIT TEST



Horacio Oduber  
**HOSPITAL**  
LABHOH

## STAP 1: START



### In deze afnameset vindt u:

- Faecesvanger voor het opvangen van de ontlasting;
- Afnamebuisje voor het verzamelen van de ontlasting;
- Verzendmateriaal: biohazard zakje en retourenvelop.

## STAP 2: OPVANGEN ONTLASTING (FAECES)



- Gebruik altijd de bijgesloten faecesvanger voor opvang van de ontlasting. Dit voorkomt contact met water en vervuiling met urine en schoonmaakmiddelen uit het toilet.



- Plak de faecesvanger op de toiletbril. Volg hiervoor de instructies op de faecesvanger. Laat wat ontlasting vallen op het papiertje.


## STAP 3: AFNAME (VERZAMELEN ONTLASTING)



- Hou de buis rechtop en maak het buisje open door de groene dop linksom te draaien. Trek de dop omhoog. Schud de buis niet ondersteboven!



- Aan het dopje zit een staafje met groeven, daarmee kunt u het monster nemen.



- Haal het staafje (alleen het geribbelde gedeelte) 4 keer in een kruisvormige beweging door de ontlasting. Als de ontlasting erg hard is, kunt het staafje 5 á 6 keer in de ontlasting prikken. Verzamel geen overtollige ontlasting.



- Stop het staafje terug in het buisje. • Druk het dopje stevig aan, tot de klik. • Schud het buisje een aantal keer. **Maak het buisje niet meer open!**



- Maak de plakranden op de toiletbril los en laat het opvangpapier met de ontlasting in het toilet zakken. Wacht even tot het papier zacht wordt en spoel door.

## STAP 4: GEGEVENS NOTEREN



### Plak de bijgeleverde STICKER op het BUISJE.

Naam: XXXXXX XXXXXX  
Geboortedatum: XX-XX-XXX  
Geslacht (M= man, F= vrouw).  
Datum: XX-XX-XXX



## STAP 5: VERZENDKLAAR MAKEN VOOR INLEVERING



- Stop het buisje in het biohazard zakje. Doe het aanvraagformulier aan de voorkant van het biohazard zakje en lever deze zo spoedig mogelijk bij de prikpost in.

### OPMERKING:

- Stop de buis of een deel van de buis **NIET** in de anus.
- Voer geen verzameling van ontlasting uit als:
  - in geval van diarree;
  - als er bloedingen uit het rectum zijn (bijv. door aambeien of andere oorzaken);
  - tijdens menstruatie;
  - als de ontlasting veronreinigd is met urine;
- Voer de verzameling onmiddellijk na de stoelgang uit.
- Draai de groene dop niet los na het verzamelen van de ontlasting.