

LeafDental

# Seed Fire S10

Horno profesional de sinterización  
y cristalizado de alto desempeño





# Mejorando el sistema CAD/CAM.

Con el Seed Fire S10 transformamos la producción para ofrecer una amplia variedad de prótesis personalizadas, optimizando la eficiencia operativa y reduciendo significativamente los tiempos de entrega en el laboratorio.



LeafDental

# Seed Fire S10

RENDIMIENTO SIN LÍMITES.  
Sinteriza hasta 120 restauraciones  
con ajuste térmico inteligente  
y velocidad de 300 °C por minuto.



The LeafDental logo is located in the top right corner of the image. It consists of the brand name "LeafDental" in a white, sans-serif font, with a stylized leaf icon above the letter "a".

LeafDental

# Gran capacidad de Sinterizado rápido.

El Seed Fire S10 puede sinterizar hasta 120 restauraciones apilando hasta tres bandejas.

Cada una con la posibilidad de albergar hasta 40 restauraciones.

# Pantalla táctil

La pantalla de visualización adopta un panel de cristal de alta gama, sensible al tacto, fácil de manejar y estable para trabajar.

El controlador del microordenador puede almacenar decenas de programas.



# Interfaz inteligente

Seed Fire S10 está equipado con un sistema electrónico de estabilización de la tensión, y no se necesita un estabilizador de tensión externo.

Además trabaja con las mejores casas comerciales de zirconia para lograr resultados increíbles.

Monitorea el avance de tus procesos de sinterizado mediante el micro ordenador del S9.



LeafDental



# Tecnología Fast Cool

Seed Fire S10 tiene función de ajuste automático de la temperatura, que garantiza que el error de temperatura real esté dentro de  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$






# Calor uniforme y máxima protección

Seis elementos calefactores de alta calidad fabricados en disilicato de molibdeno MoSi<sub>2</sub> que proporcionan una muy buena protección al horno y a las restauraciones.



## CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA



# Cristaliza LiSi2

Seed Fire S10 ayuda a cristalizar restauraciones de LiSi2 después del fresado y ayuda a que las propiedades como el color y la translucidez sean óptimas para cada restauración.



# Seed Fire S10

- Sinterizado rápido en tan sólo 90 minutos.
- Puedes apilar tres bandejas de sinterización.
- Temperatura uniforme  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- 120 Programas de sinterización.
- Calibración automática de temperatura antes de cada proceso de cocción.
- Listo para usar, no requiere precalentamiento.
- Tecnología Fast Cool 2.0 enfria rápidamente.
- Pantalla táctil con cristal de alta gama.



Ideal para procesos de sinterizado  
cortos y regulares.

HarvestDental

LeafDental



LeafDental

Nanotecnología a favor de la estética  
y la productividad.

Nuestra zirconia de alto rendimiento, está diseñada para procesos  
de sinterizado cortos y regulares.

Obtén resultados precisos, consistentes y con un brillo natural  
en menos tiempo.



Harvest Nano™ Zirconia



Seed Zr UTM

## 9 Atributos únicos



Sinterizado rápido



Gran capacidad de sinterizado




No requiere precalentamiento



Micro ordenador inteligente



Fast Cool 2.0



Compatible con las mejores casas comerciales



Programas precargados y 100% personalizables



6 elementos calefactores de molibdeno



2 años de garantía



**HarvestDental**

## Harvest Nano<sup>®</sup> Zirconia

With Color Blend<sup>™</sup> Technology

*Dr. Arturo Godoy*

*“Buscando el equilibrio entre la estética  
y lo natural con la tecnología CAD-CAM”.*





Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; engrandeceré tu nombre, y serás una bendición.

Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan;

¡por medio de ti serán bendecidas familias de la tierra!”

Génesis12:2-3





Showroom Miami  
1249 Stirling Rd , Suite 12 Dania Beach,  
Florida, Estados Unidos 33004  
Tel. +1 754 270 7667

Monterrey  
Carrizalejo 900, Carrizalejo,  
66265 San Pedro Garza García, N.L.  
Tel. +52 81 8333 6500

México  
Filadelfia 81, Nápoles, Benito Juárez,  
03810 Ciudad de México, CDMX  
Tel. +52 55 9222 5512

Colombia  
Km 2.2 Via Llanogrande Aeropuerto Portanova Center,  
Consultorio 313 Rionegro, Antioquia, Colombia  
Tel. +57 301 335 6347