


LeafDental

Seed TeM


PMMA multicolor para restauraciones provisionales



Estética Avanzada (Multicapa)

Excelente estabilidad de color

La tecnología de gradiente de capas permite una transición cromática natural (incisal a cervical) que mimetiza la dentina y el esmalte humano.



LeafDental

Diseñado para
un fresado
de precisión.





Resinas de alta calidad
Made in Germany.



LeafDental

Características Seed TeM

- Utiliza resinas de alta calidad (importadas de Alemania), lo que garantiza una estructura molecular estable.
- Contenido extremadamente bajo de monómero residual reduce drásticamente el riesgo de reacciones alérgicas o irritación en el paciente.



LeafDental

Compatible con la guía VITA®

- Leaf Dental fabrica sus discos siguiendo estrictamente los 16 tonos de la escala VITA.
- Además de los 16 tonos estándar, Seed TEm ofrece tonos Bleach (BL1, BL2, BL3).
- Nuestro PMMA Bleach evita el aspecto "tiza" (opaco), manteniendo una translucidez que lo hace ver real incluso en tonos muy claros.



LeafDental

Resistencia y durabilidad.

- Seed TeM Presenta una alta resistencia a la flexión y propiedades micro-cracking, superando a los métodos de polimerización convencionales.
- Al ser compactado industrialmente, elimina las burbujas microscópicas, logrando una estructura homogénea y robusta.
- Seed Tem alcanza una resistencia a la flexión que *supera los 100 MPa*.



Tener más de 100 MPa de resistencia a la flexión ofrece beneficios:

- Permite diseñar puentes de varias piezas (incluso de arcada completa) con total seguridad.
- El material tiene la elasticidad justa para absorber los impactos de la masticación sin romperse (lo que llamamos "módulo de elasticidad optimizado").



- ***Espesores Mínimos***

Al ser un material resistente, puedes permitirte diseños más finos en zonas comprometidas sin que el provisional se fracture al primer contacto fuerte.

- ***Resistencia al "Astillamiento"***

Durante el fresado y posterior ajuste en boca, los bordes incisales delgados no se desmoronan.

LeafDental

Seed TeM

Provisionales
que parecen definitivos





LeafDental

Versatilidad de aplicaciones

No se limita solo a coronas

Seed TeM permite crear puentes de arcada completa (full arch).

Prótesis Híbridas Provisionales:

Puedes fresar la estructura de la encía en Seed Pom rosa y los dientes en Seed TeM multicapa, logrando una estética impresionante antes de la prótesis final.



Delivery Forms

Seed TeM tiene discos multicapa en los siguientes colores:
BL1, BL2, EST BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, C3, D2 y D3.

En los siguientes grosores: 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm y 25mm.

CODE	DESCRIPTION		
STeM70	Seed TeM Multi	Color Blend BL1	98 mm x 16 mm
STeM74	Seed TeM Multi	Color Blend BL1	98 mm x 20 mm
STeM81	Seed TeM Multi	Color Blend BL1	98 mm x 25 mm
STeM71	Seed TeM Multi	Color Blend BL2	98 mm x 16 mm
STeM75	Seed TeM Multi	Color Blend BL2	98 mm x 20 mm
STeM82	Seed TeM Multi	Color Blend BL2	98 mm x 25 mm
STeM72	Seed TeM Multi	Color Blend BL3	98 mm x 16 mm
STeM76	Seed TeM Multi	Color Blend BL3	98 mm x 20 mm
STeM83	Seed TeM Multi	Color Blend BL3	98 mm x 25 mm
STeM73	Seed TeM Multi	Color Blend BL4	98 mm x 16 mm
STeM77	Seed TeM Multi	Color Blend BL4	98 mm x 20 mm
STeM84	Seed TeM Multi	Color Blend BL4	98 mm x 25 mm
STeM1	Seed TeM Multi	Color Blend A1	98 mm x 14 mm
STeM12	Seed TeM Multi	Color Blend A1	98 mm x 16 mm
STeM23	Seed TeM Multi	Color Blend A1	98 mm x 18 mm
STeM34	Seed TeM Multi	Color Blend A1	98 mm x 20 mm
STeM45	Seed TeM Multi	Color Blend A1	98 mm x 22 mm
STeM56	Seed TeM Multi	Color Blend A1	98 mm x 25 mm
STeM2	Seed TeM Multi	Color Blend A2	98 mm x 14 mm
STeM13	Seed TeM Multi	Color Blend A2	98 mm x 16 mm
STeM24	Seed TeM Multi	Color Blend A2	98 mm x 18 mm

CODE	DESCRIPTION		
STeM35	Seed TeM Multi	Color Blend A2	98 mm x 20 mm
STeM46	Seed TeM Multi	Color Blend A2	98 mm x 22 mm
STeM57	Seed TeM Multi	Color Blend A2	98 mm x 25 mm
STeM3	Seed TeM Multi	Color Blend A3	98 mm x 14 mm
STeM14	Seed TeM Multi	Color Blend A3	98 mm x 16 mm
STeM25	Seed TeM Multi	Color Blend A3	98 mm x 18 mm
STeM36	Seed TeM Multi	Color Blend A3	98 mm x 20 mm
STeM47	Seed TeM Multi	Color Blend A3	98 mm x 22 mm
STeM58	Seed TeM Multi	Color Blend A3	98 mm x 25 mm
STeM4	Seed TeM Multi	Color Blend A3.5	98 mm x 14 mm
STeM15	Seed TeM Multi	Color Blend A3.5	98 mm x 16 mm
STeM26	Seed TeM Multi	Color Blend A3.5	98 mm x 18 mm
STeM37	Seed TeM Multi	Color Blend A3.5	98 mm x 20 mm
STeM48	Seed TeM Multi	Color Blend A3.5	98 mm x 22 mm
STeM59	Seed TeM Multi	Color Blend A3.5	98 mm x 25 mm
STeM5	Seed TeM Multi	Color Blend B1	98 mm x 14 mm
STeM16	Seed TeM Multi	Color Blend B1	98 mm x 16 mm
STeM27	Seed TeM Multi	Color Blend B1	98 mm x 18 mm
STeM38	Seed TeM Multi	Color Blend B1	98 mm x 20 mm
STeM49	Seed TeM Multi	Color Blend B1	98 mm x 22 mm
STeM60	Seed TeM Multi	Color Blend B1	98 mm x 25 mm

CODE	DESCRIPTION		
STeM6	Seed TeM Multi	Color Blend B2	98 mm x 14 mm
STeM17	Seed TeM Multi	Color Blend B2	98 mm x 16 mm
STeM28	Seed TeM Multi	Color Blend B2	98 mm x 18 mm
STeM39	Seed TeM Multi	Color Blend B2	98 mm x 20 mm
STeM50	Seed TeM Multi	Color Blend B2	98 mm x 22 mm
STeM61	Seed TeM Multi	Color Blend B2	98 mm x 25 mm
STeM7	Seed TeM Multi	Color Blend C1	98 mm x 14 mm
STeM18	Seed TeM Multi	Color Blend C1	98 mm x 16 mm
STeM29	Seed TeM Multi	Color Blend C1	98 mm x 18 mm
STeM40	Seed TeM Multi	Color Blend C1	98 mm x 20 mm
STeM51	Seed TeM Multi	Color Blend C1	98 mm x 22 mm
STeM62	Seed TeM Multi	Color Blend C1	98 mm x 25 mm
STeM8	Seed TeM Multi	Color Blend C2	98 mm x 14 mm
STeM19	Seed TeM Multi	Color Blend C2	98 mm x 16 mm
STeM30	Seed TeM Multi	Color Blend C2	98 mm x 18 mm
STeM41	Seed TeM Multi	Color Blend C2	98 mm x 20 mm
STeM52	Seed TeM Multi	Color Blend C2	98 mm x 22 mm
STeM63	Seed TeM Multi	Color Blend C2	98 mm x 25 mm
STeM9	Seed TeM Multi	Color Blend C3	98 mm x 14 mm
STeM20	Seed TeM Multi	Color Blend C3	98 mm x 16 mm
STeM31	Seed TeM Multi	Color Blend C3	98 mm x 18 mm
STeM42	Seed TeM Multi	Color Blend C3	98 mm x 20 mm
STeM53	Seed TeM Multi	Color Blend C3	98 mm x 22 mm
STeM64	Seed TeM Multi	Color Blend C3	98 mm x 25 mm
STeM10	Seed TeM Multi	Color Blend D2	98 mm x 14 mm
STeM21	Seed TeM Multi	Color Blend D2	98 mm x 16 mm
STeM32	Seed TeM Multi	Color Blend D2	98 mm x 18 mm
STeM43	Seed TeM Multi	Color Blend D2	98 mm x 20 mm
STeM54	Seed TeM Multi	Color Blend D2	98 mm x 22 mm
STeM65	Seed TeM Multi	Color Blend D2	98 mm x 25 mm
STeM11	Seed TeM Multi	Color Blend D3	98 mm x 14 mm
STeM22	Seed TeM Multi	Color Blend D3	98 mm x 16 mm
STeM33	Seed TeM Multi	Color Blend D3	98 mm x 18 mm
STeM44	Seed TeM Multi	Color Blend D3	98 mm x 20 mm
STeM55	Seed TeM Multi	Color Blend D3	98 mm x 22 mm
STeM66	Seed TeM Multi	Color Blend D3	98 mm x 25 mm


Seed TeM




CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tonos disponibles	16 tonos VITA
Espesor (mm)	98 mm x 14 mm
	98 mm x 16 mm
	98 mm x 18 mm
	98 mm x 20 mm
	98 mm x 22 mm
	98 mm x 25 mm
Vickers Hardness	≥22HV0.2
Temperatura de sinterización	(Hv10) 1250
Absorción de agua	≤20 µg/mm ³
Solubilidad	≤0,5 µg/mm ³


INDICACIONES




Inlay & Onlay




Crowns



Full contour
bridge (3 unit)



Full contour
bridge (4 unit)



Arcadas
completas



Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; engrandeceré tu nombre, y serás una bendición.

Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan;

¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!”

Génesis12:2-3

