


LE CONTRÔLEUR T-BIO

Boîtier de commande automatisé conçu pour réguler la température à l'aide d'un manteau chauffant en silicone, destiné au bioréacteur CellReady Mobius 3L. Enregistrement des données grâce à une double sonde PT100 et connexion possible à une unité de contrôle de processus Applikon ou Sartorius.





CONTRÔLEUR DE TEMPÉRATURE

Alimentation électrique	90 à 260 V AC
PID	Oui, auto-adaptatif
Protection	IP 50
Sortie	PT100 pour l'enregistrement des données
Capteurs	
Température	2 x PT100
Élément chauffant	
Structure	Silicone ; 150W
Dimmensions	
Longueur (mm)	110
Profondeur (mm)	200
Hauteur (mm)	170