

用于实验室和生产线上的水分和脂肪的快速检测，
设备坚固耐用

仪器概况

QuikCheck快检仪是一个坚固可靠的近红外（NIR）分析仪，能够快速分析食品中水分和/或油（脂肪）。QuikCheck可以在10秒内得到准确的结果，通过产线中的过程控制或实验室中的产品质量分析，提供给用户快速反馈，进而提高产品的一致性并减少资源的浪费。

简单易用

许多产品几乎无需前处理即可上机分析。只需将样品放在盘子里，几秒钟内就能显示出水分和油（脂肪）的精确结果。Quikcheck旋转式样品分析设计，检测时对数百个读数进行平均，以获得非均匀样品的可靠结果。

应用

一般食品 般食品

- 谷类食品
- 咖啡豆
- 乳粉
- 马铃薯加工
- 调味品
- 玉米粉

休闲食品

- 马铃薯片
- 玉米片
- 脆饼
- 曲奇饼
- 爆米花
- 椒盐饼

工业产品

- 木制品
- 烟草
- 生物燃料
- 陶瓷
- 肥料
- 洗涤剂
- 矿物质

宠物食品

- 硬质宠物食品
- DDGS酒糟蛋白饲料
- 甜菜粕



特点

- 样品几乎无需前处理，只需放入后点击屏幕，即可在几秒钟内获得重要的组分数据
- 易于设置、校准和操作；可以在交付前进行校准，并可在实验室使用
- 坚固、易清洁的聚碳酸酯外壳
- 无损检测，无需使用危险化学品
- 不受相对湿度、环境或产品温度变化和环境光的影响
- 完全模块化，所有组件可在现场轻松更换



易于校准

QuikCheck快检仪校准操作简便，并且可以为许多产品类型提供预先校准，使得Quikcheck能够到货即用。Quikcheck通过一个简单而直观的触摸屏界面，可以在不同的样品类型之间进行切换。检测数据可以存储到USB存储设备或数据库中（需通过基于Windows® 的ViewerSuite软件），导出格式为CSV或其他可用格式文件。



快检仪

- 旋转式样品分析
- 非均质固体或粉末的理想选择
- 休闲食品、谷物、烟草、化学品

订购信息

部件号	描述
466-600	用于旋转式样品分析的QuikCheck整机。坚固的聚碳酸酯外壳。订购整机前，需要预先定制滤光轮（部件号：200-076A-8）。

可选配件及耗材

订货号	描述
200-076A-8	用户可定制的滤光轮 - 请在订购时说明待测产品类型和待测组分的范围
230-000A-S	校准标准品（仅限水分）
240-000-4	ViewerSuite软件
600-121A	样品杯-6英寸
600-122A	样品杯-8英寸

规格

分析组分	最多同时测试两个组分
水分测试范围	最小0.1%，最大95%
油（脂肪）测试范围	最小0.1%，最大50%
准确度：	（视应用和产品类型而定）
水分	+/- 0.1%
油（脂肪）	+/- 0.2%
校准曲线数量	100
设备规格和运行参数	
尺寸	23 x 40x 47 cm L x W x H
重量	9.9 kg
电源要求	90-260VAC, 50/60 Hz, 40
操作温度	0-40° C
单次测试时间	5-10秒（用户可自行定义）
显示屏规格	5.7英寸高分辨率触摸屏

科谱曼分析仪器（北京）有限公司
KPM Analytics (Beijing) Co.,Ltd.
KPM分析集团中国分公司
地址：北京市海淀区北小马厂6号623
电话：010-63345789

©Copyright 2026. All rights reserved. 04.005.0173.ZH.v6

 **KPM Care** 保障
kpmanalytics.com/KPMCare

