



MedITEX IVF Note Rilascio

Versione 4.0.1


Caratteristiche

1) MedITEX IVF

a) Generale


È possibile salvare in MedITEX gli allegati di una mail direttamente trascinandoli e senza doverli scaricare localmente.

La barra di accesso rapido nella schermata di home è stata estesa. Ora è possibile accedere/aggiungere record nelle sezioni di Anagrafica, Anamnesi, Diag. Laboratorio e Diag. Strumentale, direttamente da qui.



b) Cicli

Il segnalibro “Nr. Ovocita” è stato aggiunto nella lettera “Cellule: ultimo giorno”.



c) Terapie programmate

Modifiche apportate ai template delle terapie programmate sono ora registrati nel “Registro delle attività”, accessibile dal menù Reports.

d) Schermata home: sezione cicli

La colonna “misure aggiuntive effettuate” è stata aggiunta nella schermata principale. Può essere visualizzata selezionandola dalla lista delle colonne accessibile cliccando il pulsante in figura.



MedITEX IVF Note Rilascio

Overview

Ciclo Terapie programmate (1)

N.	Inizio	Trattamento	Donazione
<input type="checkbox"/> (All)			
<input type="checkbox"/> (Sorted)			
<input type="checkbox"/> Donna		<input type="checkbox"/> Giorno ET	
<input checked="" type="checkbox"/> N.		<input checked="" type="checkbox"/> Lettere terapia	
<input checked="" type="checkbox"/> Inizio		<input checked="" type="checkbox"/> Crio	
<input checked="" type="checkbox"/> Trattamento		<input checked="" type="checkbox"/> GR (Gravidanza)	
<input type="checkbox"/> Info trattamento ovociti		<input type="checkbox"/> Bambini	
<input checked="" type="checkbox"/> Donazione		<input checked="" type="checkbox"/> Ciclo (stato ciclo)	
<input type="checkbox"/> Misure aggiuntive pianificate		<input type="checkbox"/> An. (Stato Anamnesi)	
<input type="checkbox"/> Fatturazione:		<input type="checkbox"/> Pro. (prospectivity)	
<input checked="" type="checkbox"/> Partner		<input type="checkbox"/> Note ciclo	
<input checked="" type="checkbox"/> Spermia (raccolta pianificata sperma)		<input type="checkbox"/> Note di fatturazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Stimolazione		<input type="checkbox"/> Trattamento liquido seminale	
<input checked="" type="checkbox"/> Prot. Stim.		<input type="checkbox"/> Ragione di fine terapia	
<input checked="" type="checkbox"/> Farm. Stim.		<input checked="" type="checkbox"/> Cons. (Status consensi)	
<input checked="" type="checkbox"/> Triggering		<input type="checkbox"/> Misure aggiuntive eff.	
<input checked="" type="checkbox"/> Farm. Trig.			
<input checked="" type="checkbox"/> Ciclo			

e) Anamnesi

Il numero di caratteri del campo note nella sezione "Gravidanze precedenti" è stato aumentato da 255 a 2048 caratteri.

Anamnesi Gin di Demo, Donna (DD68)

Anamnesi di base Generale Ginecologia Fertilità Endocri

Gravidanze precedenti di Demo, Donna (DD68)

Determinata nell'anno

Settimane gravid.

Esito gravidanza

Tipo di parto

con partner

Morte perinatale

Dopo trattamento PMA

Dopo iseminazione con seme donatore

Parto patologico

Numero bambini

Numero bambini deceduti

Numero bambini malati

Note

Diagnosi

Operazione

Complicazione:

Gravida: 4 Para: 2

Opinione medica/n

Annulla OK



MedITEX IVF Note Rilascio

f) Report Editor

Ora è possibile generare Lettere in Excel.

Se avete domande sulla creazione di tali moduli contattate il vostro consulente di riferimento.

Campi aggiunti in Report Editor:

Tabelle	Campi
<ul style="list-style-type: none"> • CRIO Donna • CRIO Uomo • Ultima anamnesi della coppia • Spermiogramma • Documenti • Risultati 	<ul style="list-style-type: none"> • SEC in uscita • SEC in entrata • Tipo infertilità • Inizio analisi (ora) • Approvazione: Attenzione per • Approvazione: commento • Approvazione: status • Approvazione da • Approvato il

g) Impostazioni

Aggiunta opzione "Pessario" nel menù "unità" dei farmaci

The screenshot shows the 'Editor Farmaci' window with the following fields and options:

- Prodotto: [] Attiva
- Collegamento: []
- Cod. farmaco: []
- Gruppo: [] Colore: []
- Area di applicazione:
 - Down-Reg. (corto) Down-Reg. (ultralungo) Prep. endom.
 - Down-Reg. (lungo) Fase luteale Prog. Ciclo
 - Down-Reg. (multiplo) Induzione Stimolazione
 - Down-Reg. (singolo) Nessuna Stimolazione (esterna)
 - Down-Reg. (ultracorto) OHSS
- Unità: [] Presentazione: []
- Dosaggio giornaliero*: [Aerosol]
- Frequenza somministr.*: [altro]
- Applicazione*: [Capsule]
- Ulteriori informazioni*: [Cerotti]
- Confezione*: [Confetto]
- Miscungsverhältnis: 2 : 1
- * Questa voce può essere modificata
- Unità dropdown menu items: [Fiala/e], [g], [IU], [mg], [ml], [ng], **Pessario**, [Supposta], [Tempi], [µg], [µl]
- Buttons: [X] Annulla, [✓] OK



MedITEX IVF Note Rilascio

2) Accounting

La creazione automatica delle voci di conto per i criocontratti è stata migliorata. Il controllo non viene più fatto solamente all'apertura del programma ma anche ogni notte alle ore 4:00.

Bugs

1) MedITEX IVF

a) Generale

Il messaggio errato di mancata associazione del liquido seminale, in coltura, è stato rimosso.

I documenti possono essere convertiti direttamente in PDF senza dover riaprire il record.

Sistemati errori di visualizzazione di testo con caratteri speciali.

Sistemati bug sulla firma digitale.

Sono state riviste le discrepanze nelle chiamate dei pazienti provenienti da programmi esterni.

b) Anagrafica

Il messaggio informativo errato durante la creazione di una partnership è stato corretto.

c) Anamnesi

I record con farmaci possono essere nuovamente duplicati.

Gravidanze precedenti aggiunte per errore sono state eliminate.

d) Diagnostica Strumentale

Le immagini ecografiche rimangono in Diag. Strumentale anche se il ciclo viene cancellato.

e) Ciclo

Il campo "Testimone" dell'inseminazione ora elenca solamente lo staff attivo.

La visualizzazione del "Tipo di analisi genetica effettuata" nella sezione PID ora combacia con quella in coltura.

Sono state apportate modifiche alla compatibilità per diversi formati di data.

f) Terapie pianificate

Le incoerenze nella funzione "Crea terapia pianificata dalla pianificazione originale" sono state risolte.

Il titolo del paziente verrà nuovamente visualizzato in Terapie programmate.

Il messaggio di errore che appariva al "cambio utente" è stato risolto.



MedITEX IVF Note Rilascio

g) **Criobanca**

L'ID Partner è nuovamente visibile.

Per i campi "crioconservato da/ Stoccato da" possono essere utilizzati nuovamente i pulsanti "fulmine".

h) **Report editor**

Cicli senza una gravidanza documentata sono visualizzati correttamente.

Le opzioni **Scong Embrioni/Ovociti** sono state rinominate **Scong Embrioni/Ovociti pianificato** per maggior chiarezza.

Errori di visualizzazione nella sezione dei filtri sono state risolte.

Il collegamento tra la tabella crioconservazione e spermioγραμμα funziona correttamente.

i) **Impostazioni**

Farmaci duplicati nelle impostazioni possono essere modificati.

2) **MedITEX Scheduler**

Il messaggio di errore nella lista generale appuntamenti è stato sistemato

3) **MedITEX Accounting**

I problemi nel raggiungere l'ultimo numero fattura sono stati risolti.

Le transazioni non documentate vengono ora nuovamente visualizzate.

4) **KPI**

Risolti problemi di layout

5) **MedITEX Backup**

Sistemata l'opzione "chiudi automaticamente tutte le sessioni" nelle impostazioni del backup giornaliero.

Il Back up a caldo funziona nuovamente.