



## Versione 4.0.2

### Caratteristiche

#### 5) MedITEX IVF

##### a) Donazione

La documentazione sulle donazioni è stata ampliata. Ora è possibile definire il numero massimo di famiglie per donatore e nazione. Si prega di verificare se è necessario modificare le impostazioni. Una spiegazione dettagliata delle nuove funzionalità può essere trovata nella pagina Wiki dedicata:

[Slot Famiglia Donatore](#)

##### b) Tabelle

Il contenuto di tutte le colonne ora è allineato in alto.

##### c) Etichette

Ora è possibile aggiungere in etichette il valore "Gender Identity" del paziente e il valore "Responsible clinician".

Name	Type	Size
IN_CLINIC_ID_NUMBER	String	20
IN_NOTE	String	500
IN_IS_INSURANCE	Boolean	
IN_IS_ECLAIM_BILLING	Boolean	
INSURANCE1	String	84
INSURANCE2	String	84
SPONSOR	String	50
WP_PARTNERSDATA_VISIBLE	Integer	
P_FIRSTNAME_WITHOUT_PREF_N...	String	25
P_FIRSTNAME_ONLY_PREF_NAME	String	25
P_FIRSTNAME_AND_SURNAME	String	20
P_RESPONSIBLE_CLINICIAN	String	61
P_GENDER_PREFERRED_NAME	String	50

##### d) Criocontratti

Sono stati aggiunti ai templates dei criocontratti nuovi segnalibri:

- Paziente: Numero di telefono
- Emissione 1. fattura
- Creato da



# MedITEX IVF Note Rilascio

## e) Consensi

È stato aggiunto il segnalibro “Identità Sessuale” sia per il paziente che per il partner.

Bookmark	Uso	Esiste nel template
Paziente: Responsabile Clinico	<input type="checkbox"/>	
Partner: Responsabile Clinico	<input type="checkbox"/>	
Paziente: Stato di famiglia	<input type="checkbox"/>	
Partner: Stato di famiglia	<input type="checkbox"/>	
Firma (selezione)	<input type="checkbox"/>	
Firma (utente corrente)	<input type="checkbox"/>	
Paziente: Regione	<input type="checkbox"/>	
Partner: Regione	<input type="checkbox"/>	
Paziente: Identità sessuale	<input type="checkbox"/>	
Partner: Identità sessuale	<input type="checkbox"/>	

## f) Impostazioni di sistema

Tutti i documenti creati in MedITEX possono essere generati direttamente come file PDF selezionando la nuova impostazione: “Salvare automaticamente documenti in PDF”.

Questa impostazione può essere trovata in:

Sistema → Configurazione/Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Funzioni → Report editor.

Modello lettera

Logo clinica per stampa (no WOMOD)

Sigla clinica: IVF Clinic1

Logo clinica: [file icon]

Logo clinica: larghezza: 120

Logo clinica: altezza: 60

Requisiti grafici per segnaposti aggiuntivi

Largh. Emb / immagine eco nella lettera: 300

Numero di immagini in ogni riga: 4

Impostazioni WOMOD (Word modul)

Modifica template WOMOD

macro WOMOD: [input field]

Formato documento preferito:  .doc  .docx

Se possibile usare WOMOD senza chiedere


Salvare automaticamente documenti in PDF



# MedITEX IVF Note Rilascio

## g) Report Editor

Il campo "Nome standard del farmaco" è stato aggiunto alla tabella "Farmaci". Quando selezionato, viene visualizzato il nome standard del farmaco. Ciò rende più semplice valutare i cicli secondo determinati farmaci.



Posizione	Farmaci.Prodotto	Farmaci.nome standard del farmaco
1	Bemfola	BEMFOLA
2	Bemfola 150 IU	BEMFOLA
3	Bemfola 225 IU	BEMFOLA
4	Bemfola 300 IU	BEMFOLA
5	Bemfola 450 IU	BEMFOLA
6	Bemfola 75 IU	BEMFOLA
7	Gonadotropin Sonstige	GONADOTROPIN OTHER
8	Gonal-f 1050	GONAL-F
9	Gonal-fPen	GONAL-F
10	Ovaleap 300 IU	OVALEAP
11	Ovaleap 450 IU	OVALEAP
12	Ovaleap 900 IU	OVALEAP
13	Puregon Pen	PUREGON
14	Puregon fiala	PUREGON
15	Bravelle	BRAVELLE
16	Fostimon	FOSTIMON
17	u FSH Sonstige	U FSH SONSTIGE
18	Menogon	MENOGON
19	Menogon HP	MENOGON
20	Menogon HP 1200 IU Fertipgen	MENOGON
21	Menogon HP 600 IU Fertipgen	MENOGON
22	Menogon	MENOGON

## h) HL7

Tutte le applicazioni HL7 sono state revisionate e aggiornate, incluse le seguenti:

- È stato migliorato il servizio HL7 Importer e HL7 Exporter
- Sono state definite delle associazioni standard per il personale e i parametri
- Registro degli errori migliorato per gli utenti



---

## Bugs

---

### 14) MedITEX IVF

#### a) Generale

I menù a tendina vicino ai campi QM e nella posta in arrivo sono stati sistemati.

La plausibilità complessiva nell'overview dei cicli viene nuovamente visualizzata correttamente.

La voce dei menù della Posta in arrivo può essere selezionata nella pagina iniziale accedendo alla sezione "Finestra" nella barra dei menù, quando la finestra della Posta in arrivo è ridotta a icona.

Sono stati corretti i messaggi d'errore che si verificavano durante la ricerca e la modifica dei pazienti.

Ora le immagini possono essere nuovamente aperte come al solito.

#### b) Cicli

La scelta di "Congela tutto" presente in "dettagli terapia" ora è anche visibile nell'"overview terapia".



La visualizzazione del campo "N° settimane e giorni di gravidanza fino ad oggi" nella finestra "Progresso" della sezione Gravidanze all'interno del ciclo è stata modificata. Ora viene visualizzato solamente se è stata documentata una gravidanza.

Si fa una verifica sulla data inserita nel campo "Gravidanza clinica determinata il" in modo da garantire il corretto formato del dato.

L'overview terapia viene aggiornato correttamente quando un farmaco viene aggiunto o rimosso.

Le gravidanze precedenti di un ciclo vengono nuovamente aggiornate come al solito.

Tutti i menù a tendina in "Dettaglio ciclo" sono nuovamente disponibili e funzionanti.

Il campo "Data di Aspirazione" è stato corretto nel caso di un ricongelamento.

Sono state apportate modifiche al campo "Lutheal-Assist." Nell'overview terapia nella fase luteale.

Il layout delle singole colonne nella finestra dei farmaci ora funziona di nuovo come al solito.

#### c) Analisi dei liquidi seminali

Lo scongelamento di campioni direttamente dalla sezione di crio conservazione potrebbe portare alla cancellazione accidentale delle analisi dei liquidi seminali correlate.

Tutte le cliniche interessate sono già state informate via e-mail delle correzioni.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## **d) Anamnesi**

È stato sistemato il messaggio d'errore che si verificava quando si passava dalla vista adattabile a quella strutturata.

Sono state aggiunte le informazioni mancanti dei campi QM nella vista adattabile dell'anamnesi.

Le analisi del liquido seminale esistenti possono essere definite nuovamente come base di una nuova analisi di liquido seminale.

Il comportamento per la cancellazione dei farmaci in "Somministrazione farmaci" è stato modificato.

È stato corretto il messaggio d'errore che si verificava durante la creazione delle prescrizioni dei farmaci (documenti).

## **e) Esami**

Viene impedito di inserire valori negativi o eccessivi nella biopsia testicolare.

È di nuovo possibile scorrere tra le aree bloccate.

## **f) Anagrafica**

Ora tutte le voci possono essere visualizzate e riaperte utilizzando le icone presenti nella barra principale sotto a quella dei menù.

È stato corretto il messaggio d'errore che si verificava nella documentazione dell'analisi cromosomica in Caratt. personali.

## **g) Report Editor**

Il modulo per il report della OHSS si compila nuovamente completamente.

La funzione "Prima di generare il documento, chiedere sempre se il documento creato deve essere salvato nella cartella del paziente" ora funziona di nuovo come al solito.

Sono già state aggiunte le tabelle mancanti nelle query create precedentemente.

Il formato CSV del file esportato viene nuovamente generato correttamente.

Tutte le macro e i menù a tendina nei templates nella cartella WOMOD possono essere utilizzati di nuovo.

I segnalibri nei templates protetti vengono (parzialmente) di nuovo riempiti.

Il link alla sezione del partner dalla Anamnesi è stato corretto.

I report relativi alla gestione dei lotti possono essere nuovamente eseguiti.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## h) Formati dei consensi


L'ultimo segnalibro in un documento viene ora riempito di nuovo.

Il nome dei segnalibri mancanti è stato aggiunto di nuovo.

I segnalibri che contengono più di 200 caratteri vengono creati come di consueto.

## i) Impostazioni di base

È stata aggiunta una nuova impostazione in "Gestione materiale" per impedire l'assegnazione automatica di lotti attivi nei campi QM.



## 15) MedITEX Scheduler

L'età del paziente nel titolo dell'appuntamento ora viene nuovamente visualizzata correttamente.

È stata rivista la visualizzazione dei pazienti in sala d'attesa.

## 16) MedITEX Accounting

È stato corretto il messaggio d'errore che si verificava durante la generazione di voci di contabilità automatica dai cicli cancellati.

## 17) Interfacce

Sono state apportate modifiche al servizio Dicom.

La ricerca dei pazienti in DocLink è stata modificata.

Il LDTImporter per i laboratori è stato corretto.