



MedITEX IVF Note Rilascio

Versione 4.0.5

Caratteristiche

1) MedITEX IVF

a) Consensi

Ora è possibile inserire un periodo di validità (in giorni) per ogni consenso.

Consensi MedITEX

Modifica consenso

Nome: test validità

Valido da: 18/08/2025 | Firma partner: | Attivo: | Obbligatorio: | Cancellabile:

Valido fino a:

Info: Entrambi i sessi | Validità (giorni): 10

Gruppo: Lab Genetico

Un consenso può essere associato a più gruppi. I gruppi sono definibili/modificabili nelle impostazioni di sistema (tabelle di sist.)

Template: test validità.doc

Trascinare un nuovo template qui...

Bookmark	Uso	Esiste nel template	
Paziente: ID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paziente: ID	<input type="checkbox"/>		
Paziente: ID	<input type="checkbox"/>		
Paziente: ID	<input type="checkbox"/>		
Paziente: ID	<input type="checkbox"/>		
Paziente: cognome, nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paziente: cognome, nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paziente: data di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paziente: indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Partner: ID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Controlla bookmarks nel template

Crea bookmarks mancanti


Nella tab consensi di ogni paziente sarà così visualizzata la data di scadenza, dello specifico consenso, nella colonna "valido fino", e una volta raggiunta tale data il record si colorerà di rosso.



MedITEX IVF Note Rilascio

Ciclo n.	Nome consenso	Gruppo consensi	Ultima modific	Stato	Valido fino
	Consenso generale	Dati anagrafici	18/08/2025	✓	20/08/2025
	test validità	Lab Genetico	18/08/2025	✓	28/08/2025

La data di scadenza dei singoli consensi è anche disponibile in Report Editor



b) Cicli

Il periodo di documentazione di farmaci di induzione è stato esteso a 48 ore. Ciò significa che, se la prima e ultima dose di farmaci di induzione viene documentata entro 48 ore, non compare alcun messaggio di plausibilità altrimenti comparirà il messaggio in figura.

TEST, DONNA	TEST_u, UOMO			
ID: TD1	ID: TU1			
Nato il: 01/01/1994 (31)	Nato il: 01/01/1994 (31)			
Fatturazione:	Fatturazione:			
Overview	Pick up	Coltura	Transfer	Fase lutea
Inizio: 19/08/2025 Tratt.: FVET, ICSI	Base: Farmaci- L'induzione dell'ovulazione può avvenire solo entro 48 ore			Farmaco: OHSS:

La colonna "Fatturazione" è stata aggiunta alla schermata principale dei Cicli e delle Terapie programmate. Può essere aggiunta/rimossa dall'Overview attraverso il bottone mostra/nascondi presente a sinistra della griglia.



MedITEX IVF Note Rilascio

The screenshot shows the 'Overview' section of the MedITEX interface. A filter menu is open for 'Ciclo' and 'Terapie programmate (1)'. The 'Fatturazione:' option is checked and highlighted with a red box. In the background, a table shows 'Fatturazione:' with 'Rimb. SSN' entries, also highlighted with a red box.

Per una migliore documentazione dalla "Nazione di nascita" dei bambini, il campo in questione è stato trasformato da testo libero a menù a tendina.

The screenshot shows the 'Nascita e Follow-up' section of the MedITEX interface. The 'Nascita' tab is selected. Under 'Figlio 1', the 'Paese di nascita' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing a list of countries including Abkhazia, Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antartide, Antigua and Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, and Barbados.



MedITEX IVF Note Rilascio

c) Report Editor

I seguenti campi sono stati aggiunti al Report Editor

Tabella	Campo
Terapia	ID Paziente Ora inseminazione
Cultura	Età al Pick Up
Anamnesi	F: Farmaco lungo termine M: Farmaco lungo termine
Ultima anamnesis coppia	F: Farmaco lungo termine M: Farmaco lungo termine

d) Liste

È stata aggiunta la colonna “Categoria di fatturazione” alla lista dei Pick Up previsti.

La lista contiene tutti i cicli che non sono stati cancellati e i pick up non ancora eseguiti.
La data prevista di pick up e la settimana del calendario sono calcolate come segue: data di inizio stimolazione + 13 giorni.

sizione	Pianificazione o esecuzione	ID paziente	Trattamento programmat	Categoria di fatturazione	Nome (donna)	Inizio st
1	Esecuzione	AA1	FIVET, ICSI	Rimb. SSN	a, a	04/08/20

e) Impostazioni

I “Gruppi paziente” possono essere disattivati.

*Dopo aver disattivato un gruppo, sarà comunque visualizzato, ma non sarà possibile selezionarlo.

Nome tabella
Anagrafica: fonte di informazione sul centro per il paziente
Anagrafica: genere preferito
Anagrafica: Gruppi utenti
Anagrafica: Gruppo Etnico

Argomenti	Attivo	Colore
VIP	<input checked="" type="checkbox"/>	Yellow
ETEROLOGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Green
OMOLOGA	<input type="checkbox"/>	Pink



MedITEX IVF Note Rilascio

- f) **Eterologa**
È stata aggiunta una nuova opzione

The screenshot shows the 'Donazione' configuration section. The checkbox 'Richiesto consenso per donazione in specifiche nazioni' is highlighted with a red box. Other options include 'ID anonimo è obbligatorio', 'Periodo riposo donatrice tra le donazioni di ovociti (mesi)' (set to 0), and 'Numero massimo di famiglie per donatore' (set to 6). The 'Gruppi sanguigni' section is also visible.

Se l'opzione è selezionata, la donazione sarà possibile solamente se la specifica nazione è elencata nella sezione "Consenso donazioni" del donatore.

The screenshot shows the 'Consenso donazioni' window for a donor. The 'Consensi di vendita' table is empty, displaying '<Nessun dato da visualizzare>'. Below it, the 'Numero massimo di famiglie di donatori per paese' table is shown with the following data:

Nazione	Numero massimo di famiglie
Italia	4

- 2) **MedITEX KPI**
È stato aggiunto un nuovo KPI Crio:
Nome: Numero di nascite dopo lo scongelamento
Formula: (Numero di nascite / Numero di embrioni trasferiti dopo scongelamento) * 100

Bugs

- 1) **MedITEX IVF**
a) **Generale**
Il simbolo per il ridimensionamento delle colonne della pagina principale è nuovamente visibile.

Documenti Scannerizzati: il percorso è visualizzato e salvato correttamente



MedITEX IVF Note Rilascio

Le pazienti di sesso femminile che sono collegate come coppia non possono più essere eliminate se è presente un ciclo di trattamento attivo.

Il pulsante “Nuovo Medico di Riferimento” è nuovamente sempre attivo.

b) Ciclo

Errore che si verificava cliccando su “Dettagli terapia” dalla fase luteale è stato risolto.

PID verrà visualizzato in coltura solamente quando attivato.

Sono stati aggiunti dei controlli di validazione mancanti per campi delle sezioni Coltura e Nascita.

Il campo Note del ciclo cambia dinamicamente con le tab (Nota: la prima modifica prende effetto al cambiamento della tab).

Campioni di seme scongelati non possono più essere eliminati. Per eliminare un campione di materiale scongelato è necessario farlo da Diagnostica Lab. o direttamente dalla criobanca del paziente.

c) Terapie pianificate

I record “campo libero” sono ora visualizzati correttamente.

d) Diag. Strumentale

Le ecografie follicolari create all'interno di un ciclo vengono ora rimosse automaticamente da Dig. Strumentale una volta eliminate dal ciclo associato.

e) Anagrafica

Durante la creazione o modifica di un paziente, è ora possibile cercare e selezionare la compagnia assicurativa senza aprire una nuova finestra.

Durante la creazione o modifica di un paziente, è ora possibile cercare e selezionare la compagnia assicurativa senza aprire una nuova finestra.

f) Report Editor

La data di creazione delle Anamnesi è ora correttamente visualizzata in Report Editor.

g) Gestione Criocontratti

L'eliminazione di un pagamento parziale da una fattura mostrerà ora correttamente l'importo pagato aggiornato.

L'ordinamento dei record nella sezione “Selezione criocarrier” ora funziona correttamente.

Durante la stampa della panoramica della crioconservazione, l'applicazione di un filtro per sede mostra ora esclusivamente i tank relativi alla sede selezionata.

h) Anamnesi

Fattori di sterilità disattivati nelle impostazioni saranno comunque visibili se precedentemente selezionati.

2) MedITEX Scheduler

L'import delle vacanze funziona correttamente.

Le risorse collegate ad un appuntamento sono immediatamente aggiornate quando il paziente è in slaa d'attesa.