

# MedITEX Release Notes

## Versione 4.0.6

### Caratteristiche

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Pagina Principale

Nella pagina principale nella sezione "Overview" è disponibile una nuova Colonna chiamata "Posizione" che può essere attivata tramite il pulsante "Mostra/Nascondi/Sposta colonne".

The screenshot displays the 'Overview' section for 'Ciclo' (Therapies programmed 4). A filter menu is open, showing various checkboxes for data display. The 'Posizione' checkbox is highlighted with a red box. The table below shows a 'Posizione' column with 'IVF Clinic1' entries, also highlighted with a red box.

Posizione	Stimolazione
IVF Clinic1	
IVF Clinic1	3/03/2025   5d
IVF Clinic1	
IVF Clinic1	
IVF Clinic1	03/04/2024   7d
IVF Clinic1	
IVF Clinic1	

# MedITEX Release Notes

## b) Generale

Il numero di previdenza sociale è ora visibile insieme al nome e all'ID del paziente nella barra di ricerca. Per attivare questa impostazione, andare in Sistema → Configurazione/Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Funzioni → Generale.

Home **Impostazioni**

Clinica **Sistema** Farmaci

Generale Funzioni Opzioni

Generale Generazione ID automatica Report Editor Spermioγραμμα Ciclo Farmaco Contratti crio e fatturazione Donazioni

**Ricerca paziente**

Criteri ricerca paziente  
ID paziente, Cognome, Numero di telefono, ID coppia, ID ciclo

Il testo della ricerca in Ricerca pazienti può essere inserito da lettori barcode

Mostra ID paziente nella barra di ricerca

**Mostra numero di previdenza sociale del paziente nella barra di ricerca**

**Anamnesi**

Periodo di validità Anamnesi (in giorni, 0=illimitato): 0

**Stampante etichette per barcod**

Login automatico tramite RFIC

Questa stampante sarà usata per etc.

Template etichetta  
C:\CRITEX\MedITEX IVF\File\_Sto

Dimensioni barcode

Dimensioni foto paz.

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestra Aiuto

**Demo, Donna; 12345678**

Nuovo paziente Nuova coppia Inbox Email Scheduler Accounting Amministrazione Anamnesi

ASL\_Veneto2  
**Demo, Donna**  
01/01/2000 (25) 0,00 €  
DD68 IVF Clinic1

Anagr. Paziente Anamnesi

Diagnostica  
Diagnostica Lab. Diag. Strumentale

Data	Tipo	Messaggio	Stato
26/06/2025 11:05	Attenzione	ergerthwthq35gq35g	
10/04/2025 00:00	Consenso preserv. fertilità / cong. "sociale"	(Motivo: Indicazione non medica - No partner; Professionale)	!
23/10/2024 00:00	Note	MOD-061-LAB Relazione biologica transfer di embrioni da ovuli congelati.docx	

Dati paziente **Demo, Donna** ID DD68 Data di nascita 01/01/2000 (25) Contabilità Medico Bilancio 0,00 €

Tel:  
Cellulare:  
Email:  
Lingua madre:

Via/N.:  
Indirizzo Suppl.:  
Periferia  
CAP: 36035  
Città: MARANO VICENTINO  
Provincia: Vicenza  
Reg. residenza: Veneto

**Numero previdenza: 12345678**

N. Carta Identità  
Paese di emissione  
Nazionalità:  
Gruppo etnico:

# MedITEX Release Notes

## c) **Inbox**

In Inbox è disponibile una nuova colonna "Da" (che fa riferimento al campo "Da" in una Lettera), la quale può essere attivata tramite il pulsante "Mostra/Nascondi/Sposta colonne".

The screenshot displays the 'Inbox Overview' interface. At the top, there are search filters for 'Ricerca paziente', 'Tipo', 'Data da' (set to 14), 'fino', 'Attenzione per', and 'Stato Approvazione'. Below these are three tabs: 'Laboratorio', 'Comunicazioni', and 'Lettere da approvare'. The 'Lettere da approvare' tab is active, showing a table with columns: 'Tipo', 'Data', 'ID Paziente', 'Nome', 'Stato risultati', 'Stato Approvazione', 'Attenzione per', and 'Da'. The 'Da' column header is highlighted with a red box. On the left side, a column selection menu is open, listing various fields with checkboxes. The 'Da' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Tipo	Data	ID Paziente	Nome	Stato risultati	Stato Approvazione	Attenzione per	Da
------	------	-------------	------	-----------------	--------------------	----------------	----

- (All)
- (Sorted)
- Tipo
- Data
- ID Paziente
- Nome
- Sesso
- Sede
- Cellulare Paz.
- Cat. fatturazione
- Note
- Stato risultati
- Stato Approvazione
- Attenzione per
- Approvazione posta
- Da

# MedITEX Release Notes

## d) Anamnesi

Nell'anamnesi maschile e femminile, ora sono disponibili 5 campi aggiuntivi per i codici ICD-10.

Anamnesi Gin di Demo, Donna (DD68)

**Anamnesi di base** | Generale | Ginecologia | Fertilità | Endocrinologia | Genetica

Data anamnesi: 20/09/2020

Medico: [ ]

Peso: 70 [kg] | BMI: 23,7

Altezza: 172 [cm]

Adiposità: [ ]

Buone cond. di salute: Non indagata

Medic. lungo termine: [ ]

Analisi cromosomica: [ ]

Fibrosi cistica: [ ]

Apertura tuba di Falloppio (Dx): [ ]

Apertura tuba di Falloppio (Sx): [ ]

Riesame tuba di Falloppio (anno): [ ]

**Precedenti trattamenti (PMA)**

Numero di precedenti trattamenti chirurgici: 0

Numero di precedenti stimolazioni ovariche, inseminazioni: 0

Numero di precedenti trattamenti IVF: 0

Precedenti trattamenti alternativi:

Gravida: 0 Para: 0 Aborto: 0 Aborto ind.: 0 Extrauterina: 0  
(fino alla data della anamnesi)

**Rapporti non protetti da**  
Anno: [ ] Mese: [ ]

**Precedenti patologie ordinate per rilevanza (max. 4)**

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

**Fattori di infertilità presunti**  
[ ]

**Fattori di infertilità ordinati per rilevanza (max. 4)**

- ISS-NESSUNO
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Ordinare le precedenti patologie e cause di infertilità per gravità a partire dalle più gravi.

**Codici ICD-10**

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Opinione medica/note: Arial 11

Esami | ICD-10 | Annulla | OK

# MedITEX Release Notes

La traduzione inglese dell'etichetta "Number of dead children" nella sezione Gravidanze Precedenti è stata cambiata in "Number of deceased children".

La traduzione inglese dell'etichetta "Number of diseased children" nella sezione Gravidanze Precedenti è stata cambiata in "Number of children w. birth defects".

Previous pregnancies of DEMO, Mrs (1) [X]

Determined [dropdown] [dropdown]

PG week [input]

PG outcome [dropdown]

Delivery method [dropdown]

With partner [dropdown]

Child died perinatally      Number of children [input]

After ART treatment      **Number of deceased children** [input]

After donor insemination treatment      **Number of children w. birth def** [input]

Pathological birth

Note [text area]

Diagnosis [input]

Operation [input]

Complication: [input]

[X] Cancel      [check] OK

# MedITEX Release Notes

L'etichetta "Fattori di sterilità" nell'anamnesi è stata modificata in "Fattori di Infertilità".

Anamnesi Gin di Demo, Donna (DD68)

**Anamnesi di base** | Generale | Ginecologia | Fertilità | Endocrinologia | Genetica

Data anamnesi: 20/09/2020 ⚡

Medico: ⚡

Peso: 70 [kg] | BMI: 23,7

Altezza: 172 [cm]

Adiposità: ▾

Buone cond. di salute: Non indagata ▾

Medic. lungo termine: ▾

Analisi cromosomica: ▾

Fibrosi cistica: ▾

Apertura tuba di Falloppio (Dx): ▾

Apertura tuba di Falloppio (Sx): ▾

Riesame tuba di Falloppio (anno): ▾

**Precedenti trattamenti (PMA)**

Numero di precedenti trattamenti chirurgici: 0

Numero di precedenti stimolazioni ovariche, inseminazioni: 0

Numero di precedenti trattamenti IVF: 0

Precedenti trattamenti alternativi:

Gravida: 0 Para: 0 Aborto: 0 Aborto ind.: 0 Extrauterina: 0  
(fino alla data della anamnesi)

**Rapporti non protetti da**

Anno: ▾ Mese: ▾

**Precedenti patologie ordinate per rilevanza (max. 4)**

- ▾
- ▾
- ▾
- ▾

**Fattori di infertilità presunti**

▾

**Fattori di infertilità ordinati per rilevanza (max. 4)**

- ISS-NESSUNO ▾
- ▾
- ▾
- ▾

Ordinare le precedenti patologie e cause di infertilità per gravità a partire dalle più gravi.

**Codici ICD-10**

▾ ▾ ▾ ▾ ▾

Opinione medica/note: Arial 11 | B I U S | [Color] [Font] [List] [List] [List] [Undo] [Redo] [Print] [Share]

Esami | ICD-10 | Annulla | OK

# MedITEX Release Notes

## e) Anagrafica

In tutti I tools verrà visualizzata solamente l'assicurazione sanitaria in corso di validità ed attiva. IVF, Scheduler e Accounting visualizzano l'assicurazione sanitaria valida in base a quanto riportato nell'apposita sezione in "Modifica persona".

Assicurazione sanitar

Demo, Donna  
01/01/2000 (25)  
DD68  
IVF Clinic1  
0,00 €

Messaggi Diagn. lab Consensi Info donat. Medico rif. Applicazione

Data Tipo Messaggio Stato Data

Anagr. Paz Anagr. Paziente di Demo, Donna (DD68)

Diagnostica Diagnostica

172cm,76kg,BM  
GR1; PA0; AB0;

1a intervista: 20.  
Adiposità: Sovr  
In salute: Non in  
Indic.: ISS-ENDC

Necessità: Dona

Overview

Ciclo Terapi

N.	Inizi
8	03/1
4	03/C
3	24/C
2	18/C
1	13/C
7	01/C
6	10/C

Assicurazione / fatturazione

Fatturazione

ID Accounting 05098280  
*Ulteriore numero identificativo fatturazione (es. per progr. esterni)*

Destinatario principale fatt. Paziente

Per servizi esterni

Ricevente fatture per fornitore servizi esterni (es. lab)

Contributo 0,00 %

Assicurazione 1 Assicurazione 2 Risorsa fondi

ASL Assicurazione sanitaria

Assicurazione sanitaria

N. polizza assicurazione 1234567

Numero gruppo polizza

Categoria carta

Stato Assicurativo

Data Importazione 01/01/2020

Scad. Tessera Sanitaria 01/01/2030

La nazionalità "Kosovara" è stata aggiunta alla lista.

Anagr. Paziente di Demo, Donna (DD68)

Dettagli pers. Dettagli Contatto/Occupaz. Assicurazione / fatturazione Medico di riferimento Questionario paziente

ID Paziente DD68 Gruppo paziente

ID Anonimo 0000000000119 disabilitato

Responsabile Clinico Dall'estero

Posizione IVF Clinic1 Stato del paziente

Informazione personale

Titolo

Nome Donna

Cognome Demo

da Nubile

Identità sessuale

Stato di famiglia

Data di nascita 01/01/2000

Nata/o a

Provincia nascita

Regione nascita

Paese di nascita

Nazionalità kosovara

Gruppo etnico

Religione

ID Identità

N. Carta Identità

Paese di emissione

Numero previdenza

Codice fiscale/STP

Note

# MedITEX Release Notes

## f) Report Editor

Le lettere relative agli spermogrammi ora possono essere raggruppate per una migliore organizzazione.

**Spermogramma di Demo, Uomo (DU19)**

Data di raccolta: 17/03/2025 Ora: 16:37 Periodo di astinenza [gg]: 5 Inizio analisi: 00:00

Data scongelamento: 24/03/2025 Ora: [ ] Analizzato da: [ ]

ID Campione: [ ] Aspetto: [ ]

Indicazione: Spermogramma base Odore: [ ]

Sperma da donatore:  Viscosità: [ ]

Metodo di raccolta: Eiaculato Tempo di liquefazione [min]: [ ] Agglutinazione:

Luogo di raccolta: [ ] Trattamento: [ ]

Difficoltà di raccolta: [ ] Punteggio: [ ]

Parametro	Files	Possibile quantif.?	Non specifica?
Volume [ml]	1 [1,5]		
pH	7,0 [>=7,2]		
Conc. [10 <sup>6</sup> /ml]	[15]	Numero totale spermatozoi [10 <sup>6</sup> ]	[39]
	Conc. < 0.1 <input type="checkbox"/>	Cell. perossidasi-positivo [10 <sup>6</sup> /ml]	[<1]
Vitalità [%]	[58]	Immunobead test [% adese]	[<50]
Leucociti [10 <sup>6</sup> /ml]			
Cell. rotonde [10 <sup>6</sup> /ml]		MAR test [%]	adese IgG IgA [<50]
<b>Motilità</b>			
WHO A [%]	74	<b>Morfologia</b>	
WHO B [%]	19	Forme normali [%]	[4]
WHO C [%]	5	Difetti testa [%]	
WHO D [%]	2	Difetti collo e tratto intern. [%]	
Somma: 100%			
N. spermatozoi a mot. prog. [10 <sup>6</sup> ]		Difetti flagello [%]	
Motilità compless. [A% + B% + C%]	98 [40]	Droplets citopl. [%]	
Motilità progressiva [A% + B%]	93 [32]	Difetti multipli [%]	
		Teratozoospermia (TZI)	

Diagnosi: Non Specificato

Risultati:  Normale  Anormale

Note: [ ]

Tempo tra raccolta ed uso: 00:00

N. sperm. mobili per inseminazione [x10<sup>6</sup>]: [ ]

Volume inseminazione [ml]: [ ]

Motilità a 24h [%]: [ ]

Documenti: Spermogramma (standard), prova, 01 - Spermogramma (standard)

File Sistema Importa Esporta Reports Lettere Ricerca per Pazienti Strumenti Finestra Aiuto

Diagnostica lab uomo Demo, Uomo

Data prima visita: 20/09/2020 ID coppia: 12234384

Altezza: [cm] BMI: 0

Lettere: prova1, Esame liquido seminale con capacitazione, Spermogramma, crioconservazione Is

Congelamento liquido seminale, Congelamento spermatozoi, ETICHETTE LABORATORIO, Istruzioni per raccolta liquido seminale

# MedITEX Release Notes

Questo raggruppamento può essere trovato in Sistema → Configurazione/Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Funzioni → Report Editor → Gestisci Lettere.

The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) window in the 'Sistema' (System) tab, specifically the 'Report Editor' sub-tab. The 'Gestisci Lettere' (Manage Letters) button is highlighted with a red box. Below this, a table lists various letter types with their titles and modification dates. The 'prova' and 'prova1' entries are highlighted. To the right, a 'Tipo documento' dropdown menu is also highlighted with a red box, showing 'prova1' selected.

Tipo lettera	Tipo documento	Titolo lettera	Modificato il
Lettera Spermogramma	prova	01 - Spermogramma (standard)	19/12/2025
Lettera anamnesi	AnamnesiMaschileFemminile	CERTIFICATO DI INFERTILITA'	19/12/2025
Lettera terapia		Crioconservazione	07/05/2025
Lettera terapia		Crioconservazione ovociti	19/12/2025
Lettera terapia		Cycle_Summary	19/12/2025
Lettera terapia		Discongelamento ovociti impregnati e embrioni	23/07/2025
Lettera terapia		Dimissioni PU	11/04/2025
Lettera Spermogramma	prova1	ETICHETTE LABORATORIO	19/12/2025
Lettera terapia		Eco follicolare	10/12/2025
Anamnesi, Lettera Esami		Esame	10/12/2025

## g) Crio Conservazione

Lo scongelamento di un campione crioconservato ora può essere impedito tramite l'assegnazione degli stati, ad esempio, "In quarantene". Affinché uno stato blocchi lo scongelamento, deve essere contrassegnato con l'opzione "Impedire lo scongelamento".

Questa opzione è configurabile in Sistema → Configurazione/Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Tabelle sistema.

The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) window in the 'Sistema' (System) tab, specifically the 'Tabelle sistema' (System Tables) sub-tab. The 'Crioconservazione: stato' table is selected in the left pane. In the right pane, the 'Impedire lo scongelamento' (Prevent thawing) checkbox is checked and highlighted with a red box.

Nome tabella	Argomenti
Contratti e fatturazione crio: motivi interruzione contratto	Available
Criocons. seme: tipo di materiale	In quarantene
Crioconservazione: Motivo della ricerca	Impedire lo scongelamento
Crioconservazione: stato	<input checked="" type="checkbox"/>
Diag. Strumentale: tipo di elemento	
Diagnosi GP FISH	
Farmaci: area di applicazione	


# MedITEX Release Notes

23/10/2024 00:00 Note MOD-061-LAB Relazione biologica transfer di 08/08/2025 16:39 Drug: Farmaci

Crio Gin di Demo, Donna (DD68)

Attualmente in conservazione		Storico																
ID crio	Data PU	Congelato il	Data stocc.	Tecnica cong.	Congelato da	n. Giorni	n. ovociti	# PN	# EMB	Tessuto ovarico	ID Criocrioter	Stato	Posizione di toccaggio	Pos.	Cl. 1	Cl. 2	n° contratto	Per ricerca
1311	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025			266			1	<input type="checkbox"/>		In quarantena	R_B_donna V_1 Delta Verde (IVF Clinict)					<input type="checkbox"/>
1310	13/03/2025	17/03/2025	17/03/2025			277			1	<input type="checkbox"/>			R_B_donna LIV_1 Delta Rosso (IVF Clinict)					<input type="checkbox"/>

Informazione ...

 I campioni selezionati non possono essere rimossi dalla criobanca, poiché sono stati bloccati da un utente o si trovano in uno stato che non consente lo scongelamento.

OK

Stampa Fatture Contratto Annulla Chiudi

# MedITEX Release Notes

## 2) MedITEX Accounting

Tutti gli Avvisi definiti in MedITEX IVF ora sono visibili anche in Accounting.  
Come di consueto, possono essere aperti in qualsiasi momento utilizzando il pulsante “Finestra” nella barra dei menu.

Paziente: Demo, Donna  
ID: DD68  
Data nasc.: 01/01/2000  
Categorie fatturaz.: I VF Clinic1  
Assicuratore: ASL\_Veneto2  
N° assicurazione: 1234567  
Valido fino a: Status:

**Demo, Donna: Pazienti con nuove voci del conto**

Data inizio	Tipo	Info	Status	Allegato
Person : 1. Demo, Donna (# 3)				
26/06/2025	Attenzione	ergerthwthq35gq35g		
10/04/2025	Consenso preserv. fertilità / cong. "sociale"		!	
01/01/2023	Note	wregwkejòwurgwkjrgòwrgv webòiwqrghwqòoiht wetào2iutè2urjkeràlqkmenàasdir pqourèq294utknf iwjerpèuerpoerlnwe ejwetr wòleohpeiqlejnjbfgikdsfjbvpoishg		
Person : 2. Demo, Uomo (# 1)				
10/06/2024	Attenzione	5yw5yw436uy3wusghrsziszr6j dxzykdxstisfbnfjxkg zsdhdirnydgmxykl zsfhsrjgnfykiòlniooòj zjsryikrykxrukl		

# 4

Chiudi

La funzionalità che gli Avvisi possono essere visualizzati in Accounting può essere definita in MedITEX IVF in Sistema → Configurazione/Amministrazione → Impostazioni → Sistema → Generale.

Home **Impostazioni**

Clinica **Sistema** Farmaci

Generale Funzioni Opzioni di pre

Percorsi sistema  
Percorso salvataggio file C:\CRITEX\MedITEX IVF\File\_Storage

Lingua default

Plausibilità ed esportazioni  
 DIR  
 Lista base Anfomed  
 Mostra subito messaggi warning


Ulteriori controlli di plausibilità  
 Culture: IVF/CSI performed by

Accesso File Storage (cartella paziente)  
 Tutti gli utenti  
 Solo gli utenti admin  
 Blocca accesso

**Visibilità degli avvisi**  
 IVF  
 Scheduler  
 Accounting

# MedITEX Release Notes

L'autogenerazione delle voci di fatturazione è stata ampliata per includere le "Misure aggiuntive eseguite".




Gli eventi in MedITEX IVF e MedITEX Scheduler possono generare automaticamente voci di fattura.

Eventi			
Tutti gli eventi			
Nome	Descrizione	Tipo evento	Evento scatenante
Transfer 1	Inserimento della data del primo transfer	Ciclo	<input type="checkbox"/>
Transfer 2	Inserimento della data del secondo transfer	Ciclo	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: Assisted hatching	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: Assisted hatching	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: Cocultura	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: Cocultura	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: Criocongelamento	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: Criocongelamento	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: Diagnosi globulo polare	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: Diagnosi globulo polare	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: HLA	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: HLA	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: Nessuna	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: Nessuna	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: PGD	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: PGD	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: PGD/PGS	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: PGD/PGS	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: PGT-A [ex PGS]	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: PGT-A [ex PGS]	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: PGT-M	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: PGT-M	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. pianificate: PGT-SR	Nuovo ciclo con misure aggiuntive pianificate: PGT-SR	Ciclo - misure aggiuntive pianificate	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. eseguite: Assisted hatching	Nuovo ciclo con misure aggiuntive eseguite: Assisted hatching	Ciclo - misure aggiuntive eseguite	<input type="checkbox"/>
Nuovo ciclo - misure add. eseguite: Cocultura	Nuovo ciclo con misure aggiuntive eseguite: Cocultura	Ciclo - misure aggiuntive eseguite	<input type="checkbox"/>

### 3) MedITEX Scheduler

Il template per gli appuntamenti interni/generali è stato ampliato per includere una durata e calendari collegati.



# MedITEX Release Notes

Una nuova finestra chiamata “Trattamento App” è stata aggiunta alle impostazioni della finestra “Trattamenti”. Qui è possibile definire appuntamenti per le interfacce come MedITEX Connect, Hope e Salve.

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare suddetta colonna

ID	Nome	Attivo	Permetti trattamento senza un account	Creato da
	Impostazioni trattamento app	<input checked="" type="checkbox"/>		

<No data available>

<Keine Daten vorhanden>

I trattamenti definiti nelle App possono quindi essere assegnati ad uno specifico trattamento. Questo determina quali trattamenti possono essere condivisi con il partner e quali appuntamenti possono essere prenotati od organizzati autonomamente dal paziente online.

Modifica trattamento: Esami

**Trattamento**

Nome / descrizione: Esami  Attivo

Posizione: TUTTO

Tipo appuntamento: Estradiolo Progesterone Beta

Modalita DICOM

**App / identificatore app**

Durata: 00:20 [hh:mm] 0 [Gior.]

Promemoria al paziente tramite SMS 24 ore prima dell'appuntamento

# MedITEX Release Notes

## 4) Interfacce

### a) LDT

L'import ora elabora in modo affidabile i nomi delle città composti da più parole e li importa correttamente.

### b) Cryos

È ora disponibile un'interfaccia automatizzata tra MedITEX IVF e la banca del seme Cryos.

La nuova interfaccia importa automaticamente i campioni di seme ordinati e li assegna ai rispettivi donatori in MedITEX IVF. Inoltre, l'esito della gravidanza del trattamento eseguito con il campione viene automaticamente inviato a Cryos.

### c) Hope

I moduli dei consensi possono nuovamente essere inviati ai pazienti singoli o alle coppie di pazienti.

### d) Connect

MedITEX Connect consente ora una comunicazione sicura di messaggi e documenti.

Inoltre, gli appuntamenti possono essere trasmessi tramite MedITEX Connect o prenotati direttamente dal paziente. Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.meditex.cloud/connect](http://www.meditex.cloud/connect)

# MedITEX Release Notes

---

## Bugs

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Generale

È stato risolto un problema di aggiornamento nella finestra Messaggi.

Il "Gruppo Paziente" è visibile nella barra di ricerca solamente quando un paziente viene selezionato. Gli ID Paziente automatici vengono generati correttamente per i nomi composti da numeri. Gli ID Paziente automatici vengono generati per i nomi contenenti il carattere polacco "Ł" (PL).

#### b) Cicli

Lo stato del paziente nell'overview è visibile anche senza un'immagine salvata. È stato corretto un messaggio di errore durante lo scongelamento. Il campo note è di sola lettura per i cicli bloccati.

#### c) Analisi liquido seminale

Il conteggio totale degli spermatozoi nell'overview ora viene visualizzato con tre cifre decimali, come nell'analisi del liquido seminale.

#### d) Anamnesi

Le voci salvate dopo l'inserimento delle gravidanze precedenti ora vengono salvate correttamente. Il tempo di apertura dell'anamnesi adattabile è stato ottimizzato.

#### e) Diagnostica strumentale femminile

Viene impedita la creazione di record duplicati dopo aver importato immagini ecografiche.

#### f) Diagnostica laboratorio

Gli esiti degli esami scaduti vengono di nuovo contrassegnati in rosso. Gli errori di memoria sono stati corretti. Il codice identificativo della coppia è nuovamente visibile.

#### g) Report editor

La formattazione dei segnalibri nei template delle lettere verrà mantenuta. I segnalibri nelle caselle di testo possono essere definiti senza problemi.

Tutte le condizioni vengono salvate correttamente.

L'export in Excel dei report con nomi dei file salvabili.

#### h) Crioconservazione

Il codice SEC verrà aggiunto alle etichette Crio.

#### i) Donatori

Il salvataggio dello storico delle donazioni è stato modificato. Le discrepanze nelle voci relative alla famiglia del donatore sono state corrette.

I numeri negativi nelle informazioni sulle donazioni non sono più consentiti.



# MedITEX IVF Note Rilascio

## 2) MedITEX Accounting

Gli sconti vengono correttamente documentati.

## 3) Interfacce

### a) DICOM

La completa funzionalità è stata rivista e migliorata.

### b) SMS

Messaggi con più di 255 caratteri vengono correttamente importati.

### c) E-Mail

Se selezionato nelle impostazioni, il programma e-mail client può essere nuovamente utilizzato.

### d) HFEA/PRISM

L'ora viene correttamente visualizzata in tutti i campi di carattere temporale.

Il Modulo di Creazione degli Embrioni viene ora ricreato correttamente per un ciclo con materiale diverso.

Quando scongelo più paillette contenenti ovociti dalla stessa paziente, viene creato un solo modulo di scongelamento per gli ovociti.