

# MedITEX Release Notes

## Version 4.0.4



### Features

#### 1) MedITEX IVF

##### a) Sprache

Alle MedITEX Anwendungen sind nun auch in Ungarisch verfügbar.

Jeder Benutzer kann unter den persönlichen Einstellungen seine bevorzugte Sprache einstellen.



##### b) Inbox

Dem Laborprotokoll, das unter anderem auch aus der Inbox erzeugt werden kann, wurde die Sozialversicherungsnummer des Patienten hinzugefügt.

# MedITEX Release Notes

The screenshot shows the MedITEX interface with a table of lab results and a patient summary. The table lists results for 'Muster, Frau' with various dates and locations. The patient summary includes personal details and a list of lab tests with their values and status indicators.

Eingegangen a	LABOF	Probe ID	Patient	Standort
23.04.2025	772	987	Muster, Frau	CRITEX
16.04.2025	765		new, patient 5	klinik 2
16.04.2025	764		new, patient 6	klinik 2
16.04.2025	763		aa, aa	CRITEX
16.04.2025	762		IVF, Testfall 2	CRITEX
16.04.2025	761		IVF, Testfall 2	CRITEX
15.04.2025	760		Anna, Muster	CRITEX
15.04.2025	759	5896	Test, Testus	CRITEX

**23.04.2025**

E2	5 pg/ml		
FSH	5 mIU/ml		
HCG	5 mIU/ml		
LH	5 mIU/ml		
Progesteron	5 ng/ml		

The screenshot shows a printed lab result label for 'Muster, Frau'. It includes the patient's name, date of birth, and a list of lab tests with their values. The label is dated 23.04.2025 and includes a 'Drucken' button.

**Patient Muster, Frau**  
**Probe ID: 987**  
**SVNR: 123456789**

**23.04.2025**

E2	5 pg/ml
FSH	5 mIU/ml
HCG	5 mIU/ml
LH	5 mIU/ml
Progesteron	5 ng/ml

## c) Etiketten

Die „Sozialversicherungsnummer“ des Partners kann nun auch in Etikettenvorlagen hinzugefügt werden.

The screenshot shows the ReportBuilder interface with a design view of a lab result label. The label includes the patient's name, date of birth, and a list of lab tests with their values. The label is dated 23.04.2025 and includes a 'Drucken' button. The interface shows the design tools and the data tree for the label.

**Muster, Frau**  
**01.01.1990**  
**SVNR: 123456789**  
**SVNR-Partner: 9876543211**

**23.04.2025**

**Drucken**

# MedITEX Release Notes

## d) Labordiagnostik

Zwei neue Einheiten „ml/min“ und „ml/sec“ stehen nun für Laborparameter zur Verfügung.


## e) Auswertungeditor

Das Datum und die Zeit der Hodenbiopsie können nun separat ausgewertet werden.



## f) Kryolager


Für eine bessere Auswertbarkeit wurde der Auftaugrund „Transplantation Ovargewebe“ hinzugefügt.



# MedITEX Release Notes

## 2) Terminplaner


Alle definierten MedITEX IVF Warnungen werden nun auch im Terminplaner angezeigt. Wie gewohnt können diese jederzeit über Fenster geöffnet werden.




Auch die geplanten Ultraschalltermine können nun als Terminvorschläge automatisch dem Terminplaner hinzugefügt werden.

Dafür kann unter System → Konfiguration/Verwaltung → Voreinstellungen → System → Schnittstellen → Zwischen MedITEX Programmen → das Ereignis Ultraschall aktiviert werden.

Sobald nun ein zukünftiger Ultraschall in z.B. einer Therapie dokumentiert wird erscheint dieser unter den vorgeschlagenen Terminen im Terminplaner.



# MedITEX Release Notes



### 3) Schnittstellen

- a) Das Versenden von Daten an externe Partner in MedITEX ist umgezogen. Die neuen Buttons findet Ihr nun unter „Daten senden“ in allen Bereichen.



### b) LABUNIQ

Neue Schnittstelle zum Laborinformationssystem LABUNIQ. Bei einer Anbindung wird die Laborauftragsseite der LABUNIQ aufgerufen und die Stammdaten des Patienten automatisch übergeben.

# MedITEX Release Notes

---

---

## Bugs

---

---

### 1) MedITEX IVF

#### a) Allgemein

Das automatische Befüllen des letzten AMH Wertes aus der Labordiagnostik zu den dokumentierten Therapien wurde angepasst.

In den Benutzerfeldern werden nun nur die berechtigten Benutzer angezeigt.

Auftretende Fehlermeldung beim Erzeugen der Epikirise wurde behoben.

Fehlerhaft angezeigte Sonderzeichen wie Umlaute werden nun wieder korrekt dargestellt.

#### b) QM-Felder

Deaktivierte Mitarbeiter werden jetzt trotzdem in bereits dokumentierten QM-Feldern angezeigt.

#### c) Inbox

Dokumentierte Kommentare in den Laborergebnissen werden nun wieder wie gewohnt bei den einzelnen Laborparametern gespeichert.

#### d) Therapie

Ein Anzeigefehler bei der durchgeführten Behandlung in der Therapieübersicht wurde behoben.

Das automatische Setzen des Grundes für nicht durchgeführten ET wurde überarbeitet.

Der Allergiebutton in der Therapieübersicht zeigt nun wieder wie gewohnt alle dokumentierten Allergien des Paares an.

Das Einfrieren von Embryonen aus der tabellarischen Ansicht in der Kultur wurde angepasst.

#### e) Geplante Therapie

Das Datum beim Erzeugen eines neuen Eintrages in der geplanten Therapie bezieht sich nun auf den letzten selektierten Zyklustag.

#### f) Spermiogramm

Auftretende Fehlermeldung im Spermiogramm wurde behoben.

#### g) Anamnese

Fehlerhaft verlinkte Vorausgegangene Schwangerschaften wurden aktualisiert.

Das Dokument Medikamentenrezept enthält nun wieder alle notwendigen Daten.

#### h) Auswertungseditor

Makros in Briefen greifen nun wieder auf alle abhängigen Platzhalter zu und werden wie gewohnt befüllt.

Leerzeilen in Bemerkungen werden nun wieder in die Platzhalter der Briefe übernommen.

# MedITEX Release Notes

## i) Einverständniserklärungen

Verlinkte geplante Behandlungen in den Einverständniserklärungen werden nun wieder in der Hauptübersicht angezeigt.

Es können nun wieder automatisch mehrere Einverständniserklärungen erzeugt werden.

Die dokumentierte Bemerkung in einer Einverständniserklärung wird nun wieder komplett in der Hauptübersicht angezeigt.

## j) Kryovertragsmanagement

Wenn der Auftau des letzten Straws abgebrochen wird, wird die Frage zur Vertragsbeendigung unterbunden.

Das Aussetzen einer Rechnung erzeugt nun keine Rechnungsnummer mehr.

## 2) Terminplaner

Gelesene SMS können nun wieder wie gewohnt als gelesen markiert werden.

## 3) Accounting

Anpassungen am Import der Preisliste wurden vorgenommen.

Das gleichzeitige Erstellen einer Rechnung wird nun unterbunden, um das Erzeugen von doppelten Rechnungsnummern zu verhindern.

Die Spalten „MwSt“ und „MwSt Code“ werden nun wieder wie gewohnt angezeigt.

Auftretende Fehlermeldung bei der Dokumentation eines Rabattes wurde behoben.

## 4) Dicom

Nicht gespeicherte Dateien nach dem Import werden nun wieder wie gehabt in den jeweiligen Ordner „Archive“ und „Failed“ gespeichert.

## 5) HL7

Auftretende Fehlermeldung beim Import über TCP wurde behoben.

## 6) Email

Der Versand von Emails für Kliniken mit mehreren Standorten wurde angepasst.

## 7) FIVNAT

Die Berechnung der PGD Untersuchten Zellen wurde überarbeitet.

## 8) Data Exporter

Auftretende Fehlermeldung nach dem Login wurde behoben.

## 9) Hope

Die Problematik der fehlenden Registrierung nach Verknüpfung mit der App wurde behoben.

Die Erzeugung des QR-Code Dokumentes wurde überarbeitet.