

MedITEX Release Notes

Version 4.1.0

Caratteristiche

1) MedITEX IVF


a) Generale

Ora è possibile filtrare per qualsiasi colonna in qualsiasi sezione usando la consueta lista valori e la finestra per il filtraggio.

Inoltre, le colonne che contengono icone (ad esempio, stato dell'appuntamento, diritti di accesso, documento/allegato presente) possono ora essere filtrate in base al loro significato effettivo: il menu a tendina dei filtri elenca etichette leggibili (ad esempio, "Appuntamento confermato", "Sola lettura", "Documento presente") anziché icone vuote.

b) Ordini di laboratorio

È stato aggiunto un nuovo segnalibro, "ID anonimo", ai template di richiesta di ordine di laboratorio.



MedITEX Release Notes

c) Report Editor

Report Editor ora supporta completamente i dati derivanti dallo scongelamento nell'analisi del liquido seminale. Questi dati possono ora essere utilizzati in report e statistiche senza dover ricorrere a soluzioni alternative esterne.

Tale schermata compare solamente se si imposta come motivo di scongelamento "Test scongelamento". Se tale motivazione non è presente si prega di chiamare il supporto di MedITEX per poterla attivare.

MedITEX Release Notes

d) Ciclo

La visualizzazione grafica della coltura ora mostra una sezione che racchiude la storia di ogni ovocita, riassumendo a colpo d'occhio l'intera storia della cellula attraverso il ciclo: l'origine dell'ovocita, l'origine del liquido seminale, trattamento, punteggio, crioconservazione, scongelamento, donazione, assisted hatching, PID e gravidanza.

The screenshot displays the MedITEX software interface. At the top, there's a menu bar with options like File, Sistema, Importa, Esporta, Reports, Lettere, Ricerca per Pazienti, Strumenti, Finestra, and Aiuto. Below this is a header section with patient information for 'Demo, Jane' and 'Demo, John'. The main area is titled 'Coltura' (Culture) and shows a table with columns for 'Giorno' (Day) and 'Valutazione' (Evaluation). The 'Valutazione' column is highlighted with a red box, showing icons for various events like 'Storia' (History), 'Esito' (Outcome), and 'Gravidanza' (Pregnancy).

Storia:

Origine ovocita:

Origine liquido seminale:

Trattamento:

Punteggio:

Crioconservazione:

Scongelamento:

Donazione:

Assisted Hatching:

PID:

Gravidanza:



Paziente

Partner

Donatore

Partner

Donatore

IVF

ICSI

Madre in surroga

Donati

Trasferibile: no

Trasferibile: si

Trasferibile: non definito


MedITEX Release Notes

e) Anagrafica

Finora, i valori visualizzati nell'anagrafica, nella barra nera dell'intestazione del paziente e nella panoramica del ciclo non potevano essere selezionati o copiati senza aprire il paziente in modalità "Modifica Persona". Ora è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su uno di questi valori, ad esempio nome, data di nascita, ID paziente, indirizzo o medico curante, e selezionare "Copia" per copiare il testo direttamente in e-mail, lettere o altri documenti.




MedITEX ora impedisce che lo stesso numero di cellulare, privato o aziendale, venga assegnato a più di un paziente, ad eccezione dei casi di coppie attive. I numeri di cellulare doppi vengono evidenziati durante la modifica dei dati anagrafici, in modo da poterli correggere prima del salvataggio.



MedITEX Release Notes

Ora è possibile cercare i pazienti tramite il numero della loro carta d'identità.



2) MedITEX Scheduler

Non è più possibile salvare gli appuntamenti senza una risorsa collegata.

Gli appuntamenti si apriranno ora anche se una risorsa è mancante o disattivata, in modo da poterli rivedere e correggere. Le risorse già collegate e disattivate vengono visualizzate con il loro nome e gruppo, ma non possono essere selezionate nuovamente.

A screenshot of the MedITEX Scheduler appointment form. The form is titled 'Appuntamento paziente' and has tabs for 'Interno / generale' and 'Cerca ore libere'. The patient information section shows 'Demo, Jane' with birth date '02/02/2000 (26)', phone number '+994 123456789', and mobile number '+0 312645798154'. The appointment details section shows 'Oggetto:', 'Trattamento:', 'Trattamenti filtrati dopo collegamento Risorse' (checked), 'Posizione: IVF Clinic1', 'Inizio appuntamento paziente: 11/08/2026 08:15', and 'Risorsa:'. A table with columns 'Gruppo', 'Data', 'Inizio', 'Fine', 'Tempo', and 'Durata' is visible, with the 'Risorsa:' label highlighted by a red box. At the bottom, there are checkboxes for 'Promemoria al paziente tramite SMS 24 ore prima dell'appuntamento' and 'Ricorda Utente' (set to 15 minuti). A 'Nota:' field is also present. The bottom right corner features buttons for 'Copia appuntam.', 'Cancella', 'Annulla', and 'Salva', with the 'Salva' button highlighted by a red box.

MedITEX Release Notes

Sono state aggiunte ulteriori opzioni di ricorrenza per la creazione di appuntamenti interni ricorrenti.

Agenda	Gruppo	Data	Ora	Fine	Data	Ora	Durata
Ecografo_2	Ecografo	11/08/2026	13:00	11/08/2026	13:15	00:15	

3) Interfacce

a) Hope

I messaggi inviati ai pazienti tramite Hope ora rimangono disponibili per 168 ore (7 giorni) anziché 48. Questo offre ai pazienti più tempo per ricevere i messaggi prima che scadano. Questa impostazione è ora memorizzata come impostazione di sistema configurabile e può essere modificata per ogni clinica in base alle esigenze.

b) REST API

Ora è possibile passare le variabili d'ambiente di Windows all'API REST. Ciò risulta utile negli ambienti terminal server/RDP, dove più utenti condividono la stessa installazione di MedITEX e il partner API deve identificare quale utente Windows ha attivato l'azione.

Per la configurazione, si prega di contattare il team di supporto di MedITEX.

MedITEX Release Notes

Bugs

1) MedITEX IVF

a) Generale

Il completamento automatico delle parole ora funziona di nuovo come previsto.

La barra di ricerca ora si aggiorna correttamente subito dopo l'eliminazione di un paziente.

b) Report Editor

Non è più possibile generare lettere dalle sezioni bloccate. Questo viene ora indicato con un avviso durante la creazione della lettera.

I documenti e le immagini creati temporaneamente vengono ora rimossi dalla directory mobile come previsto dopo l'utilizzo.

c) Crioconservazione

Risolto un messaggio di errore che si verificava durante lo scongelamento dei campioni dei donatori conservati in crioconservazione.

L'origine del liquido seminale nei campioni crioconservati è ora definita in base all'analisi del liquido seminale collegata, e i campioni crioconservati vengono aggiornati immediatamente ogni qualvolta questo collegamento o la provenienza cambiano.

d) Diagnostica Laboratorio

Risolto un problema nella diagnostica di laboratorio per cui l'elenco delle voci veniva riordinato o la posizione cambiava dopo il salvataggio di una modifica. Ora la voce modificata rimane nella posizione corretta.

e) QM

Il menu dei campi QM ora rimane disponibile per le sezioni a cui l'utente ha accesso in lettura. Se l'utente accede a un'area senza autorizzazione, la finestra QM aperta viene chiusa anziché visualizzare le informazioni relative a tale area protetta.

f) Slot Famiglia Donatore (DFS)

Ora, come previsto, è di nuovo possibile eliminare le voci nelle famiglie dei donatori.

g) Anagrafica

Il testo dell'avviso relativo ai numeri di carta d'identità nazionale (Personalausweis) già documentati è stato modificato.

Risolto un messaggio di errore che si verificava durante la creazione di un paziente con campi obbligatori mancanti.

h) Task-Manager

Risolti gli errori che si verificavano in "Task Manager".

i) Ciclo

Dopo aver aperto le misure aggiuntive nei dettagli del ciclo, i due campi di indicazione PID (PID (Corpo Polare) e PID (EMB/Esplosione)) sono ora di nuovo correttamente abilitati.

Il campo delle note nell'ecografia follicolare ora ha di nuovo una barra di scorrimento verticale, in modo che le note lunghe possano essere scorse e lette per intero.

Risolto un messaggio di errore che si verificava all'apertura del Riepilogo del ciclo.

MedITEX Release Notes

I dati e i riferimenti di crioconservazione delle cellule non trasferite sono ora conservati, dati che erano stati parzialmente persi durante la documentazione di un precedente trasferimento embrionale.

2) MedITEX Administration

Quando si crea o si rinomina un utente, MedITEX ora convalida il nome utente prima del salvataggio e visualizza un messaggio chiaro se non può essere utilizzato, distinguendo tra un formato non valido (ad esempio, che inizia con una cifra o contiene spazi o caratteri speciali) e un nome riservato dal database. Ciò impedisce che l'account venga successivamente creato con un errore del database. Gli utenti esistenti non sono interessati e possono continuare a modificare la propria password.

3) MedITEX Accounting

Risolto un errore di visualizzazione in Contabilità per cui la finestra di dialogo della fattura mostrava un'aliquota IVA incompleta dopo la creazione di una fattura. Le aliquote fiscali a due cifre, come il 19%, ora vengono visualizzate correttamente.

Le aliquote IVA con due cifre decimali vengono ora calcolate e visualizzate correttamente nella panoramica.