

APLICACION DE TIRAS DE CIERRE DE PIEL



Tiras de cierre de piel – Guia de referencia rápida



UTILIZE SOLO CUANDO: la cortada este limpia y es superficial, y ha dejado de sangrar.

NO PARA: heridas profundas, bordes dentados, sangrado, o herida contaminada.

1. DEJAR DE SANGRAR

Aplique presión directa con gaza limpia hasta que el sangrado pare completamente (al menos 5 minutos).



2. LIMPIA & SECA

Limpie la herida con salina o agua. Seque completamente la piel. Las tiras de cierre no se adhieren a piel mojada.



3. APLIQUE TINTURA DE BENJUI (SI DISPONIBLE)

Aplique en AMBOS lados de su herida (no dentro de la herida). Permita que la tintura se seque y quede pegajoso.



4. COLOQUE LA PRIMERA TIRA

Pegue un extremo a ¼ pulgada del borde de la herida. Junte cuidadosamente los bordes y luego asegure el otro extremo.



5. AGREGUE MAS TIRAS

Aplique tiras al otro lado de la herida (en forma perpendicular). Deje un espacio de 1/8" hasta que la herida este cerrada.



6. REFORZAR LOS EXTREMOS

Opcional: aplique tiras sobre los bordes de su herida (en forma paralela) para sujetar las puntas y evitar que esto se pele o separe.



✓ QUE HACER

- ✓ Asegúrese que la piel este completamente SECA
- ✓ Aplique tiras en forma perpendicular a su herida
- ✓ Aproxime suavemente los bordes de la herida
- ✓ Mantenga seca las primeras 24-48 horas
- ✓ Deje que las tiras se caigan solas (5-10 dias)
- ✓ Recortas los bordes sueltos con tijeras

✗ QUE NO HACER

- ✗ No aplique a piel mojada o aceitosa
- ✗ No aplique las tiras sobre la herida en forma paralela
- ✗ No tire los bordes con fuerza ni los superponga
- ✗ No frote ni remoje las tiras
- ✗ No retire las tiras antes de tiempo
- ✗ No lo envuelva completamente alrededor de sus dedos

Signos de infección: aumento de enrojecimiento, hinchazón, calor, pus, vetas rojas, fiebre o reapertura de la herida- busque atención medica.

Questions?
Call OptiCare Connect

225-644-6702

opticareconnect.com

37534 Hwy 30, Suite A
Gonzales, LA 70737