

Oogdruppelen met oogdruppelbril

Lees deze kaart goed voordat je begint.




DE GOEDE
NIEUWE TIJD




Controleer of de oogdruppels nog goed zijn.




Was je handen en je druppelbril.



Plaats het flesje in het gaatje dat het beste past. Het flesje mag niet verder dan 1 cm uitsteken.



Zet de bril op en buig je hoofd zo ver mogelijk naar achteren (90°).



Trek je ooglid naar beneden en houd je oog open. Knijp in het flesje.



Zet de bril af. Druk 1 minuut op de binnenste ooghoek. Maak de bril schoon.

Scan de QR-code voor een video met uitleg



Meer informatie? Kijk dan op de website [oogdruppelbril voor inwoners](#)