


Magic i Temp

Implant Temporary Crown



* Type별 S/M/L 구성



Implant Case 임시치아를 원내에서 빠르고 간편하게

Chair Time 감소

- 원내 비숙련자도 빠르고 정확하게 제작 가능

우수한 강도 및 Shade

- Mixing Type(Powder + Liquid) 대비 우수한 강도
- 균일한 A2 Shade

편의성 극대화

- 치아형태를 갖춘 광중합형 미경화 Resin으로 성형 및 조작 용이
- 육각모양 tip의 Post가 있어 구강내 이동 및 체결 용이

다양한 Line up

- 6가지 Type으로 치아 위치별로 적용 가능
(상악중절치, 상악측절치, 하악절치, 견치, 소구치, 대구치)
- Type별 3가지의 Size(S/M/L) 구성으로 성형 최소화


임상케이스



1. 사이즈 측정을 위한 비교



2. 장착



3. 성형 및 교합조정



4. 큐어링



5. 제거



6. 구강 외, 최종 형태 조정 및 큐어링



7. 연마 후 체결



8. 완성

