


Ortodontiprodukter

Ortodontilösningar sedan 1984



www.ortopro.com

Fridkullagatan 14 · 412 62 Göteborg

031-81 00 35 · info@ortopro.com

ORTODONTILÖSNINGAR SEDAN 1984

Kvalitet i varje val. Personlig service hela vägen.

Över 40 års erfarenhet, noga utvalda produkter och en kontakt som finns nära till hands.
Det är Ortopro.

Kvalitet du kan lita på

Vi samarbetar med etablerade tillverkare som GC Orthodontics, Dentsply Sirona och G&H Orthodontics. Ett brett sortiment för fast ortodonti och alignerbehandling, med kvalitet och funktion i fokus.

Vi hjälper dig att välja

Hos oss får du personlig hjälp med produktval, sortimentsfrågor och beställningar. Vi vill lära känna klinikens behov och göra det enkelt att hitta rätt - med kunnig service och snabba leveranser.

GESTENCO · VÅRT SYSTERFÖRETAG

Svensk utveckling. Genomtänkt design.

Vårt systerföretag Gestenco International utvecklar och tillverkar ortodontiska produkter i Sverige. Här förenas precision och design med fokus på kvalitet och patientkomfort. Produkter har utvärderats i oberoende universitetsstudier och används av ortodontister världen över.

I Sverige hittar du Gestencos produkter exklusivt hos Ortopro.

Din personliga kontakt

Jonas Renström · Försäljningsansvarig

Du är alltid välkommen att kontakta mig för frågor, beställningar eller ett samtal om vad din klinik behöver.

jonas@ortopro.com

031-81 16 85 · 070-420 37 14

Ortopro AB

Fridkullagatan 14 · 412 62 Göteborg

www.ortopro.com

info@ortopro.com · 031-81 00 35

Innehåll

1 / 2

ÖVERSIKT EFTER PRODUKTTYP

Om oss & kontakt **2**

Brackets **5-15**

Keramiska brackets	5-6
Självligerande keramiska brackets	7-9
Självligerande metallbrackets	10-11
Metallbrackets	12-15

Tuber **16-20**

Citizen tuber	16-17
Självligerande tuber	18
Lågprofilerade tuber	18
Tuber för första molar	19
Tuber för andra molar och Mini Eruption	20

Band **21-22**

Molarband - Sure-Snap och A-Fit	21
Premolarband	22
Bandförvaring	22

Bågar **23-47**

Bågformer G&H Orthodontics	23
Superelastiska NiTi-bågar (G4)	24-25
Värmeaktiverade koppar-NiTi-bågar (M5)	26-27
Rostfria stålågar (S3 och XR1)	28-31
Nickelfria TMA-bågar	32-33
Reverse Curve-bågar	34
Posted Stålågar	35
Australian Special Plus-bågar	36
Estetiska ågar (GHOST)	37-38
Imagination Half & Half	39
Bågformer GC Orthodontics	40
INITIALLOY - värmeaktiverade NiTi-bågar	41
BIO-EDGE - värmeaktiverade NiTi-bågar	42-43
BIO-ACTIVE - progressiv kraft	44
Bågförvaring	45
Krom-nickeltråd på spole	46
Märkpenor för ågar	47
Laboratorieankare	47

Stålligaturer **48-50**

Förformade och tandfärgade ligaturer	48-49
Kobayashi	48-49
Ligaturtråd på spole	50

Coils · fjädrar **51-56**

Öppna NiTi-coils	51-52
Öppna coils i rostfritt stål	51-52
Coils för molardistalisering	52
Elgiloy-coils - öppna och slutna	53
Slutna NiTi-coils med öglor	54-56
Slutna NiTi-coils på spole	54
Slutna coils i rostfritt stål	56

Attachments **57-64**

Keramiska knappar och krokar	57
Bite Bumper	57
Metallknappar och eyelets	58-60
Linguala cleats	60-61
Linguala krokar och power arms	61
Bågkrokar och stopp	62-63
Kirurgiska krokar	63
Linguala och palatinala sheaths	64

Elastiska produkter **65-77**

Elastiska ligaturer	65-68
Färghäfte för ligaturer	65
Skydd för läppar och kinder	67
Latexfria gummiband	69
Gummiband med latex	70
Elastisk kedja (Power chains)	71-73
Elastisk tråd	74-75
Skyddsslang för båge	75
E-Links	76
Separationsringar och rotationskilar	77
Spoldispenser och Elastic Placer	77

Borr **78-84**

Diamantborr för IPR	78
IPR-kit och ortodontiskt borrkitt	79
FG-borr - diamant och hårdmetall	80
RA-borr och kompositborttagare	81-82
Jet Carbide-borr	83
Diamantborr och finishing points	84

Strips **85-89**

Sunset Strip	85
SpaceFile	86
Diamantstrips - standard och sågtandade	87
Perforerade diamantstrips	88
Lightning Strips	89
Mätnycklar för IPR	89

Quad Helix **90**

Quad Helix	90
------------	----

Innehåll

2 / 2

ÖVERSIKT EFTER PRODUKTTYP

Fast apparatur och guldkedjor	91-94	Patientvård · Fresh & Go	122-126
Guldkedjor för framdragning	91-92	Fixed Braces Home Care Kit	122
Palatinalbågar	93	Aligner Home Care Kit	123
Bondbara linguala retainers	94	Sonic Cleaner	124
Retainertråd och tråd	95-98	Rengöringstabletter	125
Flexibla retentionstrådar och kedjor	95	Retaineraskar	126
Koaxial retainertråd och retentionstrådskit	96	Therapy Wafers	126
Elgiloy-tråd - rund och rektangulär	97	Alginatblandare	127-128
Colboly och Hexaflex	98	Alginatblandare	127-128
Extraoralt	99-104	Blandningskoppar och tillbehör	128
Huvuddrag med säkerhetsmoduler	99	Instrument	129-146
Nackdrag med säkerhetsmoduler	100	Trådbocknings- och grepptänger	129, 131-133, 137-140, 142, 145
Separata säkerhetsmoduler	100	Båg- och ligaturavbitare	129-131, 133-134, 141-142, 145
Huvud-/hakstöd och extraorala drag	101	Pincetter och bracketpositionering	129, 132, 137, 139, 144-145
Reverse Pull- och Protraction-masker	102	Ligaturinstrument, sonder och scalers	129, 134, 139-140
Justerbar ansiktsmask	103	Bandinsättning och separatorinstrument	130-131
Facebows	104	Bracket-, band- och attachmentborttagare	130, 133, 141, 145
Läpphållare och speglar	105-109	Nålförare och peanger	131-132, 139, 143-145
Kindhållare	105	Mätinstrument	134, 136, 143, 145
Läpphållare	106	Retainer removers	135
Enkel- och dubbeländade läpphållare	107	Instrumentställ	136, 138
Kindhållare för barn	107	Nycklar för skruvar och lås	140, 142
Fotospeglar - buckala och ocklusala	108	Slipolja och underhåll	144, 146
Rhodiumbelagda fotospeglar med handtag	109	Bondingtillbehör	147-149
Vax	110	Komposit för alignerattachments	147
Skyddsvax, vax i spruta och modelleringsvax	110	Adhesiv för retainers	147
Alignertillbehör	111-115	Adhesiv för brackets och tuber	147
Aligner Chewies med handtag	111	Pimpstenspasta för emaljpolering	148
Aligner Chewies	112	Bandcement	148
Material för temporär tandersättning	113	Ets för emalj	148
Aligner removers	114	Mini Mold - formar och handtag	149
A-Line alignertänger	115	Kliniktillbehör och diagnostik	150
Termoformning och tillbehör	116-121	Avfallskoppar och hållare	150
Essix PLUS och ACE	116	Kefalometriskt ritpapper	150
Essix A+	117	Artikelindex	151-157
Essix C+ och Tray-Rite	118		
BIOPLAST och isoleringsmedel	119		
Kantpolerare och polerborstar	120		
Saxar och skärhjul	121		

Vitrine Mini Ceramic Bracket

ROTH .022



Estetisk keramisk bracket i ett stycke med exakt slot, låg profil och mjukt rundade konturer.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Underskuren meshbas för säker bonding
- Färgmarkering för enkel kvadrantidentifiering
- Anatomiskt konturerad bas

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+12°	5°	-	VIM-11-55	VIM-21-55
ÖK 2	+8°	9°	-	VIM-12-55	VIM-22-55
ÖK 3 med krok	-2°	11°	-	VIM-13-55HK	VIM-23-55HK
ÖK 4-5	-7°	0°	-	VIM-14-55	VIM-14-55
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	-	VIM-14-55HK	VIM-24-55HK
UK anterior	-1°	2°	-	VIM-30-55	VIM-30-55
UK 3 med krok	-11°	5°	-	VIM-43-55HK	VIM-33-55HK
UK 4	-17°	0°	-	VIM-44-55	VIM-44-55
UK 4 med krok	-17°	0°	-	VIM-44-55HK	VIM-34-55HK
UK 5	-22°	0°	-	VIM-45-55	VIM-45-55
UK 5 med krok	-22°	0°	-	VIM-45-55HK	VIM-35-55HK

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas



Vitrine Mini Ceramic Bracket
Exempel på placering på tänderna.

Vitrine Mini Ceramic Bracket

MBT .022


Estetisk keramisk bracket i ett stycke med exakt slot, låg profil och mjukt rundade konturer.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Underskuren meshbas för säker bonding
- Färgmarkering för enkel kvadrantidentifiering
- Anatomiskt konturerad bas

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+17°	4°	-	VIM-11-52	VIM-21-52
ÖK 2	+10°	8°	-	VIM-12-52	VIM-22-52
ÖK 3 med krok	-7°	8°	-	VIM-13-52HK	VIM-23-52HK
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	-	VIM-14-52HK	VIM-24-52HK
UK anterior	-6°	0°	-	VIM-30-52	VIM-30-52
UK 3 med krok	-6°	3°	-	VIM-43-52HK	VIM-33-52HK
UK 4 med krok	-12°	2°	-	VIM-44-52HK	VIM-34-52HK
UK 5 med krok	-17°	2°	-	VIM-45-52HK	VIM-35-52HK

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas



Vitrine Mini Ceramic Bracket
Exempel på placering på tänderna.

Springtime C

ROTH · .022



Interaktiv självligerande bracket
i transparent keramik med
metallclip och keramisk meshbas.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Estetiskt, transparent material
- Konturerad form för komfort
- Två sätt att öppna clipen

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+12°	5°	-	SPC-11-55	SPC-21-55
ÖK 2	+8°	9°	-	SPC-12-55	SPC-22-55
ÖK 3 med krok	-2°	10°	-	SPC-13-55HK	SPC-23-55HK
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	-	SPC-14-55HK	SPC-24-55HK
UK 1-2	-1°	0°	-	SPC-40-55	SPC-30-55
UK 3 med krok	-11°	5°	-	SPC-43-55HK	SPC-33-55HK
UK 4 med krok	-17°	0°	-	SPC-44-55HK	SPC-34-55HK
UK 5 med krok	-22°	0°	-	SPC-45-55HK	SPC-35-55HK

Clip med två öppningsalternativ

Clipen kan öppnas via hålet upptill eller genom att trycka från gingivalsidan.

Den keramiska meshbasen ger mekanisk retention vid bonding.

EXPERIENCE Ceramic

ROTH TYPE · .022



Estetisk självligerande keramisk twin-bracket med hög translucens, rhodiumbehandlad clip och mekanisk bas för säker bondning.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Formsprutad keramisk kropp
- Torque inbyggt i basen
- Mjukt avrundade tie-wings

Interaktiv självligering kombinerar låg friktion med kontroll. Clipens kontakt med bågen förändras med bågdimensionen: passiv, interaktiv eller aktiv. Systemet används med både tunna och fullstora bågar.

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	12°	5°	.81	10-2110-0010	10-2210-0010
ÖK 2	8°	9°	1.07	10-2120-0010	10-2220-0010
ÖK 3	-2°	13°	.46	10-2130-0010	10-2230-0010
ÖK 3 med krok	-2°	13°	.46	10-213U-0010	10-223U-0010
ÖK 4-5	-7°	0°	.46	10-2140-0010	10-2240-0010
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	.46	10-214U-0010	10-224U-0010
UK 1-2	-1°	2°	1.17	10-2410-0010	10-2310-0010
UK 3	-11°	7°	.56	10-2430-0010	10-2330-0010
UK 3 med krok	-11°	7°	.56	10-243U-0010	10-233U-0010

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

EXPERIENCE Ceramic

MBT · .022



Estetisk självligerande keramisk twin-bracket med hög translucens, rhodiumbehandlad clip och mekanisk bas för säker bondning.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Formsprutad keramisk kropp
- Torque inbyggt i basen
- Mjukt avrundade tie-wings

Interaktiv självligering kombinerar låg friktion med kontroll. Clipens kontakt med bågen förändras med bågdimensionen: passiv, interaktiv eller aktiv. Systemet används med både tunna och fullstora bågar.

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	17°	4°	.81	10-2110-0020	10-2210-0020
ÖK 2	10°	8°	1.07	10-2120-0020	10-2220-0020
ÖK 3 med krok	-7°	8°	.46	10-213U-0020	10-223U-0020
ÖK 3 med krok · 0°	0°	8°	.46	10-213U-0021	10-223U-0021
ÖK 4	-7°	0°	.46	10-2540-0020	10-2540-0020
ÖK 4 med krok	-7°	0°	.46	10-254U-0020	10-254U-0020
ÖK 5	-7°	0°	.46	10-2550-0020	10-2550-0020
ÖK 5 med krok	-7°	0°	.46	10-255U-0020	10-255U-0020
UK 1-2	-6°	0°	1.17	10-2610-0020	10-2610-0020
UK 3 med krok	-6°	3°	.56	10-243U-0020	10-233U-0020
UK 3 med krok · 0°	0°	3°	.56	10-243U-0021	10-233U-0021

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

Springtime

ROTH · .022



Utan krok



Med krok

Interaktiv självligerande metallbracket med clip. Tillverkad i hårt 17-4 rostfritt stål med MIM-teknik.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Konturerad form för patientkomfort
- Meshbas med lasergraverad markering
- Clip för fixering av bågen

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+12°	5°	-	SP-11-55	SP-21-55
ÖK 2	+8°	9°	-	SP-12-55	SP-22-55
ÖK 3 med krok	-2°	10°	-	SP-13-55HK	SP-23-55HK
ÖK 4	-7°	0°	-	SP-14-55	SP-24-55
ÖK 4 med krok	-7°	0°	-	SP-14-55HK	SP-24-55HK
ÖK 5	-7°	0°	-	SP-15-55	SP-25-55
ÖK 5 med krok	-7°	0°	-	SP-15-55HK	SP-25-55HK
UK 1-2	-1°	0°	-	SP-40-55	SP-30-55
UK 3 med krok	-11°	7°	-	SP-43-55HK	SP-33-55HK
UK 4	-17°	0°	-	SP-44-55	SP-34-55
UK 4 med krok	-17°	0°	-	SP-44-55HK	SP-34-55HK
UK 5	-22°	0°	-	SP-45-55	SP-35-55
UK 5 med krok	-22°	0°	-	SP-45-55HK	SP-35-55HK



Passiv fas

Runda, tunna bågar kan glida fritt för initial nivellering.

Expressiv fas

Fyrkantiga eller rektangulära bågar utan kontakt med clipen.

Aktiv fas

Rektangulära bågar engagerar clipen för avslutande kontroll.

Springtime

MBT · .022



Utan krok



Med krok

Interaktiv självligerande metallbracket med clip. Tillverkad i hårt 17-4 rostfritt stål med MIM-teknik.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Konturerad form för patientkomfort
- Meshbas med lasergraverad markering
- Clip för fixering av bågen

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+17°	4°	-	SP-11-52	SP-21-52
ÖK 2	+10°	8°	-	SP-12-52	SP-22-52
ÖK 3 med krok	-7°	8°	-	SP-13-52HK	SP-23-52HK
ÖK 4	-7°	0°	-	SP-14-52	SP-24-52
ÖK 4 med krok	-7°	0°	-	SP-14-52HK	SP-24-52HK
ÖK 5	-7°	0°	-	SP-15-52	SP-25-52
ÖK 5 med krok	-7°	0°	-	SP-15-52HK	SP-25-52HK
UK 1-2	-6°	0°	-	SP-40-52	SP-30-52
UK 3 med krok	-6°	3°	-	SP-43-52HK	SP-33-52HK
UK 4	-12°	2°	-	SP-44-52	SP-34-52
UK 4 med krok	-12°	2°	-	SP-44-52HK	SP-34-52HK
UK 5	-17°	2°	-	SP-45-52	SP-35-52
UK 5 med krok	-17°	2°	-	SP-45-52HK	SP-35-52HK



Passiv fas

Runda, tunna bågar kan glida fritt för initial nivellering.

Expressiv fas

Fyrkantiga eller rektangulära bågar utan kontakt med clipen.

Aktiv fas

Rektangulära bågar engagerar clipen för avslutande kontroll.

LEGEND Medium

ROTH TYPE · .022



Precisionstillverkad twin-bracket med klassisk Roth-prescription, anatomiska baser och kompatibla in/outs.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	12°	5°	.25	32-2110-0010	32-2210-0010
ÖK 2	8°	9°	.78	32-2120-0010	32-2220-0010
ÖK 2 med krok	8°	9°	.78	32-212D-0010	32-222D-0010
ÖK 3	2°	10°	.25	32-2130-0010	32-2230-0010
ÖK 3 med krok	2°	10°	.25	32-213D-0010	32-223D-0010
ÖK 4	-7°	0°	.37	32-2540-0010	32-2540-0010
ÖK 4 med krok	-7°	0°	.37	32-214M-0010	32-224M-0010
ÖK 5	-7°	0°	.48	32-2550-0010	32-2550-0010
ÖK 5 med krok	-7°	0°	.48	32-215M-0010	32-225M-0010
UK 1-2	-1°	2°	.97	32-2610-0010	32-2610-0010
UK 1-2 med krok	-1°	0°	.97	32-241D-0010	32-231D-0010
UK 3	-11°	7°	.25	32-2430-0010	32-2330-0010
UK 3 med krok	-11°	7°	.25	32-243D-0010	32-233D-0010
UK 4	-17°	-1°	.28	32-2640-0010	32-2640-0010
UK 4 med krok	-17°	-1°	.28	32-244D-0010	32-234D-0010
UK 5	-22°	-1°	.33	32-2650-0010	32-2650-0010
UK 5 med krok	-22°	-1°	.33	32-245D-0010	32-235D-0010

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

LEGEND Medium

MBT · .022



MBT-prescription med ett komplett urval av kroklägen för flexibel klinisk användning.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	17°	4°	.25	32-2110-0020	32-2210-0020
ÖK 2	10°	8°	.78	32-2120-0020	32-2220-0020
ÖK 3	-7°	8°	.25	32-2130-0020	32-2230-0020
ÖK 3 med krok	-7°	8°	.25	32-213D-0020	32-223D-0020
ÖK 4	-7°	0°	.37	32-2540-0020	32-2540-0020
ÖK 4 krok M	-7°	0°	.37	32-214M-0020	32-224M-0020
ÖK 4 krok D	-7°	0°	.37	32-214D-0020	32-224D-0020
ÖK 5	-7°	0°	.48	32-2550-0020	32-2550-0020
ÖK 5 krok M	-7°	0°	.48	32-215M-0020	32-225M-0020
ÖK 5 krok D	-7°	0°	.48	32-215D-0020	32-225D-0020
UK 1-2	-6°	0°	.97	32-2610-0020	32-2610-0020
UK 3	-6°	3°	.30	32-2430-0020	32-2330-0020
UK 3 med krok	-6°	3°	.30	32-243D-0020	32-233D-0020
UK 4	-12°	2°	.50	32-2440-0020	32-2340-0020
UK 4 med krok	-12°	2°	.50	32-244D-0020	32-234D-0020
UK 5	-17°	2°	.50	32-2450-0020	32-2350-0020
UK 5 med krok	-17°	2°	.50	32-245D-0020	32-235D-0020

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

LEGEND Medium

XT · .022



Extra Torque-prescription utformad för att kompensera vid användning av underdimensionerade bågar.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	18°	5°	.25	32-2110-0030	32-2210-0030
ÖK 2	10°	8°	.78	32-2120-0030	32-2220-0030
ÖK 3	0°	8°	.25	32-2130-0030	32-2230-0030
ÖK 3 med krok	0°	8°	.25	32-213D-0030	32-223D-0030
ÖK 4-5	-10°	4°	.42	32-2140-0030	32-2240-0030
ÖK 4-5 med krok	-10°	4°	.42	32-214M-0030	32-224M-0030
UK 1-2	1°	0°	.97	32-2610-0030	32-2610-0030
UK 3 med krok	-3°	7°	.25	32-243D-0030	32-233D-0030
UK 4-5	-7°	0°	.30	32-2440-0030	32-2340-0030
UK 4-5 med krok	-7°	0°	.30	32-244D-0030	32-234D-0030

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

LEGEND Medium

BIO · .022



Bio-Progressive prescription med högre anterior torque och särskilda värden för segmenterad mekanik.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	22°	5°	.25	32-2110-0027	32-2210-0027
ÖK 2	14°	9°	.78	32-2120-0027	32-2220-0027
ÖK 3	7°	5°	.25	32-2130-0027	32-2230-0027
ÖK 3 med krok	7°	5°	.37	32-213D-0027	32-223D-0027
UK 1-2	-1°	0°	.97	32-2610-0010	32-2610-0010
UK 3	7°	5°	.25	32-2430-0027	32-2330-0027
UK 3 med krok	7°	5°	.25	32-243D-0027	32-233D-0027

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

Citizen Metal Buccal Tubes

ROTH · .022



1:A MOLAR



2:A MOLAR

Lågprofilerade MIM-tuber

- Trumpetöppning för enkel bågföring
- 80-gauge anatomisk meshbas
- Färgkod och lasergraverad bas
- Rundad ball hook för hög komfort

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Konvertibel	Roth	- / -9° / 7°D	CI-16-221	CI-26-221
ÖK 6	Icke-konvertibel	Roth	- / -9° / 7°D	CI-16-222	CI-26-222
UK 6	Konvertibel	Roth	- / -30° / 7°D	CI-46-221	CI-36-221
UK 6	Icke-konvertibel	Roth	- / -30° / 7°D	CI-46-222	CI-36-222
ÖK 7	Icke-konvertibel	Roth	- / -9° / 6°D	CI-17-222	CI-27-222
UK 7	Icke-konvertibel	Roth	- / -30° / 6°D	CI-47-222	CI-37-222

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Citizen Metal Buccal Tubes

MBT · .022



1:A MOLAR



2:A MOLAR

Lågprofilerade MIM-tuber

- Trumpetöppning för enkel bågföring
- 80-gauge anatomisk meshbas
- Färgkod och lasergraverad bas
- Rundad ball hook för hög komfort

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Konvertibel	MBT	- / -14° / 10°D	CI-16-223	CI-26-223
ÖK 6	Icke-konvertibel	MBT	- / -14° / 10°D	CI-16-224	CI-26-224
UK 6	Konvertibel	MBT	- / -20° / 0°D	CI-46-223	CI-36-223
UK 6	Icke-konvertibel	MBT	- / -20° / 0°D	CI-46-224	CI-36-224
ÖK 7	Icke-konvertibel	MBT	- / -14° / 10°D	CI-17-224	CI-27-224
UK 7	Icke-konvertibel	MBT	- / -10° / 0°D	CI-47-224	CI-37-224

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

EXPERIENCE & LEGEND Low Profile

.022



Två lågprofilerade tubfamiljer för första och andra molarer.

- EXPERIENCE med aktiv självligerande clip
- LEGEND med mikroetsad 80-gauge mesh
- Samtliga huvudslots är .022

EXPERIENCE SELF-LIGATING

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Single SL · standard	Roth	4.0 / -10° / 14°D	20-2160-0010	20-2260-0010
ÖK 6	Single SL · standard	MBT	4.0 / -14° / 10°D	20-2160-0020	20-2260-0020
UK 6	Single SL · standard	Roth	4.0 / -25° / 4°D	20-2460-0010	20-2360-0010
UK 6	Single SL · standard	MBT	4.0 / -20° / 0°D	20-2460-0020	20-2360-0020
UK 6	Single SL · standard	XT	4.0 / -10° / 4°D	20-2460-0032	20-2360-0032
ÖK 6	Double SL · standard	XT	4.0 / -20° / 20°D	20-2160-0030	20-2260-0030
UK 6	Double SL · standard	XT	4.0 / -10° / 4°D	20-2460-0030	20-2360-0030
ÖK 6	Single SL · small base	MBT	4.0 / -14° / 10°D	20-2160-S020	20-2260-S020
UK 6	Single SL · small base	MBT	4.0 / -20° / 0°D	20-2460-S020	20-2360-S020

LEGEND LOW PROFILE · MBT

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Single · non-conv.	MBT	4.5 / -14° / 10°D	40-2160-0106	40-2260-0106
UK 6	Single · non-conv.	MBT	4.5 / -20° / 0°D	40-2460-0106	40-2360-0106
ÖK 7	Single · non-conv.	MBT	3.6 / -14° / 10°D	40-2170-0106	40-2270-0106
UK 7	Single · non-conv.	MBT	3.6 / -10° / 0°D	40-2470-0106	40-2370-0106

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Tuber för 1:a molar

.022



Konvertibla singel- och dubbeltuber samt VLP Wide Entry för första molarer.

- Roth, MBT, Andrews och XT
- Tydliga höger-/vänsterkoder
- Samtliga huvudslots är .022

FÖRSTA MOLARER

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Single · convertible	MBT	4.2 / -14° / 10°D	40-2160-0110	40-2260-0110
UK 6	Single · convertible	MBT	4.0 / -20° / 0°D	40-2460-0119	40-2360-0119
ÖK 6	Single · convertible	Roth	4.0 / -10° / 14°D	40-2160-0016	40-2260-0016
UK 6	Single · convertible	Roth	3.8 / -25° / 4°D	40-2460-0012	40-2360-0012
ÖK 6	Single · convertible	Andrews	3.6 / -10° / 7°D	40-2160-0034	40-2260-0034
UK 6	Single · convertible	XT	4.0 / -10° / 0°D	40-2460-0076	40-2360-0076
ÖK 6	Double · utan HG	MBT	4.0 / -14° / 0°D	40-2160-0105	40-2260-0105
UK 6	Double · lip bumper	Cetlin	4.0 / -25° / 0°D	41-2460-0037	41-2360-0037
ÖK 6	Single non-conv. · wide	Andrews	5.5 / -10° / 7°D	40-2160-0035	40-2260-0035

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Tuber för 2:a molar

.022



Icke-konvertibla tuber och Mini Eruption-tuber för andra molarer.

- Roth, Andrews och Edge
- Mini Eruption med 2,0 mm längd
- Separata höger-/vänsterutföranden

ANDRA MOLARER

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 7	Single · non-conv.	Roth	4.2 / -14° / 14°D	40-2170-0014	40-2270-0014
ÖK 7	Single · non-conv.	Roth	4.0 / -14° / 0°D	40-2170-0063	40-2270-0063
UK 7	Single · non-conv.	Roth	4.0 / -25° / 6°D	40-2470-0012	40-2370-0012
UK 7	Single · non-conv.	Andrews	4.0 / -25° / 0°D	40-2470-0034	40-2370-0034
UK 7	Single · non-conv.	Edge	4.0 / 0° / 0°D	40-2470-0095	40-2370-0095
ÖK 7	Mini Eruption	-	2.0 / -10° / 0°D	40-2170-0019	40-2270-0019
UK 7	Mini Eruption	-	2.0 / -25° / 0°D	40-2470-0019	40-2370-0019

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Molarband

SURE-SNAP & A-FIT

Två anatomiska bandformer för olika tandanatomi.

Sure-Snap



Anatomiskt formade molarband för stabil passform och enkel placering. Motståndskraftig ocklusal kant och flexibel gingival kant.

A-Fit



Molarband med extra höjd för tänder med högre tandkronor. Brett storlekssortiment, även i de högre nummerområdena. Anatomisk passform.

UTFÖRANDEN OCH STORLEKSUTBUD

BANDTYP	1:A MOLARER	2:A MOLARER	LEVERANS
Sure-Snap	32 storlekar	30 storlekar	Kit eller 5 band/förp.
A-Fit	32 storlekar	32 storlekar	Kit eller 5 band/förp.

GEMENSAMMA EGENSKAPER

Speciallegering som kombinerar styrka och elasticitet.
Elektroeroderad insida för förbättrad retention med cement.
Permanent märkning för identifiering av banden.

Kontakta Ortopro för att beställa. Vi skräddarsyr dina band efter dina önskemål.

031-81 00 35 · info@ortopro.com

Premolarband & förvaring

SURE-SNAP & A-FIT

Sure-Snap Premolar Bands



Tre anatomiska former för premolarer. Samma tillverkningskvalitet som Sure-Snap molarband.

Kan vara ett alternativ vid kraftiga rotationer eller när bonding inte har fungerat.

TANDPOSITION	ANTAL STORLEKAR
1:a premolaren · överkäke	32
1:a premolaren · underkäke	25
2:a premolaren · underkäke	27

BANDFÖRVARING

Sure-Snap Band Box



95-80X6-K000

Förvaringsbox · 1 st/förp.

Levereras utan band.

A-Fit Band Box



95-81X6-K000

Förvaringsbox · 1 st/förp.

Levereras utan band.

Beställ hos Ortopro: 031-81 00 35 · info@ortopro.com


Bågformer

VÄGLEDNING

G&H:s officiella bågformsdiagram, återgivna i samma skala för enkel jämförelse.


TRUEFORM I

ROTH / MBT SQUARE




EUROPA I

MBT OVOID




BIOFORM III

MBT TAPERED



EUROPA II

DAMON-KOMPATIBEL



G4 Nickel Titanium

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Superelastisk NiTi-båge med låg initial belastning och god kvarvarande återhämtningskraft. Utformad för full formåtergång och kontinuerlig aktivitet under nivellering och linjering.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Full formåtergång och effektiv utveckling av bågformen
- Aktiv även under den sista delen av tandflyttningen

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	G4TFU012	G4TFL012	G4EFU012	G4EFL012
.013	-	-	G4EFU013	G4EFL013
.014	G4TFU014	G4TFL014	G4EFU014	G4EFL014
.016	G4TFU016	G4TFL016	G4EFU016	G4EFL016
.018	G4TFU018	G4TFL018	G4EFU018	G4EFL018
.020	G4TFU020	G4TFL020	G4EFU020	G4EFL020
.014 × .025	G4TFU1425	-	G4EFU1425	G4EFL1425
.016 × .016	G4TFU1616	G4TFL1616	G4EFU1616	G4EFL1616
.016 × .022	G4TFU1622	G4TFL1622	G4EFU1622	G4EFL1622
.016 × .025	-	-	G4EFU1625	G4EFL1625
.017 × .017	-	-	G4EFU1717	G4EFL1717
.017 × .025	G4TFU1725	G4TFL1725	G4EFU1725	G4EFL1725
.018 × .018	G4TFU1818	G4TFL1818	G4EFU1818	G4EFL1818
.018 × .025	G4TFU1825	G4TFL1825	G4EFU1825	G4EFL1825
.019 × .025	G4TFU1925	G4TFL1925	G4EFU1925	G4EFL1925
.020 × .020	G4TFU2020	G4TFL2020	G4EFU2020	G4EFL2020
.021 × .025	G4TFU2125	G4TFL2125	G4EFU2125	G4EFL2125
.022 × .028	G4TFU2228	G4TFL2228	-	-

G4 Nickel Titanium

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Superelastisk NiTi-båge med låg initial belastning och god kvarvarande återhämtningskraft. Utformad för full formåtergång och kontinuerlig aktivitet under nivellering och linjering.


STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Full formåtergång och effektiv utveckling av bågformen
- Aktiv även under den sista delen av tandförflyttningen

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	G4BF3U012	G4BF3L012	G4EFU112	G4EFL112
.013	-	-	G4EFU113	G4EFL113
.014	G4BF3U014	G4BF3L014	G4EFU114	G4EFL114
.016	G4BF3U016	G4BF3L016	G4EFU116	G4EFL116
.018	G4BF3U018	G4BF3L018	G4EFU118	G4EFL118
.020	G4BF3U020	G4BF3L020	G4EFU120	G4EFL120
.014 × .025	-	-	G4EFU3425	G4EFL3425
.016 × .016	G4BF3U1616	G4BF3L1616	G4EFU3616	G4EFL3616
.016 × .022	G4BF3U1622	G4BF3L1622	G4EFU3622	G4EFL3622
.016 × .025	-	-	G4EFU3625	G4EFL3625
.017 × .017	-	-	G4EFU3717	G4EFL3717
.017 × .025	G4BF3U1725	G4BF3L1725	G4EFU3725	G4EFL3725
.018 × .018	G4BF3U1818	G4BF3L1818	G4EFU3818	G4EFL3818
.018 × .025	G4BF3U1825	G4BF3L1825	G4EFU3825	G4EFL3825
.019 × .025	G4BF3U1925	G4BF3L1925	G4EFU3925	G4EFL3925
.020 × .020	G4BF3U2020	G4BF3L2020	G4EFU3020	G4EFL3020
.021 × .025	G4BF3U2125	G4BF3L2125	G4EFU3125	G4EFL3125
.022 × .028	-	-	-	-

M5 Thermal Copper NiTi

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Premiumbåge med temperaturtransformation slutförd vid 35 °C. Ger mildare insättningskrafter och konsekventa, förutsägbara krafter under behandling.


STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Lättare att engagera även vid uttalad trångställning
- Högpolerad yta för minskad friktion

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	M5TFU012	M5TFL012	M5EFU012	M5EFL012
.014	M5TFU014	M5TFL014	M5EFU014	M5EFL014
.016	M5TFU016	M5TFL016	M5EFU016	M5EFL016
.018	M5TFU018	M5TFL018	M5EFU018	M5EFL018
.020	M5TFU020	M5TFL020	M5EFU020	M5EFL020
.014 × .025	-	-	-	-
.016 × .016	M5TFU1616	M5TFL1616	M5EFU1616	M5EFL1616
.016 × .022	M5TFU1622	M5TFL1622	M5EFU1622	M5EFL1622
.016 × .025	-	-	-	-
.017 × .017	M5TFU1717	M5TFL1717	M5EFU1717	M5EFL1717
.017 × .025	M5TFU1725	M5TFL1725	M5EFU1725	M5EFL1725
.018 × .018	M5TFU1818	M5TFL1818	M5EFU1818	M5EFL1818
.018 × .025	M5TFU1825	M5TFL1825	M5EFU1825	M5EFL1825
.019 × .025	M5TFU1925	M5TFL1925	M5EFU1925	M5EFL1925
.020 × .020	M5TFU2020	M5TFL2020	M5EFU2020	M5EFL2020
.021 × .025	M5TFU2125	M5TFL2125	M5EFU2125	M5EFL2125

M5 Thermal Copper NiTi

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Premiumbåge med temperaturtransformation slutförd vid 35 °C. Ger mildare insättningskrafter och konsekventa, förutsägbara krafter under behandling.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Lättare att engagera även vid uttalad trångställning
- Högpolerad yta för minskad friktion

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	M5BF3U012	M5BF3L012	M5EFU112	M5EFL112
.014	M5BF3U014	M5BF3L014	M5EFU114	M5EFL114
.016	M5BF3U016	M5BF3L016	M5EFU116	M5EFL116
.018	M5BF3U018	M5BF3L018	M5EFU118	M5EFL118
.020	M5BF3U020	M5BF3L020	M5EFU120	M5EFL120
.014 × .025	-	-	M5EFU3425	M5EFL3425
.016 × .016	M5BF3U1616	M5BF3L1616	M5EFU3616	M5EFL3616
.016 × .022	M5BF3U1622	M5BF3L1622	M5EFU3622	M5EFL3622
.016 × .025	-	-	M5EFU3625	M5EFL3625
.017 × .017	-	-	M5EFU3717	M5EFL3717
.017 × .025	M5BF3U1725	M5BF3L1725	M5EFU3725	M5EFL3725
.018 × .018	M5BF3U1818	M5BF3L1818	M5EFU3818	M5EFL3818
.018 × .025	M5BF3U1825	M5BF3L1825	M5EFU3825	M5EFL3825
.019 × .025	M5BF3U1925	M5BF3L1925	M5EFU3925	M5EFL3925
.020 × .020	M5BF3U2020	M5BF3L2020	M5EFU3020	M5EFL3020
.021 × .025	M5BF3U2125	M5BF3L2125	M5EFU3125	M5EFL3125

S3 Stainless Steel

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Precisionsformad båge i medicinskt 304V rostfritt stål. Ett stabilt och formfast val för arbets- och avslutningsfaser.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Konsekventa mekaniska egenskaper
- Exakta bågformer och hög formstabilitet

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	S3TFU012	S3TFL012	S3EFU012	S3EFL012
.014	S3TFU014	S3TFL014	S3EFU014	S3EFL014
.016	S3TFU016	S3TFL016	S3EFU016	S3EFL016
.018	S3TFU018	S3TFL018	S3EFU018	S3EFL018
.020	S3TFU020	S3TFL020	S3EFU020	S3EFL020
.016 × .016	S3TFU1616	S3TFL1616	S3EFU1616	S3EFL1616
.016 × .022	S3TFU1622	S3TFL1622	S3EFU1622	S3EFL1622
.016 × .025	S3TFU1625	-	S3EFU1625	S3EFL1625
.017 × .017	S3TFU1717	S3TFL1717	S3EFU1717	S3EFL1717
.017 × .022	S3TFU1722	S3TFL1722	S3EFU1722	S3EFL1722
.017 × .025	S3TFU1725	S3TFL1725	S3EFU1725	S3EFL1725
.018 × .018	S3TFU1818	S3TFL1818	S3EFU1818	S3EFL1818
.018 × .022	S3TFU1822	S3TFL1822	S3EFU1822	S3EFL1822
.018 × .025	S3TFU1825	S3TFL1825	S3EFU1825	S3EFL1825
.019 × .019	S3TFU1919	S3TFL1919	S3EFU1919	S3EFL1919
.019 × .025	S3TFU1925	S3TFL1925	S3EFU1925	S3EFL1925
.020 × .020	S3TFU2020	S3TFL2020	S3EFU2020	S3EFL2020
.021 × .025	S3TFU2125	S3TFL2125	S3EFU2125	S3EFL2125

S3 Stainless Steel

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Precisionsformad båge i medicinskt 304V rostfritt stål. Ett stabilt och formfast val för arbets- och avslutningsfaser.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Konsekventa mekaniska egenskaper
- Exakta bågformer och hög formstabilitet

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	S3BF3U012	S3BF3L012	S3EFU112	S3EFL112
.014	S3BF3U014	S3BF3L014	S3EFU114	S3EFL114
.016	S3BF3U016	S3BF3L016	S3EFU116	S3EFL116
.018	S3BF3U018	S3BF3L018	S3EFU118	S3EFL118
.020	S3BF3U020	S3BF3L020	S3EFU120	S3EFL120
.016 × .016	S3BF3U1616	S3BF3L1616	S3EFU3616	S3EFL3616
.016 × .022	S3BF3U1622	S3BF3L1622	S3EFU3622	S3EFL3622
.016 × .025	-	-	S3EFU3625	S3EFL3625
.017 × .017	S3BF3U1717	S3BF3L1717	S3EFU3717	S3EFL3717
.017 × .022	S3BF3U1722	S3BF3L1722	S3EFU3722	S3EFL3722
.017 × .025	S3BF3U1725	S3BF3L1725	S3EFU3725	S3EFL3725
.018 × .018	S3BF3U1818	S3BF3L1818	S3EFU3818	S3EFL3818
.018 × .022	S3BF3U1822	S3BF3L1822	S3EFU3822	S3EFL3822
.018 × .025	S3BF3U1825	S3BF3L1825	S3EFU3825	S3EFL3825
.019 × .019	S3BF3U1919	S3BF3L1919	S3EFU3919	S3EFL3919
.019 × .025	S3BF3U1925	S3BF3L1925	S3EFU3925	S3EFL3925
.020 × .020	S3BF3U2020	S3BF3L2020	S3EFU3020	S3EFL3020
.021 × .025	S3BF3U2125	S3BF3L2125	S3EFU3125	S3EFL3125

XR1 Heat-Treated Stainless Steel

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Värmebehandlad och spänningsavlastad stålåge med ökad resiliens. Utvecklad för förbättrad mekanik och minskad permanent deformation.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Ökad fjädring jämfört med konventionellt stål
- Precisionsformad i flera etablerade bågformer

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	XRTFU012	XRTFL012	XREFU012	XREFL012
.014	XRTFU014	XRTFL014	XREFU014	XREFL014
.016	XRTFU016	XRTFL016	XREFU016	XREFL016
.018	XRTFU018	XRTFL018	XREFU018	XREFL018
.020	XRTFU020	XRTFL020	XREFU020	XREFL020
.016 × .016	XRTFU1616	XRTFL1616	XREFU1616	XREFL1616
.016 × .022	XRTFU1622	XRTFL1622	XREFU1622	XREFL1622
.016 × .025	-	-	XREFU1625	XREFL1625
.017 × .017	XRTFU1717	XRTFL1717	XREFU1717	XREFL1717
.017 × .022	XRTFU1722	XRTFL1722	XREFU1722	XREFL1722
.017 × .025	XRTFU1725	XRTFL1725	XREFU1725	XREFL1725
.018 × .018	-	XRTFL1818	XREFU1818	XREFL1818
.018 × .022	XRTFU1822	XRTFL1822	XREFU1822	XREFL1822
.018 × .025	XRTFU1825	XRTFL1825	XREFU1825	XREFL1825
.019 × .025	XRTFU1925	XRTFL1925	XREFU1925	XREFL1925
.020 × .020	XRTFU2020	XRTFL2020	XREFU2020	XREFL2020
.021 × .025	XRTFU2125	XRTFL2125	XREFU2125	XREFL2125

XR1 Heat-Treated Stainless Steel

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Värmebehandlad och spänningsavlastad stålåge med ökad resiliens. Utvecklad för förbättrad mekanik och minskad permanent deformation.


STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Ökad fjädring jämfört med konventionellt stål
- Precisionsformad i flera etablerade bågformer

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	XRBF3U012	XRBF3L012	XREFU112	XREFL112
.014	XRBF3U014	XRBF3L014	XREFU114	XREFL114
.016	XRBF3U016	XRBF3L016	XREFU116	XREFL116
.018	XRBF3U018	XRBF3L018	XREFU118	XREFL118
.020	XRBF3U020	XRBF3L020	XREFU120	XREFL120
.016 × .016	XRBF3U1616	XRBF3L1616	XREFU3616	XREFL3616
.016 × .022	XRBF3U1622	XRBF3L1622	XREFU3622	XREFL3622
.016 × .025	-	-	XREFU3625	XREFL3625
.017 × .017	XRBF3U1717	XRBF3L1717	XREFU3717	XREFL3717
.017 × .022	XRBF3U1722	XRBF3L1722	XREFU3722	XREFL3722
.017 × .025	XRBF3U1725	XRBF3L1725	XREFU3725	XREFL3725
.018 × .018	XRBF3U1818	XRBF3L1818	XREFU3818	XREFL3818
.018 × .022	XRBF3U1822	XRBF3L1822	XREFU3822	XREFL3822
.018 × .025	XRBF3U1825	XRBF3L1825	XREFU3825	XREFL3825
.019 × .025	XRBF3U1925	XRBF3L1925	XREFU3925	XREFL3925
.020 × .020	XRBF3U2020	XRBF3L2020	XREFU3020	XREFL3020
.021 × .025	XRBF3U2125	XRBF3L2125	XREFU3125	XREFL3125

TitanMoly · Nickelfria TMA-bågar

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Nickelfria bågar av titan-molybden med hög formbarhet och ett brett arbetsområde. Mekaniskt polerad yta för goda glidegenskaper och exakta toleranser.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.


- Kan bockas för individuella anpassningar.
- Nickelfritt alternativ till konventionella bågar.

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.014	-	-	B3EFU114	-
.016	B3TFU016	B3TFL016	-	-
.018	B3TFU018	B3TFL018	B3EFU118	-
.016 × .016	B3TFU1616	B3TFL1616	B3EFU1616	B3EFL1616
.016 × .022	B3TFU1622	B3TFL1622	B3EFU1622	B3EFL1622
.017 × .025	B3TFU1725	B3TFL1725	B3EFU1725	B3EFL1725
.0175 × .0175	B3TFU7575	B3TFL7575	-	-
.018 × .025	B3TFU1825	B3TFL1825	-	-
.019 × .025	B3TFU1925	B3TFL1925	B3EFU1925	B3EFL1925
.021 × .025	B3TFU2125	B3TFL2125	-	-

Dimensioner i tum. Streck anger att varianten inte listas i detta urval.

TitanMoly · Nickelfria TMA-bågar

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Nickelfria bågar av titan-molybden med hög formbarhet och ett brett arbetsområde. Mekaniskt polerad yta för goda glidegenskaper och exakta toleranser.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.

- Kan bockas för individuella anpassningar.
- Nickelfritt alternativ till konventionella bågar.

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.014 × .025	-	-	B3EFU3425	-
.016 × .022	B3BF3U1622	B3BF3L1622	B3EFU3622	B3EFL3622
.017 × .025	B3BF3U1725	B3BF3L1725	B3EFU3725	B3EFL3725
.019 × .025	B3BF3U1925	B3BF3L1925	B3EFU3925	B3EFL3925
.020 × .020	-	-	B3EFU3020	B3EFL3020
.021 × .025	-	-	B3EFU3125	B3EFL3125

Dimensioner i tum. Streck anger att varianten inte listas i detta urval.

Reverse Curve NiTi

G4 OCH M5 · REVERSE CURVE I



Bågar med omvänd kurva som ger motverkande krafter för snabb och effektiv bettkorrigerande samtidigt som bågformens integritet bibehålls.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.

- RC I har måttlig kurva, torque och distal toe-in
- Finns både som G4 NiTi och M5 Thermal Copper NiTi

DIMENSION	G4 ÖK	G4 UK	M5 ÖK	M5 UK
.012	G4RCU012	G4RCL012	M5RCU012	M5RCL012
.014	G4RCU014	G4RCL014	M5RCU014	M5RCL014
.016	G4RCU016	G4RCL016	M5RCU016	M5RCL016
.018	G4RCU018	G4RCL018	M5RCU018	M5RCL018
.020	G4RCU020	G4RCL020	M5RCU020	M5RCL020
.016 × .016	G4RCU1616	G4RCL1616	M5RCU1616	M5RCL1616
.016 × .022	G4RCU1622	G4RCL1622	M5RCU1622	M5RCL1622
.017 × .017	G4RCU1717	G4RCL1717	M5RCU1717	M5RCL1717
.017 × .025	G4RCU1725	G4RCL1725	M5RCU1725	M5RCL1725
.018 × .018	G4RCU1818	G4RCL1818	M5RCU1818	M5RCL1818
.018 × .025	G4RCU1825	G4RCL1825	M5RCU1825	M5RCL1825
.019 × .025	G4RCU1925	G4RCL1925	M5RCU1925	M5RCL1925
.020 × .020	G4RCU2020	G4RCL2020	M5RCU2020	M5RCL2020
.021 × .025	G4RCU2125	G4RCL2125	M5RCU2125	M5RCL2125

Dimplad mittlinje: lägg till D. Solo-Pack: lägg till S.

Posted Stainless Steel

EUROPA I · RAKA MÄSSINGSPOSTER



Universella rostfria Europa I-bågar med raka, silverlödda mässingsposter. Posterna ger tydliga fästpunkter för elastik och andra hjälpelement.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.

- Två rektangulära dimensioner
- Postavstånd från 22 till 44 mm

POSTAVSTÅND	.017 × .025	.019 × .025
22 mm	PSEF172522	PSEF192522
24 mm	PSEF172524	PSEF192524
26 mm	PSEF172526	PSEF192526
28 mm	PSEF172528	PSEF192528
30 mm	PSEF172530	PSEF192530
32 mm	PSEF172532	PSEF192532
34 mm	PSEF172534	PSEF192534
36 mm	PSEF172536	PSEF192536
38 mm	PSEF172538	PSEF192538
40 mm	PSEF172540	PSEF192540
42 mm	PSEF172542	PSEF192542
44 mm	PSEF172544	PSEF192544

Universell båge · artikelnummer för respektive dimension.

A.J. Wilcock Australian Special Plus

PREFORMERADE LABIALA STÅLBÅGAR



Högresilienta, preformerade stålbågar tillverkade av A.J. Wilcock och formade av G&H. Special Plus lämpar sig särskilt väl för bettöppning och situationer där hög fjädring och bibehållen bågform krävs.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Runda och rektangulära Special Plus-bågar
- Mittlinjemärkning för enkel identifiering av över- och underkäke

RUNDA BÅGAR

DIMENSION	TRUEFORM I ÖK	TRUEFORM I UK	STANDARD ÖK	STANDARD UK
.014	AWTFU014SP+	AWTFL014SP+	AWSFU014SP+	-
.016	AWTFU016SP+	AWTFL016SP+	AWSFU016SP+	AWSFL016SP+
.018	AWTFU018SP+	AWTFL018SP+	AWSFU018SP+	AWSFL018SP+
.020	AWTFU020SP+	AWTFL020SP+	AWSFU020SP+	-
.022	AWTFU022SP+	AWTFL022SP+	-	-

REKTANGULÄRA BÅGAR

DIMENSION	TRUEFORM I ÖK	TRUEFORM I UK
.016 × .016	AWTFU1616	AWTFL1616
.016 × .022	AWTFU1622	AWTFL1622
.017 × .025	AWTFU1725	AWTFL1725
.018 × .018	AWTFU1818	AWTFL1818
.018 × .025	AWTFU1825	-
.019 × .025	AWTFU1925	AWTFL1925
.021 × .025	AWTFU2125	-

SYNERGY CLASS GHOST

TRU-CHROME · ESTETISK STÅLBÅGE · NATURAL FORM



TRU-CHROME Stainless Steel

Estetisk båge i rostfritt stål med tandfärgad PTFE-beläggning på den labiala sidan. För kontroll och stabilitet med ett diskret utseende.

10 BÅGAR/FÖRP.

- Natural Form · över- och underkäke
- Kompatibel med keramiska brackets
- Runda och rektangulära dimensioner

DIMENSION	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.014	W20AU014A	W20AL014A
.016	W20AU016A	W20AL016A
.018	W20AU018A	W20AL018A
.016 × .016	W20AU1616A	W20AL1616A
.016 × .022	W20AU1622A	W20AL1622A
.017 × .025	W20AU1725A	W20AL1725A
.018 × .025	W20AU1825A	W20AL1825A
.019 × .025	W20AU1925A	W20AL1925A

SYNERGY CLASS GHOST

XPRESS · SUPERELASTISK NITI · NATURAL FORM



XPress SuperElastic NiTi

Estetisk superelastisk NiTi-båge med tandfärgad PTFE-beläggning på den labiala sidan. Ger lätta, jämna krafter under återgången till bågformen.

10 BÅGAR/FÖRP.

- Natural Form · över- och underkäke
- Kompatibel med keramiska brackets
- Runda och rektangulära dimensioner

DIMENSION	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	W11AU012A	W11AL012A
.014	W11AU014A	W11AL014A
.016	W11AU016A	W11AL016A
.018	W11AU018A	W11AL018A
.016 × .016	W11AU1616A	W11AL1616A
.016 × .022	W11AU1622A	W11AL1622A
.017 × .025	W11AU1725A	W11AL1725A
.018 × .025	W11AU1825A	W11AL1825A
.019 × .025	W11AU1925A	W11AL1925A

Imagination Half & Half

ESTETISKA BÅGAR · MBT-STYLE OCH STRAIGHT-WIRE



Tandfärgad PTFE-beläggning på bågens labiala sida. Den obelagda metalltitan ligger mot bracketens slot.

Nickel-titan och rostfritt stål, för över- och underkäke. Beläggning: .0008-.001 tum.

10 bågar/förp. · Två bågformer

MBT-Style

DIMENSION	NITI · ÖK	NITI · UK	STÅL · ÖK	STÅL · UK
.012	IMH-NT-412	IMH-NT-512	-	-
.014	IMH-NT-414	IMH-NT-514	IMH-SS-414	IMH-SS-514
.016	IMH-NT-416	IMH-NT-516	IMH-SS-416	IMH-SS-516
.018	IMH-NT-418	IMH-NT-518	IMH-SS-418	IMH-SS-518
.020	IMH-NT-420	IMH-NT-520	IMH-SS-420	IMH-SS-520
.016 × .022	IMH-NT-4622	IMH-NT-5622	IMH-SS-4622	IMH-SS-5622
.017 × .025	IMH-NT-4725	IMH-NT-5725	IMH-SS-4725	IMH-SS-5725
.018 × .018	IMH-NT-4818	IMH-NT-5818	IMH-SS-4818	IMH-SS-5818
.018 × .025	IMH-NT-4825	IMH-NT-5825	IMH-SS-4825	IMH-SS-5825
.019 × .025	IMH-NT-4925	IMH-NT-5925	IMH-SS-4925	IMH-SS-5925
.020 × .020	IMH-NT-4020	IMH-NT-5020	IMH-SS-4020	IMH-SS-5020
.021 × .025	IMH-NT-4125	IMH-NT-5125	IMH-SS-4125	IMH-SS-5125

Straight-Wire

DIMENSION	NITI · ÖK	NITI · UK	STÅL · ÖK	STÅL · UK
.012	IMH-NT-112	IMH-NT-212	-	-
.014	IMH-NT-114	IMH-NT-214	IMH-SS-114	IMH-SS-214
.016	IMH-NT-116	IMH-NT-216	IMH-SS-116	IMH-SS-216
.018	IMH-NT-118	IMH-NT-218	IMH-SS-118	IMH-SS-218
.020	IMH-NT-120	IMH-NT-220	IMH-SS-120	IMH-SS-220
.016 × .022	IMH-NT-1622	IMH-NT-2622	IMH-SS-1622	IMH-SS-2622
.017 × .025	IMH-NT-1725	IMH-NT-2725	IMH-SS-1725	IMH-SS-2725
.018 × .018	IMH-NT-1818	IMH-NT-2818	IMH-SS-1818	IMH-SS-2818
.018 × .025	IMH-NT-1825	IMH-NT-2825	IMH-SS-1825	IMH-SS-2825
.019 × .025	IMH-NT-1925	IMH-NT-2925	IMH-SS-1925	IMH-SS-2925
.020 × .020	IMH-NT-2020	IMH-NT-3020	IMH-SS-2020	IMH-SS-3020
.021 × .025	IMH-NT-2125	IMH-NT-3125	IMH-SS-2125	IMH-SS-3125

Dimensioner för belagd båge, i tum. ÖK = överkäke · UK = underkäke.

- = utförandet finns inte angivet i sortimentet.


Bågformer GC Orthodontics

FORM A, B, C OCH D

Fyra grundformer: A är medium, B är stor och C är ovoid (Brader). D är en universalform för båda käkarna. Se respektive produkttabell för tillgängliga former.

Form A

Medium



Överkäke

Underkäke

Form B

Stor



Överkäke

Underkäke

Form C

Ovoid (Brader)



Överkäke

Underkäke

Form D

Universal



Universal

Bågformerna visas schematiskt och är inte återgivna i skala 1:1.

INITIALLOY

SUPERELASTISKA RUNDA NITI-BÅGAR · FORM A, B OCH C



Värmeaktiverade, superelastiska NiTi-bågar för nivellering och inledande tandflyttning. Bågarna är mer flexibla vid lägre temperatur och aktiveras vid kroppstemperatur med kontinuerlig kraft.

Tre kraftnivåer: Light, Medium och Heavy.

10 bågar/förp..

Form	Kraft	Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
A	Light	.014	71-A1U0-0014	71-A1L0-0014
A	Light	.016	71-A1U0-0016	71-A1L0-0016
A	Light	.018	71-A1U0-0018	71-A1L0-0018
A	Medium	.012	71-A2U0-0012	71-A2L0-0012
A	Medium	.014	71-A2U0-0014	71-A2L0-0014
A	Medium	.016	71-A2U0-0016	71-A2L0-0016
A	Medium	.018	71-A2U0-0018	71-A2L0-0018
A	Medium	.020	71-A2U0-0020	71-A2L0-0020
A	Heavy	.014	71-A3U0-0014	71-A3L0-0014
A	Heavy	.016	71-A3U0-0016	71-A3L0-0016
A	Heavy	.018	71-A3U0-0018	71-A3L0-0018
B	Medium	.014	71-B2U0-0014	71-B2L0-0014
B	Medium	.016	71-B2U0-0016	71-B2L0-0016
B	Medium	.018	71-B2U0-0018	71-B2L0-0018
C	Light	.014	71-C1U0-0014	71-C1L0-0014
C	Light	.016	71-C1U0-0016	71-C1L0-0016
C	Light	.018	71-C1U0-0018	71-C1L0-0018
C	Medium	.014	71-C2U0-0014	71-C2L0-0014
C	Medium	.016	71-C2U0-0016	71-C2L0-0016
C	Medium	.018	71-C2U0-0018	71-C2L0-0018
C	Heavy	.016	71-C3U0-0016	71-C3L0-0016

Dimensioner i tum.

BIO-EDGE

FYRKANTIGA OCH REKTANGULÄRA NITI-BÅGAR · FORM A OCH B



Formminnesbågar med flera kraftnivåer för samma dimension. Det ger möjlighet att anpassa kraften till behandlingsfasen utan att byta dimension.

Kylning före insättning gör bågen mer flexibel och underlättar hanteringen.

10 bågar/förp..

Form	Kraft	Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
A	80 g	.016 x .016	72-A1U0-1616	72-A1L0-1616
A	80 g	.016 x .022	72-A1U0-1622	72-A1L0-1622
A	100 g	.020 x .020	72-A1U0-2020	72-A1L0-2020
A	160 g	.016 x .016	72-A2U0-1616	72-A2L0-1616
A	160 g	.016 x .022	72-A2U0-1622	72-A2L0-1622
A	200 g	.017 x .025	72-A2U0-1725	72-A2L0-1725
A	200 g	.018 x .018	72-A2U0-1818	72-A2L0-1818
A	200 g	.018 x .025	72-A2U0-1825	72-A2L0-1825
A	200 g	.019 x .025	72-A2U0-1925	72-A2L0-1925
A	200 g	.020 x .020	72-A2U0-2020	72-A2L0-2020
A	200 g	.021 x .028	72-A2U0-2128	72-A2L0-2128
A	240 g	.016 x .022	72-A3U0-1622	72-A3L0-1622
A	300 g	.018 x .025	72-A3U0-1825	72-A3L0-1825
B	160 g	.016 x .022	72-B2U0-1622	72-B2L0-1622
B	200 g	.018 x .025	72-B2U0-1825	72-B2L0-1825

Dimensioner i tum.

BIO-EDGE

FYRKANTIGA OCH REKTANGULÄRA NITI-BÅGAR · FORM C OCH D



Formminnesbågar med flera kraftnivåer för samma dimension. Det ger möjlighet att anpassa kraften till behandlingsfasen utan att byta dimension.

Kylning före insättning gör bågen mer flexibel och underlättar hanteringen.

10 bågar/förp..

Form	Kraft	Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
C	80 g	.016 x .016	72-C1U0-1616	72-C1L0-1616
C	80 g	.016 x .022	72-C1U0-1622	72-C1L0-1622
C	100 g	.017 x .025	72-C1U0-1725	72-C1L0-1725
C	100 g	.018 x .018	72-C1U0-1818	72-C1L0-1818
C	100 g	.018 x .025	72-C1U0-1825	72-C1L0-1825
C	100 g	.020 x .020	72-C1U0-2020	72-C1L0-2020
C	160 g	.016 x .016	72-C2U0-1616	72-C2L0-1616
C	160 g	.016 x .022	72-C2U0-1622	72-C2L0-1622
C	200 g	.017 x .025	72-C2U0-1725	72-C2L0-1725
C	200 g	.018 x .018	72-C2U0-1818	72-C2L0-1818
C	200 g	.018 x .025	72-C2U0-1825	72-C2L0-1825
C	200 g	.020 x .020	72-C2U0-2020	72-C2L0-2020
C	240 g	.016 x .022	72-C3U0-1622	72-C3L0-1622
D	160 g	.014 x .025	72-D200-1425	-
D	160 g	.016 x .022	72-D200-1622	-
D	200 g	.018 x .025	72-D200-1825	-
D	200 g	.020 x .020	72-D200-2020	-

Dimensioner i tum. Form D: universal för över- och underkäke.

BIO-ACTIVE

PROGRESSIV KRAFT · FORM A, B, C, D OCH M



Värmeaktiverade NiTi-bågar med formminne. Kraften varierar mellan bågens segment och ökar från incisiver till molarer. Bågen blir mer flexibel vid lägre temperatur och aktiveras vid kroppstemperatur.

.016 x .016 och .016 x .022: 80-240 g.

.018 x .018 till .021 x .028: 100-300 g.

10 bågar/förp..

Form	Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
A	.016 x .016	70-A0U0-1616	70-A0L0-1616
A	.016 x .022	70-A0U0-1622	70-A0L0-1622
A	.018 x .018	70-A0U0-1818	70-A0L0-1818
A	.018 x .025	70-A0U0-1825	70-A0L0-1825
A	.019 x .025	70-A0U0-1925	70-A0L0-1925
A	.020 x .020	70-A0U0-2020	70-A0L0-2020
B	.018 x .018	70-B0U0-1818	70-B0L0-1818
B	.019 x .025	70-B0U0-1925	70-B0L0-1925
B	.020 x .020	70-B0U0-2020	70-B0L0-2020
C	.016 x .016	70-C0U0-1616	70-C0L0-1616
C	.016 x .022	70-C0U0-1622	70-C0L0-1622
C	.018 x .018	70-C0U0-1818	70-C0L0-1818
C	.018 x .025	70-C0U0-1825	70-C0L0-1825
C	.019 x .025	70-C0U0-1925	70-C0L0-1925
C	.020 x .020	70-C0U0-2020	70-C0L0-2020
D	Univ. .014 x .025	70-D000-1425	-
D	Univ. .016 x .022	70-D000-1622	-
D	Univ. .018 x .025	70-D000-1825	-
D	Univ. .020 x .020	70-D000-2020	-
M	Small A .018 x .018	70-M0U0-1818	70-M0L0-1818
M	Small A .018 x .025	70-M0U0-1825	70-M0L0-1825
M	Small A .020 x .020	70-M0U0-2020	70-M0L0-2020

Dimensioner i tum. Form D: universal för över- och underkäke. Form M: Small A.

Bågförvaring



Archwire Holder, Square Lid

4811-009S

Båghållare med fyrkantigt lock.
Rymmer upp till 12 set av bågar.
Tillverkad av plast.
Undvik alkoholbaserade rengöringsmedel.

1 st/förp.



Archwire Holder, Curved Lid

4811-009

Båghållare med välvt lock.
Rymmer upp till 12 set av bågar.
Tillverkad av plast.
Undvik alkoholbaserade rengöringsmedel.

1 st/förp.



Archwire Dispenser

AWDSA100

Bågdispenser i anodiserad aluminium.
Rymmer upp till 12 set av bågar.
Slitstark konstruktion som är lätt att rengöra.
Mått cirka 95 × 200 × 44 mm (B × L × H).

1 st/förp.

Chromium Coil Wire

KROM-NICKELTRÅD PÅ SPOLE



Krom-nickeltråd enligt DIN 1.4310.
Diamantdragen, högglanspolerad yta.
För sammanfogning med svets eller laser.

HÅRD

1 400-1 600 N/mm²

FJÄDERHÅRD

1 800-2 000 N/mm²

Ø mm tum	LAB m/spole	HÅRD Lab-coil	HÅRD 500 g	FJÄDERHÅRD Lab-coil	FJÄDERHÅRD 500 g
0,5 .020"	50	8323.1	-	8330.1	-
0,6 .024"	40	8324.1	-	8331.1	8331.2
0,7 .028"	30	8325.1	8325.2	8332.1	8332.2
0,8 .032"	20	8326.1	8326.2	8333.1	8333.2
0,9 .036"	10	8327.1	8327.2	8334.1	8334.2
1,0 .040"	10	8328.1	8328.2	8335.1	8335.2
1,1 .044"	10	8329.1	-	8336.1	8336.2
1,2 .048"	10	8338.1	-	8339.1	8339.2
1,5 .059"	-	-	8382.2	-	8383.2

Lab-coil: längd enligt tabell. Clinic-coil: 500 g per spole.

Dimensioner, toleranser och kvalitet enligt DIN EN ISO 15841.

- = utförandet är inte angivet i sortimentet.

Båg- & laboratorietillbehör



Märkpennor för bågar



Engångsmarkörer med bivaxbaserad spets.
För märkning av bågtråden vid anpassning.
Markeringen är inte vattenlöslig.

FÄRG	ART.NR	FÖRP.
Röd	AMP020	100 st
Vit	AMP020W	100 st



Scheu-Anchor

ROSTFRITT STÅL · DIN 1.4301



Ankare i rostfritt stål för retention
i ortodontiska apparaturer.
Utformade för retention och fjäderspänning.
Finns i sex tråddiametrar.


DIAMETER	10 ST	100 ST	1 000 ST
0,6 mm	2048.1	2048.2	-
0,7 mm	2049.1	2049.2	2049.3
0,8 mm	2050.1	2050.2	2050.3
0,9 mm	2051.1	2051.2	2051.3
1,0 mm	2052.1	2052.2	-
1,2 mm	2053.1	2053.2	-

Stålligaturer

FÖRFORMADE LIGATURER & KOBAYASHI

Ligature Ties

Förformade ligaturer i mjukt rostfritt stål.
Långa och korta utföranden för ligering av
bågen. Även med tandfärgad beläggning.



UTFÖRANDE	DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
Lång	.008"	1 000 st	LT008
Lång	.009"	1 000 st	LT009
Lång	.010"	1 000 st	LT010
Lång	.012"	1 000 st	LT012
Kort	.008"	500 st	AMC8ANGLIG
Kort	.010"	500 st	SLT010
Lång · tandfärgad	.012"	100 st	AMC12ALIG

Kobayashi Hooks

Förformade stålligaturer med hjälpkrok för
infästning av elastiska komponenter.
Finns i lång och kort modell.



UTFÖRANDE	DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
Lång	.010"	100 st	KH010
Lång	.012"	100 st	KH012
Lång	.014"	100 st	KH014
Kort	.012"	100 st	SKH012
Kort	.014"	100 st	SKH014

Stålligaturer

Förformade stålligaturer

Mjukt rostfritt stål (dead soft) med färdigtvinnade ändar.
Pretwist Angled har en vinklad ände som underlättar invikning under bågen.



Preformed



Pretwist Angled

UTFÖRANDE	DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
Preformed Ligatures	.010"	1 000 st	67-0210-0010
Pretwist Angled Ligatures	.010"	1 000 st	67-0211-0010

Coated Short Ligature Ties

Korta stålligaturer med tandfärgad beläggning för ett diskret utseende.



DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
.012"	100 st	67-0140-0012



Kobayashi Tie Hooks

Ligaturer med krok i rostfritt stål.
Kemiskt behandlade och punktsvetsade.
Levereras med 100 stycken i varje rör.



DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
.010"	100 st	SK10
.012"	100 st	SK12
.014"	100 st	SK14

Stålligaturer

TRU-CHROME

TRU-CHROME · Ligaturtråd på spole

Mjuk ligaturtråd i rostfritt stål (dead soft).

Formbar och lätt att hantera vid ligering och stabilisering av bågen.

1 oz (cirka 28,35 g) per spole.



DIAMETER	SPOLE	FÖRP.	ART.NR
.007"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E120
.008"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E121
.009"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E122
.010"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E123
.012"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E125
.014"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E126
.016"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E128
.018"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E129
.020"	1 oz / 28,35 g	1 spole	E130

Öppna coils

INITIALLOY OCH ROSTFRITT STÅL



Superelastiska öppna fjädrar i INITIALLOY för att skapa utrymme i tandbågen och ge kontrollerad tandförflyttning. Materialets elasticitet ger kontinuerlig kraft under behandlingen.

INITIALLOY STOP WOUND · 7 TUM · 3 ST/FÖRP.

KRAFT	FÄRG	LUMEN	ART.NR
50 g	Blå	.045"	60-0112-0000
100 g	Gul	.036"	60-0113-0000
150 g	Grön	.036"	60-0114-0000
150 g	Grön	.045"	60-0114-0045
200 g	Röd	.036"	60-0115-0000

INITIALLOY SPRINGS · OPEN



INITIALLOY Open Coil Spring har en ursprunglig längd på 15 mm och kan komprimeras till 3 mm. Fjädrarna finns med kalibrerad kraft på 100 eller 150 g och ger kontrollerad kraft när de återgår mot sin ursprungliga längd.

KRAFT	TYP	FÖRP.	ART.NR
100 g	Open	3 st	60-0123-0000
150 g	Open	3 st	60-0124-0000

STAINLESS STEEL · OPEN

DIMENSION	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.008 × .022	91 cm	1 st	61-0140-0082
.010 × .030	91 cm	1 st	61-0140-0013
.010 × .040	91 cm	1 st	61-0140-0014

Öppna coils

G4 NITI OCH SPECIALVARIANTER

G4 NiTi Open Coil



21 tum · spole



7 tum · längder

Molar Distalizing Coil

OCNT7045



Öppen coil för molardistalisering.

100 g · .010 × .045 tum

7 tum (17,8 cm) · 3 st/förp.

Slutna sektioner ger ändstopp vid klippning till önskad längd.

G4 NITI OPEN COIL

TRÅD	INNER Ø	KRAFT	25/50 %	7 TUM	21 TUM
.009"	.030"	Extra Light	95/225 g	OCNT09307	OCNT093021
.010"	.030"	Light	120/260 g	OCNT10307	OCNT103021
.010"	.036"	Medium Light	90/200 g	OCNT10367	OCNT103621
.012"	.030"	Medium	220/480 g	OCNT12307	OCNT123021
.012"	.036"	Medium Heavy	180/380 g	OCNT12367	OCNT123621
.014"	.030"	Heavy	360/700 g	OCNT14307	OCNT143021
.014"	.036"	Extra Heavy	270/560 g	OCNT14367	OCNT143621
.010"	.045"	Facebow	50/120 g	OCNT10457	OCNT104521

ÖVRIGA ÖPPNA COILS

PRODUKT	DIMENSION	LÄNGD	ART.NR
G&H färdigkapad · 100 g	.036"	15 mm	OCNT15100
G&H färdigkapad · 150 g	.036"	15 mm	OCNT15150
G&H färdigkapad · 200 g	.036"	15 mm	OCNT15200
G&H Stainless	.010 × .030	21 tum	SSOC1030
G&H Molar Distalizing	.010 × .045	7 tum	OCNT7045

Elgiloy Coils

RED ELGILOY · OPEN OCH CLOSED

ÖPPEN COIL



UTFÖRANDE



Glesa varv

SLUTEN COIL



UTFÖRANDE



Täta varv

ELGILOY OPEN · SPOLE

TRÅD Ø	COIL Ø	ART.NR
.007"	.028"	F00096
.007"	.030"	F00098
.008"	.022"	F00022
.008"	.025"	F00024
.008"	.028"	F00026
.008"	.030"	F00028
.008"	.032"	F00030
.008"	.036"	F00032
.009"	.028"	F00042
.009"	.030"	F00044
.009"	.032"	F00046
.009"	.036"	F00048
.009"	.040"	F00050
.010"	.028"	F00058
.010"	.030"	F00060
.010"	.032"	F00062
.010"	.036"	F00064
.010"	.040"	F00066
.010"	.050"	F00080

ELGILOY CLOSED · SPOLE

TRÅD Ø	COIL Ø	ART.NR
.008"	.030"	F00029
.008"	.036"	F00033
.009"	.030"	F00045
.009"	.032"	F00047
.010"	.030"	F00061
.010"	.036"	F00065

Slutna coils

NITI MED ÖGLOR OCH SPOLE



GC INITIALLOY



G&H MED ÖGLOR

Slutna NiTi-coils på spole eller med öglor. Välj mellan flera krafter och längder från GC och G&H.

GC INITIALLOY MED ÖGLOR

KRAFT	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
100 g	5 mm	10 st	60-0223-0000
150 g	5 mm	10 st	60-0224-0000
200 g	5 mm	10 st	60-0225-0000



G4 CLOSED · 21 TUM SPOLE



KRAFT	COIL Ø	FÖRP.	ART.NR
Ultra Light · 100 g	.030"	1 st	CCNT21075
Light · 150 g	.030"	1 st	CCNT21150
Medium · 200 g	.030"	1 st	CCNT21200
Heavy · 250 g	.030"	1 st	CCNT21250



CLOSED MED ÖGLOR

LÄNGD	KRAFT	FÖRP.	ART.NR
9 mm	Feather Light · 50 g	10 st	CCOF9FL
9 mm	Extra Light · 100 g	10 st	CCOF9XL
9 mm	Light · 150 g	10 st	CCOF9LT
9 mm	Medium · 200 g	10 st	CCOF9MD
9 mm	Heavy · 250 g	10 st	CCOF9HV
12 mm	Feather Light · 50 g	10 st	CCOF12FL
12 mm	Extra Light · 100 g	10 st	CCOF12XL
12 mm	Light · 150 g	10 st	CCOF12LT
12 mm	Medium · 200 g	10 st	CCOF12MD
12 mm	Heavy · 250 g	10 st	CCOF12HV

Slutna coils

KOMPLETT KRAFT- OCH LÄNGDÖVERSIKT



IMD NITI MED ÖGLOR

Slutna NiTi-coils med öglor i krafter från 50 till 300 g och längder från 6 till 15 mm. Levereras i 10-pack.

CLOSED COIL WITH EYELETS

KRAFT	LÄNGD	UTFÖRANDE	FÖRP.	ART.NR
50 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	CS0809B
50 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	CS0812B
100 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1009B
100 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1012B
150 g	6 mm	NiTi med öglor	10 st	CS10506B
150 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	CS10509B
150 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	CS10512B
150 g	15 mm	NiTi med öglor	10 st	CS10515B
200 g	6 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1106B
200 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1109B
200 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1112B
200 g	15 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1115B
250 g	6 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1206B
250 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1209B
250 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1212B
300 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	CS1309B
300 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	CS12312B

Slutna Coils

KOMPLETTERANDE SORTIMENT


RMO MED ÖGLOR

RMO NiTi-coils med öglor i 9 och 12 mm. Här finns även slutna coils i rostfritt stål från GC och G&H.


CLOSED MED ÖGLOR

LÄNGD	TRÅD Ø	COIL Ø	ART.NR
9 mm	.010"	.030"	F00320
12 mm	.010"	.030"	F00321
9 mm	.011"	.030"	F00322
12 mm	.011"	.030"	F00323
9 mm	.012"	.030"	F00324
12 mm	.012"	.030"	F00325

ROSTFRIA CLOSED COILS

LEVERANTÖR	DIMENSION	LÄNGD	ART.NR
	.008 × .022	91 cm	61-0240-0082
	.010 × .030	91 cm	61-0240-0013
	.010 × .030	21 tum	SSCC1030

Freddy & Bite Bumper

KERAMISKA FÄSTEN OCH BITBLOCK

Freddy Ceramic Button



FCB-00-01

Diskret keramisk knapp för lingual eller labial bonding. Meshbas ger mekanisk retention. Fästpunkt för elastiska drag, även med aligners.

10 st/förp.

Freddy Ceramic Hook



FCB-00-01HK

Keramisk krok med låg profil och elliptisk form. För elastiska drag tillsammans med aligners och annan ortodontisk apparatur.

10 st/förp.

Bite Bumper

BB-00-01 · 10 st/förp.

Bitblock som öppnar djupa bett och skapar friutrymme, vilket kan minska belastningen på brackets. Tillverkat av kompositpolymer med mekanisk retentionsbas. Bondas på tandens linguala yta med bracketadhesiv. Placeringsjiggen hjälper till att få rätt höjd och parallell placering. Jiggen avlägsnas efter bonding.



1. Placera jiggen mot incisalkanten



2. Ta bort jiggen



3. Bite Bumpern är klar!



Citizen Metal Buttons

TRE UTFÖRANDEN FÖR DIREKT BONDING



Citizen · platt bas

CIB-00-01

Metallknapp med platt bas.
Fästpunkt för elastiska kedjor,
fjädrar och tråd.

10 st/förp.



Citizen · rund, konvex bas

CIB-00-02

Metallknapp med rund, konvex bas
för anpassning mot tandytan.
För elastiska kedjor, fjädrar och tråd.

10 st/förp.



Citizen · Caplin / eyelet

CIB-00-03

Rund, konvex bas med mesh.
Ögelformat fäste för elastiska drag
och andra ortodontiska komponenter.

10 st/förp.

Knappar & eyelets

DIREKTBONDADE OCH SVETSBARA FÄSTEN



Aligner Triangular Button

5028-187

10 st/förp.

Triangulär knapp för aligners.



Mini Bondable Button

M021B-01

20 st/förp.

Metallknapp med kupolformat huvud.



Direct Bond Coil Eyelet · Round

A00315

10 st/förp.

Rund ögla för direktbonding.



Eyelet · Weldable

A00039

100 st/förp.

Svetsbar ögla med stor öppning.



Opti-MIM Micro Lingual Button

430-001

10 st/förp.

Kompakt lingual knapp med Grip-LOK-bas.



Direct Bond Coil Eyelet

M006B-01

10 st/förp.

Rund meshbas · .036" innerdiameter.



Knappar & cleats

BONDBARA FÄSTEN



Eyelet · Rectangular

42-0070-0000

10 st/förp.

Ögla på rektangulär bas.



Direct Bond Eyelet

A07914

10 st/förp.

För tråd och små elastiska ligaturer.



Opti-MIM Direct Bond Button

430-002

20 st/förp.

MIM-knapp med Grip-LOK-bas.



Bondable Button · Flat

42-0020-0000

10 st/förp.

Rund, platt bas.



Bondable Button · Curved

42-0010-0000

10 st/förp.

Rund, konvex bas.



Direct Bond Lingual Cleat

A00407

10 st/förp.

Rostfritt stål · justerbara vingkrokar.



Opti-MIM Lingual Cleat

430-004

20 st/förp.

Låg profil och släta kulkrokar.



Lingual Cleat · Curved

42-0050-0000

10 st/förp.

Rund, konvex bas.



Cleats & krokar

LINGUALA FÄSTEN · BONDBARA OCH SVETSBARA



Lingual Cleat · Flat

42-0060-0000

10 st/förp.

Rund, platt bas.



Caplin Lingual Hook · Flat

42-0040-0000

10 st/förp.

Platt bas för
direktbonding.


Caplin Lingual Hook · Curved

42-0030-0000

10 st/förp.

Konvex bas för
direktbonding.


Lingual Hook · Weldable

A00297

10 st/förp.

Svetsbar · 5 mm utan
kula, 6 mm med kula.


Lingual Ball Hook · Weldable

43-0380-0000

1 st/förp.

Svetsbar kulkrok för
lingualt fäste.


Bondable Power Arm

IA04-311
IA04-312

10 st/förp.

Vänster / höger ·
direktbondad krok.


Stopp & bågkrokar

CRIMPABLE STOPS · SURGICAL HOOKS



Open Wall Arch Hook

IA05-111
IA05-121

10 st/förp.

Höger / vänster · öppen design.



Crimpable Split Stop · Long

IA05-401L

10 st/förp.

För .021 × .025" · längd 2,2 mm.



Crimpable Hook · Short

IA05-001

10 st/förp.

Upp till .021 × .025" ·
längd 1,4 mm.


Crimpable Split Stop

IA05-401

100 st/förp.

För .018 × .025" · längd 2 mm.



Crimpable Micro-Stops · Large

CSTOPLG

50 st/förp.

För bågar .020" till .020
× .020".


Crimpable Micro-Stops · Small

CSTOPSM

50 st/förp.

För bågar .012" till
.018".


Stopp & kirurgiska krokar

CRIMPABLE STOPS · SURGICAL HOOKS



Open-Wall Crimpable Stops

CSTOPOW

10 st/förp.

För .018" till .021 ×
.025" · längd 2 mm.



Surgical Hook · Closed

IA05-105

10 st/förp.

Stängd modell · böjbar
kulkrok.



Surgical Hook · Open

IA05-101

10 st/förp.

Öppen modell · böjbar
kulkrok.



Crimpable Split Stop

66-0120-0002

20 st/förp.

Delat stopp för placering
på bågen.



T-Bar Surgical Hook · Universal

66-0110-0001

10 st/förp.

För .012" till .021 ×
.025" · 316L stål.



Linguala sheaths



Lingual/palatal Sheath

8080

8081

5 st/förp.

Rak / böjd · rostfritt
stål.



Lingual Sheath · Locking Indent

43-0260-0000

10 st/förp.

Med låsfördjupning.



Lingual Sheath · Hook & Lock

43-028L-0000

43-028R-0000

10 st/förp.

Vänster / höger · krok
och låsfördjupning.



Lingual Sheath · Standard

43-0250-0000

10 st/förp.

Standardmodell med
låsfördjupning.



Lingual Sheath · Cetlin

43-027L-0000

43-027R-0000

10 st/förp.

Vänster / höger · 8°
offset och V-Stop.



Select-Ties



ELASTISKA LIGATURER · .120" · LATEXFRIA

Elastiska ligaturer för fixering av bågen i bracketen. 33 färger att välja mellan.

20 ligaturer/sticka · 50 stickor/förp. · totalt 1 000 ligaturer

	Pärlemor OCSLPL		Metallisk guld OCSLGD		Turkos OCSLTQ
	Självlvysande OCSLGL		Metallisk lila OCSLPP		Vit OCSLWT
	Neongrön OCSLNG		Metallisk röd OCSLMR		Fuchsia OCSLFU
	Pärlemorgrön OCSLPG		Metallisk blå OCSLMB		Svart OCSLBK
	Glow Blue OCSLGB		Kungsblå OCSLRB		Orange OCSLOR
	Pärlemorblå OCSLPB		Ljus himmelsblå OCSLLS		Neonorange OCSLFO
	Lavendel OCSLLV		Djup himmelsblå OCSLDS		Gul OCSLYW
	Vinröd OCSLMA		Marinblå OCSLNB		Rosa OCSLPK
	Transparent OCSLCL		Grön OCSLGR		Neonrosa OCSLFP
	Grå OCSLGY		Transparent grön OCSLTG		Tandfärgad OCSLTC
	Metallisk silver OCSLMS		Rubinröd OCSLRR		Rökgrå OCSLSM

Fler stickformer – samma 33 färger

Versa-Tie  22 ligaturer · delbar sticka	Bambino-Tie  12 ligaturer · öppet grepp	Mini-Tie  11 ligaturer · halvsticka
---	---	---



Färghäfte för elastiska ligaturer

33 färger och roterande färghjul som underlättar färgvalet.

LIGTIEBOOK · 1 st

DesignerTies

ELASTISKA LIGATURER MED MOTIV · LATEXFRIA

15 motiv i klassiska former och säsongsteman. Tillverkade i USA.

10 ligaturer/sticka · 20 stickor/förp. · totalt 200 ligaturer

KLASSISKA MOTIV



Röd stjärna
DTIE-10



Vit stjärna
DTIE-09



Blå stjärna
DTIE-02



Rött hjärta
DTIE-01



Lila hjärta
DTIE-12



Rosa hjärta
DTIE-14



Rosa blomma
DTIE-13



Lila blomma
DTIE-03



Gul smiley
DTIE-04

SÄSONGSMOTIV



Grön gran
DTIE-07



Röd julstrumpa
DTIE-06



Orange pumpa
DTIE-15



Spöke, metallisk silver
DTIE-18



Vit snöflinga
DTIE-05



Grön klöver
DTIE-08

DESIGNERTIES I MUNNEN



Blå stjärna · DTIE-02




Lila blomma · DTIE-03

Ligaturer & skydd

Mini-Ties .095


AURAdonics, Inc.

LATEXFRIA LIGATURER



Elastiska ligaturer för små och enstaka brackets. Kan sträckas runt olika fäststorlekar och återgår mot sin ursprungliga form.

Diameter .095 tum (cirka 2,41 mm)

144 ligaturer per enhet

FÄRG	ART.NR
Grå	600-001
Transparent	600-002
Silver	600-003

Lip Bumper & Cheek Protector


ORTHO
CARE

TRANSPARENT



5100-090

C-formad skyddslist i mjukt, böjligt PVC. Placeras över brackets för att skydda läppar och kinder.

Klipp till önskad längd och trä över brackets. C-profilen låser fast under bracketens ligaturvingar.

Kan vara praktisk för patienter som spelar musikinstrument.

Längd: 12 tum (cirka 30 cm)

5 st/förp.

Elastiska ligaturer


OPTI-TIES .115 OCH KEY-TIES MINI .120

Opti-Ties .115



För mindre brackets · Optimal Firm Force.
Ytterdiameter .115" · innerdiameter .045".
24 ligaturer/sticka, 40 stickor/förp..
Totalt 960 ligaturer.

Key-Ties Mini .120



För twinbrackets · Ideal Force.
Ytterdiameter .120" · innerdiameter .050".
10 ligaturer/sticka, 100 stickor/förp..
Totalt 1 000 ligaturer.

FÄRGER OCH ARTIKELNUMMER

Färg	Opti-Ties	Key-Ties	Färg	Opti-Ties	Key-Ties
● Clear	J24336	J10336	● Bright Green	J24333	J10333
● White	J24351	J10351	● Green	J24338	J10338
● Pearl	J24344	J10344	● Aqua Green	J24330	J10330
● Pearl Blue	J24345	J10345	● Teal	J24350	J10350
● Silver	J24348	J10348	● Sky Blue	J24349	J10349
● Gray	J24337	J10337	● Blue	J24332	J10332
● Black	J24331	J10331	● Navy	J24342	J10342
● Burgundy	J24335	J10335	● Purple	J24347	J10347
● Porsche Red	J24346	J10346	● Lavender	J24339	J10339
● Orange	J24343	J10343	● Light Pink	J24341	J10341
● Yellow	J24352	J10352	● Bright Pink	J24334	J10334
● Light Green	J24340	J10340			

Färgmarkeringarna är vägledande och kan avvika från den faktiska produkten.

Latexfria gummiband

Intraorala elastiska drag utan latex. Storlekar anges som innerdiameter.



ENERGYPAK

Färgkodade patientpåsar. B = Medium, C = Heavy.

Säljs per patientpåse med 100 drag.



STORLEK	MÄRKNING	MEDIUM · 4,5 oz	HEAVY · 6,5 oz
1/8"	Lila	J01557	J01561
3/16"	Grön	J01558	J01562
1/4"	Röd	J01559	J01563
5/16"	Blå	J01560	J01564



NON-LATEX ELASTICS

Naturfärgade drag av polymermaterial utan latex.

Säljs per patientpåse med 100 drag.



STORLEK	MÄRKNING	MEDIUM · 4,5 oz	HEAVY · 6,5 oz
3/16"	Blå	LFM36	LFH36
1/4"	Grön	LFM14	LFH14



NON-LATEX ELASTICS

50 patientpåsar × 100 drag = 5 000 drag/förp..



STORLEK	LIGHT · 2,5 oz	MEDIUM · 4,5 oz	HEAVY · 6,5 oz
1/8"	811-000NL	811-001NL	811-002NL
3/16"	811-003NL	811-004NL	811-005NL
1/4"	811-006NL	811-007NL	811-008NL
5/16"	811-009NL	811-010NL	811-011NL
3/8"	811-012NL	811-013NL	811-014NL

Enchanted

GUMMIBAND MED LATEX · AMBER

Intraorala drag av naturligt latexgummi med färgkodade patientförpackningar.

Säljs per patientpåse med 100 drag. Varje påse innehåller ett appliceringsverktyg.



ENCHANTED SERIES

Naturfärgade latexdrag

5 storlekar

Upp till 4 styrkor

100 drag/patientpåse



STORLEKAR, STYRKOR OCH ARTIKELNUMMER

STORLEK	LIGHT 2,5 oz	MEDIUM 4,5 oz	HEAVY 6,5 oz	EXTRA HEAVY 8,5 oz
1/8" Orange	18LTAM Leprechaun	18MDAM Dragon	18HVAM Wizard	-
3/16" Blå	36LTAM Frog Prince	36MDAM Genie	36HVAM Unicorn	36XHAM Gnome
1/4" Grön	14LTAM Giant	14MDAM Sprite	14HVAM Pegasus	14XHAM Minotaur
5/16" Röd	56LTAM Centaur	56MDAM Trumpeter	56HVAM Knight	56XHAM Jester
3/8" Lila	38LTAM Pirate	38MDAM Barbarian	38HVAM Roman Soldier	-

Färgnamnen i storlekkolumnen avser textmärkningen på patientpåsen.

- = ingen variant i denna serie. Amber = naturfärgade drag.

Elastisk kedja



DYNA-LINK

Latexfri · 15 ft (cirka 4,57 m)/spole · tjocklek .0255"

UTFÖRANDE	TRANSPARENT	GRÅ
Continuous	CDLCL1	CDLGY
Short	SDLCL1	SDLGY
Long	LDLCL1	LDLGY



CENTRIC CHAIN

Latexfri · 15 ft (cirka 4,57 m)/spole

UTFÖRANDE	TRANSPARENT	SILVERGRÅ
Closed Link	3077-772CL	3077-772SG
Medium Link	3077-760CL	3077-760SG
Wide Link	3077-782CL	3077-782SG



TP Orthodontics, Inc.

E-CHAIN

Latexfri · transparent termoplastisk kedja · 1 spole/förp.

MINI	MEDIUM	LARGE
390-172	389-050	390-050



Energy Chain

ELASTISK KEDJA · LATEXFRI · FEM LÄNKUTFÖRANDEN

Flexibel kedja för olika placeringar

Fem länktutföranden med olika centrumavstånd.
Elastiskt material med god återhämtning efter sträckning och långvarig kraftöverföring.

15 färger på standardspole

2,3 m · samtliga färger

4,7 m · transparent och grå



Storleksguide

Måttet anger avståndet mellan modulernas centrum.

CLOSED



2,8 mm

Ring 1,2 mm

ADJOINED



3,0 mm

Ring 1,2 mm

REDUCED



3,8 mm

Ring 1,2 mm

MEDIUM



4,0 mm

Ring 1,2 mm

LARGE



5,1 mm

Ring 1,8 mm

Spollängder och färger

STANDARD · 2,3 M

Alla 15 färger i fem länktutföranden.

LÅNG SPOLE · 4,7 M

Transparent och grå i fem utföranden.

Se nästa sida för färger och artikelnummer.

Energy Chain

FÄRGER OCH ARTIKELNUMMER · STANDARD OCH LÅNG SPOLE

FÄRG	CLOSED	ADJOINED	REDUCED	MEDIUM	LARGE	SPOLE
 Clear	J00120	J00202	J00269	J00121	J00122	2,3 m
 Gray	J00166	J00203	J00270	J00167	J00168	2,3 m
 Blue	J00223	J00205	J00271	J00224	J00281	2,3 m
 Dark Green	J00227	J00206	J00272	J00228	J00282	2,3 m
 Rose	J00231	J00204	J00273	J00232	J00280	2,3 m
 Purple	J00235	J00207	J00274	J00236	J00283	2,3 m
 Teal	J00136	J00214	J00137	J00138	J00290	2,3 m
 Pearl Blue	J00139	J00215	J00140	J00141	J00291	2,3 m
 Orange	J00239	J00208	J00275	J00240	J00284	2,3 m
 Red	J00261	J00209	J00276	J00262	J00285	2,3 m
 Black	J00263	J00210	J00277	J00264	J00286	2,3 m
 Light Pink	J00265	J00211	J00278	J00266	J00287	2,3 m
 Yellow	J00267	J00212	J00279	J00268	J00288	2,3 m
 Pearl Ivory	J00142	J00213	J00143	J00144	J00289	2,3 m
 Pink	J00145	J00216	J00146	J00147	J00292	2,3 m
 Clear	J00293	J00295	J00297	J00299	J00301	4,7 m
 Gray	J00294	J00296	J00298	J00300	J00302	4,7 m

Mellanrum mellan centrum

Closed 2,8 mm · Adjoined 3,0 mm · Reduced 3,8 mm · Medium 4,0 mm · Large 5,1 mm

Ringstorlek: 1,2 mm. Large har 1,8 mm ringstorlek.

Färgmarkeringarna är vägledande och kan avvika från den faktiska produkten.

Elastisk tråd



POWER THREAD & SLIP-NOT

Massiv, ihålig och strukturerad tråd. Latexfria utföranden.

UTFÖRANDE	DIM.	FÄRG	ART.NR
Power Thread · Solid	.025"	Transparent	ETCL025
Power Thread · Solid	.030"	Transparent	ETCL030
Power Thread · Hollow	.025"	Transparent	TBCL025
Power Thread · Hollow	.030"	Grå	TBGY030
Slip-Not · strukturerad	.025"	Transparent	SNTCL025
Slip-Not · strukturerad	.030"	Transparent	SNTCL030
Slip-Not · strukturerad	.025"	Grå	SNTGY025
Slip-Not · strukturerad	.030"	Grå	SNTGY030



ENERGY TIE THREAD

Latexfri · rund eller fyrkantig · 7,62 m/rulle

UTFÖRANDE	DIMENSION	FÄRG	ART.NR
Rund	.025"	Transparent	J00386
Rund	.025"	Grå	J00387
Rund	.030"	Transparent	J00388
Rund	.030"	Grå	J00389
Fyrkantig	0,457 × 0,457 mm	Transparent	J00193
Fyrkantig	0,660 × 0,660 mm	Transparent	J00194



Tråd & skyddsslang



TEXTURED TIE THREAD

Rund, strukturerad elastisk tråd · latexfri

DIAMETER	TRANSPARENT	GRÅ
.025"	700-625T	700-725T
.030"	700-630T	700-730T



ZING-O-STRING

Elastisk tråd för mindre mellanrum och lätta rotationer.

DIAMETER	FÄRG	LÄNGD/RULLE	ART.NR
.025"	Transparent	7,5 m	100-241



ARCHWIRE SLEEVE

Latexfri skyddsslang för bågen · 10 ft (cirka 3,05 m)/spole

DIMENSION	FÄRG	ART.NR
.018"	Grå	700-718
.027"	Transparent	700-627
.027"	Grå	700-727



BUMP-R-SLEEVE

Skyddsslang som träs över bågen för att minska irritation.

DIMENSION	VIT	GRÅ
.018"	100-239	100-237
.031"	100-240	100-238



E-Links

ELASTISKA MODULER · LATEXFRIA

För rotation av enskilda tänder och luckslutning inom tandbågen.

Stansade ur ett material med hög elastisk återhämtning.

Finns i transparent och grått, i förpackningar med 10 eller 100 moduler.



Latex-Free

FLIK PÅ E5-E10

Underlättar fäste på bakre krokar och låsning runt bågtråden.

10 storlekar · två färger



Transparent



Grå

STORLEKAR OCH ARTIKELNUMMER

STORL.	FORM	MÅTT*	KLAR · 10	KLAR · 100	GRÅ · 10	GRÅ · 100
E1		1,02 mm	389-001	389-001C	384-001	384-001C
E2		1,91 mm	389-002	389-002C	384-002	384-002C
E3		2,79 mm	389-003	389-003C	384-003	384-003C
E4		5,97 mm	389-004	389-004C	384-004	384-004C
E5		9,02 mm	389-005	389-005C	384-005	384-005C
E6		12,07 mm	389-006	389-006C	384-006	384-006C
E7		14,99 mm	389-007	389-007C	384-007	384-007C
E8		21,08 mm	389-008	389-008C	384-008	384-008C
E9		25,02 mm	389-009	389-009C	384-009	384-009C
E10		30,10 mm	389-010	389-010C	384-010	384-010C

* Avstånd mellan ringarna enligt TP Orthodontics. Formbilderna visas i samma skala.

Artikelnummer utan C: 10-pack. Artikelnummer med C: 100-pack.

Elastiska tillbehör

SEPARATORER · FÖRVARING · APPLICERING · ROTATIONSKILAR

SEPARATORER

För att skapa utrymme mellan tänderna inför bandapplicering.



TILLVERKARE	UTFÖRANDE	DIAMETER*	FÖRP.	ART.NR
	Radioopak · Midnight Blue	.191"	960 st	500-002
	Safe-Seps · Regular, blå	.180"	960 st	500-004
	Safe-Seps · Heavy, lila	.180"	960 st	500-003
	Radioopak · Small, blå	.155"	1 000 st	325-302
	Radioopak · Large, blå	.193"	1 000 st	325-303
	Radioopak	.191"	960 st	J01451

* Ytterdiameter. Radioopak = synlig på röntgen.



SPOLDISPENSER



Rymmer upp till 10 spolar med elastisk kedja, tråd eller slang.

Blå: J00600 · Vit: J00600W

14,6 × 8,3 × 7,6 cm · 1 st/förp.



ELASTIC PLACER



Hjälpmedel för placering och borttagning av intraorala drag.

J00560 · 100 st/förp.

Silverfärgat utförande



ROTATIONSKILAR

Placeras under bågen för att korrigera tandrotationer.

Knoppar håller kilen på plats. Latexfria.



UTFÖRANDE	FÖRP.	ART.NR
Transparent	100 st	300-501
Grå	100 st	300-500

Diamantborr för IPR

DIAMANTBORR FÖR INTERPROXIMAL REDUKTION (IPR)

J10C



J10 · Coarse / grov

6 st/förp.

J10M



J10 · Medium

6 st/förp.

J10F



J10 · Fine / fin

6 st/förp.

J10SF



J10 · Super Fine

6 st/förp.

J316SF



IPR · Super Fine · 0,3 mm

2 st/förp.

J316PF



IPR · Fine · 0,4 mm

2 st/förp.

Z12S/SF



IPR · Super Fine · 0,45 mm

2 st/förp.

Z12S/PF



IPR · Fine · 0,5 mm

2 st/förp.

E11S/SF



IPR · Super Fine · 0,55 mm

2 st/förp.

E11S/PF



IPR · Fine · 0,65 mm

2 st/förp.

IPR- och ortodontiska borrar

IPR OCH ORTODONTISK EFTERBEARBETNING

Interproximal Reduction Set

IPRKIT1



Profile	Cat. No.	Application
	J316SF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.3 mm
	J316PF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.4 mm
	Z12S/SF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.45 mm
	Z12S/PF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.5 mm
	J10F	Interproximal stripping Diamond bur
	E11S/SF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.55 mm
	E11S/PF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.65 mm

Sju IPR-diamantbör - specialdiametrar från 0,3 till 0,65 mm.

1 set/förp.

Orthodontic Kit

ORTHOKIT1



Innehåller IPR-borren från IPRKIT1,
12-bladiga trimming- och finishingbör
av hårdmetall samt adhesivpolerare.
För IPR och efterbearbetning av komposit.

1 set/förp.

FG-borr

DIAMANTBORR OCH HÅRDMETALLBORR

392/016M-FG



392 · Medium · FG

10 st/förp.

392/016F-FG



392 · Fine · FG · huvud 5 mm

10 st/förp.

392/016SF-FG



392 · Super Fine · FG

10 st/förp.

H7MF/008 FG



Multifunctional Cutter ·

päron

1 st/förp.

H48L-012-FG



H48L · FG

1 st/förp.

H390-016-FG



H390 · FG

1 st/förp.

H390-018-FG



H390 · FG

1 st/förp.

H379-018-FG



H379 · FG

1 st/förp.

H379-023-FG



H379 · FG

1 st/förp.

RA-borr

BONDING RESIN REMOVER OCH RUNDA HÅRDMETALLBORR

H22AGK/016 RA



Bonding Resin Remover · RA

1 st/förp.

H1/010 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/014 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/016 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/018 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/023 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/027 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1S/025 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1S/029 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

RA-borr

H23R OCH H41 · HÅRDMETALLBORR

H23R/012 RA · 1171



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H23R/014 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H23R/016 RA · 1172



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H41/018 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H41/023 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

Jet Carbide

DEBONDINGBORR · RA / LATCH GRIP

För avlägsnande av komposit efter ortodontisk behandling.

Jet Carbide 1171



RA-fäste · hårdmetall

Jet Carbide 1172



RA-fäste · hårdmetall

ARTIKELNUMMER OCH FÖRPACKNINGAR

MODELL	5-PACK	100-PACK
1171	459812	455895
1172	459818	455896

Borr & efterbearbetning

BORR OCH EFTERBEARBETNING · GRUPPERAT EFTER TILLVERKARE

**DIAMANTBORR**

FG 258N/6



FG-fäste · 6 st/förp.

FG 259/6



FG-fäste · 6 st/förp.



Renew System Finishing Points

RSPL · 12 st/förp.

Finisher för att avlägsna kvarvarande komposit och polera tandytan efter ortodontisk behandling.

Svart spets underlättar kontroll av kvarvarande komposit.

Finns för RA, FG och rakt handstycke.

Sunset Strip

STRIPS OCH HANDTAG FÖR IPR

Enkel- och dubbelsidiga diamantstrips för reduktion och konturering.



Starter Kit

KITSU-10

1 strip av varje: SU-SS-01 till SU-SS-04

1 strip av varje: SU-DS-01 till SU-DS-04

2 tandade sågar: SU-SAW-01

2 handtag: SU-HA-01

Alla strips säljs även separat.

Alla strips kan justeras genom att skruva på plastdetaljen, så att bladet blir mindre spant och kan böjas.

DIAMANTSTRIPS · 1 ST/FÖRP.

GROVLEK	ENKELSIDIG	ART.NR	DUBBELSIDIG	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	● SU-SS-01	0,10 mm	● SU-DS-01
Fine	0,11 mm	● SU-SS-02	0,15 mm	● SU-DS-02
Medium	0,15 mm	● SU-SS-03	0,23 mm	● SU-DS-03
Coarse	0,22 mm	● SU-SS-04	0,32 mm	● SU-DS-04
0,40 mm	-	-	0,40 mm	SU-DS-05
0,50 mm	-	-	0,50 mm	SU-DS-06



Enkelsidig strip



Dubbelsidig strip



Tandad såg



Handtag · SU-HA-01

Handtag för Sunset Strip.

Tandad såg · SU-SAW-01

0,05 mm · utan diamant · 1 st/förp.

SpaceFile

INTERPROXIMAL REDUKTION · ENKEL- OCH DUBBELSIDIGA FILAR



Diamantfilar för IPR, konturering och efterbearbetning. Används manuellt eller med avtagbart grepp.

Filar, grepp och innerbricka kan autoklaveras.

SINGLE PACKS · 8 FILAR AV SAMMA TYP + 1 GREPP

GROVLEK / FÄRG	DUBBELSIDIG	VÄNSTER · ENKEL	HÖGER · ENKEL
Polishing · grå	40035-G 0,13 mm	40035-LS-G 0,11 mm	40035-RS-G 0,11 mm
Finishing · lila	40035-P 0,16 mm	40035-LS-P 0,13 mm	40035-RS-P 0,13 mm
XX Fine · vit	40035-W 0,18 mm	40035-LS-W 0,15 mm	40035-RS-W 0,16 mm
X Fine · gul	40035-Y 0,21 mm	40035-LS-Y 0,18 mm	40035-RS-Y 0,19 mm
Fine · röd	40035-R 0,29 mm	40035-LS-R 0,22 mm	40035-RS-R 0,22 mm
Medium · blå	40035-BL 0,37 mm	40035-LS-BL 0,27 mm	40035-RS-BL 0,27 mm
Coarse · grön	40035-GR 0,46 mm	40035-LS-GR 0,33 mm	40035-RS-GR 0,31 mm
X Coarse · svart	40035-BLK 0,54 mm	40035-LS-BLK 0,41 mm	40035-RS-BLK 0,39 mm

Angivna tjocklekar är ungefärliga enligt tillverkaren.

ASSORTED PACK	DUBBELSIDIG	VÄNSTER	HÖGER
Artikelnummer	40034	40034-LS	40034-RS

Assorted Pack: 8 olika filar + 1 tandad såg + 1 grepp.

Såg: 40035-CS · 0,34 mm. Separat grepp: 40035-GRIP · 3-pack.

FS2 & FS3

ENKELSIDIG DIAMANTBELÄGGNING · STANDARDUTFÖRANDE

FS2 · 2,5 mm bredd

Standardstrips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	FS2-SF
Fine	0,10 mm	FS2-F
Medium	0,13 mm	FS2-M

FS3 · 3,75 mm bredd

Standardstrips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	FS3-SF
Fine	0,10 mm	FS3-F
Medium	0,13 mm	FS3-M

FS3X · SÅGTANDAD MITTDEL

3,75 mm bredd · 10 st/förp.

Super Fine 0,08 mm: FS3-SFX · Fine 0,10 mm: FS3-FX

Medium 0,13 mm: FS3-MX · Sortiment: FS3-X-SO

Perforerade strips

FS2P · FS3P · FS3XP · ENKELSIDIG DIAMANTBELÄGGNING

FS2P · 2,5 mm bredd

Perforerade strips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	FS2-SFP
Fine	0,10 mm	FS2-FP
Medium	0,13 mm	FS2-MP

FS3P · 3,75 mm bredd

Perforerade strips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	FS3-SFP
Fine	0,10 mm	FS3-FP
Medium	0,13 mm	FS3-MP

Sortimentsförpackning FS3P: FS3-P-SO

FS3XP · PERFORERADE MED SÅGTANDAD MITTDEL

3,75 mm bredd · 10 st/förp.

Super Fine 0,08 mm: FS3-SFXP · Fine 0,10 mm: FS3-FXP

Medium 0,13 mm: FS3-MXP · Sortiment: FS3-XP-SO



Lightning Strips

DIAMANTSTRIPS · MEDIUM · ENKEL- OCH DUBBELSIDIGA

För interproximal reduktion och finjustering av kontaktpunkter.



Lightning Strips

Enkel- och dubbelsidiga

4 och 6 mm bredd

Medium grovlek

12 strips/förp.

ARTIKELNUMMER

BREDD	GROVLEK	ENKELSIDIG	DUBBELSIDIG
4 mm	Medium	304	314
6 mm	Medium	306	316

MARK VI IPR Gauge Set



GESTENCO MK-00-01

För mätning av interproximalt utrymme.

Sex mätblad i rostfritt stål.

Autoklaverbart.

STORLEKAR

0,10 · 0,20 · 0,25 · 0,30

0,40 · 0,50 mm

Quad Helix

MOLARROTATION, STABILISERING OCH EXPANSION

Quad Helix · för lödning på band



Blue Elgiloy

.038" / 0,965 mm


Levereras utan värmebehandling.

Löds fast på molarband.

3 st/förp.

STORLEK	MÅTT	ART.NR
1	14 mm	A00510
2	18 mm	A00511
3	24 mm	A00512
4	28 mm	A00513
5	37 mm	A00514

Preformed Quad Helix · utan lödning



Blue Elgiloy · .036" / 0,914 mm

Levereras utan värmebehandling.

För horisontella linguala tuber på band.

Passar raka och böjda linguala sheaths.

2 st/förp.

STORLEK	ART.NR
0	A01430
1	A01431
2	A01432
3	A01433

Guldkedjor

GULDPLÄTERADE EXTRUSIONSKEDJOR · OVAL OCH RUND BAS

För ortodontisk framdraging av retinerade tänder. Kedjorna är pläterade med 24 karats guld och har låg profil samt meshbas för bonding.

Fyra utföranden ger möjlighet att välja passande form och fästalternativ.



Oval bas

EE-00-01

Guldpläterad ögla och kedja.
Oval bondingbas.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida

Rund bas

EE-00-02

Guldpläterad ögla och kedja.
Rund bondingbas.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida

Guldkedjor

REKTANGULÄR BAS OCH CAPLIN HOOK

Kedjorna är pläterade med 24 karats guld och har en bondbar meshbas.

Välj rektangulär, konvex basplatta med ögla eller rund bas med Caplin Hook.

Detaljbilderna visar meshstrukturen på basens undersida.



Rektangulär bas

EE-00-03

Konvex, rektangulär basplatta.
Guldpläterad ögla och kedja.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida



Caplin Hook

EE-00-04

Rund bondingbas.
Guldpläterad krok och kedja.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida

Palatinalbågar

MESIAL OCH DISTAL LOOP · .036" ROSTFRITT STÅL

Palatinalbågar i .036" (0,914 mm) rostfri ståltråd. De formade ändarna underlättar insättning och borttagning från linguala hylsor.

Mesial loop



Distal loop



STORLEK OCH ARTIKELNUMMER · 5 ST/FÖRP.

STORLEK	MESIAL LOOP	DISTAL LOOP
37 mm	64-0M11-0037	64-0D11-0037
39 mm	64-0M11-0039	64-0D11-0039
41 mm	64-0M11-0041	64-0D11-0041
43 mm	64-0M11-0043	64-0D11-0043
45 mm	64-0M11-0045	64-0D11-0045
47 mm	64-0M11-0047	64-0D11-0047
49 mm	64-0M11-0049	64-0D11-0049
51 mm	64-0M11-0051	64-0D11-0051
53 mm	64-0M11-0053	64-0D11-0053
55 mm	64-0M11-0055	64-0D11-0055

Måtten avser palatinalbågens storlek.

Bondbara retainers



Bondable Lingual Retainer



Förformad tråd i 304 rostfritt stål.
Konturerad bas och offset-böj
för kontakt mot den linguala ytan.
2 st/förp.

STORLEK	ART.NR
31	E00331
32	E00332
33	E00333
34	E00334
35	E00335
36	E00336
37	E00337
38	E00338
39	E00339



Bondable Lingual Retainer



För överkäkens centrala framtänder,
för retention av slutet diastema.
Stansad i ett stycke av laminerat nät
med tunn, justerbar tvärdel.
2 st/förp.

STORLEK	MÅTT	ART.NR
Small	10 mm	224-200F
Medium	11,5 mm	224-210F
Large	13 mm	224-220F

Retainertråd

FLEXIBEL LINGUAL RETENTION

Ortho FlexTech

Sammanlänkad kedja för passiv retention efter ortodontisk behandling. Den flexibla konstruktionen följer tändernas linguala anatomi och anpassas direkt utan modeller eller avtryck.



ROSTFRITT STÅL



VITT GULD



NICKELFRITT GULD



Tre material - samma flexibla kedjekonstruktion

MATERIAL	LÄNGD/SPOLE	FÖRP.	ART.NR
Rostfritt stål	30" / 76,2 cm	1 spole	SSOFT
14 karats vitt guld	30" / 76,2 cm	1 spole	OFT2
Nickelfritt guld	30" / 76,2 cm	1 spole	NFOFT2

Bond-A-Braid

Platt, åttatrådig flätad lingualtråd i mjukt rostfritt stål (dead soft). Lätt att forma för fast retention och splinting.

Dimension: .027" × .011"

10 trådar à 6" (15,24 cm) · Art.nr BAB2



Retainium

Nickelfri titaniummolybdentråd för fast lingual retention. Platt profil med flexibilitet mellan tänderna och låg bygghöjd.

Dimension: .027" × .011"

10 trådar à 6" (15,24 cm) · Art.nr RET



Retainertråd

Penta-Flex

Koaxial tråd med fem trådar lindade runt en kärna. Kombinerar hög flexibilitet med styrka och fjädring.

För initial nivåjustering, linguala retainers och parodontalskenor.

Levereras i raka längder om 14 tum (35,56 cm). Tre dimensioner, 10 längder per förpackning.



DIAMETER	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.0175"	14" / 35,56 cm	10 st	78-LP00-0175
.0195"	14" / 35,56 cm	10 st	78-LP00-0195
.0215"	14" / 35,56 cm	10 st	78-LP00-0215



Lingual Retention Wire Set

Förböjd retainertråd i nickel-titanlegering för fast retention efter ortodontisk behandling.

Rektangulärt tvärsnitt och mjukt, formbart utförande (dead soft) gör tråden lätt att anpassa till tändernas linguala ytor.

Vertikal förböjning hjälper till att undvika oönskad aktivering. Särskilda clips håller tråden på plats under bonding.

Utvecklad av Dr. Yoav Mazor.



1 set/förp.

Art.nr RTN.WIRE.KIT1

Retainertråd

BLUE ELGILOY

Blue Elgiloy

Mjuk Elgiloy-tråd som är lätt att bocka och anpassa. För retainers, linguala bågar och avtagbara apparaturer.

Raka längder: 14" (35,56 cm).

Finns med rund och rektangulär profil.



Rund profil

DIAMETER	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.028"	14" / 35,56 cm	10 st	E00228
.032"	14" / 35,56 cm	10 st	E00232
.038"	14" / 35,56 cm	10 st	E00221
.040"	14" / 35,56 cm	6 st	E00237

Rektangulär profil

DIMENSION	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.016" × .016"	14" / 35,56 cm	10 st	E304
.017" × .022"	14" / 35,56 cm	10 st	E307
.017" × .025"	14" / 35,56 cm	10 st	E345
.019" × .019"	14" / 35,56 cm	10 st	E242
.019" × .026"	14" / 35,56 cm	10 st	E294
.021" × .025"	14" / 35,56 cm	10 st	E240

Colboloy & Hexaflex

RAKA LÄNGDER OCH KOAXIALTRÅD PÅ SPOLE

Colboloy Blue Nickel Cobalt

Formbar nickel-krom-koboltlegering
för individuella böckningar.

Kan värmebehandlas efter formning
för ökad styrka.

25 längder/förp.

14 tum (cirka 36 cm) per längd



Rund profil

DIMENSION	ART.NR
.014	STRCB014
.016	STRCB016
.018	STRCB018
.028	STRCB028
.030	STRCB030
.032	STRCB032
.036	STRCB036
.040	STRCB040
.045	STRCB045
.051	STRCB051

Rektangulär profil

DIMENSION	ART.NR
.016 × .016	STRCB1616
.016 × .022	STRCB1622
.017 × .025	STRCB1725
.018 × .025	STRCB1825
.019 × .025	STRCB1925
.021 × .025	STRCB2125

Dimensioner anges i tum.

Hexaflex

Rund, sexsträngad koaxialtråd i rostfritt
stål. Flexibel tråd som kombinerar
formbarhet med styrka.

Diameter: .0175 tum

Spole: 30 fot (cirka 9,14 m)

78-SH00-0175



Huvuddrag

HIGH-PULL HEADGEAR · UNIVERSALSTORLEK

Ortho-Swiss Safety Module ingår och är redan monterad.

Huvudhätta för extraoral dragkraft med high-pull-riktning.

Levereras komplett med monterade säkerhetsmoduler.



Huvudhätta med säkerhetsmodul

Röd / Gul / Blå

KIT23-000-030

Universal

1 st/förp.



Huvudhätta med säkerhetsmodul

Denim

KIT23-999-030

Universal

1 st/förp.

Nackdrag

CERVICAL SAFETY · UNIVERSALSTORLEK

Ortho-Swiss Safety Module ingår och är redan monterad.

Nackdrag med justerbar passform och monterade säkerhetsmoduler.



Rosa / blå

KIT23-999-020

Universal

1 st/förp.



Gul / blå

KIT23-999-010

Universal

1 st/förp.

Ortho-Swiss · Safety Module



Kan köpas separat

23-050-06-OS

Säkerhetsmodul för huvud- och nackdrag.

Kompatibel med High-Pull Headgear
och Cervical Safety.

2 st/förp.

Huvud- och hakstöd

SOF-GEAR OCH EXTRAORALA LATEXDRAG

Sof-Gear Head/Chin



Mjukt huvud- och hakstöd med justerbara kardborrefästen för individuell passform.

Två storlekar: Junior och Regular.

5 huvudkappor och 5 hakselar per förpackning.

STORLEK	ART.NR
Junior	SOF-CCJ
Regular	SOF-CCR

Amber Extraoral Elastics



Extraorala drag av naturligt latexgummi. Precisionsklippta för jämn kraftöverföring.

Diameter: 1/2 tum (12,7 mm)

1 000 drag/förp.

STYRKA	KRAFT	ART.NR
Light	8 oz	AX012B
Heavy	16 oz	AX012H

Innehåller latex.

Ansiktsmasker

REVERSE PULL FACE MASK · PROTRACTION FACE MASK

Reverse Pull Face Mask

Rostfri stålram med hypoallergena pann- och hakkuddar.

Justerbar i sidled och längsled för individuell passform.



Small

RPFMSM

1 st/förp.



Large

RPFMLG

1 st/förp.

Innehåll: 1 pannkudde, 2 hakkuddar och utbytesskruvar.



Protraction Face Mask

Large · PFMLG

Justerbara pann- och hakstöd.

Justerbart fäste för elastiska drag.

Levereras med insexnyckel och

3 uppsättningar dynor.

1 st/förp.

Masker

ADJUSTABLE FACE MASK · FYRA FÄRGER

Justerbar ansiktsmask med låg vikt, ventilationsöppningar och förstärkt tvärstag. 1 st/förp..

**Blå****550-400****Röd****550-401****Pearl****550-404****Turkos****550-405**

Facebows

STANDARD OCH PLASTBELAGDA UTFÖRANDEN

Facebows med tre ytterbåglängder och flera innerbågsstorlekar.

Universalutförandena levereras med ett par stops. 1 st/förp..



FACEBOW .045" · STORLEK OCH ARTIKELNUMMER

STORLEK	SPECIAL SHORT	SHORT	MEDIUM
Universal	62-11UN-0000	62-21UN-0000	62-31UN-0000
1	62-1110-0000	62-2110-0000	-
2	62-1120-0000	62-2120-0000	-
3	62-1130-0000	62-2130-0000	62-3130-0000
3,5	-	62-2135-0000	-
4	62-1140-0000	62-2140-0000	62-3140-0000
4,5	-	62-2145-0000	-
5	62-1150-0000	62-2150-0000	62-3150-0000
6	-	62-2160-0000	62-3160-0000

PLASTBELAGD .045" · SHORT

UNIVERSAL	STORLEK 3	STORLEK 4	STORLEK 5
62-22UN-0000	62-2230-0000	62-2240-0000	62-2250-0000

FACEBOW .051"

UTFÖRANDE	STORLEK 2	STORLEK 3	STORLEK 4	STORLEK 5
Special Short	62-1320-0000	62-1330-0000	62-1340-0000	-
Short	62-2320-0000	62-2330-0000	62-2340-0000	62-2350-0000

Kindhållare

CHEEK RETRACTORS · FOTOGRAFERING OCH BONDING

Mjuka kindhållare med handtag som kan hållas av patient eller personal.



Cheek Retractor

CR-00-01

För intraoral fotografering
och bonding.
Mjukt material.

Autoklavbar · 1 st/förp.



Thomas Photo Retractor

TR-00-01

Djupare V-formad båge för
åtkomst vid bonding av
premolarer och molarer.

Autoklavbar · 1 st/förp.



Evacu Cheek Retractor

EV-00-01

Två hållare för sugslangar.
För fotografering, bonding
och torrläggning.

Autoklavbar · 1 st/förp.

Läpphållare

LIP RETRACTOR · VUXEN OCH BARN

För ocklusal fotografering och bonding. Det förskjutna handtaget ger åtkomst till framtänderna och håller handen utanför bildfältet.



Vuxen

LR-00-01



Kan hållas av patient eller personal.

Autoklavbar

1 st/förp.

Barn

LR-00-02



Kan hållas av patient eller personal.

Autoklavbar

1 st/förp.

Förskjutet handtag

Sidovyn visar offset-formen på LR-00-01 och LR-00-02.



Retractors · fler utföranden



dubbeländade



STORLEK	MÅTT	STANDARD	SOFT
Small & Medium	38 × 32 mm	720-0006	720-0006S
Medium & Large	46 × 32 mm	720-0007	720-0007S

2 st/förp. · Soft är det mjuka utförandet.



enkeländade



UTFÖRANDE	MÅTT	ART.NR
Mini	33 mm	HW-605451
Standard	42 mm	HW-605450

Icke-reflekterande plast · autoklavbar vid 121 °C · 2 st/förp..



Cheek Retractor, Child

J00407 · för barn · 1 st/förp.

Autoklavbar kindhållare med bred öppning för bonding.

Fotospeglar

ROSTFRITT STÅL · AUTOKLAVBARA · 1 ST/FÖRP.



Buckal

PM-00-01

För buckala bilder.



Ocklusal / buckal

PM-00-02

Vuxen · dubbeländad



Ocklusal / buckal

PM-00-03

Barn · dubbeländad



Ocklusal · vuxen / barn

PM-00-04

Dubbeländad spegel med en ände
för vuxna och en ände för barn.



Ocklusal · XL

PM-00-05

Extra stor spegelyta för ocklusala
fotografier av hela tandbågen.

Fotospeglar

RHODIUMBELAGDA GLASSPEGLAR MED HANDTAG



Fotospeglar

3 mm tjockt glas.
Rhodiumbelagd yta.

Hållare i gjuten
aluminium med
plastbeläggning.

Handtaget är fäst på spegelns baksida. Levereras med skyddande förvaringslåda. 1 st/förp..

TYP / STORLEK	ANVÄNDNING	MÅTT	ART.NR
A · Small	Ocklusal	75 × 65 mm	7-0001
B1 · Medium	Ocklusal	90 × 70 mm	7-0002
B2 · Medium	Ocklusal	90 × 61 mm	7-0003
C · Large	Ocklusal	105 × 75 mm	7-0004
D	Lateral	125 × 50 mm	7-0005

Bilden visar Type C · Large.

Vax



Relief Wax

860-1110C

Patientvax för att lindra skav från tandställningen.
Levereras i förseglad, vit förvaringsask.

100 st/förp.



Relief Wax

4033-6

Skyddande patientvax för brackets och vassa kanter som orsakar skav.

50 st/förp.



ReliaWax

RWX

Ljushärdande, vaxliknande skydd i spruta.
Appliceras på kliniken och avlägsnas i ett stycke.

1,5 g spruta + 10 applikationstips



Pinnacle

D64102005S1

Modelleringsvax i plattor för laboratoriearbete.
Formbart vid uppvärmning, stabilt vid rumstemperatur.

500 g/förp.

Rodney Aligner Seater

MJUKA SILIKONCYLINDRAR MED PLASTPINNE

Hjälper alignern att sättas på plats. Plastpinnen ger kontroll och gör att patienten kan använda seatern utan att behöva ha fingrarna i munnen.

Lätt att rengöra och lämplig även vid mindre tandkronor.

Finns i fyra varianter: mint, citron, vattenmelon och utan smak.



Mint

RAS-001 · 20 st/förp.



Citron

RAS-002 · 20 st/förp.



Vattenmelon

RAS-003 · 20 st/förp.



Utan smak

RAS-004 · 20 st/förp.

Chewies

ALIGNER TRAY SEATERS · LATEXFRITT MATERIAL

Mjuka bitrullar som hjälper patienten att sätta alignern på plats.



Vit · utan smak

AC-W · 20 st/förp.



Grön · mint

AC-GM · 20 st/förp.



Rosa · bubblegum

AC-PBG · 20 st/förp.



Lila · druva

AC-PG · 20 st/förp.



Gul · ananas


AC-YPIN · 20 st/förp.



Perfect A Smile

PONTIC PAINT · ESTETISK TANDERSÄTTNING I ALIGNERS

Ljushärdande pasta som appliceras i alignerns tandutrymme för att skapa en tillfällig, tandfärgad ersättning där en tand saknas. Translucensen ger ett naturligt utseende.



NYANSER OCH ARTIKELNUMMER


4 g/burk · tio nyanser för färganpassning

Light	PASL	A3,5	PPA35
Medium	PASM	B1	PPB1
Bleach	PPBL	C1	PPC1
A1	PPA1	C4	PPC4
A2	PPA2	D3	PPD3

För användning i genomskinliga aligners. Välj nyans efter önskat estetiskt resultat och följ tillverkarens anvisningar för applicering och ljushärdning.

Aligner removers

PLUCKER · DE-TACHER · DE-TACHER MINI



Plucker Aligner Remover

PAR-00-01

Ringhandtag och rundad spets.
Tillverkad i hygienisk polypropen.

12 st/förp.

De-Tacher Aligner Remover

DT-00-01

För borttagning av aligners i
över- och underkäke.
Titanbelagt stål.

1 st/förp.

De-Tacher Mini

DTM-00-01

Kompakt verktyg för borttagning
av aligners i över- och underkäke.
Titanbelagt stål.

1 st/förp.

A-Line-tänger

VERKTYG FÖR ANPASSNING AV ALIGNERS · 1 ST/FÖRP.

A-Line Hole Punch



AL-110

Skapar 6 mm halvcirkelformade urklipp runt knappar och krokar.

A-Line Tear Drop Punch



AL-111

Skapar urklipp vid gingivalranden för fäste av elastiska drag.

A-Line Horizontal Punch



AL-112

Skapar horisontella fördjupningar för torquejustering och retention.

A-Line Vertical Punch



AL-113

Skapar vertikala fördjupningar för justering av tandrotation.

Essix PLUS & ACE

PLAST FÖR RETAINERS OCH ALIGNERS

Essix PLUS


Transparent plast för retainers och aligners.

Kan även användas för temporära bryggor.

Kan kombineras med akryl och bindemedel.

Skyddsfilm på båda sidor.

80 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.035"	1APL35C120	1APL35C125	1APL35S125	1APL35S5
.040"	1APL40C120	1APL40C125	1APL40S125	1APL40S5

Essix ACE

Transparent plast för retainers och aligners.

Kan även användas för temporära främre bryggor.

Skyddsfilm på båda sidor.

Avsedd för patienter utan bruxism.

100 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.030"	1A320	1A325	1A347	1A350
.035"	1AH20	1AH25	1AH347	1AH50
.040"	1A420	1A425	1A478	1A450

Tjocklek anges i tum. 5 × 5 tum = 127 × 127 mm.

Essix A+

BITE PLANES OCH SKENOR

Flexibel plast för anpassade apparaturer

För bite planes, skenor och snarkapparaturer.

Kan kombineras med akryl och bindemedel.

Transparent material med skyddsfilm

på båda sidor.

Avsedd för patienter utan bruxism.



Sex tjocklekar · runda och fyrkantiga format

Artikelöversikt

Antal skivor per förpackning varierar med tjockleken.

TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum	ANTAL
.020"	11021	—	10020	10025	100 st
.030"	11031	11030	10030	10035	100 st
.040"	11041	11040	10040	10045	100 st
.060"	11061	11060	10060	10065	50 st
.080"	11081	11080	10080	10085	50 st
.120"	13120	—	—	13500	25 st

Rätt format för din termoformningsutrustning

Tjocklek anges i tum. 5 × 5 tum = 127 × 127 mm.

Essix C+ & Tray-Rite

RETENTION OCH BLEKNINGSSKENOR

Essix C+

För retainers och aligners, även för patienter med bruxism.

Kan även användas för bite planes.

Ej för akryl eller bindemedel.

100 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.040"	1C120	1C125	1C478	1C500

Essix Tray-Rite

För individuellt anpassade blekningsskenor.

Materialet sluter tätt mot tandytan och sträcks inte på samma sätt som EVA.

50 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.020"	70120	70125	—	70500

Utan naturlig gummilatex och BPA

Tjocklek anges i tum. 5 × 5 tum = 127 × 127 mm.

BIOPLAST

MJUKELASTISK TERMOFORMNINGSPLAST



Transparent EVA-plast

Mjukelastiskt, gummiliknande material som inte binder till akrylat.

För bland annat tandskydd, mjuka bettskenor, blekskenor och positioners.

Runda och kvadratiska format i flera tjocklekar. Anpassa tjockleken efter användningsområdet.

10 eller 100 st/förp.

Storlekar och artikelnummer

TJOCKLEK	FORM	MÅTT	10 ST/FÖRP.	100 ST/FÖRP.
1,0 mm	Rund	Ø 125 mm	3270.1	3270.2
1,5 mm	Rund	Ø 125 mm	3183.1	3183.2
2,0 mm	Rund	Ø 125 mm	3185.1	3185.2
3,0 mm	Rund	Ø 125 mm	3187.1	3187.2
4,0 mm	Rund	Ø 125 mm	3188.1	3188.2
1,0 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	3269.1	-
1,5 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	3182.1	-
2,0 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	3184.1	-
3,0 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	3186.1	-

- = inget artikelnummer i detta sortiment.



BIOPLAST Insulating Agent

Isoleringsmedel för gipsmodeller vid bearbetning av BIOPLAST, särskilt till positioners och tandskydd.

Bidrar till bibehållen transparens och en slät insida.

500 ml / flaska

3189.1

Polerare

KANTPOLERING OCH YTFINISH

Essix Border Polishers

För att jämna ut och polera kanterna på
Essix-skenor utan pimpsten eller extra polermedel.
Tre grovlekar för bearbetning och finish.
För Cordless Dremel eller lågvarviga handstycken.

Maxhastighet: 10 000 varv/min.

Kit: en polerare av varje grovlek.



UTFÖRANDE	ANTAL/FÖRP.	ART.NR
Coarse · grov	1 st	18973
Medium · medelgrov	1 st	18972
Fine · fin	1 st	18971
Kit · Coarse, Medium, Fine	3 st	18970

Scotch Brite Polishing Brushes

För plast, silikon, bettskenor och mjuka material.
Förmonterade på mandrell. Ingen polerpasta behövs.
Passar även för konkava ytor och detaljarbete.
Kit: 4 st Coarse, 4 st Medium och 4 st Fine.



UTFÖRANDE	ANTAL/FÖRP.	ART.NR
Coarse · grov	12 st	18981
Medium · medelgrov	12 st	18982
Fine · fin	12 st	18983
Kit · Coarse, Medium, Fine	12 st	1898C

Saxar & skärhjul

TRIMNING AV TERMOFORMADE APPARATURER

Essix Crown & Bridge Scissors

Kompakt, böjd sax i rostfritt stål för exakt trimning av palatinala och linguala ytor på helbågsapparat. Den böjda formen gör det lätt att följa konturerna. Autoklaverbar.


ART.NR 18002

1 st/förp.

Essix Mayo Trimming Scissors

Böjd sax i rostfritt stål för trimning av den labiala konturen på Essix-apparat. Formen följer tandbågens kurva vid klippning. Autoklaverbar.


ART.NR 18001

1 st/förp.

Essix Wheel Saw

Skärhjul för trimning av hårda plastmaterial och dual-laminat. Huvudstorlek: 10 mm · tjocklek: 0,5 mm. Maxhastighet: 10 000 varv/min.


ART.NR 18320

1 st/förp.

Fresh & Go · fast tandställning

FIXED BRACES PATIENT KIT

Startpaket för den dagliga vården av en fast tandställning.



8000-600-1

INNEHÅLL I STANDARDPAKETET

- Dubbelsidig ortodontitandborste
- Resetandborste
- 4 infärgningstabletter för att visa plack
- Vax för skavande brackets
- 3-minuters timer
- Spegel
- Alkoholfri Fresh & Go fluorskölj · provförpackning
- Patientinstruktioner

Levereras i en slitstark necessär med dragkedja.

Fresh & Go · aligners & retainers

ALIGNER AND RETAINER PATIENT KIT

Hemvårdspaket för rengöring, hantering och förvaring av skenor.



8000-601-4

INNEHÅLL I STANDARDPAKETET

- Fresh & Go rengöringstabletter · 36 st
- Sonic Cleaner · två AA-batterier ingår
- Mellanrumsborstar · mixpack
- Förvaringsfodral för skenan
- Handspegel
- Patientbroschyr: "Nu är dina tänder raka"
- Plucker Aligner Remover
- Aligner Chewies
- Fresh & Go munskölj med mintsmaak

Levereras i en praktisk zip-väska.

Vi skräddarsyr spegeln och fodralet med din logotyp utan extra kostnad.

Fresh & Go · Sonic Cleaner

RENGÖRING FÖR ALIGNERS, RETAINERS OCH TANDSKYDD

En portabel, batteridrivnen rengörare för avtagbar ortodontisk apparatur.
Praktisk för användning hemma och på resan.



9222-002

Sladdlös rengöring i kompakt format

Använd tillsammans med Fresh & Go Cleaning Tablets för rengöring av bland annat beläggningar och missfärgningar från kaffe och te.
Drivs med två AA-batterier.

I FÖRPACKNINGEN

1 Sonic Cleaner · 2 AA-batterier · 2 rengöringstabletter

Ingår även i Aligner Home Care Kit, 8000-601-4, på sida 123.

Fresh & Go · Cleaning Tablets

RENGÖRINGSTABLETTER FÖR ALIGNERS OCH RETAINERS



9001-237

36 tabletter/förp.

Brustabletter för rengöring av avtagbar apparatur. Hjälper till att avlägsna missfärgningar och lukt, med en fräsch mintdoft.

Varje tablett är individuellt folieförpackad för hygienisk hantering.

Instruktioner



Före

Efter



Före och efter
Illustration från Fresh & Go.

Instruktionsbilden visar tillverkarens rengöringssteg. Följ alltid anvisningarna på förpackningen. Tabletterna ingår även i Aligner Home Care Kit på sida 123.

Förvaring & patientkomfort



Retaineraskar

För retainers och aligners. Låsmekanism och enkel enhandsöppning.



Neon

RET050

Fem neonfärger

Orange, gul, lila, rosa och turkos
50 askar/förp.




Blandade färger

RETAS

15 olika färger
50 askar/förp.



Therapy Wafers



Tuggwafers för patientkomfort under ortodontisk behandling. Kan bidra till att minska obehag efter tandställningsjustering.
25 st/förp.

SMAK	FÄRG	ART.NR
Körsbär	Transparent	EB25
Druva	Lila	EB-25G
Bubblegum	Rosa	EB-25PBG
Mint	Grön	EB-25M

ShinMAX alginatblandare

GS-350 · AUTOMATISK ALGINATBLANDNING

Jämn, homogen alginatblandning på några sekunder.



GS-350

3 program
8 · 10 · 12 sek

Justerbar timer
1-16 sek

1 st/förp.

ShinMAX automatiserar blandningen av alginat och ger en slät, jämn konsistens för avtryckstagning. Den kompakta konstruktionen passar klinikens arbetsyta och gör blandningen enkel att upprepa.

Snabb blandning

Minskar tiden för blandningsmomentet från minuter till sekunder.

Stabil konstruktion

Patenterad antivibrationsmekanism och säkerhetsmikrobrytare.

Enkel hantering och rengöring

Tre förinställningar, justerbar timer samt släta ytor och rundade hörn.

ShinMAX · data & tillbehör

GS-350 OCH GS-200

TEKNISKA DATA · GS-350

EGENSKAP	SPECIFIKATION
Timer	1-16 sekunder
Blandningsprogram	3 · förinställda på 8, 10 och 12 sekunder
Varvtal	3 400 varv/min
Strömförsörjning	AC 110 eller 230 V · 50/60 Hz
Mått (längd × bredd × höjd)	250 × 205 × 290 mm
Nettovikt	17,5 kg

TILLBEHÖR SOM INGÅR MED BLANDAREN

4 blandningskoppar, spatel, omrörare, måttskopa, tillbehörshållare och vattendoseringsflaska.



ShinMAX Mixing Cup

GS-200

Blandningskopp för ShinMAX alginatblandare.

Kan köpas separat.
1 st/förp.

Kontakta Ortopro för information och beställning.

Tekniska uppgifter och medföljande tillbehör enligt Monitex.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Distal Cinch Back Plier



G-557

För NiTi .012"-.017" × .025". Räfflade käkar. Total längd 15,5 cm.

1 st/förp.

Hard Wire Cutter, Black



G-553S

Avbitare för hårda bågar, pins och ligaturer. Upp till .021" × .025".

1 st/förp.

Bracket Tweezer



D226

Pincett utan lås för anteriora band och brackets. Rostfritt stål.

1 st/förp.

Katarina Carver & Scaler



KCS-00-01

Carver och scaler i samma instrument. Båda sidor har mm-markeringar.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Bite Stick



BST

För insättning av band. Räfflad aluminiumspets.
Autoklavbar vid 134 °C.

1 st/förp.

Angled Bracket Remover



D-344

Vinklad bracketborttagare för åtkomst längre bak i munnen.

1 st/förp.

Anterior Bracket Remover



D-545

Rak bracketborttagare för över- och underkäke.

1 st/förp.

Ligature Cutter



D-550

Ligaturavbitare för mjuka ligaturtrådar.
Klarar upp till .021" × .025".

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Distal End Cutter



D-554

Kompakt distalavbitare för trånga arbetsområden. Klarar upp till .021" × .025".

1 st/förp.

Distal End Bender



DEDEBE

För cinchback-böjar på bågtrådens distala ändar. Ena sidan passar tråd upp till .018", den andra upp till .030".

1 st/förp.

Elastic Separating Pliers



ESP

För placering och avlägsnande av elastiska separatorer. Längd 15,5 cm.

1 st/förp.

Peang Halsted Mosquito, Straight



G-124

Rak Halsted Mosquito-peang i rostfritt stål. Längd 15 cm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Jarabak Plier



G-209

Jarabak-tång för trådbockning upp till .020". Längd 14 cm.

1 st/förp.

Bracket Holding Tweezers, Reverse Action



G-212

Omvänd pincett med bracket aligner. Håller bracketen tills greppet släpps.

1 st/förp.

Mathieu Needle Holder



G-216

Mathieu-nålförare med ergonomiskt grepp. Längd 14,5 cm.

1 st/förp.

Mathieu Needle Holder, Narrow Tip



G-217

Mathieu-nålförare med smala spetsar för arbete med elastics.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Posterior Band Remover

**G-347**

Bandborttagare för posteriora band.


1 st/förp.

Distal End Cutter

**G-550**Distalavbitare för trådar upp till
.021" × .025".

1 st/förp.

Ligature Cutter, Mini

**G-551**

Miniavbitare för mjuka trådar upp till .014".

1 st/förp.

Weingart Plier

**G-556**Weingart-tång för säkert grepp om bågtrådar och
små komponenter.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Ligature Cutter



G-552

Ligaturavbitare för mjuka trådar
upp till .012".
1 st/förp.

Hard Wire Cutter



G-553LB

Avbitare för hårda bågar upp till
.021" x .025".

Lange Probe



LA-CO-01

Sond för självligerande brackets,
adhesiv och ligaturhantering.
1 st/förp.

Overbite Ruler, Black



OP-11-01

Svart mätinstrument i rostfritt stål
för mätning av överbett.
1 st/förp.

Overbite Ruler



OP-11-02

Mätinstrument i rostfritt stål
för mätning av överbett.
1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Retainer Retriever, Blue



RR-1TSB

Blått verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, Green



RR-1TSG

Grönt verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, Orange



RR-1TSO

Orange verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, Pink



RR-1TSP

Rosa verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, White



RR-1W


Vitt verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Zürcher Caliper



HSL 247-52

Zürcher-skjutmått för precisa mätningar.

1 st/förp.

Metal Ruler - 15 cm



HSL 252-15

Enkelsidig, flexibel linjal i rostfritt stål. 15 cm.

1 st/förp.

Plier Rack Hünebeck 155x120 mm



HSL 958-02

Tångställ Hünebeck · 155 × 120 mm.

1 st/förp.

Plier Rack Hünebeck 310x120 mm



HSL 958-03

Tångställ Hünebeck · 310 × 120 mm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Bracket Holder



678-212

Direktbonding-pincett för bracketplacering.

1 st/förp.

Slim Jaw Bracket Holder



678-212M

Bracketpincett med 50 % smalare spets än 678-212.

1 st/förp.

Molar Tube Holder, Slim



678-505

Pincett med ultrasmla ändar för buckala tuber.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Upright Plier Rack with Cover

**200-243**

Instrumentställ med skyddslock och plats för upp till 15 tänger.

1 st/förp.

Torquing Pliers Set with Key

**204-337**

Tång och nyckel för torqueböjningar i korta trådsektioner.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Lingual Tube & Bracket Tweezer, Fine



553-0503

Självlåsande pincett med fin, vinklad spets.

1 st/förp.

Lingual Tube & Bracket Tweezer



553-0504

Självlåsande pincett med offset-spets för tuber och brackets.

1 st/förp.

Needle Holder Curved, Mathieu Style



554-1025

Mathieu-nålförare med böjd spets.

1 st/förp.

Needle Holder Straight, Mathieu Style



554-1026

Mathieu-nålförare med rak spets.

1 st/förp.

Distal Cinch Back Plier



557-0005M

Cinchback-tång för NiTi med långt handtag och räfflade käkar.

1 st/förp.

Ligature Tucker



560-0010

Ligaturinstrument med rak och vinklad spets.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Swivel Key



A00675

Nyckel för palatinala expansionsapparaturer.

10 st/förp.

Contouring Plier



I-137

Tång för konturering av band och anteriora stålkronor.

1 st/förp.

Wire Bending Plier, Angled



I-139

Vinklad bockningstång med kon- och pyramidformade spetsar.

1 st/förp.

Three Jaw Clasp Adjusting Plier



I-200

Trearmstång för justering av klamrar.

1 st/förp.

Ligature Tucker



I-273

Ligaturinstrument med rak och vinklad spets.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Posterior Band Remover



I-347

Posterior bandborttagare med karbidinsats och nylonkudde.

1 st/förp.

Nylon Tips for Posterior Band Remover



I-357

Utbytbara nylonspetsar till I-347 Posterior Band Remover.

10 st/förp.

Distal End Cutter, Safety Hold



I-550

Distalavbitare med Safety Hold för trådänden.

1 st/förp.

Miniature Ligature Cutter



I-551

Miniavbitare för mjuka ligaturtrådar upp till .012".

1 st/förp.

Ligature Cutter



I-552

För mjuka ligaturtrådar upp till .020".

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Ligature and Hard Wire Cutter

**I-553**

Avbitare för ligaturer och hårda trådar.

1 st/förp.

Hard Wire Cutter, Black

**I-553S**

Avbitare för ligaturer och hårda trådar.

1 st/förp.

Distal End Cutter, Small

**I-554**

Kompakt distalavbitare med grepp om avklippt trådände.

1 st/förp.

Weingart Utility Plier

**I-556**

Weingart-tång med böjda käftar och precisa spetsar.

1 st/förp.

RM Lock Hex Wrench

**I34**

Insexnyckel i rostfritt stål för RM Lock.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Halsted-Mosquito


1254

Rak peang med fin spets. Längd 12,5 cm.

1 st/förp.

Halsted-Mosquito, Curved


1255

Böjd peang med fin spets. Längd 12,5 cm.

1 st/förp.

Boley Gauge, Züricher


1730-7

Mätområde 0-80 mm. Längd 14 cm.

1 st/förp.

Boley Gauge


1730-8

Mätområde 0-70 mm. Längd 11,5 cm.

1 st/förp.

Metal Ruler, 15 cm


1734-15

Metallinjal · 15 cm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Perry Tweezers, Curved

**2913**

Böjd Perry-pincett med räfflade spetsar. 12,5 cm.

1 st/förp.

Perry Tweezers, Angled

**2915**

Perry-pincett med 45° spets och räfflor. 12,5 cm.

1 st/förp.

Sharpening Oil

**3297**

Medicinsk vitolja för instrumentgångjärn och slipning.

50 ml/förp.

Mosquito Hemostat

**I-124**

Låsbar peang med räfflade spetsar. Längd 12 cm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Distal End Cutter, Slim, Angled handle



30-550SL

Distalavbitare med slim-design och vinklat, förlängt handtag.

1 st/förp.

Jarabak Plier



60-213

Jarabak-tång för trådbockning upp till .020".

1 st/förp.

Needle holder with hook tip



60-216

Nålförare med fin spets och integrerad hake för elastics.

1 st/förp.

Attachment Remover, Angled



60-334T

Vinklad tång för bondade attachments. Längd 126 mm.

1 st/förp.

Bracket Placing Tweezers




60-829

Lätt pincett i titan. Längd 80 mm.

1 st/förp.

Caliper



74852

Skjutmått med djupmätare. Total längd 234 mm.

1 st/förp.

LubeCube

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Kompositsmörjmedel för instrument

881847



Förhindrar att komposit klibbar fast på instrumentet vid skulptering av fyllningar.

Kompatibelt med alla ljushärdande och dualhärdande material. Ger en slätare, mindre porös yta.

Placeras där det passar bäst

Den självklistrande baksidan gör att LubeCube kan placeras på handsken eller brickan.



Engångsprodukt · 72 st/förp.

Bondingtillbehör

GC Aligner Connect

FÖR ALIGNERATTACHMENTS



90-4100-0000

Ljushärdande komposit för alignerattachments. Emaljliknande estetik och slitstark yta. Tixotrop konsistens underlättar en kontrollerad applicering.

1 spruta à 3,4 g · 20 appliceringstippar · 1 ljusskydd

GC Ortho Connect Flow

FÖR RETAINERS OCH ATTACHMENTS



90-3100-0000

Ljushärdande, flytande adhesiv för linguala retainers, stops och alignerattachments. Primer ingår i pastan. Kombinerar flexibilitet och vidhäftning till emalj och metall.

2 sprutor à 2,7 g · 30 appliceringstippar · 2 ljusskydd

GC Ortho Connect

FÖR BRACKETS OCH TUBER



90-1100-0000

Ljushärdande adhesiv för brackets och buckala tuber. Primer är integrerad i pastan, vilket förenklar appliceringen. Emaljen etsas och torkas före bonding.

2 sprutor à 2,9 g · 4 appliceringstippar · 2 ljusskydd

Bondingtillbehör

1st & Final Ortho Pumice

POLERING OCH RENGÖRING



FF

Färdigblandad pimpstenspasta för emaljpolering. Utan tillsatta smakämnen, fluor eller oljor. Portionsförpackad och klar att använda.

200 engångskoppar per förpackning

Ultra Band-Lok, Blue

LJUSHÄRDANDE BANDCEMENT



UBLBPP

Bandcement i ett enpastasystem som inte behöver blandas. Ljusaktiverat och avsett för cementering av ortodontiska metallband. Blå färg.

1 spruta à 5 g

Etchant Liquid

ETS FÖR EMALJ



EL9

Flytande ets med 37 % fosforsyra för förberedelse av emalj inför bonding. Grönfärgad vätska för tydlig synlighet vid applicering.

1 flaska à 9 g

Mini Mold

FORMAR OCH HANDTAG FÖR BONDING

Forma tandfärgade fästen med Mini Mold

Skapa linguala knappar och bite turbos direkt i komposit. De förformade formarna hjälper dig att få en jämn och reproducerbar form, medan handtaget ger stöd vid placering och applicering. Ett enkelt arbetssätt med fokus på kontroll, smidig hantering och ett diskret resultat.

Button Bonder



4045-1

Form för linguala knappar.
10 formar/förp..

Bite Turbo Bonder



4045-2

Form för bite turbos.
10 formar/förp..

Mini Mold Handle



4045-S

Passar alla Mini Molds
från Protect.
1 st/förp..

Därför Mini Mold

Form och kontroll	Förformade spetsar ger enhetlig form på knapp eller bite turbo.
Smidig hantering	Form och handtag underlättar placering och applicering.
Diskret resultat	Tandfärgad komposit ger ett estetiskt alternativ till metall.

Så enkelt är det

1. Förbered

Förbered tandytan enligt bonding- och kompositmaterialets anvisningar.

2. Fyll och placera

Fyll formen med ljushärdande komposit och placera den på önskat ställe.

3. Härdar och avsluta

Ljushärda enligt materialets anvisningar, avlägsna formen och kontrollera resultatet.

Kliniktillbehör & diagnostik

AVFALLSKOPPAR, HÅLLARE OCH RITPAPPER

Avfallskopp

**406633**

Engångskoppar för avfall vid behandling.
20 st/förp..

Avfallskopp med lock

**406630**

Vit plastkopp med avstrykningsgafflar i locket.
20 st/förp.. Hållare köps separat.



Aluminiumhållare för avfallskopp

406631

Bordshållare i aluminium för avfallskoppar.
1 st/förp..

**DIAGNOSTIK**

Cephalometric Tracing Paper

ATP100810G

Matt acetatpapper för kefalometrisk ritning.
Tjocklek .003" · format 8 × 10".
Block med 100 ark. Den matta ytan ger tydliga blyertsmarkeringar.

10-2110-0010	8	18LTAM	70	3185.1	119	32-244D-0010	12
10-2110-0020	9	18MDAM	70	3185.2	119	32-244D-0020	13
10-2120-0010	8	1A320	116	3186.1	119	32-244D-0030	14
10-2120-0020	9	1A325	116	3187.1	119	32-2450-0020	13
10-2130-0010	8	1A347	116	3187.2	119	32-245D-0010	12
10-213U-0010	8	1A350	116	3188.1	119	32-245D-0020	13
10-213U-0020	9	1A420	116	3188.2	119	32-2540-0010	12
10-213U-0021	9	1A425	116	3189.1	119	32-2540-0020	13
10-2140-0010	8	1A450	116	32-2110-0010	12	32-2550-0010	12
10-214U-0010	8	1A478	116	32-2110-0020	13	32-2550-0020	13
10-2210-0010	8	1AH20	116	32-2110-0027	15	32-2610-0010	12, 15
10-2210-0020	9	1AH25	116	32-2110-0030	14	32-2610-0020	13
10-2220-0010	8	1AH347	116	32-2120-0010	12	32-2610-0030	14
10-2220-0020	9	1AH50	116	32-2120-0020	13	32-2640-0010	12
10-2230-0010	8	1APL35C120	116	32-2120-0027	15	32-2650-0010	12
10-223U-0010	8	1APL35C125	116	32-2120-0030	14	325-302	77
10-223U-0020	9	1APL35S125	116	32-212D-0010	12	325-303	77
10-223U-0021	9	1APL35S5	116	32-2130-0010	12	3269.1	119
10-2240-0010	8	1APL40C120	116	32-2130-0020	13	3270.1	119
10-224U-0010	8	1APL40C125	116	32-2130-0027	15	3270.2	119
10-2310-0010	8	1APL40S125	116	32-2130-0030	14	3297	144
10-2330-0010	8	1APL40S5	116	32-213D-0010	12	36HVAM	70
10-233U-0010	8	1C120	118	32-213D-0020	13	36LTAM	70
10-233U-0020	9	1C125	118	32-213D-0027	15	36MDAM	70
10-233U-0021	9	1C478	118	32-213D-0030	14	36XHAM	70
10-2410-0010	8	1C500	118	32-2140-0030	14	384-001	76
10-2430-0010	8	20-2160-0010	18	32-214D-0020	13	384-001C	76
10-243U-0010	8	20-2160-0020	18	32-214M-0010	12	384-002	76
10-243U-0020	9	20-2160-0030	18	32-214M-0020	13	384-002C	76
10-243U-0021	9	20-2160-S020	18	32-214M-0030	14	384-003	76
10-2540-0020	9	20-2260-0010	18	32-215D-0020	13	384-003C	76
10-254U-0020	9	20-2260-0020	18	32-215M-0010	12	384-004	76
10-2550-0020	9	20-2260-0030	18	32-215M-0020	13	384-004C	76
10-255U-0020	9	20-2260-S020	18	32-2210-0010	12	384-005	76
10-2610-0020	9	20-2360-0010	18	32-2210-0020	13	384-005C	76
100-237	75	20-2360-0020	18	32-2210-0027	15	384-006	76
100-238	75	20-2360-0030	18	32-2210-0030	14	384-006C	76
100-239	75	20-2360-0032	18	32-2220-0010	12	384-007	76
100-240	75	20-2360-S020	18	32-2220-0020	13	384-007C	76
100-241	75	20-2460-0010	18	32-2220-0027	15	384-008	76
10020	117	20-2460-0020	18	32-2220-0030	14	384-008C	76
10025	117	20-2460-0030	18	32-222D-0010	12	384-009	76
10030	117	20-2460-0032	18	32-2230-0010	12	384-009C	76
10035	117	20-2460-S020	18	32-2230-0020	13	384-010	76
10040	117	200-243	138	32-2230-0027	15	384-010C	76
10045	117	204-337	138	32-2230-0030	14	389-001	76
10060	117	2048.1	47	32-223D-0010	12	389-001C	76
10065	117	2048.2	47	32-223D-0020	13	389-002	76
10080	117	2049.1	47	32-223D-0027	15	389-002C	76
10085	117	2049.2	47	32-223D-0030	14	389-003	76
11021	117	2049.3	47	32-2240-0030	14	389-003C	76
11030	117	2050.1	47	32-224D-0020	13	389-004	76
11031	117	2050.2	47	32-224M-0010	12	389-004C	76
11040	117	2050.3	47	32-224M-0020	13	389-005	76
11041	117	2051.1	47	32-224M-0030	14	389-005C	76
11060	117	2051.2	47	32-225D-0020	13	389-006	76
11061	117	2051.3	47	32-225M-0010	12	389-006C	76
11080	117	2052.1	47	32-225M-0020	13	389-007	76
11081	117	2052.2	47	32-231D-0010	12	389-007C	76
1171	82	2053.1	47	32-2330-0010	12	389-008	76
1172	82	2053.2	47	32-2330-0020	13	389-008C	76
1254	143	224-200F	94	32-2330-0027	15	389-009	76
1255	143	224-210F	94	32-233D-0010	12	389-009C	76
13120	117	224-220F	94	32-233D-0020	13	389-010	76
13500	117	23-050-06-OS	100	32-233D-0027	15	389-010C	76
14HVAM	70	2913	144	32-233D-0030	14	389-050	71
14LTAM	70	2915	144	32-2340-0020	13	38HVAM	70
14MDAM	70	30-550SL	145	32-2340-0030	14	38LTAM	70
14XHAM	70	300-500	77	32-234D-0010	12	38MDAM	70
1730-7	143	300-501	77	32-234D-0020	13	390-050	71
1730-8	143	304	89	32-234D-0030	14	390-172	71
1734-15	143	306	89	32-2350-0020	13	392/016F-FG	80
18001	121	3077-760CL	71	32-235D-0010	12	392/016M-FG	80
18002	121	3077-760SG	71	32-235D-0020	13	392/016SF-FG	80
18320	121	3077-772CL	71	32-241D-0010	12	40-2160-0016	19
18970	120	3077-772SG	71	32-2430-0010	12	40-2160-0034	19
18971	120	3077-782CL	71	32-2430-0020	13	40-2160-0035	19
18972	120	3077-782SG	71	32-2430-0027	15	40-2160-0105	19
18973	120	314	89	32-243D-0010	12	40-2160-0106	18
18981	120	316	89	32-243D-0020	13	40-2160-0110	19
18982	120	3182.1	119	32-243D-0027	15	40-2170-0014	20
18983	120	3183.1	119	32-243D-0030	14	40-2170-0019	20
1898C	120	3183.2	119	32-2440-0020	13	40-2170-0063	20
18HVAM	70	3184.1	119	32-2440-0030	14	40-2170-0106	18

40-2260-0016	19	455896	83	64-0D11-0051	93	71-A2L0-0016	41
40-2260-0034	19	459812	83	64-0D11-0053	93	71-A2L0-0018	41
40-2260-0035	19	459818	83	64-0D11-0055	93	71-A2L0-0020	41
40-2260-0105	19	4811-009	45	64-0M11-0037	93	71-A2U0-0012	41
40-2260-0106	18	4811-009S	45	64-0M11-0039	93	71-A2U0-0014	41
40-2260-0110	19	500-002	77	64-0M11-0041	93	71-A2U0-0016	41
40-2270-0014	20	500-003	77	64-0M11-0043	93	71-A2U0-0018	41
40-2270-0019	20	500-004	77	64-0M11-0045	93	71-A2U0-0020	41
40-2270-0063	20	5028-187	59	64-0M11-0047	93	71-A3L0-0014	41
40-2270-0106	18	5100-090	67	64-0M11-0049	93	71-A3L0-0016	41
40-2360-0012	19	550-400	103	64-0M11-0051	93	71-A3L0-0018	41
40-2360-0076	19	550-401	103	64-0M11-0053	93	71-A3U0-0014	41
40-2360-0106	18	550-404	103	64-0M11-0055	93	71-A3U0-0016	41
40-2360-0119	19	550-405	103	66-0110-0001	63	71-A3U0-0018	41
40-2370-0012	20	553-0503	139	66-0120-0002	63	71-B2L0-0014	41
40-2370-0019	20	553-0504	139	67-0140-0012	49	71-B2L0-0016	41
40-2370-0034	20	554-1025	139	67-0210-0010	49	71-B2L0-0018	41
40-2370-0095	20	554-1026	139	67-0211-0010	49	71-B2U0-0014	41
40-2370-0106	18	557-0005M	139	678-212	137	71-B2U0-0016	41
40-2460-0012	19	560-0010	139	678-212M	137	71-B2U0-0018	41
40-2460-0076	19	56HVAM	70	678-505	137	71-C1L0-0014	41
40-2460-0106	18	56LTAM	70	7-0001	109	71-C1L0-0016	41
40-2460-0119	19	56MDAM	70	7-0002	109	71-C1L0-0018	41
40-2470-0012	20	56XHAM	70	7-0003	109	71-C1U0-0014	41
40-2470-0019	20	60-0112-0000	51	7-0004	109	71-C1U0-0016	41
40-2470-0034	20	60-0113-0000	51	7-0005	109	71-C1U0-0018	41
40-2470-0095	20	60-0114-0000	51	70-A0L0-1616	44	71-C2L0-0014	41
40-2470-0106	18	60-0114-0045	51	70-A0L0-1622	44	71-C2L0-0016	41
40034	86	60-0115-0000	51	70-A0L0-1818	44	71-C2L0-0018	41
40034-LS	86	60-0123-0000	51	70-A0L0-1825	44	71-C2U0-0014	41
40034-RS	86	60-0124-0000	51	70-A0L0-1925	44	71-C2U0-0016	41
40035-BL	86	60-0223-0000	54	70-A0L0-2020	44	71-C2U0-0018	41
40035-BLK	86	60-0224-0000	54	70-A0U0-1616	44	71-C3L0-0016	41
40035-CS	86	60-0225-0000	54	70-A0U0-1622	44	71-C3U0-0016	41
40035-G	86	60-213	145	70-A0U0-1818	44	72-A1L0-1616	42
40035-GR	86	60-216	145	70-A0U0-1825	44	72-A1L0-1622	42
40035-GRIP	86	60-334T	145	70-A0U0-1925	44	72-A1L0-2020	42
40035-LS-BL	86	60-829	145	70-A0U0-2020	44	72-A1U0-1616	42
40035-LS-BLK	86	600-001	67	70-B0L0-1818	44	72-A1U0-1622	42
40035-LS-G	86	600-002	67	70-B0L0-1925	44	72-A1U0-2020	42
40035-LS-GR	86	600-003	67	70-B0L0-2020	44	72-A2L0-1616	42
40035-LS-P	86	61-0140-0013	51	70-B0U0-1818	44	72-A2L0-1622	42
40035-LS-R	86	61-0140-0014	51	70-B0U0-1925	44	72-A2L0-1725	42
40035-LS-W	86	61-0140-0082	51	70-B0U0-2020	44	72-A2L0-1818	42
40035-LS-Y	86	61-0240-0013	56	70-C0L0-1616	44	72-A2L0-1825	42
40035-P	86	61-0240-0082	56	70-C0L0-1622	44	72-A2L0-1925	42
40035-R	86	62-1110-0000	104	70-C0L0-1818	44	72-A2L0-2020	42
40035-RS-BL	86	62-1120-0000	104	70-C0L0-1825	44	72-A2L0-2128	42
40035-RS-BLK	86	62-1130-0000	104	70-C0L0-1925	44	72-A2U0-1616	42
40035-RS-G	86	62-1140-0000	104	70-C0L0-2020	44	72-A2U0-1622	42
40035-RS-GR	86	62-1150-0000	104	70-C0U0-1616	44	72-A2U0-1725	42
40035-RS-P	86	62-11UN-0000	104	70-C0U0-1622	44	72-A2U0-1818	42
40035-RS-R	86	62-1320-0000	104	70-C0U0-1818	44	72-A2U0-1825	42
40035-RS-W	86	62-1330-0000	104	70-C0U0-1825	44	72-A2U0-1925	42
40035-RS-Y	86	62-1340-0000	104	70-C0U0-1925	44	72-A2U0-2020	42
40035-W	86	62-2110-0000	104	70-C0U0-2020	44	72-A2U0-2128	42
40035-Y	86	62-2120-0000	104	70-D000-1425	44	72-A3L0-1622	42
4033-6	110	62-2130-0000	104	70-D000-1622	44	72-A3L0-1825	42
4045-1	149	62-2135-0000	104	70-D000-1825	44	72-A3U0-1622	42
4045-2	149	62-2140-0000	104	70-D000-2020	44	72-A3U0-1825	42
4045-S	149	62-2145-0000	104	70-M0L0-1818	44	72-B2L0-1622	42
406630	150	62-2150-0000	104	70-M0L0-1825	44	72-B2L0-1825	42
406631	150	62-2160-0000	104	70-M0L0-2020	44	72-B2U0-1622	42
406633	150	62-21UN-0000	104	70-M0U0-1818	44	72-B2U0-1825	42
41-2360-0037	19	62-2230-0000	104	70-M0U0-1825	44	72-C1L0-1616	43
41-2460-0037	19	62-2240-0000	104	70-M0U0-2020	44	72-C1L0-1622	43
42-0010-0000	60	62-2250-0000	104	700-625T	75	72-C1L0-1725	43
42-0020-0000	60	62-22UN-0000	104	700-627	75	72-C1L0-1818	43
42-0030-0000	61	62-2320-0000	104	700-630T	75	72-C1L0-1825	43
42-0040-0000	61	62-2330-0000	104	700-718	75	72-C1L0-2020	43
42-0050-0000	60	62-2340-0000	104	700-725T	75	72-C1U0-1616	43
42-0060-0000	61	62-2350-0000	104	700-727	75	72-C1U0-1622	43
42-0070-0000	60	62-3130-0000	104	700-730T	75	72-C1U0-1725	43
43-0250-0000	64	62-3140-0000	104	70120	118	72-C1U0-1818	43
43-0260-0000	64	62-3150-0000	104	70125	118	72-C1U0-1825	43
43-027L-0000	64	62-3160-0000	104	70500	118	72-C1U0-2020	43
43-027R-0000	64	62-31UN-0000	104	71-A1L0-0014	41	72-C2L0-1616	43
43-028L-0000	64	64-0D11-0037	93	71-A1L0-0016	41	72-C2L0-1622	43
43-028R-0000	64	64-0D11-0039	93	71-A1L0-0018	41	72-C2L0-1725	43
43-0380-0000	61	64-0D11-0041	93	71-A1U0-0014	41	72-C2L0-1818	43
430-001	59	64-0D11-0043	93	71-A1U0-0016	41	72-C2L0-1825	43
430-002	60	64-0D11-0045	93	71-A1U0-0018	41	72-C2L0-2020	43
430-004	60	64-0D11-0047	93	71-A2L0-0012	41	72-C2U0-1616	43
455895	83	64-0D11-0049	93	71-A2L0-0014	41	72-C2U0-1622	43

72-C2U0-1725	43	A00514	90	B3TFL1825	32	D226	129
72-C2U0-1818	43	A00675	140	B3TFL1925	32	D64102005S1	110
72-C2U0-1825	43	A01430	90	B3TFL2125	32	DEDEBE	131
72-C2U0-2020	43	A01431	90	B3TFL7575	32	DT-00-01	114
72-C3L0-1622	43	A01432	90	B3TFU016	32	DTIE-01	66
72-C3U0-1622	43	A01433	90	B3TFU018	32	DTIE-02	66
72-D200-1425	43	A07914	60	B3TFU1616	32	DTIE-03	66
72-D200-1622	43	AC-GM	112	B3TFU1622	32	DTIE-04	66
72-D200-1825	43	AC-PBG	112	B3TFU1725	32	DTIE-05	66
72-D200-2020	43	AC-PG	112	B3TFU1825	32	DTIE-06	66
720-0006	107	AC-W	112	B3TFU1925	32	DTIE-07	66
720-0006S	107	AC-YPIN	112	B3TFU2125	32	DTIE-08	66
720-0007	107	AL-110	115	B3TFU7575	32	DTIE-09	66
720-0007S	107	AL-111	115	BAB2	95	DTIE-10	66
74852	145	AL-112	115	BB-00-01	57	DTIE-12	66
78-LP00-0175	96	AL-113	115	BST	130	DTIE-13	66
78-LP00-0195	96	AMC12ALIG	48	CCNT21075	54	DTIE-14	66
78-LP00-0215	96	AMC8ANGLIG	48	CCNT21150	54	DTIE-15	66
78-SH00-0175	98	AMP020	47	CCNT21200	54	DTIE-18	66
8000-600-1	122	AMP020W	47	CCNT21250	54	DTM-00-01	114
8000-601-4	123	ATP100810G	150	CCOF12FL	54	E00221	97
8080	64	AWDSA100	45	CCOF12HV	54	E00228	97
8081	64	AWSFL016SP+	36	CCOF12LT	54	E00232	97
811-000NL	69	AWSFL018SP+	36	CCOF12MD	54	E00237	97
811-001NL	69	AWSFU014SP+	36	CCOF12XL	54	E00331	94
811-002NL	69	AWSFU016SP+	36	CCOF9FL	54	E00332	94
811-003NL	69	AWSFU018SP+	36	CCOF9HV	54	E00333	94
811-004NL	69	AWSFU020SP+	36	CCOF9LT	54	E00334	94
811-005NL	69	AWTFL014SP+	36	CCOF9MD	54	E00335	94
811-006NL	69	AWTFL016SP+	36	CCOF9XL	54	E00336	94
811-007NL	69	AWTFL018SP+	36	CDLCL1	71	E00337	94
811-008NL	69	AWTFL020SP+	36	CDLGY	71	E00338	94
811-009NL	69	AWTFL022SP+	36	CI-16-221	16	E00339	94
811-010NL	69	AWTFL1616	36	CI-16-222	16	E11S/PF	78
811-011NL	69	AWTFL1622	36	CI-16-223	17	E11S/SF	78
811-012NL	69	AWTFL1725	36	CI-16-224	17	E120	50
811-013NL	69	AWTFL1818	36	CI-17-222	16	E121	50
811-014NL	69	AWTFL1925	36	CI-17-224	17	E122	50
8323.1	46	AWTFU014SP+	36	CI-26-221	16	E123	50
8324.1	46	AWTFU016SP+	36	CI-26-222	16	E125	50
8325.1	46	AWTFU018SP+	36	CI-26-223	17	E126	50
8325.2	46	AWTFU020SP+	36	CI-26-224	17	E128	50
8326.1	46	AWTFU022SP+	36	CI-27-222	16	E129	50
8326.2	46	AWTFU1616	36	CI-27-224	17	E130	50
8327.1	46	AWTFU1622	36	CI-36-221	16	E240	97
8327.2	46	AWTFU1725	36	CI-36-222	16	E242	97
8328.1	46	AWTFU1818	36	CI-36-223	17	E294	97
8328.2	46	AWTFU1825	36	CI-36-224	17	E304	97
8329.1	46	AWTFU1925	36	CI-37-222	16	E307	97
8330.1	46	AWTFU2125	36	CI-37-224	17	E345	97
8331.1	46	AX012B	101	CI-46-221	16	E5-E10	76
8331.2	46	AX012H	101	CI-46-222	16	EB-25G	126
8332.1	46	B3BF3L1622	33	CI-46-223	17	EB-25M	126
8332.2	46	B3BF3L1725	33	CI-46-224	17	EB-25PBG	126
8333.1	46	B3BF3L1925	33	CI-47-222	16	EB25	126
8333.2	46	B3BF3U1622	33	CI-47-224	17	EE-00-01	91
8334.1	46	B3BF3U1725	33	CIB-00-01	58	EE-00-02	91
8334.2	46	B3BF3U1925	33	CIB-00-02	58	EE-00-03	92
8335.1	46	B3EFL1616	32	CIB-00-03	58	EE-00-04	92
8335.2	46	B3EFL1622	32	CR-00-01	105	EL9	148
8336.1	46	B3EFL1725	32	CS0809B	55	ESP	131
8336.2	46	B3EFL1925	32	CS0812B	55	ETCL025	74
8338.1	46	B3EFL3020	33	CS1009B	55	ETCL030	74
8339.1	46	B3EFL3125	33	CS1012B	55	EV-00-01	105
8339.2	46	B3EFL3622	33	CS10506B	55	F00022	53
8382.2	46	B3EFL3725	33	CS10509B	55	F00024	53
8383.2	46	B3EFL3925	33	CS10512B	55	F00026	53
860-1110C	110	B3EFU114	32	CS10515B	55	F00028	53
881847	146	B3EFU118	32	CS1106B	55	F00029	53
90-1100-0000	147	B3EFU1616	32	CS1109B	55	F00030	53
90-3100-0000	147	B3EFU1622	32	CS1112B	55	F00032	53
90-4100-0000	147	B3EFU1725	32	CS1115B	55	F00033	53
9001-237	125	B3EFU1925	32	CS1206B	55	F00042	53
9222-002	124	B3EFU3020	33	CS1209B	55	F00044	53
95-80X6-K000	22	B3EFU3125	33	CS1212B	55	F00045	53
95-81X6-K000	22	B3EFU3425	33	CS12312B	55	F00046	53
A00039	59	B3EFU3622	33	CS1309B	55		
A00297	61	B3EFU3725	33	CSTOPLG	62		
A00315	59	B3EFU3925	33	CSTOPOW	63		
A00407	60	B3TFL016	32	CSTOPSM	62		
A00510	90	B3TFL018	32	D-344	130		
A00511	90	B3TFL1616	32	D-545	130		
A00512	90	B3TFL1622	32	D-550	130		
A00513	90	B3TFL1725	32	D-554	131		

F00047	53	G4EFL012	24	G4RCU016	34	IA04-311	61
F00048	53	G4EFL013	24	G4RCU018	34	IA04-312	61
F00050	53	G4EFL014	24	G4RCU020	34	IA05-001	62
F00058	53	G4EFL016	24	G4RCU1616	34	IA05-101	63
F00060	53	G4EFL018	24	G4RCU1622	34	IA05-105	63
F00061	53	G4EFL020	24	G4RCU1717	34	IA05-111	62
F00062	53	G4EFL112	25	G4RCU1725	34	IA05-121	62
F00064	53	G4EFL113	25	G4RCU1818	34	IA05-401	62
F00065	53	G4EFL114	25	G4RCU1825	34	IA05-401L	62
F00066	53	G4EFL116	25	G4RCU1925	34	IMH-NT-112	39
F00080	53	G4EFL118	25	G4RCU2020	34	IMH-NT-114	39
F00096	53	G4EFL120	25	G4RCU2125	34	IMH-NT-116	39
F00098	53	G4EFL1425	24	G4TFL012	24	IMH-NT-118	39
F00320	56	G4EFL1616	24	G4TFL014	24	IMH-NT-120	39
F00321	56	G4EFL1622	24	G4TFL016	24	IMH-NT-1622	39
F00322	56	G4EFL1625	24	G4TFL018	24	IMH-NT-1725	39
F00323	56	G4EFL1717	24	G4TFL020	24	IMH-NT-1818	39
F00324	56	G4EFL1725	24	G4TFL1616	24	IMH-NT-1825	39
F00325	56	G4EFL1818	24	G4TFL1622	24	IMH-NT-1925	39
FCB-00-01	57	G4EFL1825	24	G4TFL1725	24	IMH-NT-2020	39
FCB-00-01HK	57	G4EFL1925	24	G4TFL1818	24	IMH-NT-212	39
FF	148	G4EFL2020	24	G4TFL1825	24	IMH-NT-2125	39
FG 258N/6	84	G4EFL2125	24	G4TFL1925	24	IMH-NT-214	39
FG 259/6	84	G4EFL3020	25	G4TFL2020	24	IMH-NT-216	39
FS2-F	87	G4EFL3125	25	G4TFL2125	24	IMH-NT-218	39
FS2-FP	88	G4EFL3425	25	G4TFL2228	24	IMH-NT-220	39
FS2-M	87	G4EFL3616	25	G4TFU012	24	IMH-NT-2622	39
FS2-MP	88	G4EFL3622	25	G4TFU014	24	IMH-NT-2725	39
FS2-SF	87	G4EFL3625	25	G4TFU016	24	IMH-NT-2818	39
FS2-SFP	88	G4EFL3717	25	G4TFU018	24	IMH-NT-2825	39
FS3-F	87	G4EFL3725	25	G4TFU020	24	IMH-NT-2925	39
FS3-FP	88	G4EFL3818	25	G4TFU1425	24	IMH-NT-3020	39
FS3-FX	87	G4EFL3825	25	G4TFU1616	24	IMH-NT-3125	39
FS3-FXP	88	G4EFL3925	25	G4TFU1622	24	IMH-NT-4020	39
FS3-M	87	G4EFU012	24	G4TFU1725	24	IMH-NT-412	39
FS3-MP	88	G4EFU013	24	G4TFU1818	24	IMH-NT-4125	39
FS3-MX	87	G4EFU014	24	G4TFU1825	24	IMH-NT-414	39
FS3-MXP	88	G4EFU016	24	G4TFU1925	24	IMH-NT-416	39
FS3-P-SO	88	G4EFU018	24	G4TFU2020	24	IMH-NT-418	39
FS3-SF	87	G4EFU020	24	G4TFU2125	24	IMH-NT-420	39
FS3-SFP	88	G4EFU112	25	G4TFU2228	24	IMH-NT-4622	39
FS3-SFX	87	G4EFU113	25	GS-200	128	IMH-NT-4725	39
FS3-SFXP	88	G4EFU114	25	GS-350	127	IMH-NT-4818	39
FS3-X-SO	87	G4EFU116	25	H1/010 RA	81	IMH-NT-4825	39
FS3-XP-SO	88	G4EFU118	25	H1/014 RA	81	IMH-NT-4925	39
G-124	131	G4EFU120	25	H1/016 RA	81	IMH-NT-5020	39
G-209	132	G4EFU1425	24	H1/018 RA	81	IMH-NT-512	39
G-212	132	G4EFU1616	24	H1/023 RA	81	IMH-NT-5125	39
G-216	132	G4EFU1622	24	H1/027 RA	81	IMH-NT-514	39
G-217	132	G4EFU1625	24	H1S/025 RA	81	IMH-NT-516	39
G-347	133	G4EFU1717	24	H1S/029 RA	81	IMH-NT-518	39
G-550	133	G4EFU1725	24	H22AGK/016 RA	81	IMH-NT-520	39
G-551	133	G4EFU1818	24	H23R/012 RA	82	IMH-NT-5622	39
G-552	134	G4EFU1825	24	H23R/014 RA	82	IMH-NT-5725	39
G-553LB	134	G4EFU1925	24	H23R/016 RA	82	IMH-NT-5818	39
G-553S	129	G4EFU2020	24	H379-018-FG	80	IMH-NT-5825	39
G-556	133	G4EFU2125	24	H379-023-FG	80	IMH-NT-5925	39
G-557	129	G4EFU3020	25	H390-016-FG	80	IMH-SS-114	39
G4BF3L012	25	G4EFU3125	25	H390-018-FG	80	IMH-SS-116	39
G4BF3L014	25	G4EFU3425	25	H41/018 RA	82	IMH-SS-118	39
G4BF3L016	25	G4EFU3616	25	H41/023 RA	82	IMH-SS-120	39
G4BF3L018	25	G4EFU3622	25	H48L-012-FG	80	IMH-SS-1622	39
G4BF3L020	25	G4EFU3625	25	H7MF/008 FG	80	IMH-SS-1725	39
G4BF3L1616	25	G4EFU3717	25	HSL 247-52	136	IMH-SS-1818	39
G4BF3L1622	25	G4EFU3725	25	HSL 252-15	136	IMH-SS-1825	39
G4BF3L1725	25	G4EFU3818	25	HSL 958-02	136	IMH-SS-1925	39
G4BF3L1818	25	G4EFU3825	25	HSL 958-03	136	IMH-SS-2020	39
G4BF3L1825	25	G4EFU3925	25	HW-605450	107	IMH-SS-2125	39
G4BF3L1925	25	G4RCL012	34	HW-605451	107	IMH-SS-214	39
G4BF3L2020	25	G4RCL014	34	I-124	144	IMH-SS-216	39
G4BF3L2125	25	G4RCL016	34	I-137	140	IMH-SS-218	39
G4BF3U012	25	G4RCL018	34	I-139	140	IMH-SS-220	39
G4BF3U014	25	G4RCL020	34	I-200	140	IMH-SS-2622	39
G4BF3U016	25	G4RCL1616	34	I-273	140	IMH-SS-2725	39
G4BF3U018	25	G4RCL1622	34	I-347	141	IMH-SS-2818	39
G4BF3U020	25	G4RCL1717	34	I-357	141	IMH-SS-2825	39
G4BF3U1616	25	G4RCL1725	34	I-550	141	IMH-SS-2925	39
G4BF3U1622	25	G4RCL1818	34	I-551	141	IMH-SS-3020	39
G4BF3U1725	25	G4RCL1825	34	I-552	141	IMH-SS-3125	39
G4BF3U1818	25	G4RCL1925	34	I-553	142	IMH-SS-4020	39
G4BF3U1825	25	G4RCL2020	34	I-553S	142	IMH-SS-4125	39
G4BF3U1925	25	G4RCL2125	34	I-554	142	IMH-SS-414	39
G4BF3U2020	25	G4RCU012	34	I-556	142	IMH-SS-416	39
G4BF3U2125	25	G4RCU014	34	I34	142	IMH-SS-418	39

IMH-SS-420	39	J00282	73	J24349	68	M5EFL3818	27
IMH-SS-4622	39	J00283	73	J24350	68	M5EFL3825	27
IMH-SS-4725	39	J00284	73	J24351	68	M5EFL3925	27
IMH-SS-4818	39	J00285	73	J24352	68	M5EFU012	26
IMH-SS-4825	39	J00286	73	J316PF	78	M5EFU014	26
IMH-SS-4925	39	J00287	73	J316SF	78	M5EFU016	26
IMH-SS-5020	39	J00288	73	KCS-00-01	129	M5EFU018	26
IMH-SS-5125	39	J00289	73	KH010	48	M5EFU020	26
IMH-SS-514	39	J00290	73	KH012	48	M5EFU112	27
IMH-SS-516	39	J00291	73	KH014	48	M5EFU114	27
IMH-SS-518	39	J00292	73	KIT23-000-030	99	M5EFU116	27
IMH-SS-520	39	J00293	73	KIT23-999-010	100	M5EFU118	27
IMH-SS-5622	39	J00294	73	KIT23-999-020	100	M5EFU120	27
IMH-SS-5725	39	J00295	73	KIT23-999-030	99	M5EFU1616	26
IMH-SS-5818	39	J00296	73	KITSU-10	85	M5EFU1622	26
IMH-SS-5825	39	J00297	73	LA-CO-01	134	M5EFU1717	26
IMH-SS-5925	39	J00298	73	LDLCL1	71	M5EFU1725	26
IPRKIT1	79	J00299	73	LDLGY	71	M5EFU1818	26
J00120	73	J00300	73	LFH14	69	M5EFU1825	26
J00121	73	J00301	73	LFH36	69	M5EFU1925	26
J00122	73	J00302	73	LFM14	69	M5EFU2020	26
J00136	73	J00386	74	LFM36	69	M5EFU2125	26
J00137	73	J00387	74	LIGTIEBOOK	65	M5EFU3020	27
J00138	73	J00388	74	LR-00-01	106	M5EFU3125	27
J00139	73	J00389	74	LR-00-02	106	M5EFU3425	27
J00140	73	J00407	107	LT008	48	M5EFU3616	27
J00141	73	J00560	77	LT009	48	M5EFU3622	27
J00142	73	J00600	77	LT010	48	M5EFU3625	27
J00143	73	J00600W	77	LT012	48	M5EFU3717	27
J00144	73	J01451	77	M006B-01	59	M5EFU3725	27
J00145	73	J01557	69	M021B-01	59	M5EFU3818	27
J00146	73	J01558	69	M5BF3L012	27	M5EFU3825	27
J00147	73	J01559	69	M5BF3L014	27	M5EFU3925	27
J00166	73	J01560	69	M5BF3L016	27	M5RCL012	34
J00167	73	J01561	69	M5BF3L018	27	M5RCL014	34
J00168	73	J01562	69	M5BF3L020	27	M5RCL016	34
J00193	74	J01563	69	M5BF3L1616	27	M5RCL018	34
J00194	74	J01564	69	M5BF3L1622	27	M5RCL020	34
J00202	73	J10330	68	M5BF3L1725	27	M5RCL1616	34
J00203	73	J10331	68	M5BF3L1818	27	M5RCL1622	34
J00204	73	J10332	68	M5BF3L1825	27	M5RCL1717	34
J00205	73	J10333	68	M5BF3L1925	27	M5RCL1725	34
J00206	73	J10334	68	M5BF3L2020	27	M5RCL1818	34
J00207	73	J10335	68	M5BF3L2125	27	M5RCL1825	34
J00208	73	J10336	68	M5BF3U012	27	M5RCL1925	34
J00209	73	J10337	68	M5BF3U014	27	M5RCL2020	34
J00210	73	J10338	68	M5BF3U016	27	M5RCL2125	34
J00211	73	J10339	68	M5BF3U018	27	M5RCU012	34
J00212	73	J10340	68	M5BF3U020	27	M5RCU014	34
J00213	73	J10341	68	M5BF3U1616	27	M5RCU016	34
J00214	73	J10342	68	M5BF3U1622	27	M5RCU018	34
J00215	73	J10343	68	M5BF3U1725	27	M5RCU020	34
J00216	73	J10344	68	M5BF3U1818	27	M5RCU1616	34
J00223	73	J10345	68	M5BF3U1825	27	M5RCU1622	34
J00224	73	J10346	68	M5BF3U1925	27	M5RCU1717	34
J00227	73	J10347	68	M5BF3U2020	27	M5RCU1725	34
J00228	73	J10348	68	M5BF3U2125	27	M5RCU1818	34
J00231	73	J10349	68	M5EFL012	26	M5RCU1825	34
J00232	73	J10350	68	M5EFL014	26	M5RCU1925	34
J00235	73	J10351	68	M5EFL016	26	M5RCU2020	34
J00236	73	J10352	68	M5EFL018	26	M5RCU2125	34
J00239	73	J10C	78	M5EFL020	26	M5TFL012	26
J00240	73	J10F	78	M5EFL112	27	M5TFL014	26
J00261	73	J10M	78	M5EFL114	27	M5TFL016	26
J00262	73	J10SF	78	M5EFL116	27	M5TFL018	26
J00263	73	J24330	68	M5EFL118	27	M5TFL020	26
J00264	73	J24331	68	M5EFL120	27	M5TFL1616	26
J00265	73	J24332	68	M5EFL1616	26	M5TFL1622	26
J00266	73	J24333	68	M5EFL1622	26	M5TFL1717	26
J00267	73	J24334	68	M5EFL1717	26	M5TFL1725	26
J00268	73	J24335	68	M5EFL1725	26	M5TFL1818	26
J00269	73	J24336	68	M5EFL1818	26	M5TFL1825	26
J00270	73	J24337	68	M5EFL1825	26	M5TFL1925	26
J00271	73	J24338	68	M5EFL1925	26	M5TFL2020	26
J00272	73	J24339	68	M5EFL2020	26	M5TFL2125	26
J00273	73	J24340	68	M5EFL2125	26	M5TFU012	26
J00274	73	J24341	68	M5EFL3020	27	M5TFU014	26
J00275	73	J24342	68	M5EFL3125	27	M5TFU016	26
J00276	73	J24343	68	M5EFL3425	27	M5TFU018	26
J00277	73	J24344	68	M5EFL3616	27	M5TFU020	26
J00278	73	J24345	68	M5EFL3622	27	M5TFU1616	26
J00279	73	J24346	68	M5EFL3625	27	M5TFU1622	26
J00280	73	J24347	68	M5EFL3717	27	M5TFU1717	26
J00281	73	J24348	68	M5EFL3725	27	M5TFU1725	26

M5TFU1818	26	PSEF172528	35	S3EFL1625	28	S3TFU1625	28
M5TFU1825	26	PSEF172530	35	S3EFL1717	28	S3TFU1717	28
M5TFU1925	26	PSEF172532	35	S3EFL1722	28	S3TFU1722	28
M5TFU2020	26	PSEF172534	35	S3EFL1725	28	S3TFU1725	28
M5TFU2125	26	PSEF172536	35	S3EFL1818	28	S3TFU1818	28
MK-00-01	89	PSEF172538	35	S3EFL1822	28	S3TFU1822	28
NFOFT2	95	PSEF172540	35	S3EFL1825	28	S3TFU1825	28
OCNT093021	52	PSEF172542	35	S3EFL1919	28	S3TFU1919	28
OCNT09307	52	PSEF172544	35	S3EFL1925	28	S3TFU1925	28
OCNT103021	52	PSEF192522	35	S3EFL2020	28	S3TFU2020	28
OCNT10307	52	PSEF192524	35	S3EFL2125	28	S3TFU2125	28
OCNT103621	52	PSEF192526	35	S3EFL3020	29	SDLCL1	71
OCNT10367	52	PSEF192528	35	S3EFL3125	29	SDLGY	71
OCNT104521	52	PSEF192530	35	S3EFL3616	29	SK10	49
OCNT10457	52	PSEF192532	35	S3EFL3622	29	SK12	49
OCNT123021	52	PSEF192534	35	S3EFL3625	29	SK14	49
OCNT12307	52	PSEF192536	35	S3EFL3717	29	SKH012	48
OCNT123621	52	PSEF192538	35	S3EFL3722	29	SKH014	48
OCNT12367	52	PSEF192540	35	S3EFL3725	29	SLT010	48
OCNT143021	52	PSEF192542	35	S3EFL3818	29	SNTCL025	74
OCNT14307	52	PSEF192544	35	S3EFL3822	29	SNTCL030	74
OCNT143621	52	RAS-001	111	S3EFL3825	29	SNTGY025	74
OCNT14367	52	RAS-002	111	S3EFL3919	29	SNTGY030	74
OCNT15100	52	RAS-003	111	S3EFL3925	29	SOF-CCJ	101
OCNT15150	52	RAS-004	111	S3EFU012	28	SOF-CCR	101
OCNT15200	52	RET	95	S3EFU014	28	SP-11-52	11
OCNT7045	52	RET050	126	S3EFU016	28	SP-11-55	10
OCSLBK	65	RETAS	126	S3EFU018	28	SP-12-52	11
OCSLCL	65	RPFMLG	102	S3EFU020	28	SP-12-55	10
OCSLDS	65	RPFMSM	102	S3EFU112	29	SP-13-52HK	11
OCSLFO	65	RR-1TSB	135	S3EFU114	29	SP-13-55HK	10
OCSLFP	65	RR-1TSG	135	S3EFU116	29	SP-14-52	11
OCSLFU	65	RR-1TSO	135	S3EFU118	29	SP-14-52HK	11
OCSLGB	65	RR-1TSP	135	S3EFU120	29	SP-14-55	10
OCSLGD	65	RR-1W	135	S3EFU1616	28	SP-14-55HK	10
OCSLGL	65	RSPL	84	S3EFU1622	28	SP-15-52	11
OCSLGR	65	RTN.WIRE.KIT1	96	S3EFU1625	28	SP-15-52HK	11
OCSLGY	65	RWX	110	S3EFU1717	28	SP-15-55	10
OCSLLS	65	S3BF3L012	29	S3EFU1722	28	SP-15-55HK	10
OCSLLV	65	S3BF3L014	29	S3EFU1725	28	SP-21-52	11
OCSLMA	65	S3BF3L016	29	S3EFU1818	28	SP-21-55	10
OCSLMB	65	S3BF3L018	29	S3EFU1822	28	SP-22-52	11
OCSLMR	65	S3BF3L020	29	S3EFU1825	28	SP-22-55	10
OCSLMS	65	S3BF3L1616	29	S3EFU1919	28	SP-23-52HK	11
OCSLNB	65	S3BF3L1622	29	S3EFU1925	28	SP-23-55HK	10
OCSLNG	65	S3BF3L1717	29	S3EFU2020	28	SP-24-52	11
OCSLOR	65	S3BF3L1722	29	S3EFU2125	28	SP-24-52HK	11
OCSLPB	65	S3BF3L1725	29	S3EFU3020	29	SP-24-55	10
OCSLPG	65	S3BF3L1818	29	S3EFU3125	29	SP-24-55HK	10
OCSLPK	65	S3BF3L1822	29	S3EFU3616	29	SP-25-52	11
OCSLPL	65	S3BF3L1825	29	S3EFU3622	29	SP-25-52HK	11
OCSLPP	65	S3BF3L1919	29	S3EFU3625	29	SP-25-55	10
OCSLRB	65	S3BF3L1925	29	S3EFU3717	29	SP-25-55HK	10
OCSLRR	65	S3BF3L2020	29	S3EFU3722	29	SP-30-52	11
OCSLSM	65	S3BF3L2125	29	S3EFU3725	29	SP-30-55	10
OCSLTC	65	S3BF3U012	29	S3EFU3818	29	SP-33-52HK	11
OCSLTG	65	S3BF3U014	29	S3EFU3822	29	SP-33-55HK	10
OCSLTQ	65	S3BF3U016	29	S3EFU3825	29	SP-34-52	11
OCSLWT	65	S3BF3U018	29	S3EFU3919	29	SP-34-52HK	11
OCSLYW	65	S3BF3U020	29	S3EFU3925	29	SP-34-55	10
OFT2	95	S3BF3U1616	29	S3TFL012	28	SP-34-55HK	10
OP-11-01	134	S3BF3U1622	29	S3TFL014	28	SP-35-52	11
OP-11-02	134	S3BF3U1717	29	S3TFL016	28	SP-35-52HK	11
ORTHOKIT1	79	S3BF3U1722	29	S3TFL018	28	SP-35-55	10
PAR-00-01	114	S3BF3U1725	29	S3TFL020	28	SP-35-55HK	10
PASL	113	S3BF3U1818	29	S3TFL1616	28	SP-40-52	11
PASM	113	S3BF3U1822	29	S3TFL1622	28	SP-40-55	10
PFMLG	102	S3BF3U1825	29	S3TFL1717	28	SP-43-52HK	11
PM-00-01	108	S3BF3U1919	29	S3TFL1722	28	SP-43-55HK	10
PM-00-02	108	S3BF3U1925	29	S3TFL1725	28	SP-44-52	11
PM-00-03	108	S3BF3U2020	29	S3TFL1818	28	SP-44-52HK	11
PM-00-04	108	S3BF3U2125	29	S3TFL1822	28	SP-44-55	10
PM-00-05	108	S3EFL012	28	S3TFL1825	28	SP-44-55HK	10
PPA1	113	S3EFL014	28	S3TFL1919	28	SP-45-52	11
PPA2	113	S3EFL016	28	S3TFL1925	28	SP-45-52HK	11
PPA35	113	S3EFL018	28	S3TFL2020	28	SP-45-55	10
PPB1	113	S3EFL020	28	S3TFL2125	28	SP-45-55HK	10
PPBL	113	S3EFL112	29	S3TFU012	28	SPC-11-55	7
PPC1	113	S3EFL114	29	S3TFU014	28	SPC-12-55	7
PPC4	113	S3EFL116	29	S3TFU016	28	SPC-13-55HK	7
PPD3	113	S3EFL118	29	S3TFU018	28	SPC-14-55HK	7
PSEF172522	35	S3EFL120	29	S3TFU020	28	SPC-21-55	7
PSEF172524	35	S3EFL1616	28	S3TFU1616	28	SPC-22-55	7
PSEF172526	35	S3EFL1622	28	S3TFU1622	28	SPC-23-55HK	7

SPC-24-55HK	7	W11AL1825A	38	XREFL3622	31
SPC-30-55	7	W11AL1925A	38	XREFL3625	31
SPC-33-55HK	7	W11AU012A	38	XREFL3717	31
SPC-34-55HK	7	W11AU014A	38	XREFL3722	31
SPC-35-55HK	7	W11AU016A	38	XREFL3725	31
SPC-40-55	7	W11AU018A	38	XREFL3818	31
SPC-43-55HK	7	W11AU1616A	38	XREFL3822	31
SPC-44-55HK	7	W11AU1622A	38	XREFL3825	31
SPC-45-55HK	7	W11AU1725A	38	XREFL3925	31
SSCC1030	56	W11AU1825A	38	XREFU012	30
SSOC1030	52	W11AU1925A	38	XREFU014	30
SSOFT	95	W20AL014A	37	XREFU016	30
STRCB014	98	W20AL016A	37	XREFU018	30
STRCB016	98	W20AL018A	37	XREFU020	30
STRCB018	98	W20AL1616A	37	XREFU112	31
STRCB028	98	W20AL1622A	37	XREFU114	31
STRCB030	98	W20AL1725A	37	XREFU116	31
STRCB032	98	W20AL1825A	37	XREFU118	31
STRCB036	98	W20AL1925A	37	XREFU120	31
STRCB040	98	W20AU014A	37	XREFU1616	30
STRCB045	98	W20AU016A	37	XREFU1622	30
STRCB051	98	W20AU018A	37	XREFU1625	30
STRCB1616	98	W20AU1616A	37	XREFU1717	30
STRCB1622	98	W20AU1622A	37	XREFU1722	30
STRCB1725	98	W20AU1725A	37	XREFU1725	30
STRCB1825	98	W20AU1825A	37	XREFU1818	30
STRCB1925	98	W20AU1925A	37	XREFU1822	30
STRCB2125	98	XRBF3L012	31	XREFU1825	30
SU-DS-01	85	XRBF3L014	31	XREFU1925	30
SU-DS-02	85	XRBF3L016	31	XREFU2020	30
SU-DS-03	85	XRBF3L018	31	XREFU2125	30
SU-DS-04	85	XRBF3L020	31	XREFU3020	31
SU-DS-05	85	XRBF3L1616	31	XREFU3125	31
SU-DS-06	85	XRBF3L1622	31	XREFU3616	31
SU-HA-01	85	XRBF3L1717	31	XREFU3622	31
SU-SAW-01	85	XRBF3L1722	31	XREFU3625	31
SU-SS-01	85	XRBF3L1725	31	XREFU3717	31
SU-SS-02	85	XRBF3L1818	31	XREFU3722	31
SU-SS-03	85	XRBF3L1822	31	XREFU3725	31
SU-SS-04	85	XRBF3L1825	31	XREFU3818	31
TBCL025	74	XRBF3L1925	31	XREFU3822	31
TBGY030	74	XRBF3L2020	31	XREFU3825	31
TR-00-01	105	XRBF3L2125	31	XREFU3925	31
UBLBPP	148	XRBF3U012	31	XRTFL012	30
VIM-11-52	6	XRBF3U014	31	XRTFL014	30
VIM-11-55	5	XRBF3U016	31	XRTFL016	30
VIM-12-52	6	XRBF3U018	31	XRTFL018	30
VIM-12-55	5	XRBF3U020	31	XRTFL020	30
VIM-13-52HK	6	XRBF3U1616	31	XRTFL1616	30
VIM-13-55HK	5	XRBF3U1622	31	XRTFL1622	30
VIM-14-52HK	6	XRBF3U1717	31	XRTFL1717	30
VIM-14-55	5	XRBF3U1722	31	XRTFL1722	30
VIM-14-55HK	5	XRBF3U1725	31	XRTFL1725	30
VIM-21-52	6	XRBF3U1818	31	XRTFL1818	30
VIM-21-55	5	XRBF3U1822	31	XRTFL1822	30
VIM-22-52	6	XRBF3U1825	31	XRTFL1825	30
VIM-22-55	5	XRBF3U1925	31	XRTFL1925	30
VIM-23-52HK	6	XRBF3U2020	31	XRTFL2020	30
VIM-23-55HK	5	XRBF3U2125	31	XRTFL2125	30
VIM-24-52HK	6	XREFL012	30	XRTFU012	30
VIM-24-55HK	5	XREFL014	30	XRTFU014	30
VIM-30-52	6	XREFL016	30	XRTFU016	30
VIM-30-55	5	XREFL018	30	XRTFU018	30
VIM-33-52HK	6	XREFL020	30	XRTFU020	30
VIM-33-55HK	5	XREFL112	31	XRTFU1616	30
VIM-34-52HK	6	XREFL114	31	XRTFU1622	30
VIM-34-55HK	5	XREFL116	31	XRTFU1717	30
VIM-35-52HK	6	XREFL118	31	XRTFU1722	30
VIM-35-55HK	5	XREFL120	31	XRTFU1725	30
VIM-43-52HK	6	XREFL1616	30	XRTFU1822	30
VIM-43-55HK	5	XREFL1622	30	XRTFU1825	30
VIM-44-52HK	6	XREFL1625	30	XRTFU1925	30
VIM-44-55	5	XREFL1717	30	XRTFU2020	30
VIM-44-55HK	5	XREFL1722	30	XRTFU2125	30
VIM-45-52HK	6	XREFL1725	30	Z12S/PF	78
VIM-45-55	5	XREFL1818	30	Z12S/SF	78
VIM-45-55HK	5	XREFL1822	30		
W11AL012A	38	XREFL1825	30		
W11AL014A	38	XREFL1925	30		
W11AL016A	38	XREFL2020	30		
W11AL018A	38	XREFL2125	30		
W11AL1616A	38	XREFL3020	31		
W11AL1622A	38	XREFL3125	31		
W11AL1725A	38	XREFL3616	31		



Ortopro AB

Fridkullagatan 14 · 412 62 Göteborg

031-81 00 35 · info@ortopro.com

www.ortopro.com