

DOFF N' DONNER® SET

Das DOFF N' DONNER SET ist eine revolutionäre An- und Ausziehhilfe für Strumpfträgerinnen und -träger, pflegende Angehörige und medizinisches Fachpersonal. Es reduziert die körperliche Belastung und ermöglicht ein angenehmes An- und Ausziehen - selbst für Personen mit schmerzenden Wunden oder offenen Beinen.

- Zeitsparend
- Schmerzfreies An- und Ausziehen
- Geringerer Kraufaufwand und damit geringere körperliche Anstrengung
- Einzigartige, patentierte Merkmale

Mehr Informationen über diese innovative An- und Ausziehhilfe erhalten Sie auf unserer Webseite:



**DIE
EINFACHERE
ART
KOMPRESSION
ANZUZIEHEN**

Das **DOFF N' DONNER SET** vereinfacht das selbstständige An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen.

ACCESSORIES

An- und Ausziehhilfen

Viele Erstanwenderinnen und Erstanwender fragen sich, wie sie ihren Kompressionsstrumpf einfach und ohne grosse Anstrengung an- und ausziehen. Ob für mobile Trägerinnen oder Träger, oder solche mit eingeschränkter Beweglichkeit oder Pflegepersonal – wir haben passende Lösungen für ein einfaches An- und Ausziehen der Strümpfe.

FÜR ALLE STRUMPFTRÄGERINNEN UND -TRÄGER:

Handschuhe und Gleitsocke

Handschuhe erleichtern das An- und Ausziehen des Strumpfes und sollten zu jedem Kompressionsstrumpf abgegeben werden. Sie helfen den Strumpf zu verteilen, schonen ihn und sorgen für eine längere Haltbarkeit.

Textilhandschuhe: Bestehen durch die griffige Latexbeschichtung und sind durch das textile Gestrick besonders hautfreundlich.

Grössen:

- XS (weiss)
- S (blau)
- M (grün)
- L (grau)
- XL (schwarz)



Gummihandschuhe: Der Klassiker aus Gummi mit dem perfekten Grip.

Grössen:

- S (Handschuhgrösse 6.5–7)
- M (Handschuhgrösse 7.5–8)
- L (Handschuhgrösse 8.5–9)
- XL (Handschuhgrösse 9.5–10)



Gleitsocke: Sie erleichtert das An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen mit offener Fussspitze.

FÜR TRÄGERINNEN UND TRÄGER VON

ARM-KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN:

Easy-Slide Arm

Erleichtert das Anziehen von medizinischen Armstrümpfen.

Grössen:

- M
- L



FÜR BEWEGLICHE STRUMPFTRÄGERINNEN UND -TRÄGER ODER AUF REISEN:

sim-slide und magnide on/off

Diese Hilfsmittel werden über den Fuss gestülpt. Durch das gleitfähige Material rutscht der Strumpf dann schnell und ohne Reibung über den Fuss.

sim-slide: Für Kompressionsstrümpfe mit offener Fussspitze.

Grössen:

- S (Schuhgrösse ≤ 34–36)
- M (Schuhgrösse 37–38.5)
- L (Schuhgrösse 39–41)
- XL (Schuhgrösse ≥ 42)



magnide on/off: Für Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fussspitze.

Grössen:

- M (Schuhgrösse ≤ 38)
- L (Schuhgrösse 39–43)
- XL (Schuhgrösse ≥ 44)



FÜR STRUMPFTRÄGERINNEN UND -TRÄGER

MIT EINGESCHRÄNKTER BEWEGLICHKEIT: MELANY

Mit MELANY können Kompressionsstrümpfe schnell, mühelos und ohne grossen Kraftaufwand an- und ausgezogen werden. Auch bei eingeschränkter Beweglichkeit lässt sich diese An- und Ausziehhilfe problemlos bedienen.

Grösse	cC
XS	25–30 cm
S	30–38 cm
M	38–46 cm
L / L Plus	46–56 cm



Wadenumfang



KRÄFTESPARENDE LÖSUNG FÜR STRUMPFTRÄGERINNEN UND -TRÄGER UND PFLEGEPERSONAL: DOFF N' DONNER SET

DOFF N' DONNER ROLLY ist ein weiches Hilfsmittel, das Kompressionsstrümpfe schnell und schmerzfrei über ein Bein oder einen Arm gleiten lässt. Diese An- und Ausziehhilfe ist sowohl für das selbstständige An- und Ausziehen als auch für die Unterstützung durch Pflegekräfte ideal. Der DOFF N' DONNER CONE vereinfacht das Aufrollen eines Kompressionsstrumpfes auf den DOFF N' DONNER ROLLY.



DOFF N' DONNER
CONE



DOFF N' DONNER
ROLLY

ACCESSORIES

Pflege- und Zusatzprodukte

Damit die Strümpfe möglichst lange Druck und Form behalten und perfekt sitzen, ist die richtige Pflege das A und O. Weitere Zusatzprodukte helfen, den Alltag mit Kompressionsstrümpfen erfolgreich zu meistern.

FÜR EINFACHES WASCHEN DER STRÜMPFE: WASHING SOLUTION SWS

Spezialwaschmittel für Kompressionsstrümpfe und Bandagen. Die WASHING SOLUTION erfüllt alle Anforderungen an eine optimale Pflege der Strümpfe und kann zusätzlich für die gesamte Feinwäsche verwendet werden. Sie kann für die Handwäsche, aber auch für das Waschen in der Waschmaschine genutzt werden. Das Waschmittel verleiht der Wäsche einen angenehmen Duft, ist biologisch abbaubar und hinterlässt beim Waschen keine Rückstände. Durch das tägliche Waschen gelangen Kompressionsstrümpfe nach dem Tragen wieder in ihre ursprüngliche Form und den ursprünglichen Druckzustand.

1 Flasche einzeln (250ml) / 6 Flaschen à 250ml



FÜR DIE BEFESTIGUNG VON STRÜMPFEN OHNE HAFTSTRAND: FIX

Eine Spezial-Klebelotion für die Befestigung von Kompressionsstrümpfen ohne Haftstrand an den Armen und Beinen. Die Klebelotion ist schonend zur Haut und macht alle Körperbewegungen mit. FIX ist mit Wasser abwaschbar und hinterlässt keine Flecken. Zusätzlich kann die Klebelotion auch zur Befestigung von orthopädischen Hilfsmitteln, Sportbekleidung oder sonstigen Textilien am Körper verwendet werden.

1 Stück einzeln (60ml) / 12 Stück à 60 ml



HAUTPFLEGELOTION BEI TROCKENER HAUT: LEG CARE

Eine wohltuende und wirksame Hautpflegelotion, die sich ideal für empfindliche, leicht irritierte und beanspruchte Haut eignet. Die sorgfältig ausgewählte Kombination aus Aprikosenkernöl, Shea Butter, Mandelöl und Aloe Vera fördert die Regeneration und beruhigt trockene Haut. Zudem spendet sie Feuchtigkeit und stärkt die natürliche Schutzbarriere der Haut. Die LEG CARE ist dermatologisch geprüft und verträgt sich problemlos mit unseren Kompressionsstrümpfen. Es empfiehlt sich, die Hautlotion am Abend nach dem Ausziehen der Strümpfe aufzutragen.

1 Flasche einzeln (150ml) / 6 Flaschen à 150ml



FÜR EINEN ERFOLGREICHEN START MIT KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN: STARTERSET

Das Starterset enthält vieles, was das Anziehen, Tragen, Ausziehen und Pflegen von Kompressionsstrümpfen einfacher und komfortabler macht:

- Wäschenetz
- Textilhandschuhe
- Zwei hilfreiche Broschüren
- Muster «LEG CARE»
- Muster «WASHING SOLUTION»



BESTELLMÖGLICHKEITEN

Online via Businessportal

Mit dem Businessportal ist es Ihnen möglich, unser Produktportfolio in nur wenigen Schritten rund um die Uhr zu bestellen.



Kundendienst

Freecall Tel. 0800 744 82 747

Freecall Fax 0800 426 96 64

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

08.00–17.00 Uhr

Freitag

08.00–16.00 Uhr

E-Mail

orders.de@sigvaris.com

SIGVARIS GmbH

Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35

87700 Memmingen

Deutschland

www.sigvaris.com

gedruckt in der
schweiz