

sigvaris



GESAMTSORTIMENT PHLEBOLOGIE

Gültig ab März 2026

GESAMTSORTIMENT NACH KOMPRESSIONSKLASSE

Produkt		Modell	Abschluss	CCL				Fuss		SVHR*	Hafttrand	MNHR*	Seite
sigvaris													
Essential	COMFORTABLE	A-D	Trikotbund	1	2			•	•				15
			Hafttrand	1	2			•	•		•		
		A-G	Trikotbund	1	2			•	•				
			Hafttrand	1	2			•	•	•	•	•	
			Hüftbefestigung		2			•	•				
		A-T	Trikotbund	1	2			•	•				
		A-T Maternity	Trikotbund	1	2			•	•				
		A-T Bodyform	Trikotbund		2			•	•				
	THERMO-REGULATING	A-D	Trikotbund	1	2	3		•	•				17
			Hafttrand	1	2			•	•		•		
		A-G	Trikotbund	1	2			•	•				
			Hafttrand	1	2	3		•	•	•	•	•	
			Hüftbefestigung	1	2	3		•	•				
		A-T	Trikotbund	1	2	3		•	•				
	A-T Maternity	Trikotbund	1	2			•	•					
	CLASSICAL	A-D	Trikotbund	1	2			•	•				19
			Hafttrand	1	2			•	•		•		
		A-F	Hafttrand		2			•	•	•	•	•	
		A-G	Hafttrand	1	2			•	•	•	•	•	
		Hüftbefestigung	1	2			•	•					
A-T		Trikotbund	1	2			•	•					
A-T Maternity		Trikotbund		2			•	•					
Style	SEMITRANSPARENT	A-D	Trikotbund	1	2			•	•			23	
			Hafttrand	1	2			•	•		•		
		A-G	Hafttrand	1	2			•	•	•	•		
		A-T	Trikotbund	1	2			•	•				
		A-T Maternity	Trikotbund	1	2			•	•				
	SEMITRANSPARENT MATERNITY SUPPORT	A-T Maternity Support	Trikotbund		2			•	•			25	
PATTERN	A-D	Trikotbund		2				•			27		
Active	MASCULINE	A-D	Trikotbund		2				•			31	
Specialities	TRADITIONAL	A-D	Trikotbund		2	3	4	•					35
			Hafttrand		2	3		•			•		
		A-F	Trikotbund		2	3	4	•					
			Hafttrand		2	3		•			•		
		A-G	Trikotbund		2	3	4	•					
			Hafttrand		2	3		•			•		
			Hüftbefestigung		2	3		•					
		A-G Post-OP	Hüftbefestigung		2	3		•					
		A-T	Trikotbund		2			•					
	A-T Maternity	Trikotbund		2			•						
	A-T For men	Trikotbund		2			•						
	ULCER X	A-D	Trikotbund		~45 mmHg (~6.0 kPa)			Unterziehstrumpf geschlossen, Überziehstrumpf offen					37
	THROMBO	A-D	Trikotbund		~18 mmHg (~2.4 kPa)			mit Inspektionsloch					39
		A-G	Hafttrand							•			
		Hüftbefestigung											
DYNAVEN													
Dynaven	CLASSIC	A-D	Trikotbund	1	2			•	•				49
			Hafttrand	1	2			•	•		•		
		A-G	Hafttrand	1	2			•	•		•		
		A-T	Trikotbund	1	2			•	•				
A-T Maternity	Trikotbund	1	2			•	•						

* SVHR = Sensinova Hafttrand; NHR = Quadrinova Noppenhafttrand (Essential COMFORTABLE, Essential THERMOREGULATING, Essential CLASSICAL, Style SEMITRANSSPARENT, DynaVen CLASSIC)/Noppenhafttrand (Specialities TRADITIONAL und THROMBO); MNHR = Mikronoppenhafttrand

GESAMTSORTIMENT NACH INDIKATIONEN/BEDÜRFNISSEN

Bedürfnis	Segment/Produktname	Seite
Wadenstrumpf mit mehr Halt am Bein: Wadenstrumpf mit Haftrand	Essential COMFORTABLE	15
	Essential THERMOREGULATING	17
	Essential CLASSICAL	19
	Style SEMITRANSSPARENT	23
	Specialities TRADITIONAL	35
	Dynaven CLASSIC	49
Voluminöse Füße oder Füße in Überlänge	Essential THERMOREGULATING (Maxifuss, Fuss in Überlänge)	17
	Active MASCULINE (voluminöser Fuss)	31
Kürzere Schenkellänge: Halbschenkelstrumpf	Essential CLASSICAL	19
	Specialities TRADITIONAL	35
Schenkelstrumpf bei empfindlicher / zu Allergien neigender Haut: Schenkelstrumpf mit Trikotbund	Essential COMFORTABLE	15
	Essential THERMOREGULATING	17
	Specialities TRADITIONAL	35
Schenkelstrumpfvariante für einfacheres An- und Ausziehen: Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung	Essential COMFORTABLE	15
	Essential THERMOREGULATING	17
	Essential CLASSICAL	19
	Specialities TRADITIONAL	35
Kurze Unterschenkel- bzw. Beinlänge	Essential THERMOREGULATING (A-D Wadenstrumpf und A-T Strumpfhose)	17
Beginnendes Lipödem im Hüftbereich/weiches Bindegewebe: Strumpfhose Bodyform	Essential COMFORTABLE	15
Offenes Bein	Specialities ULCER X	37
Postoperative Versorgung: Post-OP	Specialities TRADITIONAL	35
Stark ausgeprägtes Ödem/stark fortgeschrittene CVI: Kompressionsklassen 3 und/oder 4	Essential THERMOREGULATING	17
	Specialities TRADITIONAL	35
Thromboseprophylaxe	Specialities THROMBO	39
Sensible Haut	Essential THERMOREGULATING	17
Eleganter und semitransparenter Strumpf	Style SEMITRANSSPARENT	23
Thermoregulierender Effekt	Essential THERMOREGULATING	17
Modischer, gemusterter Strumpf	Style PATTERN	27

Erklärung zu Spezialmodellen/Spezialbedürfnissen auf **S.52**

GESAMTSORTIMENT NACH MODELLLEN

Produkt		 A-D Wadenstrumpf	 A-F Halbschenkelstrumpf	 A-G Schenkelstrumpf	 A-G mit Hüftbefestigung	 A-G Post-OP	 A-T Strumpfhose	 A-T Maternity	 A-T Maternity Support	 A-T Bodyform	 A-T For men	Seite
Essential	COMFORTABLE	•		•	•		•	•		•		15
	THERMOREGULATING	•		•	•		•	•				17
	CLASSICAL	•	•	•	•		•	•				19
Style	SEMITRANSSPARENT	•		•			•	•				23
	SEMITRANSSPARENT MATERNITY SUPPORT								•			25
	PATTERN	•										27
Active	MASCULINE	•										31
Specialities	TRADITIONAL	•	•	•	•	•	•	•			•	35
	ULCER X	•										37
	THROMBO	•		•	•							39
Dynaven	CLASSIC	•		•			•	•				49

INHALT

Über uns	2
Warum Sigvaris	3
Unsere Kundengruppen	4
Services und Labels	5
Farben	6
Haftträger	7
A-T Abschlüsse	8
Sortimentsstruktur und Versandfristen Serie	9

sigvaris 10

Essential 13

COMFORTABLE	15
THERMOREGULATING	17
CLASSICAL	19

Style 21

SEMITRANSSPARENT	23
SEMITRANSSPARENT MATERNITY SUPPORT	25
PATTERN	27

Active 29

MASCULINE	31
-----------	----

Specialities 33

TRADITIONAL	35
ULCER X	37
THROMBO	39

Mass und Änderungen 40

Accessories 42

AN- UND AUSZIEHHILFEN	42
PFLEGE- UND ZUSATZPRODUKTE	44

DYNAVEN 47

Dynaven CLASSIC	49
-----------------	----

Informationen 50


Richtig Mass nehmen	50
Tipps und Tricks	51
Spezialmodelle/Spezialbedürfnisse	52
Druckwerte, Indikationen und Kontraindikationen	54

Größenbestimmungen 56

ÜBER UNS

Wir wollen die besten Kompressionslösungen für Menschen entwickeln. Jede und jeder Einzelne soll sich gut fühlen. Jeden Tag. Daran arbeiten wir seit über 160 Jahren.

Unser Portfolio setzt sich aus verschiedenen Segmenten zusammen, welche diverse Bedürfnisse und Indikationen bedienen. Jedes Segment ist so gestaltet, dass man nicht nur die passende, sondern die beste Kompressionslösung findet. Dabei stehen einerseits die Wirkung und medizinische Aspekte im Zentrum – andererseits soll man sich in den Produkten wohlfühlen und dabei unterstützt werden, ein Leben ohne Einschränkungen zu leben.



WARUM SIGVARIS

Unsere Kompressionsprodukte passen in jedes Leben, denn Menschen stehen für uns im Zentrum. Dies spiegelt sich auch in unserer Sortimentsgestaltung wider. Wir haben verstanden, dass sich Menschen einfach nur wie sich selbst fühlen möchten. Egal, wann und wo.

Sie kennen Ihre Kundschaft. Und Ihre Kundinnen und Kunden vertrauen darauf, dass Sie ihnen dabei helfen, sich gut zu fühlen. Unsere Sortimentsstruktur macht es einfacher, die beste Lösung zu finden. Denn unsere Produkte sind Segmenten zugeordnet, die Ihnen helfen, das passende Produkt ohne Umwege zu finden.

LIVE YOUR LIFE. BE YOURSELF.

UNSERE SEGMENTE

Essential

Diese Lösungen sind für Lebenssituationen bestimmt, in denen nach etwas Unkompliziertem gesucht wird. Komfort und Zuverlässigkeit stehen dabei an erster Stelle. Passend für jeden Tag.

Style

Der modische Aspekt steht hier im Fokus. Style bietet garantiert den passenden Strumpf für jede Gelegenheit – egal, ob für den Büroalltag, einen gemütlichen Brunch oder besondere Anlässe.

Active

Für einen Lebensstil mit viel Bewegung – egal, ob in der Freizeit oder bei der Arbeit. Active bietet die optimale Lösung für aktive Tage.

Specialities

Wenn der medizinische Aspekt im Vordergrund steht und Standard-Kompressionslösungen nicht ausreichen: Diese Produkte sind für ganz spezifische medizinische Indikationen bzw. Bedürfnisse bestimmt.

Dynaven

Der funktionelle und wirksame Strumpf für pragmatische Anwenderinnen und Anwender. Nicht mehr und nicht weniger.



UNSERE KUNDENGRUPPEN

Jeder Mensch ist einzigartig und seine Ansprüche an Kompressionslösungen können sich je nach Lebenssituation ändern. So kann tagsüber ein Produkt aus dem Segment Essential das Richtige sein, für den Abend auswärts passt dann Style. Oder jemand entscheidet sich während des Arbeitsalltags für Active, setzt aber für gemütliche Tage zu Hause auf Essential.

Die Gliederung des Sortiments richtet sich an den Bedürfnissen jener Menschen aus, die unsere Produkte verwenden. In einer gross angelegten Marktforschung haben wir diese befragt und uns im Anschluss konsequent an den Resultaten orientiert.



Die Essential-Kundschaft

Für sie ist die Hauptsache, dass ihr Produkt unkompliziert und bequem ist. Ihr Segment ist **Essential**.



Die Style-Kundschaft

Ihnen sind modische Aspekte wichtig. Attraktive, stylische Strümpfe stehen im Vordergrund. Sie werden im Segment **Style** fündig.



Die Active-Kundschaft

Ihr dynamischer Lebensstil soll sich auch in den Kompressionslösungen widerspiegeln. Die Produkte sollen robust sein und aktiv unterstützen, genau wie die Produkte im Segment **Active**.




Die Dynaven-Kundschaft

Sie legen Wert auf Funktionalität und Wirksamkeit. Ihre Strümpfe finden sie bei **Dynaven**.

SERVICES UND LABELS

Ihnen die höchste Service- und Produktqualität zu bieten – das ist uns wichtig. Wir treten für die Kompressionstherapie ein und unterstützen gerne mit unserem Produktwissen und medizinischer Expertise.

Neben unserer internen Qualitätssicherung, welche unsere Produkte akribisch testet, verpflichten uns auch diverse Gütesiegel, die Qualität hoch zu halten.



Wir beschäftigen uns tagtäglich mit unseren Produkten und der Kompressionstherapie. Durch Schulungen, unseren Aussendienst und Kundendienst geben wir dieses Wissen weiter. Wir arbeiten stetig daran, unsere Services wie Beratungsleistungen oder auch Bestellprozesse zu optimieren. Auch ist es uns wichtig, dass wir die Kompressionstherapie bei einem breiten Publikum bekannt machen.



Unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe, die mit diesem Symbol auf der Verpackung versehen sind, erfüllen alle Güte- und Prüfbestimmungen des RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. für Medizinische Kompressionsstrümpfe.




Unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe, die mit diesem Symbol auf der Verpackung versehen sind, sind humanökologisch geprüft und entsprechen dem international verbindlichen Öko-Tex Standard 100.



Unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe entsprechen grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der einschlägigen EU-Regularien.

FARBEN

Kompressionsstrümpfe sind heute nicht mehr nur in beige erhältlich. Neben mutigen modischen Farben sind auch zahlreiche Standardfarben – wie diverse Hauttöne und Schwarz – verfügbar. Vor allem die Strümpfe im Segment Style zeichnen sich durch eine grosse Farbauswahl aus.




HAFTRÄNDER

Kompressionsstrumpfträgerinnen und Kompressionsstrumpfträger können je nach Produkt aus unterschiedlichen Haftrandoptionen wählen. Alle Haftränder bestehen durch ihre Hautverträglichkeit und den hohen Tragekomfort.

Essential
COMFORTABLE
THERMOREGULATING
CLASSICAL



Sensinova Haftrand SVHR ²
neutrales Design; trägt nicht auf



Quadrinova Noppenhaftrand NHR ^{1/2}
neutrales Design; angenehm auf der Haut



Mikronoppenhaftrand MNHR ²
neutrales Design; für empfindliche Haut

Style SEMITRANSSPARENT



Sensinova Haftrand SVHR ³
feminines Design; trägt nicht auf




Quadrinova Noppenhaftrand NHR ^{1/2}
feminines Design; angenehm auf der Haut

Specialities TRADITIONAL



Noppenhaftrand NHR ^{1/2}
neutrales Design

Dynaven CLASSIC



Quadrinova Noppenhaftrand NHR ^{1/2}
neutrales Design; angenehm auf der Haut

¹erhältlich in der Haftrandbreite 2.5 cm
²erhältlich in der Haftrandbreite 5.0 cm
³erhältlich in der Haftrandbreite 5.5 cm

A-T ABSCHLÜSSE

Unsere Kompressionsstrumpfhosen haben - je nach Produktlinie und Modell - unterschiedliche Abschlüsse. Die Abschlüsse wurden so gewählt, dass die Trägerin bzw. der Träger von einem optimalen Tragekomfort profitieren.

A-T Strumpfhose

Essential **COMFORTABLE, CLASSICAL** Style **SEMITRANSSPARENT**



Strickbund
dünner Abschluss, der nicht aufrägt;
weiches, komfortables Material

Essential **THERMOREGULATING, Specialities: TRADITIONAL**



Bundumschlag inkl. lose eingenähtem Knopflochband
für individuelle Konfigurierung durch Trägerin/Träger; weiches, komfortables Material

A-T Maternity

Essential **THERMOREGULATING, CLASSICAL** und Specialities **TRADITIONAL**



Bundumschlag inkl. lose eingenähtem Knopflochband
für individuelle Konfigurierung durch die Trägerin; weiches, komfortables Material

Essential **COMFORTABLE** und Style **SEMITRANSSPARENT**



Falzband inkl. beigelegtem Knopflochband
dünner Abschluss, der nicht aufrägt; dehnbares Material, daher geeignet bei unterschiedlichen Bauchumfängen; wenn die Strumpfhose rutscht, kann das beigelegte Knopflochband genutzt werden

A-T Bodyform

Essential **COMFORTABLE**



Bundumschlag inkl. lose eingenähtem Knopflochband
für individuelle Konfigurierung durch Trägerin/Träger; weiches, komfortables Material

SORTIMENTSSTRUKTUR UND VERSANDFRISTEN SERIE

Unser umfangreiches Sortiment ist so konzipiert, dass damit die verschiedensten Kundenbedürfnisse erfüllt werden können.

Wir unterscheiden in unserem Seriensortiment zwischen Lagerware und Produkten, die individuell auf Bestellung gefertigt werden. Lagernd sind Produkte, die häufig benötigt werden und mit Abstand den grössten Teil des Bedarfs darstellen. Produkte, die vereinzelt und insgesamt in geringen Mengen benötigt werden, fertigen wir individuell nach Bestellung.


Mit der neuen Sortimentsbroschüre kennzeichnen wir diese beiden Varianten. Sie können damit auf einen Blick erkennen, welche Produktvarianten auf Lager liegen und kurzfristig an Sie versendet werden und welche Produkte individuell für Sie gefertigt werden.

Versandfrist Lagerware:

Der Versand erfolgt am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Zeitpunkt des Bestelleingangs.

Versandfrist für Serienprodukte, die auf Bestellung gefertigt werden:

Serienprodukte, die individuell auf Bestellung gefertigt werden, versenden wir in der Regel am nächsten oder übernächsten Arbeitstag, abhängig vom Zeitpunkt des Bestelleingangs. Eine Ausnahme stellen die Sonderfarben dar (marine, grey, Trendfarben). Diese werden nach max. 10 Arbeitstagen verschickt.



Live your life. Be yourself.

Kompressionsstrümpfe unserer Marke Sigvaris erfüllen die Anforderungen von Trägerinnen und Trägern, die von ihrer Wahl mehr als nur Funktionalität und Wirksamkeit erwarten. In den Segmenten Essential, Style, Active und Specialities finden anspruchsvolle Anwenderinnen und Anwender Produkte, die zu ihren spezifischen Bedürfnissen und persönlichen Vorlieben passen und für jeden Moment ihres Tages geeignet sind. Alle Produkte überzeugen durch individuelle Eigenschaften und qualitativ hochwertige Verarbeitung.

Willkommen in der Welt von Sigvaris.



Essential

Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei den Lösungen der Essential-Linie an erster Stelle. Sie sind die anpassungsfähigen Begleiter für jeden Tag, unkompliziert und dennoch optisch ansprechend. Sie passen ans Frauen- ebenso gut wie ans Männerbein. Jedes der Modelle ist für den regelmässigen, unkomplizierten und verlässlichen Einsatz im Dienst der Gesundheit entwickelt.

Essential COMFORTABLE S. 15

Essential THERMOREGULATING S. 17

Essential CLASSICAL S. 19



«Für den Arbeitsalltag fällt meine Wahl auf Essential. Einfaches An- und Ausziehen und ein unkompliziertes Handling stehen dabei für mich an erster Stelle.»



«Ich mag zuverlässige und komfortable Kompressionslösungen, egal was ich tue. Deshalb entscheide ich mich für Essential.»





alle Modelle: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan

Essential COMFORTABLE

Für sie und ihn

Essential COMFORTABLE ist der Kompressionsstrumpf, der wie angegossen sitzt und höchste Ansprüche an Komfort und Versorgung erfüllt. Er ist behaglich weich, angenehm zu tragen und schmiegt sich der Figur optimal an.

COMFORTABLE Produktcode ECF			Fuss		black	savanna	caramel	skin	marine*	grey*
A-D Waden- strumpf	Trikotbund	CCL1+2	●	●	●	●	●	●	○	○
	Quadrinova Noppenhafrand	CCL1	○	○	○	○	○		○	
		CCL2	●	●	●	●	●		○	
A-G Schenkel- strumpf	Trikotbund	CCL1+2	○	○	○	○	○		○	
	Quadrinova Noppenhafrand	CCL1+2	●	●	●	●	●	●	○	○
	Sensinova Hafrand	CCL1+2	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mikronoppen- hafrand	CCL1+2	○	○	○	○	○	○	○	○
	Hüftbefestigung	CCL2	●		●	●	●		○	
A-T Strumpf- hose	Trikotbund	CCL1+2	●	●	●	●	●	●	○	○
A-T Maternity	Trikotbund	CCL1	○	○	○	○	○	○	○	○
		CCL2	○	●	○	○	○	○	○	○
A-T Bodyform	Trikotbund	CCL2	○	○	○	○	○		○	

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag;
Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang. Produkte, welche individuell auf Bestellung gefertigt werden, versenden wir in der Regel am nächsten oder übernächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.
* Ausnahme: Versand von marine und grey erfolgt nach max. 10 Arbeitstagen.



perfect fit

Bequem: Optimale Passform für sie und ihn



opaque

Attraktiv: Blickdicht, kaschiert venöse Problemzonen perfekt



easy to use

Komfortabel: Einfaches An- und Ausziehen



Essential THERMOREGULATING

Für sie und ihn

Die feine Baumwollschicht des Essential THERMOREGULATING liegt direkt auf der Haut und hat eine thermoregulierende Wirkung. Die Baumwolle nimmt überschüssige Feuchtigkeit direkt von der Haut auf und speichert diese im Inneren der Faser. Ein Feuchtigkeitseffilm auf der Haut, der das unerwünschte Wachstum von Bakterien fördert, kann so nicht entstehen. Dies ist ein Vorteil für Menschen mit empfindlicher Haut.

THERMOREGULATING Produktcode ETH			Fuss			black	nature	marine*
					Maxifuss ¹			
	A-D Wadenstrumpf	Trikotbund	CCL1	•	•	○	•	•
			CCL2 ²	•	•	•	•	•
		Quadrinova Noppenhafrand	CCL3	•	•	○	•	•
			CCL1	○	○	○	○	○
	A-G Schenkelstrumpf	Trikotbund	CCL2	•	•	•	•	•
			CCL1 + 2	○	○	○	○	○
	A-G Schenkelstrumpf	Quadrinova Noppenhafrand	CCL1 + 2	•	•	○	•	•
			CCL3	○	○	○	○	○
		Mikronoppenhafrand	CCL1 + 2	•	•	○	•	•
			CCL1 + 2	○	○	○	○	○
	A-T Strumphose	Trikotbund	CCL1 + 2	•	•	•	•	•
			CCL3	○	○	○	○	○
	A-T Maternity	Trikotbund	CCL1 + 2	○	○	○	○	○
			CCL3	○	○	○	○	○

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag:
Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang. Produkte, welche individuell auf Bestellung gefertigt werden, versenden wir in der Regel am nächsten oder übernächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.
* Ausnahme: Versand von marine erfolgt nach max. 10 Arbeitstagen.

¹Maxifuss nicht erhältlich in XS und XS Plus

²CCL 2 mit offener und geschlossener Fusspitze auch als Kurzlänge in black oder nature erhältlich; Kurzlänge nicht erhältlich in marine

³CCL 2 und 3 mit offener und geschlossener Fusspitze auch als Kurzlänge in nature erhältlich



sensitive skin

Sanft: Dank 14 % Baumwoll-Anteil und weichem Trikotbund auch für sensible Beine geeignet



thermoregulating

Kühlend: Verdunstung der in der Baumwolle gespeicherten Feuchtigkeit, was zu einem kühlenden Effekt führt

Wärmend: Die Luft in den Zwischenräumen des Gestricks und den Fasern bildet bei kalten Temperaturen eine isolierende Schicht



opaque

Attraktiv: Dezente, blickdichte Ripp-Struktur, kaschiert venöse Problemzonen perfekt



alle Modelle: 52 % Polyamid, 34 % Elasthan, 14 % Baumwolle



A-D, A-F, A-G: 68 % Polyamid, 32 % Elasthan; A-T, A-T Maternity: 76 % Polyamid, 24 % Elasthan

Essential CLASSICAL

Für sie und ihn

Mit seiner blickdichten Optik ist der Essential CLASSICAL der dezente Begleiter für jede Alltagssituation. Die integrierte Mikrofaser sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und ein dezentes Erscheinungsbild.

CLASSICAL Produktcode ECL				Fuss		black	savanna	caramel	crispa
	A-D Waden- strumpf	Trikotbund	CCL 1+ 2	●	●	●	●	●	●
		Quadrinova Noppenhafrand	CCL 1+ 2	○	○	○	○	○	○
	A-F Halbschenkel- strumpf	Quadrinova Noppenhafrand	CCL 2	●	●	●	●	●	●
		Sensinova Hafrand	CCL 2	○	○	○	○	○	○
		Mikronoppenhafrand	CCL 2	○	○	○	○	○	○
	A-G Schenkel- strumpf	Quadrinova Noppenhafrand	CCL 1+ 2	●	●	●	●	●	●
		Sensinova Hafrand	CCL 1+ 2	○	○	○	○	○	○
		Mikronoppenhafrand	CCL 1+ 2	○	○	○	○	○	○
		Hüftbefestigung	CCL 1+ 2	●	○	●	●	●	●
	A-T Strumphose	Trikotbund	CCL 1+ 2	●	●	●	●	●	●
	A-T Maternity	Trikotbund	CCL 2	○	○	○	○	○	○

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag; Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang. Produkte, welche individuell auf Bestellung gefertigt werden, versenden wir in der Regel am nächsten oder übernächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.



easy to use

Komfortabel: Einfaches An- und Ausziehen



opaque

Attraktiv: Blickdicht, kaschiert venöse Problemzonen perfekt



pleasant wearing comfort

Angenehm: Hoher Tragekomfort



Style

Bei Sigvaris Style steht neben dem medizinischen auch der modische Aspekt im Vordergrund. Hier können Trägerinnen und Träger verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit ausdrücken und ihre Individualität unterstreichen. Style bietet den passenden Strumpf für den Alltag, aber auch für besondere Anlässe. Die Modelle sind designt für den eleganten, selbstbewussten und attraktiven Auftritt. Die Strümpfe überzeugen durch raffinierte Produktdetails und passen zur Abendgarderobe ebenso gut wie zum Business-Outfit.

Style SEMITRSPARENT

S. 23

Style SEMITRSPARENT MATERNITY SUPPORT

S. 25

Style PATTERN

S. 27

«Ich liebe Mode und Farben. Ebenso sind mir attraktive Produktdetails wichtig, egal ob im Büro, zu Hause oder beim Feiern. Meinen Kompressionsstrumpf finde ich im Segment Style.»

«Ich mag es, wenn mein Kompressionsstrumpf ein modisches Accessoire ist und meinen individuellen Stil unterstreicht, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Deshalb wähle ich Style.»





A-D: 61 % Polyamid, 30 % Elasthan; A-C: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan; A-T, A-T Maternity: 59 % Polyamid, 41 % Elasthan

Style SEMITRANSSPARENT

Für sie

Style SEMITRANSSPARENT bezaubert durch stilvolle, elegante Ausstrahlung, innovative Details und maximalen Tragekomfort. Er erfüllt höchste Ansprüche an Style und Mode und überzeugt durch seine semitransparente Optik. Der Kompressionsstrumpf wurde speziell für die weiblichen Bedürfnisse entwickelt und besticht durch einen hohen Tragekomfort und einen extra weichen Griff.

SEMITRANSSPARENT Produktcode SSE			Fuß		black	savanna	caramel	skin	grey*	marine*	midnight forest*	wild ruby*	silent breeze*	nordic sky*
● auf Lager ○ wird auf Bestellung gefertigt														
	A-D Wadenstrumpf	Trikotbund	CCL1+2											
	Quadrinova Noppenhafrand	CCL1+2												
	A-G Schenkelstrumpf	Sensinova Hafrand	CCL1+2											
	Quadrinova Noppenhafrand	CCL1+2												
	A-T Strumpfhose	Trikotbund	CCL1+2											
	A-T Maternity	Trikotbund	CCL1											
			CCL2											

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag; Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang. Produkte, welche individuell auf Bestellung gefertigt werden, versenden wir in der Regel am nächsten oder übernächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.
* Ausnahme: Versand von grey, marine und den Trendfarben erfolgt nach max. 10 Arbeitstagen.

Info zu den TREND COLORS:

Die oben abgebildeten TREND COLORS midnight forest, wild ruby, silent breeze und nordic sky sind ab 01.05.2026 erhältlich. Die bisherigen TREND COLORS salted caramel, fresh basil, blueberry dream und hot chili können nur noch bis zum 30.04.2026 bestellt werden.



semitransparent

Fein: Elegante, semitransparente Optik



elegant

Stylisch: Feminine Ästhetik; auch in vier Trendfarben erhältlich



perfect shaping

Attraktiv: Formt Bein und Gesäß optimal



Style SEMITRANSSPARENT MATERNITY SUPPORT

Für sie

Die Style SEMITRANSSPARENT MATERNITY SUPPORT Kompressionsstrumpfhose überzeugt durch einen Bauchteil ohne Nähte, welcher sich wie eine zweite Haut anfühlt. Das Bauchteil ist ohne Kompression, ist flexibel und wächst mit dem Bauch mit. Durch Bereiche mit unterschiedlicher Dehnbarkeit im Bauchteil, wird zusätzlich für eine Unterstützung des Bauches gesorgt. Style SEMITRANSSPARENT MATERNITY SUPPORT bezaubert weiter durch die semitransparente Optik und einer femininen Ästhetik.

SEMITRANSSPARENT Produktcode SSE			Fuss	
☒ auf Lager ☐ wird auf Bestellung gefertigt				
			black	
	A-T Maternity Support	Trikobund	CCL2	
			☐	☐

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag.
Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S.52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang. Produkte, welche individuell auf Bestellung gefertigt werden, versenden wir in der Regel am nächsten oder übernächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.



semitransparent

Fein: Elegante, semitransparente Optik



elegant

Stylisch: Feminine Ästhetik



optimal belly support

Unterstützend: Optimale Unterstützung des Bauches



A-T Maternity Support: 63 % Polyamid, 35 % Elasthan, 2 % Polyurethan



alle Modelle: 84 % Polyamid, 16 % Elasthan

Style PATTERN

Für ihn

Style PATTERN überzeugt durch eine geschmackvolle Musteroptik, welche zeigt, dass Kompression nicht nur funktionell, sondern auch stylisch sein kann. Alle Männer, die einen modischen Auftritt schätzen, werden hier fündig. Denn Style PATTERN lässt keine Wünsche offen – egal ob im Arbeitsalltag oder bei eleganten Anlässen. Speziell für die männlichen Bedürfnisse konzipiert, besticht Style PATTERN durch einen angenehmen Tragekomfort und eine optimale Passform.

PATTERN Produktcode SPA

• auf Lager



A-D
Waden-
strumpf

Trikotbund

CCL 2

Fuss:



black
stripe



blue jeans
stripe



light grey
stripe

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag;
Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf **S. 52**

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.



patterns

Attraktiv: Elegante, stylische Musteroptik



stylish

Stilsicher: Passend für den Alltag und elegante Anlässe



easy to use

Komfortabel: Einfaches An- und Ausziehen





«Mein Kompressionsstrumpf muss mit meinem aktiven Leben mithalten und mich und meine Beine unterstützen. Deshalb fällt meine Wahl auf Active.»



Active

Sigvaris Active Strümpfe passen zu Menschen, die in ihrem dynamischen Leben auf besonderen Support angewiesen sind. Diese Lösungen sorgen auch in aktiven Situationen für den optimalen Halt. Die Produkteigenschaften sorgen zu jeder Tages- und Jahreszeit dafür, dass sich der Träger souverän und sicher fühlt.

Active MASCULINE S. 31



alle Modelle: 81 % Polyamid, 19 % Elasthan

Active MASCULINE

Für ihn

Active MASCULINE ist die perfekte Lösung für alle Männer, die ein aktives Leben führen. Dank feuchtigkeitsregulierender Garne und der integrierten geruchshemmenden Zink-ausrüstung bleiben die Füße auch in brenzligen Situationen frisch. Active MASCULINE wurde speziell für Männerfüsse entwickelt, was eine optimale Passform garantiert.

MASCULINE Produktcode AMA

• auf Lager

				Fuss			
					black	carbon	cyanide
	A-D Waden- strumpf	Triko: bund	CCL 2				

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag; Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.



cushioning sole

Bequem: Mit vollflächiger Sohlenpolsterung



reinforced heel

Stark: Verstärkte Ferse für mehr Sicherheit im bewegten Alltag



seamless toe section

Angenehm: Nahtlose Fusspitze für weniger Druckstellen



Specialities

Manchmal steht der medizinische Aspekt im Vordergrund und die Bedürfnisse der Strumpfträgerin oder des Strumpfträgers können nicht mit Standard-Kompressionslösungen erfüllt werden. In solchen Situationen kommen Produkte aus dem Segment Specialities zum Zug. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass jeder Strumpf für eine ganz spezifische medizinische Indikation oder ein spezielles Bedürfnis entwickelt wurde.

Specialities TRADITIONAL	S. 35
Specialities ULCER X	S. 37
Specialities THROMBO	S. 39



alle Modelle: 70 % Polyamid, 30 % Elastodien

Specialities TRADITIONAL

Für sie und ihn

Wann immer es auf hohe medizinische Wirksamkeit ankommt, ist TRADITIONAL der passende Strumpf. Das einzigartige Kraftdehnungsverhalten der Garnkomposition gewährleistet eine hohe Druckstabilität über den ganzen Tag und eine effektive Behandlung auch bei weit fortgeschrittenen Venenerkrankungen. Selbst in hohen Druckklassen ist TRADITIONAL gut anziehbar. Er ist robust, langlebig und atmungsaktiv.

TRADITIONAL Produktcode TRA

• auf Lager

			Fuss	
				beige
	A-D Wadenstrumpf	Trikotbund	CCL 2 + 3 + 4	•
		Noppenhafterand	CCL 2 + 3	•
	A-F Halbschenkelstrumpf	Trikotbund	CCL 2 + 3 + 4	•
		Noppenhafterand	CCL 2 + 3	•
	A-G Schenkelstrumpf	Trikotbund	CCL 2 + 3 + 4	•
		Noppenhafterand	CCL 2 + 3	•
		Hüftbefestigung	CCL 2 + 3	•
	A-G Post-Op ¹	Hüftbefestigung	CCL 2 + 3	•
	A-T Strumphose	Trikotbund	CCL 2	•
	A-T Maternity	Trikotbund	CCL 2	•
	A-T For men	Trikotbund	CCL 2	•

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag; Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.

¹ Kit bestehend aus: 2x Unterziehstrumpf (ohne Kompression), 1x Überziehstrumpf TRADITIONAL

Größenverfügbarkeit auf S. 59

Zuverlässig: Hohe Sicherheit und medizinische Wirksamkeit für eine erfolgreiche Therapie

Robust: Höchste Druckstabilität über den ganzen Tag dank veredeltem Naturgummi, exzellentes Kraftdehnungsverhalten

Wirkt: Von Ärzten weltweit empfohlen





Überziehstrumpf TRADITIONAL: 70 % Polyamid, 30 % Elastodien;
Unterziehstrumpf: 62 % Polyamid, 26 % Elasthan, 12 % Baumwolle

Specialities ULCER X

Für sie und ihn

ULCER X ist ein Kompressionsstrumpfsystem zur Behandlung des offenen Beins (Ulcus cruris venosum), das aus einem Unterziehstrumpf (15–20 mmHg; 2.0–2.7 kPa) und einem Überziehstrumpf TRADITIONAL (CCL 2) besteht. Im Vergleich zu Bandagen ist ULCER X leicht anzuziehen, meist auch ohne fremde Hilfe, und angenehm zu tragen. Das Kompressionsstrumpfsystem ermöglicht einen kontrollierten reproduzierbaren Druck.

ULCER X Produktcode ULX			Fuss		
• auf Lager					beige
	A-D Wadenstrumpf	Trikotbund	~45mmHg (~6.0 kPa)	(Überziehstrumpf)	(Unterziehstrumpf)

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag; Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.

Grössenverfügbarkeit auf S. 59

Studien¹ sprechen ULCER X diverse Vorteile zu – für mehr Informationen dazu fragen Sie bitte bei Ihrem Kunden- oder Aussendienst nach dem Folder ULCER X.

Schutz: Dank des patentierten Unterziehstrumpfes wird die Wundauflage auch nachts fixiert und die Wunde wird bei korrekter Anwendung nicht beeinträchtigt – weder beim An- noch beim Ausziehen

Effektiv: Bessere Heilungsraten bei kleinen und mittelgrossen Ulcera im Vergleich zu Bandagen



ULCER X Kit besteht aus: 2x Unterziehstrumpf, 1x Überziehstrumpf
Weitere Unterziehstrümpfe separat erhältlich (Set: 4 Stück)
Grössenhinweis Unterziehstrümpfe auf S. 59



¹ Amsler F, et al. In Search of optimal compression therapy for venouse leg ulcers: a meta-analysis of studies comparing diverse bandages with specifically designed stockings. J Vasc Surg 2009; 50: 668–674.
Mariani F, et al. The treatment of venous leg ulcers with a specifically designed compression stocking kit - Comparison with bandaging. Phlebologie 2008; 37:191–197.



alle Modelle: 81 % Polyamid, 19 % Elasthan

Specialities THROMBO

Für sie und ihn

Der THROMBO wird zur Thromboseprophylaxe bei liegenden Patientinnen und Patienten eingesetzt. Er eignet sich nach chirurgischen Eingriffen (speziell Bauch-, Unterleibs- und orthopädische Operationen), nach Brüchen oder Verletzungen der Beine und bei eingeschränkter Mobilität.

THROMBO Produktcode:THR				Fuß	
● auf Lager				mit Inspektionsloch	white
	A-D Wadenstrumpf	Trikotbund	~18 mmHg (~ 2,4 kPa)	●	●
		Noppenhafrand	~18 mmHg (~ 2,4 kPa)	●	●
	A-G Schenkelstrumpf	Hüftbefestigung ¹	~18 mmHg (~ 2,4 kPa)	●	●

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag;
Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf **S. 52**


Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.

¹ ohne XS bei A-G Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung

Sanft: Degressiver Druckverlauf und Kompression von ~18 mmHg (~2,4 kPa) im Fesselbereich

Schonend: Hautfreundlich und atmungsaktiv

Praktisch: Inspektionsloch bei allen Modellen vorhanden



MASS UND ÄNDERUNGEN

Unsere Produktsegmente decken serienmässig viele Bedürfnisse ab. Aber es kann vorkommen, dass ein Serienprodukt den speziellen Anforderungen einer Kundin oder eines Kunden nicht gerecht werden kann. Wenn das passiert, können Sie auf unser Masssortiment sowie unser Änderungsatelier zurückgreifen.

MASSSORTIMENT

- Perfekte Passform – exakt auf die persönlichen Beinmasse abgestimmt
- Das Zeichen für individuelle Massarbeit – auf dem Etikett der Strümpfe steht der Name der Kundin oder des Kunden
- 100 % Zufriedenheitsgarantie

Bei Massstrümpfen erfolgt der Versand nach max. 2 Arbeitstagen.

Fordern Sie am besten unser Bestellformular für Massstrümpfe an. Bei Fragen zum Masssortiment berät Sie unser Kundenservice gerne.

Modelle	Bund/Abschluss	Essential COMFORTABLE	Essential THERMO-REGULATING	Essential CLASSICAL	Style SEMITRANS-PARENT	Specialties TRADITIONAL
 A-D Wadenstrumpf	Trikotbund	•	•	•	•	•
	NHR schmal/breit	•	•	•	•	•
	SVHR	•	•	•	•	•
 A-F Halbschenkelstrumpf	Trikotbund	•	•	•	• ¹	• ¹
	NHR breit	•	•	•	• ²	• ¹
	MNHR	•	•	• ²	•	•
 A-G Schenkelstrumpf	SVHR	•	•	• ²	• ¹	• ¹
	Trikotbund	•	•	•	•	• ¹
	NHR breit	•	•	•	•	• ¹
	MNHR	•	• ¹	•	•	• ¹
 A-G Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung	SVHR	•	•	•	•	• ¹
	Hüftbefestigung	•	•	•	•	• ¹
 A-T Strumpfhose	Trikotbund	•	•	•	•	• ¹
 A-T For men	Trikotbund	•	•	•	•	• ¹
 A-T Maternity	Trikotbund	•	•	•	•	• ¹
 A-T Bodyform	Damen/Herren	•	•	•	•	•
	mit Eingriff	•	•	•	•	•
 A-T Einbeinhose	Damen/Herren	•	•	•	•	• ¹
CCL		1 2	1 2 3	1 2	1 2	2 3 4
Farben		savanna, skin, grey *, marine *, caramel, black	nature, black	caramel, crista, savanna, black	savanna, skin, grey *, marine *, caramel, black, Trendfarben *	beige

¹ nur in CCL 1 und 2 erhältlich ² nur in CCL 2 erhältlich

³ auch mit durchgehendem TRADITIONAL-Gestrick ohne Soft-Bereich erhältlich (o.R. II) ⁴ max. 10 Arbeitstage Lieferzeit

Wählbare Hafränder:

NHR: Noppenhafrand (NHR, Quadrinova); 2,5cm (schmal), 5,0 cm (breit); MNHR: Mikronoppenhafrand, 5,0 cm;

SVHR: Sensinova Hafrand feminines Design, 5,5cm; Sensinova Hafrand neutrales Design, 5,0 cm

Siehe Hafrandübersicht auf S. 7

Alle Modelle mit offener wie auch mit geschlossener Fusspitze erhältlich.

ÄNDERUNGEN

Durch unser Konfektionsatelier sind zahlreiche Änderungsoptionen an Serien- und auch Massprodukten möglich. Besondere Wünsche können bereits bei der Bestellung berücksichtigt werden. Die Lieferzeit verlängert sich dabei lediglich um 3 Arbeitstage.

Änderungen können zu leichten Differenzen im Vergleich zum originalen Produkt führen. Änderungen werden nur innerhalb der 6 Monate Garantie angeboten, wenn das Original Etikett vorhanden ist.

Modelle	Hafrand annähen	Fusspitze kürzen*	Leibteil kürzen	Eingriff einarbeiten	Zwickel ändern	Stoma-Öffnung	Öffnung im Schritt	Länge kürzen**
 A-D Wadenstrumpf	•	•						•
 A-F Halbschenkelstrumpf	•	•						•
 A-G Schenkelstrumpf	•	•						•
 A-G Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung		•						•
 A-T Strumpfhose		•	•	•	•	•	•	
 A-T For men mit Eingriff (links, rechts oder horizontal)		•	•		•	•	•	
 A-T Maternity		•	•		•	•	•	
 A-T Bodyform		•	•		•			

* nur bei geschlossener Fusspitze möglich

** inkl. neuen Hafrand annähen

Wählbare Hafränder:

Noppenhafrand (NHR), 2,5cm (schmal), Noppenhafrand (NHR), 5,0cm (breit);

SVHR: Sensinova Hafrand feminines Design, 5,5cm; Sensinova Hafrand neutrales Design, 5,0 cm

Siehe Hafrandübersicht auf S. 7

Keine Änderungen für Dynaven CLASSIC, Style PATTERN, Style SEMITRANSSPARENT MATERNITY SUPPORT und Active MASCULINE möglich.



«Ich will eine einfache Kompressionslösung, die wirkt. Eine grosse Farbauswahl ist mir nicht wichtig. Deshalb entscheide ich mich für Dynaven.»



«Mein Segment ist Dynaven. Ein Kompressionsstrumpf muss praktisch und solide sein. Nicht mehr und nicht weniger.»

DYNAVEN

Dynaven-Produkte sind funktionell und wirksam – nicht mehr und nicht weniger. Sie eignen sich für pragmatische Anwenderinnen und Anwender, die sich einen Kompressionsstrumpf wünschen, der einfach, solide und praktisch seine Wirkung erfüllt. Neben Sigvaris ist Dynaven unsere zweite Produktmarke.

Dynaven CLASSIC S. 49



A-D, A-G: 68 % Polyamid, 32 % Elasthan; A-T, A-T Maternity: 76 % Polyamid, 24 % Elasthan

Dynaven CLASSIC

Für sie und ihn

Dynaven CLASSIC ist der funktionelle, wirksame und blickdichte Strumpf für die passgenaue Grundversorgung. Er ist sowohl für Frauen als auch Männer ideal. Neu ist das Dynaven CLASSIC Sortiment auch in Mass erhältlich.

CLASSIC Produktcode DCL

● auf Lager ○ wird auf Bestellung gefertigt

				Fuss		black	caramel
	A-D Waden- strumpf	Trikotbund	CCL 1 + 2	●	●	●	●
		Quadrinova Noppenhafrand	CCL 1 + 2	○	○	○	○
	A-G Schenkel- strumpf	Quadrinova Noppenhafrand	CCL 1	○	○	○	○
			CCL 2	●	●	●	●
	A-T Strumpfhose	Trikotbund	CCL 1	○	○	○	○
			CCL 2	●	●	●	●
	A-T Maternity	Trikotbund	CCL 1 + 2	○	○	○	○

Gesamtübersicht nach Kompressionsklasse sowie Indikationen/Bedürfnissen vorne im Umschlag;
Informationen zu Spezialmodellen/Bedürfnissen auf S. 52

Lagerware versenden wir am gleichen oder am nächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang. Produkte, welche individuell auf Bestellung gefertigt werden, versenden wir in der Regel am nächsten oder übernächsten Arbeitstag, abhängig vom Bestelleingang.

Masssortiment:

Wir bieten die oben aufgeführten Ausführungen auch als Massstrümpfe an. Massstrümpfe sind auf die individuellen Masse ihrer Kundin / ihres Kunden abgestimmt und werden erst auf Bestellung gefertigt. Der Versand der Ware erfolgt nach max. 2 Arbeitstagen.



RICHTIG MASS NEHMEN

Medizinische Kompressionsstrümpfe zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass für die Größenbestimmung ein Ausmessen der Beine nötig ist. So stellt man sicher, dass der Strumpf passt, angenehm zu tragen ist und der Druckverlauf am Bein stimmt.

Wann

Nach Möglichkeit sollten Sie die Masse morgens, am ödemfreien Bein, in stehender Position ermitteln. Die Messung soll direkt auf der Haut erfolgen.


Wie

Umfang: Das Bandmass soll beim Messen eng anliegen, jedoch nicht einschneiden.

Länge: Messen Sie die Länge (mit Ausnahme von /T) an der Innenseite des gestreckten Beines im Lot.

Längenmasse l in cm (l = length);

Umfangmasse c in cm (c = circumference)



Hinweis:

Die Beinlänge wird jeweils vom Boden bis zum entsprechenden Masspunkt (z.B. /D, /G, /T) gemessen.

/A offener Fuß
/Z geschlossener Fuß



Ein Video zum Thema «Richtig Mass nehmen» finden Sie hier:

TIPPS UND TRICKS

Im Beratungsgespräch mit Ihren Kundinnen und Kunden sind folgende Punkte wichtig:

Tipp 1: Nutzen von Kompressionsstrümpfen erklären

Zeigen Sie der Kundin bzw. dem Kunden genau auf, wie wichtig, wirkungsvoll und vor allem angenehm eine Kompressionstherapie sein kann. Nur so ist es möglich, bestehende Vorurteile zu beseitigen und einen bestmöglichen Therapieerfolg zu erzielen.

Tipp 2: An- und Ausziehtechnik schulen

Zeigen Sie der Kundin bzw. dem Kunden das korrekte An- und Ausziehen des Kompressionsstrumpfes. Danach lassen Sie sie bzw. ihn den Strumpf nochmals selbstständig an- und ausziehen, sodass Sie, falls nötig, korrigierend helfen können.

Tipp 3: Hinweise zur Handhabung und Pflege mitgeben

Damit sich Ihre Kundinnen und Kunden in den Kompressionsstrümpfen rundum wohl fühlen, ist es wichtig, ihnen einige grundsätzliche Hinweise zur Handhabung und Pflege mitzugeben.



Von früh bis spät:

Die Kompressionsstrümpfe sollten von morgens bis abends getragen werden oder wie ärztlich verordnet. Die Strümpfe sind jeweils nach dem Aufstehen anzuziehen, noch bevor die Beine anschwellen.



Handschuhe helfen:

Beim An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe sollten immer unsere speziellen Handschuhe getragen werden. Das An- und Ausziehen wird dadurch massgeblich vereinfacht und der Strumpf geschont.



An- und Ausziehhilfen zur Unterstützung:

Eine weitere Unterstützung können alternative An- und Ausziehhilfen wie der sim-slide, der magnide on/off, das DOFF N' DONNER SET oder MELANY sein.



Tägliches Waschen:

Die Strümpfe sollten täglich von Hand oder in der Waschmaschine im Schongang bei maximal 40°C mit WäscheNetz gewaschen werden. Das Waschmittel sollte keinen Weichspüler enthalten.



Trocknen der Strümpfe:

Der Strumpf darf weder im Wäschetrockner noch auf der Heizung getrocknet werden. Für das Trocknen eignet sich die Wäscheleine am besten.

SPEZIALMODELLE/ SPEZIALBEDÜRFNISSE

Da jede Kundin bzw. jeder Kunde andere Ansprüche hat, bieten wir neben unseren Standardmodellen, -abschlüssen und -grössen auch optimale Produkte für besondere Bedürfnisse an. Individuell auf die Kundinnen und Kunden einzugehen und das bestmögliche Produkt zu finden, ist wichtig. Nur ein Produkt, das passt und in dem man sich wohlfühlt, wird getragen.

SPEZIALABSCHLÜSSE

Standardmässig schliessen unsere Wadenstrümpfe mit einem Trikotbund und unsere Schenkelstrümpfe mit einem Hafrand ab. Es gibt aber Situationen, in denen andere Abschlüsse nötig sind.

Wadenstrumpf mit Hafrand

Das alternative Wadenmodell bietet eine noch bessere Haftung am Bein, falls der Wadenstrumpf mit Trikotbund rutscht. Der Wadenstrumpf mit Hafrand wird vor allem dann eingesetzt, wenn die Wadenpartie nur schwach ausgeprägt ist (also wenn die Umfangmasse im cC- und im cD-Bereich ähnlich sind).

Erhältlich als Style **SEMITRASPARENT**,
Essential **COMFORTABLE**, **THERMOREGULATING**
& **CLASSICAL**, Specialities **TRADITIONAL**
und Dynaven **CLASSIC**.

Schenkelstrumpf mit Trikotbund

Diese Schenkelstrumpfvariante mit Trikotbund wird bei Kundinnen und Kunden mit empfindlicher oder zu Allergien neigender Haut eingesetzt. Für den optimalen Halt der Strümpfe kann der Spezialklebstoff FIX verwendet werden.

Erhältlich als Essential **COMFORTABLE** &
THERMOREGULATING und
Specialities **TRADITIONAL**.

Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung

Diese Modellvariante wird von Kundinnen und Kunden bevorzugt, die keinen Hafrand tragen möchten und ermöglicht eine verbesserte Lebensqualität im Alter (kein mühsames An- und Ausziehen bei Altersbeschwerden wie Inkontinenz etc.). Kann auch als Links-/Rechts-Kombination anstelle einer Strumpfhose getragen werden. Im Taillenbereich mit Haltegurt mit Klebverschluss.

Erhältlich als Essential **COMFORTABLE**,
THERMOREGULATING & **CLASSICAL** und
Specialities **TRADITIONAL**.

SPEZIALGRÖSSEN

Dass der Strumpf optimal passt, ist für die Compliance und die Wirkung der Strümpfe immens wichtig. Neben unseren Standardgrössen, welche bereits eine grosse Bandbreite an Grössen abdecken, können wir mit Kurzlängen oder besonderen Strümpfen für Kundinnen und Kunden mit grossen Füßen individuelle Lösungen bieten.

Kurzlängen

Diese Modellvariante ist für kleine Personen oder Personen mit einer kürzeren Unterschenkel- bzw. Beinlänge geeignet.

Kurzlänge /D Wadenstrumpf: 31–34 cm

Kurzlänge /G Strumpfhose: 56–64 cm

Erhältlich als Essential **THERMOREGULATING**.

Grosse Füße

Hier unterscheiden wir zwischen voluminösen Füßen und Füßen in Überlänge.

- **Voluminöser Fuss:**
Der Strumpf Active **MASCULINE** eignet sich perfekt für umfangreiche Füße in allen Dimensionen. Er ist speziell für den männlichen Fuss konzipiert und kann auch Beschwerden im Zusammenhang mit einem Hallux valgus (Schiefstand des Grosszehs) lindern. Geeignet bei grossem Ballenumfang (cA), umfangreicher Ferse-Rist-Diagonale (cY) oder bei einem Fuss in Überlänge.
- **Fuss in Überlänge:**
Beim Produkt Essential **THERMOREGULATING** **Maxifuss** bieten wir einen medizinischen Kompressionsstrumpf mit verlängertem Fussteil.

SPEZIALMODELLE

Neben unseren Standardmodellen bieten wir auch diverse weitere Modelle an, um möglichst vielen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Halbschenkelstrümpfe

Diese Schenkelvariante ist ideal für Kundinnen und Kunden, bei denen sich aufgrund von Krampfadern in der Kniekehle ein Wadenstrumpf nicht eignet und die keine Strumpfhose oder keinen gewöhnlichen Schenkelstrumpf tragen möchten.

Erhältlich als Specialities **TRADITIONAL** und
Essential **CLASSICAL**.

Strumpfhose Bodyform

Bei der Strumpfhose Bodyform verläuft der Druck bis ins Leibteil hinein. Bei normalen Kompressionsstrumpfhosen endet der Kompressionsdruck auf Höhe des cG-Masses. Die Strumpfhose Bodyform eignet sich daher für Personen mit weichem Bindegewebe und unterstützt die Silhouette der Hüfte. Eine weitere medizinische Indikation für Kompression im Leibteil ist auch das Lipödem im Hüftbereich.

Erhältlich als Essential **COMFORTABLE**.

FUSSSPITZENOPTIONEN

Bei den meisten unserer Kompressionsstrümpfe stehen zwei Fussspitzenoptionen zur Auswahl. In den meisten Fällen kann der Kundin bzw. dem Kunden die Wahl überlassen werden.

Offener Fuss

- Für Kundinnen und Kunden, die keinen geschlossenen Fuss benötigen.
- Bei warmen Temperaturen angenehmer zu tragen.
- Einfacher anzuziehen, daher ideal für ältere Personen.
- Erlaubt das Beobachten einer möglichen Verfärbung und Druckstellen der Zehen.

Geschlossener Fuss

- Aus medizinischen Gründen dann erforderlich, wenn im Zehenbereich ein Kompressionsdruck benötigt wird, z.B. bei Ödemen im Fussbereich.
- Aus orthopädischen Gründen bei einem stärker ausgeprägten Hallux.



Beispiele von Spezialabschlüssen



Fussspitzenoptionen

DRUCKWERTE, INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Das Tragen von Kompressionsstrümpfen ist eine wirksame Therapie gegen chronische und akute Venenkrankheiten, zur Vorbeugung der Reisetrombose oder von Besenreisern oder Krampfadern während der Schwangerschaft. Wir raten, medizinische Kompressionsstrümpfe erst nach Rücksprache mit einer (Fach-)Ärztin oder einem (Fach-)Arzt zu verwenden.

DRUCKWERTE IM KNÖCHELBEREICH

Es gibt vier Kompressionsklassen. Fachleute sprechen auch von CCL 1 bis 4. Je höher die Klasse, desto stärker die Kompression: Das ist der Druck, der durch den medizinischen Kompressionsstrumpf ausgeübt wird. Der Druck wird entweder in mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) oder kPa (Kilopascal) angegeben.

- **Kompressionsklasse 1 / CCL 1:**
18–21 mmHg; kPa-Wert: 2,4–2,8
- **Kompressionsklasse 2 / CCL 2:**
23–32 mmHg; kPa-Wert: 3,1–4,3
- **Kompressionsklasse 3 / CCL 3:**
34–46 mmHg; kPa-Wert: 4,5–6,1
- **Kompressionsklasse 4 / CCL 4:**
mind. 49 mmHg; kPa-Wert: $\geq 6,5$

INDIKATIONEN

Die Kompressionstherapie wird in der Regel bei folgenden Krankheiten ärztlich verordnet:

Chronische Venenerkrankungen

- Verbesserung venöser Symptome
- Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
- Prävention und Therapie venöser Ödeme
- Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen
- Ekzem und Pigmentierung
- Dermatoliposklerose und Atrophie blanche
- Therapie des Ulcus cruris venosum
- Therapie des gemischten (arteriell und venös bedingten) Ulcus cruris (unter Berücksichtigung der Kontraindikationen)
- Prävention des Ulcus cruris venosum-Rezidivs
- Schmerzreduktion beim Ulcus cruris venosum
- Varikose
- Initiale Phase nach Varikosestherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz (bei Adipositas, Sitz-, Stehberufe)
- Venöse Malformationen

Thrombotische Venenerkrankungen

- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Armvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten

Ödeme

- Lymphödeme
- Ödeme in der Schwangerschaft
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme
- Lipödeme ab Stadium II
- Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremitäten)
- Berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)
- Medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine Umstellung möglich ist

Andere Indikationen

- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft
- Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung

KONTRAINDIKATIONEN

In folgenden Fällen dürfen medizinische Kompressionsstrümpfe nicht getragen werden:

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft: ABl $< 0,5$, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO₂ < 20 mmHg Fußrücken).
- Dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Relative Kontraindikationen, bei denen Nutzen und Risiko besonders abgewogen werden müssen:

- Ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit auf Kompressionsmaterial
- Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei Diabetes mellitus)
- Primär chronische Polyarthrit

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

MKS können insbesondere bei unsachgemäßer Handhabung Hautnekrosen und Druckschäden auf periphere Nerven verursachen. Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsmitteln zu Juckreiz, Schuppung und Entzündungszeichen kommen. Daher ist eine adäquate Hautpflege unter der Kompressionsversorgung sinnvoll.




GRÖSSENBESTIMMUNGEN

Umfang- und Längengrössensystem für Essential **COMFORTABLE** (ECF),
Essential **THERMOREGULATING** (ETH), Style **SEMITRANSSPARENT** (SSE),
Style **PATTERN** (SPA), Active **MASCULINE** (AMA)

		Umfangmass cm											
		XXS ¹	XXS Plus ¹	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
cT		60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
cH		75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
cG	ohne Hafttrand	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	mit Hafttrand	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
cF		38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
cE		29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
cD		23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
cC		25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	42-49	43-51
cB ₁		22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
cB		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
cY		27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
cA		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

¹ XXS und XXS Plus nicht erhältlich bei Style PATTERN




Länge cm					
short ²	31-34	short	56-64	short ³	56-64
normal	35-40	normal	65-74	normal	65-74
long	41-45	long	75-84	long	75-84

² Länge short nur bei Essential THERMOREGULATING A-D mit Trikotbund der CCL 2, in den Farben black und nature; kein Maxifuss erhältlich bei A-D Länge short
³ Länge short nur bei Essential THERMOREGULATING A-T mit Trikotbund der CCL 2 und 3, in der Farbe nature


A-D = Wadenstrumpf; A-G = Schenkelstrumpf; A-T = Strumpfhose; A-T Maternity = für Schwangere und Übergrößen:
Umfangmass cH und cT entfallen durch ein Spezial-Hosenteil, das sich anpasst

Umfang- und Längengrössensystem für Essential **CLASSICAL** (ECL)

		Umfangmass cm					
		S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus
cT		bis 80	bis 80	bis 90	bis 90	bis 100	bis 100
cH		bis 110	bis 110	bis 120	bis 120	bis 130	bis 130
cG		42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76
cF		41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70
cE		32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49
cD		28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46
cC		31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48
cB ₁		24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36
cB		19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29
cY		28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38
cA		19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29



Länge cm							
short	33-37	short	56-60	short	61-70	short	61-70
long	38-44	long	61-70	long	71-80	long	71-80




A-D = Wadenstrumpf; A-F = Halbschenkelstrumpf; A-G = Schenkelstrumpf; A-T = Strumpfhose


GRÖSSENBESTIMMUNGEN

Umfang- und Längengrössensystem für Specialities **TRADITIONAL** (TRA),
Specialities **ULCER X** (ULX)

	Umfangmass cm								
	XS	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
cT		bis 80	bis 80	bis 90	bis 90	bis 100	bis 100		
cH		bis 110	bis 110	bis 120	bis 120	bis 130	bis 130		
cG	40-50	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76	61-71	69-79
cF	39-48	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70	58-67	64-73
cE	29-34	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49	41-46	48-53
cD	26-32	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46	38-43	44-49
cC	28-31	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48	40-45	47-52
cB ₁	21-24	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36	35-39	35-39
cB	17-19	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32
cY	25-28	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38	38-41	38-41
cA	17-19	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32



Länge cm							
short	33-37	short	56-60	short	61-70	short	61-70
long	38-44	long	61-70	long	71-80	long	71-80
				x-long*	81-90		



* Länge x-long nur bei TRADITIONAL A-G Post-OP

A-D = Wadenstrumpf; A-F = Halbschenkelstrumpf; A-G = Schenkelstrumpf; A-T = Strumpfhose;
A-T Maternity = für Schwangere und Übergrossen; Umfangmass cH und cT entfallen durch ein Spezial-Hosenteil, das sich anpasst

Grössenverfügbarkeit für Specialities **TRADITIONAL** (TRA), Specialities **ULCER X** (ULX)

	Kompressionsklasse	Grössen										Längen		
		XS	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus		short	long	x-long
A-D Wadenstrumpf	CCL 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	CCL 3		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	CCL 4		• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹				•	•	
A-F Halbschenkelstrumpf	CCL 2	• ¹	•	•	•	•	•	•	• ¹	• ¹		•	•	
	CCL 3		•	•	•	•	•	•				•	•	
	CCL 4			• ¹		• ¹		• ¹				•	•	
A-G Schenkelstrumpf	CCL 2	• ^{1,2}	•	•	•	•	•	•	• ^{1,2}	• ^{1,2}		•	•	
	CCL 3		•	•	•	•	•	•				•	•	
	CCL 4			• ¹		• ¹		• ¹				•	•	
A-G Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung	CCL 2		•	•	•	•	•	•				•	•	
	CCL 3			•		•		•				•	•	
A-G Post-OP	CCL 2			•		•		•				•	•	•
	CCL 3			•		•		•				•	•	•
A-T Strumpfhose A-T Maternity	CCL 2			•		•		•				•	•	
A-T for men	CCL 2			•		•		•				•	•	
ULCER X Kit*	~45 mmHg (~ 6,0 kPa)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	


¹ Modell nur ohne Hafttrand erhältlich
² Modell nur in der Länge long erhältlich

* Grössenhinweise zu den separat erhältlichen Unterziehstrümpfen für Specialities **ULCER X**:

Grösse ULCER X Kit	Grösse Unterziehstrumpf (4er Set)
XS short	S short
XS long	S long
S short, S Plus short	S short
S long, S Plus long	S long
M short, M Plus short	M short
M long, M Plus long	M long
L short, L Plus short	L short
L long, L Plus long	L long
XL short, XL Plus short	XL short
XL long, XL Plus long	XL long

GRÖSSENBESTIMMUNGEN

Umfang- und Längengrössensystem für Specialities **THROMBO** (THR)




Umfangmass cm	cB	cD	cG
x-small*	17–19 cm	≤ 34 cm	≤ 52 cm
small	19–23 cm	≤ 38 cm	≤ 60 cm
medium	23–26 cm	≤ 42 cm	≤ 68 cm
large	26–29 cm	≤ 46 cm	≤ 76 cm

* x-small für A-G mit Hüftbefestigung nicht erhältlich

Länge cm	ℓD	ℓG
short	≤ 37 cm	≤ 70 cm
long	≥ 38 cm	≥ 71 cm

Umfang- und Längengrössensystem für Dynaven **CLASSIC** (DCL)

	Umfangmass cm					
	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus
cT	bis 80	bis 80	bis 90	bis 90	bis 100	bis 100
cH	bis 110	bis 110	bis 120	bis 120	bis 130	bis 130
cG	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76
cF	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70
cE	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49
cD	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46
cC	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48
cB ₁	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36
cB	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29
cY	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38
cA	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29



Länge cm					
short	33–37	short	61–70	short	61–70
long	38–44	long	71–80	long	71–80



A-D = Wadenstrumpf; A-G = Schenkelstrumpf; A-T = Strumpfhose; A-T Maternity = Strumpfhose für Schwangere und Übergrößen:
Umfangmass cH und cT entfallen durch ein Spezial-Hosenteil, das sich anpasst

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BESTELLMÖGLICHKEITEN

Online via Businessportal

Mit dem Businessportal ist es Ihnen möglich, unser Produktportfolio in nur wenigen Schritten rund um die Uhr zu bestellen.



Kundendienst

Freecall Tel. 0800 744 82 747

Freecall Fax 0800 426 96 64

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

08.00–17.00 Uhr

Freitag

08.00–16.00 Uhr

E-Mail

orders.de@sigvaris.com

SIGVARIS GmbH

Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35

87700 Memmingen

Deutschland

www.sigvaris.com

gedruckt in der
schweiz