

Der einfache Einstieg in die adaptive Kompression



Neu: Integrierte Anziehhilfe für einfacheres Anlegen

- Eingnähtes elastisches Material zum Hineinschlüpfen
- Hält die Versorgung zuverlässig in Position beim Anlegen
- Bei Nichtgebrauch liegt sie faltenfrei und kaum spürbar an der Innenseite der Versorgung
- Bei allen circaid juxtalite und circaid juxtafit Unterschenkelversorgungen

Komfortabler Unterziehstrumpf mit integrierter Fußkompression

Selbstzahler-
Leistung

Neu: circaid®

kompressiver

Unterziehstrumpf

- Kompressive Versorgung des Fußes inklusive Knöchel
- Nicht kompressiv oberhalb des Sprunggelenks
- Weiches Material für angenehmen Tragekomfort
- Erhältlich für den Unterschenkel in zwei Kompressionsstärken (15–25 mmHg und 25–35 mmHg) und zwei Größen

Indikationen

- Initiale Entstauung von Lymphödemen
- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum

Der Unterziehstrumpf sollte immer in Kombination mit einer circaid Unterschenkelversorgung getragen werden.

Keine Kompression

Kompression



Zweckbestimmungen

circaid® Beinversorgungen: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Beins.
circaid® kompressiver Unterziehstrumpf: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Fußes und des Knöchels.