




excelV Before and After



CUTERA®

美國Cuter (NASDAQ: CUTR) 公司成立於1998年  
是全球領先的醫療激光美容設備生產商

Q: excel V可處理什麼問題？

A: excel V能處理26種不同皮膚問題，常用於治療玫瑰痤瘡，臉及腿部血管浮現，老人斑/褐色色斑，暗瘡疤痕等。

Q: 治療會痛嗎？

A: excel V治療進行時，感覺就像橡筋彈在臉上。療程程序使用冷卻探頭保護皮膚，安全更舒適。

Q: 療程需要做多少次？

A: 療程只需1-2次便可，療程次數多少根據皮膚狀況而定。

Q: Laser Genesis療程如何運作？

A: 激光能量微脈衝激活膠原蛋白重塑，改善細紋和皺紋，針對不想要的褐色斑點和面部發紅問題。效果會在數次後更明顯。

Q: Laser Genesis療程有甚麼好處？

A: 非常適合敏感性皮膚去改善常見面部發紅、褐色色斑、細紋和皺紋，幫助肌膚回復年輕光澤。Laser Genesis不但療程時間短，而且零恢復期，不少繁忙都市女性更認為最適合於午餐時間進行此療程。

Q: Laser Genesis需要接受多少次療程？

A: 建議連續接受4-6次療程或以達到最佳效果，並持續進行保養，令效果得以保持更長時間。

Q: 有甚麼可能的副作用？

A: 完成療程後有機會出現輕微發紅，但會於數小時內回復正常。褐色斑點在治療後會變深，3至6日內便會褪色。療程後可即時塗上防曬霜及化妝品，恢復日常活動。

SureMed+ SureMed (HK) Limited  
f suremedhk

白雪公主  
excelV™

嫩膚美白神器  
綠翡翠激光

雙波長設計  
三合一長脈寬

美國FDA認證 有效治療紅血管和色斑

解決26項常見肌膚問題

- ◎紅血管
- ◎酒渣鼻
- ◎泛紅
- ◎暗瘡
- ◎青筋
- ◎色斑
- ◎發炎
- ◎鬆弛

CUTERA®



CoolView™

## #excel V

唯一同時具備532nm/1064nm長脈寬激光  
三合一治療,為患者提供優質的26項治療效果,  
針對深淺層的血管病變,色素問題和皮膚再生

功效 + 性能  
CoolView™持續輸送實時校準  
30秒預熱時間的能量

舒適 + 安全  
獨有藍寶石接觸式冷卻系統  
均可治療所有皮膚類型

532和1064nm具有變焦光斑,  
可在2-12 mm範圍內快速轉換,有效地調整光斑尺寸

## #532nm COOLVIEW KTP Long Pluse

### 玫瑰痤瘡,暗瘡,微血管

532nm對呈紅色的氧合血紅蛋白和黑色素達到很高吸收特性,是治療淺層表面血管和色素病變的理想波長

## #藍寶石冷凍 CONTACT COOLING 保護皮膚

藍寶石接觸式冷凍,在每次激光治療之前,期間和之後  
都為患者冷卻皮膚,大大提高卓越的安全性和舒適度



## #LASERFENESIS Micro-pulsed 1064 nm

### 膠原增生 收細毛孔

CUTERA專利卓悅性的設計Genesis™,以溫和的微脈衝  
激光瞄準皮膚中的微血管,刺激膠原纖維母細胞,  
快速刺激膠原蛋白增生生成,改善細紋和皺紋,  
收細毛孔,緊緻皮膚



## #26tx

解決26項常見皮膚問題

532 nm	TX OPTIONS	1064 nm
	暗瘡疤痕	•
•	瘀傷	
•	黑色丘疹皮膚病	•
•	咖啡牛奶斑	
•	櫻桃血管瘤	•
•	瀰漫性發紅	•
•	面部毛細血管擴張	•
	幼紋皺紋	•
•	腿部靜脈	•
•	淺層色斑曬斑	
•	毛細血管擴張症	
•	黃褐斑	•
	輕度/中度炎症性痤瘡	•
	眼周靜脈黑眼圈	•
•	紅色疤痕	•
	網狀血管	•
•	玫瑰痤瘡	•
•	皮脂腺增生	
•	皮膚再生	•
•	皮膚瘰癧	•
•	蜘蛛痣	•
	蜘蛛網狀靜脈曲張	•
	靜脈湖	•
•	葡萄酒色斑	•
•	皮膚異色病	•
•	疣	•

## GENESIS V™

1064nm微脈衝0.3ms以輕柔安全地瞄準  
微血管,是CUTERA公司最受歡迎的激光治療

