



## LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA LABORATOORIUMI KINNITAVATE UURINGUTE SAATE- LEHT

Paldiski mnt 68, telefon 651 1411

**Patsiendi nimi:** \_\_\_\_\_ M/N Isikukood/sünniaeg: \_\_\_\_\_

**Tellija nimi:** \_\_\_\_\_ **Asutus:** \_\_\_\_\_

**Proov:**  seerum  EDTA plasma Võtmise kuupäev \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Tellitud kinnitav uuring:** (märgistage sobiv)  HIV kinnitav  HCV kinnitav

**Esmase uuringu tellija:** Arst \_\_\_\_\_ Asutus \_\_\_\_\_ kuupäev \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Lisainfo patsientist, tema doonorlusest või HIV ravi saamisest:** \_\_\_\_\_

<b>Esmase uuringu teostanud</b> asutus _____ Uuringu vastuse kinnitas _____	<u>Teie laboris mõõdetud arvulised tulemused</u>	
<b>Esmase uuringu tulemused:</b> (märgistage kõik tehtud uuringud)	Tulemus	Teostamise kuupäev
<u>Ag+Ab määramine</u> <input type="checkbox"/> HIV Combi/Combi PT/Duo, Cobas, Roche (EIA, ECLIA, ELISA vms) <input type="checkbox"/> HIV Ag/Ab Combo (CHIV), Atellica, Siemens <input type="checkbox"/> HIV Ab/Ag Combo, Architect/Alinity, Abbott <input type="checkbox"/> Anti-HCV _____ <input type="checkbox"/> Muu test _____	_____	_____
<u>RNA määramine</u> (PCR) <input type="checkbox"/> nimetus _____	_____	_____
<u>Kiirtest</u> <input type="checkbox"/> nimetus _____	_____	_____

### Proovi saatmise juhend:

1. Vereseerum tuleb saata geeliga eraldatuna avamata korgiga originaalkatsutis või vähemalt 0,7 ml seerumit kahes 2,0 ml keeratava korgiga tuubis;
2. EDTA plasma tuleb saata ümberpipeteeritult. Vähemalt 0,7 ml plasmat tuleb pipeteerida kahte 2,0 ml keeratava korgiga tuubi;
3. Katsutid või tuubid peavad olema tihedalt suletud, vigastamata ja väljastpoolt puhtad ning kuivad;
4. Katsutid või tuubid peavad olema markeeritud patsiendi ees- ja perekonnanimega, või isikukoodiga, mis võimaldab proovimaterjali seostada saatekirjaga;
5. Geeliga seerumikatsuti tuleb tsentrifuugida peale verevõtmist ja tsentrifuugitud katsutit on lubatud säilitada temperatuuril 2-8 °C kuni 3 ööpäeva, -20 °C juures kuni 30 päeva;
6. Plasma katsuti tuleb tsentrifuugida peale vere võtmist ja plasma pipeteerida eraldi tuubi. Eraldatud plasmat on lubatud säilitada temperatuuril 2-8 °C kuni 3 ööpäeva, -20 °C juures kuni 30 päeva;
7. Proovide transpordiks tuleb paigutada proovimaterjaliga nõu transportnõusse koos absorbeeriva materjaliga, et takistada proovimaterjali lekkimist. Uuringute saatekirjad paigutada eraldi ümbrikusse;
8. Seerumi ja plasma proove võib transportida toatemperatuuril;
9. Saatekiri peab olema selgelt vormistatud ja saatekirjal olevad andmed peavad olema täielikud.
10. Saatekiri ei tohi olla proovimaterjaliga määrdunud.