



TEILPROTHESE PUTZEN

OBERKIEFER


1. Prothesengerüst oder Platte entfernen




2. Innenflächen bürsten




3. Außenflächen bürsten




4. Prothesengerüst oder Platte nicht im Wasser aufbewahren und an einem sicheren, vorzugsweise hohen Ort aufbewahren




5. Innenflächen bürsten




6. Außenflächen bürsten




7. Oberflächen bürsten



8. Rückflächen bürsten



9. Verwenden Sie eine Interdentalbürste




1X
TÄGLICH


TEILPROTHESE PUTZEN

UNTERKIEFER


1. Prothesengerüst oder Platte entfernen




2. Innenflächen bürsten




3. Außenflächen bürsten




4. Prothesengerüst oder Platte nicht im Wasser aufbewahren und an einem sicheren, vorzugsweise hohen Ort aufbewahren




5. Innenflächen bürsten




6. Außenflächen bürsten




7. Oberflächen bürsten



8. Rückflächen bürsten



9. Verwenden Sie eine Interdentalbürste



1X
TÄGLICH