

Zur Entfernung von Knochenzement mittels Ultraschall



# TORS

Torsional **O**rthopaedic **R**evision **S**ystem

**MST Medical Supplies Team GmbH**  
Perinetgasse 3/GL 6  
1200 Wien

[www.mstaustria.at](http://www.mstaustria.at)  
[info@mstaustria.at](mailto:info@mstaustria.at)  
+43 664 148 99 97



# TORS

## Torsional Orthopaedic Revision System

TORS ist aktuell das leistungsstärkste System zur Knochenzemententfernung. Der Einsatz von innovativer Ultraschalltechnologie ermöglicht - im Vergleich zu manuellen Techniken und jeglichen vergleichbaren Systemen auf dem Markt - eine schnelle, effektive, schonende und sichere Knochenzemententfernung.

Eigens konzipierte Sonden erhöhen den Abtrag des Knochenzements und tragen somit wesentlich zur Einsparung der OP-Zeit bei. Das **technisch ausgereifte System** überzeugt durch eine extrem stabile Funktionsleistung, sowie ein **einfaches und anwenderfreundliches Handling**.



### SOFT TISSUE SET

Das Weichteilskalpell arbeitet mittels ultraschallbasiertem Verfahren, das hämostatische Haut- und Muskelinzisionen ermöglicht, die der monopolaren Diathermie gleichwertig sind. Die Temperaturentwicklung ist dabei jedoch deutlich reduziert, daher entsprechend schonender und ermöglicht somit eine deutlich bessere Blutungskontrolle.



T1T1TT  
TORS Handstück Soft Tissue



T1T1FT  
TORS Fußschalter Soft Tissue

## Optionen, Ersatzteile

	<b>T1T1G</b> TORS Generator mit Netzkabel.		<b>T1T1CC</b> TORS Anschlusskabel Zementhandstück
	<b>T1T1CT</b> TORS Handstück Zemententfernung.		<b>T1T1FC</b> TORS Fußschalter Zementhandstück.
	<b>T1P4R2</b> TORS Bohrer Sonde 200 Ø4 mm		<b>T1P6R1</b> TORS Bohrer Sonde 100 Ø6 mm
			<b>T1P6R2</b> TORS Bohrer Sonde 200 Ø6 mm
	<b>T1P8R1</b> TORS Bohrer Sonde 100 Ø8 mm		
	<b>T1P8R2</b> TORS Bohrer Sonde 200 Ø8 mm		<b>T1P10R2</b> TORS Bohrer Sonde 200 Ø10 mm
	<b>T1S6R1</b> TORS Schaber Sonde 100 Ø6 mm		<b>T1S8R1</b> TORS Schaber Sonde 100 Ø8 mm
	<b>T1S6R2</b> TORS Schaber Sonde 200 Ø6 mm		
			<b>T1S8R2</b> TORS Schaber Sonde 200 Ø8 mm
	<b>T1S10R2</b> TORS Schaber Sonde 200 Ø10 mm		<b>T1ECR1</b> TORS Verlängerungsstück Sonde gebogen
	<b>T1ESR2</b> TORS Verlängerungsstück Sonde gerade 132mm		<b>T1ESR1</b> TORS Verlängerungsstück Sonde gerade 90mm
	<b>T1T1CW</b> TORS Sonden-Reinigungspatrone		<b>T1T1AH</b> TORS Handstückaufnahme STERIL - SU
	<b>T1T1AT</b> TORS Sterilisationssieb		<b>T1T1S</b> TORS Gabelschlüssel SW 9
	<b>T1T1SM</b> TORS TORS Einlage Sterilisationssieb		
	<b>T1T1TT</b> TORS Handstück Soft Tissue		<b>T1T1FT</b> TORS Fußschalter Soft Tissue

## Mietsystem TORS

<b>R_T10000</b>	Mietset TORS, komplett mit Handstücken und Fußpedal.	<b>R_T10001</b>	Set Arbeitssonden Mietsystem TORS. Mehrfach verwendbar. Berechnet werden die Sonden, die nach Benutzung nicht mehr einsatzfähig sind.
<b>T1T1AH</b>	TORS Handstückaufnahme STERIL - SU	<b>R_T10004</b>	Mietset TORS Soft Tissue - Set inkl. Handstück und Fußpedal. Separat bestellbar.