

Erstellung von RehaComOnline-Patientenkonten:

Bei der Erstellung eines Patientenkontos sollte der Patient anwesend sein und Zugang zu seinem E-Mail-Konto haben.

I. Anlegen eines Patienten-Accounts:

1. Gehen Sie zu registration.rehacom.online.
2. Geben Sie einen Registrierungscode ein und folgen Sie den Schritten zur Registrierung:
 - a. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse Ihres Patienten ein.
 - b. Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Patienten ein Passwort fest (evtl. irgendwo notieren)
 - c. Der Patient erhält eine E-Mail und muss auf den Validierungslink klicken.
3. Nun muss sich der Patient zunächst auf <https://rehacom.online/> einloggen (und Sie können ihm die Benutzeroberfläche zeigen).

II. Einladen des Patienten

4. Im Therapeuten-Account lädt der Therapeut den Patienten ein (Klicken Sie auf: Patient hinzufügen und aktivieren Sie die Checkbox "Klient zum Hometraining einladen")

The screenshot shows the 'Add new client' form in the RehaCom interface. The form is titled 'Add new client' and has a green header. It contains the following fields and options:

- Email ***: Text input field.
- First Name ***: Text input field.
- Abbreviation**: Text input field.
- Language**: Dropdown menu set to 'German'.
- Country**: Dropdown menu set to 'Germany'.
- Invite Client to home training.** (This checkbox is circled in red with a '2.' next to it).

At the bottom right of the form is a green 'Save' button. In the background, a '+ Client' button is circled in red with a '1.' next to it.

5. Der Patient erhält eine E-Mail und muss auf den Link klicken.
6. Nun sind die Konten verbunden und Sie können Trainingsverordnungen festlegen.